

OBセット・分娩パック

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は、医療処置用として必要とされる以下の構成品を二品目以上組み合わせて滅菌したものである。

- | | |
|------------------|-----------|
| ・医療ガーゼ | ・トレイ |
| ・医療脱脂綿 | ・フィルム袋 |
| ・コットンボール | ・ディスポキャップ |
| ・医療用不織布 | ・ディスポタオル |
| ・単回使用汎用サージカルドレープ | ・ディスポガウン |
| ・脚袋 | ・輪ゴム |
| ・ピンセット | ・はさみ |
| ・不織布製品 | ・チューブ |
| ・ポリカップ | ・ネームバンド |
| ・ポリ容器 | |

*【使用目的又は効果】

本品は医療処置用として使用する。迅速な処置及び利便性のため医療機器等を予め組み合わせた単回使用のキット製品である。

*【使用方法等】

- 1、滅菌袋を開封し、内容物を無菌的取り出して使用する。
- 2、各構成品の操作方法又は使用方法に基づいて使用する。
- 3、本品はディスポーザブル製品であるので、1 回限りの使用のみで、再使用できない。

【使用上の注意】

1. 本品の使用は一回限り、再使用はしないこと。
2. 包装が破損、汚損又は水濡れしている場合は使用しないこと。
3. 本品は滅菌済みのため包装を開封したら早めに使用すること。

*【保管方法及び有効期間等】

1. 貯蔵・保管方法
水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け
清潔な場所で室温に保管すること
- 2、有効期限
滅菌後 3 年間【自己認証（自社データ）による】

【保守・点検に係る事項】

再使用・再滅菌禁止

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者及び製造業者
株式会社 リリー
〒950-0812 新潟県新潟市東区豊 3 丁目 3 番 48 号
お問合せ先 Tel 025-273-1166