

機械器具 60 歯科用エンジン
一般医療機器 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット 34713000

デンティック

【警告】

1. 取扱説明書に従い、手順どおりご使用ください。
2. 本器の定格に適合するコンセントに接続してください。

【禁忌・禁止】

1. 濡れた手でプラグに触れないようにしてください。感電するおそれがあります。
2. 分解、修理、改造はおこなわないでください。事故に繋がるおそれがあります。
3. 屋外、多湿の場所、水のかかる場所には設置しないでください。

【形状・構造及び原理等】

[形状・構造]



[寸法・重量]

寸法（幅×奥行き×高さ）：25 x 23 x 38 cm

重量：10 Kg

[原理]

プリント方式	LCD
プリントサイズ	120 × 68 × 140mm
XY 解像度	47 μ m
スライス厚	30 ～ 200 μ m
樹脂硬化波長	385 ～ 405 μ m
電源	110 ～ 240V、50 ～ 60Hz

【使用目的又は効果】

複合ソフトウェアを利用した装置で、技工所又は技工室内に設置して歯科修復物のコンピュータ支援設計(CAD)又はコンピュータ支援製造(CAM)に用いる。

本品は、歯科技工物等を作成する 3D プリンターである。

【使用方法等】

具体的な使用方法是、製品マニュアルを参照してください。

【使用上の注意】

1. 担当者以外触らないこと。
2. 使用しないときは、電源コンセントを抜くこと。
3. 使用時は、アースを接続すること。
4. 作業時はドアを閉めること。
5. 目的用途以外の使用はしないこと。
6. 本器は精密機器のため、取扱いには十分注意すること。
7. 本器を分解、修理、改造しないこと。
8. 本器の故障などが発生した場合は、直ちに業者又は当社に連絡すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 直射日光と多湿を避け、水のかからない場所にて保管すること。
- 2) 振動、衝撃の恐れのない平らで安定した場所に保管すること。
- 3) 火気を使用する場所やガスの発生する場所を避けて保管すること。
- 4) 関係者以外が触れないよう、適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業： **リソカイ株式会社**

住 所：東京都新宿区南元町19番地 信濃町外苑ビル3階

電 話：03 (3359) 4321

製 造 業 者：Ackuretta Technologies Pvt. Ltd.

製 造 国：台湾