

器 74 医薬品注入器

一般医療機器 再使用可能な色素注入器 17660001

ME SM A i g u i l l e メスム イギュリー

【形状、構造及び原理等】

単数又は複数本からなる針状の注入器およびその専用
治具（オプション）。
皮膚への浸透によって色素を沈着させる

【使用目的又は効果】

瘢痕又は熱傷の被覆、人工眉の作製、乳房再建術後
の自然な乳頭外観の作製その他の身体の美的外観向上
のために用いる。

【使用方法等】

- ・専用の器具に取り付けるか又はそのまま使用する。
- ・色素を沈着させる。
- ・針を皮膚に刺し、眉やアイラインなどを描く。

【使用上の注意】

- ・使用前に必ず高圧蒸気滅菌を行い、滅菌されている
ことを確認する。
- ・使用前に汚れ、傷、曲がり、刃先の損傷等の異常が
ないか確認する。
- ・使用目的以外の目的で使用しないこと、また折損、
曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力
を加えないこと。

【保管方法及び有効期間等】

高温・多湿・直射日光及び水濡れを避けて保管する
こと。
本体に衝撃が掛からないように取扱いに注意すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

株式会社リアクトシステム
電話：06－6586－9344