

機械器具 5 1 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 整形排液用カニューレ 7 0 3 5 2 0 0 0
MR ストッパー

【形状、構造及び原理等】

L 字型の先端部を有する固定具

【使用目的又は効果】

シリンジ内のプランジャーを固定する。

【使用方法等】

プランジャーに取り付けて、プランジャーにかかる陰圧
による戻りを防ぐ。

【使用上の注意】

- ・使用前に汚れ、傷、曲がり等の異常がないか確認する。
- ・使用目的以外の目的で使用しないこと、また折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力を加えないこと。

【保管方法及び有効期間等】

高温・多湿・直射日光及び水濡れを避けて保管すること。
本体に衝撃が掛からないように取扱いに注意すること。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

株式会社リアクトシステム
電話：06－6586－9344