

機械器具 58 整形用機械器具
一般医療機器 歯科用インプラント手術器具 70965001

Gステント

【禁忌・禁止】


歯科医療有資格者以外が使用しないこと。
記載の使用目的以外には使用しないこと。

※【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者： 和田精密歯研株式会社
大阪府大阪市東淀川区西淡路 3-15-46
06-6321-8551
製造業者： 桑名精工株式会社

【形状・構造及び原理等】

[形状]



[原材料]

チタン

【使用目的又は効果】

歯科用インプラントの外科手術時に使用し、再使用可能。

【使用方法等】

[使用方法]

歯科用インプラント手術時のドリルガイドとして使用する。

[滅菌方法]

オートクレーブにより滅菌を行う。

【使用上の注意】

使用前に外観確認を行い、汚れ、腐食、損傷等の異常がない事を確認すること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

1. 高温・多湿を避け、清潔な場所で保管する。
2. 本品は、歯科の医療従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。