

機械器具 15 舌圧子
一般医療機器 舌圧子 14066000
W I S M ディスポ舌圧子

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

カバ材を細長い板状に加工し、滅菌したものである

【使用目的又は効果】

舌を移動させて、周辺臓器及び組織の検査を容易にするために用いる手術器具

【使用方法等】

適宜使用すること。

【使用上の注意】

包装材が開封、破損しているものは滅菌製品として使用しないこと。
本品に破損等、異常があるものは使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

直射日光および火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〈製造販売業者〉

万達株式会社

東京都豊島区北大塚3丁目6番4号

Tel:03-3949-0956