

## 1 コメデンブン

### 2 純度試験(2)の項を次のように改める。

#### 3 純度試験

- 4 (2) 酸化性物質 本品4.0 gに水50.0 mLを加え、5分間振  
5 り混ぜた後、遠心分離する。上澄液30.0 mLに酢酸(100) 1  
6 mL及びヨウ化カリウム0.5～1.0 gを加え、振り混ぜた後、  
7 暗所に25～30分間放置する。デンブン試液1 mLを加え、  
8 0.002 mol/Lチオ硫酸ナトリウム液で液が無色になるまで滴  
9 定(2.50)する。同様の方法で空試験を行い、補正する。  
10 0.002 mol/Lチオ硫酸ナトリウム液の消費量は、1.4 mL以下  
11 である(過酸化水素に換算すると、20 ppm以下)。  
12