

1 ブトロピウム臭化物

2 **定量法の項を次のように改める。**

3 **定量法** 本品を乾燥し、その約0.8 gを精密に量り、ギ酸5 mL
4 に溶かし、無水酢酸100 mLを加え、0.1 mol/L過塩素酸で滴
5 定(2.50)する(電位差滴定法)。同様の方法で空試験を行い、
6 補正する。

7 0.1 mol/L過塩素酸1 mL = 53.25 mg $C_{28}H_{38}BrNO_4$

8