

1 ロートエキス

2 **確認試験の項を次のように改める.**

- 3 **確認試験** 本品0.5 gにアンモニア試液30 mLを加えてかき混
4 ぜた後、分液漏斗に移す。酢酸エチル40 mLを加えて振り混
5 ぜた後、酢酸エチル層を分取し、無水硫酸ナトリウム3 gを
6 加えて振り混ぜ、液が澄明となった後、ろ過する。低圧(真
7 空)でろ液の溶媒を留去し、残留物をエタノール(95) 1 mLに
8 溶かし、試料溶液とする。以下「ロートコン」の確認試験を
9 準用する。
10
11