

## 1 ロートエキス散

### 2 **確認試験の項を次のように改める。**

3 **確認試験** 本品5.0 gを共栓遠心沈殿管にとり、アンモニア試  
4 液30 mLを加えて5分間超音波を照射した後、遠心分離する。  
5 上澄液を分液漏斗にとり、酢酸エチル40 mLを加えて振り混  
6 ぜた後、酢酸エチル層を分取し、無水硫酸ナトリウム3 gを  
7 加えて振り混ぜ、液が澄明となった後、ろ過する。低圧(真  
8 空)でろ液の溶媒を留去し、残留物をエタノール(95) 1 mLに  
9 溶かし、試料溶液とする。以下「ロートコン」の確認試験を  
10 準用する。  
11