

2024年1月改訂(第1版)

貯法：室温保存

有効期間：5年

日本標準商品分類番号 875100

承認番号 15700AMZ00913000

販売開始 2010年4月

生薬

日本薬局方 センナ末

トチモトのセンナ末

3. 組成・性状

500g

3.1 組成

販売名：トチモトのセンナ末

有効成分：1g中、日局センナ末1g含有

添加剤：なし

4. 効能又は効果 漢方処方調剤に用いる。

6. 用法及び用量 漢方処方調剤に用いる。

20. 取扱い上の注意

20.1 本品の品質を保つため、できるだけ湿気を避け、直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。

20.2 開封後は特に湿気を避け、取扱いに注意すること。

20.3 本品は生薬を原料としているので、色調等が異なることがある。

22. 包装 500g [袋、脱酸素剤入]

24. 文献請求先及び問い合わせ先

健栄製薬株式会社 学術情報部

〒541-0044 大阪市中央区伏見町2丁目5番8号

TEL:06-6231-5822 FAX:06-6204-0750

製造番号

使用期限

26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元

株式会社 榎本天海堂

大阪市北区末広町3番21号

26.2 発売元

健栄製薬株式会社

大阪市中央区伏見町2丁目5番8号

<調剤包装単位用コード>



(01)04987286812137

<販売包装単位用コード>

(17)000000(10)000000000



(01)14987286212132