

1 ヘパリンナトリウム注射液

2 **基原の項を次のように改める.**

3 本品は水性の注射剤である.

4 本品は定量するとき、表示されたヘパリン単位の90～
5 110%を含む.

6

7 **純度試験の項を次のように改める.**

8 純度試験 バリウム 本品の「ヘパリンナトリウム」3000
9 単位に対応する容量を正確に量り、水を加えて3.0 mLとし、
10 試料溶液とする。試料溶液1.0 mLに希硫酸3滴を加え、10分
11 間放置するとき、液は混濁しない.

12