

1 ベンジルアルコール

2 **定量法の項を次のように改める。**

3 定量法 本品約0.9 gを精密に量り、新たに調製した無水ピリ
4 ジン／無水酢酸混液(7：1)15 mLを正確に加え、還流冷却器
5 を付け、水浴上で30分間加熱する。冷後、水25 mLを加え、
6 過量の酢酸を1 mol/L水酸化ナトリウム液で滴定 (2.50) する
7 (指示薬：フェノールフタレイン試液2滴)。同様の方法で空
8 試験を行う。

9 1 mol/L水酸化ナトリウム液1 mL=108.1 mg C₇H₈O