

1 **ゲンチアナ末**

2 **純度試験の項を次のように改める。**

3 **純度試験**

- 4 (1) 重金属 (1.07) 本品1.0 gをとり、第3法により操作
5 し、試験を行う。比較液には鉛標準液2.0 mLを加える(20
6 ppm以下)。
7 (2) ヒ素 (1.11) 本品0.40 gをとり、第4法により検液を
8 調製し、試験を行う(5 ppm以下)。
9 (3) 異物 本品を鏡検 (5.01) するとき、石細胞及び繊維
10 を認めない。
11