

1 オウレン末

2 **純度試験の項を次のように改める.**

3 純度試験

4 (1) オウバク 本品を鏡検〈5.01〉するとき、結晶細胞列
5 又は粘液塊を認めない。また、本品0.5 gに水2 mLを加えて
6 かき混ぜるとき、液はゲル状を呈しない。

7 (2) ウコン 本品をろ紙上に置き、その上にジエチルエー
8 テルを滴加し放置した後、粉末を除き、水酸化カリウム試液
9 1滴を滴加するとき、赤紫色を呈しない。また、本品を鏡検
10 〈5.01〉するとき、糊化でんぷん及び黄赤色の樹脂を含有す
11 る分泌細胞を認めない。

12 (3) 重金属〈1.07〉 本品1.0 gをとり、第3法により操作
13 し、試験を行う。比較液には鉛標準液2.0 mLを加える(20
14 ppm以下)。

15 (4) ヒ素〈1.11〉 本品0.40 gをとり、第4法により検液を
16 調製し、試験を行う(5 ppm以下)。

17

18