

貯法：凍結を避けて室温に保存すること
有効期間：2年

生物学的製剤基準 加熱人血漿たん白
献血アルブミネット® 4.4% 静注 4.4g/100mL
献血アルブミネット® 4.4% 静注 11g/250mL
KENKETU ALBUMINATE® 4.4% for I. V. injection 4.4g/100mL & 11g/250mL

規制区分：特定生物由来製品、処方箋医薬品^{注)}
^{注)} 注意－医師等の処方箋により使用すること

	献血アルブミネット4.4% 静注4.4g/100mL	献血アルブミネット4.4% 静注11g/250mL
承認番号	22100AMX01060	22100AMX01062
販売開始	1992年8月	2003年7月

本剤は、貴重なヒト血液を原料として製剤化したものである。原料となった血液を採取する際には、問診、感染症関連の検査を実施するとともに、製造工程において一定の不活化・除去処理などを実施し、感染症に対する安全対策を講じているが、ヒト血液を原料としていることによる感染症伝播のリスクを完全に排除することはできないため、疾病の治療上の必要性を十分に検討の上、「血液製剤の使用指針¹⁾」等を参考に、必要最小限の使用にとどめること。

2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）

- 2.1 本剤の成分に対しショックの既往歴のある患者
- 2.2 人工心肺使用時の患者【血圧降下を起こす可能性がある。】

3. 組成・性状

3.1 組成

本剤は、人血漿中のアルブミンを含む液剤で、1瓶中に下記の成分を含有する。

販売名		献血アルブミネット4.4% 静注	
		4.4g/100mL	11g/250mL
有効成分	人血清アルブミン	4.4g	11g
添加剤	アセチルトリプトファン	88.5mg	221.1mg
	水酸化ナトリウム	15.3mg	38.3mg
	カブリル酸ナトリウム	59.7mg	149.2mg

本剤の主成分である人血清アルブミンは、日本において採取された献血血液を原料としている。また、製造工程においてブタ腸粘膜由来のヘパリンを使用している。

ナトリウム含量及び塩素含量は、瓶ラベル及び個装箱に表示している。

3.2 製剤の性状

販売名		献血アルブミネット4.4%静注	
		4.4g/100mL	11g/250mL
性状	黄色ないし黄褐色の澄明な液剤		
pH	6.4~7.4		
浸透圧比	0.8~1.0（生理食塩液に対する比）		
膠質浸透圧	健康人血漿とほぼ同等		

4. 効能又は効果

- アルブミンの喪失（熱傷、ネフローゼ症候群など）及びアルブミン合成低下（肝硬変症など）による低アルブミン血症
- 出血性ショック

5. 効能又は効果に関する注意

5.1 血清アルブミン濃度が2.5~3g/dLでは、末梢の浮腫等の臨床症状を呈さない場合も多く、単なる血清アルブミン濃度の維持を目的として使用しないこと¹⁾。

5.2 肝硬変などの慢性の病態による低アルブミン血症では、たとえアルブミンを投与しても、血管内に留まらず、血管外に漏出するために血清アルブミン濃度は期待したほどには上昇せず、かえってアルブミンの分解が促進されるので注意すること¹⁾。

5.3 「血液製剤の使用指針¹⁾」を参考に、たん白質源としての栄養補給等を目的とした本剤の不適切な使用を避けること。

6. 用法及び用量

通常成人1回250~500mL（人血清アルブミンとして11~22g）を緩徐に静脈内注射又は点滴静脈内注射する。

投与速度は毎分5~8mL以下とする。

なお、年齢、症状、体重により適宜増減する。

7. 用法及び用量に関する注意

7.1 急速輸注（10mL/分以上）により、血圧の急激な低下を招くことがあるので注意すること¹⁾。

7.2 本剤の大量使用はナトリウムの過大な負荷を招くことがあるので注意すること¹⁾。

7.3 参考として、投与後の目標血清アルブミン濃度は、急性の場合は3.0g/dL以上、慢性的場合は2.5g/dL以上を用いる。本剤の投与前には、その必要性を明確に把握し、投与前後の血清アルブミン濃度と臨床所見の改善の程度を比較して、投与効果の評価を3日間を目途に行い、使用の継続を判断し、漫然と投与し続けることのないよう注意すること¹⁾。

8. 重要な基本的注意

8.1 本剤の投与にあたっては、疾病の治療における本剤の必要性とともに、本剤の製造に際し感染症の伝播を防止するための安全対策が講じられているが、ヒト血液を原料としていることによる感染症伝播のリスクを完全に排除することができないことを、患者に対して説明し、理解を得るよう努めること。

8.2 本剤の原材料となる献血者の血液については、HBs抗原、抗HCV抗体、抗HIV-1抗体、抗HIV-2抗体及び抗HTLV-1抗体陰性で、かつALT値でスクリーニングを実施している。さらに、HBV、HCV及びHIVについて核酸增幅検査（NAT）を実施し、適合した血漿を本剤の製造に使用しているが、当該NATの検出限界以下のウイルスが混入している可能性が常に存在する。その後の製造工程であるCohnの低温エタノール分画及び60℃、10時間の加熱処理は、HIVをはじめとする各種ウイルスに対し、不活化・除去作用を有することが確認されているが、投与に際しては、次の点に十分注意すること。

8.2.1 血漿分画製剤の現在の製造工程では、ヒトパルボウイルスB19等のウイルスを完全に不活化・除去することが困難であるため、本剤の投与によりその感染の可能性を否定できないので、投与後の経過を十分に観察すること。[9.1.5、9.1.6、9.5参照]

8.2.2 現在までに本剤の投与により変異型クロイツフェルト・ヤコブ病（vCJD）等が伝播したとの報告はない。しかしながら、製造工程において異常プリオൺを低減し得るとの報告があるものの、理論的なvCJD等の伝播のリスクを完全には排除できないので、投与の際には患者への説明を十分行い、治療上の必要性を十分検討の上投与すること。

8.3 慢性のみならず、急性の病態に対する使用でも、アルブミンの合成能の低下を招くことがある。特に血清アルブミン濃度が4g/dL以上では合成能が抑制されることがあるので注意すること¹⁾。

9. 特定の背景を有する患者に関する注意

9.1 合併症・既往歴等のある患者

9.1.1 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

治療上やむを得ないと判断される場合を除き、投与しないこと。

9.1.2 IgA欠損症の患者

抗IgA抗体を保有する患者では過敏反応を起こすおそれがある。

9.1.3 ハプトグロビン欠損症の患者

過敏反応を起こすおそれがある。

9.1.4 重篤な心障害又は高度の貧血のある患者

これらの患者に対して急速に注射すると、心過負荷等の循環障害及び肺浮腫を起こすことがある。

9.1.5 溶血性・失血性貧血の患者

ヒトパルボウイルスB19の感染を起こす可能性を否定できない。

感染した場合には、発熱と急激な貧血を伴う重篤な全身症状を起こすことがある。[8.2.1参照]

9.1.6 免疫不全患者・免疫抑制状態の患者

ヒトパルボウイルスB19の感染を起こす可能性を否定できない。

感染した場合には、持続性の貧血を起こすことがある。[8.2.1参照]

9.2 腎機能障害患者

9.2.1 重篤な腎機能障害のある患者

急速に注射すると、心過負荷等の循環障害及び肺浮腫を起こすことがある。

9.5 妊婦

妊娠又は妊娠している可能性のある女性には治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。

本剤の投与によりヒトパルボウイルスB19の感染の可能性を否定できない。感染した場合には胎児への障害（流産、胎児水腫、胎児死亡）が起こる可能性がある。[8.2.1参照]

9.7 小児等

小児等を対象とした有効性及び安全性を指標とした臨床試験は実施していない。

9.8 高齢者

患者の状態を観察しながら慎重に投与すること。一般に生理機能が低下している。

11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

11.1 重大な副作用

11.1.1 ショック（頻度不明）、アナフィラキシー（頻度不明）

呼吸困難、喘鳴、胸内苦悶、血圧低下、脈拍微弱、チアノーゼ等が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

11.2 その他の副作用

頻度不明	
循環器	血圧降下
過敏症	顔面紅潮、じん麻疹等
その他	嘔気、頭痛

14. 適用上の注意

14.1 薬剤調製時の注意

14.1.1 5%ブドウ糖液、生理食塩液等の中性に近い輸液・補液以外の他剤との混合注射を避けること。

14.1.2 使用後の残液は、細菌汚染のおそれがあるので使用しないこと（本剤は細菌の増殖に好適なたん白であり、しかも保存剤が含有されていないため）。

14.2 薬剤投与時の注意

混濁しているものは投与しないこと。

18. 薬効薬理

18.1 作用機序

アルブミンは正常人血漿たん白のうち約60%を占める量的に最も多いたん白で、血漿膠質浸透圧の約80%を担い、水分を保持する（1gのアルブミンは約20mLの血漿量を増加させる）ことにより循環血液量を調節している^{2,3)}。本剤は、正常の人血漿に相

当する膠質浸透圧を有する4.4%濃度溶液で、本剤の投与により血漿膠質浸透圧を維持し、循環血漿量を確保する¹⁾。また、アルブミンは脂肪酸やホルモン、薬物など様々な物質と結合し、運搬する作用がある⁴⁾。

20. 取扱い上の注意

本剤は特定生物由来製品に該当することから、本剤を投与した場合は、医薬品の名称（販売名）、製造番号、投与日、投与を受けた患者の氏名、住所等を記録し、少なくとも20年間保存すること。

22. 包装

〈献血アルブミネート4.4%静注4.4g/100mL〉

1瓶

〈献血アルブミネート4.4%静注11g/250mL〉

1瓶

23. 主要文献

- 1) 血液製剤の使用指針（改定版）〔薬生発0331第15号：平成29年3月31日付〕
- 2) 河合忠：血漿蛋白-その基礎と臨床. 1977 : 131-132.
- 3) Tullis J.L. : JAMA. 1977 ; 237 (4) : 355-359.
- 4) 小田切優樹：YAKUGAKU ZASSHI. 2009 ; 129 (4) : 413-425.

24. 文献請求先及び問い合わせ先

武田薬品工業株式会社 くすり相談室

〒103-8668 東京都中央区日本橋本町二丁目1番1号

フリーダイヤル 0120-566-587

受付時間 9:00~17:30 (土日祝日・弊社休業日を除く)

26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元

武田薬品工業株式会社

〒540-8645 大阪市中央区道修町四丁目1番1号

この製品は献血血液から製造されています。