日本標準商品分類番号 876343

血漿分画製剤(静注用人免疫グロブリン製剤)

貯法:30℃以下 生物学的製剤基準 乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン

有効期間:製造日から2年

献血づロベニン-I 静注用 500mg 献血づロベニン-I 静注用 2500mg 献血づロベニン-I 静注用 5000mg

kenketu glovenin°-I for I. V. injection 500mg & 2500mg & 5000mg

規制区分:特定生物由来製品、処方箋医薬品<sup>注)</sup>注)注意-医師等の処方箋により使用すること

	献血グロベニン-I静注用500mg	献血グロベニン-I静注用2500mg	献血グロベニン-I静注用5000mg
承認番号	22100AMX01034	22100AMX01036	22100AMX01037
販売開始	1992年10月	1991年11月	2001年11月

本剤は、貴重なヒト血液を原料として製剤化したものである。原料となった血液を採取する際には、問診、感染症関連の検査を実施するとともに、 製造工程において一定の不活化・除去処理などを実施し、感染症に対する安全対策を講じているが、ヒト血液を原料としていることによる感染 症伝播のリスクを完全に排除することはできないため、疾病の治療上の必要性を十分に検討の上、必要最小限の使用にとどめること。

# 2. 禁忌(次の患者には投与しないこと)

本剤の成分に対しショックの既往歴のある患者

### 3. 組成・性状

# \* \* 3.1 組成

本剤は、ヒトのポリエチレングリコール処理免疫グロブリンGを含む凍結乾燥製剤で、1瓶中に下記の成分を含有する。

販売名	献血グロベニン-I	献血グロベニン-I	献血グロベニン-I					
	静注用500mg	静注用2500mg	静注用5000mg					
有効成分	1瓶中	1瓶中	1瓶中					
	ポリエチレング	ポリエチレング	ポリエチレング					
	リコール処理人	リコール処理人	リコール処理人					
	免疫グロブリンG	免疫グロブリンG	免疫グロブリンG					
	500mg	2500mg	5000mg					
添加剤	D-マンニトール	D-マンニトール	D-マンニトール					
	150mg	750mg	1500mg					
	グリシン45mg	グリシン225mg	グリシン450mg					
	塩化ナトリウム	塩化ナトリウム	塩化ナトリウム					
	90mg	450mg	900mg					
添付溶解液	日本薬局方注射	日本薬局方注射	日本薬局方注射					
	用水10mL	用水50mL	用水100mL					

本剤の主成分であるポリエチレングリコール処理人免疫グロブリンGは、日本において採取された献血血液を原料としている。また、製造工程中においてブタ腸粘膜由来のヘパリンナトリウムを使用している。

# 3.2 製剤の性状

0.2 20/11/01	//								
販売名	献血グロベニン-I	献血グロベニン-I	献血グロベニン-I						
	静注用500mg	静注用2500mg	静注用5000mg						
性状	白色の凍結乾燥温	主射剤である。本剤	削を添付の日本薬						
	局方注射用水で溶	局方注射用水で溶解したとき、1mL中に人免疫グロ							
	ブリンG50mgを含有する無色ないし淡黄色の澄明又								
はわずかに混濁した液剤となり、肉眼的にほ									
	沈殿を認めない。								
рН	6.4~7.2								
浸透圧比	1.3~1.7 (生理食	塩液に対する比)							

## \*\*4. 効能又は効果

- ○無又は低ガンマグロブリン血症
- ○重症感染症における抗生物質との併用
- ○免疫性血小板減少症(他剤が無効で、著明な出血傾向があり、 外科的処置又は出産等一時的止血管理を必要とする場合)
- ○川崎病の急性期(重症であり、冠動脈障害の発生の危険がある場合)
- ○慢性炎症性脱髄性多発根神経炎(多巣性運動ニューロパチーを含む)の筋力低下の改善

- ○慢性炎症性脱髄性多発根神経炎(多巣性運動ニューロパチーを含む)の運動機能低下の進行抑制(筋力低下の改善が認められた場合)
- ○天疱瘡 (ステロイド剤の効果不十分な場合)
- ○スティーブンス・ジョンソン症候群及び中毒性表皮壊死症(ステロイド剤の効果不十分な場合)
- ○水疱性類天疱瘡(ステロイド剤の効果不十分な場合)
- ○ギラン・バレー症候群(急性増悪期で歩行困難な重症例)
- ○血清IgG2値の低下を伴う、肺炎球菌又はインフルエンザ菌を 起炎菌とする急性中耳炎、急性気管支炎又は肺炎の発症抑制 (ワクチン接種による予防及び他の適切な治療を行っても十分 な効果が得られず、発症を繰り返す場合に限る)
- ○多発性筋炎・皮膚筋炎における筋力低下の改善(ステロイド 剤が効果不十分な場合に限る)
- ○全身型重症筋無力症 (ステロイド剤又はステロイド剤以外の 免疫抑制剤が十分に奏効しない場合に限る)
- 5. 効能又は効果に関連する注意

〈重症感染症における抗生物質との併用〉

**5.1** 適切な抗菌化学療法によっても十分な効果の得られない重症 感染症を対象とすること。

## 〈川崎病の急性期〉

5.2 発病後7日以内に投与を開始することが望ましい。

〈慢性炎症性脱髄性多発根神経炎(多巣性運動ニューロパチーを含む)の運動機能低下の進行抑制〉

5.3「慢性炎症性脱髄性多発根神経炎(多巣性運動ニューロパチーを含む)の筋力低下の改善」に対する本剤の有効性が認められたものの、症状の再発・再燃を繰り返している患者にのみ投与すること。

# 〈天疱瘡〉

- 5.4 副腎皮質ホルモン剤による適切な治療によっても十分な効果が得られない患者のみを対象とすること。臨床試験では、副腎皮質ホルモン剤20mg/日(プレドニゾロン換算)以上を3~7日間使用したにもかかわらず、臨床症状の改善が認められなかった患者に対し、本剤の有効性及び安全性が検討されている。
- 5.5 腫瘍随伴性天疱瘡、疱疹状天疱瘡、薬剤誘発性天疱瘡に対する有効性及び安全性は確立していない。

# 〈水疱性類天疱瘡〉

5.6 副腎皮質ホルモン剤による適切な治療によっても十分な効果が得られない患者のみを対象とすること。臨床試験では、副腎皮質ホルモン剤0.4mg/kg/日(プレドニゾロン換算)以上を7~21日間使用したにもかかわらず、臨床症状の改善が認められなかった患者に対し、本剤の有効性及び安全性が検討されている。

# 〈スティーブンス・ジョンソン症候群及び中毒性表皮壊死症〉

5.7 副腎皮質ホルモン剤による適切な治療によっても十分な効果が得られない患者のみを対象とすること。臨床試験では、副腎皮質ホルモン剤20mg/日(プレドニゾロン換算)以上を2日間以上使用したにもかかわらず、効果不十分で更なる追加治療が必要な患者に対し、本剤の有効性及び安全性が検討されている。

# 〈血清IgG2値の低下を伴う、肺炎球菌又はインフルエンザ菌を起炎 菌とする急性中耳炎、急性気管支炎又は肺炎の発症抑制〉

- 5.8 投与開始時に以下のすべての条件を満たす患者にのみ投与すること。[7.13参照]
  - ・過去6ヵ月間に急性中耳炎として4回以上、又は、急性気管支炎もしくは肺炎として2回以上の発症を認めること。
  - ・起炎菌として肺炎球菌又はインフルエンザ菌が同定されていること。
  - ・血清IgG2値80mg/dL未満が継続していること。

#### 〈多発性筋炎・皮膚筋炎における筋力低下の改善〉

5.9 原則として、下記に規定するいずれかのステロイド剤による治療を実施しても十分な効果の得られない患者を対象とすること。

### 5.9.1 ステロイド剤が効果不十分の判断基準

(1) 本剤投与12週以上前からの治療歴で判断する場合

本剤投与の12週以上前に副腎皮質ステロイドをプレドニゾロン 換算で50mg/日以上又は1mg/kg/日以上のステロイド大量療法 にて1ヵ月以上治療した治療歴があり、その後も本剤投与開始時 までステロイド治療を継続していたにもかかわらず、十分な改 善が認められず、血中CK値が基準値上限を超えている患者。

(2) 本剤投与前の12週未満の治療歴で判断する場合

本剤投与前6~12週の時点で副腎皮質ステロイドをプレドニゾロン換算で50mg/日以上又は1mg/kg/日以上のステロイド大量療法を実施していた治療歴があり、その後も本剤投与開始時までステロイド治療を継続していたにもかかわらず、十分な改善が認められず、血中CK値が基準値上限を超えており、4週間以上の間隔をおいて測定された直近の検査値の比較で、血中CK値の低下が認められていない患者。

5.10 本剤は多発性筋炎・皮膚筋炎における皮膚症状の改善を目的 として投与する薬剤ではない。本剤の皮膚症状に対する有効性 は確立していない。

# 〈全身型重症筋無力症〉

\*\*5.11 ステロイド剤又はステロイド剤以外の免疫抑制剤による適切な治療によっても十分効果が得られない患者のみを対象とすること。また、本剤による治療を行う前に、胸腺摘除術の実施を考慮すること。同種同効製剤(ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン)の臨床試験では、プレドニゾロン換算で60mg/隔日以上若しくは1.2mg/kg/隔日以上、又は30mg/連日以上若しくは0.6mg/kg/連日以上のステロイド剤を4週間以上服用した治療歴があり、現在も継続してステロイド剤又はステロイド剤以外の免疫抑制剤を服用しているにもかかわらず十分な改善が認められない又は再燃を繰り返す患者に対し、当該製剤の有効性及び安全性が検討されている。

# 6. 用法及び用量

# 〈効能共通〉

本剤は、添付の日本薬局方注射用水 (500mg製剤は10mL、2,500mg製剤は50mL、5,000mg製剤は100mL) で溶解し、効能・効果に応じて以下のとおり投与する。なお、直接静注する場合は、極めて緩徐に行う。

# 〈無又は低ガンマグロブリン血症〉

通常、1回人免疫グロブリンGとして200~600mg(4~12mL)/kg体重を3~4週間隔で点滴静注又は直接静注する。なお、患者の状態により適宜増減する。

# 〈重症感染症における抗生物質との併用〉

通常、成人に対しては、1回人免疫グロブリンGとして2,500~5,000mg(50~100mL)を、小児に対しては、1回人免疫グロブ

リンGとして $100\sim150$ mg( $2\sim3$ mL)/kg体重を点滴静注又は直接静注する。なお、症状により適宜増減する。

# \*\*〈免疫性血小板減少症〉

通常、1日に人免疫グロブリンGとして200~400mg(4~8mL)/kg体重を点滴静注又は直接静注する。なお、5日間使用しても症状に改善が認められない場合は、以降の投与を中止すること。年齢及び症状に応じて適宜増減する。

#### 〈川崎病の急性期〉

通常、1日に人免疫グロブリンGとして200mg (4mL)/kg体重を5日間点滴静注又は直接静注、若しくは2,000mg (40mL)/kg体重を1回点滴静注する。なお、年齢及び症状に応じて5日間投与の場合は適宜増減、1回投与の場合は適宜減量する。

# 〈慢性炎症性脱髄性多発根神経炎(多巣性運動ニューロパチーを含む)の筋力低下の改善〉

通常、1日に人免疫グロブリンGとして400mg(8mL)/kg体重を5日間連日点滴静注又は直接静注する。なお、年齢及び症状に応じて適宜減量する。

# 〈慢性炎症性脱髄性多発根神経炎(多巣性運動ニューロパチーを含む)の運動機能低下の進行抑制〉

通常、人免疫グロブリンGとして「1,000mg (20mL) /kg体重を 1日」又は「500mg (10mL) /kg体重を2日間連日」を3週間隔で 点滴静注する。

## 〈天疱瘡〉

通常、1日に人免疫グロブリンGとして400mg(8mL)/kg体重を5日間連日点滴静注する。なお、年齢及び症状に応じて適宜減量する。

# 〈スティーブンス・ジョンソン症候群及び中毒性表皮壊死症〉

通常、1日に人免疫グロブリンGとして400mg (8mL) /kg体重を5日間連日点滴静注する。

#### 〈水疱性類天疱瘡〉

通常、1日に人免疫グロブリンGとして400mg (8mL) /kg体重を 5日間連日点滴静注する。

# 〈ギラン・バレー症候群〉

通常、1日に人免疫グロブリンGとして400mg(8mL)/kg体重を5日間連日点滴静注する。

# 〈血清IgG2値の低下を伴う、肺炎球菌又はインフルエンザ菌を起炎 菌とする急性中耳炎、急性気管支炎又は肺炎の発症抑制〉

人免疫グロブリンGとして初回は300mg(6mL)/kg体重、2回目 以降は200mg(4mL)/kg体重を点滴静注する。投与間隔は、通常、4週間とする。

# 〈多発性筋炎・皮膚筋炎における筋力低下の改善〉

通常、成人には1日に人免疫グロブリンGとして400mg(8mL)/kg体重を5日間点滴静注する。

# 〈全身型重症筋無力症〉

通常、成人には1日に人免疫グロブリンGとして400mg(8mL)/kg体重を5日間点滴静注する。

# 7. 用法及び用量に関連する注意

## 〈効能共通〉

- 7.1 急速に注射すると血圧降下を起こす可能性がある。特に無又 は低ガンマグロブリン血症の患者には注意すること。
- **7.2** ショック等の副作用は初日の投与開始1時間以内、また投与速度を上げた際に起こる可能性があるので、これらの時間帯については特に注意すること $^{1}$ 。[9.7.1参照]

# 〈無又は低ガンマグロブリン血症〉

# 7.3 投与速度

初日の投与開始から1時間は0.01mL/kg/分で投与し、副作用等の異常所見が認められなければ、徐々に投与速度を上げてもよい。ただし、0.06mL/kg/分を超えないこと。2日目以降は、前日に耐容した速度で投与する。

7.4 血清IgGトラフ値を参考に、基礎疾患や感染症などの臨床症状に 応じて、投与量、投与間隔を調節する必要があることを考慮すること。 \*\*〈重症感染症における抗生物質との併用、免疫性血小板減少症、ス ティーブンス・ジョンソン症候群及び中毒性表皮壊死症、ギラ ン・バレー症候群〉

## 7.5 投与速度

初日の投与開始から1時間は0.01mL/kg/分で投与し、副作用等の異常所見が認められなければ、徐々に投与速度を上げてもよい。ただし、0.06mL/kg/分を超えないこと。2日目以降は、前日に耐容した速度で投与する。

#### 〈川崎病の急性期〉

#### 7.6 投与速度

- 7.6.1 初日の投与開始から1時間は0.01mL/kg/分で投与し、副作用等の異常所見が認められなければ、徐々に投与速度を上げてもよい。ただし、0.06mL/kg/分を超えないこと。2日目以降は、前日に耐容した速度で投与する。
- 7.6.2 2,000mg (40mL) /kgを1回で投与する場合は、基本的には 7.6.1の投与速度を遵守することとするが、急激な循環血液量の 増大に注意し、12時間以上かけて点滴静注すること。

# 〈慢性炎症性脱髄性多発根神経炎(多巣性運動ニューロパチーを含む)の筋力低下の改善〉

#### 7.7 投与速度

初日の投与開始から1時間は0.01mL/kg/分で投与し、副作用等の異常所見が認められなければ、徐々に投与速度を上げてもよい。ただし、0.06mL/kg/分を超えないこと。2日目以降は、前日に耐容した速度で投与する。

7.8 筋力低下の改善は、本剤投与終了1ヵ月後に認められることが あるので、投与後の経過を十分に観察し、本剤投与終了後1ヵ月 間においては本剤の追加投与は行わないこと。

# 〈慢性炎症性脱髄性多発根神経炎(多巣性運動ニューロパチーを含む)の運動機能低下の進行抑制〉

# 7.9 投与速度

投与開始から30分間は0.01mL/kg/分で投与し、副作用等の異常所見が認められなければ、徐々に投与速度を上げてもよい。ただし、0.06mL/kg/分を超えないこと。2日目以降は、前日に耐容した速度で投与する。

# 〈天疱瘡、水疱性類天疱瘡〉

## 7.10 投与速度

初日の投与開始から1時間は0.01mL/kg/分で投与し、副作用等の異常所見が認められなければ、徐々に投与速度を上げてもよい。ただし、0.06mL/kg/分を超えないこと。2日目以降は、前日に耐容した速度で投与する。

7.11 症状の改善は、本剤投与終了4週後までに認められることが あるので、投与後の経過を十分に観察し、本剤投与終了後4週間 においては本剤の追加投与は行わないこと。

# 〈血清IgG2値の低下を伴う、肺炎球菌又はインフルエンザ菌を起炎 菌とする急性中耳炎、急性気管支炎又は肺炎の発症抑制〉

## 7.12 投与速度

初日の投与開始から1時間は0.01mL/kg/分で投与し、副作用等の異常所見が認められなければ、徐々に投与速度を上げてもよい。ただし、0.06mL/kg/分を超えないこと。2日目以降は、前日に耐容した速度で投与する。

7.13 本剤の投与は6回を目安とすること。なお、投与を再開する場合には、対象患者の条件への適合を再度確認し、本剤投与の要否を判断すること。[5.8参照]

# 〈多発性筋炎・皮膚筋炎における筋力低下の改善、全身型重症筋無力症〉

## 7.14 投与速度

初日の投与開始から1時間は0.01mL/kg/分で投与し、副作用等の異常所見が認められなければ、徐々に投与速度を上げてもよい。ただし、0.06mL/kg/分を超えないこと。2日目以降は、前日に耐容した速度で投与する。

7.15 少なくとも本剤投与後4週間は本剤の再投与を行わないこと。4週間以内に再投与した場合の有効性及び安全性は検討されていない。

#### 8. 重要な基本的注意

## 〈効能共通〉

- 8.1 本剤の投与にあたっては、疾病の治療における本剤の必要性とともに、本剤の製造に際し感染症の伝播を防止するための安全対策が講じられているが、ヒト血液を原料としていることに由来する感染症伝播のリスクを完全に排除することができないことを、患者に対して説明し、理解を得るよう努めること。
- 8.2 本剤の原材料となる献血者の血液については、HBs抗原、抗HCV抗体、抗HIV-1抗体、抗HIV-2抗体及び抗HTLV-1抗体陰性で、かつALT値でスクリーニングを実施している。さらに、HBV、HCV及びHIVについて核酸増幅検査(NAT)を実施し、適合した血漿を本剤の製造に使用しているが、当該NATの検出限界以下のウイルスが混入している可能性が常に存在する。その後の製造工程であるCohnの低温エタノール分画、ポリエチレングリコール4000処理、イオン交換体処理及びウイルス除去膜によるろ過処理は、HIVをはじめとする各種ウイルスに対し、不活化・除去作用を有することが確認されているが、投与に際しては、次の点に十分注意すること。
- 8.2.1 血漿分画製剤の現在の製造工程では、ヒトパルボウイルス B19等のウイルスを完全に不活化・除去することが困難である ため、本剤の投与によりその感染の可能性を否定できないので、 投与後の経過を十分に観察すること。[9.1.5、9.1.6、9.5参照]
- 8.2.2 現在までに本剤の投与により変異型クロイツフェルト・ヤコブ病 (vCJD) 等が伝播したとの報告はない。しかしながら、製造工程において異常プリオンを低減し得るとの報告があるものの、理論的なvCJD等の伝播のリスクを完全には排除できないので、投与の際には患者への説明を十分行い、治療上の必要性を十分検討の上投与すること。
- 8.3 本剤は抗A及び抗B血液型抗体を有する。したがって血液型がO型以外の患者に大量投与したとき、溶血性貧血を起こすことがある。
- 8.4 急性腎障害があらわれることがあるので、投与に先立って患者が脱水状態にないことを確認すること。[9.1.8、9.2、11.1.4参照]

## \*\*〈免疫性血小板減少症〉

- 8.5 本剤による治療は原因療法ではなく対症療法であることに留
- \*\*8.6 小児の新規診断又は持続性免疫性血小板減少症は多くの場合 自然寛解するものであることを考慮すること。

# 〈天疱瘡、水疱性類天疱瘡〉

8.7 本剤による治療は原因療法ではなく対症療法であることに留 意すること。

# 〈川崎病の急性期〉

\*8.8 追加投与は、本剤投与における効果不十分(発熱の持続等) で症状の改善が見られない等、必要と思われる時のみに行うこと。

# 〈慢性炎症性脱髄性多発根神経炎(多巣性運動ニューロパチーを含む)〉

- 8.9 本剤による治療は原因療法ではなく対症療法であることに留 音オスニレ
- 8.10「慢性炎症性脱髄性多発根神経炎(多巣性運動ニューロパチーを含む)の筋力低下の改善」の用法及び用量で本剤を反復投与した場合の有効性、安全性は確立していないことに留意すること。
- 8.11「慢性炎症性脱髄性多発根神経炎(多巣性運動ニューロパチーを含む)の運動機能低下の進行抑制」を目的として用いる場合、 臨床症状の観察を十分に行い継続投与の必要性を確認すること。 また、本剤の投与開始後にも運動機能低下の再発・再燃が繰り 返し認められる等、本剤による効果が認められない場合には、 本剤の継続投与は行わず、他の治療法を考慮すること。
- 8.12「慢性炎症性脱髄性多発根神経炎(多巣性運動ニューロパチーを含む)の運動機能低下の進行抑制」を目的として本剤を継続投与した結果、運動機能低下の再発・再燃が認められなくなった場合には、本剤の投与中止を考慮すること。

# 〈ギラン・バレー症候群〉

8.13 筋力低下の改善が認められた後、再燃することがあるので、 その場合には本剤の再投与を含め、適切な処置を考慮すること。

# 〈多発性筋炎・皮膚筋炎における筋力低下の改善、全身型重症筋無力症〉

- 8.14 本剤投与後に明らかな臨床症状の悪化が認められた場合には、治療上の有益性と危険性を十分に考慮した上で、本剤の再投与を判断すること。本剤を再投与した場合の有効性及び安全性は確立していない。
- 9. 特定の背景を有する患者に関する注意
- 9.1 合併症・既往歴等のある患者
- 9.1.1 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

治療上やむを得ないと判断される場合を除き、投与しないこと。

9.1.2 IgA欠損症の患者

抗IgA抗体を保有する患者では過敏反応を起こすおそれがある。

9.1.3 脳・心臓血管障害又はその既往歴のある患者

適宜減量し、できるだけゆっくりと投与することが望ましい。 虚血性疾患、心臓血管障害、脳血管障害、血管障害を有する高齢者等の脳・心臓血管障害又はその既往歴のある患者は大量投与による血液粘度の上昇等により脳梗塞又は心筋梗塞等の血栓 塞栓症を起こすおそれがある。[9.8、11.1.7参照]

9.1.4 血栓塞栓症の危険性の高い患者

適宜減量し、できるだけゆっくりと投与することが望ましい。 血栓塞栓症、鎌状赤血球症、既に冠動脈瘤が形成されている川 崎病、高ガンマグロブリン血症、高リポたん白血症、高血圧等 の血栓塞栓症の危険性の高い患者は大量投与による血液粘度の 上昇等により血栓塞栓症を起こすおそれがある。[11.1.7参照]

9.1.5 溶血性・失血性貧血の患者

ヒトパルボウイルスB19の感染を起こす可能性を否定できない。 感染した場合には、発熱と急激な貧血を伴う重篤な全身症状を 起こすことがある。[8.2.1参照]

9.1.6 免疫不全患者・免疫抑制状態の患者

ヒトパルボウイルスB19の感染を起こす可能性を否定できない。 感染した場合には、持続性の貧血を起こすことがある。[8.2.1参照]

9.1.7 心機能の低下している患者

適宜減量し、できるだけゆっくりと投与することが望ましい。 大量投与により、心不全を発症又は悪化させるおそれがある。 [11.1.8参照]

9.1.8 急性腎障害の危険性の高い患者

適宜減量し、できるだけゆっくりと投与することが望ましい。 [8.4、11.1.4参照]

9.2 腎機能障害患者

腎機能を悪化させるおそれがある。[8.4、11.1.4参照]

9.5 妊婦

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には治療上の有益性が 危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。本剤の 投与によりヒトパルボウイルスB19の感染の可能性を否定できな い。感染した場合には胎児への障害(流産、胎児水腫、胎児死亡) が起こる可能性がある。[8.2.1参照]

## 9.7 小児等

- 9.7.1 投与速度に注意するとともに、経過を十分に観察すること。 ショック等重篤な副作用を起こすことがある。[7.2参照]
- 9.7.2 低出生体重児、新生児を対象とした有効性及び安全性を指標とした臨床試験は実施していない。

# 9.8 高齢者

患者の状態を観察しながら慎重に投与すること。一般に生理機能が低下している。また、一般に脳・心臓血管障害又はその既往歴のある患者がみられ、血栓塞栓症を起こすおそれがある。 [9.1.3、11.1.7参照]

# 10. 相互作用

# \*\*10.2 併用注意 (併用に注意すること)

_	_ 171713722765	()//)/(()///()///()///()///()///(///////		
	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・	危険因子
	非経口用生	本剤の投与を受けた者は、生ワク	本剤の	主成分は
	ワクチン	チンの効果が得られないおそれが	免疫抗	体である
	麻疹ワク	あるので、生ワクチンの接種は本	ため、	中和反応
	チン	剤投与後3ヵ月以上延期すること。	により	生ワクチ
	おたふく	また、生ワクチン接種後14日以内	ンの効	J果が減弱
	かぜワク	に本剤を投与した場合は、投与後	される	おそれが
	チン	3ヵ月以上経過した後に生ワクチ	ある。	
	風疹ワク	ンを再接種することが望ましい。		
	チン	なお、免疫性血小板減少症、川崎		
	これら混	病、多巣性運動ニューロパチー		
	合ワクチ	(MMN) を含む慢性炎症性脱髄性		
	ン	多発根神経炎 (CIDP)、天疱瘡、		
	水痘ワク	スティーブンス・ジョンソン症候		
	チン等	群及び中毒性表皮壊死症、水疱性		
		類天疱瘡、ギラン・バレー症候		
		群、多発性筋炎・皮膚筋炎、全身		
		型重症筋無力症に対する大量療法		
		(200mg/kg以上) 後に生ワクチン		
		を接種する場合は、原則として生		
		ワクチンの接種を6ヵ月以上(麻		
		疹感染の危険性が低い場合の麻疹		
		ワクチン接種は11ヵ月以上)延期		
		すること。		

#### 11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常 が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

### 11.1 重大な副作用

11.1.1 ショック(0.1~5%未満)、アナフィラキシー(0.1~5%未満) 呼吸困難、頻脈、喘鳴、喘息様症状、胸内苦悶、血圧低下、脈拍微弱、チアノーゼ等が認められた場合には、直ちに投与を中止し、適切な処置を行うこと。

11.1.2 肝機能障害 (頻度不明)、黄疸 (頻度不明)

AST、ALT、Al-P、γ-GTP、LDHの著しい上昇等を伴う肝機 能障害、黄疸があらわれることがある。

11.1.3 無菌性髄膜炎 (頻度不明)

大量投与により無菌性髄膜炎(項部硬直、発熱、頭痛、悪心、 嘔吐あるいは意識混濁等)があらわれることがある。

**11.1.4 急性腎障害** (頻度不明)

腎機能検査値(BUN、血清クレアチニン等)の悪化、尿量減少が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。 [8.4、9.1.8、9.2参照]

**11.1.5 血小板減少**(頻度不明)

11.1.6 肺水腫 (頻度不明)

呼吸困難等の症状があらわれた場合には投与を中止し、適切な 処置を行うこと。

# 11.1.7 血栓塞栓症 (頻度不明)

大量投与例で、血液粘度の上昇等により、脳梗塞、心筋梗塞、肺塞栓症、深部静脈血栓症等の血栓塞栓症があらわれることがあるので、観察を十分に行い、中枢神経症状(めまい、意識障害、四肢麻痺等)、胸痛、突然の呼吸困難、息切れ、下肢の疼痛・浮腫等の症状が認められた場合には、投与を中止し、適切な処置を行うこと。[9.1.3、9.1.4、9.8参照]

## **11.1.8 心不全**(頻度不明)

主として大量投与例で、循環血漿量過多により心不全を発症又は悪化させることがあるので、観察を十分に行い、呼吸困難、心雑音、心機能低下、浮腫、尿量減少等が認められた場合には、投与を中止し、適切な処置を行うこと。[9.1.7参照]

## 11.2 その他の副作用

. 2 (4) [64] [77]									
	0.1~5%未満	0.1%未満	頻度不明						
過敏症	発疹、じん麻	顔面潮紅、局所							
	疹、そう痒感、	性浮腫、全身発							
	水疱、汗疱	赤、紫斑性皮疹、							
		湿疹、丘疹							
精神神経系	痙攣、振戦	めまい、しびれ感	意識障害						
循環器	顏色不良、四		血圧上昇、動悸						
	肢冷感、胸部								
	圧迫感								
肝臓	AST, ALT,								
	Al-Pの上昇等								
呼吸器			喘息様症状、咳嗽						
消化器	悪心、嘔吐	下痢	腹痛						
血液	好酸球增多、	溶血性貧血							
	好中球減少、								
	白血球減少								
その他	頭痛、発熱、悪	静脈炎	関節痛、筋肉痛、						
	寒、戦慄、血		背部痛、CK上昇、						
	管痛、倦怠感		ほてり、不機嫌、						
			結膜充血、体温						
			低下						

## 12. 臨床検査結果に及ぼす影響

本剤には供血者由来の各種抗体(各種感染症の病原体又はその 産生物質に対する免疫抗体、自己抗体等)が含まれており、投 与後の血中にこれらの抗体が一時検出されることがあるので、 臨床診断には注意を要する。

#### 14. 適用上の注意

## 14.1 薬剤調製時の注意

- 14.1.1「溶解方法」を参考に溶解すること。
- 14.1.2 5% ブドウ糖液、生理食塩液等の中性に近い輸液・補液以外の他剤との混合注射をさけること。
- 14.1.3 一度溶解したものは1時間以内に使用を開始すること。
- 14.1.4 使用後の残液は、細菌汚染のおそれがあるので使用しない こと。本剤は細菌の増殖に好適なたん白であり、しかも保存剤 を含有していない。

# 14.2 薬剤投与時の注意

- 14.2.1 不溶物の認められるものは使用しないこと。
- 14.2.2 溶解した液をシリコンオイルが塗布されているシリンジで 採取した場合、浮遊物が発生する可能性がある。投与前に薬液 中に浮遊物がないか目視で確認すること。浮遊物が認められた 場合には投与しないこと。

## 16. 薬物動態

## 16.1 血中濃度

- **16.1.1** 健康成人2例に本剤250mgを静脈内へ単回投与した場合の血中半減期は平均17.7日であった $^2$ 。
- **16.1.2** 無ガンマグロブリン血症の患者5例(1歳6ヵ月~18歳)に本剤100~200mg/kgを静脈内へ単回投与した場合の血中半減期は平均34.3日であった<sup>3)</sup>。

# 17. 臨床成績

# 17.1 有効性及び安全性に関する試験

〈無又は低ガンマグロブリン血症〉

# 17.1.1 海外レトロスペクティブ研究

免疫グロブリン補充療法を受けたX連鎖無ガンマグロブリン血症患者29例を対象としたレトロスペクティブな研究において、高用量の静注用人免疫グロブリン(IVIG)(3週間ごとに350~600mg/kg)の治療を受け、血清IgGトラフ値が500mg/dL以上となった患者の感染症の発症頻度及び入院期間は1.04回/年及び0.70日/年であったが、未治療、筋注用人免疫グロブリンもしくは低用量IVIG(3週間ごとに200mg/kg未満)で治療され、血

清IgGトラフ値が151mg/dL以上500mg/dL未満だった患者では 1.75回/年及び9.00日/年であったとの報告がある。

副作用発現頻度は、高用量のIVIG投与294回中1件(0.4%)、低用量のIVIG投与279回中7件(2.5%)であった。主な副作用は、悪寒、潮紅、頭痛、悪心及び胸痛であった<sup>4)</sup>。

## \*\*〈免疫性血小板減少症(ITP)〉

## \*\*17.1.2 国内臨床試験

ITP患者で副腎皮質ステロイド剤、免疫抑制剤及び摘脾等の療法が無効又は有効であったが効果が一過性であって、本剤を単独投与した症例は109例(急性<sup>注1)</sup> ITP: 42例、慢性<sup>注2)</sup> ITP: 67例)であり、その成績の概要は下記のとおりであった。なお、本剤は原則として400mg/kg/日、5日間連日投与された。

- ・本剤単独投与による急性ITPに対する有効率は81.0% (34/42 例)、慢性ITPに対する有効率は61.2% (41/67例) であった。
- ・本剤単独投与による血小板数増加効果(投与前と投与後最高血小板数との差)が5万/mm³以上を示した症例は、急性ITPでは42例中36例(85.7%)、慢性ITPでは67例中43例(64.2%)であった。
- ・本剤投与後4週間以上経過観察され、患者血漿中の血小板数が10万/mm³以上を示した症例は、急性ITPでは31例中27例(87.1%)、慢性ITPでは54例中30例(55.6%)であり、そのうち4週間以上持続した症例は、急性ITPでは31例中20例(64.5%)、慢性ITPでは54例中5例(9.3%)であった。
- ・血小板数は、急性及び慢性ITPともに投与開始後5日目に最高 値に達した症例が最も多かった。

副作用発現頻度は、13.5% (21/156例) であった。主な副作用は、発熱が2.6% (4/156例)、悪心、頭痛、発疹及びじん麻疹が各1.9% (3/156例) 等であった $^{5)}$ 。

注1) 発症後6ヵ月未満

注2) 発症後6ヵ月以上

## 〈川崎病の急性期〉

## 17.1.3 国内臨床試験〔200mg(4mL)/kg体重を5日間〕

本剤が200mg/kg/日、5日間連日投与された91症例の成績は下記の とおりであった。なお、本剤は発病後7日以内に投与開始された<sup>6.7)</sup>。

- ・本剤投与開始前に冠動脈病変が認められなかった86例における 冠動脈病変の発生頻度の推移は急性期14.0%(拡大:11例、瘤: 1例)、1ヵ月後7.0%(拡大:5例、瘤:1例)、2~3ヵ月後3.5%(拡大:2例、瘤:1例)であり、1年後まで観察のできた66例における冠動脈病変の発生頻度は3.0%(拡大:1例、瘤:1例)であった。
- ・本剤投与開始前に冠動脈病変(拡大)が認められた5例の冠動 脈病変の推移は、1例が急性期に瘤を形成したが、1年後には 拡大へと退縮した。残る4例中3例は急性期から2ヵ月後にかけ て正常化し、1例のみ1年後まで拡大が持続した。

「正常:2歳未満では冠動脈内径が2mm未満 2歳以上では冠動脈内径が2.5mm未満

拡大:冠動脈内径が3.9mm以下 冠動脈瘤:冠動脈内径が4mm以上

上記川崎病に対する効果はアスピリンとの併用時に得られたものである。

副作用発現頻度は、5.6%(7/126例)であった。主な副作用は、プレショック、悪寒、チアノーゼであった $^8$ )。

# 17.1.4 国内臨床試験〔2,000mg(40mL)/kg体重を1回〕

信頼の出来る学術雑誌に掲載された科学的根拠となり得る論文の試験成績では、2g/kgを1回投与された原田スコア4以上の急性期ハイリスク患児72例のうち冠動脈障害が認められなかった症例は69例(95.8%)であった。

副作用は認められなかった9)。

# 〈慢性炎症性脱髄性多発根神経炎(多巣性運動ニューロパチーを含む)の筋力低下の改善〉

# 17.1.5 国内第Ⅱ相試験

慢性炎症性脱髄性多発根神経炎及び多巣性運動ニューロパチーの患者62例を対象に非盲検試験を実施した。

本剤50mg/kg/日(21例)、200mg/kg/日(21例)及び400mg/kg/日(20例)を5日間連日投与した $^{\dot{\imath}\dot{\imath}\dot{\imath}}$ 。本剤が400mg/kg/日、5日間連日投与された20例における有効率は65.0%(13/20例)であった。副作用発現頻度は、本剤400mg/kg/日群(第1回投与、第2回投与を含む)で29.0%(9/31例)であった。主な副作用は、嘔気、水疱及び頭痛が各2件であった $^{10}$ )。

注)本剤の承認された用法及び用量は、通常1日に人免疫グロブリンGとして400mg/ kg体重を5日間連日点滴静注又は直接静注する。なお、年齢及び症状に応じて適 宜減量するである。

# 〈慢性炎症性脱髄性多発根神経炎(多巣性運動ニューロパチーを含む)の運動機能低下の進行抑制〉

# 17.1.6 国内第Ⅲ相試験

慢性炎症性脱髄性多発根神経炎と診断された患者49例を対象に非盲検試験を実施した。本剤2,000mg/kg(400mg/kg/日、5日間連日)投与後、本剤1,000mg/kg(「1,000mg/kgを1日間」又は「500mg/kgを2日間連日」)が3週間隔で投与された。治験薬投与前と比較して、治験薬投与期28週目時点で1点以上のINCATスコアの改善を維持した患者の割合は77.6%(38/49例)であった。また、28週目以降も治療を継続した38例において、治験薬投与期28週目と比較して、治験薬投与期52週目時点で1点以上INCATスコアが悪化した患者の割合は10.5%(4/38例)であった<sup>11)</sup>。副作用発現頻度は、65.3%(32/49例)であった。主な副作用は、頭痛が32.7%(16/49例)、発疹が10.2%(5/49例)、紅斑及びアスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加が6.1%(3/49例)、悪心、倦怠感、アラニンアミノトランスフェラーゼ増加及びリンパ球数減少が4.1%(2/49例)であった<sup>12)</sup>。

#### 17.1.7 国内第Ⅲ相試験

多巣性運動ニューロパチー患者と診断された患者13例を対象に非盲検試験を実施した。本剤1,000mg/kg(「1,000mg/kgを1日間」又は「500mg/kgを2日間連日」)が3週間隔で投与された。MRCスコアは治験薬投与前で90.5、治験薬投与期49週目時点で90.6であった<sup>13)</sup>。副作用発現頻度は、69.2%(9/13例)であった。主な副作用は、頭痛が23.1%(3/13例)及び発疹が15.4%(2/13例)であった<sup>14)</sup>。

## 〈天疱瘡〉

# 17.1.8 国内第Ⅱ/Ⅲ相試験

副腎皮質ホルモン剤20mg/日以上(プレドニゾロン換算)を投与したにもかかわらず臨床症状の改善が認められなかった天疱瘡患者を対象に二重盲検比較試験を実施した。プラセボ、本剤200mg/kg/日及び本剤400mg/kg/日が5日間連日投与された注)。プラセボ又は本剤投与開始後85日までに臨床症状の悪化又は不変のためにステロイド剤の増量、種類の変更又は他の追加治療を実施する必要があった症例数は、プラセボ15例中10例、本剤200mg/kg/日15例中4例及び本剤400mg/kg/日15例中2例であった。

副作用発現頻度は、本剤400mg/kg/日群で28.6% (6/21例) であった。主な副作用は、頭痛が9.5% (2/21例) であった<sup>15)</sup>。

注)本剤の承認された用法及び用量は、通常1日に人免疫グロブリンGとして400mg/ kg体重を5日間連日点滴静注する。なお、年齢及び症状に応じて適宜減量するで ある。

## 〈スティーブンス・ジョンソン症候群及び中毒性表皮壊死症〉

# 17.1.9 国内第Ⅲ相試験

副腎皮質ホルモン剤20mg/日以上(プレドニゾロン換算)を2日間以上継続したにもかかわらず、効果不十分で追加治療が必要なスティーブンス・ジョンソン症候群及び中毒性表皮壊死症患者を対象に非盲検試験を実施した。本剤400mg/kg/日が5日間連日投与された7例における投与開始後7日目の有効率は85.7%(6/7例)であった。

副作用発現頻度は、85.7%(6/7例)であった。主な副作用は、 貧血及び肝機能異常が各28.6%(2/7例)、腎機能障害、C-反 応性蛋白増加及び脳性ナトリウム利尿ペプチド増加が各14.3%(1/7例)であった $^{16}$ )。

## 〈水疱性類天疱瘡〉

# 17.1.10 国内第Ⅲ相試験

副腎皮質ホルモン剤0.4mg/kg/日以上(プレドニゾロン換算)を 使用したにもかかわらず臨床症状の改善が認められなかった水疱 性類天疱瘡患者56例を対象に二重盲検比較試験を実施した。プラセボ、本剤400mg/kg/日が5日間連日投与された。投与開始15日目におけるPDAI(Pemphigus Disease Area Index)を用いたスコア(平均値±標準偏差)は、プラセボ群(27例) $32.3\pm31.5$ 、本剤群(29例) $19.8\pm22.2$ であった(対応のないt検定、p=0.089)。副作用発現頻度は、37.9%(11/29例)であった。主な副作用は、肝障害及び血小板減少が各10.3%(3/29例)、肝機能異常、発熱及び血中乳酸脱水素酵素増加が各6.9%(2/29例)であった17)。

#### 〈ギラン・バレー症候群〉

#### 17.1.11 国内第Ⅲ相試験

ギラン・バレー症候群と診断された重症患者を対象に非盲検試験を実施した。本剤が400mg/kg/日、5日間連日投与された20例において、投与後4週目のHughesの運動機能尺度(Functional Grade)が1段階以上改善した症例の割合 (有効率)は65.0% (13/20例)であった18)。

副作用発現頻度は、72.7%(16/22例)であった。主な副作用は、 頭痛が36.4%(8/22例)、アラニンアミノトランスフェラーゼ増 加及び肝酵素上昇が各18.2%(4/22例)、アスパラギン酸アミノ トランスフェラーゼ増加が13.6%(3/22例)、薬疹、発熱及び白 血球数減少が各9.1%(2/22例)であった190。

# 17.2 製造販売後調査等

# 〈重症感染症における抗生物質との併用〉

## 17.2.1 国内製造販売後臨床試験

再評価に対する市販後臨床試験において、広範囲抗生物質を3日間投与しても感染主要症状の十分な改善が認められない重症感染症の患者682症例を対象として、抗生物質と静注用人免疫グロブリン5g/日、3日間との併用群(IVIG群)又は抗生物質単独投与群(対照群)に割り付けた非盲検群間比較試験を行った。 解熱効果 臨床症状の改善効果又は検査所見(炎症マーカーであ

解熱効果、臨床症状の改善効果又は検査所見(炎症マーカーであるCRP値の推移)を評価基準として有効性を評価した結果、IVIG群はいずれにおいても対照群に比べ有意に優れており、有効率はIVIG群61.5%(163/265例)、対照群47.3%(113/239例)であった。安全性評価対象の副作用発現頻度は、4.4%(14/321例)であった。主な副作用は、悪寒が4件、嘔気(嘔吐)が3件、皮疹(発疹)、そう痒感、発熱及び総ビリルビン上昇が各2件であった<sup>20)</sup>。

## 〈川崎病の急性期〉

# \* \* 17.2.2 国内使用成績調査

川崎病の急性期を対象とした使用成績調査〔200mg (4mL)/kg 体重を5日間〕における副作用発現頻度は、6.62% (48/725例)であった。そのうちショックが0.14% (1例1件)、ショック又はショックが疑われる症状 (チアノーゼ、血圧低下等)が2.07% (15例21件)であり、重篤な副作用の発現頻度は1.93% (14例30件)であった。

# 18. 薬効薬理

## 18.1 作用機序

本剤の作用機序の詳細は明らかではない。

# 18.2 抗体活性

本剤は、 $in\ vitro$ で各種の細菌、ウイルス、毒素に対する抗体活性を認めた $^{21)}$ 。また、本剤製造工程における抗体価の低下は認められない。

# 18.3 実験的マウス感染症に対する効果

- **18.3.1** 本剤は、実験的マウス感染症に対して感染防御効果を示した $^{22)}$ 。
- **18.3.2** 本剤は、実験的マウス感染症に対して抗生物質との併用効果を示した<sup>22)</sup>。

# 18.4 貪食能促進作用

18.4.1 本剤は、マウス好中球に対して貪食能促進作用を示した<sup>23)</sup>。 18.4.2 本剤は、健康人から得た好中球に対して貪食能促進作用を 示した<sup>24)</sup>。

# 18.5 血小板減少抑制作用

本剤は、抗ラット血小板ウサギ血清により惹起させた実験的ラット血小板減少症に対して血小板減少抑制作用を示した<sup>25)</sup>。

#### 19. 有効成分に関する理化学的知見

一般名:乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン (Freeze-dried Polyethylene Glycol Treated Human Normal Immunoglobulin)

## 20. 取扱い上の注意

本剤は特定生物由来製品に該当することから、本剤を投与した場合は、医薬品の名称(販売名)、製造番号、投与日、投与を受けた患者の氏名、住所等を記録し、少なくとも20年間保存すること。

#### 22. 包装

### 〈献血グロベニン- I 静注用500mg〉

1瓶 (ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリンG 500mg)、 溶解液 (日本薬局方注射用水) 10mL 1瓶添付

# 〈献血グロベニン- I 静注用2500mg〉

1瓶 (ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリンG 2,500mg)、溶解液 (日本薬局方注射用水) 50mL 1瓶添付、溶解液注入針 1本添付

# 〈献血グロベニン- I 静注用5000mg〉

1瓶 (ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリンG 5,000mg)、溶解液(日本薬局方注射用水) 100mL 1瓶添付、溶解液注入針 1本添付

#### 23. 主要文献

- USP DI (United States Pharmacopeia Dispensing Information) . 1998; 1624–1628.
- 2) 柴田泰生, 他:診療と新薬. 1982;19 (2):464-469.
- 3) 堀誠.:診療と新薬. 1983;20(12):2653-2691.
- 4) Liese J. G., et al.: Am. J. Dis. Child. 1992; 146: 335-339.
- 5) 安永幸二郎, 他: 内科宝函. 1984; 31 (12): 415-432.
- 6) 岡崎富男, 他:小児科診療. 1988;51 (5):1094-1100.
- 7) 岡崎富男, 他: 小児科診療. 1991; 54(6): 1412-1420.
- 8) 社内資料:試験成績(川崎病の急性期)(1993年7月2日承認、 申請資料概要ト)
- 9) Sato N., et al.: Pediater. Int. 1999; 41:1-7.
- 10) 久堀 保,他:脳と神経.1999;51(2):127-135.
- 11) Kuwabara S., et al.: J Neurosurg Psychiatry. 2017: 88:832-838.
- 12) 社内資料: 臨床試験(慢性炎症性脱髄性多発根神経炎(多巣性運動ニューロパチーを含む)の運動機能低下の進行抑制) (2016年12月19日承認、CTD2.7.6.2)
- 13) Kuwabara S., et al. : J Peripher Nerv Syst. 2018; 23: 115-119.
- 14) 社内資料: 臨床試験(慢性炎症性脱髄性多発根神経炎(多巣 性運動ニューロパチーを含む)の運動機能低下の進行抑制) (2016年12月19日承認、CTD2.7.6.3)
- 15) 社内資料:臨床試験(天疱瘡)(2008年10月16日承認、 CTD2.7.6.1)
- 16) 社内資料: 臨床試験 (スティーブンス・ジョンソン症候群及 び中毒性表皮壊死症) (2014年7月4日承認、CTD2.7.6.2)
- 17) Amagai M., et al.: J Dermatological Science. 2017; 85: 77-84.
- 18) Nomura K., et al.: Clincal and Experimental Neuroimmunology. 2017; 8:258-266.
- 19) 社内資料: 臨床試験 (ギラン・バレー症候群) (2016年9月28 日承認、CTD2.7.6.1)
- 20) 正岡徹, 他:日本化学療法学会雑誌. 2000;48(3):199-217.
- 21) 岡右之.:基礎と臨床. 1983;17 (9):2849-2854.
- 22) 西武, 他:医薬品研究. 1983;14(6):904-912.
- 23) 西武, 他: 医薬品研究. 1983; 14(6): 913-921.
- 24) 西武, 他: 医薬品研究. 1983; 14(6): 922-929.
- 25) 川崎一, 他:応用薬理. 1986; 31 (6):1175-1180.

## 24. 文献請求先及び問い合わせ先

武田薬品工業株式会社 くすり相談室 〒103-8668 東京都中央区日本橋本町二丁目1番1号 フリーダイヤル 0120-566-587 受付時間 9:00~17:30 (土日祝日・弊社休業日を除く)

## 26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元

# 武田薬品工業株式会社

〒540-8645 大阪市中央区道修町四丁目1番1号

この製品は献血血液から製造されています。

## <参考>体重別投与速度表

初日の投与開始から1時間 $^{(\pm 1)}$  は0.01 $^{(\pm 1)}$  は0.01 $^{(\pm 1)}$  で投与し、副作用等の異常所見が認められなければ、徐々に投与速度を上げることができます。ただし、0.06 $^{(\pm 1)}$  に換算した投与速度を示します。

		単位	体重 (kg)						
	mL/kg/分		10	20	30	40	50	70	90
投与開始から	0.01	mL/時	6	12	18	24	30	42	54
1時間注1)		滴数/分	2	4	6	8	10	14	18
その後の最高	1 0 06 1	mL/時	36	72	108	144	180	252	324
投与速度 <sup>注2)</sup>		滴数/分	12	24	36	48	60	84	108

- 注1) 慢性炎症性脱髄性多発根神経炎(多巣性運動ニューロバチーを含む)の運動機能低下の進行抑制の場合は、投与開始から30分
- 注2) 最高投与速度までは徐々に上げていく
- 上段: mL/時又は滴数/分[小児用点滴セット(60滴/mL)を用いた場合]
- 下段:滴数/分[普通点滴セット(20滴/mL)を用いた場合]

#### <溶解方法>

# 献血グロベニン- I 静注用500mg

- 1. 製品瓶及び溶解液瓶のキャップを外し、ゴム栓表面を消毒する。
- 2. 溶解液瓶より注射器で溶解液を全量ぬきとる。
- 3. 製品瓶に注射針を突き刺して、溶解液の全量を壁面に沿って ゆっくり注入する。
- 4. 製品瓶をなるべく泡立てないようゆるやかに揺り動かして溶解する。

# 献血グロベニン- I 静注用2500mg及び献血グロベニン- I 静注用5000mg

- 1. 製品瓶及び溶解液瓶のキャップを外し、ゴム栓表面を消毒する。
- 2. 溶解液注入針の保護サヤを片方だけ軽くまわして外す。
- 3. 溶解液注入針を製品瓶のゴム栓中央に真直ぐ根もとまで深く刺入する。




4. 溶解液瓶にアダプターを取り付ける。




5. 溶解液注入針の反対側の保護サヤを軽くまわして外し、溶解液 瓶をさかさまに立て溶解液注入針をゴム栓中央に真直ぐ根もと まで深く刺入する。溶解液が製品瓶内に全量流入したことを確 認する。

液の流入がスムーズに始まらないときは、溶解液瓶を軽く下に押すこと。



- 6. 溶解液注入針を溶解液瓶 (空瓶) と共に抜去し、製品瓶をなる べく泡立てないようゆるやかに揺り動かして溶解する。
- 7. ラベル上部のアーチ部分を吊り具としてご使用ください。



# 注 意

- 1. 輸液セットを用いて点滴輸注をする場合には、その導入針(瓶 針)及び通気針を溶解液注入針を抜去したあとの穴に刺入する と液漏れがおこることがあるので別の場所に刺すこと。
- 2. 点滴輸注する場合、吊りさげた後に通気針を刺してご使用ください。
- 3. 溶解液注入針を刺入したままで長時間放置しないこと。
- 4. 溶解液注入針はディスポーザブルですので、再使用しないこと。