

貯法：室温保存

有効期間：3年

許可番号 21A2X00016

販売開始 1969年8月

溶解剤

日本薬局方 プロピレングリコール

PROPYLENE GLYCOL

3. 組成・性状

3.1 組成

成分	1mL中 日局プロピレングリコール 1mL
----	-----------------------

3.2 製剤の性状

性状	本品は無色透明の粘稠性のある液である。
----	---------------------

4. 効能又は効果

注射剤、内用剤などの溶解補助剤、軟膏基剤として調剤に用いる。


6. 用法及び用量

注射剤、内用剤などの溶解補助剤、軟膏基剤として調剤に用いる。

19. 有効成分に関する理化学的知見

一般的名称：プロピレングリコール（Propylene Glycol）

化学構造式：



及び鏡像異性体

分子式：C₃H₈O₂

分子量：76.09

性状：本品は無色透明の粘稠性のある液で、においはなく、味は僅かに苦い。

本品は水、メタノール、エタノール（95）又はピリジンと混和する。

本品はジエチルエーテルに溶けやすい。

本品は吸湿性である。

比重 d_{20}^{20} ：1.035～1.040

20. 取扱い上の注意

火気を避けて保存すること。

22. 包装

500mL（ガラス容器）

24. 文献請求先及び問い合わせ先

日興製薬株式会社 信頼性保証部
〒501-6312 岐阜県羽島市上中町一色 467-1
電話（058）398-2576

26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元

 日興製薬株式会社
岐阜県羽島市江吉良町1593