

*2024年7月改訂(第2版)

2023年10月改訂(第1版)

貯法: 室温保存

有効期間: 3年

日本標準商品分類番号

877131

許可番号

21A2X00016

販売開始

1998年8月

溶解剤

日本薬局方

精製水

Purified Water

3. 組成・性状

3.1 組成

成分	1mL中 日局精製水 1mL (イオン交換法により精製し、RO膜、UF膜を通した水で、除菌ろ過はしているが、加熱滅菌はしていない。)
----	---

3.2 製剤の性状

性状	本品は無色澄明の液で、においはない。
----	--------------------

4. 効能又は効果

○溶解剤として製剤、試薬、試液の調製に用いる。

○医療機器の洗浄に用いる。

6. 用法及び用量

溶解剤として製剤、試薬、試液の調製に用いる。

医療機器の洗浄に用いる。

その他の用途

溶解剤としてコンタクトレンズの洗浄剤、保存剤の調製に用いる。(コンタクトレンズ装着液としては用いないこと。)

14. 適用上の注意

14.1 薬剤調製時の注意

注射剤の調製には用いないこと。

14.2 薬剤使用時の注意

14.2.1 液を取り出したあとは直ちに密栓し、開口状態で放置しないこと。

14.2.2 一度取り出した液を元の容器に戻さないこと。

14.2.3 開封後はなるべく速やかに使用すること。

14.2.4 容器の先が、人指等に触れると、雑菌等のため、液が汚染又は混濁することがあるので注意すること。また、臭い、混濁、沈殿が生じたものは使用しないこと。

14.2.5 ソフトコンタクトレンズの洗浄剤、保存剤の調製に本品を用いた場合は、装着前に必ずソフトコンタクトレンズを煮沸消毒すること。

14.2.6 コンタクトレンズ装着液としては用いないこと。

20. 取扱い上の注意

20.1 直射日光をさけること。

20.2 なるべく冷所(冷蔵庫等)に密栓して保管すること。

20.3 他の容器に入れかえないこと。

22. 包装

500mL(ポリエチレン容器)、18L(ポリエチレン容器)

*24. 文献請求先及び問い合わせ先

ヴィアトリス製薬合同会社


メディカルインフォメーション部

〒106-0041 東京都港区麻布台一丁目3番1号

フリーダイヤル 0120-419-043

26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元

 **日興製薬株式会社**

岐阜県羽島市江吉良町1593

*26.2 販売元

ヴィアトリス製薬合同会社

東京都港区麻布台一丁目3番1号