**貯法**:遮光、室温保存 有効期間:18箇月 **処方箋医薬品**注) 日本標準商品分類番号 873299

	イントラリポス輸液 10%	イントラリポス輸液 20%
承認番号	22000AMX00285	22000AMX00284
販売開始	1994年10月	1994年10月

静注用脂肪乳剤

# イントラリホ。ス<sup>®</sup> 輸液10% イントラリホ。ス<sup>®</sup> 輸液20%

Intralipos Injection 10% Intralipos Injection 20%

注) 注意-医師等の処方箋により使用すること

- 2. 禁忌 (次の患者には投与しないこと)
- 2.1 血栓症の患者 [凝固能亢進により症状を更に悪化させるお それがある。]
- **2.2** 重篤な血液凝固障害のある患者 [出血傾向があらわれるお それがある。] [9.1.1参照]
- 2.3 高脂血症の患者 [高脂血症を助長させるおそれがある。]
- **2.4** ケトーシスを伴った糖尿病の患者 [ケトーシスを助長させ糖尿病を悪化させるおそれがある。]
- 2.5 重篤な肝障害のある患者 [9.3.1参照]
- 2.6 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

# 3. 組成・性状

#### 3.1 組成

本剤は1容器中に次の成分を含有する静注用脂肪乳剤である。

販売名		イントラリ ポス輸液 10%	イントラリポス輸液20%		液20%
成分		250mL中	250mL中	100mL中	50mL中
有効成分	精製大豆油	25g	50g	20g	10g
添加剤	精製卵黄レシチン 濃グリセリン 水酸化ナトリウム	3g 5.5g 適量	3g 5.5g 適量	1.2g 2.2g 適量	0.6g 1.1g 適量
	熱 量	約275kcal	約500kcal	約200kcal	約100kcal

(参考) 本剤は原料のダイズ油に由来する微量のビタミン $K_1$ を含有している。

# 3.2 製剤の性状

販売名	イントラリポス輸液 10%	イントラリポス輸液 20%
性状	白色の乳濁液	
pН	6.5	-8.5
浸透圧比 (生理食塩液に対する比)	糸	1

# 4. 効能又は効果

次の場合における栄養補給

術前・術後、急・慢性消化器疾患、消耗性疾患、火傷(熱傷)・ 外傷、長期にわたる意識不明状態時

# 6. 用法及び用量

# 〈イントラリポス輸液10%〉

通常、1日500mL(ダイズ油として10%液)を3時間以上かけて点 滴静注する。

なお、体重、症状により適宜増減するが、体重1kg当たり1日脂肪として2g以内とする。

## 〈イントラリポス輸液20%〉

通常、 $1日250 \mathrm{mL}$  (ダイズ油として20%液) を3時間以上かけて点滴静注する。

なお、体重、症状により適宜増減するが、体重1kg当たり1日脂肪として2g以内とする。

## 8. 重要な基本的注意

- 8.1 本剤の投与により、静脈炎、血管痛、発熱、嘔気・嘔吐、悪寒、 顔面潮紅、頻脈、頻呼吸、胸部圧迫感等の急性症状を起こすこと があるので以下の注意が必要である。
  - ・ゆっくり注入すること。
  - ・本剤に他の薬剤を混合しないこと。また、血漿増量剤(デキストラン、ゼラチン製剤等)の投与後96時間までは本剤の投与を 避けること。

- 8.2 連用する場合には肝機能、血中脂質濃度、血液像及び血液凝固 能の検査を定期的に行うこと。
- 9. 特定の背景を有する患者に関する注意
- 9.1 合併症・既往歴等のある患者
- 9.1.1 血液凝固障害のある患者

凝固能が亢進又は低下するおそれがある。[2.2参照]

9.1.2 呼吸障害のある患者

病状が悪化するおそれがある。

9.1.3 重篤な敗血症の患者

症状が悪化するおそれがある1)。

- 9.3 肝機能障害患者
- 9.3.1 重篤な肝障害のある患者

投与しないこと。症状が悪化するおそれがある。[2.5参照]

- 9.3.2 肝障害のある患者(重篤な肝障害のある患者を除く) 肝機能を悪化させるおそれがある。
- 9.5 妊婦

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が 危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。

9.6 授乳婦

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は 中止を検討すること。

- 9.7 小児等
- 9.7.1 小児等

小児等を対象とした有効性及び安全性を指標とした臨床試験は実施していない。

9.7.2 新生児、特に極低出生体重児、呼吸障害、アシドーシスを伴う新生児、生後日数が短い新生児

以下の事項に留意し慎重に投与すること<sup>2)</sup>。脂肪処理能が低い。

- ・投与に際してはできるだけゆっくり、たとえば0.08g (10%製剤は0.8mL、20%製剤は0.4mL)/kg/時以下の速度で注入すること。
- ・脂肪処理能が更に低いと思われる症例においては、血中脂質濃度を測定し、その著しい上昇を認めない速度で注入することが望ましい。
- 9.7.3 呼吸障害のある新生児、極低出生体重児

観察を十分に行うこと。呼吸障害が増悪したとの報告がある。

9.8 高齢者

用量に留意して慎重に投与すること。一般に脂肪処理能が低下している。

## 10. 相互作用

# 10.2 併用注意 (併用に注意すること)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
ワルファリン	ワルファリンの作用	本剤の成分中のダイ
	を減弱させるおそれ	ズ油に由来するビタ
	がある。	ミンKıがワルファリ
		ンの作用に拮抗する。

## 11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常 が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

# 11.1 重大な副作用

11.1.1 ショック、アナフィラキシー (いずれも頻度不明)

呼吸困難、チアノーゼ等があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

# **11.1.2 静脈塞栓**(頻度不明)

# 11.2 その他の副作用

( , , , , , ,	M3 [ ] / I3
	頻度不明
血管・血液	静脈炎、血管痛、出血傾向
過敏症	発疹、そう痒感
肝臓	肝機能障害

	頻度不明
循環器	血圧降下、頻脈、頻呼吸
呼吸器	呼吸困難
消化器	嘔気・嘔吐、下痢、口渇
その他	発熱、悪寒、顔面潮紅、顔面浮腫、異臭感、胸部圧 迫感

## 14. 適用上の注意

### 14.1 全般的な注意

- 14.1.1 使用時には、感染に対する配慮をすること。
- 14.1.2 輸液セットのびん針は、ゴム栓の刻印部(○印)に垂直にゆっくりと刺すこと。斜めに刺した場合、削り片の混入及び液漏れの原因となるおそれがある。また、輸液セットのびん針は同一箇所に繰り返し刺さないこと。

#### 14.2 薬剤投与時の注意

- 14.2.1 ゴム栓に刺針したものは速やかに使用すること。
- **14.2.2** 血管痛があらわれた場合には、注射部位を変更すること。 また、場合によっては投与を中止すること。
- 14.2.3 血管外漏出が原因と考えられる皮膚壊死、潰瘍形成が報告されているので、点滴部位の観察を十分に行い、発赤、浸潤、腫脹などの血管外漏出の徴候があらわれた場合には、直ちに投与を中止し、適切な処置を行うこと。
- 14.2.4 可塑剤としてDEHP [di-(2-ethylhexyl)phthalate;フタル酸ジ-(2-エチルヘキシル)] を含むポリ塩化ビニル製の輸液セット等を使用した場合、DEHPが製剤中に溶出するので、DEHPを含まない輸液セット等を使用することが望ましい。
- 14.2.5 本剤は脂肪乳剤であるため、接合部がポリカーボネート製の輸液セット等を使用した場合、その接合部にひび割れが生じ、血液及び薬液漏れ、空気混入等の可能性があるので注意すること。
- 14.2.6 原則として、連結管を用いたタンデム方式による投与は行わないこと。輸液セット内に空気が流入するおそれがある。
- 14.2.7 容器の液目盛はおよその目安として使用すること。
- 14.2.8 残液は使用しないこと。

## 18. 薬効薬理

## 18.1 作用機序

術前・術後、急・慢性消化器疾患、消耗性疾患、火傷(熱傷)・ 外傷、長期にわたる意識不明状態時における栄養補給

#### 18.2 薬効薬理

## 18.2.1 熱量補給効果

10%製剤では約110kcal/100mL、20%製剤では約200kcal/100mLを有し、グリセリンをもって浸透圧をほぼ等張にしてあるので、経静脈的に大量の熱量を補給することが可能である。

# 18.2.2 たん白節約効果

十分な熱量補給の結果、体たん白質その他窒素源の消費抑制、アミノ酸の利用促進、窒素平衡の改善を図る<sup>3)</sup>。

## 18.2.3 必須脂肪酸の補給効果

リノール酸、リノレン酸など必須脂肪酸を豊富に含んでいるため、 必須脂肪酸欠乏症に有効である<sup>4),5)</sup>。

# 19. 有効成分に関する理化学的知見

一般的名称:精製大豆油

性状:微黄色澄明の油で、においはないか、又は僅かににおいがあり、味は緩和である。

ジエチルエーテル又はシクロヘキサンと混和し、エタノール (95) にやや溶けにくく、水にほとんど溶けない。

-10~-17℃で凝固する。

脂肪酸の凝固点:22~27℃

# 20. 取扱い上の注意

- 20.1 凍結を避けて保存すること。
- **20.2** 液漏れの原因となるので、強い衝撃や鋭利なものとの接触等 を避けること。
- **20.3** 品質保持のためにガスバリア性の外袋で包装し、脱酸素剤を 封入しているので、外袋は使用時まで開封しないこと。
- 20.4 外袋を開封する前にインジケーター (酸素検知剤) の色を確認し、紫~青色の場合は使用しないこと。
- 20.5 以下の場合には使用しないこと。
  - ・外袋内や容器表面に水滴や結晶が認められる場合
  - ・容器から薬液が漏れている場合
  - ・性状その他薬液に異状が認められる場合
  - ・ゴム栓部のシールがはがれている場合
  - ・凍結した場合

## 22. 包装

# 〈イントラリポス輸液10%〉

250mL 10袋 ソフトバッグ (脱酸素剤入り)

## 〈イントラリポス輸液20%〉

50mL 10袋 ソフトバッグ (脱酸素剤入り) 100mL 10袋 ソフトバッグ (脱酸素剤入り) 250mL 10袋 ソフトバッグ (脱酸素剤入り) 23. 主要文献

- 1) Fischer G.W., et al.: Lancet. 1980; 2:819-820
- 2) Levene M.I., et al.: Lancet. 1980; 2:815-818
- 3) 佐藤 真, 他: JJPEN. 1980; 2 (5): 527-530
- 4) 真島吉也:静脈栄養-基礎と臨床:朝倉書店. 1979;81-101
- 5) 矢野博道, 他: JJPEN. 1981; 3 (1): 71-81

## 24. 文献請求先及び問い合わせ先

株式会社大塚製薬工場 輸液DIセンター 〒101-0048 東京都千代田区神田司町2-2

TEL: 0120-719-814 FAX: 03-5296-8400

# 26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元



株式会社大塚製薬工場 徳島県鳴門市撫養町立岩字芥原115

26.2 販売提携



大塚製薬株式会社

Otsuka 東京都千代田区神田司町2-9