

貯法：室温保存
有効期間：4年

日本標準商品分類番号

877111

許可番号 27A2X00029

販売開始 1977年5月

賦形剤

日本薬局方

乳糖水和物

乳糖水和物「ケンエー」

Lactose Hydrate「KENEL」

3. 組成・性状

3.1 組成

成分	1g中 日局 乳糖水和物 1g
----	--------------------

3.2 製剤の性状

性状	白色の結晶又は粉末である。 水に溶けやすく、エタノール(99.5)にほとんど溶けない。
----	--

4. 効能又は効果

賦形剤として調剤に用いる。

6. 用法及び用量

賦形剤として調剤に用いる。

22. 包装

粉末 500g(ポリエチレン袋)

粒状 500g(ポリエチレン袋)、5kg(ポリエチレン袋)

24. 文献請求先及び問い合わせ先

健栄製薬株式会社 学術情報部

〒541-0044 大阪市中央区伏見町2丁目5番8号

電話番号(06)6231-5822

FAX番号(06)6204-0750

26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元



健栄製薬株式会社

大阪市中央区伏見町2丁目5番8号