

2023年8月改訂（第1版）

貯法：室温保存
有効期間：3年

日本標準商品分類番号
877131
許可番号
40A2X00004
販売開始
1988年5月

溶解剤

日本薬局方 滅菌精製水

滅菌精製水

Sterile Purified Water

3. 組成・性状

3.1 組成

成分	1mL中 日局滅菌精製水 1mL (精製水を高圧蒸気法により滅菌したものである。)
----	--

3.2 製剤の性状

性状	無色澄明の液で、においはない。
----	-----------------

4. 効能又は効果

溶解剤として無菌を条件とする製剤の調製、医療器具の洗浄に用いる。

6. 用法及び用量

溶解剤として無菌を条件とする製剤の調製、医療器具の洗浄に用いる。

14. 適用上の注意

14.1 薬剤調製時の注意

注射剤の調製には用いないこと。

20. 取扱い上の注意

20.1 開封時及び開封後は、微生物による汚染に注意すること。

20.2 本剤は滅菌製剤のため、開封後は速やかに使用すること。

22. 包装

500mL(ポリ)

24. 文献請求先及び問い合わせ先

大成薬品工業株式会社 お客様相談室
福岡県筑後市大字熊野字屋敷998-1
TEL:0942-53-4662 FAX:0942-52-8115

26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元

 大成薬品工業株式会社
福岡県筑後市大字熊野字屋敷998-1