貯法:室温保存 有効期間:3年

劇薬

処方箋医薬品:注意-医師等の処方箋により使用すること

不整脈治療剤

日本薬局方 ピルシカイニド塩酸塩カプセル

872129

日本標準商品分類番号

	カプセル 25mg	カプセル 50mg
承認番号	22600AMX00637000	22600AMX00651000
販売開始	2005年7月	2005年7月

ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「TCK」 ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「TCK」

PILSICAINIDE HYDROCHLORIDE Capsules [TCK]

2. 禁忌(次の患者には投与しないこと)

- 2.1 うっ血性心不全のある患者 [不整脈 (心室頻拍、心室細動等) の誘発又は増悪、陰性変力作用による心不全の悪化を来すお それが高い。]
- 2.2 高度の房室ブロック、高度の洞房ブロックのある患者 [刺 激伝導抑制作用により、これらの障害を更に悪化させるおそ れがある。] [9.1.3 参照]

3. 組成・性状

3.1 組成

販売名	有効成分(1カプセル中)	添加剤	
ピルシカイニド塩酸塩 カプセル25mg「TCK」	ピルシカイニド塩酸塩 水和物(日局) 25mg	乳糖水和物、トウモロ コシデンプン、含水二 酸化ケイ素、ステアリ ン酸マグネシウム	
ピルシカイニド塩酸塩 カプセル 50mg「TCK」	ピルシカイニド塩酸塩 水和物(日局) 50mg	カプセル本体: ゼラチン、酸化チタン、 ラウリル硫酸ナトリウム、青色 1 号	

3.2 製剤の性状

販売名	売名 外形 色調		識別コード
ピルシカイニド 塩酸塩カプセル 25mg 「TCK」	Tu TP・25 Sでdi 1年では 4号硬カプセル	キャップ: 淡青色不透明 ボディ: 白色不透明	T∪ TP・25
ピルシカイニド 塩酸塩カプセル 50mg 「TCK」	TU TP+50 OS・dl nl 4 号硬カプセル	キャップ: 青色不透明 ボディ: 白色不透明	Tu TP⋅50

4. 効能又は効果

下記の状態で他の抗不整脈薬が使用できないか、又は無効の場合 頻脈性不整脈

6. 用法及び用量

通常、成人にはピルシカイニド塩酸塩水和物として、1日 150mg を3回に分けて経口投与する。

なお、年齢、症状により適宜増減するが、重症又は効果不十分 な場合には、1 日 225mg まで増量できる。

7. 用法及び用量に関連する注意

- 7.1 透析を必要とする腎不全患者では、1 日 25mg から投与を開 始するなど、患者の状態を観察しながら慎重に投与すること。
- **7.2** 高齢者では、1 回 25mg から投与を開始するなど、患者の状 態を観察しながら慎重に投与すること。[9.8 参照]

8. 重要な基本的注意

- 8.1 本剤の投与に際しては、頻回に患者の状態を観察し、心電図、 脈拍、血圧、心胸比を定期的に調べること。PQの延長、QRS 幅の増大、QTの延長、徐脈、血圧低下等の異常所見が認めら れた場合には、直ちに減量又は投与を中止すること。
- 8.2 1日用量 150mg を超えて投与する場合は副作用発現の可能性 が増大するので注意すること。
- 8.3 本剤で Brugada 症候群に特徴的な心電図変化(右脚ブロック 及び右側胸部誘導 $(V_1 \sim V_3)$ の ST 上昇) の顕在化又はそれに 伴う心室細動、心室頻拍、心室性期外収縮を発現させたとの報 告があるので注意すること。
- 8.4 めまい等があらわれることがあるので、自動車の運転等、危 険を伴う機械の操作に従事する際には注意するよう患者に十分 に説明すること。
- 9. 特定の背景を有する患者に関する注意
- 9.1 合併症・既往歴等のある患者
- 9.1.1 基礎心疾患(心筋梗塞、弁膜症、心筋症等)のある患者

心不全を来すおそれのある患者では、少量から開始するなど投 与量に十分注意するとともに、頻回に心電図検査を実施するこ と。また、開始後1~2週間は入院させること。心室頻拍、心 室細動等が発現するおそれが高い。なお、心筋梗塞発症後の無 症候性あるいは軽度の症状を伴う患者の場合は、治療上やむを 得ないと判断される場合を除き、投与しないこと。[15.1 参照]

9.1.2 心不全の既往のある患者

心不全を来すおそれがある。

9.1.3 刺激伝導障害 (房室ブロック、洞房ブロック、脚ブロック等) のある患者(高度の房室ブロック、高度の洞房ブロックのある

刺激伝導抑制作用により、これらの障害を更に悪化させるおそ れがある。[2.2 参照]

9.1.4 著明な洞性徐脈のある患者

高度の徐脈、洞停止を来すおそれがある。

9.1.5 血清カリウム低下のある患者

催不整脈作用が発現するおそれがある。

9.1.6 他の抗不整脈薬を併用している患者

少量から開始するなど投与量に十分注意するとともに、頻回に 心電図検査を実施すること。[10.2 参照]

9.1.7 恒久的ペースメーカー使用中あるいは一時的ペーシング中 の患者

ペースメーカー使用中の患者に投与する場合は適当な間隔で ペーシング閾値を測定すること。また、異常が認められた場合 には直ちに減量又は投与を中止すること。本剤は心臓ペーシン グ閾値を上昇させる可能性がある。

9.2 腎機能障害患者

投与量を減量するか、投与間隔をあけて使用すること。また、 類回に心電図検査を実施すること。本剤は腎臓からの排泄によ り体内から消失する薬剤であり、血中濃度が高くなりやすく、 また高い血中濃度が持続しやすい。

9.2.1 透析を必要とする腎不全患者

[7.1.13.2 参照]

9.3 肝機能障害患者

9.3.1 重篤な肝機能障害のある患者

AST、ALT、LDH 等の上昇が報告されている。

9.5 妊婦

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。動物実験(ラット)で静脈内投与した場合、胎児に移行することが報告されている。

9.6 授乳婦

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。動物実験(ラット)で乳汁中に移行することが報告されている。

9.7 小児等

小児等を対象とした臨床試験は実施していない。

9.8 高齢者

入院させて本剤の投与を開始することが望ましい。少量から開始するなど投与量に十分注意するとともに、頻回に心電図検査を実施すること。肝・腎機能が低下していることが多く、また体重が少ない傾向があるなど副作用が発現しやすい。[7.2 参照]

10. 相互作用

10.2 併用注意 (併用に注意すること)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
リファンピシン	本剤の作用を減弱させることがある。	リファンピシンによりチトクローム P450 の産生が 誘導され、本剤の代謝 速度が促進し、血中濃 度が低下する可能性が考 えられている。
カルシウム拮抗薬 ベラパミル β-受容体遮断薬 プロプラノロール ジギタリス製剤 ジゴキシン 硝酸・亜硝酸エステ ル系薬剤 ニトログリセリン [9.1.6 参照]	動物実験(イヌ)において、本剤の作用が増強される可能性が報告されている。	が、作用増強の可能性
セチリジン	両剤の血中濃度が上昇 し、本剤の副作用が発 現したとの報告がある。	腎でのトランスポーター を介した排泄が競合する ためと考えられている。

11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、 異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行 うこと。

11.1 重大な副作用

11.1.1 心室細動 (頻度不明)、心室頻拍 (Torsades de pointes を含む) (頻度不明)、洞停止 (頻度不明)、完全房室ブロック (頻度不明)、失神 (頻度不明)、心不全 (頻度不明)

ショック、心停止に至る場合もあるので、頻回な心電図検査、 胸部 X 線検査等を実施すること。

11.1.2 急性腎障害 (頻度不明)

ショック等による急性腎障害があらわれることがある。

11.1.3 肝機能障害(頻度不明)

AST、ALT、 γ -GTP の上昇等を伴う肝機能障害があらわれることがある。

11.2 その他の副作用

	0.1 ~ 5% 未満	頻度不明		
循環器	QRS幅の増大、QT延長、房室ブロック、洞房ブロック、洞 部不快感、動悸、心室性期外収縮、上室性期外収縮、上室性期外収縮、心房細動、上室性頻拍			
消化器 胃痛、悪心、嘔吐、口渇、下痢、低腹部不快感		便秘、食欲不振		
精神神経系 めまい、頭痛、眠気		振戦、不眠、しびれ		
血液	好酸球増加、リンパ球減少	白血球数減少、血小板数減少		
肝臓	AST上昇、ALT上昇、LDH 上昇	_		
過敏症	発疹、蕁麻疹	そう痒感		
腎臓	_	BUN上昇、クレアチニン上昇、 尿蛋白陽性		
泌尿器	_	排尿困難		
その他 全身倦怠感、CK上昇、脱力感 熱感		熱感		

13. 過量投与

13.1 症状

過量投与又は高度の腎機能障害により、本剤の血中濃度が上昇した場合、刺激伝導障害(著明な QRS 幅の増大等)、心停止、心不全、心室細動、心室頻拍(Torsades de pointes を含む)、洞停止、徐脈、ショック、失神、血圧低下等の循環器障害、構語障害等の精神・神経障害を引き起こすことがある。

13.2 処置

直ちに本剤の投与を中止し、体外ペーシングや直流除細動を考慮する等適切な対症療法を行うこと。なお、本剤の血液透析による除去率は最大約30%と報告されている。[9.2.1 参照]

14. 適用 トの注意

14.1 薬剤交付時の注意

PTP 包装の薬剤は PTP シートから取り出して服用するよう指導すること。 PTP シートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔をおこして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することがある。

15. その他の注意

15.1 臨床使用に基づく情報

外国で心筋梗塞発症後の無症候性あるいは軽度の症状を伴う心室 性期外収縮の患者を対象とした比較試験において、本剤と類似のNa チャンネル阻害作用を有する薬剤を投与した群で、プラセボ投与群 に比べ、死亡率が有意に増加したとの報告がある¹⁾。[9.1.1 参照]

16. 薬物動態

16.1 血中濃度


16.1.1 生物学的同等性試験

〈ピルシカイニド塩酸塩カプセル 25mg「TCK」〉

ピルシカイニド塩酸塩カプセル 25mg「TCK」とサンリズムカプセル 25mg を、クロスオーバー法によりそれぞれ 1 カプセル (ピルシカイニド塩酸塩水和物 25mg) 健康成人男子に絶食単回経口投与して血漿中未変化体濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ(AUC、Cmax)について 90%信頼区間法にて統計解析を行った結果、 $\log (0.80) \sim \log (1.25)$ の範囲内であり、両剤の生物学的同等性が確認された 21 。

	判定パラメータ		参考パラメータ	
	AUC ₀ →24hr (ng•hr/mL)	Cmax (ng/mL)	Tmax (hr)	T _{1/2} (hr)
ピルシカイニド 塩酸塩カプセル 25mg「TCK」	1533.87±247.91	215.21 ± 28.79	1.45 ± 0.46	4.53 ± 0.75
サンリズムカプ セル 25mg	1531.83±308.37	214.29±31.47	1.38 ± 0.43	4.63 ± 0.82

(Mean \pm S.D., n=20)




〈ピルシカイニド塩酸塩カプセル 50mg「TCK」〉

ピルシカイニド塩酸塩カプセル 50mg 「TCK」とサンリズムカプセル 50mg を、クロスオーバー法によりそれぞれ 1 カプセル (ピルシカイニド塩酸塩水和物 50mg) 健康成人男子に絶食単回経口投与して血漿中未変化体濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ(AUC、Cmax)について 90% 信頼区間法にて統計解析を行った結果、 $\log{(0.80)} \sim \log{(1.25)}$ の範囲内であり、両剤の生物学的同等性が確認された 3)。

	判定パラメータ		参考パラメータ	
	AUC ₀ → _{24hr} (ng•hr/mL)	Cmax (ng/mL)	Tmax (hr)	T _{1/2} (hr)
ピルシカイニド 塩酸塩カプセル 50mg「TCK」	2908.48±527.23	435.18 ± 126.07	1.43 ± 0.37	5.39 ± 0.52
サンリズムカプ セル 50mg	3069.54±592.26	445.27±91.59	1.45 ± 0.36	5.45 ± 0.63

(Mean \pm S.D., n=20)



血漿中濃度並びに AUC、Cmax 等のパラメータは、被験者の 選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能 性がある。

18. 薬効薬理

18.1 作用機序

主たる作用は心筋細胞膜 Na⁺チャネルの抑制であり、活動電位の最大脱分極速度を抑制することによって抗不整脈作用を現す⁴⁾。

19. 有効成分に関する理化学的知見

一般的名称: ピルシカイニド塩酸塩水和物 (Pilsicainide Hydrochloride Hydrate)


化 学 名:N-(2,6-Dimethylphenyl)tetrahydro-1H-pyrrolizin-7a (5H)-ylacetamide monohydrochloride hemihydrate

分子式: C17H24N2O·HCl·1/2H2O

分子量:317.85

融 点:210.5 ~ 213.5℃(あらかじめ浴液を 160℃に加熱しておく)

構造式:



性 状:白色の結晶又は結晶性の粉末である。 酢酸(100)に極めて溶けやすく、水、メタノール又は エタノール(99.5)に溶けやすい。 0.1mol/L 塩酸試液に溶ける。

22. 包装

〈ピルシカイニド塩酸塩カプセル 25mg 「TCK」〉 100 カプセル (10 カプセル (PTP) × 10) 〈ピルシカイニド塩酸塩カプセル 50mg 「TCK」〉 100 カプセル (10 カプセル (PTP) × 10)

23. 主要文献

- 1) CAST investigators: N Engl J Med. 1989; 321 (6): 406-412
- 2) 社内資料:生物学的同等性試験(カプセル 25mg)
- 3) 社内資料:生物学的同等性試験 (カプセル 50mg)
- 4) 第十八改正 日本薬局方解説書.廣川書店.2021:C4471-C4474.

24. 文献請求先及び問い合わせ先

辰巳化学株式会社 薬事・学術課 〒 921-8164 金沢市久安 3 丁目 406 番地 TEL 076-247-2132 FAX 076-247-5740

26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元



辰巳化学株式会社

金沢市久安3丁目406番地