

貯 法：室温保存

有効期間：3年

調節機能改善点眼剤

シアノコバラミン点眼液

シアノコバラミン点眼液0.02%「ニットー」
Cyanocobalamin Ophthalmic Solution 0.02%「ニットー」

承認番号	23100AMX00035000
販売開始	2002年7月

3. 組成・性状

3.1 組成

販売名	シアノコバラミン点眼液0.02%「ニットー」
有効成分	1mL中 シアノコバラミン 0.2mg
添加剤	ホウ酸、ベンザルコニウム塩化物、ホウ砂、塩化ナトリウム、pH調整剤

3.2 製剤の性状

販売名	シアノコバラミン点眼液0.02%「ニットー」
pH	5.5～6.5
浸透圧比	0.9～1.1
性状	紅色澄明、無菌水性点眼剤

4. 効能又は効果

調節性眼精疲労における微動調節の改善

6. 用法及び用量

通常、1回1～2滴を1日3～5回点眼する。
なお、症状により適宜増減する。

9. 特定の背景を有する患者に関する注意

9.5 妊婦

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。

9.6 授乳婦

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。

11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

11.2 その他の副作用

	頻度不明
過敏症	過敏症状

14. 適用上の注意

14.1 薬剤交付時の注意

患者に対し以下の点に注意するよう指導すること。

- ・本剤に含まれているベンザルコニウム塩化物はソフトコンタクトレンズに吸着されることがあるので、ソフトコンタクトレンズを装着している場合には、点眼前にレンズを外し、点眼後少なくとも5～10分間の間隔をあけて再装着すること。
- ・薬液汚染防止のため、点眼のとき、容器の先端が直接目に触れないように注意すること。
- ・他の点眼剤を併用する場合には、少なくとも5分以上間隔をあけてから点眼すること。

16. 薬物動態

16.3 分布

白色ウサギに標識したシアノコバラミン液を2分毎に15回、総量0.3mLを点眼したとき、最終点眼直後及び1時間後の眼内移行率は、シアノコバラミンの総投与量を100%とすると次のとおりであった¹⁾。

	最終点眼直後 (%)	最終点眼1時間後 (%)
結膜	1.286	0.132
角膜	0.156	0.115
強膜（毛様体部）	0.097	0.033
強膜後部	0.212	0.027
前房水	0.008	0.015
水晶体	0.007	0.008
虹彩	0.015	0.022
毛様体	0.045	0.036
硝子体	0.007	0.013
網脈絡膜	0.013	0.011

17. 臨床成績

17.1 有効性及び安全性に関する試験

17.1.1 国内一般臨床試験①

調節性眼精疲労患者45例を対象に、0.02%シアノコバラミン点眼液又はプラセボ点眼液を1回1～2滴、1日4回両眼に2週間点眼した結果、0.02%シアノコバラミン点眼液はプラセボ点眼液と比較し、特に微動調節測定法において顕著な有意差が認められ（総合判定における改善率：0.02%シアノコバラミン点眼液群80.4%、プラセボ群13.6%）、有用性判定においても有意に優れている（0.02%シアノコバラミン点眼液群91.3%、プラセボ群22.7%）ことが確認された。副作用は認められなかった²⁾。

17.1.2 国内一般臨床試験②

眼精疲労患者972例においてビタミンB₁₂点眼液の臨床効果を調査した結果、調節性眼精疲労（608例）に対しては、ビタミンB₁₂点眼液単独療法で66.1%（162/245例）、併用療法（主としてビタミンB₁含有製剤、ATP製剤）で62.5%（227/363例）の有効率であった³⁾。

18. 薬効薬理

18.1 作用機序

眼に対しては、酸素消費量を増し、ATP産生を増大させる。調節性眼精疲労を改善する⁴⁾。

18.2 調節機能改善作用

調節性眼精疲労患者における0.02%シアノコバラミン点眼液の調節機能に及ぼす影響をプラセボとの二重盲検比較により検討した結果、調節時間及び調節運動においては改善の傾向がみられ、微動調節ではプラセボと比べて有意な改善効果が認められた⁵⁾。

18.3 組織呼吸増加作用

- ・白色ウサギの網膜浮遊液中に0.0025、0.025、0.1、0.5、5.0、10.0、50.0、100.0 μ gのコバマミド（補酵素型ビタミンB₁₂）を追加すると、網膜の酸素消費量はいずれも増強し、その程度には用量依存性が認められた⁶⁾（*in vitro*）。
- ・5mg/mLシアノコバラミンはスイギュウの精液のATP産生量を増強した⁷⁾（*in vitro*）。

