胃炎・胃潰瘍治療剤

日本薬局方 テプレノンカプセル

テプレノンカプセル50mg「トーワ」

テプレノン細粒

テプレノン細粒10%「トーワ」

TEPRENONE CAPSULES 50mg "TOWA"/ FINE GRANULES 10% "TOWA"

貯 法:室温保存 有効期間:3年

	カプセル50mg	細粒10%	
承認番号	21900AMX01373	21900AMX01394	
販売開始	1998年8月		

3. 組成・性状

3.1 組成

販売名	テプレノンカプセル50mg「トーワ」
1カプセル中 の有効成分	日局 テプレノン
添加剤	トコフェロール、軽質無水ケイ酸、乳糖水和物、トウモロコシデンプン、ヒドロキシブロビルセルロース、ステアリン酸マグネシウムカプセル本体:黄色5号、青色1号、酸化チタン、ラウリル硫酸ナトリウム、ゼラチン

販売名	テプレノン細粒10%「トーワ」
1g中の 有効成分	 日局 テプレノン100mg
添加剤	トコフェロール、軽質無水ケイ酸、D-マンニトール、 ヒドロキシプロピルセルロース、タルク

3.2 製剤の性状

5. 2 表別のほか				
販売名	テプレノンカプセル50mg「トーワ」			
性状・剤形	頭部が灰青緑色、胴部が淡橙色不透明な硬カプセル剤。 内容物は白色~帯黄白色の粉末又は粒状。			
識別コード	Tw403			
外形 全長 号数	(4号カプセル)			
質量(mg)	約160			

販売名	テプレノン細粒10%「トーワ」
性状・剤形	白色~帯黄白色の細粒で、においはほとんどなく、味はやや甘い。1包0.5gの分包品もある。

4. 効能又は効果

- ○下記疾患の胃粘膜病変(びらん、出血、発赤、浮腫)の改善 急性胃炎、慢性胃炎の急性増悪期
- ○胃潰瘍

6. 用法及び用量

〈テプレノンカプセル50mg「トーワ」〉

通常成人、3カプセル(テプレノンとして150mg)を1日3回に分けて食後に経口投与する。

なお、年齢、症状により適宜増減する。

〈テプレノン細粒10%「トーワ」〉

通常成人、細粒1.5g(テプレノンとして150mg)を1日3回に分けて食後に経口投与する。

なお、年齢、症状により適宜増減する。

9. 特定の背景を有する患者に関する注意

9.5 妊婦

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。妊娠中の投与を対象とした有効性及び安全性を指標とした臨床試験は実施していない。

9.6 授乳婦

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中 止を検討すること。

9.7 小児等

小児等を対象とした臨床試験は実施していない。

9.8 高齢者

一般に、生理機能が低下していることが多い。

11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常 が認められた場合には、投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

11.1 重大な副作用

11.1.1 肝機能障害、黄疸(いずれも頻度不明)

AST、ALT、 γ -GTP、Al-Pの上昇等を伴う肝機能障害、黄疸があらわれることがある。

11.2 その他の副作用

	0.1~5%未満	0.1%未満	頻度不明	
消化器		便秘、下痢、嘔 気、口渇、腹痛、 腹部膨満感		
肝臓	AST、ALTの上昇			
精神神経系		頭痛		
過敏症		発疹、そう痒感		
その他		総コレステロール の上昇、眼瞼の発 赤・熱感	血小板減少	

注)発現頻度は製造販売後調査を含む。

14. 適用上の注意

14.1 薬剤調製時の注意

細粒剤は、合成ケイ酸アルミニウムとの配合により、次第に黄変 し、含量が低下するので配合しないこと。

14.2 薬剤交付時の注意

PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること。PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔をおこして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することがある。

16. 薬物動態


16.1 血中濃度

16.1.1 生物学的同等性試験

〈テプレノンカプセル50mg「トーワ」〉

テプレノンカプセル50mg「トーワ」とセルベックスカプセル50mg を、クロスオーバー法によりそれぞれ3カプセル(テプレノンとして150mg)健康成人男子に食後単回経口投与して血漿中未変化体濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ(AUC、C_{max})について統計解析を行った結果、両剤の生物学的同等性が確認された。¹⁾

計解析を行った結果、両剤の生物学的同等性が確認された。¹⁾ 注)本剤の承認された用法及び用量は、「テプレノンとして150mgを1日3回に分け て食後に経口投与する。」である。



薬物動能パラメータ

	制刻机七具	判定パラメータ		参考パラメータ	
	製剤投与量 (テプレノンとして)	AUC ₀₋₂₄ (μg·hr/mL)	C_{max} (μ g/mL)	t _{max} (hr)	t _{1/2} (hr)
テプレノンカプセル 50mg「トーワ」	3カプセル (150mg)	4. 965±1. 341	1. 365±0. 483	4. 4±0. 7	3. 3±2. 2
セルベックスカプセル 50mg	3カプセル (150mg)	4. 945±1. 631	1. 381±0. 567	4. 3±0. 8	2.8±0.9


(Mean + S. D. n=14)

血漿中濃度並びにAUC、Cmax等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・ 時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

〈テプレノン細粒10%「トーワ」〉

テプレノン細粒10%「トーワ」とセルベックス細粒10%を、クロス オーバー法によりそれぞれ3包 (テプレノンとして150mg) 健康成人 男子に食後単回経口投与して血漿中未変化体濃度を測定し、得られ た薬物動態パラメータ (AUC、C_{max}) について統計解析を行った結 果、両剤の生物学的同等性が確認された。²⁾

注) 本剤の承認された用法及び用量は、「テプレノンとして150mgを1日3回に分け て食後に経口投与する。」である。



薬物動態パラメータ

216 19 29 29 20 2					
	制划机片具	判定パラメータ		参考パラメータ	
	製剤投与量 (デブレノンとして)		C_{max} (μ g/mL)	t _{max} (hr)	t _{1/2} (hr)
テプレノン細粒 10%「トーワ」	3包 (150mg)	4. 518±1. 877	1. 316±0. 658	4. 3±1. 1	1.6±0.6
セルベックス細粒10%	3包 (150mg)	4. 694±2. 044	1. 353±0. 691	3.7±1.4	2. 6±4. 4

(Mean ± S. D., n=14)

血漿中濃度並びにAUC、Cmax等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・ 時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

16.2 吸収

16.2.1 食事の影響

健康成人男子(18名)にテプレノン3カプセル(テプレノンとして 150mg注)) をクロスオーバー法で食後30分、1時間及び3時間に経口 投与し、血漿中濃度を測定し、下表に示した。血漿中濃度曲線下面 積(AUC)は食後30分投与を100%とすると、食後1時間投与では変化 なく、食後3時間投与では約23%低下した。3)

テプレノンの薬物動能パラメータ

7 7 4 7 K Manual 1971					
	AUC ₀₋₂₄ (μg·hr/mL)	C _{max} (μg/mL)	t _{max} (hr)		
食後30分	4. 768±1. 368	2. 087 ± 1. 041	5. 4 ± 0.5		
食後1時間	4. 858±1. 434	2. 274±0. 930	5. 1±0. 6		
食後3時間	3. 671±1. 296	1. 562±0. 852	4. 3±0. 9		

 $(Mean \pm S. D., n=18)$

注) 150mg単回経口投与は承認外用量である。

18. 薬効薬理

18.1 作用機序

テプレノンは細胞レベルで糖蛋白質代謝を改善し、粘膜の防御機構 として胃粘液(糖蛋白質)合成・分泌を正常化し、粘膜の血流を改 善することにより、攻撃因子から胃粘膜を防御しているものと考え られている。4)~25)

18.2 抗潰瘍作用

ラットを用いた各種実験潰瘍(寒冷拘束ストレス、インドメタシン アスピリン、プレドニゾロン、レセルピン、酢酸、焼灼、アスピリ ンー寒冷拘束ストレス)、各種実験胃粘膜病変(塩酸、アスピリンー寒冷拘束ストレス)、各種実験胃粘膜病変(塩酸、アスピリン、エタノール、放射線)で、それぞれに強い抗潰瘍作用、胃粘膜病変改善作用が確認されている。4^{0~7)}

更に、ラットを用いた実験で、活性酸素が関与していると考えられ るcompound48/80、血小板活性化因子 (PAF) による胃粘膜障害を 抑制することも確認されている。8),9)

18.3 胃粘液增加作用

- ・ラット由来の培養胃粘膜上皮細胞において粘液の合成・分泌を促 進する。10)
- ・ラットにおいて粘液を分泌する表層粘液細胞、頸細胞に分布し、 これら由来の粘液量を増加させる。^{11),12)}
- ・ラットにおいて胃粘膜の再生・防御の主要因子である高分子糖蛋 白、モルモットにおいてリン脂質の生合成酵素活性を高め、ラッ ト及びヒトにおいてこれらの合成・分泌を促進する。^{13)~16)} 更に胃粘液中へ重炭酸塩の分泌を高めることもラット、ウサギで 確認されている。17)

18.4 熱ショック蛋白(HSP)誘導による細胞保護作用

モルモットにおいて、胃粘膜細胞内のHSP60、70、90を誘導し、細胞保護作用を示すことが確認されている。 $^{18)}$

18.5 胃粘膜プロスタグランジン増加作用

ラットにおいて胃粘膜プロスタグランジンE2, I2含量を増加させる。 その機序としてはプロスタグランジン生合成酵素活性を高めること が確認されている。19)

18.6 胃粘膜血流増加並びに改善作用

ラットにおいて胃粘膜血流を増加させ、水浸拘束ストレスによる胃 粘膜血流の低下を改善する。²⁰⁾

18.7 胃粘膜保護作用

ラットにおいてエタノールによる胃粘膜障害を抑制する。²¹⁾ 健康成人男子においてエタノール負荷による胃粘膜障害を抑制す る。22)

18.8 胃粘膜増殖帯細胞の恒常性維持作用

マウスにおいてハイドロコーチゾンによる胃粘膜増殖帯細胞の増殖 能の低下を改善し、胃粘膜細胞増殖帯の恒常性を保つ。²³⁾ ラット酢酸潰瘍において胃粘膜新生能を賦活して欠損胃粘膜の修復

を促進する。24)

18.9 脂質過酸化抑制作用

ラットにおいて熱傷ストレス負荷による胃粘膜障害を抑制すると同 時に胃粘膜中の過酸化脂質の増加を抑制する。25)

19. 有効成分に関する理化学的知見

一般名:テプレノン (Teprenone)

化学名: (5E, 9E, 13E)-6, 10, 14, 18-Tetramethylnonadeca-5, 9, 13, 17-tetraen-2-one (5Z, 9E, 13E)-6, 10, 14, 18-Tetramethylnonadeca-5, 9, 13, 17-tetraen-2-one

分子式: C₂₃H₃₈O 分子量:330.55

性 状:無色~微黄色澄明の油状の液で、僅かに特異なにおいがあ る。エタノール (99.5)、酢酸エチル又はヘキサンと混和す る。水にほとんど溶けない。空気によって酸化され、徐々 に黄色となる。

屈折率:n%:1.485~1.491 比 重: d20: 0.882~0.890

20. 取扱い上の注意

細粒バラ包装はボトル開栓後、又はアルミ袋開封後光を遮り保存す ること。(光により含量が低下することがある。)

22. 包装

〈テプレノンカプセル50mg「トーワ」〉
100カプセル [10カプセル×10: PTP]
1000カプセル [10カプセル×100: PTP]
1000カプセル [バラ]
〈テプレノン細粒10%「トーワ」〉
0.5g×210包 [分包]
0.5g×1050包 [分包]
500g [バラ、乾燥剤入り]

23. 主要文献

- 1) 社内資料:生物学的同等性試験(カプセル50mg)
- 2) 社内資料:生物学的同等性試験(細粒10%)
- 3) 長谷川二郎ら:消化器科, 1987;7(6):740-752
- 4) Murakami M. et al. : Arzneim. Forsch., 1981; 31-1(5): 799-804
- 5) Murakami M. et al. : Jpn. J. Pharmacol., 1982; 32(5): 921-924
- 6) 村上 学ら:消化器科, 1987;7(6):613-616
- 7) 渡辺敦光ら:消化器科, 1987;7(6):623-630
- 8) 小林 隆ら: Ulcer Research, 1994; 21(1): 66-69
- 9) 佐藤泰男ら: Prog. Med., 1992; 12(3): 583-586
- 10) Terano A. et al.: Digestion, 1986; 33(4): 206-210
- 11) 中村正彦ら: Prog. Med., 1990; 10(3): 561-568
- 12) 滝内比呂也ら:臨牀と研究, 1993;70(11):3666-3670
- 13) 内田秀一ら: 医学のあゆみ、1987; 143(7): 605-606
- 14) 西崎 朗ら:日本消化器病学会雑誌, 1990;87(10):2352-2357
- 15) Oketani K. et al. : Jpn. J. Pharmacol., 1983; 33(3): 593-601
- 16) 青野 充ら:日本消化器病学会雑誌, 1984;81(S.):2389
- 17) Pappas T. N. et al. : Gastroenterology, 1986; 90(5): 1578
- 18) Hirakawa T. et al. : Gastroenterology, 1996 ; 111 (2) : 345-357
- 19) 松田泰行ら:基礎と臨床, 1989;23(17):6823-6827
- 20) 中村紀夫ら:臨牀と研究, 1984;61(5):1533-1541
- 21) Terano A. et al. : Digestion, 1986 ; $35\,(3)\,:182\text{--}188$
- 22) Arakawa T. et al. : Digestion, 1988 ; 39(2) : 111-117
- 23) 村上 学ら:日本薬理学雑誌,1982;79(6):591-597
- 24) Kohli Y. et al. : 京都府立医科大学雑誌,1991;100(6):637-644
- 25) 竹村俊樹ら:臨床薬理, 1989; 20(1): 97-98

24. 文献請求先及び問い合わせ先

東和薬品株式会社 学術部DIセンター 〒570-0081 大阪府守口市日吉町2丁目5番15号 ■ 0120-108-932 FAX 06-7177-7379

26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元

東和薬品株式会社

大阪府門真市新橋町2番11号

TX-20 3