

貯法：室温保存

有効期間：3年

許可番号

21A2X00016

販売開始

2015年8月

溶解剤

## 日本薬局方 滅菌精製水

STERILE PURIFIED WATER

### 3. 組成・性状

#### 3.1 組成

成分	1mL 中 日局滅菌精製水 1mL
----	-------------------

#### 3.2 製剤の性状

性状	本品は無色澄明の液で、においはない。
----	--------------------

### 4. 効能又は効果

溶解剤として無菌を条件とする製剤の調製、医療器具の洗浄に用いる。

### 6. 用法及び用量

溶解剤として無菌を条件とする製剤の調製、医療器具の洗浄に用いる。

### 14. 適用上の注意

#### 14.1 薬剤調製時の注意

注射剤の調製には用いないこと。

### 20. 取扱い上の注意

20.1 開封時及び開封後は、微生物による汚染に注意すること。

20.2 本剤は滅菌製剤のため、開封後は速やかに使用すること。

### 22. 包装

500mL（ポリプロピレン容器）、1L（ポリプロピレン容器）、5L（ポリプロピレン容器）

### 24. 文献請求先及び問い合わせ先

日興製薬販売株式会社 製品情報窓口

〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町3番地

電話 (03) 3254-1831

### 26. 製造販売業者等

#### 26.1 製造販売元

 **日興製薬株式会社**  
岐阜県羽島市江吉良町1593

#### 26.2 発売元

**日興製薬販売株式会社**  
東京都千代田区神田紺屋町3番地