**2025年11月改訂(第3版) *2024年3月改訂(第2版)

高カロリー輸液用微量元素製剤 塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合注射液

日本標準商品分類番号 873229

法:室温保存 **有効期間**:3年

ショザーナリニ 配合点滴静注液

Cizanarine® Combination I.V. Infusion

処方箋医薬品^{注)}

注)注意-医師等の処方箋により使用すること

承認番号 30300AMX00337000 販売開始 2022年1月

2. 禁忌 (次の患者には投与しないこと)

- 2.1 本剤又は本剤配合成分に過敏症の既往歴のある患者
- 2.2 胆道閉塞のある患者

「排泄障害により、マンガンの全血中濃度、及び銅などの微量元 素の血漿中濃度を上昇させるおそれがある。] [8.2 参照]

3. 組成・性状

3.1 組成

販売名	シザナリン配合点滴静注液
有効成分	塩化第二鉄9.460mg 塩化マンガン0.1979mg
	塩化ペンガンの 1373mg 日本薬局方硫酸亜鉛水和物17.25mg 硫酸銅1.248mg
	日本薬局方ヨウ化カリウム0.1660mg (1管2mL中)
添加剤	コンドロイチン硫酸エステルナトリウム9.774mg
	水酸化ナトリウム(pH調節剤) 適量 (1管2mL中)
	鉄(Fe)35μmol
	マンガン(Mn)1μmol
微量	亜鉛(Zn)60μmol
元素量	銅(Cu)5μmol
	ヨウ素(I)lμmol
	(1管2mL中)

3.2 製剤の性状

	and the same of th	
販売名 シザナリン配合点滴静注液		
性 状	性 状 暗赤褐色のコロイド状の液(水性注射剤)	
рН	4.5~6.0	
浸透圧比	0.48~0.58 (生理食塩液に対する比)	

4. 効能又は効果

経口、経腸管栄養補給が不能又は不十分で高カロリー静脈栄養に 頼らざるを得ない場合の亜鉛、鉄、銅、マンガン及びヨウ素の補 給。

6. 用法及び用量

通常、成人には1日2mLを高カロリー静脈栄養輸液に添加し、点滴 静注する。なお、年齢、症状に応じて適宜増減する。

7. 用法及び用量に関連する注意

高カロリー輸液用基本液等には微量元素が含まれた製剤があるの で、それらの微量元素量に応じて適宜減量すること。

8. 重要な基本的注意

- **8.1 本剤を長期連用する場合には、以下の点に注意すること。[8.2 参照]
 - ・臨床症状の推移を十分観察したうえで、慎重に投与すること。 また、必要に応じ、マンガンの全血中濃度及びその他の微量元 素の血漿中濃度を測定することが望ましい。
 - ・特にマンガンについては、マンガン20μmol配合微量元素製剤* の投与により全血中濃度の上昇がみられたり、脳内蓄積によっ て脳MRI検査(Ti強調画像)で高信号を示したり、パーキンソン 様症状があらわれたとの報告がある。このような所見がみられ た場合には、休薬、減量もしくは投与中止等を考慮すること。 $%マンガン20\mu mol$ 、鉄 $35\mu mol$ 、亜鉛 $60\mu mol$ 、銅 $5\mu mol$ 、ヨウ 素lμmol配合製剤

**8.2 黄疸がある場合又は本剤投与中にマンガンの全血中濃度の上昇 が認められた場合及び銅などの微量元素の血漿中濃度の上昇が認 められた場合には、休薬、減量もしくは中止等を考慮すること。 [2.2、8.1 参照]

全血中マンガン濃度の基準値1)

Mn (μg/dL)	0.52~2.4

血漿中微量元素濃度の基準値2)

中央値(下限値~上限値) 注)					
Fe (μg/dL)	103 (35~174)	Cu (μg/dL)	94 (62~132)		
Zn (μg/dL)	97 (70~124)	I (μg/dL)	5.7 (3.7~14.0)		

注) 健常成人男女各20名より求めた

9. 特定の背景を有する患者に関する注意

9.2 腎機能障害患者

微量元素の血漿・全血中濃度を上昇させるおそれがある。

9.3 肝機能障害患者

微量元素の血漿・全血中濃度を上昇させるおそれがある。

9.5 妊婦

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が 危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。 9.6 授乳婦

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は 中止を検討すること。

9.7 小児等

小児等を対象とした有効性及び安全性を指標とした臨床試験は実 施していない。

9.8 高齢者

減量するなど注意すること。一般に生理機能が低下している。

11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異 常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこ

11.2 その他の副作用

	頻度不明			
過敏症	発疹			
肝臓	肝機能異常(AST上昇、ALT上昇、Al-P上昇等)、ビリルビン上昇			
精神神経系	パーキンソン様症状			
その他	血中マンガン上昇			

* 14. 適用上の注意

14.1 全般的な注意

使用時には、感染に対する配慮をすること。

14.2 薬剤投与時の注意

残液は使用しないこと。

16. 薬物動態

16.3 分布

各放射性元素(⁶⁵Zn、⁵⁴Mn、⁶⁴Cu、¹²⁵I、⁵⁹Fe)を含むマンガン20μmol 配合微量元素製剤※をラットに静脈内投与した時、速やかな血中か らの消失と臓器への分布がみられた³⁾。また、ラットに0.4mL/kgを7 日間静脈内投与した実験では主要臓器中への元素の蓄積はみられな かった4)。

16.5 排泄

各放射性元素 (65Zn、54Mn、64Cu、125I、59Fe) を含むマンガン20μmol 配合微量元素製剤※をラットに静脈内投与した時、主な排泄経路は、 ヨウ素は尿中、他の元素は糞中であった3)。

※マンガン20μmol、鉄35μmol、亜鉛60μmol、銅5μmol、ヨウ素 lμmol配合製剤

17. 臨床成績

17.1 有効性及び安全性に関する試験

17.1.1 国内第Ⅲ相試験 (一般臨床成績) マンガン20μmol配合微量元素製剤※を用いた臨床試験成績は次の とおりである。

高カロリー輸液法による栄養補給を2週間以上行った食道癌、胃癌 等の患者180例に対し、微量元素製剤を2~4週間高カロリー輸液剤 に添加して投与した。血漿中微量元素濃度の基準濃度範囲内維持 効果により評価した結果、有効率は78.3%(141/180例)であった。 副作用は微量元素製剤との因果関係は明らかではないが、1例の好 酸球増多が認められた5)。

17.1.2 国内第Ⅲ相試験(長期臨床試験)

マンガン20μmol配合微量元素製剤※を用いた臨床試験成績は次の とおりである。

高カロリー輸液法による栄養補給を8週間以上行ったクローン病、 短腸症候群、食道癌等の患者19例に対し、最初の4週間を微量元素 無投与期間とし、その後4~8週間微量元素製剤を高カロリー輸液 剤に添加して投与した。その結果、微量元素無投与時での血漿中 微量元素の低下傾向が微量元素製剤投与により基準値内に回復、 維持されることが明らかとなった。微量元素製剤の有効率は89.5% (17/19例) で、副作用は認められなかった⁶⁾。

 $%マンガン20\mu mol$ 、鉄 $35\mu mol$ 、亜鉛 $60\mu mol$ 、銅 $5\mu mol$ 、ヨウ素 lμmol配合製剤

17.2 製造販売後調査等

17.2.1 特別調査(長期:1年以上)

マンガン1μmol配合微量元素製剤を投与されている在宅中心静脈 栄養法施行中の患者20症例について血中の微量元素濃度を調査し た。1年以上(最長2年4ヵ月)の投与患者において、全血中のマン ガン濃度、血清中の鉄、亜鉛及び銅濃度の平均値が基準濃度範囲 内に維持されていた症例の割合は、マンガン:78.9%(15/19例)、 鉄:68.4% (13/19例)、亜鉛:81.8% (9/11例)、銅:89.5% (17/19 例)であった。

また、本調査において全血中マンガン濃度は長期間の投与でも上 昇する傾向は認められなかった⁷⁾。

17.2.2 特別調査(長期:1ヵ月以上)

1ヵ月以上の長期にわたりマンガン1μmol配合微量元素製剤が投 与される高カロリー静脈栄養輸液療法の患者を対象とし、長期投 与における有効性を調査した結果、有効率は99.3%(266/268例) であった8)。

18. 薬効薬理

18.1 作用機序

本剤は亜鉛、鉄、銅、マンガン及びヨウ素を含有し、高カロリー 静脈栄養輸液に添加して微量元素を補給する。

18.2 微量元素補給効果

微量元素欠乏ラット及び正常ラットに、1週間、マンガン20μmol 配合微量元素製剤※を添加した高カロリー輸液施行群と微量元素 製剤を添加しない高カロリー輸液施行群における微量元素製剤の 補給効果を比較検討した。その結果、微量元素製剤を添加しない 群では血漿あるいは組織中の微量元素濃度は低下し、また微量元 素欠乏に基づくと考えられる貧血症状、アルカリフォスファター ゼ活性の低下、トリヨードチロニン及びチロキシン濃度の低下な どが認められたが、微量元素製剤を添加した群ではこれらの変化 は正常レベルに回復あるいは回復する傾向が認められた⁹⁾。

※マンガン20μmol、鉄35μmol、亜鉛60μmol、銅5μmol、ヨウ素 lμmol配合製剤

19. 有効成分に関する理化学的知見

19.1 塩化第二鉄

一般的名称:塩化第二鉄 分子式:FeCl3・6H2O 分子量:270.30

性 状:黄褐色の結晶又は塊である。水に極めて溶けやすく、エ タノール(95)又はジエチルエーテルにやや溶けやすい。 潮解性である。

19.2 塩化マンガン

般的名称:塩化マンガン 分子式:MnCl2·4H20 分子量:197.91

性 状:淡紅色の結晶である。水に極めて溶けやすく、エタノー ル (95) にやや溶けやすい。吸湿性である。

19.3 硫酸亜鉛水和物

一般的名称:硫酸亜鉛水和物

分子式: ZnSO₄·7H₂O 分子量:287.55

性 状:無色の結晶又は白色の結晶性の粉末である。水に極めて 溶けやすく、エタノール (99.5) に極めて溶けにくい。 乾燥空気中で風解する。

19.4 硫酸銅

一般的名称:硫酸銅 分子式: CuSO4・5H2O 分子量:249.69

性 状:青色の結晶又は結晶性の粉末である。水に溶けやすく、 エタノール (95) にほとんど溶けない。 グリセリンに徐々 に溶ける。乾燥空気中で風解する。

19.5 ヨウ化カリウム

一般的名称:ヨウ化カリウム

分子式:KI 分子量:166.00

性 状:無色若しくは白色の結晶又は白色の結晶性の粉末である。 水に極めて溶けやすく、エタノール (95) にやや溶けやす く、ジエチルエーテルにほとんど溶けない。湿った空気中 で僅かに潮解する。

20. 取扱い上の注意

20.1 外箱開封後は遮光して保存すること。

20.2 光により濁る場合があるので、液の性状を観察し、液の澄明で ないものは使用しないこと。

22. 包装

2mL×50管 (ガラスアンプル)

23. 主要文献

1) 寺島建樹, 他: Biomed Res Trace Elements. 1994;5 (3): 265-266

2) 寺島建樹, 他: JJPEN, 1988; 10(3): 369-372

3) 北川泰久,他:JJPEN.1987;9(6):898-900

4) 松田晃彦,他:日本衛生学雑誌.1989;44(4):887-893

5) 岡田 正,他:薬理と治療.1989;17(7):3675-3690

6) 岡田 正,他:薬理と治療.1989;17(7):3655-3673

7) 永濱 忍,他:診療と新薬,2004;41(12):1213-1220 8) 永濱 忍,他:診療と新薬.2007;44(1):3-12

9) 横井克彦,他:日本衛生学雑誌,1989;44(4):831-838

24. 文献請求先及び問い合わせ先

日新製薬株式会社 安全管理部

〒994-0069 山形県天童市清池東二丁目3番1号 TEL 023-655-2131 FAX 023-655-3419 E-mail: d-info@yg-nissin.co.jp

26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元



白新製薬株式会社

山形県天童市清池東二丁目3番1号