** 2023年11月改訂(第2版)

* 2020年5月改訂(第1版)

貯 法:凍結を避け、2~8℃に保存

有効期間:24ヵ月 劇薬

処方箋医薬品注)

日本標準商品分類番号 872492

承認番号	22000AMX02125000
販売開始	2001年12月

超速効型インスリンアナログ注射液 インスリン アスパルト(遺伝子組換え)

ノボラピッド®注 100単位/mL

NovoRapid® Injection 100U/mL

注) 注意-医師等の処方箋により使用すること

- 2. 禁忌 (次の患者には投与しないこと)
- 2.1 低血糖症状を呈している患者 [11.1.1参照]
- 2.2 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
- 3. 組成・性状
- 3.1 組成

1バイアル (10mL) 中

有効成分	日局 インスリン アスパルト(遺伝子組換え)	1000単位注1)
	酸化亜鉛	196 μ g ^{注2)}
	フェノール	15.0mg
	m-クレゾール	17.2mg
添加剤	濃グリセリン	160mg
40%//10万円	リン酸水素二ナトリウム二水和物	12.5mg
	塩化ナトリウム	5.8mg
	塩酸	適量
	水酸化ナトリウム	適量

- 注1) 1単位は6nmolに相当。本剤の単位はインスリン アスパルト単位であるが、イ ンスリン アスパルト1単位は、インスリン ヒト (遺伝子組換え) の1国際単位 と同等である。
- 注2) 亜鉛含量として

本剤は出芽酵母を用いて製造される。

3.2 製剤の性状

剤形・性状	注射剤 無色澄明の液である。微細な沈殿物をわず かに認めることがある。
рН	7. 20~7. 60

4. 効能又は効果

インスリン療法が適応となる糖尿病

5. 効能又は効果に関連する注意

2型糖尿病患者においては、急を要する場合以外は、あらかじめ 糖尿病治療の基本である食事療法、運動療法を十分行ったうえで 適用を考慮すること。

6. 用法及び用量

通常、成人では、初期は1回2~20単位を毎食直前に皮下注射するが、持続型インスリン製剤と併用することがある。なお、投与量は症状及び検査所見に応じて適宜増減するが、持続型インスリン製剤の投与量を含めた維持量は通常1日4~100単位である。必要に応じ静脈内注射、持続静脈内注入又は筋肉内注射を行う。

7. 用法及び用量に関連する注意

- 7.1 本剤は、速効型ヒトインスリン製剤より作用発現が速いため、 食直前に投与すること。
- 7.2 適用にあたっては本剤の作用時間、1mLあたりのインスリンア スパルト含有単位と患者の病状に留意し、その製剤的特徴に適 する場合に投与すること。
- 7.3 他のインスリン製剤から本剤への変更により、インスリン用量の変更が必要になる可能性がある。用量の調整には、初回の投与から数週間あるいは数ヵ月間必要になることがある。
- 7.4 静脈内注射、持続静脈内注入又は筋肉内注射は、医師等の管理 下で行うこと。

8. 重要な基本的注意

- 8.1 低血糖に関する注意について、その対処法も含め患者及びその 家族に十分徹底させること。 [9.1.2、11.1.1参照]
- 8.3 肝機能障害があらわれることがあるので、観察を十分に行い、 異常が認められた場合はインスリン製剤を変更するなど適切な

処置を行うこと。

- 8.4 急激な血糖コントロールに伴い、糖尿病網膜症の顕在化又は増悪、眼の屈折異常、治療後神経障害(主として有痛性)があらわれることがあるので注意すること。
- 8.5 本剤の自己注射にあたっては、以下の点に留意すること。
- 投与法について十分な教育訓練を実施したのち、患者自ら確実 に投与できることを確認した上で、医師の管理指導の下で実施 すること。
- ・ 全ての器具の安全な廃棄方法について指導を徹底すること。
- * 8.6 本剤と他のインスリン製剤を取り違えないよう、毎回注射する 前に本剤のラベル等を確認するよう患者に十分指導すること。
- * 8.7 同一箇所への繰り返し投与により、注射箇所に皮膚アミロイドーシス又はリポジストロフィーがあらわれることがあるので、 定期的に注射箇所を観察するとともに、以下の点を患者に指導すること。
 - 本剤の注射箇所は、少なくとも前回の注射箇所から2~3cm離すこと。[14.1.2参照]
 - ・ 注射箇所の腫瘤や硬結が認められた場合には、当該箇所への投 与を避けること。
- * 8.8 皮膚アミロイドーシス又はリポジストロフィーがあらわれた箇所に本剤を投与した場合、本剤の吸収が妨げられ十分な血糖コントロールが得られなくなることがある。血糖コントロールの不良が認められた場合には、注射箇所の腫瘤や硬結の有無を確認し、注射箇所の変更とともに投与量の調整を行うなどの適切な処置を行うこと。血糖コントロールの不良に伴い、過度に増量されたインスリン製剤が正常な箇所に投与されたことにより、低血糖に至った例が報告されている。
- * 8.9 インスリン含有単位 (UNITS) と液量の単位 (mL) を混同する ことにより、誤ったインスリン量を投与する可能性がある。本 剤を調製又は投与する場合は、「単位」もしくは「UNITS」の 目盛が表示されているインスリンバイアル専用の注射器を用い ること。
 - 9. 特定の背景を有する患者に関する注意
 - 9.1 合併症・既往歴等のある患者
 - 9.1.1 **手術、外傷、感染症等の患者** インスリン需要の変動が激しい。
 - 9.1.2 低血糖を起こすおそれがある以下の患者又は状態
 - ・ 脳下垂体機能不全又は副腎機能不全
 - ・ 下痢、嘔吐、軽症胃アトニー等の胃腸障害
 - ・ 飢餓状態、不規則な食事摂取
 - ・ 激しい筋肉運動
 - ・ 過度のアルコール摂取者

[8.1、11.1.1参照]

9.1.3 食物の吸収遅延が予測される疾患を有する患者又は食物の吸収を遅延させる薬剤を服用中の患者

本剤は作用発現が速いことから、低血糖を起こすおそれがある。 [11.1.1参照]

- 9.2 腎機能障害患者
- 9.2.1 重度の腎機能障害患者

低血糖を起こすおそれがある。 [11.1.1参照]

- 9.3 肝機能障害患者
- 9.3.1 重度の肝機能障害患者

低血糖を起こすおそれがある。 [11.1.1参照]

9.5 妊婦

妊娠した場合、あるいは妊娠が予測される場合には医師に知らせるよう指導すること。妊娠中、周産期等にはインスリンの需要量が変化しやすいため、用量に留意し、定期的に検査を行い投与量を調整すること。通常インスリン需要量は、妊娠初期は減少し、中期及び後期は増加する。

9.6 授乳婦

用量に留意し、定期的に検査を行い投与量を調整すること。 インスリンの需要量が変化しやすい。

9.7 小児等

定期的に検査を行い投与量を調整すること。成長、思春期及び 活動性によりインスリンの需要量が変化する。

9.8 高齢者

患者の状態を観察しながら慎重に投与すること。生理機能が低下していることが多く、低血糖が発現しやすい。 [11.1.1参照]

10. 相互作用

	10. 相互作用 10.2 併用注意(併用に注意すること)						
		臨床症状・					
	薬剤名等	措置方法	機序・危険因子				
*	糖尿病用薬 ビグアナイド薬 スルホニルウレア薬 速数型インスリン分泌促 連薬 α-グルコシダーゼ阻害薬 チアゾリジン薬 DPP-4 阻害薬 GLP-1 受容体作動薬 SGLT2 阻害薬 等	血糖降下作用の増症になる。 強によるられて低血糖をといる場合者の他患のは 大分観察をしなこり、 大分観察するにした。 大台観察をした。 大台観察をした。 大台観察をした。 大台観察をある。 は1.1.1 参照]。	血糖降下作用が増強される。				
•	モノアミン酸化酵素 (MAO) 阻害剤		インスリン分泌促進、糖新 生抑制作用による血糖降下 作用を有する。				
	三環系抗うつ剤 ノルトリプチリン塩酸塩 等		機序は不明であるが、イン スリン感受性を増強するな どの報告がある。				
	サリチル酸誘導体 アスピリン エテンザミド		糖に対する β 細胞の感受性の亢進やインスリン利用率による血糖降下作用を有する。また、末梢で削弱いインスリン様作用を有する。				
	抗腫瘍剤 シクロホスファミド水和 物		インスリンが結合する抗体 の生成を抑制し、その結合 部位からインスリンを遊離 させる可能性がある。				
	β-遮断剤 プロプラノロール塩酸塩 アテノロール ピンドロール		アドレナリンによる低血糖 からの回復反応を抑制す る。また、低血糖に対する 交感神経系の症状(振戦、 動悸等)をマスクし、低血 糖を遷延させる可能性があ る。				
	クマリン系薬剤 ワルファリンカリウム		機序不明				
	クロラムフェニコール		機序不明				
	ベザフィブラート		インスリン感受性増強等の 作用により、本剤の作用を 増強する。				
	サルファ剤		膵臓でのインスリン分泌を 増加させることにより、低 血糖を起こせと考え、の いる。 腎機能低下、、 過量 投与が危険因子となる。				
	シベンゾリンコハク酸塩 ジソピラミド ピルメノール塩酸塩水和物		インスリン分泌作用を認め たとの報告がある。				
*	チアジド系利尿剤 トリクロルメチアジド	弱による高血糖症 状がある。 併用する場合は血 糖値その他患者の	カリウム喪失が関与すると 考えられている。カリウム 欠乏時には、血糖上昇反応 に対する β 細胞のインスリ ン分泌能が低下する可能性 がある。				
	副腎皮質ステロイド プレドニゾロン トリアムシノロン	状態を十分観察しながら投与すること。	糖新生亢進、筋肉組織・脂肪組織からのアミノ酸や脂肪酸の遊離促進、末梢組織 でのインスリン感受性低滞等による血糖上昇作用を有する。				
	ACTH テトラコサクチド酢酸塩		副腎皮質刺激作用により糖質 質刺光作用に分泌コイ質コイ質コイ質コイ質は進 ・脂肪組織が進 ・脂肪組織が が が が が が が が に が に が に が に が に が に が				

	182 de la 188	臨床症状・	#4 ch カルハコラ
	薬剤名等	措置方法	機序・危険因子
	アドレナリン		糖新生亢進、末梢での糖利 用抑制、インスリン分泌抑 制による血糖上昇作用を有 する。
	グルカゴン		糖新生亢進、肝グリコーゲン分解促進による血糖上昇 作用を有する。
*	甲状腺ホルモン レボチロキシンナトリウ ム水和物		糖新生亢進、肝グリコーゲン分解促進による血糖上昇 作用を有する。
	成長ホルモン ソマトロピン		抗インスリン様作用による 血糖上昇作用を有する。
	卵胞ホルモン エチニルエストラジオー ル 結合型エストロゲン		末梢組織でインスリンの作用に拮抗する。
	経口避妊薬		
	ニコチン酸		末梢組織でのインスリン感 受性を低下させるため耐糖 能障害を起こす。
	濃グリセリン		代謝されて糖になるため、 血糖値が上昇する。
	イソニアジド		炭水化物代謝を阻害することによる血糖上昇作用を有する。
	ダナゾール		インスリン抵抗性を増強す るおそれがある。
	フェニトイン		インスリン分泌抑制作用を 有する。
*	蛋白同化ステロイド メテノロン	血糖降下作用の増 強による低血糖症	機序不明
	ソマトスタチンアナログ製 剤 オクトレオチド酢酸塩 ランレオチド酢酸塩	状[11.1.1 参照]、高 文は減弱にならい。 高れることがある。 併種値を十分を は後の は他の は他の はない は他の にとなるの は を は を は を は を は を は を と と と と と と る に と る に と る に と る に と る と は る に と る と と る と と る と と と と と と と と と と	インスリン、グルカゴン及び成長ホルモン等互いに拮抗的に調節作用をもつホルモン間のバランスが変化することがある。

11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、 異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行 うこと。

11.1 重大な副作用

11.1.1 低血糖 (頻度不明)

脱力感、倦怠感、高度の空腹感、冷汗、顔面蒼白、動悸、振戦、頭痛、めまい、嘔気、視覚異常、不安、異奮、神経過敏、集中力低下、精神障害、痙攣、意識障害(意識混濁、昏睡)等があらわれることがある。無処置の状態が続くと低血糖昏睡等を起こし、重篤な転帰(中枢神経系の不可逆的障害、死亡等)をとるおそれがある。

長期にわたる糖尿病、糖尿病性神経障害、 β -遮断剤投与あるいは強化インスリン療法が行われている場合では、低血糖の初期の自覚症状(冷汗、振戦等)が通常と異なる場合や、自覚症状があらわれないまま、低血糖あるいは低血糖性昏睡に陥ることがある。

症状が認められた場合には糖質を含む食品を摂取する等、適切な処置を行うこと。 α -グルコシダーゼ阻害薬との併用時にはブドウ糖を投与すること。経口摂取が不可能な場合は、ブドウ糖の静脈内投与やグルカゴンの筋肉内投与等、適切な処置を行うこと。

低血糖は臨床的に回復した場合にも、再発することがある ので継続的に観察すること。 [2.1、8.1、8.2、9.1.2、 9.1.3、9.2.1、9.3.1、9.8、10.2参照]

11.1.2 アナフィラキシーショック (頻度不明)

呼吸困難、血圧低下、頻脈、発汗、全身の発疹、血管神経 性浮腫等の症状が認められた場合は投与を中止すること。

性低下等による血糖上昇作

用を有する。

* 11.2 その他の副作用

しているのが	ווידוני		
	0.1~5%未満	0.1%未満	頻度不明
過敏症		アレルギー、発疹、	血圧降下、じん麻
迴椒症		そう痒感	疹
肝臓		肝機能障害	
2014 ATS 1012		食欲不振、嘔気、腹	嘔吐
消化器		痛	
神経系			治療後神経障害(主
仲胜术			に有痛性)
眼		糖尿病網膜症の顕在	屈折異常、白内障
HIX.		化又は増悪	
			注射部位反応(疼
			痛、発赤、腫脹、
			硬結、発疹、そう
注射部位			痒感等)、リポジス
4工3.1 中山下			トロフィー(皮下脂
			肪の萎縮・肥厚
			等)、皮膚アミロイ
			ドーシス
呼吸器系		呼吸困難	
血液			血小板減少
	倦怠感、多汗、め	空腹感、体重増加	発熱、頭痛、浮
	まい、振戦		腫、抗イン スリ
その他			ン抗体産生に伴
			う血糖 コント
			ロール不良

14. 適用上の注意

14.1 薬剤投与時の注意

14.1.1 調製時 • 調製方法

(1) 本剤はリン酸緩衝液を含む製剤である。

本剤と他のインスリン製剤との混合に際しては、各製剤の1mLあたりのインスリン含有単位に注意し、混合後直ちに皮下注射すること。その際、各製剤ごとに付された注意を守ること。

(2) 本剤を生理食塩水、5%ブドウ糖溶液または10%ブドウ糖溶液に塩化カリウム40mmo1/Lを加えた溶液に混合し、0.05単位/mLから1.0単位/mLの範囲の濃度に調製し、ポリエチレン製の容器中で放置したとき、24時間後までは安定である。インスリン製剤は混合した直後に容器への吸着が起きるので、持続静脈内注入は血糖値を観察しながら行うこと。

14.1.2 投与部位

皮下注射は、上腕、大腿、腹部、臀部等に行う。投与部位により吸収速度が異なるので部位を決め、その中で注射箇所を毎回変えること。前回の注射箇所より2~3cm離して注射すること。[8.7参照]

* 14.1.3 投与経路

本剤の投与を皮下注射にて行う場合、まれに注射針が血管内に入り、注射後直ちに低血糖があらわれることがあるので注意すること。

14.1.4 その他

バイアルの底や壁に付着物がみられたり、液中に塊や薄片がみられることがある。また、使用中に液が変色することがある。これらのような場合は使用しないこと。

15. その他の注意

15.1 臨床使用に基づく情報

- 15.1.1 インスリン又は経口糖尿病薬の投与中にアンジオテンシン 変換酵素阻害剤を投与することにより、低血糖が起こりや すいとの報告がある¹⁾。
- 15.1.2 ピオグリタゾンと併用した場合、浮腫が多く報告されている。併用する場合には、浮腫及び心不全の徴候を十分観察しながら投与すること。

16. 薬物動態

16.1 血中濃度

16.1.1 皮下注射


健康成人男子12例にノボラピッド注又は速効型ヒトインスリン0.05単位/kgを皮下注射したときの外因性血中インスリン濃度 (Δ IRI; ノボラピッド注投与時はインスリン アスパルト濃度に相当) の薬物動態パラメータを示す。

本剤投与後の Δ IRIの C_{max} は速効型ヒトインスリン投与後の約2倍であり、 T_{max} は約1/2であった 2 。

外因性血中インスリン濃度の薬物動能パラメータ

投与量 (0.05単位/kg)	n	Cmax (μU/mL)	T _{max} (min)	AUC (μU·min/mL)
ノボラピッド注	12	30.9 ± 9.2	39. 2 ± 18.8	3164 ± 515
速効型ヒトインスリン	12	13.3 ± 4.1	99.2±53.8	2941 ± 530

(平均±SD)



16.1.2 持続静脈内注入


日本人1型糖尿病患者7例にノボラピッド注又は速効型ヒトインスリンを持続静脈内注入したときの薬物動態パラメータを示す。ノボラピッド注又はヒトインスリンの投与は、最初の1分間は初回負荷用量として注入速度3.56m単位/kg/minで持続静脈内注入し、続く9分間は1分間隔で段階的に注入速度を調節、その後は1.25m単位/kg/minの一定速度で240分まで注入を継続した。

持続静脈内注入時及び注入終了後の薬物動熊パラメータ

	n	CLss(L/h)	t _{1/2} (4.0~4.5h)(h)	$t_{1/2}(4.5h\sim) (h)^*$
ノボラピッド注	7	42. 919	0.142	0.900
速効型 ヒトインスリン	7	41. 025	0. 134	1. 213
比 [95%信頼区間]	7	1. 046 [0. 967;1. 132]	1. 059 [0. 914;1. 227]	0.741 [0.540;1.019]

幾何平均値及び幾何平均値の比 (ノボラピッド注/速効型ヒトインスリン) CLss: 定常状態 (注入開始後180~240分) におけるクリアランス *n=6

> ノボラピッド注と速効型ヒトインスリンの持続静脈内注入時 (0~240分) 及び注入終了後の血清中濃度は同様のプロファイルを示した。 ノボラピッド注とヒトインスリンの血清中濃度はともに持続注入開始直後から上昇し、注入終了時まで定常状態を維持した。注入終了後はともに二相性の消失プロファイルを示し、注入終了後30分までは急速に、その後は緩やかに減少した3)。



持続静脈内注入時(0~240分)及び注入終了後の血中濃度の推移

16.1.3 筋肉内注射


日本人1型糖尿病患者6例にノボラピッド注又は速効型ヒトインスリン0.2単位/kgを単回筋肉内投与したときの薬物動態パラメータを示す。

筋肉内注射後の薬物動態パラメータ

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					
投与量	n	Cmax	Tmax	AUC0-480min	
(0.2単位/kg)	11	(pmol/L)	(h)	(h·pmol/L)	
ノボラピッド注	6	538. 201	1. 222	1509. 190	
速効型 ヒトインスリン	6	451. 734	2. 542	1543. 517	
比又は差 [95%信頼区間]	6	1. 191 [0, 557;2, 546]	-1. 319 [-2. 378; -0. 261]	0. 978 [0. 825; 1. 159]	
[90/0]百积[6]]		[0. 551,2. 546]	[-2.310,-0.201]	[0.040,1.109]	

Cmax及びAUC0-480minは幾何平均値及び幾何平均値の比(ノボラビッド注/速効型ヒトインスリン) Tmaxは平均値及び平均値の差(ノボラビッド注-連効型ヒトインスリン)

ノボラピッド注の単回筋肉内投与後の血清中濃度推移からは、その 吸収及び消失が速効型ヒトインスリンと比べてわずかに速い傾向が みられた⁴⁾。



16.8 その他

16.8.1 皮下注射後の血糖値


健康成人男子12例にノボラピッド注又は速効型ヒトインスリン0.05 単位/kgを皮下注射したときのΔ血糖値(投与前値からの血糖降下量) の薬力学的パラメータを示す。

本剤の投与により、速やかな血糖降下作用が認められ、最大血糖降下量(Δ 血糖値の C_{max})は速効型ヒトインスリンに比較して大きいことが示された 4)。

Δ血糖値の薬力学的パラメータ

投与量		Cmax	Tmax	AUC
(0.05単位/kg)	n	(mg/dL)	(min)	(mg·min/dL)
ノボラピッド注	12	29.6 \pm 12.1	69.6 ± 22.2	2897 ± 1073
速効型ヒトインスリン	12	17. 3 ± 9.3	124.2 ± 53.7	2552 ± 1654

(平均±SD)



血糖降下作用のおよその目安

作用発現時間	最大作用発現時間	作用持続時間
10~20分	1~3時間	3~5時間

17. 臨床成績

17.1 有効性及び安全性に関する試験

17.1.1 国内第111相試験

国内3711 Lack Basal-Bolus療法を実施中のインスリン依存型糖尿病患者を対象とした比較試験(ノボラビッド注群:143例、速効型ヒトインスリン群:62例)において、ノボラビッド注の24週間の食直前投与によりHbAIcは投与開始時7.91%、投与終了時7.76%と低下が認められたが、速効型ヒトインスリン群(以下対照群)ではそれぞれ7.97%及び8.00%とほぼ同様の値を示した。HbAIcの変化量(投与終了時-投与開始時)を両群で比較した結果、本剤の対照群に対する非劣性が示された。また、食後90分血糖値の変化量については、本剤投与群では対照群に比較して有意な低下が認められた(本剤投与群:投与開始時に比較して有意な低下が認められた(本剤投与群:投与開始時205mg/dL、投与終了時156mg/dL)。インスリン投与量の変化量(投与終了時-前治療期)は、本剤投与群で高値を示したが、投与量の増加により低血糖症状の発現が増加することはなく、速効型ヒトインスリンで得られた血糖コントロールが維持された。抗体産生については、特記すべき変動は認められなかった50。

17.1.2 海外第111相試験

1型糖尿病患者を対象に、Basal-Bolus療法においてノボラピッド注を毎食直前に6ヵ月間あるいは12ヵ月間皮下注射した比較試験(ノボラピッド注投与計1,303例)において、ノボラピッド注の投与によりHbAlcの改善が認められ、良好な血糖コントロールが得られた。また、低血糖発現リスクは増加することはなく、第三者の処置あるいはグルカゴン又はグルコース投与を要した夜間における低血糖の発現は、速効型ヒトインスリン群より低頻度であった。抗体産生について検討した結果、投与開始後3ヵ月にヒトインスリンーインスリンアスパルト交叉抗体の上昇が認められたが、その後抗体価は減少し、投与開始後12ヵ月にはほぼ前値に復し、抗体の上昇は血糖コントロール及びインスリン投与量に影響を及ぼすことはなかった⁶⁰⁷。

18. 薬効薬理

18.1 作用機序

インスリン アスパルトは、インスリンB鎖28位のプロリン残基をアスパラギン酸に置換したインスリンアナログであり、二量体形成を阻害する性質を有する。製剤中では亜鉛イオンあるいはフェノール等の作用により弱く結合した六量体を形成しているが、皮下注射後は、体液で希釈されることにより、六量体から急速に二量体、単量体へと解離して速やかに血中に移行し、インスリンレセプターに結合し^{8) 9) 10)}、インスリンで認められる次の作用により短時間で血糖降下作用を発現する。

- 1) 筋肉・脂肪組織における糖の取込み促進
- 2) 肝臓における糖新生の抑制
- 3) 肝臓・筋肉におけるグリコーゲン合成の促進
- 4) 肝臓における解糖系の促進
- 5) 脂肪組織における脂肪合成促進

18.2 血糖降下作用


正常ブタに皮下投与したとき、血漿中インスリン濃度は速やかに上昇し¹¹⁾、同用量のヒトインスリンの投与よりも速やかに血糖降下作用を発現した。

19. 有効成分に関する理化学的知見

一般名:インスリン アスパルト(遺伝子組換え) (JAN)

Insulin Aspart (Genetical Recombination) (JAN)

分子式: C256H381N65O79S6 分子量: 5825.54 構造式:



性状: 白色の粉末である。

水又はエタノール(95)にほとんど溶けない。0.01mol/L塩酸試液に溶ける。吸湿性である。

* 20. 取扱い上の注意

使用中は冷蔵庫に入れず、遮光して室温に保管し、4週間以内に使用すること。残った場合は廃棄すること。

22. 包装

1バイアル 10mL:1本

23. 主要文献

- 1) Herings RMC, et al.: Lancet. 1995; 345:1195-8.
- 2) Kaku K, et al.: Diabetes Res Clin Pract. 2000; 49:119-26.
- 3) A Trial Comparing the Pharmacokinetic Properties of Insulin Aspart with Fast-acting Insulin Human Following Intravenous Infusion or Intramuscular Injection in Japanese Subjects with Type 1 Diabetes Mellitus: Internal data
- 4) 社内資料:健常成人男子を対象とした絶食下単回投与試験(国内) (2001年10月2日承認,資料概要ト.1.(1).1))
- 5) 岩本 安彦 ほか:糖尿病. 2001;44:799-811.
- 6) Raskin P, et al.: Diabetes Care. 2000; 23:583-8.
- 7) Home PD, et al.: Diabet Med. 2000; 17:762-70. 8) Drejer K, et al.: Diabetes. 1991; 40:1488-95.
- 9) Drejer K: Diabetes Metab Rev. 1992; 8: 259-85.
- 10) Hansen BF, et al.: Biochem J. 1996; 315: 271-9.
- 11) 社内資料:正常ブタにおける血糖降下作用 (2001年10月2日承認, 資料概要ホ.1. (1).1))

24. 文献請求先及び問い合わせ先

ノボ ノルディスク ファーマ株式会社 ノボケア相談室 〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-1-1 Tel 0120-180363 (フリーダイアル)

26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元

/ボ ルディスク ファーマ株式会社 東京都千代田区丸の内 2 - 1 - 1 www.novonordisk.co.jp novo nordisk

ノボラピッド"、NovoRapid"、ペンフィル"及びノボリン"はNovo Nordisk A/Sの登録商標です。