*2024年11月改訂(第6版)

貯法:室温保存 有効期間:36ヵ月

選択的直接作用型第Xa因子阻害剤

リバーロキサバンドライシロップ

処方箋医薬品注)

承認番号 販売開始 51.7mg 30300AMX00015000 2021年7月 103.4mg 30300AMX00016000 2021年7月

日本標準商品分類番号

873339



イグザレルトドライシロップ小児用 51.7mg 「イグザレルトドライシロップ小児用 103.4mg

Xarelto dry syrup for pediatric 51.7mg/103.4mg

注)注意-医師等の処方箋により使用すること

D8

1. 警告

**

*

- 1.1 本剤の投与により出血が発現し、重篤な出血の場合には、死亡に至るおそれがある。本剤の使用にあたっては、出血の危険性を考慮し、本剤投与の適否を慎重に判断すること。本剤による出血リスクを正確に評価できる指標は確立されていないため、本剤投与中は、血液凝固に関する検査値のみならず、出血や貧血等の徴候を十分に観察すること。これらの徴候が認められた場合には、直ちに適切な処置を行うこと。[2.2、8.1-8.3、8.5、9.1.1、11.1.1 参照]
- 1.2 脊椎・硬膜外麻酔あるいは腰椎穿刺等との併用により、穿刺部位に血腫が生じ、神経の圧迫による麻痺があらわれるおそれがある。硬膜外カテーテル留置中、若しくは脊椎・硬膜外麻酔又は腰椎穿刺後日の浅い場合は、本剤の投与を控えること。

2. 禁忌(次の患者には投与しないこと)

- 2.1 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
- 2.2 出血している患者(頭蓋内出血、消化管出血等の臨床的に重大な出血)[出血を助長するおそれがある。][1.1、11.1.1 参照]
- 2.3 凝固障害を伴う肝疾患の患者[9.3.1 参照]
- **2.4** 中等度以上の肝障害(Child-Pugh分類B又はCに相当)のある患者[9.3.2、16.6.2 参照]
- 2.5 リトナビルを含有する製剤、ダルナビル、ホス アンプレナビルを投与中の患者[10.1、16.7.1 参 照]
- 2.6 コビシスタットを含有する製剤を投与中の患者 「10.1 参照」
- 2.7 イトラコナゾール、ポサコナゾール、ボリコナ ゾール、ミコナゾール、ケトコナゾールの経口 又は注射剤を投与中の患者[10.1、16.7.2 参照]
- 2.8 エンシトレルビルを投与中の患者[10.1 参照]
- 2.9 ロナファルニブを投与中の患者[10.1 参照]
- 2.10 急性細菌性心内膜炎の患者[血栓はく離に伴う 血栓塞栓様症状を呈するおそれがある。]
- 2.11 重度の腎障害(eGFR 30mL/min/1.73m²未満)のある患者[9.2.1、16.6.1 参照]
- **2.12** 妊婦又は妊娠している可能性のある女性[9.5 参 照]

3. 組成・性状

3.1 組成

肥士力	イグザレルトドライシロッ	イグザレルトドライシロッ	
販売名	プ小児用51.7mg	プ小児用103.4mg	
有効成分	1瓶中リバーロキサバ	1瓶中リバーロキサバ	
有别戏刀	ン51.7mg含有	ン103.4mg含有	
	無水クエン酸、ヒプロメ	ロース、D-マンニトール、	
添加剤	結晶セルロース・カルメ	ロースナトリウム、安息	
はなりは対け	香酸ナトリウム、スクラロース、キサンタンガム、		
	プロピレングリコール、香	料	

3.2 製剤の性状

販売名	イグザレルトドライシロッ	イグザレルトドライシロッ
	プ小児用51.7mg	プ小児用103.4mg
色・性状	白色の顆粒(懸濁して	白色の顆粒(懸濁して
世・狂仏	用いるシロップ剤)	用いるシロップ剤)
懸濁液	lmg/mL(水50mLで	1mg/mL(水100mLで
の濃度	懸濁)	懸濁)

4. 効能又は効果

- 静脈血栓塞栓症の治療及び再発抑制
- Fontan手術施行後における血栓・塞栓形成の抑制

5. 効能又は効果に関連する注意

〈静脈血栓塞栓症の治療及び再発抑制〉

- 5.1 本剤は急性期への適切な初期治療(ヘパリン投与等) が5日以上なされた後に投与すること。
- 5.2 下大静脈フィルターが留置された患者に対する本剤 の安全性及び有効性は検討されていない。

6. 用法及び用量

〈静脈血栓塞栓症の治療及び再発抑制〉

通常、体重2.6kg以上12kg未満の小児には下記の用量を1回量とし、1日3回経口投与する。体重12kg以上30kg未満の小児にはリバーロキサバンとして5mgを1日2回、体重30kg以上の小児には15mgを1日1回経口投与する。いずれも空腹時を避けて投与し、1日1回、2回及び3回投与においては、それぞれ約24時間、約12時間及び約8時間おきに投与する。

		1回量			
	(リバー	(リバーロキサバン1mgは			
体重	懸濁液1r	nLに相当)	1日 用量	
	1日	1日	1日	用里	
	1回	2回	3回		
2.6kg以上3kg未満			0.8mg	2.4mg	
3kg以上4kg未満			0.9mg	2.7mg	
4kg以上5kg未満			1.4mg	4.2mg	
5kg以上7kg未満			1.6mg	4.8mg	
7kg以上8kg未満			1.8mg	5.4mg	
8kg以上9kg未満			2.4mg	7.2mg	
9kg以上10kg未満			2.8mg	8.4mg	
10kg以上12kg未満			3.0mg	9.0mg	
12kg以上30kg未満		5mg		10mg	

体重		1回量 (リバーロキサバン1mgは 懸濁液1mLに相当)		
	1日	1日	1日	用量
	1回	2回	3回	
30kg以上	15mg			15mg

《Fontan手術施行後における血栓・塞栓形成の抑制》 通常、2歳以上の小児には、体重に応じて下記の用量を 1回量とし、1日2回又は1日1回経口投与する。1日1回及 び2回投与においては、それぞれ約24時間及び約12時間 おきに投与する。

	1回量			
	(リバーロキ	(リバーロキサバン1mg		
体重	は懸濁液1mLに相当)		1日 用量	
	1日	1日	用里	
	1回	2回		
7kg以上8kg未満		1.1mg	2.2mg	
8kg以上10kg未満		1.6mg	3.2mg	
10kg以上12kg未満		1.7mg	3.4mg	
12kg以上20kg未満		2.0mg	4.0mg	
20kg以上30kg未満		2.5mg	5.0mg	
30kg以上50kg未満	7.5mg		7.5mg	
50kg以上	10mg		10mg	

8. 重要な基本的注意

〈効能共通〉

- 8.1 プロトロンビン時間国際標準比(PT-INR)は本剤の抗 凝固作用について標準化された指標でなく、活性化 部分トロンボプラスチン時間(aPTT)等の凝固能検 査は、本剤の抗凝固作用をモニタリングする指標と して推奨されない。[1.1、11.1.1 参照]
- 8.2 出血等の副作用が生じることがあるので、必要に応じて血算(ヘモグロビン値)、便潜血等の検査を実施し、急激なヘモグロビン値や血圧の低下等の出血の徴候が認められた場合には、適切な処置を行うこと。
 [1.1、11.1.1 参照]
- 8.3 患者には、鼻出血、皮下出血、歯肉出血、血尿、喀血、吐血及び血便等、異常な出血の徴候が認められた場合には、医師に連絡するよう指導すること。 [1.1、11.1.1 参照]
- 8.4 抗血小板剤2剤との併用時には、出血リスクが特に 増大するおそれがあるため、本剤との併用について はさらに慎重に検討し、治療上の有益性が危険性を 上回ると判断された場合のみ、これらの薬剤と併用 すること。[1.1、10.2、11.1.1 参照]
- 8.5 本剤の投与中に手術や侵襲的処置を行う場合、臨床的に可能であれば本剤の投与後24時間以上経過した後に行うことが望ましい。手術や侵襲的処置の開始を遅らせることができない場合は、緊急性と出血リスクを評価すること。本剤の投与は、手術や侵襲的処置後、患者の臨床状態に問題がなく出血がないことを確認してから、可及的速やかに再開すること。[1.1、11.1.1 参照]
- 8.6 本剤と他の抗凝固剤との切り替えにおいては、以下 の点に留意すること。
 - ・ワルファリンから本剤に切り替える必要がある場合は、ワルファリンの投与を中止した後、PT-INR等、血液凝固能検査を実施し、治療域の下限以下になったことを確認した後、可及的速やかに本剤の投与を開始すること。[16.7.9 参照]
 - ・注射剤の抗凝固剤(ヘパリン等)から本剤に切り替える場合、次回の静脈内又は皮下投与が予定され

- た時間の0~2時間前又は持続静注中止後より、本 剤の投与を開始すること。
- ・本剤からワルファリンへの切り替え時において抗凝固作用が不十分になる可能性が示唆されているので、抗凝固作用が維持されるよう注意し、PT-INR等、血液凝固能検査の値が治療域の下限を超えるまでは、ワルファリンと本剤を併用すること。(国際共同第Ⅲ相試験では、ワルファリンを2日間併用した後にPT-INRを測定し、2.0以上であることを確認できた場合に本剤を中止した。)なお、本剤の投与終了後24時間経過するまでは、PT-INRはワルファリンの抗凝固作用を正確に反映しない。
- ・本剤から注射剤の抗凝固剤に切り替える場合、本 剤の投与を中止し、次回の本剤投与が予定された 時間に抗凝固剤の静脈内投与又は皮下投与を開始 すること。
- 8.7 間質性肺疾患があらわれることがあるので、咳嗽、血痰、呼吸困難、発熱等の症状があらわれた場合には、速やかに主治医に連絡するよう患者に指導すること。[11.1.3 参照]
- 8.8 1日1回投与時に服用を忘れた場合は、同日中であれば直ちに本剤を服用し、同日の服用ができない場合は、一度に2回分を服用せず、次の服用時刻に1回分を服用するよう指導すること。1日2回投与時に1回目の服用を忘れた場合は、直ちに本剤を服用するか、2回目に2回分を服用させてもよい。2回目の服用を忘れた場合は、同日であれば直ちに服用するよう指導すること。1日3回投与時に服用を忘れた場合は、忘れた分は服用せず、次の服用時刻に再開するよう指導すること。翌日からは決められた1日1回又は2回、3回の服用を行うよう指導すること。
- 8.9 小児の抗凝固薬療法に精通した医師あるいはその指 導のもとで治療を行うこと。
- 8.10 本剤投与中の患者で生命を脅かす出血又は止血困難な出血の発現時に本剤の抗凝固作用の中和を必要とする場合には、中和剤であるアンデキサネットアルファ(遺伝子組換え)の電子添文を必ず参照し、禁忌、用法及び用量に関連する注意、重要な基本的注意、特定の背景を有する患者に関する注意、副作用等の使用上の注意の記載を確認すること。

〈静脈血栓塞栓症の治療及び再発抑制〉

8.11 本剤の投与期間については、症例ごとの静脈血栓塞 栓症の再発リスク並びに出血リスクを考慮して決定 し、漫然と継続投与しないこと。[17.1.1 参照]

〈Fontan手術施行後における血栓・塞栓形成の抑制〉

8.12 Fontan手術後患者においてはFontan循環に起因する 多様かつ進行性の臓器障害を生じうることから、症 例ごとの血栓塞栓症の発症リスク並びに出血リスク に加え、肝機能、腎機能、合併症等の患者の状態を 十分に観察し、継続投与の可否を慎重に判断すること。

9. 特定の背景を有する患者に関する注意

- 9.1 合併症・既往歴等のある患者
- 9.1.1 出血リスクが高い患者

以下のような患者では、出血の危険性が増大する。 [1.1、11.1.1 参照]

- ・止血障害のある患者(血小板減少症等)
- ・凝固障害のある患者
- ・先天性又は後天性の出血性疾患のある患者
- ・コントロールできない重症の高血圧症の患者
- ・血管性網膜症の患者
- 活動性悪性腫瘍の患者
- 活動性の潰瘍性消化管障害の患者

- ・消化管潰瘍発症後日の浅い患者
- 頭蓋内出血発症後日の浅い患者
- ・脊髄内又は脳内に血管異常のある患者
- ・脳脊髄や眼の手術後日の浅い患者
- ・気管支拡張症又は肺出血の既往のある患者

9.1.2 潰瘍性消化管障害のおそれのある患者

潰瘍性消化管障害に対する適切な予防に配慮する こと。

9.2 腎機能障害患者

9.2.1 重度の腎障害のある患者又は腎不全の患者

投与しないこと。臨床試験では、1歳未満で血清 クレアチニン値が97.5パーセンタイル値を超える 患者、及び1歳以上でeGFRが30mL/min/1.73m²未 満の患者は除外されている。[2.11、16.6.1、17.1.1 参照]

9.2.2 中等度の腎障害のある患者

本剤投与の適否を慎重に検討すること。eGFRが30~60mL/min/1.73m²の患者で血中濃度が上昇することが示唆されており、出血の危険性が増大することがある。[16.6.1 参照]

9.3 肝機能障害患者

9.3.1 凝固障害を伴う肝疾患の患者

投与しないこと。出血の危険性が増大するおそれ がある。「2.3 参照]

9.3.2 中等度以上の肝障害のある患者 (Child-Pugh分類B 又はCに相当)

投与しないこと。本剤の血中濃度が上昇し、出血の危険性が増大するおそれがある。[2.4、16.6.2 参照]

9.5 妊婦

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には投与しないこと。動物実験で胎盤通過性(ラット)¹¹、子宮内出血、母動物に毒性があらわれる用量で総奇形発生率の増加(ウサギ)²¹、死産の増加等の胚・胎児毒性、出生児の生存率低下及び一般状態の悪化(ラット)³¹が報告されている。[2.12 参照]

9.6 授乳婦

授乳しないことが望ましい。動物実験(ラット、経口投与)で乳汁中に移行することが報告されている⁴⁾。 ヒトの母乳中に移行することが報告されている。

9.7 小児等

〈静脈血栓塞栓症の治療及び再発抑制〉

- 9.7.1 生後6ヵ月未満の下記に該当する乳児へは本剤投与による治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ、患者の状態を十分に観察しながら投与すること。生後6ヵ月未満の下記に該当する乳児を対象とした臨床試験は実施していない。
 - · 在胎週数37週未満
 - ・ 体重2.6kg未満
 - ・経口栄養の期間が10日未満

〈Fontan手術施行後における血栓・塞栓形成の抑制〉 9.7.2 2歳未満及び9歳以上の小児を対象とした臨床試験 は実施していない。「16.6.3 参照〕

10. 相互作用

本剤は主としてチトクロームP450 3A4及び2J2 (CYP3A4及びCYP2J2)により代謝される。また、本剤はP-糖タンパク及び乳癌耐性タンパク(BCRP)の基質である。[16.4 参照]

10.1 併用禁忌(併用しないこと)

	10.1 月月天心(月月)		
	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険 因子
** *	リトナビルを含有す	本剤の血中濃度が上昇	CYP3A4の
*		し、抗凝固作用が増強	
	レトラ、パキロビッ	されることにより、出	
	F)	血の危険性が増大する	
	<i>ダルナビル(プリジス</i>		害によりク
	タル / こん (/ リップ A タ)	43.5 (101/a) a) o	日によりノリアランス
	· ·		
	ホスアンプレナビル		が減少す
	(レクシヴァ)		る。
	[2.5、16.7.1 参照]	- 対の点も油屋 おし目	CMDOAAO
		本剤の血中濃度が上昇	
	· ·	し、抗凝固作用が増強	
	ヤ、プレジコビック		
	ス、シムツーザ)	血の危険性が増大する	
	[2.6 参照]	おそれがある。	減少する。
*		本剤の血中濃度が上昇	
	剤	し、抗凝固作用が増強	
		されることにより、出	
	,	血の危険性が増大する	
	ポサコナゾール(ノ	おそれがある。	害によりク
	クサフィル)		リアランス
	ボリコナゾール(ブ		が減少す
	イフェンド)		る。
	ミコナゾール(フロ		
	リード)		
	ケトコナゾール(国		
	内未発売)		
	[2.7、16.7.2 参照]		
	エンシトレルビル(ゾ	本剤の血中濃度が上昇	CYP3A4の
	コーバ)	し、抗凝固作用が増強	強力な阻害
	[2.8 参照]	されることにより、出	及びP-糖タ
		血の危険性が増大する	ンパクの阻
		おそれがある。	害によりク
			リアランス
			が減少す
			る。
**	ロナファルニブ(ゾキ	本剤の血中濃度が上昇	
	ンヴィ)	し、抗凝固作用が増強	
	[2.9 参照]	されることにより、出	
	L= > ////	血の危険性が増大する	
		おそれがある。	害によりク
		C 4-14 W) W	リアランス
			が減少す
			る。
	10.0 併田注音/併田に	シキナァー L\	· v 0

10.2 併用注意(併用に注意すること)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険 因子
抗凝固剤	出血の危険性が増大す	両剤の抗凝
ヘパリン製剤、低	るおそれがあるので、	固作用が相
分子量ヘパリン製	観察を十分に行い、注	加的に増強
剤(エノキサパリン	意すること。	される。
ナトリウム等)、		
フォンダパリヌク		
スナトリウム、ワ		
ルファリンカリウ		
ム等		
[16.7.5、16.7.9 参照]		

		機序・危険
薬剤名等	臨床症状・措置方法	因子
血小板凝集抑制作用	出血の危険性が増大す	本剤の抗凝
を有する薬剤	るおそれがあるので、	固作用と血
抗血小板剤	これらの薬剤と本剤の	小板凝集抑
アスピリン、ク	併用については、治療	制作用によ
ロピドグレル硫		
酸塩、チクロピ		
ジン塩酸塩等	ること。投与中は観察	
非ステロイド性解		る。
熱鎮痛消炎剤	ること。	
ナプロキセン、		
ジクロフェナク		
ナトリウム等		
[8.4、16.7.6-16.7.8 参		
照]	ata a sa	1. 101 = 11.169
選択的セロトニン		
再取り込み阻害剤	るおそれがあるので、	
セロトニン・ノル		
アドレナリン再取	意すること。	制作用によ
り込み阻害剤		り相加的に
		出血傾向が増強され
		増短される。
血栓溶解剤	出血の危険性が増大す	
ウロキナーゼ、	るおそれがあるので、	
t-PA製剤(アルテ	観察を十分に行い、注	
プラーゼ等)	意すること。	溶解作用に
• • •		より相加的
		に出血傾向
		が増強され
		る。
フルコナゾール	本剤の血中濃度が上昇	フルコナ
ホスフルコナゾール	したとの報告がある。	
[16.7.2 参照]	体重30kg以上の小児	
	の静脈血栓塞栓症で	
	は、本剤10mg1日1回	
	投与を考慮する、ある	
	いは治療上の有益性と	
	危険性を十分に考慮	
	し、本剤の投与が適切	
	と判断される患者にの	
	み併用すること。	
	体重30kg未満の小児	
	の静脈血栓塞栓症、 Fontan手術施行後に	
	Fontan于俯虺行後に おける血栓・塞栓形成	
	の抑制では、治療上や	
	むを得ないと判断され	
	た場合を除き、これら	
	の薬剤との併用は避け	
	ること。	
	3 C C O	

大田	薬剤名等	院库存化, 世界士法	機序・危険
正リスロマイシン [16.7.3 参照] したとの報告がある。 体重30kg以上の小児の静脈血栓症に回投与を考慮する、あとた治療上の有益性をしてびP-糖を限し、本剤10mg1目1回投与を考慮する、あとた治療性を十分に透過し、本剤の投与が適切と判断されること。 体重30kg未満を栓症、おける血栓・治療性の分解肌血栓を発症、下のtan手術を発化成の抑制では、と判断によどの変剤とのもでは、と判断によどの変剤とのがでは、と判断によどの変剤とのがでは、と判断によどの変剤とのがでは、と対したとの報告がある。 で (×10/10 El 4		
(16.7.3 参照) 体重30kg以上の小児の静脈血栓塞栓症では、本剤10mg1日1回投与を考慮する、あるいは治療上の有益性と危険性を十分に考慮し、本剤の投与が適切と判断される患者にのみ併用すること。体重30kg未満の小児の静脈血栓を発形成の抑制では、治療上やむを得ないと判断された場合を除き、Fontan手術施行後における血栓・塞栓形成の抑制では、治療上やむを得ないと判断された場合を除き、Rontan手術施行後における血栓・溶腫との併用は避けること。 本剤の血中濃度が低下し、パクラスがある。 で (YP3A4を導したとの報告がある。 で (YP3A4を導し、パクラールででゼピンフェノバルビタールセイヨウオトギリソウ(St.John's Wort、セント・ジョーン ないますののがること。 本剤の血中濃度が低下するおそれがある。 で (YP3A4を導により本人により、シート・ジョーン ないがある。 ないがある。 は、 第4を導に、 第4を導に、 第4を導に、 第4を対し、 第5を表し、 第4を導に、 第4を導に、 第4を導に、 第4を導に、 第4を導に、 第4を対して、 第4を導に、 第4を導に、 第4を導に、 第4を導に、 第4を引きに、			
の静脈血栓症では、本剤10mg1日1回 投与を考慮する、あるるいは治療上の有益性と 危険性を十分に考慮切し、本剤の投与が適ののと判断さると、体重30kg未を治療上やれるとと、体重30kg未を治療上やれた場合を除止がある。体重30kg未を治療上やむを得合をの併用では、おけ刺していた。 リファンピシン 本剤の血中濃度が低下し、たとの報告がある。 は過し、パクるこ本のの上、パクスの本が表現したとの集別したとの報告がある。 は過し、パクるこ本のカンボを導りある。 はのカンボを導りある。 はのカンボを導りが低いより、アンがを導り、高にと利うのがで、といいではタールとは、15kg を で、大きないのカンボをは、15kg を で、大きないがある。 で、大きないがある。 で、大きないがある。 で、大きないがある。 で、大きないがある。 で、大きないがある。 で、対し、パクをは、対し、パクをは、対し、パクをこと、対し、パクをは、対し、パクをは、対し、パクをは、対し、パクをは、対し、パクをは、対し、パクをは、対し、パクをは、対し、パクをは、対し、パクをは、対し、パクをは、対し、パクをは、対し、パクをは、対し、パクをは、対し、パクをは、対し、パクをは、対し、パクをは、対し、パクをは、対し、パクをは、対し、アン・がある。 が、 等をは、対し、が、は、対し、が、は、対し、が、は、対し、が、は、対し、が、は、対し、が、は、対し、が、は、対し、が、は、対し、が、は、対し、が、は、が、は、が、は、が、は、が、は、が、は、が、は、が、は、が、は、が、			
は、本剤10mg1日1回 投与を考慮する、あるしいは治療上の有益性と 危険性を十分に考慮し、本剤の投与が適切と判断される患者にの外の と判断される患者にの外の み併用すること。 体重30kg未素を行形の小児の静脈血栓が患者における血栓・治判断されらいとも治断ではいと判断された場合を除きの併用におけること。 の薬剤との神にはいた場合をのが用は避けること。 本剤の血中濃度が低下し、パクをこを剤し、パクをことの したとの報告がある。 リファンピシン 「16.7.4 参照」 フェンド・ジョーン 本剤の血中濃度が低下するおそれがある。 マンがを導きにのクスがある。 マンがを導きにクリッカルバマゼピンフェノバルビタールセイヨウオトギリソウ(St. John's Wort、セント・ジョーン	[16.7.3 参照]		
投与を考慮する、あるとにのシすると性をを変して、力にのかりでは、カリンが、とりでは、カリンが、とりでは、大のでは、大のでは、大のでは、大のでは、大のでは、大のでは、大のでは、大の			
いは治療上の有益性と 危険性を十分に考慮切 し、本剤のかれること。 体重30kg未満塞栓形成の静脈血栓・造療上や むりを発生を がある。 が動したとののでは、 がはる血栓・治療とのかでは、 おける血栓・治療とのがでした。 カルバマゼピンフェートインカルバマゼピンフェノバルビタールセイヨウオトギリソウ(St.John's Wort、セント・ジョーン			
危険性を十分に考慮切し、本剤の血中濃度が低下するおそれがある。 「カルバマゼピシフェノバルビタールセイヨウオトギリンウ(St.John's Wort、セント・ジョーン 「大力が適適切のと判断されること。 体重30kg未満を全形の小児の静脈血栓を形成の抑制では、治理を発症における血栓は、治判断された場合を除き併したとのを発音を発音を発音を発音を発音を発音を発音を発音を発音を発音を表現したとの報告がある。 「ファンピシン本剤の血中濃度が低下したとの報告がある。」 「ステンピンフェンがを導ったと利力のでは、大力ながある。」 「ステンピシンフェンがを導ったと利力により本剤のがある。」 「ステンピシール・ジョーンとは、大力により本剤のでは、大力により本剤を発音により本剤により本がを導った。」 「ステンピンフェンがの血中濃度が低下するおそれがある。」 「ステンピンフェンがの血中濃度が低下するおそれがある。」 「ステンピンフェンがの血中濃度が低下するおそれがある。」 「ステンピンフェンがある。」 「ステンピングスを増えるこれがある。」 「ステンピングスを増えるこれがある。」 「ステンピングスを増えるこれがある。」 「ステンピングスを増えるこれがある。」 「ステンピングスを増えるこれがある。」 「ステンピングスを増えるこれがある。」 「ステンピングスを対象を対象を表現している。」 「ステンピングスを対象を表現している。」 「ステンピングスを対象を表現している。」 「ステンピングスを表現している。」 「ステンピングスを対象を表現している。」 「ステンピングスを対象を表現している。」 「ステンピングスを表現している。」 「ステンピングスを表現している。」 「ステンピングスを表現している。」 「ステンピングスを表現している。」 「ステンピングスを表現している。」 「ステンピングスを表現している。」 「ステンピングスを表現している。」 「ステンプングスを表現している。」 「ステンピングスを表現している。」 「ステンプングスを表現している。」 「ステンピングスを表現している。」 「ステンプングスを表現している。」 「ステンピングスを表現している。」 「ステンピングスを表現している。」 「ステンピングスを表現している。」 「ステンピングスを表現している。」 「ステンピングスを表現している。」 「ステンピングスを表現している。」 「ステン『ステンプングスを表現している。」 「ステンプングスを表現している。」 「ステンプングスを表現している。」 「ステンプングスを表現			
し、本剤の投与が適切と判断されること。体重30kg未満の小児の静脈血栓を発症、Fontan手術を発における血栓と、治野された場合を除するに、おける血栓がある。の葉剤との併用は避けること。中濃度が低下の薬剤との無力に、との報告がある。ロウンがを強力に、との報告がある。ロウンがを強力に、たとの報告がある。ロウンがを強力に、対し、アウスの主に、対し、アウスの主に、対し、アウスの主に、対し、アウスの主に、対し、アウスの主に、対し、アウスの主に、対し、アウスの主に、対し、アウスの主に、対し、アウスのがで、アクスのが、対し、アウスのが、対し、アウスの主に、対し、アウスのが、対し、アウスの主に、対し、アウスのが、対し、アウスののが、アウスののののが、アウスのののののののののののののののののののののののののののののののののののの			
と判断される思者にの み併用すること。 体重30kg未満の小児 の静脈血栓を発症、 Fontan手術を発化成の抑制では、治療性の抑制では、治療性のの変質を変更が低下による。 の変質を変更が低いとも、対し、ないのでは、対し、ないのでは、治療性のの変質を変更が低いでは、治療性のの変質を変更が低いでは、対し、ないのでは、ないで			
本第30kg未満の小児の静脈血栓を大成の静脈血栓を発における血栓・治療性の抑制でいた場合をいるでは、と判断された場合をの薬剤との変素が低下し、抗凝固作用が減弱したとの報告がある。			
の静脈血栓塞栓症、Fontan手術施行後における血栓・塞栓形成の抑制では、治療上やむを得を除されらの薬剤との併用は避けること。 リファンピシン [16.7.4 参照] 本剤の血中濃度が低下し、抗凝固作用が減弱したとの報告がある。 CYP3A4を強し、パすするもりリアンがする。 フェニトインカルバマゼピンフェノバルビタールセイヨウオトギリソウ(St.John's Wort、セント・ジョーン		み併用すること。	
Fontan手術施行後における血栓・塞栓形成の抑制では、治療上やむを得ないと判断された場合を除き、これらの薬剤との併用は避けること。 リファンピシン 本剤の血中濃度が低下し、抗凝固作用が減弱したとの報告がある。 「16.7.4 参照」 というない でYP3A4を強し、P-糖誘し、P-糖誘導よりである。 フェニトインカルバマゼピンフェノバルビタールセイヨウオトギリソウ(St.John's Wort、セント・ジョーン		体重30kg未満の小児	
おける血栓・塞栓形成の抑制では、治療上やむを得ないと判断された場合を除き、これらの薬剤との作用は避けること。 リファンピシン 本剤の血中濃度が低下し、抗凝固作用が減弱したとの報告がある。 「16.7.4 参照」 というが と で で で で で で で で で で で で で で で で で で			
の抑制では、治療上や むを得ないと判断され た場合を除き、これら の薬剤との併用は避け ること。 リファンピシン 本剤の血中濃度が低下 し、抗凝固作用が減弱 したとの報告がある。 CYP3A4を 強力に糖 し、P-糖 強し、P-糖 強し、P-糖 強し、アクスが を対することに カルバマゼピン フェノバルビタール セイヨウオトギリソウ(St.John's Wort、 セント・ジョーン			
むを得ないと判断された場合を除き、これらの薬剤との併用は避けること。 リファンピシン 本剤の血中濃度が低下し、抗凝固作用が減弱したとの報告がある。			
た場合を除き、これらの薬剤との併用は避けること。 リファンピシン 本剤の血中濃度が低下 リファン ピシンが し、抗凝固作用が減弱したとの報告がある。 CYP3A4を強力に精っるこれを強力に精っることにより本剤の血中濃度が低下 することにより本剤がある。 薬剤等が CYP3A4を増力に対するがある。 文字のが でないがある。 本剤の血中濃度が低下 するおそれがある。 文字 剤等が CYP3A4を増力に対して、カルバマゼピンフェノバルビタールセイヨウオトギリソウ(St.John's Wort、セント・ジョーン より本剤の			
の薬剤との併用は避けること。 リファンピシン 本剤の血中濃度が低下 リファン ピシンが し、抗凝固作用が減弱したとの報告がある。 CYP3A4を強力に糖タンパクを高速し、P-糖 タンパクをごりますることにより本剤の血中濃度が低下 さいが でない			
3こと。 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3			
リファンピシン [16.7.4 参照]本剤の血中濃度が低下 し、抗凝固作用が減弱 したとの報告がある。リファン ピシンが CYP3A4を 強力に誘導し、P-糖 ランパクを とにより アンスが増加する。フェニトイン カルバマゼピン フェノバルビタール セイヨウオトギリソウ(St.John's Wort、 セント・ジョーン本剤の血中濃度が低下 するおそれがある。 薬剤等 CYP3A4を 強力に誘導することに より本剤の			
[16.7.4 参照] し、抗凝固作用が減弱 したとの報告がある。 CYP3A4を 強力に誘導 し、P-糖誘 導することによりすることによりする。 フェニトイン カルバマゼピン フェノバルビタール セイヨウオトギリソウ(St.John's Wort、セント・ジョーン	11ファンピシン		11 ファン
したとの報告がある。 CYP3A4を 強力に誘導 し、P-糖タンパクを誘導すること により本剤 のクリアランスが増加する。 これらの 薬剤等が低下 するおそれがある。 薬剤等が CYP3A4を 強力に誘導 することに より本剤の			
し、P-糖タンパクを誘導することにより本剤のクリアランスが増加する。 フェニトイン 本剤の血中濃度が低下 これらの薬剤等が でなおそれがある。 薬剤等が CYP3A4を強力に誘導することにより本剤の	[10.7.1]		
し、P-糖タンパクを誘導することにより本剤のクリアランスが増加する。 フェニトイン 本剤の血中濃度が低下 これらの薬剤等が でなおそれがある。 薬剤等が CYP3A4を強力に誘導することにより本剤の		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	強力に誘導
導することにより本剤のクリアランスが増加する。 フェニトイン 本剤の血中濃度が低下 こ れ ら の 薬 剤 等 が CYP3A4を 強力に誘導することに より本剤の			
により本剤のクリアランスが増加する。 フェニトイン 本剤の血中濃度が低下 こ れ ら の 薬 剤 等 が CYP3A4を 強力に誘導 することに より本剤の			ンパクを誘
のクリアランスが増加する。 フェニトイン 本剤の血中濃度が低下 こ れ ら の 薬 剤 等 が CYP3A4を せイヨウオトギリソウ(St.John's Wort、セント・ジョーン より本剤の			
フェニトイン 本剤の血中濃度が低下 こ れ ら の 薬 剤 等 が CYP3A4を 強力に誘導 することに より本剤の			
する。 フェニトイン 本剤の血中濃度が低下 こ れ ら の			
フェニトイン 本剤の血中濃度が低下 こ れ ら の 水ルバマゼピン するおそれがある。 薬 剤 等 が CYP3A4を 強力に誘導 することに より本剤の			
カルバマゼピン フェノバルビタール セイヨウオトギリソ ウ(St.John's Wort、 セント・ジョーン するおそれがある。 薬剤等が CYP3A4を 強力に誘導 することに より本剤の		上をなるとと地球のガブ	
フェノバルビタール セイヨウオトギリソ ウ(St.John's Wort、 セント・ジョーン		1 /10 1 === 1 00000011 == 1	
セイヨウオトギリソ ウ(St.John's Wort、 セント・ジョーン より本剤の		9 るおてれかめる。 	
ウ(St.John's Wort、 セント・ジョーン より本剤の			
セント・ジョーン より本剤の			
ス・ソート/ 百月展前 「クリチサン	ズ・ワート)含有食品		クリアラン
スが増加す	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
る 。			

11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分 に行い、異常が認められた場合には投与を中止するな ど適切な処置を行うこと。

11.1 重大な副作用

**11.1.1 出血

頭蓋内出血(0.09%)、脳出血(0.06%)、出血性卒中(0.06%)、眼出血(0.23%)、網膜出血(0.08%)、直腸出血(1.25%)、胃腸出血(0.74%)、メレナ(0.53%)、上部消化管出血(0.36%)、下部消化管出血(0.51%)、出血性胃潰瘍(0.14%)、関節内出血(0.16%)、コンパートメント症候群を伴う筋肉内出血(0.01%)、脾破裂に至る脾臓出血(頻度不明)等の重篤な出血があらわれることがあり、死亡に至る例が報告されている。重篤な出血等の異常が認められた場合は投与を中止すること。

なお、出血に伴う合併症として、ショック、腎不 全、呼吸困難、浮腫、頭痛、浮動性めまい、蒼白、 脱力感があらわれることがある。また、一部の例 では貧血の結果として胸痛又は狭心症様の心虚血 症状があらわれている。[1.1、2.2、8.1-8.5、9.1.1 参照]

11.1.2 肝機能障害・黄疸

ALT上昇、AST上昇を伴う肝機能障害(0.1~1%未満)、黄疸(頻度不明)があらわれることがある。

11.1.3 間質性肺疾患(頻度不明)

血痰、肺胞出血を伴う場合もあるので、咳嗽、血痰、息切れ、呼吸困難、発熱、肺音の異常等が認められた場合には、速やかに胸部X線、胸部CT、血清マーカー等の検査を実施すること。間質性肺疾患が疑われた場合には投与を中止し、副腎皮質ホルモン剤の投与等を行うこと。[8.7 参照]

11.1.4 血小板減少(頻度不明)

11.1.5 急性腎障害(頻度不明)

1 ~ 100/

経口抗凝固薬の投与後に急性腎障害があらわれることがある。経口抗凝固薬投与後の急性腎障害の中には、血尿を認めるもの、腎生検により尿細管内に赤血球円柱を多数認めるものが報告されている^{51,61}。

11.2 その他の副作用

	1~10% 未満	0.1~1%未満	0.1%未満	頻度不明
精神神経		頭痛、浮動性	失袖	
系		めまい、不眠		
感覚器	結膜出血		耳出血	
消化器	歯肉出血	肛門出血、下		
			ラーゼ上昇、	
		腔内出血、血	リパーゼ上昇	
		便、腹痛、便		
		潜血、上腹部		
		痛、消化不		
		良、便秘、嘔		
		吐、吐血、口		
		内乾燥、胃食		
		道逆流性疾		
		患、胃炎		
循環器	血腫		頻脈、低血圧	血管偽動
				脈瘤形成
呼吸器	鼻出血、	呼吸困難		
	喀血			
血液	貧血		血小板増加症	
		モグロビン減	(血小板数增	
		少、鉄欠乏性	加等)	
		貧血		
肝臓			γ-GTP上昇、	LDH上昇
			直接ビリルビ	
		血中ビリルビ		
		ン上昇、Al-P		
		上昇		
腎臓	血尿	尿中血陽性	尿路出血、腎	
			クレアチニ	
			ン・クリアラ	
			ンス減少、血	
			中クレアチニ	
			ン上昇、腎機	
			能障害、	
			BUN上昇	
	月経過多			
筋・骨格		四肢痛、関節	筋肉内出血	
系		痛		
皮膚	斑状出血	皮下出血、皮	擦過傷	
		下血腫、脱		
		毛、皮膚裂傷		

	1~10% 未満	0.1~1%未満	0.1%未満	頻度不明
過敏症			じん麻疹(全	
		痒、アレル	身性そう痒症	
		ギー性皮膚炎	等)、アレル	
			ギー反応、血	
			管浮腫	
その他	挫傷	創傷出血、処	限局性浮腫、	
		置後出血、無	倦怠感、創部	
		力症、末梢性	分泌、発熱、	
		浮腫、食欲減	硬膜下血腫	
		退、疲労		

13. 渦量投与

13.1 症状

出血性合併症が生じるおそれがある。

13.2 処置

吸収を抑えるために活性炭投与を考慮すること。出 血が認められる場合は、以下の処置を行うこと。

- ・適宜、次回の投与を延期するか中止すること。消 失半減期は成人で5~13時間、小児等で1~4時間 である。[16.1.1、16.1.2、16.6.3 参照]
- ・症例ごとの出血の重症度及び部位に応じた出血に 対する処置を講じること。
- ・機械的圧迫(高度の鼻出血等)、出血管理のための 外科的止血、補液及び血行動態の管理、血液製剤 (合併する貧血又は凝固障害に応じて濃厚赤血球 輸血、新鮮凍結血漿輸注を行う)又は血小板輸血 等の適切な対症療法の開始を考慮すること。

タンパク結合率が高いので、血液透析は本剤の除去 には有用でないと考えられる。

14. 適用上の注意

14.1 薬剤交付時の注意

14.1.1 分包して交付しないこと。

14.1.2 懸濁せずに顆粒のまま服用しないよう指導すること。 14.2 薬剤投与時の注意

14.2.1 調製方法

本剤の容器に水を加え、均一に懸濁されるまで60 秒以上振り混ぜて調製する。51.7mg入り瓶につい ては1瓶に水50mL、103.4mg入り瓶については1瓶 に水100mLを加えて懸濁すると、リバーロキサバ ンとして1mg/mLの懸濁液となる。なお、調製後 のシロップ剤を水若しくは他の液でさらに希釈し ないこと。

14.2.2 投与時

調製後のシロップ剤は、毎回10秒以上振とう後、 計量用ピペットを用いて1回量を量りとること。 なお、投与量に応じて、適切な計量用ピペットを 使用すること。

14.2.3 保存時

調製後のシロップ剤は、30℃以下で遮光して保存 し、凍結させたり、本剤以外の容器に移し替えた りしないこと。調製後のシロップ剤は調製日から 14日以内に使用し、残液及び容器は廃棄すること。

15. その他の注意

15.1 臨床使用に基づく情報

15.1.1 海外において実施された3抗体(ループスアンチコアグラント、抗カルジオリピン抗体、抗β2グリコプロテインI抗体)のいずれもが陽性で、血栓症の既往がある抗リン脂質抗体症候群患者を対象とした本剤とワルファリンの非盲検無作為化試験において、血栓塞栓性イベントの再発が、ワルファ

リン群61例では認められなかったのに対し、本剤群では59例中7例に認められた⁷⁾。


15.1.2 適応外であるが、海外において実施された経カテーテル的大動脈弁置換術後1~7日後の患者を対象に本剤または抗血小板薬による治療を比較した試験において、抗血小板薬群に比較して本剤群で死亡及び血栓塞栓事象が多く認められたとの報告がある。

16. 薬物動態

16.1 血中濃度

16.1.1 単回投与

日本人若年健康成人男子32例にリバーロキサバン5、10、20又は40mg^{注)}を空腹時に単回経口投与した際、血漿中未変化体濃度は投与後0.5~4時間に最高血漿中濃度(Cmax)に達した。リバーロキサバンの1回用量の範囲において、投与量に応じた曝露量の増加が認められた。[13.2 参照]



In 1. ₩	AUC	Cmax	tmax*	t _{1/2}
投与量	(μg·h/L)	(μg/L)	(h)	(h)
5mg	815.5 (13.2)	141.3(14.5)	1.4(0.5~2.5)	5.7 (19.8)
10mg	1564 (24.5)	226.9(18.7)	1.4(0.5~4.0)	7.1 (35.3)
20mg	2777 (26.9)	341.7 (29.6)	3.3(0.5~4.0)	8.9 (50.1)
40mg	3051 (21.3)	329.4 (26.1)	1.4(0.5~2.0)	12.6 (40.0)

※:中央値(範囲) 幾何平均値(幾何CV(%))、n=8

16.1.2 反復投与

日本人高齢男女36例に、リバーロキサバン10、15又は 20mg^{注)}を1日1回7日間食後に反復経口投与した際、初回 投与時と比較し薬物動態特性に大きな変動はなく、蓄積 性も認められなかった。[13.2 参照]

投与量	細合口	AUC(0-24)	Cmax	tmax*	t _{1/2}
汉于里	侧足口	(μg·h/L)	$(\mu g/L)$	(h)	(h)
10	1日目	1443 (21.0)	232.6 (18.7)	3.0(1.0~4.0)	5.7 (18.2)
10mg	7日目	1533 (14.9)	246.9(10.6)	3.0(1.5~4.0)	7.7 (41.2)
15	1日目	2080 (26.7)	347.6 (23.0)	4.0(1.0~4.0)	6.3 (35.1)
15mg	7日目	2243(21.1)	330.6 (20.8)	3.5(0.5~4.0)	8.7 (26.9)
20mg	1日目	2419 (24.6)	391.2 (21.2)	2.5(2.0~4.0)	6.1 (20.8)
	7日目	2839 (20.9)	398.5 (24.8)	3.0(1.5~4.0)	7.7 (23.6)

※:中央値(範囲) 幾何平均値(幾何CV(%))、n=12

成人の症候性深部静脈血栓症(DVT)患者及び肺塞栓症(PE)患者を対象とした国内第Ⅲ相試験の血漿中濃度を用いた母集団薬物動態解析による薬物動態パラメータ(推定値)は、以下のとおりであった8)。

用法・用量	AUC(0-24),ss** (μg·h/L)	Cmax,ss** (μg/L)
15mg 1日1回	2977.5 (36.8)	276.9 (19.8)
15mg 1日2回	5955.0 (36.8)	363.0 (26.7)

幾何平均值(幾何CV(%))

※:合計72例の血漿中濃度データに基づく推定値

16.1.3 生物学的同等性

外国人健康成人男性にリバーロキサバンドライシロップ 小児用10mgとリバーロキサバン錠10mg、又は日本人健 康成人男性にリバーロキサバンドライシロップ小児用 15mgとリバーロキサバン錠15mgをクロスオーバー法で 空腹時単回経口投与した。血漿中未変化体濃度を測定し、 得られた薬物動態パラメータ(AUC(0-tlast)及びCmax)に ついて統計解析を行った結果、幾何平均値の比の両側 90%信頼区間は0.8~1.25の範囲内であり、両製剤の生物 学的同等性が確認された。

投与量	製剤	AUC(0-tlast)	Cmax	tmax*	t _{1/2}	
1又于里	表 用	(μg·h/L)	$(\mu g/L)$	(h)	(h)	
	ドライシロップ	1010	143	1.5	10.1	
10mg	1772477	(27.6)	(23.1)	(h)	(43.9)	
(n=30)	錠	989	127	2.5	10.8	
		(29.6)	(27.5)	$(0.75 \sim 4.0)$	(42.9)	
	 ドライシロップ	1840	256	1.5	7.90	
15mg	トラインロッノ	(23.9)	(23.1)	$(0.5 \sim 4.0)$	(50.7)	
(n=43)	錠	1720	222	2.5	7.98	
		(23.6)	(28.4)	$(0.5 \sim 6.0)$	(55.0)	

※:中央値(範囲) 幾何平均値(幾何CV(%))(薬物動態解析対象 集団)

16.2 吸収

16.2.1 バイオアベイラビリティ

リバーロキサバン5mg及び20mg社 を空腹時に経口投与した際、絶対的バイオアベイラビリティはそれぞれ112%及び66%であった(外国人データ)。

16.2.2 食事の影響

- (1) リバーロキサバン $20 mg^{i:)}$ を食後に投与した際、AUC は空腹時投与した際と比較し39%増加した(外国人データ)。
- (2) 日本人若年健康成人男子11例に、リバーロキサバン 15mgを空腹時及び食後に単回経口投与した際、食後投 与時にはtmaxの遅延が認められたが、AUC、Cmaxに 影響は認められなかった。

16.3 分布

16.3.1 分布容積

リバーロキサバンを静脈内投与した際、分布容積(Vss) は約50Lであった(外国人データ)。

16.3.2 タンパク結合率

In vitro試験において、リバーロキサバンは血漿タンパク と高い結合能を示し、ヒト血漿タンパク結合率は約92~ 95%であった。主にアルブミンに結合する。

16.4 代謝

リバーロキサバンは主にCYP3A4及びCYP2J2による代謝経路により代謝され、主要な代謝物はモルホリノン環の酸化分解体及びアミド結合の加水分解体である。*In vitro*試験において、リバーロキサバンが輸送タンパクであるP-糖タンパク(P-gp)及び乳癌耐性タンパク(BCRP)の基質であることが示されている。[10.参照]

16.5 排泄

リバーロキサバンを静脈内投与した際、全身クリアランスは約10L/hであり、投与量の42%が未変化体のまま腎排泄された。健康成人男子4例に[¹⁴C]リバーロキサバン10mgを単回経口投与した際、投与量の約2/3は不活性代謝物として尿中及び糞中に排泄され、残りの約1/3が未変化体のまま腎排泄された(外国人データ)。

16.6 特定の背景を有する患者

16.6.1 腎障害患者(成人)

軽度(クレアチニンクリアランス(CLcr):50~79mL/min)、中等度(CLcr:30~49mL/min)及び重度(CLcr:15~29mL/min)の腎障害のある患者各8例にリバーロキサバン10mgを空腹時単回経口投与した場合、健康被験者と比較しAUCはそれぞれ1.4、1.5及び1.6倍に上昇した。第Xa因子活性阻害率は1.5、1.9及び2.0倍に増加し、プロトロンビン時間(PT(秒))も1.3、2.2及び2.4倍延長した。CLcrが15mL/min未満の患者における検討は実施していない(外国人データ)。[2.11、9.21、9.2.2 参照]

16.6.2 肝障害患者(成人)

軽度の肝障害のある肝硬変患者(Child-Pugh分類A 8例)では、リバーロキサバン10mgを投与した際の薬物動態は健康被験者と比較してほぼ同様であり(AUCは1.2倍上昇)、薬力学的効果に差は認められなかった。中等度の肝障害のある肝硬変患者(Child-Pugh分類B 8例)では健康被験者と比較してAUCが2.3倍上昇した。なお、非結合型の

AUCは2.6倍上昇した。第Xa因子活性阻害率は2.6倍増加し、PT(秒)も2.1倍延長した。Child-Pugh分類Cの患者における検討は実施していない(外国人データ)。[2.4、9.3.2 参照]

16.6.3 小児

〈静脈血栓塞栓症の治療及び再発抑制〉

小児の急性静脈血栓塞栓症(VTE)患者(18歳未満)を対象とした国際共同第Ⅲ相試験の血漿中濃度を用いた母集団薬物動態解析による薬物動態パラメータ(推定値)は、以下のとおりであった。国際共同第Ⅲ相試験では、非日本人成人にリバーロキサバン20mg^{注)}(日本人成人にリバーロキサバン15mg)を1日1回投与時の曝露量に相当するよう体重で調整した用法・用量でリバーロキサバンを投与した。[13.2 参照]

			A TTC/O OA)		C 1	,
用法	年齢	n	AUC(0-24),ss	Cmax,ss	Ctrough,ss	t _{1/2}
71312			(μg·h/L)	$(\mu g/L)$	$(\mu g/L)$	(h)
	12~	173	2120	238	20.7	4.17
1日	<18*1	173	(26.4)	(20.0)	(45.9)	(19.1)
1回	6~	29	1960	247	15.4	3.44
	<12*1	29	(31.8)	(23.1)	(56.4)	(21.6)
	12~	1	1770	123	30.5	2.76
	<18**2	1	1770	123	50.5	3.76
	6~	38	1960	148	27.5	3.11
1日	<12*1		(32.0)	(25.5)	(51.4)	(18.4)
2回	2~	20	2370	185	30.6	2.90
	<6*2	39	(42.2)	(31.8)	(72.3)	(25.1)
	0.5~	4	1640	156	12.6	1.92
	<2*2	4	(49.4)	(39.8)	(82.8)	(19.6)
	2~	5	2480	162	41.2	2.24
	<6*2		(30.9)	(25.4)	(46.6)	(15.9)
1日	0.5~	10	1890	132	26.2	1.89
3回	<2*2	18	(34.4)	(27.2)	(57.0)	(21.3)
	生後~	19	1590	119	18.5	1.61
	<0.5**2	13	(29.6)	(24.1)	(50.4)	(17.8)

幾何平均值(幾何CV(%))

※1:錠剤又はドライシロップとして投与

※2: ドライシロップとして投与

〈Fontan手術施行後における血栓・塞栓形成の抑制〉

Fontan手術後の機能的単心室症患者(2~8歳)を対象とした国際共同第Ⅲ相試験の血漿中濃度を用いた母集団薬物動態解析による曝露量(推定値)は、以下のとおりであった。国際共同第Ⅲ相試験では、非日本人成人にリバーロキサバン10mgを1日1回投与時の曝露量に相当するよう体重で調整した用法・用量*でドライシロップを投与した。

n	AUC(0-24),ss (μg·h/L)	Cmax,ss (μg/L)	Ctrough,ss (μ g/L)
76	1440	109.0	22.8
76	(484.2~4444)	(39.7~287.1)	(6.4~104.7)

幾何平均值(範囲)

※: Fontan手術施行後における血栓・塞栓形成の抑制で承認された用法・用量と同一

体重30kg以上の小児のFontan手術後の機能的単心室症患者(9歳以上)にリパーロキサバンを承認用法・用量で投与した場合の曝露量を、Fontan手術後の機能的単心室症患者(2~8歳)を対象とした国際共同第Ⅲ相試験(パートA)及び小児の急性VTE患者(18歳未満)を対象とした臨床試験の血漿中濃度を用いて構築した母集団薬物動態モデルに基づくシミュレーションにより予測した。その結果、承認用法・用量で投与した場合の曝露量は非日本人成人にリバーロキサバン10mgを1日1回投与したときと同程度であった。[9.7.2 参照]

16.7 薬物相互作用

16.7.1 リトナビル

健康成人男子12例にリトナビル600mgとリバーロキサバン10mgを併用投与した際、リバーロキサバンのAUCは2.5倍、Cmaxは1.6倍上昇し抗凝固作用が増強された(外国人データ)。[2.5、10.1参照]

16.7.2 ケトコナゾール・フルコナゾール

健康成人男子20例にケトコナゾール400mgとリバーロキサバン10mgを併用投与した際、リバーロキサバンのAUCは2.6倍、Cmaxは1.7倍上昇し抗凝固作用が増強された(外国人データ)。「2.7、10.1 参照

健康成人男子13例にフルコナゾール400mgとリバーロキサバン20mg^{注)}を併用投与した際、リバーロキサバンのAUCは1.4倍、Cmaxは1.3倍上昇した(外国人データ)。「10.2 参照

16.7.3 クラリスロマイシン・エリスロマイシン

健康成人男子15例にクラリスロマイシン500mgとリバーロキサバン10mgを併用投与した際、リバーロキサバンのAUCは1.5倍、Cmaxは1.4倍上昇した(外国人デー $\phi)$ 。 [10.2 参照]

健康成人男子15例にエリスロマイシン500mgとリバーロキサバン10mgを併用投与した際、リバーロキサバンのAUC及びCmaxともに1.3倍上昇した(外国人データ)。 [10.2 参照]

16.7.4 リファンピシン

健康成人男子18例にリファンピシン(開始用量150mgより600mgまで漸増)とリバーロキサバン20mg^{注)}を併用投与した際、リバーロキサバンのAUCが約50%低下し、それに伴い抗凝固作用も減弱した(外国人データ)。 [10.2 参照]

16.7.5 エノキサパリン

健康成人男子10例にエノキサバリン4000IUとリバーロキサバン10mgを併用投与した際、リバーロキサバンの薬物動態に影響はなかった。抗第Xa因子活性は相加的に増加したが、PT及T0 で T0 を照 T1 を T1 を T2 を T3 を T3 を T4 を T5 を T5 を T6 を T7 を T8 を T9 を

16.7.6 アスピリン

健康成人男子13例にアスピリン500mgを投与した翌日にアスピリン100mgとリバーロキサバン15mgを併用投与した際、リバーロキサバンの薬物動態及び抗凝固作用に影響は認められなかった(外国人データ)。[10.2 参照]

16.7.7 クロピドグレル

健康成人男子11例にクロピドグレル300mgを投与した翌日にクロピドグレル75mgとリバーロキサバン15mgを併用投与した際、リバーロキサバンの薬物動態に影響は認められなかった。別の試験において一部の被験者に出血時間の延長が認められたとの報告がある(外国人データ)。[10.2 参照]

16.7.8 ナプロキセン

健康成人男子11例にナプロキセン500mg1日1回反復投与時にリバーロキサバン15mgを併用投与した際、出血時間の延長は認められなかったが、一部の被験者において抗凝固作用の増強が認められた(外国人データ)。[10.2 参照]

16.7.9 ワルファリン

日本人健康成人男子12例(VKORC1遺伝子1639位のAアレルがホモ接合体を有している被験者)にワルファリンを反復投与し、PT-INRが2.0~3.0に到達した後に、リバーロキサバン15mgを1日1回反復投与に切り替えた際、aPTT、第Xa因子活性阻害及び内在性トロンビン産生能(ETP)への影響は相加的であったが、PT及びPT-INRのビーク値はリバーロキサバン単独投与時と比較しそれぞれ2.3倍及び2.9倍になった。リバーロキサバン投与開始後3日目には、ワルファリンの影響は消失した。なお、薬物動態に相互作用は認められなかった。[8.6、10.2 参照]

16.7.10 その他の薬剤

ミダゾラム、ジゴキシン及びアトルバスタチンとリバーロキサバンの併用による薬物相互作用試験を実施したが、薬物動態学的相互作用は認められず、制酸剤(水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム配合剤)、ラニチジン及びオメプラゾールは、リバーロキサバンの薬物動態に影響を及ぼさなかった(外国人データ)。

注)リバーロキサバンの成人における承認用法・用量は、「非弁膜症性心房細動患者における虚血性脳卒中及び全身性塞栓症の発症抑制」では15mg1日1回投与である。なお、腎機能の程度に応じて減量する場合は、10mg1日1回投与である。「静脈血栓塞栓症の治療及び再発抑制」では、発症後の初期3週間は15mg1日2回投与、その後は15mg1日1回投与である。

17. 臨床成績

17.1 有効性及び安全性に関する試験

〈静脈血栓塞栓症の治療及び再発抑制〉

17.1.1 国際共同第Ⅲ相試験

小児の急性VTE患者(18歳未満)を対象に、本剤の有効性 及び安全性を検討する多施設共同、無作為化、非盲検、 実薬対照、並行群間比較試験(EINSTEIN-Jr phase Ⅲ試 験)を実施した。

小児の急性VTE患者491例(安全性解析対象例数)に対し て、ヘパリン(未分画、低分子量)又はフォンダパリヌク スによる初期治療を5日以上受けた後、9日以内に割り付 けた本剤群又は対照群において、本剤群では非日本人成 人に本剤20mg^{注)}(日本人成人に本剤15mg)を1日1回投与 時の曝露量に相当するよう体重で調整された用法・用量 (小児のVTEに対する承認用法・用量と同一)が投与さ れ※1、対照群では初期治療を継続投与又はビタミンK拮 抗薬(目標PT-INR: 2.5、範囲: 非日本人2.0~3.0、日本人 2.0~2.5) に切り替えて投与された※2。主要投与期間は、2 歳以上の患者及び2歳未満の非カテーテル関連VTE患者 では3ヵ月とし、以降3ヵ月ごとに医師の判断により最長 12ヵ月の投与が可能であった。また2歳未満のカテーテル 関連VTE患者では主要投与期間を1ヵ月とし、1ヵ月ごと に医師の判断により最長3ヵ月まで投与が可能であった。 主要投与期間における平均投与期間は、2歳以上の患者及 び2歳未満の非カテーテル関連VTE患者では本剤群88.0日、 対照群86.7日、また2歳未満のカテーテル関連VTE患者で は本剤群29.8日、対照群29.5日であった。有効性評価項目 及び出血事象等は盲検下で評価された。

※1:ヘパリンから本剤の移行にあたっては、未分画へパリンの投与終了4時間後、低分子量へパリンの1日2回投与終了12時間後又は1日1回投与終了24時間後とし、フォンダパリヌクスの前投与があった場合、治験薬投与開始はフォンダパリヌクスの投与終了24時間後に本剤投与を行うとの規定を設けた。

※2:24時間の間隔を空けた2回の測定でINRが2.0を超 えれば、ヘパリン(未分画、低分子量)又はフォン ダパリヌクスの投与を終了できた。

有効性主要評価項目の発現頻度(主要投与期間中)は、本 剤群1.2%、対照群3.0%(HR: 0.40、95%CI: 0.11~1.41)であった(最大の解析対象集団)。

	リバーロ	キサバン	対照薬	
エンドポイント	(N=335)		(N=165)	
	n (%)	95%CI(%)	n(%)	95%CI(%)
有効性主要評価	4(1.2)	0.4-3.0	5(3.0)	1.2-6.6
項目*1	4(1.2)	0.1-3.0	0 (0.0)	1.2-0.0
有効性副次評価	5(1.5)	0.6-3.4	6(3.6)	1.6-7.6
項目**2	3(1.3)	0.0-3.4	0(3.0)	1.0-7.0

(最大の解析対象集団。主要投与期間中)

※1:再発性症候性VTEの発現頻度

※2:「再発性症候性VTE」又は画像検査上の「無症候性の血栓像 の悪化」の複合エンドポイント

> 安全性主要評価項目の発現頻度は本剤群3.0%、対照群 1.9%(HR:1.58、95%CI:0.51~6.27)、「重大な出血」の発 現頻度はそれぞれ0%及び1.2%であった⁹⁾。

	リバーロ	キサバン	バン 対照薬 (N=162)	
エンドポイント	(N=	329)		
	n(%)	95%CI(%)	n (%)	95%CI(%)
安全性主要評価	10(3.0)	1.6-5.5	3(1.9)	0.5-5.3
項目**1	10(3.0)	1.0-5.5	3(1.9)	0.5-5.5
重大な出血	0		2(1.2)	
重大ではないが				
臨床的に問題と	10(3.0)		1(0.6)	
なる出血				

(安全性解析対象集団、治験薬投与下。主要投与期間)

※1:「重大な出血」又は「重大ではないが臨床的に問題となる出血 |の複合エンドポイント

副作用(臨床検査値異常を含む)は、主要投与期間中に本 剤が投与された小児の急性VTE患者329例中90例(27.4%) に認められた。主な副作用は、鼻出血20例(6.1%)、月経 過多20例(6.1%)であった。ベースライン時に月経のある 患者における月経過多は86例中20例(23.3%)であった。

本試験では、日本人小児の急性VTE患者6例(本剤群4例(生後0.6ヵ月~4.2歳、2.7~12.7kg)、対照群2例(生後0.9ヵ月~1.5歳、3.0kg~8.7kg))が投与を受けた。主要投与期間中、本剤群、対照群ともに再発性症候性VTE、無症候性の血栓像の悪化、重大な出血又は重大ではないが臨床的に問題となる出血は認められなかった。また、本剤群4例中で主要投与期間中に認められた副作用は軽度の口腔内出血1例のみであった。

なお、本試験では1歳未満で血清クレアチニン値が97.5 パーセンタイル値を超える患者、及び1歳以上でeGFR $30 \text{mL/min}/1.73 \text{m}^2$ 未満の患者を除外した(ただし、日本人小児患者で、1歳以上2歳未満の場合は血清クレアチニン値0.93 mg/dL以上のもの、1歳未満の場合は下表に示す血清クレアチニン値が97.5 パーセンタイル値を超えるものを除外基準とした)。[9.2.1 参照]

17 € 13(7)	±+co/6 [0:5:1 2/m]	
年齢	血清クレアチニン値の97.5パーセンタイル値	
	(mg/dL)	
2週	0.52	
3週	0.46	
4週	0.42	
2ヵ月	0.37	
3~5ヵ月	0.26	
6~8ヵ月	0.31	
9~11ヵ月	0.34	

〈Fontan手術施行後における血栓・塞栓形成の抑制〉

17.1.2 国際共同第Ⅲ相試験

小児のFontan手術後4ヵ月以内の機能的単心室症患者(2~8歳)を対象に、本剤の薬物動態、薬力学、安全性及び有効性を検討する多施設共同試験(UNIVERSE試験)*1を実施した。

小児のFontan手術後の機能的単心室症患者110例(安全性解析対象例数)に対して、本剤群では非日本人成人に本剤10mgを1日1回投与時の曝露量に相当するよう体重で調整された用法・用量(小児のFontan手術後患者に対する承認用法・用量のうち、体重30kg未満の区分)が投与され、対照群ではアセチルサリチル酸(ASA)約5mg/kgを1日1回投与した*2。いずれの群も投与期間は12ヵ月間とし、体重増加による用量調整は第6ヵ月時点で実施した。平均投与期間は、本剤群331.8日、対照群336.4日であった。有効性評価項目及び出血事象等は盲検下で評価された。

※1:本試験はパートA及びパートBから構成され、薬物動態及び薬力学を評価するパートAでは非盲検、 非対照とし、安全性及び有効性を評価するパート Bでは無作為化、非盲検、実薬対照とした。 ※2:本剤群の76例(パートA12例、パートB64例)中61 例、対照群の34例中29例が前治療として抗血小板 薬又は抗凝固薬の投与を受けていた。前治療の内 訳は、ASAが本剤群48例及び対照群23例、ヘパ リンが本剤群18例及び対照群6例、ワルファリン が本剤群11例及び対照群5例であった。

有効性主要評価項目の発現頻度(パートB、治験薬投与終了までの期間)は、本剤群1.6%、対照群8.8%であった(最大の解析対象集団)。

2 - 1 /41 /17 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 /						
	リバーロキサバン		対照薬			
エンドポイント	(N=64) (N=		=34)			
	n (%)	95%CI(%)	n(%)	95%CI(%)		
有効性主要評価 項目*1	1(1.6)	NA	3(8.8)	0.0-19.8		

NA:0例又は1例の場合CIは算出せず(最大の解析対象集団、 パートB、治験薬投与終了までの期間*2)

※1:あらゆる血栓性イベント(静脈又は動脈)

※2:治験薬の初回投与から最終来院(すなわち、最終有効性評価

日;第12ヵ月又は中止時来院)まで

安全性主要評価項目である「重大な出血」の発現頻度(パートB、治験薬投与下)は本剤群1.6%、対照群0%であった¹⁰⁾。本剤群で認められた「重大な出血」は鼻出血であった。

	リバーロ	キサバン	対照薬 (N=34)	
エンドポイント	(N=	=64)		
	n (%)	95%CI(%)	n(%)	95%CI(%)
重大な出血*1	$1^{*2}(1.6)$	NA	0	NA
重大ではないが				
臨床的に問題と	4(6.3)	0.0-13.0	3(8.8)	0.0-19.8
なる出血				

NA:0例又は1例の場合CIは算出せず(安全性解析対象集団、 パートB、治験薬投与下)

※1:安全性主要評価項目

※2:成人において濃厚赤血球又は全血2単位以上に相当する量の

輸血

副作用(臨床検査値異常を含む)は、本剤が投与された小児のFontan手術後の機能的単心室症患者76例中23例(30.3%)に認められた。主な副作用は、斑状出血6例(7.9%)、鼻出血3例(3.9%)、血腫3例(3.9%)であった。

本試験では、日本人小児のFontan手術後の機能的単心室 症患者9例(本剤群8例、対照群1例)が投与を受けた。本剤 群、対照群ともにあらゆる血栓性イベント(静脈又は動脈)の発現は認められなかった。「重大な出血」は、本剤群 1例(輸血を要する鼻出血)で認められた。

注)リバーロキサバンの成人における承認用法・用量は、「非弁膜症性心房細動患者における虚血性脳卒中及び全身性塞栓症の発症抑制」では15mg1日1回投与である。なお、腎機能の程度に応じて減量する場合は、10mg1日1回投与である。「静脈血栓塞栓症の治療及び再発抑制」では、発症後の初期3週間は15mg1日2回投与、その後は15mg1日1回投与である。

18. 薬効薬理

18.1 作用機序

本剤は、選択的かつ直接的第Xa因子阻害剤であり、経口投与で効果を示す。内因系及び外因系血液凝固カスケード中の第Xa因子を本剤が阻害することで、トロンビン産生及び血栓形成が抑制される。本剤はトロンビンを阻害せず、また血小板に対する直接作用を有さない¹¹⁾。

18.2 抗血栓効果

本剤は、マウス、ラット又はウサギの静脈及び動脈血栓症 モデルにおいて、用量依存的に血栓形成を抑制した。また、 ウサギ静脈血栓症モデルにおいて、血栓形成後の血栓の増 大を抑制した¹¹⁾⁻¹³⁾。

19. 有効成分に関する理化学的知見

一般的名称:リバーロキサバン(Rivaroxaban)

化学名: 5-Chloro-N-(\((5S)\)-2-oxo-3-[4-(3-oxomorpholin-4-yl\) phenyl\|-1,3-oxazolidin-5-y\\|methy\|)thiophene-2-

carboxamide

分子式: C₁₉H₁₈ClN₃O₅S 分子量: 435.88

性 状:本品は白色~微黄色の粉末である。

化学構造式:

21. 承認条件

医薬品リスク管理計画を策定の上、適切に実施すること。

22 包装

〈イグザレルトドライシロップ小児用51.7mg〉 1瓶 〈イグザレルトドライシロップ小児用103.4mg〉 1瓶

23. 主要文献

- 1) 社内資料: 妊娠ラットにおける胎盤通過性(イグザレルト錠 2012年1月18日承認、CTD2.6.4.4.6)
- 2) 社内資料: ウサギにおける胚・胎児発生に関する毒性試験(イグザレルト錠2012年1月18日承認、CTD2.6.6.6.2.2)
- 3) 社内資料: ラットにおける出生前及び出生後の発生並びに母体 の機能に関する試験(イグザレルト錠2012年1月18日承認、 CTD2.6.6.6.3)
- 4) 社内資料: ラットにおける乳汁中分泌(イグザレルト錠2012年1 月18日承認、CTD2.6.4.6.4)
- 5) Brodsky S, et al.: J Am Soc Nephrol. 2018; 29: 2787-2793
- 6) Zakrocka I, et al.: Adv Clin Exp Med. 2022; 31: 165-173
- 7) Pengo V, et al.: Blood. 2018; 132: 1365-1371
- 8) 社内資料: 日本人急性症候性深部静脈血栓症患者及び急性症候 性肺塞栓症患者における曝露量の推定
- 9) 社内資料: 急性静脈血栓塞栓症の小児患者を対象とした第Ⅲ相 試験(2021年1月22日承認、CTD2.7.6.12)
- 10) 社内資料: Fontan手術後の2~8歳の小児を対象とした第Ⅲ相 試験(2023年11月24日承認、CTD2.7.6.1)
- 11) Perzborn E, et al.: J Thromb Haemost. 2005; 3: 514-521
- 12) Biemond BJ, et al.: Thromb Haemost. 2007; 97: 471-477
- 13) 社内資料: マウスにおける血栓塞栓死予防試験(イグザレルト 錠2012年1月18日承認、CTD2.6.2.2.2.1.8)

24. 文献請求先及び問い合わせ先

文献請求先

バイエル薬品株式会社・メディカルインフォメーション 〒530-0001大阪市北区梅田二丁目4番9号 バイエル医療用医薬品のお問い合わせ先 電話0120-106-398

26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元

バイエル薬品株式会社 大阪市北区梅田二丁目4番9号