** 2024年11月改訂 (第5版)

* 2023年9月改訂 (第4版)

貯 法:室温保存 **有効期間**:3年

日本標準商品分類番号

872189

承認番号	30400AMX00207000	
販売開始	2022年9月	

EPA製剤

日本薬局方 イコサペント酸エチルカプセル

エパテールEMカフ・セル2g EPADEL EM Capsules 2g

2. 禁忌(次の患者には投与しないこと)

- 2.1 出血している患者(血友病、毛細血管脆弱症、消化管潰瘍、尿路出血、喀血、硝子体出血等)[止血が困難となるおそれがある。]
- * **2.2** ミフェプリストン・ミソプロストールを投与中の患者 [10.1 参照]

3. 組成・性状

3.1 組成

有効成分	1包中 日局 イコサペント酸エチル 2g
添加剤	内容物:トコフェロール、大豆レシチン、ポリソルベート80、ポリオキシル35ヒマシ油カプセル:ゼラチン、濃グリセリン、トレハロース水和物、D-ソルビトール液、中鎖脂肪酸トリグリセリド、大豆レシチン

3.2 製剤の性状

性状	微黄色~淡黄色透明(軟カプセル剤)
外形	直径約6mmの球形
識別コード	MO20J(分包に表示)

4. 効能又は効果

高脂血症

5. 効能又は効果に関連する注意

適用の前に十分な検査を実施し、高脂血症であることを確認した上で本剤の適用を考慮すること。

6. 用法及び用量

イコサペント酸エチルとして、通常、成人には1回2gを1日1回、食直後に経口投与する。ただし、トリグリセリド高値の程度により、1回4g、1日1回まで増量できる。

8. 重要な基本的注意

- 8.1 あらかじめ高脂血症治療の基本である食事療法を行い、更に 運動療法や高血圧・喫煙等の虚血性心疾患のリスクファクター の軽減等も十分に考慮すること。
- 8.2 投与中は血中脂質値を定期的に検査し、治療に対する反応が 認められない場合には投与を中止すること。

9. 特定の背景を有する患者に関する注意

- 9.1 合併症・既往歴等のある患者
- 9.1.1 出血を助長するおそれのある患者
 - (1) 月経期間中の患者
 - (2) 出血傾向のある患者
 - (3) 手術を予定している患者

9.5 妊婦

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性 が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。

9.6 授乳婦

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又 は中止を検討すること。動物実験 (ラット) で乳汁中に移行す ることが報告されている。

9.7 小児等

小児等を対象とした有効性及び安全性を指標とした臨床試験は 実施していない。

10. 相互作用

* 10.1 併用禁忌 (併用しないこと)

	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
*	ミフェプリストン・ミ		
	ソプロストール	ミソプロストールに	
	メフィーゴパック	よる子宮出血の程度	用により出血が増
	[2.2 参照]	が悪化するおそれが	強するおそれがあ
		ある。	る。

10.2 併用注意 (併用に注意すること)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
抗凝固剤	出血傾向をきたすお	イコサペント酸エ
ワルファリンカリウ	それがある。	チルは抗血小板作
ム等		用を有するので、
血小板凝集を抑制する		抗凝固剤、血小板
薬剤		凝集を抑制する薬
アスピリン		剤との併用により
インドメタシン		相加的に出血傾向
チクロピジン塩酸塩		が増大すると考え
シロスタゾール 等		られる。

11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、 異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行 うこと。

11.1 重大な副作用

11.1.1 肝機能障害 (頻度不明)、黄疸 (頻度不明)

AST、ALT、Al-P、 γ -GTP、LDH、ビリルビン等の上昇を伴う肝機能障害、黄疸があらわれることがある。

** 11.1.2 心房細動 (頻度不明)、心房粗動 (頻度不明)

イコサペント酸エチル (4g/日) の海外臨床試験において、入院を要する心房細動又は心房粗動のリスク増加が認められたとの報告がある¹⁾。また、イコサペント酸エチルを含むオメガ-3脂肪酸の国内外臨床試験において、心房細動のリスク増加が認められたとの報告がある^{2,3)}。

11.2 その他の副作用

	1~5%未満	1%未満	頻度不明	
過敏症		発疹等	そう痒感	
出血傾向		鼻出血、歯肉出血	皮下出血、血尿、眼 底出血、消化管出血 等	
血液			貧血等	
消化器	下痢、腹部 不快感	悪心、便秘、腹部 膨満感、腹痛、口 内炎	胸やけ、嘔吐、食欲 不振、口渇、鼓腸等	
肝臓		AST・ALT・Al- P・γ-GTP・ LDH・ビリルビン の上昇等の肝機能 障害		

	1~5%未満	1%未満	頻度不明
腎臓			BUN・クレアチニン の上昇
呼吸器			咳嗽、呼吸困難
精神神経系			頭痛・頭重感、めま い、ふらつき、眠気、 不眠、しびれ
筋骨格系			関節痛、筋肉痛、四 肢痛、筋痙攣(こむ ら返り等)
その他		CKの上昇	顔面潮紅、ほてり、 発熱、動悸、浮腫、 頻尿、尿酸上昇、全 身倦怠感、血圧上昇、 女性化乳房、耳鳴、 発汗、ざ瘡

14. 適用上の注意

14.1 薬剤交付時の注意

本剤は噛まずに服用させること。

15. その他の注意

15.1 臨床使用に基づく情報

コントロール不良の高血圧症を有し、他の抗血小板剤を併用し た症例において、脳出血があらわれたとの報告がある。

16. 薬物動態

16.1 血中濃度

16.1.1 単同投与

健康成人男性に本剤0.5g、1g、2g又は4gを朝食直後に単回経口投与 $^{\rm it)}$ したときのEPAの薬物動態パラメータを以下に示す。 $C_{\rm max}$ 及び $AUC_{0...}$ は用量依存的に増加した $^{4)}$ 。

単回投与時のEPAの薬物動態パラメータ

投与量	C _{max} a) (μg/mL)	t _{max} b) (hr)	t _{1/2} a) (hr)	AUC _{0-∞} a) (μg·hr/mL)
0.5g (n=8)	21.72±5.58	3.00 (3.0、12.0)	29.27±15.48	669.50±298.95
1g (n=8)	48.08±18.05	3.00 (2.0、5.0)	44.57±17.27	1721.11±493.53
2g (n=8)	94.45±33.47	3.00 (2.0、5.0)	40.29±18.07	2587.56±826.93
4g (n=7)	208.84±44.36	5.00 (3.0、5.0)	33.93±9.47	4274.67±1078.51

- a) 平均值±標準偏差
- b) 中央値(最小値、最大値)

16.1.2 反復投与

健康成人男性に本剤0.5g、1g、2g若しくは4gを1日1回(朝)又は エパデールS900を1回0.9g、1日2回(朝・夕)、食直後に11日間 反復経口投与 $^{(\pm)}$ したところ、本剤の投与において、血漿中EPAの 濃度は、投与 $6\sim8$ 日以降上昇幅が小さくなり、投与11日目にはほぼ定常状態に達した。本剤2g若しくは4g/日又はエパデールS900 1.8g/日を11日間反復経口投与したときのEPAの薬物動態パラメータを以下に示す 4)。

反復投与時のEPAの薬物動態パラメータ

投与量	投与日	C _{ss,max} a) (µg/mL)	t _{max} b) (hr)	t _{1/2} ^{a)} (hr)	AUC _{0-24hr} a) (μg·hr/mL)
本剤 2g/日 (n=7)	11	239.93±60.57	3.00 (3.0、5.0)	44.87±9.12	3409.86±629.05
本剤 4g/日 (n=8)	11	450.89±145.83	4.50 (3.0、5.0)	53.83±10.34	5707.02±1552.23
エパデール S900 1.8g/日 (n=8)	11	139.56±16.84	5.00 (5.0、10.0)	48.92±9.44	2536.38±216.87

- a) 平均値±標準偏差
- b) 中央値(最小値、最大値)
- 注)本剤の承認された用法及び用量は、「1日1回2g又は4gを経口投与」である。

16.2 吸収

16.2.1 食事の影響

健康成人男性に本剤2g又は4gを1日1回、朝空腹時又は朝食直後に単回経口投与したときのEPAの C_{max} 及び AUC_{0-72hr} は、食直後投与と比較して、空腹時投与で、本剤2g投与ではそれぞれ30%及び28%、本剤4g投与ではそれぞれ34%及び26%減少した4)。

16.3 分布

16.3.1 組織分布

雌雄ラットに¹⁴C標識EPA-Eを単回経口投与したときの組織内分布率は、観察期間を通じて肝、白色脂肪、筋肉及び皮膚で高値であった⁵⁾。

16.3.2 血漿蛋白結合率

雄ラット及び雄イヌに 14 C標識EPA-Eを単回経口投与したときの血漿蛋白結合率は、 $86.7\sim98.8\%$ 及び $96.7\sim98.7\%$ であった $^{5)}$ 。

16.4 代謝

EPA-Eは小腸において脱エチル化を受けた後、トリグリセリドやリン脂質等の構成脂肪酸として取り込まれ、リンパ及び血漿を経由して各組織へ移行後、肝又は各組織の主としてミトコンドリアにおいて β 酸化によりアセチルCoAにまで代謝され、TCA回路によって炭酸ガス及び水となって体外に排泄されるものと推定される6) (ラット)。

16.5 排泄

雄ラットに 14 C標識EPA-Eを経口投与したところ、投与 16 8時間までの尿中への排泄は $^{2.7}$ %、糞中へは $^{16.7}$ %であった。なお、呼気中へ放射活性の $^{44.4}$ %が排泄された $^{5)}$ 。

17. 臨床成績

17.1 有効性及び安全性に関する試験

17.1.1 国内第Ⅲ相試験(エパデールカプセル対照)

トリグリセリドが高値の患者580例を対象として、本剤2g若しくは 4gを1日1回(朝)、又はエパデールカプセル300を1回0.9g、1日2 回(朝・夕)若しくは1日3回(朝・昼・夕)、食直後に12週間経口 投与した無作為化二重盲検並行群間比較試験を行った。検定の多重性を調整するため、閉検定手順を用いて、本剤2g/日群のエパデールカプセル1.8g/日群に対する非劣性が検証された場合に限り、本剤4g/日群の本剤2g/日群に対する優越性を検証することとした。 投与終了時における投与前値からの血清トリグリセリド変化率(主要評価項目)を以下に示す。投与終了時の血清トリグリセリド変化率において、本剤2g/日群のエパデールカプセル1.8g/日群に対する非劣性が示された(非劣性限界値は7%)。また、本剤4g/日群の本剤2g/日群に対する優越性が示された。

投与終了時の血清トリグリセリド変化率 (FAS)

投与群	投与前值 ^{a)} (mg/dL)	変化率 ^{a)} (%)	エパデールカプセル 1.8g/日との差 ^{b,c)} (%)	本剤 2g/日との差 ^{b,c)} (%)
本剤2g/日 (1日1回) (n=145)	回) 257.3±71.7 -10.09±22.34 -0.42		-	
本剤4g/日 (1日1回) (n=145)	252.5±72.4	-15.51±20.60	-	-5.74 [-10.59, -0.89]
エパデール カプセル 1.8g/日 (1日2回) (n=145)	252.3±68.1	-9.30±24.70	-	-
エパデール カプセル 2.7g/日 (1日3回) (n=145)	251.1±65.2	-8.80±28.19	-	-

- a) 平均値±標準偏差
- b) 調整平均值 [両側95%信頼区間]
- c) 投与群を説明変数、血清トリグリセリドの投与前値を共変量とした共分散分 #5

副作用の発現頻度は本剤2g/日群で9.0%(13/145例)、本剤4g/日群で10.3%(15/145例)、エパデールカプセル1.8g/日群で7.6%(11/145例)、エパデールカプセル2.7g/日群で9.0%(13/145例)であった。本剤群では2%以上に認められた副作用はなかった7)。

17.1.2 国内第Ⅲ相長期投与試験

トリグリセリドが高値の患者122例を対象として、本剤2g又は4gを1日1回(朝)、食直後に52週間経口投与した無作為化非盲検試験を行った。

投与前値からの血清トリグリセリド変化率の推移を以下に示す。いずれの群においても、血清トリグリセリドは投与4週時から低下が認められ、投与52週時まで効果が持続した。

血清トリグリセリド変化率の推移 (FAS)

投与群	投与前值a)		変化率4) (%)			
1又 分析	(mg/dL)	投与4週時	投与12週時	投与24週時	投与52週時	投与終了時
本剤	280.6±71.4	-6.10±26.86	-14.48±24.61	-12.39±23.81	-16.71±36.27	-17.54±34.90
2g/日	(n=60)	(n=60)	(n=57)	(n=57)	(n=54)	(n=60)
本剤	281.1±71.8	-8.37±25.53	-17.53±22.68	-17.37±32.78	-21.01±25.10	-17.30±29.01
4g/日	(n=61)	(n=60)	(n=59)	(n=58)	(n=54)	(n=61)

a) 平均值 ± 標準偏差

副作用の発現頻度は本剤2g/日群で9.8%(6/61例)、本剤4g/日群で8.2%(5/61例)であった。2%以上に認められた副作用は本剤2g/日群で下痢3.3%(2/61例)、本剤4g/日群で軟便3.3%(2/61例)であった8)。

18. 薬効薬理

18.1 作用機序

EPA-Eは小腸で脱エチル化を受けてEPAに代謝された後、以下の作用を示す $^{6,9,10)}$ 。

- リポ蛋白に取り込まれ、リポ蛋白の代謝を促進する。
- ・肝ミクロソームに取り込まれ、脂質の生合成・分泌を抑制する。

18.2 血清脂質低下作用

- **18.2.1** 高脂血症患者の血清総コレステロール及び血清トリグリセリドを有意に低下させる 7)。
- **18.2.2** 高コレステロール飼料飼育誘発高脂血症動物(ラット、ウサギ)、カゼイン含有飼料誘発あるいはトライトン誘発高脂血症ラット、更には、普通食飼育動物(ラット、ハムスター)において血中脂質低下作用を示す¹¹⁻¹³⁾。
- **18.2.3** ラットに経口投与すると、リポ蛋白中EPA含量が増加し、また、リポ蛋白の血中からの消失が促進される $^{9,10)}$ 。
- **18.2.4** コレステロールの腸管からの吸収抑制、肝での生合成活性抑制、胆汁中への異化排泄促進などの作用を示す⁹⁾ (ラット)。
- 18.2.5 トリグリセリドの腸管からの吸収抑制や肝での生合成活性抑制 及び肝からの分泌抑制、更には、血漿リポ蛋白リパーゼ (LPL) 活 性亢進などの作用を示す^{10,14)} (ラット)。

19. 有効成分に関する理化学的知見


一般的名称:イコサペント酸エチル (Ethyl Icosapentate)

化 学 名:Ethyl(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-icosa-5,8,11,14,17-pentaenoate

分 子 式: C₂₂H₃₄O₂

分子量:330.50性状:無色~微黄色の澄明な液で、僅かに特異なにおいがある。エタノール (99.5)、酢酸 (100)、ヘキサンと混和する。水又はエチレングリコールにほとんど溶けな

化学構造式:



21. 承認条件

医薬品リスク管理計画を策定の上、適切に実施すること。

22. 包装

スティック包装:56包、280包

** 23. 主要文献

- 1) Bhatt, D. L. et al.: N. Engl. J. Med. 2019; 380 (1) : 11-22
- 2) Miyauchi, K. et al.: Circulation. 2024; 150 (6): 425-434
- 3) Nicholls, S. J. et al.: JAMA. 2020; 324 (22) : 2268-2280
- 4) 持田製薬社内資料:第 I 相単回・反復投与試験(エパデールEMカプセル: 2022年6月20日承認、CTD 2.7.6.2)
- 5) 石黒淳三 他:薬物動態. 1987;2(6):683-702

- 6) 持田製薬社内資料: EPAEの生体内動態 (2) -14C-EPAEのラットにおける代謝-
- 7) 持田製薬社内資料:第Ⅲ相試験 (エパデールEMカプセル: 2022 年6月20日承認、CTD 2.7.6.4)
- 8) 持田製薬社内資料:第Ⅲ相長期投与試験(エパデールEMカプセル:2022年6月20日承認、CTD 2.7.6.5)
- Mizuguchi, K. et al.: Eur. J. Pharmacol. 1993; 231
 (1): 121-127
- 10) Mizuguchi, K. et al.: Eur. J. Pharmacol. 1993; 235 (2-3): 221-227
- 11) Mizuguchi, K. et al.: Jpn. J. Pharmacol. 1992; 59 (3): 307-312

12) 水口 清 他:動脈硬化. 1990; 18 (5) : 471 13) 矢野 崇 他:動脈硬化. 1990; 18 (5) : 535 14) 水口 清 他:動脈硬化. 1990; 18 (5) : 536

24. 文献請求先及び問い合わせ先

特田製薬株式会社 くすり相談窓口 東京都新宿区四谷1丁目7番地 〒160-8515 TEL 03-5229-3906 0120-189-522 FAX 03-5229-3955

26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元

