

貯法：室温保存

有効期間：3年

許可番号 01A2X00011

販売開始 1978年8月

溶解剤

日本薬局方 滅菌精製水

滅菌精製水

Sterile Purified Water

3. 組成・性状

3.1 組成

販売名	滅菌精製水
有効成分	1mL中 滅菌精製水 1mL

3.2 製剤の性状

販売名	滅菌精製水
剤形・性状	無色澄明の液で、においはない。

4. 効能又は効果

溶解剤として無菌を条件とする製剤の調製、医療器具の洗浄に用いる。

6. 用法及び用量

溶解剤として無菌を条件とする製剤の調製、医療器具の洗浄に用いる。

14. 適用上の注意

14.1 薬剤調製時の注意

注射剤の調製には用いないこと。

20. 取扱い上の注意

20.1 開封時及び開封後は、微生物による汚染に注意すること。

20.2 本剤は滅菌製剤のため、開封後は速やかに使用すること。

22. 包装

500mL [角型・ポリ容器]

500mL [丸型・ポリ容器]

1000mL [ポリ容器]

24. 文献請求先及び問い合わせ先

日医工株式会社 お客様サポートセンター

〒930-8583 富山市総曲輪1丁目6番21

TEL (0120) 517-215

FAX (076) 442-8948

26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元

ヤクハン製薬株式会社

北海道北広島市北の里27番地

26.2 販売元



日医工株式会社

NICHI-KO 富山市総曲輪1丁目6番21