

日本薬局方 サフラン

販売名：サフラン ダイコー

内容量：25g

容器表ラベル

第3類医薬品

日本薬局方

サフラン

【用法及び用量】
大人（15歳以上）は1回量0.3gに熱湯100～150mLを加え、5～10分後にそのまま服用する。1日3回、食前または食間に服用する。
（食間とは…食後2～3時間を指します。）

【効能又は効果】
冷え症、血色不良

（裏面の「使用上の注意」などもよくお読みください。）

内容量 25g

L o t .


4 987716 131135

製造販売元
名古屋市千種区松軒一丁目5番12号
大晃生薬有限公司

容器側面ラベル

I

 使用上の注意

相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
2. しばらく服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
(2) 小児の手の届かない所に保管してください。
(3) 他の容器に入れ替えないでください。
（誤用の原因になったり品質が変わります。）

 ボトル：PS
パッケージ：PE
キャップ：AS