

日本薬局方 サフラン

販売名：サフラン ダイコー

内容量：25g

容器表ラベル

第3類医薬品

日本薬局方



ボトル：PS
パッキン：PE
キャップ：AS

サフラン

【用法及び用量】

大人（15歳以上）は1回量0.3gに熱湯100～150mLを加え、5～10分後にそのまま服用する。1日3回、食前または食間に服用する。
（食間とは…食後2～3時間を指します。）

【効能又は効果】

冷え症、血色不良

（裏面の「使用上の注意」などもよくお読みください。）

内容量 25g

Lot.


4 987716 131135

製造販売元
名古屋市千種区松軒一丁目5番12号
大晃生薬有限会社

容器側面ラベル

⚠ 使用上の注意

1

相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

(1) 医師の治療を受けている人

(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人

(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。

(2) 小児の手の届かない所に保管してください。

(3) 他の容器に入れ替えないでください。
（誤用の原因になったり品質が変わります。）

(4) 開封後は、輪ゴムなどで封をして保管してください。