

(成分・分量) 1日量1本(100mL)中  
タウリン……………3000mg  
ローヤルゼリー抽出液……………200mg  
(ローヤルゼリー200mgに相当)  
L-アルギニン塩酸塩……………40mg  
チアミン硝化物……………10mg  
リポフラビンリン酸エステルナトリウム……………3mg  
ピリドキシン塩酸塩……………10mg  
ニコチン酸アミド……………20mg  
無水カフェイン……………50mg

添加物:アセスルファムK、スクラロース、DL-リンゴ酸、クエン酸水和物、安息香酸Na、カラメル、エタノール、香料、バニリン、グリセリン、安息香酸ベンジル、プロピレングリコール〔アルコール0.3mL以下〕

●本剤に配合されているリポフラビンリン酸エステルナトリウムにより、尿が黄色になることがある。

#### 【用法・用量】

成人(15歳以上)1日1回1本(100mL)を服用する。

●用法・用量を厳守すること(他のビタミン等を含む製品を同時に使用する場合には過剰摂取等に注意すること)。

●本剤は、まれに沈殿を生じることがある。よく振って服用すること。

製造販売元 AL01

田村薬品工業株式会社

奈良県御所市西寺田50

〈お客様相談室〉06-6203-5151

受付時間10:00~17:00(土、日、祝日を除く)

糖類ゼロ

ToughMate

1本あたり15kcal

# 3000

# Light

滋養強壮、肉体疲労時の栄養補給に

タウリン3000mg・ローヤルゼリー200mg

4種類のビタミン配合

ピーチ風味

## タフメイト3000ライト

100mL 指定医薬部外品

【使用上の注意】 販売名:リキタス3000ライト

相談すること

次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談すること(1)本剤の服用により、胃部不快感、下痢、発疹等の症状があらわれた場合。(2)しばらく服用しても症状がよくなる場合。

#### 【効能・効果】

滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給。

【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。

(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。(5)加温、冷凍はしないこと。(6)長期間の低温保管等により、まれに結晶を生じることがある。

ガラス:瓶 金属:キャップ

使用期限

製造番号

