

パブロン

指定医薬部外品

販売名：
エフカイクリアうがい薬

容器の
使い方

・使用する際には、ノズルをOPENに回して
ください。使用後STOPに回すと閉まります。
・1プッシュは約1mLです。



うがい薬

のど・お口の中の殺菌・消毒に



やさしいミント風味／使用の目安：約470回
*セチルピリジニウム塩化物水和物

指定医薬部外品 日本製 470mL

使用に際しては、この説明書きをよく読んでください
【使用上の注意】

【相談すること】

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください (1) 医師の治療を受けている人。(2) 次の症状のある人。口内のひどいただれ
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください (1) 使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
□	刺 激 感

(2) 5～6日間使用しても症状がよくならない場合。

【効 能】口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去

【成 分】本剤 100mL中

セチルピリジニウム塩化物水和物……………0.25g

グリチルリチン酸二カリウム……………0.25g

添加物：ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、L-メントール、サッカリンNa、エタノール、プロピレングリコール、ハッカ油、香料

【用法・用量】1回約1mLを約50mLの水にうすめ、1日数回うがいをしてください。

【注意】(1) 定められた用法・用量を厳守してください。(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(3) 本剤はうがい用にのみ使用してください。(4) 本剤は必ずうすめて使用してください。また、うすめた液はすぐに使用してください。

【保管及び取扱い上の注意】(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)(4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。(5) プラスチック類、塗装面に付着すると変質することがあるので、付着しないように注意してください。(6) 火気に近づけないでください。

本製品は透明フィルムで包装されています。破れている場合は使用しないでください。



発売元 大正製薬株式会社¹¹

東京都豊島区高田3丁目24番1号
<https://www.taisho.co.jp/>

製造販売元 万協製薬株式会社
三重県多気郡多気町五桂1169-142

大正製薬(株)
お客様119番室

☎03-3985-1800

※受付時間は、大正製薬ホームページにてご確認ください



ボトル：PET
ポンプ：PP、PE
外装フィルム：PE

使用期限
(西暦年月)



ラベル

製造番号