


保湿剤
ア-1000
トトロハ

開封口

乾燥肌を保湿・改善し 肌本来のうるおいへ

保湿 抗炎症 血行促進

- ヘパリン類似物質0.3%配合
高い水分保持力でしっかり保湿し、荒れた皮膚症状を鎮め、皮膚の再生を促進します。
- 油性クリーム(w/o型)
皮膚表面をしっかりとカバーし、水をはじいて患部を保護します。べたつかず、しっとり肌になじみます。
- 赤ちゃんや敏感肌にも
無香料・無着色、ステロイドフリー、エタノールフリーの保湿クリームです。



※出血のある傷口には使用しないでください
(血が止まりにくくなる場合があります)。
※顔面にある傷あと・やけどのあと、かさぶたには
使用しないでください。

©Fujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei, and ADK

発売元 **株式会社 浅田館**
東京都東村山市久米川町5-29-7

●お問合せ先 お客様相談室
電話 03-3953-4044
時間 9:00 ~ 17:00 (土、日、祝日を除く)

製造販売元 ジャパンメディック株式会社
富山県富山市横越168

台嬰薬補
部備出専



【効能・効果】

手指の荒れ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、手足のひび・あかぎれ、乾皮症、小児の乾燥性皮膚、しもやけ(ただれを除く)、ぎず・やけどのあとの皮膚のしこり・つぶり(顔面を除く)、打身・ねんざ後のはれ・筋肉痛・関節痛

【用法・用量】

1日1~数回、適量を患部に擦り込むか、またはガーゼ等にはばして貼ってください。

- 定められた用法、用量を厳守してください。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 目に入らないように注意してください。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には医師の診療を受けてください。
- 外用にのみ使用してください。

【成分・分量】100g中

ヘパリン類似物質………0.3g
添加物:グリセリン、スクワラン、流動パラフィン、ワセリン、セレン、サラシミツロウ、グリセリン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンオレイルエーテル、硫酸Mg、パラベン

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変化します)。
- (4)使用期限を過ぎた製品は、使用しないでください。

乾燥性皮膚用薬



乾燥肌を保湿・改善し肌本来のうるおいへ


ヘパリン類似物質
0.3%配合

保湿

抗炎症

血行促進

赤ちゃんや
敏感肌にも



ヘパドroid

油性クリーム

無香料・無着色
ステロイドフリー
エタノールフリー

50g

第2類医薬品

この箱は本剤とともに保管し、
使用の際にはよくお読みください。

⚠ 使用上の注意

❌してはいけないこと

[守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。]

1. 次の人は使用しないでください。
(1) 出血性血液疾患(血友病、血小板減少症、紫斑病など)の人
(2) わずかな出血でも重大な結果をきたすことが予想される人(血液凝固抑制作用を有し出血を助長するおそれがあります)
2. 次の部位には使用しないでください。
目や目の周囲、粘膜(口腔、鼻腔、膈など)

🏥相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
(3) 湿潤やただれのひどい人
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、紫斑

3. 5~6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

副作用被害救済制度 0120-149-931

TS1