

販売名:フレッシュCP

効能・効果

口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去

用法・用量

1回約1mL(1押し)を約50mL(コップ約1/4量)の水でうすめ、1日数回うがいしてください。

用法・用量に関連する注意

(1)定められた用法・用量を厳守してください。(必ずうすめて使用してください)(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(3)うがい用にのみ使用してください。(4)本剤は使用する時のみうすめ、うすめた液は早めに使用してください。

成分・分量 本品100mL中

セチルピリジニウム塩化物水和物 0.25g
グリチルリチン酸二カリウム 0.25g
L-メントール 0.75g
ユーカリ油 0.10g
ウイキョウ油 0.15g
添加物:プロピレングリコール、青色1号

製造
番号
使用
期限



お口やのどの 消毒・殺菌に

フレッシュCP

計量しやすい
ワンプッシュタイプ

うがい **300** 回分
大容量 300mL

あと味スッキリさわやか



家族みんなで使える

指定医薬部外品

使用上の注意

相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
次の症状のある人。 口内のひどいただれ
 - 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- | 関係部位 | 症状 |
|------|-----|
| 口 | 刺激感 |
- 5～6日間使用しても症状の改善がみられない場合は、使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください(紫外線により退色する可能性があります)。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わる)。
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- 本薬剤がプラスチック類、塗装面に付着すると変質することがあるので、付着しないように注意してください。
- 容器が変形するおそれがあるので車の中など高温になる場所に放置しないでください。
- 火気に近づけないでください。

〈製造販売元〉

昭和製薬株式会社

大阪府守口市南寺方東通1-4-12

〈お客様相談窓口〉電話 0120-920-598

受付時間:9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

