

イコサペント酸エチル製剤 エパデールカプセル300・ エパデールS300・エパデールS600・エパデールS900と エパデールEMカプセル2gの**相互取り換え**にご注意ください。

- すべての製品名に「エパデール」が入ります。
- 効能又は効果、用法及び用量、1日の総投与量が異なりますので、処方・調剤いただく際には取り換えにご注意ください。
- 特に、エパデールカプセル300・エパデールS300・エパデールS600・エパデールS900とエパデールEMカプセル2gを相互に切替えされる際には、**患者様へ切替え前の薬剤と用法及び用量が異なること等の適切な服薬指導**をお願い申し上げます（裏面の製品比較表をご参照ください）。
- エパデールEMカプセル2gはエパデールS300・エパデールS600・エパデールS900より粒が大きく、一包の内容量も多くなっています。一口で服用しにくいことが想定される患者様へは、複数回に分けて服用していただくようご指導ください。

※以下の患者様向け服薬指導箋を作成しておりますので、服薬指導の際にご使用ください。

- ▶エパデールカプセル300・エパデールS300・エパデールS600・エパデールS900からエパデールEMカプセル2gへ変わる患者さんへ
- ▶エパデールEMカプセル2gからエパデールカプセル300・エパデールS300・エパデールS600・エパデールS900へ変わる患者さんへ




- エパデールカプセル300・エパデールS300・エパデールS600・エパデールS900には後発品がございますので、合わせてご注意くださいようお願い申し上げます。

共通の**効能又は効果**である「高脂血症」の**用法及び用量**の違い

エパデールカプセル300・エパデールS300・
エパデールS600・エパデールS900

1回900mgを1日2回又は**1回600mgを1日3回**

トリグリセリドの異常を呈する場合には、その程度により、
1回**900mg**、1日3回まで増量できる



エパデールEMカプセル2g

1回2gを1日1回

トリグリセリド高値の程度により、1回**4g**、1日1回まで増量できる



MOCHIDA

処方の際には1日総投与量が「2g」あるいは「4g」であることにご注意ください。

販売名	エパデルカプセル300	エパデルS300	エパデルS600	エパデルS900	エパデルEMカプセル2g
成分・含量	1カプセル中 日局イコサペント酸エチル300mg	1包中 日局イコサペント酸エチル300mg	1包中 日局イコサペント酸エチル600mg	1包中 日局イコサペント酸エチル900mg	1包中 日局イコサペント酸エチル 2g
包装写真					
外箱写真					
色調・剤形	淡黄色透明・軟カプセル剤	微黄色透明・軟カプセル剤			微黄色～淡黄色透明 (軟カプセル剤)
外形		直径約4mmの球形			直径約6mmの球形
効能又は効果	閉塞性動脈硬化症に伴う潰瘍、疼痛及び冷感の改善 高脂血症				高脂血症
用法及び用量	<p>〈閉塞性動脈硬化症に伴う潰瘍、疼痛及び冷感の改善〉 イコサペント酸エチルとして、通常、成人1回600mgを1日3回、毎食直後に経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。</p> <p>〈高脂血症〉 イコサペント酸エチルとして、通常、成人1回900mgを1日2回又は1回600mgを1日3回、食直後に経口投与する。 ただし、トリグリセリドの異常を呈する場合には、その程度により、1回900mg、1日3回まで増量できる。</p>				イコサペント酸エチルとして、通常、成人には1回2gを1日1回、食直後に経口投与する。ただし、トリグリセリド高値の程度により、1回4g、1日1回まで増量できる。
1日総投与量	1800mgまたは2700mg				2gまたは4g