


登録番号 303-3-B9

JAN (日本名) : ペグセタコプラン

JAN (英名) : Pegcetacoplan



nは約800~1100である。

C₁₇₀H₂₄₈N₅₀O₄₇S₄ (ペプチド部分)

ペグセタコプランはPEG化ペプチド(分子量:約43,500)であり、補体C3に結合する2本の同一の合成ペプチドが、C末端リシンアミドのε-アミノ基を介してポリエチレングリコール(分子量:約39,600)の両端にそれぞれ結合している。ペプチド部分は15個のアミノ酸残基からなる。化学名は以下の通りである。

O,O'-ビス[(*S*²,*S*¹²-シクロ{*N*-アセチル-L-イソロイシル-L-システイニル-L-バリル-1-メチル-L-トリプトフィル-L-グルタミンル-L-α-アスパルチル-L-トリプトフィルグリシル-L-アラニル-L-ヒスチジル-L-アルギニル-L-システイニル-L-スレオニル-2-[2-(2-アミノエトキシ)エトキシ]アセチル-L-リシンアミド})-*N*⁶¹⁵-カルボニル]ポリエチレングリコール


Pegcetacoplan is a PEGylated peptide (molecular weight: ca. 43,500) in which two identical synthetic peptides that bind to complement C3 are bound to each terminal of polyethylene glycol (molecular weight: ca. 39,600) via ε-amino group of C-terminal lysine amide. The peptide moiety consists of 15 amino acid residues. Chemical name is as follows:

O,O'-Bis[(*S*²,*S*¹²-cyclo{*N*-acetyl-L-isoleucyl-L-cysteinyl-L-valyl-1-methyl-L-tryptophyl-L-glutaminyl-L-α-aspartyl-L-tryptophylglycyl-L-alanyl-L-histidyl-L-arginyl-L-cysteinyl-L-threonyl-2-[2-(2-aminoethoxy)ethoxy]acetyl-L-lysineamide})-*N*⁶¹⁵-carbonyl]polyethylene glycol

登録番号 303-3-B10

JAN（日本名）：プラルセチニブ水和物

JAN（英名）：Pralsetinib Hydrate



C₂₇H₃₂FN₉O₂ • H₂O


cis-N-{(1*S*)-1-[6-(4-フルオロ-1*H*-ピラゾール-1-イル)ピリジン-3-イル]エチル}-1-メトキシ-4-{4-メチル-6-[(5-メチル-1*H*-ピラゾール-3-イル)アミノ]ピリミジン-2-イル}シクロヘキサン-1-カルボキシアミド 一水和物

cis-N-{(1*S*)-1-[6-(4-Fluoro-1*H*-pyrazol-1-yl)pyridin-3-yl]ethyl}-1-methoxy-4-{4-methyl-6-[(5-methyl-1*H*-pyrazol-3-yl)amino]pyrimidin-2-yl}cyclohexane-1-carboxamide monohydrate

登録番号 303-3-B11

JAN (日本名) : ベルズチファン

JAN (英名) : Belzutifan



C₁₇H₁₂F₃NO₄S


3-[[[(1*S*,2*S*,3*R*)-2,3-ジフルオロ-1-ヒドロキシ-7-(メタンサルホニル)-2,3-ジヒドロ-1*H*-インデン-4-イル]オキシ]-5-フルオロベンゾニトリル

3-[[[(1*S*,2*S*,3*R*)-2,3-Difluoro-1-hydroxy-7-(methanesulfonyl)-2,3-dihydro-1*H*-inden-4-yl]oxy]-5-fluorobenzonitrile

登録番号 303-4-B1

JAN（日本名）：シボピキサント

JAN（英名）：Sivopixant



C₂₅H₂₂ClN₅O₅

(2*S*)-3-[(4*E*)-3-[(4-クロロフェニル)メチル]-2,6-ジオキソ-4-({4-[(ピリジン-2-イル)オキシ]フェニル}イミノ)-1,3,5-トリアジナン-1-イル]-2-メチルプロパン酸

(2*S*)-3-[(4*E*)-3-[(4-Chlorophenyl)methyl]-2,6-dioxo-4-({4-[(pyridin-2-yl)oxy]phenyl}imino)-1,3,5-triazinan-1-yl]-2-methylpropanoic acid

登録番号 303-4-B2

JAN (日本名) : チスレリズマブ (遺伝子組換え)

JAN (英名) : Tislelizumab (Genetical Recombination)

アミノ酸配列及びジスルフィド結合

H鎖


QVQLQESGPG	LVKPSETLSL	TCTVSGFSLT	SYGVHWIRQP	PGKGLEWIGV	50
IYADGSTNYN	PSLKSRVTIS	KDTSKNQVSL	KLSSVTAADT	AVYYCARAYG	100
NYWYIDVWGQ	GTTVTVSSAS	TKGPSVFPLA	PCSRSTSEST	AALGCLVKDY	150
FPEPVTVSWN	SGALTSGVHT	FPAVLQSSGL	YSLSSVVTVP	SSSLGTKTYT	200
CNVDHKPSNT	KVDKRVESKY	GPPCPPCPAP	PVAGGPSVFL	FPPKPKDTLM	250
ISRTPEVTCV	VVAVSQEDPE	VQFNWYVDGV	EVHNAKTKPR	EEQFNSTYRV	300
VSVLTVVHQD	WLNGKEYKCK	VSNKGLPSSI	EKTISKAKGQ	PREPQVYTLT	350
PSQEEMTKNQ	VSLTCLVKGF	YPSDIAVEWE	SNGQPENNYK	TTPPVLDSDG	400
SFFLYSKLTV	DKSRWQEGNV	FSCSVMHEAL	HNHYTQKSLS	LSLGK	445

L鎖

DIVMTQSPDS	LAVSLGERAT	INCKSSESVS	NDVAWYQQKP	GQPPKLLINY	50
AFHRFTGVPD	RFGSGYGTG	FTLTISLQA	EDVAVYYCHQ	AYSSPYTFGQ	100
GTKLEIKRTV	AAPSVFIFPP	SDEQLKSGTA	SVVCLLNNFY	PREAKVQWKV	150
DNALQSGNSQ	ESVTEQDSKD	STYSLSSLT	LSKADYEKHK	VYACEVTHQG	200
LSSPVTKSFN	RGEC				214

H鎖 Q1 : 部分的ピログルタミン酸 ; H鎖 N295 : 糖鎖結合 ; H鎖 K445 : 部分的プロセッシング
H鎖 C132 L鎖 C214, H鎖 C224 H鎖 C224, H鎖 C227 H鎖 C227 : ジスルフィド結合

主な糖鎖の推定構造



C₆₄₁₀H₉₈₉₀N₁₆₈₆O₂₀₁₂S₄₀ (タンパク質部分, 4本鎖)

H鎖 C₂₁₆₆H₃₃₅₃N₅₆₇O₆₇₀S₁₄

L鎖 C₁₀₃₉H₁₅₉₆N₂₇₆O₃₃₆S₆

チスレリズマブは、遺伝子組換え抗 PD-1 モノクローナル抗体であり、その相補性決定部はマウス抗体に由来し、その他はヒト IgG4 に由来する。H鎖の6個のアミノ酸残基が置換 (S226P, E231P, F232V, L233A, D263A, R407K) されている。チスレリズマブは、CHO細胞により産生される。チスレリズマブは、445個のアミノ酸残基からなるH鎖 (γ4鎖) 2本及び214個のアミノ酸残基からなるL鎖 (κ鎖) 2本で構成される糖タンパク質 (分子量: 約147,000) である。

Tislelizumab is a recombinant anti-PD-1 monoclonal antibody, the complementarity-determining regions of which are derived from mouse antibody and other regions are derived from human IgG4. In the H-chain, the amino acid residues are substituted at 6 positions (S226P, E231P, F232V, L233A, D263A, R407K). Tislelizumab is produced in CHO cells. Tislelizumab is a glycoprotein (molecular weight: ca. 147,000) composed of 2 H-chains (γ4-chains) consisting of 445 amino acid residues each and 2 L-chains (κ-chains) consisting of 214 amino acid residues each.

※ JAN 以外の情報は、参考として掲載しました。

International Nonproprietary Names for Pharmaceutical Substances (INN)

RECOMMENDED International Nonproprietary Names: List 80

Notice is hereby given that, in accordance with paragraph 7 of the Procedure for the Selection of Recommended International Nonproprietary Names for Pharmaceutical Substances [*Off. Rec. Wld Health Org.*, 1955, **60**, 3 (Resolution EB15.R7); 1969, **173**, 10 (Resolution EB43.R9); Resolution EB115.R4 (EB115/2005/REC/1)], the following names are selected as Recommended International Nonproprietary Names. The inclusion of a name in the lists of Recommended International Nonproprietary Names does not imply any recommendation of the use of the substance in medicine or pharmacy. Lists of Proposed (1–117) and Recommended (1–78) International Nonproprietary Names can be found in *Cumulative List No. 17, 2017* (available in CD-ROM only).

Dénominations communes internationales des Substances pharmaceutiques (DCI)

Dénominations communes internationales RECOMMANDÉES: Liste 80

Il est notifié que, conformément aux dispositions du paragraphe 7 de la Procédure à suivre en vue du choix de Dénominations communes internationales recommandées pour les Substances pharmaceutiques [*Actes off. Org. mond. Santé*, 1955, **60**, 3 (résolution EB15.R7); 1969, **173**, 10 (résolution EB43.R9); résolution EB115.R4 (EB115/2005/REC/1)] les dénominations ci-dessous sont choisies par l'Organisation mondiale de la Santé en tant que dénominations communes internationales recommandées. L'inclusion d'une dénomination dans les listes de DCI recommandées n'implique aucune recommandation en vue de l'utilisation de la substance correspondante en médecine ou en pharmacie. On trouvera d'autres listes de Dénominations communes internationales proposées (1–117) et recommandées (1–78) dans la *Liste récapitulative No. 17, 2017* (disponible sur CD-ROM seulement).

Denominaciones Comunes Internacionales para las Sustancias Farmacéuticas (DCI)

Denominaciones Comunes Internacionales RECOMENDADAS: Lista 80

De conformidad con lo que dispone el párrafo 7 del Procedimiento de Selección de Denominaciones Comunes Internacionales Recomendadas para las Sustancias Farmacéuticas [*Act. Of. Mund. Salud*, 1955, **60**, 3 (Resolución EB15.R7); 1969, **173**, 10 (Resolución EB43.R9); Resolución EB115.R4 (EB115/2005/REC/1) EB115.R4 (EB115/2005/REC/1)], se comunica por el presente anuncio que las denominaciones que a continuación se expresan han sido seleccionadas como Denominaciones Comunes Internacionales Recomendadas. La inclusión de una denominación en las listas de las Denominaciones Comunes Recomendadas no supone recomendación alguna en favor del empleo de la sustancia respectiva en medicina o en farmacia. Las listas de Denominaciones Comunes Internacionales Propuestas (1–117) y Recomendadas (1–78) se encuentran reunidas en *Cumulative List No. 17, 2017* (disponible sólo en CD-ROM).

Latin , English, French, Spanish: <i>Recommended INN</i>	<i>Chemical name or description; Molecular formula; Graphic formula</i>
<i>DCI Recommandée</i>	<i>Nom chimique ou description; Formule brute; Formule développée</i>
<i>DCI Recomendada</i>	<i>Nombre químico o descripción; Fórmula molecular; Fórmula desarrollada</i>
abrezekimabum # abrezekimab	immunoglobulin Fab G1-kappa, anti-[<i>Homo sapiens</i> IL13 (interleukin 13, IL-13)], neutralizing, humanized monoclonal antibody; VH-(CH1-hinge) gamma1 heavy chain (1-223) [humanized VH (<i>Homo sapiens</i> IGHV2-26*01 (80.8%) -(IGHD)-IGHJ4*01 (100%)) [8.7.14] (1-120) - <i>Homo sapiens</i> IGHG1*01, G1m17, K120 (217) (CH1 (121-218), hinge 1-5 (218-223)) (121-223)], (223-214')-disulfide with kappa light chain (1'-214') [humanized V-KAPPA (<i>Homo sapiens</i> IGKV1-39*01 (87.4%) -IGKJ4*01 (100%)) [6.3.9] (1'-107') - <i>Homo sapiens</i> IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]
abrézékimab	immunoglobuline Fab G1-kappa, anti-[<i>Homo sapiens</i> IL13 (interleukine 13, IL-13)], neutralisant, anticorps monoclonal humanisé; VH-(CH1-charnière) chaîne lourde gamma1 (1-223) [VH humanisé (<i>Homo sapiens</i> IGHV2-26*01 (80.8%) -(IGHD)-IGHJ4*01 (100%)) [8.7.14] (1-120) - <i>Homo sapiens</i> IGHG1*01, G1m17, K120 (217) (CH1 (121-218), charnière 1-5 (218-223)) (121-223)], (223-214')-disulfure avec la chaîne légère kappa (1'-214') [V-KAPPA humanisé (<i>Homo sapiens</i> IGKV1-39*01 (87.4%) -IGKJ4*01 (100%)) [6.3.9] (1'-107') - <i>Homo sapiens</i> IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]
abrezekimab	inmunoglobulina Fab G1-kappa, anti-[<i>Homo sapiens</i> IL13 (interleukina 13, IL-13)], neutralizante, anticuerpo monoclonal humanizado; VH-(CH1-bisagra) cadena pesada gamma1 (1-223) [VH humanizado (<i>Homo sapiens</i> IGHV2-26*01 (80.8%) -(IGHD)-IGHJ4*01 (100%)) [8.7.14] (1-120) - <i>Homo sapiens</i> IGHG1*01, G1m17, K120 (217) (CH1 (121-218), bisagra 1-5 (218-223)) (121-223)], (223-214')-disulfuro con la cadena ligera kappa (1'-214') [V-KAPPA humanizado (<i>Homo sapiens</i> IGKV1-39*01 (87.4%) -IGKJ4*01 (100%)) [6.3.9] (1'-107') - <i>Homo sapiens</i> IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada
 QVTLKESGPV LVKPTETLTL TCTVSGFSLT NYHVQWIRQP PGKALEWLGV 50
 MWSGDGTSFN SVLKSRLTIS RDTSKSQVVL TMTNMDPVDT ATYYCARDGT 100
 IAAMDYFDYW GQGTLTVSS ASTKGFSPVFP LAPSSKSTSG GTAALGCLVK 150
 DYFPEPVTVS WNSGALTSKV HTEPAVLQSS GLYSLSSVVT VPSSSLGTQT 200
 YICNVNKKPS NTKVDKKVEP KSC 223

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera
 DIQMTQSPSS LSASVGRDVT ITCLASEDIS NYLAWYQQKP GKAPKLLIYH 50
 TSRLQDGVPS RFGSGSGSTD FTLTISLQP EDFATYYCQQ GYRFLTPGG 100
 GTKVEIKRTY AAPSVEIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNIFY PREAKVQMKV 150
 DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSLSTLT LSKADYKHK VYACEVTHQG 200
 LSSPVTKSFN RGEK 214

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro

Intra-H (C23-C104) 22-95 147-203

Intra-L (C23-C104) 23'-88' 134'-194'

Inter-H-L (h 5-CL 126) 223-214'

No N-glycosylation sites / pas de site de N-glycosylation / ningún posición de N-glicosilación

adalimumabum beta #
adalimumab beta

immunoglobulin G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* TNF (tumor necrosis factor (TNF) superfamily member 2, TNFSF2, TNF-alpha, TNFA)], human monoclonal antibody;
 gamma1 heavy chain (1-451) [*Homo sapiens* VH (IGHV3-9*01 (93.9%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (92.9%))] [8.8.14] (1-121) -*Homo sapiens* IGHG1*01, G1m17,1 (CH1 K120 (218) (122-219), hinge (220-234), CH2 (235-344), CH3 D12 (360), L14 (362) (345-449), CHS (450-451)) (122-451)], (224-214')-disulfide with kappa light chain (1'-214') [*Homo sapiens* V-KAPPA (IGKV1-27*01 (95.8%) -IGKJ1*01 (91.7%))] [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]; dimer (230-230":233-233")-bisdisulfide

adalimumab bêta

immunoglobuline G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* TNF (facteur de nécrose tumorale membre 2 de la superfamille du TNF, TNFSF2, TNF-alpha, TNFA)], anticorps monoclonal humain;
 chaîne lourde gamma1 (1-451) [*Homo sapiens* VH (IGHV3-9*01 (93.9%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (92.9%))] [8.8.14] (1-121) -*Homo sapiens* IGHG1*01, G1m17,1 (CH1 K120 (218) (122-219), charnière (220-234), CH2 (235-344), CH3 D12 (360), L14 (362) (345-449), CHS (450-451)) (122-451)], (224-214')-disulfure avec la chaîne légère kappa (1'-214') [*Homo sapiens* V-KAPPA (IGKV1-27*01 (95.80%) -IGKJ1*01 (91.7%))] [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]; dimère (230-230":233-233")-bisdisulfure

adalimumab beta

inmunoglobulina G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* TNF (factor de necrosis tumoral miembro 2 de la superfamilia del TNF, TNFSF2, TNF-afa, TNFA)], anticuerpo monoclonal humano;
 cadena pesada gamma1 (1-451) [*Homo sapiens* VH (IGHV3-9*01 (93.9%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (92.9%))] [8.8.14] (1-121) -*Homo sapiens* IGHG1*01, G1m17,1 (CH1 K120 (218) (122-219), bisagra (220-234), CH2 (235-344), CH3 D12 (360), L14 (362) (345-449), CHS (450-451)) (122-451)], (224-214')-disulfuro con la cadena ligera kappa (1'-214') [*Homo sapiens* V-KAPPA (IGKV1-27*01 (95.80%) -IGKJ1*01 (91.7%))] [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]; dímero (230-230":233-233")-bisdisulfuro

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada
 EVQLVESGGG LVQPGRSLRL SCAASGFTFD DYAMHWVRQA PGKGLEWVSA 50
 ITWNSGHIDY ADSVEGRFTI SRDNAKNSLY LQMNLSRAED TAVYICAKVS 100
 ILSTASSLDY WQQGTLVTVS BASTKGFVSF FLAPSRKSTS GGTAAALGLV 150
 KDFVFEFVY SWMSGALTSQ VHTFAVLQS SGLVLSLWV TVPSSSLGTQ 200
 TYICNVNHPK SNTKVDKVE PKSCDKTHTC PFCPAPELLG GPSVFLFPFK 250
 PKDTLMISRT PEVTCVVVDV SHEDPEVKFN WYVDGVEVHN AKTKPREEQY 300
 NSTYRVVSVL TVLHQDWLNG KEYCKYVSNK ALFAPIEKTI SKAKGQPREP 350
 QVYTLPPSRD ELTKNQVSLT CLVKGKYPFD IAVEWESNG PENNYKTFP 400
 VLDSGDSFFL YSKLTVDKSR WQQGNVFCSS VMHEALHNY TQKSLSLSPG 450
 K 451

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera
 DIQMTQSPFS LSASVGRVT ITCRASQGIR NYLAWYQQKPK GKAPKLLIYA 50
 ASTLOSQVPS RFGSGSGTD FTLTISISLPQ EDVATYYCQR YNRPATYEQ 100
 GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNEY PREAKVQKVF 150
 DNALQGSNSQ ESVTEQDSKD STYLSLSTLT LSKADYKHKH VYACEVTHQG 200
 LSSPVTKSFN RGECL 214

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro
 Intra-H (C23-C104) 22-96 148-204 265-325 371-429
 22°-96° 148°-204° 265°-325° 371°-429°
 Intra-L (C23-C104) 23°-88° 134°-194°
 23°-88° 134°-194°
 Inter-H-L (h 5-CL 126) 224-214° 224°-214°
 Inter-H-H (h 11, h 14) 230-230° 233-233°
 N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación
 H CH2 N84.4
 301, 301*
 Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires
 complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantennarios complejos fucosilados
 G0F predominant / prédominant / predominante, G2F52 (0,10 ± 0,04%), Man4 (0,00 ± 0,01%)

apadamtasum alfa #
 apadamtase alfa

human metalloproteinase with thrombospondin motifs 13
 (metalloproteinase ADAMTS13), produced in Chinese hamster
 ovary (CHO) cells, glycoform alfa

apadamtase alfa

métalloprotéinase avec thrombospondine motif 13
 (métalloprotéinase ADAMTS13) humaine, produite par des cellules
 ovariennes de hamsters chinois (CHO), glycoforme alfa

apadamtasa alfa


metaloproteinasa con trombospondina-motif 13 (metalloproteinasa
 ADAMTS13) humana, producida por las células ováricas de
 hamsters chinos (CHO), glicofoma alfa

AAGGILHLEL LVAVGPDVVFQ AHQEDTERYV LTNLNIGABL LRDPISLGAQF 50
 RVHLVKMVL TEPEGAPNIT ANLTSLLSV CGWSQTINPE DDTDPGHADL 100
 VLYITRFDLE LPDGNRQVRG VTQLGGACSP TWSCLITEDT GFDLGVITIAH 150
 EIGHSPGLEH DGAPGSGCGP SGHVMSADGA APRAGLAWSP CSRRLSLL 200
 SAGRARCVDW PPRPQPGSAG HPPDAQPPLY YSANEQCRVA FGPKAIVACTF 250
 AREHLDMCQA LSCHTDPLDQ SSCSRLVPL LDGTECGVEK WCSKGRCSRSL 300
 VELTPIAAVH GRWSSWGPSS PCSRSCTGGV VTRRRQCNPP RPAFGGRACV 350
 GADLQAEHCN TQACEKTQLE FMSQQCARTD GQFLRSSPFG ASFYHWGAIV 400
 FHSQGDALCR HMCRAIGESF IMKRGDSFLD GTRCMFSPGFR EDGTLSLCVS 450
 GSCRFPGCDG RMDSQQVWDR CQVCGDNST CSFRKGSFTA GRAREYVTF 500
 TVTPNLTSVY IANRHLPTH LAVRIGGRVY VAGKMSISPN TTYPSLLEDG 550
 RVEYRVALTE DRLEPRLEIR IWGPLEQEDAD IQVYRYGEE YQNLTRPDIT 600
 FTYFQPKFRQ ANWVAVRGP CSVSCGAGLR WNNYSCLDQA RKELVETVQC 650
 QGSQQPPAW EACVLEPCPP YWAVGDFGPC SASCGGLRE RVRVCVEAQC 700
 SLLKTLPPAR CRAGAQPAPV ALETNCPQPC PARWEVSEPS SCTSAGGAGL 750
 ALENETCVPG ADGLEAFVTE GPGSVDEKLP APEPCVGMSC PPGWGHLDAT 800
 SAGEKAPSPW GSIRTAGAQA HWVTPAAGSC SVSCGRGLME LRFLCMDSAL 850
 RVPVQEEELCG LASKPGRRE VCQAVPCPAR WQYKLAACSV SCGRGVVRR 900
 LYCARAHGED DGEIILLDTQ CQGLPRPEQP EACSLPEPCPP RWKVMSLGPC 950
 SASCGLGTAR RSVACVQLDQ GQDVEVEA CAALVRPEAS VPCLADCTY 1000
 RWHVGTWMEC SVSCGDGIQR RRDTCLGPAQ QAPVPADEFQ HLPKPVTVRG 1050
 CWAGPCVVGQ TPVSLVPEEA AAPGRTTATP AGASLEWSQA RGLLFSAPQ 1100
 PRLLPGPQE NSVQSSACGR QHLEPTGTID MRGPGQADCA VAIGRPLGEV 1150
 VTLRVLESLL NCSAGMLLL WRLTWRKMC RKLLDMTFSS KTNLTVVRQR 1200
 CGRPGGGVLL RYGSQALPET FYRECDMQLF GPWGEIVSPS LSPATSNAG 1250
 CRLFINVAPH ARIAIALALAT NMGAGTEGAN ASYLIRDRTH SLRTTAFHQ 1300
 QVLYWESESS QAEMEFSEGF LKAQASLRGQ YWTLQSWVPE MQDPQSWKKG 1350
 EGT 1353

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro
 81-134 128-207 168-191 237-263 248-273 258-292
 286-297 322-359 326-364 337-349 376-413 409-448
 434-453 458-474 471-481

Glycosylation sites (N) / Sites de glycosylation (N) / Posiciones de glicosilación (N)
 Asn-68 Asn-72 Asn-478 Asn-505 Asn-540 Asn-593
 Asn-633 Asn-754 Asn-1161 Asn-1280

Glycosylation sites (O) / Sites de glycosylation (O) / Posiciones de glicosilación (O)
 Ser-325 Ser-624 Ser-683 Ser-833 Ser-891 Ser-953 Ser-1013

apraglutidum apraglutide	5,7- <i>O</i> -didephosphono[Ala ² >Gly, Met ¹⁰ >Ahx, Asn ¹¹ >D-Phe, Asn ¹⁶ >Leu]human glucagon-like peptide 2 (1-33)-peptide 33-amide: L-histidylglycyl-L- α -aspartylglycyl-L-seryl-L-phenylalanyl-L-seryl-L- α -aspartyl-L- α -glutamyl-L-2-aminohexanoyl-D-phenylalanyl-L-threonyl-L- <i>iso</i> leucyl-L-leucyl-L- α -aspartyl-L-leucyl-L-leucyl-L-alanyl-L-alanyl-L-arginyl-L- α -aspartyl-L-phenylalanyl-L- <i>iso</i> leucyl-L-asparaginyll-tryptophyl-L-leucyl-L- <i>iso</i> leucyl-L-glutaminyll-threonyl-L-lysyl-L- <i>iso</i> leucyl-L-threonyl-L- α -asparagine
apraglutide	5,7- <i>O</i> -didephosphono[Ala ² >Gly, Met ¹⁰ >Ahx, Asn ¹¹ >D-Phe, Asn ¹⁶ >Leu]peptide semblable au glucagon 2 humain (1-33)-peptide 33-amide: L-histidylglycyl-L- α -aspartylglycyl-L-séryl-L-phénylalanyl-L-séryl-L- α -aspartyl-L- α -glutamyl-L-2-aminohexanoyl-D-phénylalanyl-L-thréonyl-L- <i>iso</i> leucyl-L-leucyl-L- α -aspartyl-L-leucyl-L-leucyl-L-alanyl-L-alanyl-L-arginyl-L- α -aspartyl-L-phénylalanyl-L- <i>iso</i> leucyl-L-asparaginyll-tryptophyl-L-leucyl-L- <i>iso</i> leucyl-L-glutaminyll-thréonyl-L-lysyl-L- <i>iso</i> leucyl-L-thréonyl-L- α -asparagine
apraglutida	5,7- <i>O</i> -didefosono[Ala ² >Gly, Met ¹⁰ >Ahx, Asn ¹¹ >D-Phe, Asn ¹⁶ >Leu] péptido similar al glucagón humano 2-(1-33)-péptido 33-amida: L-histidilglicil-L- α -aspartilglicil-L-seril-L-fenilalanil-L-seril-L- α -aspartil-L- α -glutamil-L-2-aminohexanoil-D-fenilalanil-L-treonil-L- <i>iso</i> leucil-L-leucil-L- α -aspartil-L-leucil-L-leucil-L-alanil-L-alanil-L-arginil-L- α -aspartil-L-fenilalanil-L- <i>iso</i> leucil-L-asparaginil-L-triptofil-L-leucil-L- <i>iso</i> leucil-L-glutaminiil-L-treonil-L-lisil-L- <i>iso</i> leucil-L-threonil-L- α -asparagina
	C ₁₇₂ H ₂₆₃ N ₄₃ O ₅₂ H-His-Gly-Asp-Gly-Ser-Phe-Ser-Asp-Glu-Ahx-D-Phe-Thr-Ile-Leu-Asp-Leu-Leu-Ala-Arg-Ala-Asp-Phe-Ile-Asn-Trp-Leu-Ile-Gln-Thr-Lys-Ile-Thr-Asp-NH ₂
arazasetronum arazasetron	<i>N</i> -[(3 <i>R</i>)-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-yl]-6-chloro-4-methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2 <i>H</i> -1,4-benzoxazine-8-carboxamide
arazasétron	<i>N</i> -[(3 <i>R</i>)-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-yl]-6-chloro-4-méthyl-3-oxo-3,4-dihydro-2 <i>H</i> -1,4-benzoxazine-8-carboxamide
arazasetrón	<i>N</i> -[(3 <i>R</i>)-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-il]-6-cloro-4-metil-3-oxo-3,4-dihidro-2 <i>H</i> -1,4-benzoxazina-8-carboxamida
	C ₁₇ H ₂₀ ClN ₃ O ₃ 
belantamabum # belantamab	immunoglobulin G1-kappa, anti-[<i>Homo sapiens</i> TNFRSF17 (TNF receptor superfamily member 17, tumor necrosis factor receptor superfamily, member 17, B cell maturation antigen, BCMA, BCM, TNFRSF13A, CD269)], humanized monoclonal antibody;

	<p>gamma1 heavy chain (1-451) [humanized VH (<i>Homo sapiens</i> IGHV1-69*06 (83.7%)-(IGHD)-IGHJ4*01 (85.7%)) [8.8.14] (1-121) -<i>Homo sapiens</i> IGHG1*01, G1m17,1 (CH1 K120 (218) (122-219), hinge (220-234), CH2 (235-344), CH3 D12 (360), L14 (362) (345-449), CHS (450-451)) (122-451)], (224-214')-disulfide with kappa light chain (1'-214') [humanized V-KAPPA (<i>Homo sapiens</i> IGKV1-33*01 (90.5%)-IGKJ2*02 (100%)) [6.3.9] (1'-107') -<i>Homo sapiens</i> IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214'')]; dimer (230-230":233-233")-bisdisulfide</p>
bélantamab	<p>immunoglobuline G1-kappa, anti-[<i>Homo sapiens</i> TNFRSF17 (membre 17 de la superfamille des récepteurs du TNF, membre 17 de la superfamille des récepteur du facteur de nécrose tumorale, antigène de maturation de cellule B, BCMA, BCM, TNFRSF13A, CD269)], anticorps monoclonal humanisé; chaîne lourde gamma1 (1-451) [VH humanisé (<i>Homo sapiens</i> IGHV1-69*06 (83.7%)-(IGHD)-IGHJ4*01(85.7%)) [8.8.14] (1-121) -<i>Homo sapiens</i> IGHG1*01, G1m17,1 (CH1 K120 (218) (122-219), charnière (220-234), CH2 (235-344), CH3 D12 (360), L14 (362) (345-449), CHS (450-451)) (122-451)], (224-214')-disulfure avec la chaîne légère kappa (1'-214') [V-KAPPA humanisé (<i>Homo sapiens</i> IGKV1-33*01 (90.5%)-IGKJ2*02 (100%)) [6.3.9] (1'-107') -<i>Homo sapiens</i> IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214'')]; dimère (230-230":233-233")-bisdisulfure</p>
belantamab	<p>inmunoglobulina G1-kappa, anti-[<i>Homo sapiens</i> TNFRSF17 (miembro 17 de la superfamilia de los receptores del TNF, miembro 17 de la superfamilia del receptor del factor de necrosis tumoral, antígeno de maduración de célula B, BCMA, BCM, TNFRSF13A, CD269)], anticuerpo monoclonal humanizado; cadena pesada gamma1 (1-451) [VH humanizado (<i>Homo sapiens</i> IGHV1-69*06 (83.7%)-(IGHD)-IGHJ4*01(85.7%)) [8.8.14] (1-121) -<i>Homo sapiens</i> IGHG1*01, G1m17,1 (CH1 K120 (218) (122-219), bisagra (220-234), CH2 (235-344), CH3 D12 (360), L14 (362) (345-449), CHS (450-451)) (122-451)], (224-214')-disulfuro con la cadena ligera kappa (1'-214') [V-KAPPA humanizado (<i>Homo sapiens</i> IGKV1-33*01 (90.5%)-IGKJ2*02 (100%)) [6.3.9] (1'-107') -<i>Homo sapiens</i> IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214'')]; dímero (230-230":233-233")-bisdisulfuro</p>
	<p>Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada</p> <pre> QVQLVQSGAE VPKPGSSSVKV SCKASGGTFS NYMMHWVRQA PGQGLEWMSA 50 TYRGHSDTHY NQKPKGRVTI TADKSTSTAY MELSSLRSED TAVYICARGA 100 IYDGHVLDLN WQGGTLTFTS SASTKGFSTV FLAPSSKSTG GGTALGCLV 150 KDYFPEPFTV SWNSGALTSQ VHTFPAVLQS SGLYSLSSVQ TFPSSSLGTQ 200 TYICNVNHRF SNTKVDKVE PKSCDKHTIC PFCPAPPELLG GPSVFLFPFK 250 FKDTLMSIRT FEVTCVVVDV SHEDEPKFN WYVDGVEVIN AKTKPREEQY 300 NSTYRVVSVL TVLHQQDLNG KEYKCKVSNK ALPAPIEKTI SKAKGQPREP 350 QVYTLPPSRD ELTRKQVSLT CLVKGFPYSD IAVENESNGQ PENNYKTPPP 400 VLDSDGSFFL YSKLTVDKSR WQQQNVFSCS VMHEALHNHY TQKLSLSLSPG 450 K 451 </pre> <p>Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera</p> <pre> DIQMTQSPSS LSASVGRDRT ITCASQDIS NYLNWYQQKPK GKAPKLLIYY 50 TSNLSHGVPK RFGSGSGTD FTLTISLIQF EDFATYYCQ YRKLPTFGQ 100 GTKLEIKRTV AAPSVFIFFP SDEQLKSGTA SVVCLLNNEY PREAKVQNKV 150 DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSLSLTIT LSKADYEKHK VYACEVTHQG 200 LSSPVTKSFN RGEC 214 </pre> <p>Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro</p> <p>Intra-H (C23-C104) 22-96 148-204 265-325 371-429 22"-96" 148"-204" 265"-325" 371"-429"</p> <p>Intra-L (C23-C104) 23"-88" 134"-194" 23"-88" 134"-194"</p> <p>Inter-H-L (h 5-CL 126) 224-214' 224"-214" Inter-H-H (h 11, h 14) 230-230" 233-233"</p> <p>N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación</p> <p>H CH2N84.4: 301, 301"</p> <p>100% afucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires complexes 100% afucosylés / glicanos de tipo CHO biantennarios complejos 100% afucosilados. G0 > 75%.</p> <p>C-terminal lysine clipping: H CHS K2:451, 451" (clipping >90%).</p>

belantamabum mafodotinum #

belantamab mafodotin

immunoglobulin G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* TNFRSF17 (TNF receptor superfamily member 17, tumor necrosis factor receptor superfamily, member 17, B cell maturation antigen, BCMA, BCM, TNFRSF13A, CD269)], humanized monoclonal antibody conjugated to auristatin F;

gamma1 heavy chain (1-451) [humanized VH (*Homo sapiens* IGHV1-69*06 (83.7%) -(IGHD)-IGHJ4*01 (85.7%)) [8.8.14] (1-121) - *Homo sapiens* IGHG1*01, G1m17,1 (CH1 K120 (218) (122-219), hinge (220-234), CH2 (235-344), CH3 D12 (360), L14 (362) (345-449), CHS (450-451)) (122-451)], (224-214')-disulfide with kappa light chain (1'-214') [humanized V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV1-33*01 (90.5%) -IGKJ2*02 (100%)) [6.3.9] (1'-107') - *Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191)(108'-214')]; dimer (230-230":233-233")-bisdisulfide; conjugated, on an average of 4 cysteinyl, to monomethylauristatin F (MMAF), via a noncleavable maleimidocaproyl (mc) linker

For the *mafodotin* part, please refer to the document "*INN for pharmaceutical substances: Names for radicals, groups and others*".

bélantamab mafodotine

immunoglobuline G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* TNFRSF17 (membre 17 de la superfamille des récepteurs du TNF, membre 17 de la superfamille des récepteur du facteur de nécrose tumorale, antigène de maturation de cellule B, BCMA, BCM, TNFRSF13A, CD269)], anticorps monoclonal humanisé conjugué à l'auristatine F; chaîne lourde gamma1 (1-451) [VH humanisé (*Homo sapiens* IGHV1-69*06 (83.7%) -(IGHD)-IGHJ4*01(85.7%)) [8.8.14] (1-121) - *Homo sapiens* IGHG1*01, G1m17,1 (CH1 K120 (218) (122-219), charnière (220-234), CH2 (235-344), CH3 D12 (360), L14 (362) (345-449), CHS (450-451)) (122-451)], (224-214')-disulfure avec la chaîne légère kappa (1'-214') [V-KAPPA humanisé (*Homo sapiens* IGKV1-33*01 (90.5%) -IGKJ2*02 (100%)) [6.3.9] (1'-107') - *Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]; dimère (230-230":233-233")-bisdisulfure; conjugué, sur 4 cystéinyl en moyenne, au monométhylauristatine F (MMAF), via un linker maléimidocaproyl (mc) non clivable

Pour la partie *mafodotine*, veuillez-vous référer au document "*INN for pharmaceutical substances: Names for radicals, groups and others*".

belantamab mafodotina

immunoglobulina G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* TNFRSF17 (miembro 17 de la superfamilia de los receptores del TNF, miembro 17 de la superfamilia de los receptores del factor de necrosis tumoral, antígeno de maduración de célula B, BCMA, BCM, TNFRSF13A, CD269)], anticuerpo monoclonal humanizado conjugado con la auristatina F;

cadena pesada gamma1 (1-451) [VH humanizado (*Homo sapiens* IGHV1-69*06 (83.7%) -(IGHD)-IGHJ4*01(85.7%)) [8.8.14] (1-121) - *Homo sapiens* IGHG1*01, G1m17,1 (CH1 K120 (218) (122-219), bisagra (220-234), CH2 (235-344), CH3 D12 (360), L14 (362) (345-449), CHS (450-451)) (122-451)], (224-214')-disulfuro con la cadena ligera kappa (1'-214') [V-KAPPA humanizado (*Homo sapiens* IGKV1-33*01 (90.5%) -IGKJ2*02 (100%)) [6.3.9] (1'-107') - *Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]; dímero (230-230":233-233")-bisdisulfuro; conjugado, en 4 cisteinil por término medio, con monometilauristatina F (MMAF), mediante un enlace maléimidocaproyl (mc) no escindible

Para la fracción *mafodotina*, se pueden dirigir al documento "*INN for pharmaceutical substances: Names for radicals, groups and others*".

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada
 QVQLVQSGAE VKKPGSSVKV SCKASGGTFS NYWMHWVRQA PGQGLEWVGA 50
 TYRGRHSDTYI NQRFKGRVTI TADKSTSTAY MELSSLRSED TAVYYCARGA 100
 IYDGYDVLN WGQGLVTVS SASTKGPSVF PLAPSSKSTS GGTAAALGCLV 150
 KDYFPEPEVTV SWNSGALTSV VHTFPAVLQS SGLYSLSSVV TVPSSSLGTQ 200
 TYICNVNPKP SNTKVDKKE PKSCDKTHTC PPCPAPELLG GPSVFLFPFK 250
 PKDTLMISRT PEVTCVVVDV SHEDPEVKFN WYVDGVEVHN AKTKPREEQY 300
 NSTYRVVSVL TVLHQDWLNG KEYKCKVSNK ALPAPIEKTI SKAKGQPREP 350
 QVYTLPPSRD ELTKNQVSLT CLVKGFYPSD IAVWEWSNGQ FENNYKTPFP 400
 VLDSGDSFLL YSKLTVDKSR WQGNVVFSCS VMHEALHNYH TQKSLSLSPG 450
 K 451

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera
 DIQMTQSPSS LSASVGRVIT ITCSASQDIS NYLNWYQQKP GKAPKLLIYY 50
 TSNLHSGVPS RFSGSGSGTD FTLTISSLPQ EDFATYYCQQ YRKLPTWTFGQ 100
 GTKLEIKRTV AAPSVEIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNFFY PREARVQWVKV 150
 DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSLSLT LSKADYERHK VYACEVTHQG 200
 LSSPVTKSFN RGEC 214

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro
 Intra-H (C23-C104) 22-96 148-204 265-325 371-429
 22"-96" 148"-204" 265"-325" 371"-429"
 Intra-L (C23-C104) 23"-88" 134"-194"
 23"-88" 134"-194"
 Inter-H-L (h 5-CL 126)* 224-214' 224"-214"
 Inter-H-H (h 11, h 14)* 230-230" 233-233"

*Two or three of the inter-chain disulfide bridges are not present, an average of 4 cysteinyl being conjugated each via a thioether bond to a drug linker. *Deux ou trois des ponts disulfures inter-chaînes ne sont pas présents, 4 cystéinyl en moyenne étant chacun conjugué via une liaison thioéther à un linker-principe actif. *Faltan dos o tres puentes disulfuro inter-catenarios, una media de 4 cisteinil está conjugada a conectores de principio activo.

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación
 H CH2 N84.4:
 301, 301"
 100% afucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires complexes 100% afucosylés / glycanes de type CHO biantennarios complejos
 100% afucosilados.
 G0 > 75%.

C-terminal lysine clipping:
 H CHS K2: 451, 451" (clipping >90%)

belvarafenibum
 belvarafenib

4-amino-*N*-[1-(3-chloro-2-fluoroanilino)-6-methylisoquinolin-5-yl]thieno[3,2-*d*]pyrimidine-7-carboxamide


belvarafénib

4-amino-*N*-[1-(3-chloro-2-fluoroanilino)-6-méthylisoquinolin-5-yl]thiéno[3,2-*d*]pyrimidine-7-carboxamide

belvarafenib

4-amino-*N*-[1-(3-cloro-2-fluoroanilino)-6-metilisoquinolin-5-il]tiéno[3,2-*d*]pirimidina-7-carboxamida

C₂₃H₁₆ClF₂N₆OS



bersanlimabum #
 bersanlimab

immunoglobulin G1-lambda, anti-[*Homo sapiens* ICAM1 (intercellular adhesion molecule 1, ICAM-1, CD54)], human monoclonal antibody;

	<p>gamma1 heavy chain (1-447) [<i>Homo sapiens</i> VH (IGHV3-33*01 (90.8%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (100%)) [8.8.10] (1-117) -<i>Homo sapiens</i> IGHG1*01, G1m17,1 (CH1 K120 (214) (118-215), hinge (216-230), CH2 (231-340), CH3 D12 (356), L14 (358) (341-445), CHS (446-447)) (118-447)], (220-216')-disulfide with lambda light chain (1'-217') [<i>Homo sapiens</i> V-LAMBDA (IGKV1-40*01 (92.9%) - IGLJ3*02, 91.7%, V2>L (101)) [9.3.11] (1'-111') -<i>Homo sapiens</i> IGLC3*04 (112'-217')]; dimer (226-226":229-229")-bisdisulfide</p>
bersanlimab	<p>immunoglobuline G1-lambda, anti-[<i>Homo sapiens</i> ICAM1 (molécule 1 d'adhésion cellulaire, ICAM-1, CD54)], anticorps monoclonal humain;</p> <p>chaîne lourde gamma1 (1-447) [<i>Homo sapiens</i> VH (IGHV3-33*01 (90.8%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (100%)) [8.8.10] (1-117) -<i>Homo sapiens</i> IGHG1*01, G1m17,1 (CH1 K120 (214) (118-215), charnière (216-230), CH2 (231-340), CH3 D12 (356), L14 (358) (341-445), CHS (446-447)) (118-447)], (220-216')-disulfure avec la chaîne légère lambda (1'-217') [<i>Homo sapiens</i> V-LAMBDA (IGKV1-40*01 (92.9%) - IGLJ3*02, 91.7%, V2>L (101)) [9.3.11] (1'-111') - <i>Homo sapiens</i> IGLC3*04 (112'-217')]; dimère (226-226":229-229")-bisdisulfure</p>
bersanlimab	<p>immunoglobulina G1-lambda, anti-[<i>Homo sapiens</i> ICAM1 (molécula 1 de adhesión celular, ICAM-1, CD54)], anticuerpo monoclonal humano;</p> <p>cadena pesada gamma1 (1-447) [<i>Homo sapiens</i> VH (IGHV3-33*01 (90.8%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (100%)) [8.8.10] (1-117) -<i>Homo sapiens</i> IGHG1*01, G1m17,1 (CH1 K120 (214) (118-215), bisagra (216-230), CH2 (231-340), CH3 D12 (356), L14 (358) (341-445), CHS (446-447)) (118-447)], (220-216')-disulfuro con la cadena ligera lambda (1'-217') [<i>Homo sapiens</i> V-LAMBDA (IGKV1-40*01 (92.9%) - IGLJ3*02, 91.7%, V2>L (101)) [9.3.11] (1'-111') - <i>Homo sapiens</i> IGLC3*04 (112'-217')]; dímero (226-226":229-229")-bisdisulfuro</p>
	<p>Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada</p> <pre>EVQLLESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS NAWMSWVRQA PGKLEWVAF 50 INVDNSKYY ADSVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMSLRAED TAVYYCARYS 100 GWYFDYWGQG TLVTVSSAST KGPSVFFPLAP SSKSTSGGTA ALGCLVKDYF 150 PEPVTVSWNS GALTSGVHTF PAVLQSSGLY SLSSVVTVPS SSLGTQTYIC 200 NVNHKPSNTK VDKKVEPKSC DKHTCPCPCP APELLGGPSV FLFPPKPKDT 250 LMSRTPEVTV CVVVDVSHED PEVKFNWYVD GVEVHNAKTK PREEQYNSTY 300 RVVSVLTVLH QDWLNGKEYK CKVSNKALPA PIEKTIISKAK GQPREPQVYT 350 LPFSDDELTK NQVSLTCLVK GFYPSDIAVE WESNGQPENN YKTTTPVLDL 400 DGSFFLYSKL TVDKSRWQQG NVEFCSVMHE ALHNHYTQKS LSLSPGK 447</pre> <p>Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera</p> <pre>QSVLTQPPSA SGTTPGQRTI SCTGSSSNIG AGYDVHWYQQ LFGTAPKLLI 50 YDNNRPSGV PDRFSGSKSG TSASLAISGL RSEDEADYYC QSYDSSLASAW 100 LFGGKTLTV LGQPKAAPSV TLFPSSSEEL QANKATLVCL ISDFYPGAVT 150 VAWKADSSPV KAGVETTPS KQSNKYYAAS SYLSLTPEQW KSHRSYSCQV 200 THEGSTVEKT VAPTECS 217</pre> <p>Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro</p> <p>Intra-H (C23-C104) 22-96 144-200 261-321 367-425 22"-96" 144"-200" 261"-321" 367"-425"</p> <p>Intra-L (C23-C104) 22"-90" 139"-198" 22"-90" 139"-198"</p> <p>Inter-H-L (h 5-CL 126) 220-216' 220"-216" Inter-H-H (h 11, h 14) 226-226" 229-229"</p> <p>N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación H CH2 N84 4: 297, 297"</p> <p>Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantennarios complejos fucosilados G0F, G1F</p>

bifikafuspum alfa #
bifikafusp alfa

immunoglobulin single-chain variable fragment anti-(human f bronectin ED-B domain) (1-236), with a GDGSSGGSGGAS linker (117-128) between the VH and VL regions, fused, via a EF(S₄G)₃ linker (237-253), to human interleukin-2 (IL2) (254-386), non-covalent dimer, produced in mouse hybridoma cells, glycoform alfa: scFv-IL2 chain (1-386) [*Homo sapiens* VH (IGHV3-23*01 (94.9%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (100%)) [8.8.9] (1-116) -12-mer linker (117-128) -*Homo sapiens* V-KAPPA (IGKV3-20*01 (94.8%) -IGKJ1*01 (100%)) [7.3.9] (129-236) -17-mer EF(SSSSG)₃ linker (237-253) -*Homo sapiens* IL2 (Pr21-153) (254-386)]; noncovalent dimer

bifikafusp alfa

immunoglobuline à chaîne unique Fragment variable (scFv), anti-(domaine ED-B de la fibronectine humaine) (1-236), avec un linker GDGSSGGSGGAS (117-128) entre les régions VH et VL, fusionnée, via un linker EF(S₄G)₃ (237-253), à l'interleukine 2 (IL2) humaine (254-386), dimère non covalent, produit par des cellules hybridomes de souris, glycoforme alfa: chaîne scFv-IL2 (1-386) [*Homo sapiens* VH (IGHV3-23*01 (94.9%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (100%)) [8.8.9] (1-116) -12-mer linker(117-128) -*Homo sapiens* V-KAPPA (IGKV3-20*01 (94.80%) -IGKJ1*01 (100%)) [7.3.9] (129-236) -17-mer EF(SSSSG)₃ linker (237-253) -*Homo sapiens* IL2 (Pr21-153) (254-386)]; dimère non-covalent

bifikafusp alfa


immunoglobulina con una cadena única Fragmento variable (scFv), anti-(dominio ED-B de la fibronectina humana) (1-236), con un enlace GDGSSGGSGGAS (117-128) entre las regiones VH y VL, fusionada, a través de un enlace EF(S₄G)₃ (237-253), con la interleukina 2 (IL2) humana (254-386), dímero no covalente, producido por las células h bridomas de ratón, glicofoma alfa: cadena scFv-IL2 (1-386) [*Homo sapiens* VH (IGHV3-23*01 (94.9%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (100%)) [8.8.9] (1-116) -12-mer ligante (117-128) -*Homo sapiens* V-KAPPA (IGKV3-20*01 (94.80%) -IGKJ1*01 (100%)) [7.3.9] (129-236) -17-mer EF(SSSSG)₃ ligante (237-253) -*Homo sapiens* IL2 (Pr21-153) (254-386)]; dímero no covalente

```
EVQLLESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS SFMSWVRQA PGKLEWVSS 50
ISGSSGTTY ADSVKGRTI SRDnskntly LQmNSLRAED TAVYYCAKPF 100
PYFDYWGQQT LVTVSSGDGS SGGSGGASEI VLTQSPGTL S LSPGERATLS 150
CRASQSVSSS FLAWYQKPG QAPRLLIYA SSRATGIPDR FSGSGSDF 200
TLTISRLEPE DFAVYQCQT GRIPPTFGQG TKVEIKFESS SSGSSSGSS 250
SSGAPTSST KKTQLQLEHL LLDLQMLNG INNYKNPKLT RMLTFKFFMP 300
KKATELKHLO CLEEBELKPLE EVLNLAQSKN FHLRPRDLIS NINVIVLELK 350
GSETTFMCEY ADETATIVF LNRWITFCQS IISTLT 386
```

Disulfide bridges location / Positions des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro

Intra-H : 22-96
Intra-L : 151-217
IL2 portion : 311-358

Glycosylation site (O) / Site de glycosylation (O) / Posición de glicosilación (O)
Thr-256

bizalimogenum ralaplasmidum # bizalimogene ralaplasmid	a DNA plasmid encoding genes for human papilloma virus type 18 (HPV-18) E6 and E7 proteins whose expression is driven by the human cytomegalovirus (hCMV) promoter with the bovine growth hormone (bGH) 3'end gene and bGH gene polyA signal
bizalimogène ralaplasme	ADN plasmidique contenant les gènes codant pour les protéines E6 et E7 du virus du papillome humain de type 18 (HPV-18), dont l'expression est dirigée par le promoteur du cytomégalovirus humain (hCMV) avec la région 3'-terminale du gène de l'hormone de croissance bovine (bGH) et le signal poly-A du gène de la bGH
bizalimogén ralaplásmido	un DNA plasmídico que contiene genes que codifican para las proteínas E6 y E7 del virus del papiloma humano tipo 18 (HPV-18), cuya expresión está dirigida por el promotor del citomegalovirus humano (hCMV) con la región 3' terminal del gen de la hormona de crecimiento bovina (bGH) y la señal poli A del gen de bGH
borofalanum (¹⁰B) borofalan (¹⁰ B)	4-[(¹⁰ B)borono]-L-phenylalanine
borofalan (¹⁰ B)	4-[(¹⁰ B)borono]-L-phénylalanine
borofalán (¹⁰ B)	4-[(¹⁰ B)borono]-L-fenilalanina
	$C_9H_{12}^{10}BNO_4$
	
bulevirtidum bulevirtide	<i>N</i> -tetradecanoylglycyl-L-threonyl-L-asparaginyll-L-leucyl-L-seryl-L-valyl-L-prolyl-L-asparaginyll-L-prolyl-L-leucylglycyl-L-phenylalanyl-L-phenylalanyl-L-prolyl-L-α-aspartyl-L-histidyl-L-glutaminyll-L-leucyl-L-α-aspartyl-L-prolyl-L-alanyl-L-phenylalanylglycyl-L-alanyl-L-asparaginyll-L-seryl-L-asparaginyll-L-asparaginyll-L-prolyl-L-α-aspartyl-L-tryptophyll-L-α-aspartyl-L-phenylalanyl-L-asparaginyll-L-prolyl-L-asparaginyll-L-lysyl-L-α-aspartyl-L-histidyl-L-tryptophyll-L-prolyl-L-α-glutamyl-L-alanyl-L-asparaginyll-L-lysyl-L-valylglycinamide
bulévirtide	<i>N</i> -tétradécanoylglycyl-L-thréonyl-L-asparaginyll-L-leucyl-L-séryl-L-valyl-L-prolyl-L-asparaginyll-L-prolyl-L-leucylglycyl-L-phénylalanyl-L-phénylalanyl-L-prolyl-L-α-aspartyl-L-histidyl-L-glutaminyll-L-leucyl-L-α-aspartyl-L-prolyl-L-alanyl-L-phénylalanylglycyl-L-alanyl-L-asparaginyll-L-séryl-L-asparaginyll-L-asparaginyll-L-prolyl-L-α-aspartyl-L-tryptophyll-L-α-aspartyl-L-phénylalanyl-L-asparaginyll-L-prolyl-L-asparaginyll-L-lysyl-L-α-aspartyl-L-histidyl-L-tryptophyll-L-prolyl-L-α-glutamyl-L-alanyl-L-asparaginyll-L-lysyl-L-valylglycinamide

bulevirtida


N-tetradecanoilglicil-L-treonil-L-asparaginil-L-leucil-L-seril-L-valil-L-prolil-L-asparaginil-L-prolil-L-leucilglicil-L-fenilalanil-L-fenilalanil-L-prolil-L- α -aspartil-L-histidil-L-glutaminil-L-leucil-L- α -aspartil-L-prolil-L-alanil-L-fenilalanilglicil-L-alanil-L-asparaginil-L-seril-L-asparaginil-L-asparaginil-L-prolil-L- α -aspartil-L-triptofil-L- α -aspartil-L-fenilalanil-L-asparaginil-L-prolil-L-asparaginil-L-lisil-L- α -aspartil-L-histidil-L-triptofil-L-prolil-L- α -glutamil-L-alanil-L-asparaginil-L-lisil-L-valilglicinamida

C₂₄₈H₃₅₅N₆₅O₇₂

Sequence / Séquence / Secuencia

GTNLSVNP L GFFPDHQLDP AFGANSNNPD WDFNPKNKDHV PEANKV G 47

Modified residues / Résidus modifiés / Restos modificados



cedazuridinum

cedazuridine


(4*R*)-1-(2-deoxy-2,2-difluoro- β -D-*erythro*-pentofuranosyl)-4-hydroxy-1,3-diazinan-2-one

cédazuridine

(4*R*)-1-(2-désoxy-2,2-difluoro- β -D-*érythro*-pentofuranosyl)-4-hydroxy-1,3-diazinan-2-one

cedazuridina

(4*R*)-1-(2-desoxi-2,2-difluoro- β -D-*eritro*-pentofuranosil)-4-hidroxi-1,3-diazinan-2-ona

C₉H₁₄F₂N₂O₅

cetrelimabum #



cetrelimab

immunoglobulin G4-kappa, anti-[*Homo sapiens* PDCD1 (programmed cell death 1, PD-1, PD1, CD279)], human monoclonal antibody;
 gamma4 heavy chain (1-450) [*Homo sapiens* VH (IGHV1-69*01 (99.0%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (92.9%)) [8.8.16] (1-123) -*Homo sapiens* IGHG4*01 (CH1 (124-221), hinge S10>P (231) (222-233), CH2 (234-343), CH3 (344-448), CHS (449-450)) (124-450)], (137-214')-disulfide with kappa light chain (1'-214') [*Homo sapiens* V-KAPPA (IGKV3-11*01 (96.8%) -IGKJ1*01 (100%)) [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191)(108'-214')]; dimer (229-229":232-232")-bisdisulfide

cétrélimab

immunoglobuline G4-kappa, anti-[*Homo sapiens* PDCD1 (protéine 1 de mort cellulaire programmée, PD-1, PD1, CD279)], anticorps monoclonal humain;

	<p>chaîne lourde gamma4 (1-450) [<i>Homo sapiens</i> VH (IGHV1-69*01 (99.0%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (92.9%)) [8.8.16] (1-123) -<i>Homo sapiens</i> IGHG4*01 (CH1 (124-221), charnière S10>P (231) (222-233), CH2 (234-343), CH3 (344-448), CHS (449-450)) (124-450)], (137-214')-disulfure avec la chaîne légère kappa (1'-214') [<i>Homo sapiens</i> V-KAPPA (IGKV3-11*01 (96.8%) -IGKJ1*01 (100%)) [6.3.9] (1'-107') -<i>Homo sapiens</i> IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]; dimère (229-229":232-232")-bisdisulfure</p>
cetrelimab	<p>inmunoglobulina G4-kappa, anti-[<i>Homo sapiens</i> PDCD1 (proteína 1 de muerte celular programada, PD-1, PD1, CD279)], anticuerpo monoclonal humanizado;</p> <p>cadena pesada gamma4 (1-450) [<i>Homo sapiens</i> VH (IGHV1-69*01 (99.0%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (92.9%)) [8.8.16] (1-123) -<i>Homo sapiens</i> IGHG4*01 (CH1 (124-221), bisagra S10>P (231) (222-233), CH2 (234-343), CH3 (344-448), CHS (449-450)) (124-450)], (137-214')-disulfuro con la cadena ligera kappa (1'-214') [<i>Homo sapiens</i> V-KAPPA (IGKV3-11*01 (96.8%) -IGKJ1*01 (100%)) [6.3.9] (1'-107') -<i>Homo sapiens</i> IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]; dímero (229-229":232-232")-bisdisulfuro</p>
	<p>Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada</p> <p>QVQLVQSGAE VKKPGSSVKV SCKASGCTFS SYAISWVRQA PGQGLEWMGG 50 IIPFDITANY AQKFGQRTVI TADESTSTAY MELSSLRSD TAVYYCARPG 100 LAAAYDTGSL DYWGQCTLVT VSSASTKGPS VFPLAPCSR S TSESTAALGC 150 LVKDYFPEEV TVSNNSGALT SGVHTFPAVL QSSGLYSLSS VVTVPSSSLG 200 TRTYTCNVDH KFSNTRKDKR VESKYGPPCP PCRAPEPLGG PSVFLFPPKF 250 KDTLMSRTP EYTCVVVDVS QEDPEVQFNW YVDGVEVHNA KTKPREEQFN 300 STYRVVSVLT VILHQQDLNKG EYKCKVSNKG LPSSIEKTI S KARGQPREPQ 350 VYTLPPSQEE MTRKQVSLTC LVKGFYFSDI AVEWESNGQP ENNYKTTTTPV 400 LSDSGSFFLY SRLTVDKSRW QEGNVFSCSV MHEALHNHYT QKSLSLSLGG 450</p> <p>Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera</p> <p>ETVLTQSPAT LSLSPGERAT LSCRASQSVR SYLAWYQQKQ GQAPRLLIYD 50 ASNRAIGIPA RFGSGSGTD FTLTISSLLEP EDFAVYYCQQ RNYWPLTFGQ 100 GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNEY PREAKVQWKV 150 DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSLSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG 200 LSSPVTKSFN RGEK 214</p> <p>Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro</p> <p>Intra-H (C23-C104) 22-96 150-206 264-324 370-428 22"-96" 150"-206" 264"-324" 370"-428"</p> <p>Intra-L (C23-C104) 23-88 134-194 23"-88" 134"-194"</p> <p>Inter-H-L (CH1 10-CL 126) 137-214' 137"-214" Inter-H-H (h 8, h 11) 229-229" 232-232"</p> <p>N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación</p> <p>H CH2 N84.4: 300, 300"</p> <p>Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantennarios complejos fucosilados</p>
cevidoplenibum	<p>(1⁴S)-1⁴-hydroxy-3³,6¹-dimethyl-6¹H-5-aza-6(5,3)-indola-4(4,2)-pyrimidina-1(2)-[1,2]oxazolidina-3(4,1)-pyrazola-8(1)-cyclopropanaocetaphan-7-one</p>
cévidoplén b	<p>(1⁴S)-1⁴-hydroxy-3³,6¹-diméthyl-6¹H-5-aza-6(5,3)-indola-4(4,2)-pyrimidina-1(2)-[1,2]oxazolidina-3(4,1)-pyrazola-8(1)-cyclopropanaocetaphan-7-one</p>
cevidoplen b	<p>(1⁴S)-1⁴-hidroxi-3³,6¹-dimetil-6¹H-5-aza-6(5,3)-indola-4(4,2)-pirimidina-1(2)-[1,2]oxazolidina-3(4,1)-pirazola-8(1)-ciclopropanaocetafan-7-ona</p>



cibisatamabum #
cibisatamab

immunoglobulin G1-kappa/lambda with domain crossover, anti-[*Homo sapiens* CEACAM5 (carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 5, CEA, CD66e)] and anti-[*Homo sapiens* CD3E (CD3 epsilon, Leu-4)], humanized monoclonal antibody, bispecific, trivalent;
gamma-kappa heavy chain anti-CEACAM5 and anti-CD3E (VH-CH1-VH-C-kappa-CH2-CH3) (1-694) [humanized VH anti-CEACAM5 (*Homo sapiens* IGHV1-18*01 (82.7%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (92.3%)) [8.8.14] (1-121) -*Homo sapiens* IGHG1*01, G1m17 (CH1 K120 (218) (122-219), hinge 1-6 (220-225)) (122-225) -10-mer bis(tetraglycyl-seryl) linker (226-235) -humanized VH anti-CD3E (*Homo sapiens* IGHV3-23*03 (87.0%) -(IGHD) -IGHJ6*01 (90.9%)) [8.10.16] (236-360) -*Homo sapiens* IGKC*01, R1.4>S (361), Km3 A45.1 (406), V101 (444) (361-467) -*Homo sapiens* IGHG1*01, G1m1 (hinge 5-15 (467-477), CH2 [L1.3>A (481), L1.2>A (482), P114>G (576)] (478-587), CH3 D12 (603), L14 (605) [S10>C (601), T22>W (613)] (588-692), CHS (693-694)) (468-694)]; (224-215'')-disulfide with kappa light chain anti-CEACAM5 (1''-215'') [humanized V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV1-16*01 (82.1%) -IGKJ2*02 (100%)) [6.3.10] (1''-108'') -*Homo sapiens* IGKC*01 Km3 A45.1 (154), V101 (192) (109''-215'')]; (467-214')-disulfide with lambda-gamma light chain anti-CD3E (1'-214') [V-LAMBDA (*Mus musculus* IGLV1*01 (81.2%) -IGLJ1*01 (100%)]/*Homo sapiens* IGLV7-46*01 (80%) -IGLJ3*01 (100%)] [9.3.9] (1'-109') -2-mer biseryl linker (110'-111') -*Homo sapiens* IGHG1*01, G1m17 (CH1 K120 (208) (112'-209') -hinge 1-5 (210'-214'))]; gamma1 heavy chain anti-CEACAM5 (1''-451'') [humanized VH (*Homo sapiens* IGHV1-18*01 (82.7%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (92.3%)) [8.8.14] (1''-121'') -*Homo sapiens* IGHG1*01, G1m17 (CH1 K120 (218) (122-219), hinge 1-15 (220-234), CH2 [L1.3>A (238), L1.2>A (239), P114>G (333)] (235-344), CH3 [Y5>C (353), T22>S (370), L24>A (372), Y86>V (411)] (345-449), CHS (450-451)) (122''-451'')]; (224''-215'')-disulfide with kappa light chain anti-CEACAM5 (1''-215'') [humanized V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV1-16*01 (82.1%) -IGKJ2*02 (100%)) [6.3.10] (1''-108'') -*Homo sapiens* IGKC*01 Km3 A45.1 (154), V101 (192) (109''-215'')]; dimer (473-230'':476-233'':601-353'')-tridisulfide

cibisatamab

immunoglobuline G1-kappa/lambda avec domaines échangés, anti-[*Homo sapiens* CEACAM5 (molécule d'adhésion cellulaire 5 apparentée à l'antigène carcinoembryonnaire, CEA, CD66e)] et anti-[*Homo sapiens* CD3E (CD3 epsilon, Leu-4)], anticorps monoclonal humanisé, bispécifique, trivalent;

chaîne lourde gamma-kappa anti-CEACAM5 et anti-CD3E (VH-CH1-VH-C-kappa-CH2-CH3) (1-694) [VH anti-CEACAM5 humanisé (*Homo sapiens* IGHV1-18*01 (82.7%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (92.3%)) [8.8.14] (1-121) -*Homo sapiens* IGHG1*01, G1m17 (CH1 K120 (218) (122-219), charnière 1-6 (220-225)) (122-225) -10-mer bis(tétraglycyl-séryl) linker (226-235) -VH anti-CD3E humanisé (*Homo sapiens* IGHV3-23*03 (87.0%) -(IGHD) -IGHJ6*01 (90.9%)) [8.10.16] (236-360) -*Homo sapiens* IGKC*01, R1.4>S (361), Km3 A45.1 (406), V101 (444) (361-467) -*Homo sapiens* IGHG1*01, G1m1 (charnière 5-15 (467-477), CH2 [L1.3>A (481), L1.2>A (482), P114>G (576)] (478-587), CH3 D12 (603), L14 (605) [S10>C (601), T22>W (613)] (588-692), CHS (693-694)) (468-694)]; (224-215''')-disulfure avec la chaîne légère kappa anti-CEACAM5 (1'''-215''') (V-KAPPA humanisé (*Homo sapiens* IGKV1-16*01 (82.1%) -IGKJ2*02 (100%)) [6.3.10] (1'''-108''') -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (154), V101 (192) (109'''-215'''); (467-214')-disulfure avec la chaîne légère lambda-gamma anti-CD3E (1'-214') [V-LAMBDA (*Mus musculus* IGLV1*01 (81.2%) -IGLJ1*01 (100%))/*Homo sapiens* IGLV7-46*01 (80%) -IGLJ3*01 (100%)] [9.3.9] (1'-109') -2-mer biséryl linker (110'-111') -*Homo sapiens* IGHG1*01, G1m17 (CH1 K120 (208) (112'-209') -charnière 1-5 (210'-214'))]; chaîne lourde gamma1 anti-CEACAM5 (1''-451'') [VH humanisé (*Homo sapiens* IGHV1-18*01 (82.7%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (92.3%)) [8.8.14] (1''-121'') -*Homo sapiens* IGHG1*01, G1m17 (CH1 K120 (218) (122-219), charnière 1-15 (220-234), CH2 [L1.3>A (238), L1.2>A (239), P114>G (333)] (235-344), CH3 [Y5>C (353), T22>S (370), L24>A (372), Y86>V (411)] (345-449), CHS (450-451)) (122''-451''); (224''-215''')-disulfure avec la chaîne légère kappa anti-CEACAM5 (1'''-215''') [V-KAPPA humanisé (*Homo sapiens* IGKV1-16*01 (82.1%) -IGKJ2*02 (100%)) [6.3.10] (1'''-108''') -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (154), V101 (192) (109'''-215'''); dimère (473-230'':476-233'':601-353'')-trisdifulfure

cibisatamab

inmunoglobulina G1-kappa/lambda con dominios intercambiados, anti-[*Homo sapiens* CEACAM5 (molécula de adhesión celular 5 relacionada con el antígeno carcinoembrionario, CEA, CD66e)] y anti-[*Homo sapiens* CD3E (CD3 épsilon, Leu-4)], anticuerpo monoclonal humanizado, biespecífico, trivalente; cadena pesada gamma-kappa anti-CEACAM5 y anti-CD3E (VH-CH1-VH-C-kappa-CH2-CH3) (1-694) [VH anti-CEACAM5 humanizado (*Homo sapiens* IGHV1-18*01 (82.7%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (92.3%)) [8.8.14] (1-121) -*Homo sapiens* IGHG1*01, G1m17 (CH1 K120 (218) (122-219), bisagra 1-6 (220-225)) (122-225) -10-mer bis(tétraglicil-seril) ligando (226-235) -VH anti-CD3E humanizado (*Homo sapiens* IGHV3-23*03 (87.0%) -(IGHD) -IGHJ6*01 (90.9%)) [8.10.16] (236-360) -*Homo sapiens* IGKC*01, R1.4>S (361), Km3 A45.1 (406), V101 (444) (361-467) -*Homo sapiens* IGHG1*01, G1m1 (bisagra 5-15 (467-477), CH2 [L1.3>A (481), L1.2>A (482), P114>G (576)] (478-587), CH3 D12 (603), L14 (605) [S10>C (601), T22>W (613)] (588-692), CHS (693-694)) (468-694)]; (224-215''')-disulfuro con la cadena ligera kappa anti-CEACAM5 (1'''-215''') (V-KAPPA humanizado (*Homo sapiens* IGKV1-16*01 (82.1%) -IGKJ2*02 (100%)) [6.3.10] (1'''-108''') -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (154), V101 (192) (109'''-215'''); (467-214')-disulfuro con la cadena ligera lambda-gamma anti-CD3E (1'-214') [V-LAMBDA (*Mus musculus* IGLV1*01 (81.2%) -IGLJ1*01 (100%))/*Homo sapiens* IGLV7-46*01 (80%) -IGLJ3*01 (100%)] [9.3.9] (1'-109') -2-mer biseryl ligando (110'-111') -*Homo sapiens* IGHG1*01, G1m17 (CH1 K120 (208) (112'-209') -bisagra 1-5 (210'-214'))]; cadena pesada gamma1 anti-CEACAM5 (1''-451'') [VH humanizado (*Homo sapiens* IGHV1-18*01 (82.7%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (92.3%)) [8.8.14] (1''-121'') -*Homo sapiens* IGHG1*01, G1m17 (CH1 K120 (218) (122-219), bisagra 1-15 (220-234), CH2 [L1.3>A (238), L1.2>A (239), P114>G (333)] (235-344), CH3 [Y5>C (353), T22>S (370), L24>A (372), Y86>V (411)] (345-449), CHS (450-451)) (122''-451''); (224''-215''')-disulfuro con la cadena ligera kappa anti-CEACAM5 (1'''-215''') [V-KAPPA humanizado (*Homo sapiens* IGKV1-16*01 (82.1%) -IGKJ2*02 (100%)) [6.3.10] (1'''-108''') -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (154), V101 (192) (109'''-215'''); dímero (473-230'':476-233'':601-353'')-trisdifulfuro

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada anti-CEACAM5 and anti-CD3E
 QVQLVQSGAE VKKPGASVKV SCKASGYTFT EFGMNVWRQA PGQGLEWMGW 50
 INTKTGEATY VEEFKGRVTF TTDTSSTAY MELRSLRSD TAVYYCARWD 100
 FAYYVEAMDY WQGGTTVTVS SASTKGPSVF PLAPSSKSTS GGTAALGCLV 150
 KDYFPEPVTY SWNSGALTSV VHTFPAVLQS SGLYSLSSVV TVPSSSLGTQ 200
 TYICNVNHPK SNTKVDKVE PKSCDGGGGS GGGSEVQLL ESGGGLVQPG 250
 GSLRLSCAAS GFTFSTYAMN WVRQAPGKGL EWVSRIRSKY NNYATYADS 300
 VKGRFTISR DSKNTLYLQM NSLRADDTAV YICVVRHGNFG NSYVSWFAYW 350
 GQGTLLTVSS ASVAAPSVFI FPPSDEQLKS GTASVVCLLN NFYPREAKVQ 400
 WKVDNALQSG NSQESVTEQD SKDSTYSLSS TLTLKADYE KHKVYACEVT 450
 HQGLSSPVTK SFNRGECDKT HTCPPEFAPE AAGGPSVFLF PPKPKDTLMI 500
 SRTEPVTGVV VDVSHEDPEV KFNWYVDGVE VHNKATKPRE EQYNSTYRVV 550
 SVLTVLHQDW LNGKEYCKYV SNKALGAPIE KTISKAKGQP REPQVYTLPP 600
 CRDELTKNQV SLWCLVKGFY PSDIAVEWES NGQPENNYKT TFPVLDSDGS 650
 PFLYSKLTVD KSRWQQGNVF SCSVMHEALH NHYTKQKLSL SPGK 694

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera anti-CD3E
 QAVVTQEPST TVSPGGTVTL TCGSSTGAVT TSNYANWVQE KPGQAFRGLI 50
 GGTNKRAPGT PARFSGSLG GKAALTLGSA QPEDEAEYIC ALWYNSLWVF 100
 GGGTKLTVLS SASTKGPSVF PLAPSSKSTS GGTAALGCLV KDYFPEPVTY 150
 SWNSGALTSV VHTFPAVLQS SGLYSLSSVV TVPSSSLGTQ TYICNVNHPK 200
 SNTKVDKVE PKSC 214

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada anti-CEACAM5
 QVQLVQSGAE VKKPGASVKV SCKASGYTFT EFGMNVWRQA PGQGLEWMGW 50
 INTKTGEATY VEEFKGRVTF TTDTSSTAY MELRSLRSD TAVYYCARWD 100
 FAYYVEAMDY WQGGTTVTVS SASTKGPSVF PLAPSSKSTS GGTAALGCLV 150
 KDYFPEPVTY SWNSGALTSV VHTFPAVLQS SGLYSLSSVV TVPSSSLGTQ 200
 TYICNVNHPK SNTKVDKVE PKSCDKHTC PFCPEPEAAG GPSVLFPPK 250
 PKDTLMSRT PEVTCVVVDV SHEDPEVKFN WYVDGVEVHN AKTKPREEQY 300
 NSTYRVVSVL TVLHQDWLNG KEYKCRVSNK ALGAPIEKTI SKAKGQPREP 350
 QVCTLPFSRD ELTKNQVSLV CAVKGFYPSD IAVEWESNGQ PENNYKTTFF 400
 VLDSDGSFFL VSKLTVDKSR WQQGNVFCSS VMHEALHNY TQKSLSLSPG 450
 K 451

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera anti-CEACAM5
 DIQMTQSPSS LSASVGRVIT ITCKASAAGV TVYAWYQQKPK GKAPKLLIYS 50
 ASYRKRKGVPS RFSGSGSGTD FTLTISLQPE EDPATYYCHO YTYPLFTFG 100
 GQGTLEIKRT VAAPSVFIFP PSDEQLKSGT ASVVCLLNLF YPREAKVQWK 150
 VDNALQSGNS QESVTEQDSK DSTYSLSSVL TSKADYEKH KHYACEVTHQ 200
 GLSSPVTKSF NRGEK 215

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro
 Intra-H (C23-C104) 22°-96' 148°-204' 257°-333' 387°-447' 508°-568' 614°-672'
 22°-96" 148°-204" 265°-325" 371°-429"
 Intra-L (C23-C104) 22°-90' 138°-194'
 23°-88" 135°-195"
 Inter-H-L (h 5-CL 126) 224°-215" 467°-214' 224°-215"
 Inter-H-H (h 11, h 14, AA >C) 473°-230" 476°-233" 601°-353"

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación
 HCH2 N84.4:
 544, 301"

Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantennarios complejos fucosilados

ciforadenantum
 ciforadenant



(7³S)-1⁵-methyl-6-oxa-2(7,3)-[1,2,3]triazolo[4,5-d]pyrimidina-4(2,6)-pyridina-1(2)-furana-7(3)-oxolanaheptaphan-2⁵-amine

ciforadénant

(7³S)-1⁵-méthyl-6-oxa-2(7,3)-[1,2,3]triazolo[4,5-d]pyrimidina-4(2,6)-pyridina-1(2)-furana-7(3)-oxolanaheptaphan-2⁵-amine

ciforadenant

(7³S)-1⁵-metil-6-oxa-2(7,3)-[1,2,3]triazol[4,5-d]pirimidina-4(2,6)-piridina-1(2)-furana-7(3)-oxolanaheptafan-2⁵-amina

**cilofexorum**

cilofexor



3²,7²,7⁶-trichloro-6⁵-cyclopropyl-2³-hydroxy-4-oxa-1(2)-pyridina-6(4,3)-[1,2]oxazola-2(1,3)-azetidina-3(1,4),7(1)-dibenzenaheptaphane-1⁴-carboxylic acid

cilofexor

acide 3²,7²,7⁶-trichloro-6⁵-cyclopropyl-2³-hydroxy-4-oxa-1(2)-pyridina-6(4,3)-[1,2]oxazola-2(1,3)-azetidina-3(1,4),7(1)-dibenzenaheptaphane-1⁴-carboxylique

cilofexor

ácido 3²,7²,7⁶-trichloro-6⁵-ciclopropil-2³-hidroxi-4-oxa-1(2)-piridina-6(4,3)-[1,2]oxazola-2(1,3)-azetidina-3(1,4),7(1)-dibencenaheptafano-1⁴-carboxílico

**cligosibanum**

cligosiban


5-[3-[3-(2-chloro-4-fluorophenoxy)azetidin-1-yl]-5-(methoxymethyl)-4H-1,2,4-triazol-4-yl]-2-methoxypyridine

cligosiban

5-[3-[3-(2-chloro-4-fluorophénoxy)azétidin-1-y]-5-(méthoxyméthyl)-4H-1,2,4-triazol-4-yl]-2-méthoxypyridine

cligosibán

5-[3-[3-(2-cloro-4-fluorofenoxi)azetidin-1-il]-5-(metoximetil)-4H-1,2,4-triazol-4-il]-2-metoxipiridina



conteltinibum

conteltinib


2-[(2-{2-methoxy-4-[4-(4-methylpiperazin-1-yl)piperidin-1-yl]anilino)-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)amino]-N-(propan-2-yl)benzene-1-sulfonamide

conteltinib

2-[(2-{2-méthoxy-4-[4-(4-méthylpipérazin-1-yl)pipéridin-1-yl]anilino)-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)amino]-N-(propan-2-yl)benzène-1-sulfonamide

conteltinib

2-[(2-{2-metoksi-4-[4-(4-metilpiperazin-1-il)piperidin-1-il]anilino)-6,7-dihidro-5H-pirrol[2,3-d]pirimidin-4-il)amino]-N-(propan-2-il)benzeno-1-sulfonamida

C₃₂H₄₅N₉O₃S**contezolidum**

contezolid


1-(2,3,6-trifluoro-4-[(5S)-5-[(1,2-oxazol-3-yl)amino]methyl]-2-oxo-1,3-oxazolidin-3-yl)phenyl]-2,3-dihydropyridin-4(1H)-one

contézolid

1-(2,3,6-trifluoro-4-[(5S)-5-[(1,2-oxazol-3-ylamino)méthyl]-2-oxo-1,3-oxazolidin-3-yl]phényl)-2,3-dihydropyridin-4(1H)-one

contezolid

1-(2,3,6-trifluoro-4-[(5S)-5-[(1,2-oxazol-3-ilamino)metil]-2-oxo-1,3-oxazolidin-3-il]fenil)-2,3-dihidropiridin-4(1H)-ona

C₁₈H₁₅F₃N₄O₄**cusatuzumabum #**

cusatuzumab

immunoglobulin G1-lambda, anti-[*Homo sapiens* CD70 (tumor necrosis factor superfamily member 7, TNFSF7, CD27LG, CD27L)], humanized monoclonal ant body; gamma1 heavy chain (1-452) [humanized VH (*Homo sapiens* IGHV3-48*03 (90.8%) -(IGHD)-IGHJ5*01 (100%)) [8.8.15] (1-122) -*Homo sapiens* IGHG1*01, G1m17,1 (CH1 K120 (219) (123-220), hinge (221-235), CH2 (236-345), CH3 D12 (361), L14 (363) (346-450), CHS (451-452)) (123-452)], (225-215')-disulfide with lambda light chain (1'-216') [humanized V-LAMBDA (*Homo sapiens* IGLV8-61*01 (78.1%) -IGLJ7*01 (100%)) [9.3.10] (1'-110') -*Homo sapiens* IGLC2*01 (111'-216')]; dimer (231-231":234-234")-bisdisulfide

cusatuzumab
 immunoglobuline G1-lambda, anti-[*Homo sapiens* CD70 (membre 7 de la superfamille du facteur de nécrose tumorale (TNF), TNFSF7, CD27LG, CD27L)], anticorps monoclonal humanisé;
 chaîne lourde gamma1 (1-452) [VH humanisé (*Homo sapiens* IGHV3-48*03 (90.8%) -(IGHD)-IGHJ5*01 (100%)) [8.8.15] (1-122) -*Homo sapiens* IGHG1*01, G1m17,1 (CH1 K120 (219) (123-220), charnière (221-235), CH2 (236-345), CH3 D12 (361), L14 (363) (346-450), CHS (451-452)) (123-452)], (225-215')-disulfure avec la chaîne légère lambda (1'-216') [V-LAMBDA humanisé (*Homo sapiens* IGLV8-61*01 (78.1%) -IGLJ7*01 (100%)) [9.3.10] (1'-110') -*Homo sapiens* IGLC2*01 (111'-216')]; dimère (231-231'':234-234'')-bisdisulfure

cusatuzumab
 inmunoglobulina G1-lambda, anti-[*Homo sapiens* CD70 (miembro 7 de la superfamilia del factor de necrosis tumoral (TNF), TNFSF7, CD27LG, CD27L)], anticuerpo monoclonal humanizado;
 cadena pesada gamma1 (1-452) [VH humanizado (*Homo sapiens* IGHV3-48*03 (90.8%) -(IGHD)-IGHJ5*01 (100%)) [8.8.15] (1-122) -*Homo sapiens* IGHG1*01, G1m17,1 (CH1 K120 (219) (123-220), bisagra (221-235), CH2 (236-345), CH3 D12 (361), L14 (363) (346-450), CHS (451-452)) (123-452)], (225-215')-disulfuro con la cadena ligera lambda (1'-216') [V-LAMBDA humanizado (*Homo sapiens* IGLV8-61*01 (78.1%) -IGLJ7*01 (100%)) [9.3.10] (1'-110') -*Homo sapiens* IGLC2*01 (111'-216')]; dimero (231-231'':234-234'')-bisdisulfuro

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada

```
EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS VYYMNWVRQA PGKGLEWVSD 50
INNEGTTYY ADSVKGRFTI SRDNSKNSLY LQMNSLRAED TAVYYCARD 100
GYSNHVPIFD SWGQGLVTVV SSASTKGPSV FPLAPSSKST SGGTAALGCL 150
VKDYFPEPVT VSWNSGALTS GVHTFPAVLQ SSGLYSLSSV VTFPSSSLGT 200
QTYICNVNHK PSNTRKVDKVK EPKSCDKTHT CPCCPAPELL GGPSVFLFPP 250
KPKDTLMISR TPEVTCVVVD VSHEDPEVKF NWYVDGVEVH NAKTKPREEQ 300
YNSTYRVVSV LTVLHQDWL N GKEYKCKVSN KALPAPIEK I SKAKGQPRE 350
PQVYTLPPSR DELTKNQVSL TCVLKGFPYPS DIAVEWESNG QPENNYKTFP 400
PVLDSGDSFF LYSKLTVDKS RWQQGNVFSC SVMHEALHNN YTKSLSLSFP 450
GK 452
```

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera

```
QAVVTQEPFL TVSPGGTVTL TCGLKSGSVT SDNFPTWYQQ TPGQAPRLLI 50
YNTNTRHSGV PDRFSGSILG NKAALITGA QADDEAEYFC ALFISNPSVE 100
FGGGTQLTVL GQPKAAPSVT LFPFSSEELQ ANKATLVCLI SDFYPGAVTV 150
AWKADSSPVK AGVETTPFSK QSNNKYAASS YLSLTPEQWK SHRSYSCQVT 200
HEGSTVEKTV APTTECS 216
```

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro

```
Intra-H (C23-C104) 22-96 149-205 266-326 372-430
                   22-96" 149"-205" 266"-326" 372"-430"
Intra-L (C23-C104) 22-90' 138"-197"
                   22"-90" 138"-197"
Inter-H-L (h 5-CL 126) 225-215' 225"-215"
Inter-H-H (h 11, h 14) 231-231" 234-234"
```

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación

H CH2 N84 4:
302, 302"

Afucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires complexes afucosylés / glicanos de tipo CHO biantennarios complejos afucosilados


dalcinonacogum alfa # dalcinonacog alfa	human blood coagulation factor IX variant (R318Y, R338E, T343R), produced in Chinese hamster ovary (CHO) cells, glycoform alfa.
dalcinonacog alfa	variant (R318Y, R338E, T343R) du facteur de coagulation sanguine IX humain, produit par des cellules ovariennes de hamsters chinois (CHO), glycoforme alfa
dalcinonacog alfa	variante (R318Y, R338E, T343R) del factor de coagulación sanguínea IX humano, producido por las células ováricas de hamsters chinos (CHO), glicoforma alfa
	<pre> YNSGKLEEFV QGNLERECME EKCSFEEARE VFENTERTE FWKQYVDGQ 50 CESNPCLNGG SCKDDINSYE CWCDFGFEKG NCELDVTCNI KNGRCQFCK 100 NSADNKVCS CTEGYRLAEN QKSCEPAVFF PCGRVSVSQT SKLTRAETVF 150 PDVDYVNSTE AETILDNITQ STQSFNDFTR VVGEDAKPG QFPWQVVLNG 200 KVDAFCCGSI VNEKWIIVTAA HCVEITGVKIT VVAGEHNIEE TEHTEQKRRV 250 IRIIPHNNYN AAINKYNHDI ALLELDEPLV LNSYVTPICI ADKEYTNI FL 300 KFGSGYVSWG GRVFHKGYS A LVLQYLRVPL VDRATCLEST KFRIYNNMFC 350 AGFHEGGRDS CQDSDGGPHV TEVEGTSFLT GIISWGEECA MKGKYGIYTK 400 VSRVNVWIKE KTKLT 415 </pre> <p>Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro 18-23 51-62 56-71 73-82 88-99 95-109 111-124 132-289 206-222 336-350 361-389</p> <p>Glycosylation sites (N) / Sites de glycosylation (N) / Posiciones de glicosilación (N) Asn-157 Asn-167</p> <p>Glycosylation sites (O) / Sites de glycosylation (O) / Posiciones de glicosilación (O) Ser-53 Ser-61 Thr-159 Thr-169 Thr-172 Thr-179</p> <p>Non-conventional residues / Résidus non conventionnels / Restos no convencionales Tyr-318 Glu-338 Arg-343</p>
delolimogenum mupadenorepvecum # delolimogene mupadenorepvec	a conditionally replicating adenovirus serotype 5/35 genetically engineered to express a trimerized membrane-bound CD40 ligand (TMZ-CD40L) and tumor necrosis factor superfamily member 9 (TNFSF9, 4-1BBL, CD137), under the control of a cytomegalovirus (CMV) promoter, and with deletions in E1A gene and E3 genes.
délolimogène mupadénorépvec	adénovirus de sérotype 5/35 dont la réplication est conditionnée, génétiquement modifié pour exprimer le ligand membranaire du récepteur CD40 (TMZ-CD40L) sous forme trimérique et le membre 9 de la superfamille du facteur de nécrose tumorale (TNFSF9, 4-1BBL, CD137), sous le contrôle d'un promoteur du cytomégalovirus (CMV) et avec des délétions sur le gène E1A et les gènes E3
delolimogén mupadenorepvec	un adenovirus de serotipo 5/35 con replicación condicionada, modificado genéticamente para expresar un ligando de membrana trimerizado de CD40 (TMZ-CD40L) y el miembro 9 de la superfamilia de factores de necrosis tumoral (TNFSF9, 4-1BBL, CD137), bajo el control de un promotor del citomegalovirus (CMV) y con delecciones en el gen E1A y en los genes E3
deutivacaftorum deutivacaftor	<i>N</i> -[2- <i>tert</i> -butyl-5-hydroxy-4-[2-(² H ₃)methyl(1,1,1,3,3,3- ² H ₆)propan-2-yl]phenyl]-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxamide

deutivacaftor

N-{2-*tert*-butyl-5-hydroxy-4-[2-(²H₃)méthyl(1,1,1,3,3,3-²H₆)propan-2-yl]phényl]-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxamide

deutivacaftor

N-{2-*tert*-butyl-5-hidroxi-4-[2-(²H₃)metil(1,1,1,3,3,3-²H₆)propan-2-il]fenil]-4-oxo-1,4-dihidroquinolina-3-carboxamida

C₂₄H₁₉²H₉N₂O₃

difamilastum

difamilast


N-({2-[4-(difluoromethoxy)-3-(propan-2-yloxy)phény]-1,3-oxazol-4-yl)méthyl)-2-éthoxybenzamide

difamilast

N-({2-[4-(difluorométhoxy)-3-(propan-2-yloxy)phény]-1,3-oxazol-4-yl)méthyl)-2-éthoxybenzamide

difamilast

N-({2-[4-(difluorometoxi)-3-(propan-2-iloxi)feni]-1,3-oxazol-4-il}metil)-2-etoxibenzamida

C₂₃H₂₄F₂N₂O₅

domatinostatum

domatinostat


(2*E*)-*N*-(2-aminophényl)-3-(1-([4-(1-méthyl-1*H*-pyrazol-4-yl)phényl]sulfonyl)-1*H*-pyrrol-3-yl)prop-2-énamide

domatinostat

(2*E*)-*N*-(2-aminophényl)-3-(1-([4-(1-méthyl-1*H*-pyrazol-4-yl)phényl]sulfonyl)-1*H*-pyrrol-3-yl)prop-2-énamide

domatinostat

(2*E*)-*N*-(2-aminofenil)-3-(1-([4-(1-metil-1*H*-pirazol-4-il)fenil]sulfonyl)-1*H*-pirrol-3-il)prop-2-énamida

C₂₃H₂₁N₅O₃S

edicotinibum


edicotinib

4-cyano-*N*-[2-(4,4-dimethylcyclohex-1-en-1-yl)-6-(2,2,6,6-tetramethyloxan-4-yl)pyridin-3-yl]-1*H*-imidazole-2-carboxamide

édicotinib

4-cyano-*N*-[2-(4,4-diméthylcyclohex-1-én-1-yl)-6-(2,2,6,6-tétraméthylloxan-4-yl)pyridin-3-yl]-1*H*-imidazole-2-carboxamide

edicotinib

4-ciano-*N*-[2-(4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il)-6-(2,2,6,6-tetrametiloxan-4-il)piridin-3-i]-1*H*-imidazol-2-carboxamidaC₂₇H₃₅N₅O₂**efavaleukinum alfa #**

efavaleukin alfa

immunoglobulin G1 γ 1-chain C-terminal constant region fragment (Fc) (1-226 without C-terminal Lys, N77G,D136E,L138M variant)-G₄S linker (227-231)-human interleukin 2 (232-364, V322K,C356A variant) fusion protein, dimer disulfide, produced in Chinese hamster ovary (CHO) cells, glycoform alfa

éfavaleukine alfa

région constante C-terminale de la chaîne γ 1 de l'immunoglobuline G1 humaine (fragment Fc) (1-226 sans la lysine C-terminale, variante N77G,D136E,L138M)-linker G₄S (227-231)-interleukine 2 humaine (232-364, variante V322K, C356A), protéine de fusion, dimère disulfure, produite par des cellules de hamsters chinois (CHO), glycoforme alfa

efavaleukina alfa

región constante C-terminal de la cadena γ 1 de la inmunoglobulina G1 humana (fragmento Fc) (1-226 sin la lisina C-terminal, variante N77G,D136E,L138M)-ligante G₄S (227-231)-interleukina 2 humana (232-364, variante V322K, C356A), proteína de fusión, dímero disulfuro, producido por las células de hamsters chinos (CHO), glicoforma alfa

```
DKTHTCPPCP APELLGGPSV FLFPPPKPKDT LMISRTPEVT CVVVDVSHED 50
FEVKENWYVD GVEVHNAKTK PREEQYGSTY RVVSVLTVLH QDWLNGKEYK 100
CKVSNKALPA PIEKTISKAK GQPREPQVYTT LPPSREEMTK NQVSLTCLVK 150
GFYPSDIAVE WESNGQPENN YKTTTPPVLDL DGSFFFLYSKL TVDKSRWQQG 200
NVFSCSVHME ALHNHYTQKS LSLSPGGGGG SAPTSSSTKK TQLQLEHLLL 250
DLQMILNGIN NYKNPKLTRM LTFKPYMPKK ATELKHLQCL EEELKPLEEV 300
LNLAQSKNPH LRPRDLISNI NKIVLELKGK ETTFMCEYAD ETATIVEFLN 350
RWITFAQSII STLT 364
```

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro

intra-chain: 41-101 147-205 289-336

41'-101' 147'-205' 289'-336'

inter-chain: 6-6' 9-9'

Glycosylation site (O) / Site de glycosylation (O) / Posición de glicosilación (O)

Thr-234 Thr-234'

efineptakinum alfa efineptakin alfa	Met-Gly-Met (1-3)-human interleukin 7 (4-155) fused to an antibody hybrid fragment (hyFc) consisting of human immunoglobulin D (IgD) hinge and N-terminal CH2 regions (156-193) and human immunoglobulin G4 (IgG4) C-terminal CH2 and complete CH3 regions (194-400), dimer disulfide, produced in Chinese hamster ovary (CHO) cells, glycoform alfa
éfineptakine alfa	Met-Gly-Met (1-3)-interleukine 7 humaine (4-155), fusionnée à un fragment Fc hybride d'anticorps (hyFc) consistant en la région charnière et le domaine CH2 N-terminal de l'immunoglobuline D (IgD) humaine (156-193), fusionné au domaine CH2 C-terminal et au domaine complet CH3 de l'immunoglobuline G4 (IgG4) humaine (194-400), dimère disulfure, produit par des cellules ovariennes de hamsters chinois (CHO), glycoforme alfa
efineptakina alfa	Met-Gly-Met (1-3)-interleukina 7 humana (4-155), fusionada con un fragmento Fc híbrido del anticuerpo (hyFc) consistente en la región bisagra y el dominio CH2 N-terminal de la inmunoglobulina D (IgD) humana (156-193), fusionada con el dominio CH2 C-terminal y con el dominio completo CH3 de la inmunoglobulina G4 (IgG4) humana (194-400), dímero disulfuro, producido por las células ováricas de hamsters chinos (CHO), glicoforma alfa
	<p>MGMDCDIEGK DGKQYESVLM VSIDQLLDSM KEIGSNCLNN EFNFFKRHIC 50 DANKEGMFLF RAARKLRQFL KMNSTGDFDL HLLKVSEGT ILLNCTGQVK 100 GRKPAALGEA QPTKSLEENK SLKEQKLLND LCFLKRLLE IKTWCNKILM 150 GTKEHRNTGR GBEKKKEKE KEEQERETK TPECPSTQP LGVFLPPPK 200 KDTLMISRTF EVTCVVVDVS QEDPEVQFNW YVDGVEVHNA KTKPREQFN 250 STYRVVSVLT VLRQDWLNGK EYKCKVSNKG LPSSIEKTLIS KAKGQPREPQ 300 VYTLPPSQEE MTRKQVSLTC LVKGFYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTPPV 350 LSDSGSFFLY SRLTVDKSRW QEGNVFSCSV MHEALHNHYT QKSLSLSLGK 400</p> <p>Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro Intra-chain: 5-95 37-132 50-144 214-274 320-378 5'-95' 37'-132' 50'-144' 214'-274' 320'-378' Inter-chain: 184-184'</p> <p>Glycosylation sites (N) / Sites de glycosylation (N) / Posiciones de glicosilación (N) Asn-73 Asn-94 Asn-250 Glycosylation site (O) / Site de glycosylation (O) / Posición de glicosilación (O) Thr-113</p>
efinopegdutidum # efinopegdutide	oxyntomodulin analogue, conjugated by a 10 kDa polyethylene glycol (PEG) linker (n ~ 225) to an Fc portion dimer of human immunoglobulin G4 (IgG4): $N^{1-1}\{-3\{-\alpha\{-3\{-3\{-(3RS)\}-3\{-\{16,20\text{-anhydro-}[Ser^2>Aib,Ser^{16}>Glu,Arg^{17}>Lys,Gln^{20}>Lys,Asp^{21}>Glu,Lys^{30}>Cys\}-oxyntomodulin(1-30)\text{-peptide } 30\text{-amide}\}-S^{3,30}\text{-yl}\}-2,5\text{-dioxopyrrolidin-1-yl}\}\text{propanamido}\}\text{propyl}\}\text{poly(oxyethylene)-}\omega\text{-yloxy}\}\text{propyl}\}\{\text{immunoglobulin G4 heavy chain constant region C-terminal } 221\text{-peptide dimer disulfide}\}, \text{non-glycosylated, immunoglobulin fragment dimer produced in } Escherichia coli$
éfinopégdutide	analogue de l'oxyntomoduline, conjugué par un linker polyéthylène glycol (PEG) de 10 kDa (n ~ 225) à un dimère de fragment Fc d'immunoglobuline G4 (IgG4) humaine: $N^{1-1}\{-3\{-\alpha\{-3\{-3\{-(3RS)\}-3\{-\{16,20\text{-anhydro-}[Ser^2>Aib,Ser^{16}>Glu,Arg^{17}>Lys,Gln^{20}>Lys,Asp^{21}>Glu,Lys^{30}>Cys\}-oxyntomodulin$

(1-30)-peptide 30-amide}-S^{3,30}-yl)-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl]propanamido}propyl) poly(oxyéthylène)-ω-yloxy}propyl}[peptide de 221 acides aminés de la région constante C-terminale de la chaîne lourde G4 d'immunoglobuline, dimère disulfure], non-glycosylé, dimère du fragment d'immunoglobuline produit par *Escherichia coli*

efinopegdutida

análogo de la oxintomodulina, conjugado por un enlace polietileno glicol (PEG) de 10 kDa (n ~ 225) a un dímero del fragmento Fc de la inmunoglobulina G4 (IgG4) humana:

N¹-{3-[α-(3-{(3RS)-3-{(16,20-anhidro-[Ser²>Aib,Ser¹⁶>Glu,Arg¹⁷>Lys,Gln²⁰>Lys,Asp²¹>Glu,Lys³⁰> Cys]-oxintomodulin

(1-30)-péptido 30-amida}-S^{3,30}-il)-2,5-dioxopirrolidin-1-il]propanamido}propil)poli(oxietileno)-ω-iloxi]propil}[péptido de 221 aminoácidos de la región constante C-terminal de la cadena pesada G4 de la inmunoglobulina, dímero disulfuro], no glicosilado, dímero del fragmento de la inmunoglobulina producido por *Escherichia coli*

Conjugated peptide / peptide conjugué / péptido conjugado

HBQGTFTSDY SKYLDKRAK EFVQWLMNTC-NH₂

Monomer / monomère / monómero IgG4 Fc

ESCPAPEFLG GPSVFLPEFK PKDTLMISRT PEVTCVVVDV SQEDPEVQFN 50
 WYVDGVEVHN AKTKPREEQF NSTYRVVSVL TVLHQDWLNG KEYKCKVSNK 100
 GLPSSIEKTI SKARGQPREP QVYTLPPSQE EMTRKQVSLT CLVKGFPESD 150
 IAVEWESNGQ PENNYKTTEP VLDSDDGSFFL YSRITVDKSR WQEGNVFSCS 200
 VMHEALHNHY TQKSLSLSLG K 221

Disulfide bridges location / Positions des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro


Intra-chain: 35-95 141-199 35'-95' 141'-199'

Inter-chain: 3-3'

Modified residues / résidus modifiés / restos modificados

B = 2-methylalanyl (2-aminoisobutyryl, Aib)

E...K = cyclic Glu^{5,16},Lys^{6,20} amide bond



eftansomatropinum alfa #
eftansomatropin alfa

human somatotropin (1-191) fused to a hybrid Fc consisting of human immunoglobulin D (IgD) hinge region, fused to the IgD N-terminal CH2 region (192-229), fused to the immunoglobulin G4 (IgG4) C-terminal CH2 region, fused to the IgG4 CH3 region (230-436), disulfide dimer, produced in Chinese hamster ovary (CHO) cells, glycoform alfa

eftansomatropine alfa

somatotropine humaine (1-191) fusionnée à un fragment Fc hybride consistant en la région charnière de l'immunoglobuline D (IgD) humaine, fusionnée au domaine CH2 N-terminal de l'IgD (192-229), fusionné au domaine CH2 C-terminal de l'immunoglobuline G4 (IgG4), fusionné au domaine CH3 de l'IgG4 (230-436), dimère disulfure, produit des cellules ovariennes de hamsters chinois (CHO), glycoforme alfa

eftansomatropina alfa somatotropina humana (1-191) fusionada con un fragmento Fc híbrido consistente en la región bisagra de la inmunoglobulina D (IgD) humana, fusionada con el dominio CH2 N-terminal de la IgD (192-229), fusionada con el dominio CH2 C-terminal de la inmunoglobulina G4 (IgG4), fusionada con el dominio CH3 de la IgG4 (230-436), dímero disulfuro, producido en las células ováricas de hamsters chinos (CHO), glicofoma alfa

```

FPTIPLSRFL DNAMLRHRL HOLAFTDYQE FEEAYIPKEQ KYSFLQNPQT 50
SLCFSESIPT PSNREETQOK SNLELLRISL LLIQSWLEPV QFLRSVFANS 100
LVYGASDSNV YDLLKDLLEEG IQTLMGRLED GSPRTGQIFK QTYSKFDTNS 150
HNDALLKNY GLLYCFRKM DKVETFLRIV QCRSVEGSCG FRNTRGGEE 200
KKKEKEKEEQ EERETKTPEC PSHTQPLGVF LFPPKPKDTL MISRTEVTC 250
VVVDVSQEDP EVQFNWYVDG VEVHNAKTKP REEQFNSTYR VVSLTVLHQ 300
DMLNGKEYKC KVSNGGLESS IEKTISKARG QPREPQVYTL PFSQEEMTKN 350
QVSLTCLVKG FYPSDIAVEW ESNQPENNY KTTTPVLDSD GSFFLYSRLT 400
VDRSRWQEGN VFSCSVMHEA LNHHTQKSL SLSLGG 436

```

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro
 Intra-chain : 53-165 182-189 250-310 356-414
 53'-165' 182'-189' 250'-310' 356'-414'
 Inter-chain : 220-220'

Glycosylation sites (O) / Sites de glycosylation (O) / Posiciones de glicosilación (O)
 Ser-55 Ser-57 Thr-60 Ser-62 Thr-67

Glycosylation site (N) / Site de glycosylation (N) / Posición de glicosilación (N)
 Asn-286

elismetrepum

elismetrep


4-[[4-(4-cyclopropylisoquinolin-3-yl)][4-(trifluoromethoxy)phenyl]methyl]sulfamoyl]benzoic acid

élismétrép

acide 4-[[4-(4-cyclopropylisoquinoléin-3-yl)][4-(trifluorométhoxy)phényl]méthyl]sulfamoyl]benzoïque

elismetrep

ácido 4-[[4-(4-ciclopropilisoquinolein-3-il)][4-(trifluorometoxi)fenil]metil]sulfamoil]benzoico

 $C_{27}H_{21}F_3N_2O_5S$
**enapotamabum #**

enapotamab

immunoglobulin G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* AXL (AXL receptor tyrosine kinase, tyrosine-protein kinase receptor UFO)], *Homo sapiens* monoclonal antibody;
 gamma1 heavy chain (1-445) [*Homo sapiens* VH (IGHV3-23*01 (95.9%) -(IGHD) -IGHJ3*02 (100%)) [8.8.9] (1-116) -*Homo sapiens* IGHG1*03, G1m3 nG1m1 (CH1 R120 (213) (117-214), hinge (215-229), CH2 (230-339), CH3 E12 (355), M14 (357) (340-444), CHS K>del (445)) (117-445)], (219-215')-disulfide with kappa light chain (1'-215') [*Homo sapiens* V-KAPPA (IGKV3-20*01 (100%) -IGKJ2*01 (100%)) [7.3.9] (1'-108') -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (154), V101 (192) (109'-215'))]; dimer (225-225":228-228")-bisdisulfide

énapotamab	<p>immunoglobuline G1-kappa, anti-[<i>Homo sapiens</i> AXL (récepteur tyrosine kinase AXL, récepteur tyrosine-protéine kinase UFO)], <i>Homo sapiens</i> anticorps monoclonal; chaîne lourde gamma1 (1-445) [<i>Homo sapiens</i> VH (IGHV3-23*01 (95.90%) -(IGHD) -IGHJ3*02 (100%)) [8.8.9] (1-116) -<i>Homo sapiens</i> IGHG1*03, G1m3 nG1m1 (CH1 R120 (213) (117-214), charnière (215-229), CH2 (230-339), CH3 E12 (355), M14 (357) (340-444), CHS K>del (445)) (117-445)], (219-215')-disulfure avec la chaîne légère kappa (1'-215') [<i>Homo sapiens</i> V-KAPPA (IGKV3-20*01 (100%) -IGKJ2*01 (100%)) [7.3.9] (1'-108') -<i>Homo sapiens</i> IGKC*01, Km3 A45.1 (154), V101 (192) (109'-215')]; dimère (225-225'':228-228'')-bisdisulfure</p>
enapotamab	<p>inmunoglobulina G1-kappa, anti-[<i>Homo sapiens</i> AXL (receptor tirosina kinasa AXL, receptor tirosina-proteína kinasa UFO)], <i>Homo sapiens</i> anticuerpo monoclonal; cadena pesada gamma1 (1-445) [<i>Homo sapiens</i> VH (IGHV3-23*01 (95.90%) -(IGHD) -IGHJ3*02 (100%)) [8.8.9] (1-116) -<i>Homo sapiens</i> IGHG1*03, G1m3 nG1m1 (CH1 R120 (213) (117-214), bisagra (215-229), CH2 (230-339), CH3 E12 (355), M14 (357) (340-444), CHS K>del (445)) (117-445)], (219-215')-disulfuro con la cadena ligera kappa (1'-215') [<i>Homo sapiens</i> V-KAPPA (IGKV3-20*01 (100%) -IGKJ2*01 (100%)) [7.3.9] (1'-108') -<i>Homo sapiens</i> IGKC*01, Km3 A45.1 (154), V101 (192) (109'-215')]; dímero (225-225'':228-228'')-bisdisulfuro</p>
	<p>Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada EVQLLESGGG LVQPGGSLRL SCASGFTFS SYAMNWVRQA PGKLEWVST 50 TSGGASTYY ADSVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMSLRAED TAVYYCAKIW 100 IAFDIWGQGT MVTSSASTK GSVVFLAPS SKSTSGGTA LGCLVKDYFP 150 EPVTVSNNSG ALTSGVHTFP AVLQSSGLYS LSSVTVVPSF SLGTQTYICN 200 VNHKPSNTKV DKRVEPKSCD KHTTCFPCPA FELLGGPSVF LFFPKPDTL 250 MISRTPVETC VVVDVSHEDP EVKFNWVVG VEVHNAKTKP REEQYNSTYR 300 VYSVLTVLHQ DWLNGKEYKC KVSNKALPAP IEKTISKAKG QPREPQVYTL 350 PPSREEMTKN QVSLTCLVKG FYPSDIAVEW ESNQGPENNY KTTTPVLDSD 400 GSFFLYSKLT VDKSRWQQGN VFSCVMHEA LHNHYTQKSL SLSPG 445</p> <p>Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera EIVLTQSPGT LSLSPGERAT LSCRASQSVS SSVLAWYQQK PGQAPRLLIY 50 GASSRATGIP DRFSGSGSGT DFTLTISRLE PEDFAVYCYQ QVGSPPYTFG 100 QGTKLEIKRT VAAPSVFIFP PSDEQLKSGT ASVVCCLNNE YPREAKVQWK 150 VDNALQSGNS QESVTEQDSK DSTYLSSTL TISKADYERH KYACEVTHQ 200 GLSSPVTKSF NRGEC 215</p> <p>Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro Intra-H (C23-C104) 22-96 143-199 260-320 366-424 22"-96" 143"-199" 260"-320" 366"-424" Intra-L (C23-C104) 23'-89' 135"-195" 23'"-89'" 135'"-195'" Inter-H-L (h 5-CL 126) 219-215' 219"-215" Inter-H-H (h 11, h14) 225-225" 228-228"</p> <p>N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación HCH2 N84.4: 296, 296" Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantennarios complejos fucosilados</p>
enapotamabum vedotinum # enapotamab vedotin	<p>immunoglobulin G1-kappa, anti-[<i>Homo sapiens</i> AXL (AXL receptor tyrosine kinase, tyrosine-protein kinase receptor UFO)], <i>Homo sapiens</i> monoclonal antibody conjugated to auristatin E;</p>

	<p>gamma1 heavy chain (1-445) [<i>Homo sapiens</i> VH (IGHV3-23*01 (95.9%) -(IGHD) -IGHJ3*02 (100%)) [8.8.9] (1-116) -<i>Homo sapiens</i> IGHG1*03, G1m3 nG1m1 (CH1 R120 (213) (117-214), hinge (215-229), CH2 (230-339), CH3 E12 (355), M14 (357) (340-444), CHS K>del (445)) (117-445)], (219-215')-disulfide with kappa light chain (1'-215') [<i>Homo sapiens</i> V-KAPPA (IGKV3-20*01 (100%) -IGKJ2*01 (100%)) [7.3.9] (1'-108') -<i>Homo sapiens</i> IGKC*01, Km3 A45.1 (154), V101 (192) (109'-215')]; dimer (225-225':228-228'')-bisdisulfide; conjugated, on an average of 4 cysteinyl, to monomethylauristatin E (MMAE), via a cleavable maleimidocaproyl-valyl-citrullinyl-p-aminobenzyloxycarbonyl (mc-val-cit-PABC) type linker For the vedotin part, please refer to the document "INN for pharmaceutical substances: Names for radicals, groups and others".</p>
énapotamab védotine	<p>immunoglobuline G1-kappa, anti-[<i>Homo sapiens</i> AXL (récepteur tyrosine kinase AXL, récepteur tyrosine-protéine kinase UFO)], <i>Homo sapiens</i> anticorps monoclonal conjugué à l'auristatine E; chaîne lourde gamma1 (1-445) [<i>Homo sapiens</i> VH (IGHV3-23*01 (95.90%) -(IGHD) -IGHJ3*02 (100%)) [8.8.9] (1-116) -<i>Homo sapiens</i> IGHG1*03, G1m3 nG1m1 (CH1 R120 (213) (117-214), charnière (215-229), CH2 (230-339), CH3 E12 (355), M14 (357) (340-444), CHS K>del (445)) (117-445)], (219-215')-disulfure avec la chaîne légère kappa (1'-215') [<i>Homo sapiens</i> V-KAPPA (IGKV3-20*01 (100%) -IGKJ2*01 (100%)) [7.3.9] (1'-108') -<i>Homo sapiens</i> IGKC*01, Km3 A45.1 (154), V101 (192) (109'-215')]; dimère (225-225':228-228'')-bisdisulfure; conjugué sur 4 cystéinyl en moyenne, au monométhylauristatine E (MMAE), via un linker clivable de type maléimidocaproyl-valyl-citrullinyl-p-aminobenzyloxycarbonyl (mc-val-cit-PABC) Pour la partie védotine, veuillez-vous référer au document "INN for pharmaceutical substances: Names for radicals, groups and others".</p>
enapotamab vedotina	<p>inmunoglobulina G1-kappa, anti-[<i>Homo sapiens</i> AXL (receptor tirosina kinasa AXL, receptor tirosina-proteína kinasa UFO)], <i>Homo sapiens</i> anticuerpo monoclonal conjugado con la auristatina E; cadena pesada gamma1 (1-445) [<i>Homo sapiens</i> VH (IGHV3-23*01 (95.90%) -(IGHD) -IGHJ3*02 (100%)) [8.8.9] (1-116) -<i>Homo sapiens</i> IGHG1*03, G1m3 nG1m1 (CH1 R120 (213) (117-214), bisagra (215-229), CH2 (230-339), CH3 E12 (355), M14 (357) (340-444), CHS K>del (445)) (117-445)], (219-215')-disulfuro con la cadena ligera kappa (1'-215') [<i>Homo sapiens</i> V-KAPPA (IGKV3-20*01 (100%) -IGKJ2*01 (100%)) [7.3.9] (1'-108') -<i>Homo sapiens</i> IGKC*01, Km3 A45.1 (154), V101 (192) (109'-215')]; dímero (225-225':228-228'')-bisdisulfuro; conjugado bajo una media de 4 cisteinil, con la monometilauristatina E (MMAE), a través de un enlace escindible del tipo maliimidocaproyl-valil-citrullinil-p-aminobenziloxycarbonil (mc-val-cit-PABC) Para la fracción vedotina, se pueden dirigir al documento "INN for pharmaceutical substances: Names for radicals, groups and others".</p>

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada

EVQLLESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS SYAMNWVRQA PGKGLEWVST 50
 TSGSGASTYY ADSVKGRTI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED TAVYYCAKIW 100
 IAFDIWGGGT MVTVSSASTK GPSVFLAPS SKSTSGGTA LGCLVKDYFP 150
 EPVTVSWNSG ALTSQVHTFP AVLQSSGLYS LSSVTVPSF SLGQTQYICN 200
 VNHKPSNTKV DKRVEPKSCD KHTCPPCPA PELLGGPSVF LFPPKPKDTL 250
 MISRTPEVTC VVVDVSHEDP EVKFNWYVDG VEVHNAKTP REEQYNSTYR 300
 VVSVLTVLHQ DWLNGKEYKC KVSNAKALPAP IEKTISKARG QPREPQVYTL 350
 PPSREEMTKN QVSLTCLVKG FYPSTIAVEAV ESNQGPENNY KTTTPVLDSD 400
 GSFFLYSKLT VDKSRWQQGN VFSCSVMEHA LHNHYTQKSL SLSPG 445

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera

EIVLTQSPGT LSLSPPERAT LSCRASQSVS SSYLAWYQQK PGQAPRLLIY 50
 GASSRATGIP DRFSGSGGT DFTLTISRLE PEDFAVYVYQ QYGGSPYTFG 100
 QGTKLEIKRT VAAPSVFIFP PSDEQLKSGT ASVVCLLNFF YPREAKVQWK 150
 VDNALQSGNS QESVTEQDSK DSTYLSSTL TLSKADYERK KVYACEVTHQ 200
 GLSSPVTKSF NRGEK 215

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro

Intra-H (C23-C104) 22"-96" 143"-199" 260"-320" 366"-424"
 22"-96" 143"-199" 260"-320" 366"-424"

Intra-L (C23-C104) 23"-89" 135"-195"
 23"-89" 135"-195"

Inter-H-L (h 5-CL 126) * 219"-215" 219"-215"

Inter-H-H (h 11, h14) * 225"-225" 228"-228"

*Two or three of the inter-chain disulfide bridges are not present, an average of 4 cysteinyl being conjugated each via a thioether bond to a drug linker

*Deux ou trois des ponts disulfures inter-chaînes ne sont pas présents, 4 cystéinyl en moyenne étant chacun conjugué via une liaison thioéther à un linker-principe actif

*Faltan dos o tres puentes disulfuro inter-catenarios, una media de 4 cisteinil está conjugada a conectores de principio activo

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación

H CH2 N84 4:

296, 296"

Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantennarios complejos fucosilados

enexasogaolum

enexasogaol


(4E)-1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)dec-4-en-3-one

énexasogaol

(4E)-1-(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)déc-4-én-3-one

enexasogaol

(4E)-1-(4-hidroxi-3-metoxifenil)dec-4-en-3-ona

C₁₇H₂₄O₃**epaminuradum**

epaminurad


(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)(2,3-dihydro-4H-pyrido[4,3-b]-1,4-oxazin-4-yl)methanone

épaminurad

(3,5-dibromo-4-hydroxyphényl)(2,3-dihydro-4H-pyrido[4,3-b]-1,4-oxazin-4-yl)méthanone

epaminurad

(3,5-dibromo-4-hidroxi-4-il)metanona

**epeleutonum**

epeleuton


ethyl (5Z,8Z,11Z,13E,15S,17Z)-15-hydroxyicosanoate

épéleuton

(5Z,8Z,11Z,13E,15S,17Z)-15-hydroxyicosanoate d'éthyle

epeleutón

(5Z,8Z,11Z,13E,15S,17Z)-15-hidroxiicosanoato de etilo

**etidaligidum**

etidaligide


all-P-ambo-5'-O-((4RS)-1-[5'-O-19-[(cholest-5-en-3β-yl)oxy]-1-hydroxy-1,19-dioxo-2,5,8,11,14-pentaoxa-18-aza-1λ⁵-phosphanonadecan-1-yl]deoxy([1,2,3]tri-P-thio)(5'-GCTGTGCCCA CAACCCAGCA AACAAGCCTA GA-3')-3'-O-yl]-1,4,23-trihydroxy-1,11,23-trioxo-2,6,22-trioxa-10-aza-1λ⁵,23λ⁵-diphosphatricosan-23-yl)deoxy([29,30,31]tri-P-thio)(5'-TCTAGGCTTG TTTGCTGGGT TGTGGGCACA GC-3')

étidaligide

tout-P-ambo-5'-O-((4RS)-1-[5'-O-19-[(cholest-5-en-3β-yl)oxy]-1-hydroxy-1,19-dioxo-2,5,8,11,14-pentaoxa-18-aza-1λ⁵-phosphanonadecan-1-yl]désoxy([1,2,3]tri-P-thio)(5'-GCTGTGCCCA CAACCCAGCA AACAAGCCTA GA-3')-3'-O-yl]-1,4,23-trihydroxy-1,11,23-trioxo-2,6,22-trioxa-10-aza-1λ⁵,23λ⁵-diphosphatricosan-23-yl)désoxy([29,30,31]tri-P-thio)(5'-TCTAGGCTTG TTTGCTGGGT TGTGGGCACA GC-3')

etidaligida

todo-P-ambo-5'-O-((4RS)-1-[5'-O-19-[(cholest-5-en-3β-yl)oxi]-1-hidroxi-1,19-dioxo-2,5,8,11,14-pentaoxa-18-aza-1λ⁵-fosfanonadecan-1-yl]desoxi([1,2,3]tri-P-tio)(5'-GCTGTGCCCA CAACCCAGCA AACAAGCCTA GA-3')-3'-O-yl]-1,4,23-trihidroxi-1,11,23-trioxo-2,6,22-trioxa-10-aza-1λ⁵,23λ⁵-difosfaticosan-23-il)desoxi([29,30,31]tri-P-tio)(5'-TCTAGGCTTG TTTGCTGGGT TGTGGGCACA GC-3')



etigilimabum #
etigilimab

immunoglobulin G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* TIGIT (T-cell immunoreceptor with Ig domain and ITIM, V-set Ig member 9, VSIG9, V-set and transmembrane member 3, VSTM3)], humanized monoclonal antibody; gamma1 heavy chain (1-448) [*Homo sapiens* VH (IGHV4-59*01 (88.8%) - (IGHD)- IGHJ4*01 (92.9%))] [8.7.12] (1-118) -*Homo sapiens* IGHG1*03, G1m3, nG1m1 (CH1 R120 (215) (119-216), hinge (217-231), CH2 (232-341), CH3 E12 (357), M14 (359) (342-446), CHS (447-448)) (119-448)], (221-214')-disulfide with kappa light chain (1'-214') [*Homo sapiens* V-KAPPA (IGKV1-33*01 (85.3%) - (IGKJ1*01 (100%))] [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*05, Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]; dimer (227-227":230-230")-bisdisulfide

étigilimab

immunoglobuline G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* TIGIT (immunorécepteur des lymphocytes T avec domaine Ig et ITIM, membre 9 de l'Ig V-set, VSIG9, membre 3 de l'Ig V-set et région transmembrane, VSTM3)], anticorps monoclonal humanisé; chaîne lourde gamma1 (1-448) [*Homo sapiens* VH (IGHV4-59*01 (88.8%) - (IGHD)- IGHJ4*01 (92.9%))] [8.7.12] (1-118) -*Homo sapiens* IGHG1*03, G1m3, nG1m1 (CH1 R120 (215) (119-216), charnière (217-231), CH2 (232-341), CH3 E12 (357), M14 (359) (342-446), CHS (447-448)) (119-448)], (221-214')-disulfure avec la chaîne légère kappa (1'-214') [*Homo sapiens* V-KAPPA (IGKV1-33*01 (85.3%) - (IGKJ1*01 (100%))] [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*05, Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]; dimère (227-227":230-230")-bisdisulfure

etigilimab

immunoglobulina G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* TIGIT (immunoreceptor de los linfocitos T con dominio Ig e ITIM, miembro 9 de la Ig V-set, VSIG9, miembro 3 de la Ig V-set y región transmembrana, VSTM3)], anticuerpo monoclonal humanizado; cadena pesada gamma1 (1-448) [*Homo sapiens* VH (IGHV4-59*01 (88.8%) - (IGHD)- IGHJ4*01 (92.9%))] [8.7.12] (1-118) -*Homo sapiens* IGHG1*03, G1m3, nG1m1 (CH1 R120 (215) (119-216), bisagra (217-231), CH2 (232-341), CH3 E12 (357), M14 (359) (342-446), CHS (447-448)) (119-448)], (221-214')-disulfuro con la cadena ligera kappa (1'-214') [*Homo sapiens* V-KAPPA (IGKV1-33*01 (85.3%) - (IGKJ1*01 (100%))] [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*05, Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]; dímero (227-227":230-230")-bisdisulfuro

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada
 QVQLQESGPG LVPKSETLSL TCAVSGYSIT SDYAWNWRQ PFGKGLEWIG 50
 YISYSGSTSY NPSLRSRVTI SRDTSKNQFF LKLSSTVTAAD TAVYVCARRQ 100
 VGLGFAYWGQ GTLVTVSSAS TRGSPVFPLA PSSKSTSGGT AALGCLVKDY 150
 FPEPVTVSNW SGALTSQVHT FPAVLQSSGL YSLSSTVTVP SSSLGTTQYI 200
 CNVNHKPSNT KVDKRVKPKS CDKTHTCFPC FAPPELLGGFS VFLFPKPKD 250
 TLMISRTPPEV TCVVVDVSHK DPEVKFNWYV DGVEVHNAKT KPREEQYNST 300
 YRVVSVLTVL HQDWLNGKEY KCKVSNKALP APIEKTISKA KGQPREPQVY 350
 TLPDSREEMT KNQVSLTCLV KGFYPSDIAV EWESNGQPEN NYKTTTPEVLD 400
 SDGSFFLYSK LTVDKSRWQQ GNVFSCSMH EALHNHYTQK SLSLSPGK 448

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera
 DIQMTQSPSS LSASVGRDRT ITCKASQDVS TAVAWYQQKPK GKAPKLLIYS 50
 ASYRYTGVPS RFGSGSGSDT FTFTISSLPQ EDIATYYCQQ HYSTPWTFGQ 100
 GTKVEIKRTV AAPSFYIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV 150
 DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSLWILT LSKADYERHK VYACEVTHQG 200
 LSSPVTKSFN RGEK 214

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro
 Intra-H (C23-C104) 22-96 145-201 262-322 368-426
 22"-96" 145"-201" 262"-322" 368"-426"
 Intra-L (C23-C104) 23"-88" 134"-194"
 23"-88" 134"-194"
 Inter-H-L (h 5-CL 126) 221-214' 221"-214"
 Inter-H-H (h 11, h 14) 227-227" 230-230"

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación
 H CH2 N84.4:
 298, 298"
 Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires
 complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantennarios complejos fucosilados.

faricimabum #
 faricimab

immunoglobulin G1-kappa/lambda with domain crossover, anti-[*Homo sapiens* VEGFA (vascular endothelial growth factor A, VEGF-A, VEGF)] and anti-[*Homo sapiens* ANGPT2 (angiopoietin 2, Ang2)], humanized and *Homo sapiens* monoclonal antibody, bispecific; gamma1 heavy chain anti-VEGFA (1-453) [humanized VH (*Homo sapiens* IGHV3-30*02 (75.8%) -(IGHD)-IGHJ4*01 (93.3%)] [8.8.16] (1-123)-*Homo sapiens* IGHG1*01, G1m17,1 (CH1 K120 (220) (124-221), hinge 1-15 (222-236), CH2 [L1.3>A (240), L1.2>A (241), I15.2>A (259), H93>A (316), P114>G (335)](237-346), CH3D12 (362), L14 (364) [S10>C (360), T22>W (372), H115>A (441)](347-451), CHS (452-453)) (124-453)], (226-214')-disulfide with kappa light chain, anti-VEGFA (1'-214') [humanized V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV1-16*01 (87.4%) -IGKJ1*01 (100%)] [6.3.9] (1'-107')-*Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214'); gamma1-kappa heavy chain anti-ANGPT2 (1"-463") [*Homo sapiens* VH (IGHV1-2*02 (100%)-(IGHD)-IGHJ3*02 (100%)] [8.8.22] (1"-129") -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (175), V101 (213) [R1.4>A (130), T1.3>S (131)] (130"-236") -*Homo sapiens* IGHG1*01, G1m1 (hinge 6-15 (237-246), (CH2[L1.3>A (250), L1.2>A (251), I15.2>A (269), H93>A (326), P114>G (345)] (247-356), CH3 D12 (372), L14 (374) [Y5>C (365), T22>S (382), L24>A (384), Y86>V (423), H115>A (451)] (357-461), CHS (462-463)) (237"-463"), (236"-213")-disulfide with lambda-gamma light chain anti-ANGPT2 (1'''-213''') [*Homo sapiens* V-LAMBDA (IGLV3-21*02 (100.00%) -IGLJ2*01 (100%)] [6.3.11] (1'''-108''') -2-mer linker biseryl (109'''-110''') -*Homo sapiens* IGHG1*01, G1m17(CH1 K120 (207) (111-208)-hinge 1-5 (209-213)) (111'''-213'''); dimer (232-242":235-245":360-365")-trisulfide

faricimab

immunoglobuline G1-kappa/lambda avec domaines échangés, anti-[*Homo sapiens* VEGFA (facteur de croissance A de l'endothélium vasculaire, VEGF-A, VEGF)] et anti-[*Homo sapiens* ANGPT2 (angiopoïétine 2, Ang2)], anticorps monoclonal humanisé et *Homo sapiens*, bispécifique;

chaîne lourde gamma1 anti-VEGFA (1-453) [VH humanisé (*Homo sapiens* IGHV3-30*02 (75.8%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (93.3%)) [8.8.16] (1-123) -*Homo sapiens* IGHG1*01, G1m17,1 (CH1 K120 (220) (124-221), charnière 1-15 (222-236), CH2 [L1.3>A (240), L1.2>A (241), I15.2>A (259), H93>A (316), P114>G (335)](237-346), CH3D12 (362), L14 (364) [S10>C (360), T22>W (372), H115>A (441)](347-451), CHS (452-453)) (124-453)], (226-214')-disulfure avec la chaîne légère kappa, anti-VEGFA (1'-214') [V-KAPPA humanisé (*Homo sapiens* IGKV1-16*01 (87.4%) -IGKJ1*01 (100%)) [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')];

chaîne lourde gamma1-kappa anti-ANGPT2 (1"-463") [*Homo sapiens* VH (IGHV1-2*02 (100%) -(IGHD) -IGHJ3*02 (100%)) [8.8.22] (1"-129") -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (175), V101 (213) [R1.4>A (130), T1.3>S (131)] (130"-236") -*Homo sapiens* IGHG1*01, G1m1 (charnière 6-15 (237-246), (CH2 [L1.3>A (250), L1.2>A (251), I15.2>A (269), H93>A (326), P114>G (345)] (247-356), CH3 D12 (372), L14 (374) [Y5>C (365), T22>S (382), L24>A (384), Y86>V (423), H115>A (451)] (357-461), CHS (462-463)) (237"-463")], (236"-213'")-disulfure avec la chaîne légère lambda-gamma anti-ANGPT2 (1'''-213''') [*Homo sapiens* V-LAMBDA (IGLV3-21*02 (100.00%) -IGLJ2*01 (100%)) [6.3.11] (1'''-108''') -2-mer linker biséryl (109'''-110''') -*Homo sapiens* IGHG1*01, G1m17 (CH1 K120 (207) (111-208)-charnière 1-5 (209-213)) (111'''-213''')]; dimère (232-242":235-245":360-365")-trisdisulfure

faricimab

inmunoglobulina G1-kappa/lambda con dominios intercambiados, anti-[*Homo sapiens* VEGFA (factor de crecimiento A del endotelio vascular, VEGF-A, VEGF)] y anti-[*Homo sapiens* ANGPT2 (angiopoyetina 2, Ang2)], anticuerpo monoclonal humanizado y *Homo sapiens*, biespecífico;

cadena pesada gamma1 anti-VEGFA (1-453) [VH humanizado (*Homo sapiens* IGHV3-30*02 (75.8%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (93.3%)) [8.8.16] (1-123) -*Homo sapiens* IGHG1*01, G1m17,1 (CH1 K120 (220) (124-221), bisagra 1-15 (222-236), CH2 [L1.3>A (240), L1.2>A (241), I15.2>A (259), H93>A (316), P114>G (335)](237-346), CH3D12 (362), L14 (364) [S10>C (360), T22>W (372), H115>A (441)](347-451), CHS (452-453)) (124-453)], (226-214')-disulfuro con la cadena ligera kappa, anti-VEGFA (1'-214') [V-KAPPA humanizado (*Homo sapiens* IGKV1-16*01 (87.4%) -IGKJ1*01 (100%)) [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')];

cadena pesada gamma1-kappa anti-ANGPT2 (1"-463") [*Homo sapiens* VH (IGHV1-2*02 (100%) -(IGHD) -IGHJ3*02 (100%)) [8.8.22] (1"-129") -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (175), V101 (213) [R1.4>A (130), T1.3>S (131)] (130"-236") -*Homo sapiens* IGHG1*01, G1m1 (bisagra 6-15 (237-246), (CH2 [L1.3>A (250), L1.2>A (251), I15.2>A (269), H93>A (326), P114>G (345)] (247-356), CH3 D12 (372), L14 (374) [Y5>C (365), T22>S (382), L24>A (384), Y86>V (423), H115>A (451)] (357-461), CHS (462-463)) (237"-463")], (236"-213'")-disulfuro con la cadena ligera lambda-gamma anti-ANGPT2 (1'''-213''') [*Homo sapiens* V-LAMBDA (IGLV3-21*02 (100.00%) -IGLJ2*01 (100%)) [6.3.11] (1'''-108''') -2-mer ligando biseryl (109'''-110''') -*Homo sapiens* IGHG1*01, G1m17 (CH1 K120 (207) (111-208)-bisagra 1-5 (209-213)) (111'''-213''')]; dímero (232-242":235-245":360-365")-trisdisulfuro

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada anti-VEGFA
 EVQLVESGGG LVQPFGSLRL SCAASGYDFT HYGMNWRQA PKGLEWVGV 50
 INTYTGSEPTV AADFKRRFTF SLDTSKSTAY LQMNLSRAED TAVYYCAKYP 100
 YYYGTSHWYF DWWGQGLTIV VSSASTKGPS VFPLAPSSKS TSGGTAALGC 150
 LVKDYFPEPV TVSWNSGALT SGVHTFFAVL QSSGLYSLSS VVTVFSSSLG 200
 TQTYICNVNH KFSNTRKVDKK VEPKSCDKTH TCPCPCAPEA AGGFSVFLFP 250
 PKPKDTLMAS RTPPEVTCVVV DVSHEDPEVK FNWYVDGVEV HNARTKPREE 300
 QYNSTYRVVS VLTVLAQDWL NGKEYKCKVS NKALGAPIEK TISKARGQPR 350
 EPQVYTLPPC RDELTKNQVS LWCLVKGFYF SDIAVEWESN GQPENNYKTT 400
 PPVLDSDGSF FLYSKLTVDK SRWQQGNVFS CSMHEALHN AYTQKSLSL 450
 PGK 453

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera anti-VEGFA
 DIQLTQSPSS LSASVGDRTV ITCSASQDIS NYLWYQKPK GKAPKVIYF 50
 TSSLHSGVPS RFGSGSGGTD FTLTISLQPF EDFATYYCQQ YSTVFWTFGQ 100
 GTKVEIKRTV AAPSVEIFFP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV 150
 DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSLSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG 200
 LSSPVTKSFN RGEK 214

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada anti-ANGPT2
 QVQLVQSGAE VKKFGASVKV SCKASGYTFT GYMHWRQA PGQLEWVGW 50
 INPNSGGTNY AQKFKGRVTM TRDTSISTAY MELSLRSD TAVYYCARSP 100
 NPYYYDSSGY YYPGAFDIWG QGTMVTVSSA SVAAPSVFIF PPSDEQLKSG 150
 TASVVCLLNN FYPREKRVQW KVDNALQSGN SQESVTEQDS KDSTYLSLST 200
 LTLKADYK HKVYACEVTH QGLSSPVTKS FNRGCEKTH TCPCPCAPEA 250
 AGGFSVFLFP PKPKDTLMAS RTPPEVTCVVV DVSHEDPEVK FNWYVDGVEV 300
 HNARTKPREE QYNSTYRVVS VLTVLAQDWL NGKEYKCKVS NKALGAPIEK 350
 TISKARGQPR EPQVCTLPSS RDELTKNQVS LSCAVKGFYF SDIAVEWESN 400
 GQPENNYKTT PPVLDSDGSF FLVSKLTVDK SRWQQGNVFS CSMHEALHN 450
 AYTQKSLSL 463

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera anti-ANGPT2
 SYVLTQPPSV SVAPGQTARI TCGGNIGSK SVHWYQKPK QAPLVVYDD 50
 SDRPSGIPER FSGNSGNTA TLTISRVEAG DEADYQCQW DSSSDHWVFG 100
 GGTALTVLSS ASTKGPSVFP LAPSSKSTSG GTAALGCLVK DYFPEPVTVS 150
 WNSKALTSGV HTFFAVLQSS GLYLSLSSVT VPSSSLGTQT YICNVNHKPS 200
 NTKVDKKEP KSC 213

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro

Intra-H (C23-C104) 22-96 150-206 267-327 373-431
 22"-96" 156"-216" 277"-337" 383"-441"

Intra-L (C23-C104) 23"-88" 134"-194"
 22"-87" 137"-193"

Inter-H-L (h5-CL 126) 226-214' 236"-213"

Inter-H-H (h 11, h 14, AA >C) 232-242" 235-245" 360-365"

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación

HCH2N84.4:

303,313"

Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantennarios complejos fucosilados

fidanacogenum elaparvecum #
 fidanacogene elaparvec

a non-replicating adeno-associated virus serotype 2 (AAV2) expressing the Padua variant (R338L) of human coagulation factor IX (F9, Factor IX, FIX), under the control of the liver-specific apolipoprotein E (Apo E) enhancer/alpha1-antitrypsin (hAAT) promoter (ApoE/hAAT), and all AAV genes encoding viral products deleted

fidanacogène élaparvec

virus adéno-associé de sérotype 2 (AAV2) non-répliquant, exprimant le variant Padua (R338L) du facteur de coagulation IX humain (F9, Facteur IX, FIX), sous le contrôle de l'activateur de l'apolipoprotéine E (ApoE) spécifique du foie/promoteur de l'alpha1-antitrypsine (ApoE/hAAT) et tous les gènes de l'AAV codant pour des produits viraux ont été supprimés

fidanacogén elaparvec

un virus adenoasociado de serotipo 2 (AAV2) no replicativo, que expresa la variante Padua (R338L) del factor de coagulación IX (F9, también conocido como Factor IX (FIX)), bajo el control del enhancer de la apolipoproteína E (Apo E) específica del hígado/promotor de la alfa1-antitripsina (hAAT) (ApoE/hAAT), y con todos los genes del AAV que codifican para productos del virus deletados

fimepinostat

fimepinostat


N-hydroxy-2-[[[2-(6-methoxypyridin-3-yl)-4-(morpholin-4-yl)thieno[3,2-*d*]pyrimidin-6-yl)methyl](methyl)amino]pyrimidine-5-carboxamide

fimépinostat

N-hydroxy-2-[[[2-(6-méthoxypyridin-3-yl)-4-(morpholin-4-yl)thiéno[3,2-*d*]pyrimidin-6-yl)méthyl](méthyl)amino]pyrimidine-5-carboxamide

fimepinostat

N-hidroxi-2-[[[2-(6-metoxipiridin-3-il)-4-(morfolin-4-il)tiéno[3,2-*d*]pirimidin-6-i]metil](metil)amino]pirimidina-5-carboxamida

C₂₃H₂₄N₈O₄S**firsocostat**

firsocostat


2-[1-((2*R*)-2-(2-methoxyphenyl)-2-[(oxan-4-yl)oxy]ethyl)-5-methyl-6-(1,3-oxazol-2-yl)-2,4-dioxo-1,4-dihydrothieno[2,3-*d*]pyrimidin-3(2*H*)-yl)-2-methylpropanoic acid

firsocostat

acide 2-[1-((2*R*)-2-(2-méthoxyphényl)-2-[(oxan-4-yl)oxy]éthyl)-5-méthyl-6-(1,3-oxazol-2-yl)-2,4-dioxo-1,4-dihydrothiéno[2,3-*d*]pyrimidin-3(2*H*)-yl]-2-méthylpropanoïque

firsocostat

ácido 2-[1-((2*R*)-2-(2-metoxifenil)-2-[(oxan-4-il)oxi]etil)-5-metil-6-(1,3-oxazol-2-il)-2,4-dioxo-1,4-dihidrotieno[2,3-*d*]pirimidin-3(2*H*)-i]-2-metilpropanoico

C₂₈H₃₁N₃O₈S**flotetuzumabum #**

flotetuzumab

immunoglobulin scFv_scFv, anti-[*Homo sapiens* IL3RA (interleukin 3 receptor subunit alpha, interleukin 3 receptor alpha (low affinity), CD123)] and anti-[*Homo sapiens* CD3E (CD3 epsilon, Leu-4)]; *Mus musculus* and humanized monoclonal antibody scFv_scFv, bispecific;

	<p>scFv-lambda-heavy-E-coil (1-272) [V-LAMBDA anti-CD3E (<i>Mus musculus</i> IGLV1-01 (81.2%) -IGLJ1*01 (100%)/<i>Homo sapiens</i> IGLV7-46 (77.9%) -IGHJ3*02 (100%)) [9.3.9] (1-109) - 9-mer tetraglycyl-seryl-tetraglycyl linker (110-118) -humanized VH anti-IL3RA (<i>Homo sapiens</i> IGHV1-46*01 (83.7%) -(IGHD) -IGHJ6*01 (90.9%)) [8.8.13] (119-238)-6-mer diglycyl-cysteinyl-triglycyl linker (239-244) -E-coil motif (245-272)], (241-249)-disulfide with scFv-kappa-heavy-K-coil (1'-280') [V-KAPPA anti-IL3RA (<i>Mus musculus</i> IGKV8-19*01 (91.1%) -IGKJ2*01 (91.7%)/<i>Homo sapiens</i> IGKV4-1*01 (88.1%) -IGKJ2*01 (100%)) [12.3.9] (1'-113') -8-mer triglycyl-seryl-tetraglycyl linker (114'-121') -VH anti-CD3E (<i>Mus musculus</i> IGHV10-1*02 (89.9%) -(IGHD) -IGHJ3*01 (93.9%)/<i>Homo sapiens</i> IGHV3-72*01 (87.0%) -(IGHD) -IGHJ6*01 (90.9%)) [8.10.16] (122'-246')] -6-mer diglycyl-cysteinyl-triglycyl linker (247'-252') -K-coil motif (253'-280')]</p>
flotétuzumab	<p>immunoglobuline scFv_scFv, anti-[<i>Homo sapiens</i> IL3RA (sous-unité alpha du récepteur de l'interleukine 3, récepteur alpha (faible affinité) de l'interleukine 3, CD123)] et anti-[<i>Homo sapiens</i> CD3E (CD3 epsilon, Leu-4)]; anticorps monoclonal scFv_scFv <i>Mus musculus</i> et humanisé, bispécifique; scFv-lambda-lourde-E-coil (1-272) [V-LAMBDA anti-CD3E (<i>Mus musculus</i> IGLV1-01 (81.2%) -IGLJ1*01 (100%)/<i>Homo sapiens</i> IGLV7-46 (77.9%) -IGHJ3*02 (100%)) [9.3.9] (1-109) - 9-mer tétraglycyl-séryl-tétraglycyl linker (110-118) -VH anti-IL3RA humanisé (<i>Homo sapiens</i> IGHV1-46*01 (83.7%) -(IGHD) -IGHJ6*01 (90.9%)) [8.8.13] (119-238)-6-mer diglycyl-cystéinyl-triglycyl linker (239-243) -motif E-coil (245-272)], (241-249)-disulfure avec scFv-kappa-lourde-K-coil (1'-280') [V-KAPPA anti-IL3RA (<i>Mus musculus</i> IGKV8-19*01 (91.1%) -IGKJ2*01 (91.7%)/<i>Homo sapiens</i> IGKV4-1*01 (88.1%) -IGKJ2*01 (100%)) [12.3.9] (1'-113') -8-mer triglycyl-séryl-tétraglycyl linker (114'-121') -VH anti-CD3E (<i>Mus musculus</i> IGHV10-1*02 (89.9%) -(IGHD) -IGHJ3*01 (93.9%)/<i>Homo sapiens</i> IGHV3-72*01 (87.0%) -(IGHD) -IGHJ6*01 (90.9%)) [8.10.16] (122'-246')] -6-mer diglycyl-cystéinyl-triglycyl linker (247'-252')-motif K-coil (253'-280')]</p>
flotétuzumab	<p>immunoglobulina scFv_scFv, anti-[<i>Homo sapiens</i> IL3RA (subunidad alfa del receptor de la interleukina 3, receptor alfa (baja afinidad) de la interleukina 3, CD123)]yt anti-[<i>Homo sapiens</i> CD3E (CD3 épsilon, Leu-4)]; <i>Mus musculus</i> y anticuerpo monoclonal humanizado scFv_scFv, biespecifico; scFv-lambda-pesada-E-coil (1-272) [V-LAMBDA anti-CD3E (<i>Mus musculus</i> IGLV1-01 (81.2%) -IGLJ1*01 (100%)/<i>Homo sapiens</i> IGLV7-46 (77.9%) -IGHJ3*02 (100%)) [9.3.9] (1-109) - 9-mer tetraglicil-seril-tetraglicil ligando (110-118) -VH anti-IL3RA humanizado (<i>Homo sapiens</i> IGHV1-46*01 (83.7%) -(IGHD) -IGHJ6*01 (90.9%)) [8.8.13] (119-238)-6-mer diglicil-cisteinil-triglicil ligando (239-243) -motif E-coil (245-272)], (241-249)-disulfuro con scFv-kappa-pesada-K-coil (1'-280') [V-KAPPA anti-IL3RA (<i>Mus musculus</i> IGKV8-19*01 (91.1%) -IGKJ2*01 (91.7%)/<i>Homo sapiens</i> IGKV4-1*01 (88.1%) -IGKJ2*01 (100%)) [12.3.9] (1'-113') -8-mer triglicil-seril-tetraglicil ligando (114'-121') -VH anti-CD3E (<i>Mus musculus</i> IGHV10-1*02 (89.9%) -(IGHD) -IGHJ3*01 (93.9%)/<i>Homo sapiens</i> IGHV3-72*01 (87.0%) -(IGHD) -IGHJ6*01 (90.9%)) [8.10.16] (122'-246')] -6-mer diglicil-cisteinil-triglicil ligando (247'-252') -motif K-coil (253'-280')]</p>

scFv-lambda-heavy-E-coil
 QAVVTQEPSTL TVSPGGTVTL TCRSSTGAVT TSNYANWVQQ KPGQAPRGLI 50
 GGTNKRAPWT PARFSGSLLG GKAAITIGA QAEDEADYYC ALWYSNLWVF 100
 GGGTKLTVLG GGGSGGGGEV QLVQSGAELK KPGASVKVSC KASGYTFTDY 150
 YMKWVRQAPG QGLEWIGDII PSNGATFYNQ KFKGRVTITV DKSTSTAYME 200
 LSSLRSEDTA VYYCARSHLL RASWFAYWQO GTLVTVSSGG CCGGEVAALE 250
 KEVAALEKEV AALEKEVAAL EK 272

scFv-kappa-heavy-K-coil
 DFVMTQSPDS LAVSLGERVT MSCKSSQSLN NSGNQKNYLT WYQQKPGQPP 50
 KLLIYWASTR ESGVPRDFSG SSGSDFTLT ISSLAEDVA VYQCNDYSY 100
 PYTFGQGTKL EIRGGGSGGG GEVQLVESGG GLVQPGGSLR LSCAASGTF 150
 STYAMNWRQ APGKLEWVG RIRSKYNNYA TYADSVKDR FTISRDDSKN 200
 SLYLQMNLSK TEDTAVYYCV RHGNFGNSYV SWFAYWQGT LTVSSGGCG 250
 GGRVAALKEK VAALKEKVA LKEKVAALKE 280

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro
 Intra-scFv (C23-C104) 22-90 140-214
 23'-94' 143'-219'
 Inter-chain (h 11, h 14) 241-249'

No N-glycosylation sites / pas de sites de N-glycosylation / ningún posición de N-glicosilación
 N-terminal glutamine cyclization to Glp (5-oxoproline, pyroglutamic acid):
 Q1>Glp (1)

gadopiclenolum
 gadopiclenol

rac-[(2*R*,2'*E*,2''*E*)-2,2',2''-(3,6,9-triaza- $\kappa^3N^{\delta},N^{\delta},N^{\delta}$ -1(2,6)-pyridina- κN^1 -cyclodecaphane-3,6,9-triyl)tris(5-[(2*E*)-2,3-dihydroxypropyl]amino)-5-oxopentanoato- κ^3O^1,O^1,O^1)(3-)]gadolinium


gadopicléno

rac-[(2*R*,2'*E*,2''*E*)-2,2',2''-(3,6,9-triaza- $\kappa^3N^{\delta},N^{\delta},N^{\delta}$ -1(2,6)-pyridina- κN^1 -cyclodécaphane-3,6,9-triyl)tris(5-[(2*E*)-2,3-dihydroxypropyl]amino)-5-oxopentanoato- κ^3O^1,O^1,O^1)(3-)]gadolinium

gadopiclenol

rac-[(2*R*,2'*E*,2''*E*)-2,2',2''-(3,6,9-triaza- $\kappa^3N^{\delta},N^{\delta},N^{\delta}$ -1(2,6)-piridina- κN^1 -ciclodecafano-3,6,9-triil)tris(5-[(2*E*)-2,3-dihidroxi propi]amino)-5-oxopentanoato- κ^3O^1,O^1,O^1)(3-)]gadolinio

C₃₅H₅₄GdN₇O₁₅



ganaplacidum
 ganaplacide


2-amino-1-[3-(4-fluoroanilino)-2-(4-fluorophényl)-8,8-diméthyl-5,6-dihydroimidazo[1,2-*a*]pirazin-7(8*H*)-yl]éthan-1-one

ganaplacide

2-amino-1-[3-(4-fluoroanilino)-2-(4-fluorophényl)-8,8-diméthyl-5,6-dihydroimidazo[1,2-*a*]pirazin-7(8*H*)-yl]éthan-1-one

ganaplacida

2-amino-1-[3-(4-fluoroanilino)-2-(4-fluorofenil)-8,8-dimetil-5,6-dihidroimidazo[1,2-*a*]pirazin-7(8*H*)-i]etan-1-ona

C₂₂H₂₃F₂N₅O

gefapixantum
gefapixant


5-[(2,4-diaminopyrimidin-5-yl)oxy]-2-methoxy-4-(propan-2-yl)benzene-1-sulfonamide

géfaxixant

5-[(2,4-diaminopyrimidin-5-yl)oxy]-2-méthoxy-4-(propan-2-yl)benzène-1-sulfonamide

gefapixant

5-[(2,4-diaminopirimidin-5-il)oxi]-2-metoxi-4-(propan-2-il)benceno-1-sulfonamida

C₁₄H₁₉N₅O₄S

ibrexafungerpum
ibrexafungerp


(1*S*,4*aR*,6*aS*,7*R*,8*R*,10*aR*,10*bR*,12*aR*,14*R*,15*R*)-15-[(2*R*)-2-amino-2,3,3-trimethylbutoxy]-1,6*a*,8,10*a*-tetramethyl-8-[(2*R*)-3-methylbutan-2-yl]-14-[5-(pyridin-4-yl)-1*H*-1,2,4-triazol-1-yl]-1,6,6*a*,7,8,9,10,10*a*,10*b*,11,12,12*a*-dodecahydro-2*H*,4*H*-1,4*a*-propanophenanthro[1,2-*c*]pyran-7-carboxylic acid

ibrexafungerp

acide (1*S*,4*aR*,6*aS*,7*R*,8*R*,10*aR*,10*bR*,12*aR*,14*R*,15*R*)-15-[(2*R*)-2-amino-2,3,3-triméthylbutoxy]-1,6*a*,8,10*a*-tétraméth-yl-8-[(2*R*)-3-méthylbutan-2-yl]-14-[5-(pyridin-4-yl)-1*H*-1,2,4-triazol-1-yl]-1,6,6*a*,7,8,9,10,10*a*,10*b*,11,12,12*a*-dodécahydro-2*H*,4*H*-1,4*a*-propanophénanthro[1,2-*c*]pyran-7-carboxylique

ibrexafungerp

ácido (1*S*,4*aR*,6*aS*,7*R*,8*R*,10*aR*,10*bR*,12*aR*,14*R*,15*R*)-15-[(2*R*)-2-amino-2,3,3-trimetilbutoxi]-1,6*a*,8,10*a*-tetramet-il-8-[(2*R*)-3-meti butan-2-il]-14-[5-(piridin-4-il)-1*H*-1,2,4-triazol-1-il]-1,6,6*a*,7,8,9,10,10*a*,10*b*,11,12,12*a*-dodecahidro-2*H*,4*H*-1,4*a*-propanofenantro[1,2-*c*]piran-7-carboxílico



imaprelimabum #
imaprelimab

immunoglobulin G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* MCAM (melanoma cell adhesion molecule, gicerin, MUC18, CD146)], humanized monoclonal antibody; gamma1 heavy chain (1-448) [humanized VH (*Homo sapiens* IGHV2-26*01 (82.0%) -(IGHD)-IGHJ4*01 (93.3%)) [8.7.12] (1-118) -*Homo sapiens* IGHG1*03, G1m3, nG1m1 (CH1 R120 (215) (119-216), hinge (217-231), CH2 L1.3>A (235), L1.2>A (236) (232-341), CH3 E12 (357), M14 (359) (342-446), CHS (447-448)) (119-448)], (221-213')-disulfide with kappa light chain (1'-213') [humanized V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV1-12*01 (85.6%) -IGKJ2*01 (100%)) [6.3.8] (1'-106') -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (152), V101 (190) (107'-213')]; dimer (227-227":230-230")-bisdisulfide

imaprélímab

immunoglobuline G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* MCAM (molécule d'adhésion de cellule de mélanome, gicérine, MUC18, CD146)], anticorps monoclonal humanisé; chaîne lourde gamma1 (1-448) [VH humanisé (*Homo sapiens* IGHV2-26*01 (82.0%) -(IGHD)-IGHJ4*01 (93.3%)) [8.7.12] (1-118) -*Homo sapiens* IGHG1*03, G1m3, nG1m1 (CH1 R120 (215) (119-216), charnière (217-231), CH2 L1.3>A (235), L1.2>A (236) (232-341), CH3 E12 (357), M14 (359) (342-446), CHS (447-448)) (119-448)], (221-213')-disulfure avec la chaîne légère kappa (1'-213') [V-KAPPA humanisé (*Homo sapiens* IGKV1-12*01 (85.6%) -IGKJ2*01 (100%)) [6.3.8] (1'-106') -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (152), V101 (190) (107'-213')]; dimère (227-227":230-230")-bisdisulfure

imaprelimab

immunoglobulina G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* MCAM (molécula de adhesión de célula de melanoma, gicerina, MUC18, CD146)], anticuerpo monoclonal humanizado; cadena pesada gamma1 (1-448) [VH humanizado (*Homo sapiens* IGHV2-26*01 (82.0%) -(IGHD)-IGHJ4*01 (93.3%)) [8.7.12] (1-118) -*Homo sapiens* IGHG1*03, G1m3, nG1m1 (CH1 R120 (215) (119-216), bisagra (217-231), CH2 L1.3>A (235), L1.2>A (236) (232-341), CH3 E12 (357), M14 (359) (342-446), CHS (447-448)) (119-448)], (221-213')-disulfuro con la cadena ligera kappa (1'-213') [V-KAPPA humanizado (*Homo sapiens* IGKV1-12*01 (85.6%) -IGKJ2*01 (100%)) [6.3.8] (1'-106') -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (152), V101 (190) (107'-213')]; dímero (227-227":230-230")-bisdisulfuro

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada

QVTLKESGPV LVKPTETLTL TCTVSGFSLT SNAVSWVRQP PGKALEWIAA 50
 ISSGGTTYYN SAFKSRLTIS RDTSKSQVVL TMTNMDPVDV ATYYCARRYG 100
 YGWYFDWFQW GTLVTVSSAS TKGSPVFFLA PSSKSTSGGT AALGCLVKDY 150
 FPEPVTWSWN SGALTSVGHV FPAVLQSSGL YLSSVVTVV PSSLGTQTYI 200
 CNVNHKPSNT KVDKRVKPKS CDKHTCPCPC PAPEAAGGPP VFLFPPKPKD 250
 TLMISRTPEV TCVVVDVSHV DPEVKFNWYV DGVEVHNAKT KPREEQYNST 300
 YRVVSVLTVL HQDWLNGKEY KCKVSNKALP APIEKTISKA KGQPREPQVY 350
 TLPFSREEMT KNQVSLTCLV KGFYPSDIAV EWESNGQPEN NYKTTFPVLD 400
 SDGSFFLYSK LTVDKSRWQQ GNVFSCSVMH EALHNNHYTK SLSLSPGK 448

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera

DIQMTQSPSS LSASVGDRTV INCKASQNIY NSLAWYQQKP GKAPKVLIFN 50
 ANSLQGTGPS RFGSGSGGTD FTLTISLQV EDPATYYCQQ FYSGYTFGQG 100
 TKLEIKRTVA APSVFIPPPS DEQLKSGTAS VVCLLNNFYP REAKVQWQVD 150
 NALQSGNSQE SVTEQDSKDS TYSLSSLTLL SKADYEKHKV YACEVTHQGL 200
 SSPVTKSFNR GEC 213

Post-translational modifications

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro

Intra-H (C23-C104) 22-95 145-201 262-322 368-426

22"-95" 145"-201" 262"-322" 368"-426"

Intra-L (C23-C104) 23'-88' 133'-193'

23"'-88"' 133"'-193"'

Inter-H-L (h 5-CL 126) 221-213' 221"-213"

Inter-H-H (h 11, h 14) 227-227" 230-230"

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación

H CH2 N84.4:

298, 298"

Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantennarios complejos fucosilados.

iscalimabum #
iscalimab

immunoglobulin G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* CD40 (tumor necrosis factor receptor superfamily member 5, TNFRSF5)], human monoclonal antibody;
 gamma1 heavy chain (1-450) [*Homo sapiens* VH (IGHV3-30*03 (93.9%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (100%))] [8.8.13] (1-120) -*Homo sapiens* IGHG1*03, G1m3, nG1m1 (CH1 R120 (217) (121-218), hinge (219-233), CH2 N84.4>A (300) (234-343), CH3 E12 (359), M14 (361) (344-448), CHS (449-450)) (121-450)], (223-219')-disulfide with kappa light chain (1'-219') [*Homo sapiens* V-KAPPA (IGKV2-28*01 (95.0%) -IGKJ3*01 (91.7%, K12>R))] [11.3.9] (1'-112') -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (158), V101 (196) (113'-219)]; dimer (229-229":232-232")-bisdisulfide

iscalimab

immunoglobuline G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* CD40 (membre 5 de la superfamille des récepteurs du TNF, TNFRSF5)], anticorps monoclonal humain;
 chaîne lourde gamma1 (1-450) [*Homo sapiens* VH (IGHV3-30*03 (93.9%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (100%))] [8.8.13] (1-120) -*Homo sapiens* IGHG1*03 (CH1 (121-218), charnière (219-233), CH2 N84.4>A (300) (234-343), CH3 (344-448), CHS (449-450)) (121-450)], (223-219')-disulfure avec la chaîne légère kappa (1'-219') [*Homo sapiens* V-KAPPA (IGKV2-28*01 (95.0%) -IGKJ3*01 (91.7%, K12>R))] [11.3.9] (1'-112') -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (158), V101 (196) (113'-219)]; dimère (229-229":232-232")-bisdisulfure

iscalimab

inmunoglobulina G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* CD40 (miembro 5 de la superfamilia de los receptores del TNF, TNFRSF5)], anticuerpo monoclonal humano;
 cadena pesada gamma1 (1-450) [*Homo sapiens* VH (IGHV3-30*03 (93.9%) - (IGHD) -IGHJ4*01 (100%)) [8.8.13] (1-120) -*Homo sapiens* IGHG1*03 (CH1 (121-218), bisagra (219-233), CH2 N84.4>A (300) (234-343), CH3 (344-448), CHS (449-450)) (121-450)], (223-219')-disulfuro con la cadena ligera kappa (1'-219') [*Homo sapiens* V-KAPPA (IGKV2-28*01 (95.0%) -IGKJ3*01 (91.7%, K12>R) [11.3.9] (1'-112') -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (158), V101 (196) (113'-219'))]; dímero (229-229":232-232")-bisdisulfuro

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada

```
QVQLVESGSGG VVQPGKSLRL SCAASGFTFS SYGMHWVRQA PGKGLEWVAV 50
ISYVESNRYH ADSVKGRFTI SRDNSKITLY LQMNSLRTE TAVYCARDG 100
GIAAPGPDYW GQGLTLTVSS ASTKGPSVFP LAPSSKSTSG GTAALGCLVK 150
DYFPEPVTVS WNSGALTSVGV HTFFAVLQSS GLYSLSSVVT VPSSSLGTQT 200
YICNVNHKPS NTKVDRVVEP KSCDKTHTCP PCPAPPELLGG PSVFLFPPKP 250
KDTLMI SRTP EVTCVVVDVS HEDPEVKFNW YVDGVEVHNA KTKPREEQYA 300
STYRVVSVLT VILHQQDWLNGK EYKCKVSNKA LPAPIEKTIS KAKGQPREPQ 350
VYTLPPSREE MTKNQVSLTC LVKGFYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTTTPPV 400
LDSDSGFFLY SKLTVDKSRW QQGNVFSQSV MHEALHNHYT QKSLSLSPGK 450
```

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera

```
DIVMTQSPFLS LTVTPGEPAS ISCRSSQSL LSYNGNYLDW YLQKPGQSPQ 50
VLISLGSNRA SGVPDRFSGS GSGTDFTLKI SRVEAEDVGV YYCMQARQTP 100
FTFPGPTKVD IRRTVAAPSV FIFPPSDEQL KSGTASVCL LNNFYPREAK 150
VQWKVDNALQ SGNSQESVTE QDSKSTYSL SSTLTLSKAD YEKHKVYACE 200
VTHQGLSSPV TKSFNRGEC 219
```

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro

Intra-H (C23-C104) 22-96 147-203 264-324 370-428
 22"-96" 147"-203" 264"-324" 370"-428"

Intra-L (C23-C104) 23'-93' 139"-199"
 23"-93" 139"-199"

Inter-H-L (h 5-CL 126) 223-219' 223"-219"

Inter-H-H (h 11, h 14) 229-229" 232-232'

No N-glycosylation sites / pas de sites de N-glycosylation / ningún posición de N-glicosilación:

H CH2 N84 4>A (300, 300")

N-terminal glutamine cyclization to Glp (5-oxoproline, pyroglutamic acid):

H VH Q1>Glp (1, 1")

C-terminal lysine clipping:

H CHS K2: 450, 450"

lanraplenibum

lanraplenib

6-(6-aminopyrazin-2-yl)-N-{4-[4-(oxetan-3-yl)piperazin-1-yl]phenyl}imidazo[1,2-a]pyrazin-8-amine


lanraplénib

6-(6-aminopyrazin-2-yl)-N-{4-[4-(oxétan-3-yl)piperázin-1-yl]phényl}imidazo[1,2-a]pyrazin-8-amine

lanraplenib

6-(6-aminopirazin-2-il)-N-{4-[4-(oxetan-3-il)piperazin-1-il]fenil}imidazo[1,2-a]pirazin-8-amina

C₂₃H₂₅N₉



lenabasumum


lenabasum

(6a*R*,10a*R*)-1-hydroxy-6,6-diméthyl-3-(2-méthyl-octan-2-yl)-6a,7,10,10a-tétrahydro-6*H*-dibenzo[*b,d*]pyran-9-carboxylic acid

lénabasum

acide (6a*R*,10a*R*)-1-hydroxy-6,6-diméthyl-3-(2-méthyl-octan-2-yl)-6a,7,10,10a-tétrahydro-6*H*-dibenzo[*b,d*]pyran-9-carboxylique

lenabasum

ácido (6a*R*,10a*R*)-1-hidroxi-6,6-dimetil-3-(2-metil-octan-2-il)-6a,7,10,10a-tetrahidro-6*H*-dibenzo[*b,d*]piran-9-carboxílicoC₂₅H₃₆O₄**lenervimabum #**

lenervimab

immunoglobulin G1-kappa, anti-[Hepatitis B virus (HBV) surface antigen (HBsAg)], humanized monoclonal antibody;
 gamma1 heavy chain (1-459) [humanized VH (*Homo sapiens*IGHV3-21*01 (83.7%) -(IGHD) -IGHJ1*01 (90%), L12>T (124)) [8.8.22] (1-129) -*Homo sapiens*IGHG1*01, G1m17,1 (CH1 K120 (226) (130-227), hinge (228-242), CH2 (243-352), CH3 D12 (368), L14 (370) (353-457), CHS (458-459)) (130-459)], (232-214')-disulfide with kappa light chain (1'-214') [*Homo sapiens* V-KAPPA (IGKV1-NL1*01 (87.4%) -IGKJ2*01 (100%)) [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01 Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]; dimer (238-238":241-241")-bisdisulfide

lenervimab

immunoglobuline G1-kappa, anti-[antigène de surface du virus de l'hépatite B (VHB) (AgsHB)], anticorps monoclonal humanisé;
 chaîne lourde gamma 1 (1-459) [VH humanisé (*Homo sapiens*IGHV3-21*01 (83.7%) -(IGHD) -IGHJ1*01 (90%), L12>T (124)) [8.8.22] (1-129) -*Homo sapiens*IGHG1*01, G1m17,1 (CH1 K120 (226) (130-227), charnière (228-242), CH2 (243-352), CH3 D12 (368), L14 (370) (353-457), CHS (458-459)) (130-459)], (232-214')-disulfure avec la chaîne légère kappa (1'-214') [*Homo sapiens* V-KAPPA (IGKV1-NL1*01 (87.4%) -IGKJ2*01 (100%)) [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01 Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]; dimère (238-238":241-241")-bisdisulfure

lenervimab

inmunoglobulina G1-kappa, anti-[antígeno de superficie del virus de la hepatitis B (VHB) (AgsHB)], anticuerpo monoclonal humanizado;

cadena pesada gamma1 (1-459) [VH humanizado (*Homo sapiens* IGHV3-21*01 (83.7%) -(IGHD) -IGHJ1*01 (90%), L12>T (124)] [8.8.22] (1-129) -*Homo sapiens* IGHG1*01, G1m17,1 (CH1 K120 (226) (130-227), bisagra (228-242), CH2 (243-352), CH3 D12 (368), L14 (370) (353-457), CHS (458-459) (130-459)], (232-214')-disulfuro con la cadena ligera kappa (1'-214') [*Homo sapiens* V-KAPPA (IGKV1-NL1*01 (87.4%) -IGKJ2*01 (100%)] [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01 Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]; dímero (238-238":241-241")-bisulfuro

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada

```
EVQLVESGGG LVKPGGSLRL SCSASGFSLT KYKMTWVRQA PGKLEWVSS 50
ISSTSRDIDY ADSVKGRFTI SRDNANKSLF LQMSLRVDD TAVYYCTRDG 100
WLVGWDVRSN YYNALDVMG QGTTVTVSSA STKGPSVFPF APSSKSTSGG 150
TAALGLVKVD YFPEPVTVSW NSGALTSVGH TFPVAVLQSSG LYSLSVVVT 200
PSSSLGTQTY ICNVNHPKSN TKVDKKEVPEK SCDKTHTCP CPAPPELLGGP 250
SVFLFPPKPK DTLMISRTPF VTCVVVDVSH EDPEVKFNWY VDGVEVHNAK 300
TKPREQYNS TYRVVSVLTV LHQDWLNGKE YKCKVSNKAL PAPIEKTISK 350
AKGQPREPQV YTLPPSRDEL TRNQVSLTCL VKGFYPSDIA VEWESNGQPE 400
NNYKTTTPVL DSDGSFFLYS KLTVDKSRWQ QGNVFSCSVM HEALHNHYTQ 450
KSLSLSPGK 459
```

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera

```
DIVVTQSPSS LSASVGRDVT ITCRASQGIY NSIAWYQQKPK GKAPKLLLYS 50
TSTLLSGVPS RFSGSGSGTD YTLTITNLQP EDFATYYCQQ YFVTPETFGQ 100
GTKLEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV 150
DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSLSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG 200
LSSPVTKSFN RGEK 214
```

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro

Intra-H (C23-C104) 22-96 156-212 273-333 379-437
 22"-96" 156"-212" 273"-333" 379"-437"
 Intra-L (C23-C104) 23'-88' 134'-194'
 23"-88" 134"-194"
 Inter-H-L (h 5-CL 126) 232-214' 232"-214"
 Inter-H-H (h 11, h 14) 238-238" 241-241"

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación

H CH2 N84 4:
 309, 309"

Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantenarios complejos fucosilados

leronlimabum

leronlimab


immunoglobulin G4-kappa, anti-[*Homo sapiens* CCR5 (chemokine (C-C motif) receptor 5, CD195)], humanized monoclonal antibody;

gamma4 heavy chain (1-449) [humanized VH (*Homo sapiens* IGHV3-15*01 (72.40%) -(IGHD)-IGHJ4*01 (86.7%)] [7.8.16] (1-122) -*Homo sapiens* IGHG4*01 (CH1 (123-220), hinge (221-232), CH2 (233-342), CH3 (343-447), CHS (448-449) (123-449)], (136-219')-disulfide with kappa light chain (1'-219') [humanized V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV2D-29*02 (87.0%) -IGKJ1*01 (100%)] [11.3.9] (1'-112') -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (158), V101 (196) (113'-219')]; dimer (228-228":231-231")-bisulfide

léronlimab

immunoglobuline G4-kappa, anti-[*Homo sapiens* CCR5 (récepteur 5 de la chimiokine (motif C-C), CD195)], anticorps monoclonal humanisé;

	chaîne lourde gamma4 (1-449) [VH humanisé (<i>Homo sapiens</i> IGHV3-15*01 (72.40%) -(IGHD)- IGHJ4*01 (86.7%)) [7.8.16] (1-122) - <i>Homo sapiens</i> IGHG4*01 (CH1 (123-220), charnière (221-232), CH2 (233-342), CH3 (343-447), CHS (448-449)) (123-449)], (136-219')-disulfure avec la chaîne légère kappa (1'-219') [V-KAPPA humanisé (<i>Homo sapiens</i> IGKV2D-29*02 (87.0%) -IGKJ1*01 (100%)) [11.3.9] (1'-112') - <i>Homo sapiens</i> IGKC*01, Km3 A45.1 (158), V101 (196) (113'-219')]; dimère (228-228":231-231")-bisdisulfure
leronlimab	<p>inmunoglobulina G4-kappa, anti-[<i>Homo sapiens</i> CCR5 (receptor 5 de la quimiocina (motif C-C), CD195)], anticuerpo monoclonal humanizado;</p> <p>cadena pesada gamma4 (1-449) [VH humanizado (<i>Homo sapiens</i> IGHV3-15*01 (72.40%) -(IGHD)- IGHJ4*01 (86.7%)) [7.8.16] (1-122) -<i>Homo sapiens</i> IGHG4*01 (CH1 (123-220), bisagra (221-232), CH2 (233-342), CH3 (343-447), CHS (448-449)) (123-449)], (136-219')-disulfuro con la cadena ligera kappa (1'-219') [V-KAPPA humanizado (<i>Homo sapiens</i> IGKV2D-29*02 (87.0%) -IGKJ1*01 (100%)) [11.3.9] (1'-112') -<i>Homo sapiens</i> IGKC*01, Km3 A45.1 (158), V101 (196) (113'-219')]; dímero (228-228":231-231")-bisdisulfuro</p> <p>Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada EVQLVESGGG LVKPGGSLRL SCAASGYTFS NYWIGWVRQA PGKGLEWIGD 50 IYPGGNIYRN NEKFKDKTTL SADTSKNTAY LQMNSLKTED TAVYYCGSSF 100 GSNYVFAWFT YWQGGLVTV SSASTKGPSV FPLAPCSRST SESTAALGCL 150 VKDYFPEPVT VSWNSGALTS GVHTFPAVLQ SSGLYSLSSV VIVPSSSLGT 200 KTYTCNVDEK PSNTKVDKRV ESKYGPPECS CPAPEFLGGP SVPLFPKPK 250 DTLMSRTEPE VTCVVVDVDSQ EDPEVQFNWY VDGVEVHNAK TKPREEQFNS 300 TYRVSVLTV LHQDWLNGKE YKCFVSNKGL PSSIEKTISK AKGQPREPQV 350 YTLPPSQEEM TRNQVSLTCL VKGFYPSDIA VEWESNGQPE NNYKTPPV 400 DSDGSFFLYS RLTVDKSRWQ EGNVFCSSVM HEALHNYTQ KSLSLSLGK 449</p> <p>Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera DIVMTQSPLS LPVTPGEPAS ISCRSSQRL SSGHTYLRHW YLQKPGQSPQ 50 LLIYEVSNRF SGVPRDFSGS GSGTDFTLKI SRVEAEDVGV YYCSQSTHVP 100 LTFGGGTKVE IKRTVAAPSV FIFPPSDEQL KSGTASVVCL LNNFYPREAK 150 VQWIKVDNALQ SGNSQESVTE QDSKSTYSYL SSSLTLSKAD YERHKVYACE 200 VTHQGLSSPV TRSFNRGEC 219</p> <p>Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro Intra-H (C23-C104) 22-96 149-205 263-323 369-427 22"-96" 149"-205" 263"-323" 369"-427" Intra-L (C23-C104) 23"-93" 139"-199" 23"-93" 139"-199" Inter-H-L (CH1 10-CL 126) 136-219' 136"-219" Inter-H-H (h 8, h 11) 228-228' 231-231"</p> <p>N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación H CH2 N84 4: 299, 299" Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glicanos de tipo CHO bi-antennarios complejos fucosilados</p>
licogliflozinum	
licogliflozin	(1S)-1,5-anhydro-1-C-3-[(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)methyl]-4-ethylphenyl]-D-glucitol
licogliflozine	(1S)-1,5-anhydro-1-C-3-[(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)méthyl]-4-éthylphényl]-D-glucitol
licogliflozina	(1S)-1,5-anhidro-1-C-3-[(2,3-dihidro-1,4-benzodioxin-6-il)metil]-4-etilfenil]-D-glucitol

**lifileucelum**

lifileucel

human culture expanded activated autologous T cells for cell-based immunotherapy. The cell substance is a heterogeneous mixture consisting of CD4+ and CD8+ tumor-infiltrating lymphocytes (TIL), derived from isolated metastatic tumor biopsy of patients with metastatic melanoma, and cultured in the presence of feeder cells (irradiated allogeneic mononuclear cells from healthy donors) and human recombinant interleukin 2 (IL-2)/OKT3 anti-CD3 antibody (*muromonab-CD3* (59)(29)) for T-cell activation.

lifileucel

lymphocytes T humains autologues, activés en culture d'expansion pour immunothérapie cellulaire. Les cellules sont un mélange hétérogène consistant en des lymphocytes T CD4+ et CD8+ infiltrant la tumeur (TIL), dérivés d'une biopsie isolée de la tumeur métastatique de patients avec un mélanome métastatique et mis en culture en présence de cellules nourricières (cellules mononucléaires allogéniques irradiées obtenues à partir de donneurs sains) et d'interleukine 2 (IL2) recombinante humaine/ anticorps OKT3 anti-CD3 (*muromonab-CD3* (59)(29)) pour l'activation des lymphocytes T.

lifileucel

linfocitos T humanos autólogos activados y expandidos en cultivo para inmunoterapia celular. La substancia celular es una mezcla heterogénea consistente en linfocitos CD4+ y CD8+ infiltrantes de tumor, derivados de una biopsia aislada de tumor metastásico de pacientes con melanoma metastásico, y cultivados en presencia de células *feeder* (células mononucleares alogénicas irradiadas obtenidas de donantes sanos) e interleukina 2 recombinante humana (IL-2)/anticuerpo OKT3 anti-CD3 (*muromonab-CD3* (59)(29)) para activación de linfocitos T.

linerixibatam

linerixibat



3-(((3*R*,5*R*)-3-butyl-3-ethyl-7-methoxy-1,1-dioxo-5-phenyl-2,3,4,5-tetrahydro-1*H*-1λ⁶,4-benzothiazepin-8-yl)methyl)amino)pentanedioic acid

linérixibat

acide 3-(((3*R*,5*R*)-3-butyl-3-éthyl-7-méthoxy-1,1-dioxo-5-phényl-2,3,4,5-tétrahydro-1*H*-1λ⁶,4-benzothiazépin-8-yl)méthyl)amino)pentanedioïque

linerixibat

ácido 3-(((3*R*,5*R*)-3-butil-3-etil-7-metoxi-1,1-dioxo-5-fenil-2,3,4,5-tetrahidro-1*H*-1λ⁶,4-benzotiazepin-8-il)metil)amino)pentanodioico



linzagolixum
linzagolix



3-{5-[(2,3-difluoro-6-methoxyphenyl)methoxy]-2-fluoro-4-methoxyphenyl}-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydrothieno[3,4-*d*]pyrimidine-5-carboxylic acid

linzagolix

acide 3-{5-[(2,3-difluoro-6-méthoxyphényl)méthoxy]-2-fluoro-4-méthoxyphényl}-2,4-dioxo-1,2,3,4-tétrahydrothiéno[3,4-*d*]pyrimidine-5-carboxylique

linzagolix

ácido 3-{5-[(2,3-difluoro-6-metoxifenil)metox]-2-fluoro-4-metoxifenil}-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahidrotieno[3,4-*d*]pirimidina-5-carboxílico



livoletidum
livoletide


1,8-anhydro(L-arginyl-L-valyl-L-glutamyl-L-seryl-L-prolyl-L- α -glutamyl-L-histidyl-L-glutamyl)

livoletide

1,8-anhydro(L-arginyl-L-valyl-L-glutamyl-L-séryl-L-prolyl-L- α -glutamyl-L-histidyl-L-glutamyl)

livoletida

1,8-anhidro(L-arginil-L-valil-L-glutaminil-L-seril-L-prolil-L- α -glutamil-L-histidil-L-glutaminil)



lotamilastum
lotamilast


methyl 4-({3-[6,7-dimethoxy-2-(methylamino)quinazolin-4-yl]phenyl}carbamoyl)benzoate

lotamilast

4-({3-[6,7-diméthoxy-2-(méthylamino)quinazolin-4-yl]phényl}carbamoyl)benzoate de méthyle

lotamilast


4-({3-[6,7-dimetoxi-2-(metilamino)quinazolin-4-il]fenil}carbamoil)benzoato de metilo

 $C_{26}H_{24}N_4O_5$ **macozinonum**
macozinone2-[4-(cyclohexylmethyl)piperazin-1-yl]-8-nitro-6-(trifluoromethyl)-4*H*-1,3-benzothiazin-4-one

macozinone

2-[4-(cyclohexylméthyl)pipérazin-1-yl]-8-nitro-6-(trifluorométhyl)-4*H*-1,3-benzothiazin-4-one


macozinona



2-[4-(ciclohexilmetil)piperazin-1-il]-8-nitro-6-(trifluorometil)-4*H*-1,3-benzotiazin-4-ona $C_{20}H_{23}F_3N_4O_3S$ **mavelertinibum**
mavelertinib*N*-[({3*R*,4*R*)-4-fluoro-1-{6-[(3-metoxi-1-metil-1*H*-pirazol-4-il)amino]-9-metil-9*H*-purin-2-il}pirrolidin-3-il}prop-2-enamida

mavélerтиниб

N-[({3*R*,4*R*)-4-fluoro-1-{6-[(3-méthoxy-1-méthyl-1*H*-pirazol-4-il)amino]-9-méthyl-9*H*-purin-2-il}pyrrolidin-3-il}prop-2-énamide

mavelertinib

N-[({3*R*,4*R*)-4-fluoro-1-{6-[(3-metoxi-1-metil-1*H*-pirazol-4-il)amino]-9-metil-9*H*-purin-2-il}pirrolidin-3-il}prop-2-enamida $C_{18}H_{22}FN_9O_2$ 

mavilimogenum ralaplasmidum # mavilimogene ralaplasmid	a DNA plasmid encoding genes for human papilloma virus type 16 (HPV-16) E6 and E7 proteins whose expression is driven by the human cytomegalovirus (hCMV) promoter with the bovine growth hormone (bGH) 3'end gene and bGH gene polyA signal.
mavilimogène ralaplasvide	ADN plasmidique contenant les gènes codant pour les protéines E6 et E7 du virus du papillome humain de type 16 (HPV-16), dont l'expression est dirigée par le promoteur du cytomegalovirus humain (hCMV) avec la région 3'-terminale du gène de l'hormone de croissance bovine (bGH) et le signal poly-A du gène de la bGH
mavilimogén ralaplásido	un DNA plasmídico que contiene genes que codifican para las proteínas E6 y E7 del virus del papiloma humano tipo 16 (HPV-16), cuya expresión está dirigida por el promotor del citomegalovirus humano (hCMV) con la región 3' terminal del gen de la hormona de crecimiento bovina (bGH) y la señal poli A del gen de bGH
mavorixaforum mavorixafor	N^1 -[(1 <i>H</i> -benzimidazol-2-yl)methy]- N^1 -[(8 <i>S</i>)-5,6,7,8-tetrahydroquinolin-8-yl]butane-1,4-diamine
mavorixafor	N^1 -[(1 <i>H</i> -benzimidazol-2-yl)méthy]- N^1 -[(8 <i>S</i>)-5,6,7,8-tétrahydroquinoléin-8-y]butane-1,4-diamine
mavorixafor	N^1 -[(1 <i>H</i> -benzimidazol-2-il)metil]- N^1 -[(8 <i>S</i>)-5,6,7,8-tetrahydroquinolein-8-il]butano-1,4-diamina
	$C_{21}H_{27}N_5$ 
mosedipimodum mosedipimod	<i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-propane-1,2,3-triyl 1-acetate 3-hexadecanoate 2-[(9 <i>Z</i> ,12 <i>Z</i>)-octadeca-9,12-dienoate]
mosédipimod	1-acétate, 3-hexadécanoate et 2-[(9 <i>Z</i> ,12 <i>Z</i>)-octadéca-9,12-diénoate]de <i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-propane-1,2,3-triyle
mosedipimod	1-acetato, 3-hexadecanoato y 2-[(9 <i>Z</i> ,12 <i>Z</i>)-octadeca-9,12-dienoato]de <i>rac</i> -(2 <i>R</i>)-propano-1,2,3-triilo
	$C_{39}H_{70}O_6$  and enantiomer et énantiomère y enantiómero

nalotimagenum carmaleucelum #
nalotimagene carmaleucel

human culture expanded activated allogeneic T cells for adjunctive immunotherapy. Cells are derived from the haematopoietic stem cell (HSC) donor and are genetically modified *ex vivo* with a non-replicative SFCMM-3 gamma-retroviral vector derived from Moloney murine Leukemia Virus (Mo-MuLV), encoding for a truncated form of the human low affinity nerve growth factor receptor (Δ LNGFR) and the herpes simplex virus thymidine kinase (HSV-TK Mut2). Cells contain a suicide gene in case of graft versus host disease development.

nalotimagène carmaleucel

lymphocytes T humains allogéniques, activés, en culture d'expansion pour immunothérapie adjuvante. Les lymphocytes sont dérivés de cellules souches hématopoïétiques (CSH) d'un donneur et sont génétiquement modifiés *ex vivo* avec un vecteur rétroviral gamma SFCMM-3 non-répliquant dérivé du virus de la leucémie murine de Moloney (Mo-MuLV), codant pour une forme tronquée du récepteur du facteur de croissance nerveuse à faible affinité humain (Δ LNGFR) et la thymidine kinase du virus herpès simplex (HSV-TK Mut2). Les cellules contiennent un gène suicide en cas de développement de réaction du greffon contre l'hôte.

nalotimagén carmaleucel

linfocitos T humanos alogénicos activados y expandidos en cultivo para inmunoterapia adyuvante. Los linfocitos se derivan a partir del donante de las células madre hematopoyéticas (CMH) y se modifican genéticamente *ex vivo* con un vector retroviral gamma SFCMM-3 no replicativo derivado del virus de la leucemia murina de Moloney (Mo-MuLV), que codifica para una forma truncada del receptor para el factor de crecimiento nervioso de baja afinidad humano (Δ LNGFR) y de la timidina quinasa del virus del herpes simplex (HSV-TK Mut2). Las células contienen un gen suicida en caso de que se desarrolle la enfermedad de injerto contra huésped.

netakimabum #
netakimab

immunoglobulin G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* IL17A (interleukin 17A, IL-17A)], chimeric and *Homo sapiens* monoclonal antibody;
chimeric gamma1 heavy chain (1-455) [VH (*Lama glama* IGHV3S3*01 (80.2%) -(IGHD) -IGHJ3*01 (92.3%)/*Homo sapiens* IGHV3-23*04 -(IGHD) -IGHJ5*01 (92.9%)] [8.8.18] (1-124) -1-mer seryl linker (125) -*Homo sapiens* IGHG1*03, G1m3 (CH1 (126-223), hinge (224-238), CH2 [M15.1>Y (260), S16>T (262), T18>E (264)] (239-348), CH3 (349-453), CHS (454-455)) (126-455)]; (228-215')-disulfide with *Homo sapiens* kappa light chain (1'-216') [*Homo sapiens* V-KAPPA (IGKV3-20*01 (96.9%) - IGKJ1*01 (100%)] [7.3.9] (1'-108') -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (154), V101 (192) (109'-215')]; dimer (234-234":237-237")-bisdisulfide

nétakimab	<p>immunoglobuline G1-kappa, anti-[<i>Homo sapiens</i> IL17A (interleukine 17A, IL-17A)], anticorps monoclonal chimérique et <i>Homo sapiens</i>;</p> <p>chaîne lourde gamma1 chimérique (1-455) [VH (<i>Lama glama</i> IGHV3S3*01 (80.2%) -(IGHD) -IGHJ3*01 (92.3%)/<i>Homo sapiens</i> IGHV3-23*04 -(IGHD) -IGHJ5*01 (92.9%)) [8.8.18] (1-124) -1-mer linker séryl (125) -<i>Homo sapiens</i> IGHG1*03, G1m3 (CH1 (126-223), charnière (224-238), CH2 [M15.1>Y (260), S16>T (262), T18>E (264)] (239-348), CH3 (349-453), CHS (454-455)) (126-455)], (228-215')-disulfure avec la chaîne légère kappa <i>Homo sapiens</i> (1'-216')] [<i>Homo sapiens</i> V-KAPPA (IGKV3-20*01 (96.9%) -IGKJ1*01 (100%)) [7.3.9] (1'-108') -<i>Homo sapiens</i> IGKC*01, Km3 A45.1 (154), V101 (192) (109'-215')]; dimère (234-234":237-237")-bisdisulfure</p>																														
netakimab	<p>inmunoglobulina G1-kappa, anti-[<i>Homo sapiens</i> IL17A (interleukina 17A, IL-17A)], anticuerpo monoclonal quimérico y <i>Homo sapiens</i>;</p> <p>cadena pesada gamma1 quimérica (1-455) [VH (<i>Lama glama</i> IGHV3S3*01 (80.2%) -(IGHD) -IGHJ3*01 (92.3%)/<i>Homo sapiens</i> IGHV3-23*04 -(IGHD) -IGHJ5*01 (92.9%)) [8.8.18] (1-124) -1-mer ligando seril (125) -<i>Homo sapiens</i> IGHG1*03, G1m3 (CH1 (126-223), bisagra (224-238), CH2 [M15.1>Y (260), S16>T (262), T18>E (264)] (239-348), CH3 (349-453), CHS (454-455)) (126-455)], (228-215')-disulfuro con la cadena ligera kappa <i>Homo sapiens</i> (1'-216')] [<i>Homo sapiens</i> V-KAPPA (IGKV3-20*01 (96.9%) -IGKJ1*01 (100%)) [7.3.9] (1'-108') -<i>Homo sapiens</i> IGKC*01, Km3 A45.1 (154), V101 (192) (109'-215')]; dímero (234-234":237-237")-bisdisulfuro</p>																														
	<p>Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada</p> <pre> QVQLVQSGGG LVQAGGSLRL SCAASGGTFA TSPMGWLRQA PGKGTFFVAA 50 ISPSGGDRIY ADSVKGRFTI SRDNAGYFIY LQMNSLKPED TAVYCAVRR 100 RFDGTSYYTG DYDSWQQTLL VTVSSASTKG PSVFPLAPSS KSTSGGTAAL 150 GCLVKDYFPE PVTVSWNSGA LTVSGVHTFPA VLQSSGLYSL SSVVTVFSSS 200 LGTQTYICNV NHKPSNTKVD KRVEPKSCDK THTCPPCPAP ELLGGPSVFL 250 FPPKPKDTLY ITREPEVTCV VVDVSHEDPE VKFNWYVDGV EVHNAKTRPR 300 EEQYNSTYRV VSVLTVLHQD WLNKREYKCK VSNKALPAPI EKTISKARGQ 350 PREPQVYTLF PSREEMTKNQ VSLTCLVKGK YPSDIAVEWE SNGQPENNYK 400 TTPPVLDSDG SFFLYSKLTV DKSRWQQGNV FSCSVMEAL HNHVTQKSL 450 LSPGK 455 </pre> <p>Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera</p> <pre> EIVLTQSPGT LSLSPGERAT LSCRASQSVS SSVLAWYQQK PGQAPRLLIY 50 DASSRATGIP DRFSGSGGT DFTLTISRLE PEDFAVYCYQ QYSYSPVTFG 100 QSTKVELKRT VAAPSVFIFP PSDEQLKSGT ASVVCLLNNF YPREAKVQWK 150 VDNALQSGNS QESVTEQDSK DSTYSLSSSTL TSKADYEKH KVVACEVTHQ 200 GLSSPVTKSF NRGEC 215 </pre> <p>Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro</p> <table border="0"> <tr> <td>Intra-H (C23-C104)</td> <td>22-96</td> <td>152-208</td> <td>269-329</td> <td>375-433</td> </tr> <tr> <td></td> <td>22"-96"</td> <td>152"-208"</td> <td>269"-329"</td> <td>375"-433"</td> </tr> <tr> <td>Intra-L (C23-C104)</td> <td>23'-89"</td> <td>135"-195"</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>23'"-89'"</td> <td>135'"-195'"</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inter-H-L (h 5-CL 126)</td> <td>228-215'</td> <td>228"-215"</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inter-H-H (h 11, h 14)</td> <td>234-234'</td> <td>237-237"</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación</p> <p>H CH2 N84 4: 305, 305"</p> <p>Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantenarijos complejos fucosilados</p>	Intra-H (C23-C104)	22-96	152-208	269-329	375-433		22"-96"	152"-208"	269"-329"	375"-433"	Intra-L (C23-C104)	23'-89"	135"-195"				23'"-89'"	135'"-195'"			Inter-H-L (h 5-CL 126)	228-215'	228"-215"			Inter-H-H (h 11, h 14)	234-234'	237-237"		
Intra-H (C23-C104)	22-96	152-208	269-329	375-433																											
	22"-96"	152"-208"	269"-329"	375"-433"																											
Intra-L (C23-C104)	23'-89"	135"-195"																													
	23'"-89'"	135'"-195'"																													
Inter-H-L (h 5-CL 126)	228-215'	228"-215"																													
Inter-H-H (h 11, h 14)	234-234'	237-237"																													

nidufexorum

nidufexor


4-[(N-benzyl-8-chloro-1-méthyl-1,4-dihydro[1]benzopyrano[4,3-c]pyrazole-3-carboxamido)méthyl]benzoïc acid

nidufexor

acide 4-[(N-benzyl-8-chloro-1-méthyl-1,4-dihydro[1]benzopyrano[4,3-c]pyrazole-3-carboxamido)méthyl]benzoïque

nidufexor

ácido 4-[(N-bencil-8-cloro-1-metil-1,4-dihidro[1]benzopirano[4,3-c]pirazol-3-carboxamido)metil]benzoico

C₂₇H₂₂ClN₃O₄**onfekafuspum alfa #**

onfekafusp alfa

immunoglobulin single-chain variable fragment anti-(human fibronectin ED-B domain) (1-236), with a GDGSSGGSGGAS linker (117-128) between the VH and VL regions, fused, via a EF(S₄G)₃ linker (237-253), to human tumor necrosis factor (TNF) soluble form (254-410), non-covalent trimer, produced in Chinese hamster ovary (CHO) cells, glycoform alfa :

scFv-TNF chain (1-410) [*Homo sapiens* VH (IGHV3-23*01 (94.9%)-(IGHD)-(IGHJ4*01 (100%)) [8.8.9](1-116) -12-mer linker(117-128) -*Homo sapiens* V-KAPPA (IGKV3-20*01 (94.8%)-IGKJ1*01 (100%))][7.3.9] (129-236) -17-mer EF(SSSSG)₃ linker (237-253)-*Homo sapiens* TNF (Pr77-233)(254-410)], non-covalent trimer

onfékafusp alfa

immunoglobuline à chaîne unique Fragment variable (scFv), anti-(domaine ED-B de la fibronectine humaine) (1-236), avec un linker GDGSSGGSGGAS (117-128) entre les régions VH et VL, fusionné, via un linker EF(S₄G)₃ (237-253), à la forme soluble du facteur de nécrose tumorale (TNF) humain (254-410), trimère non covalent, produit par des cellules ovariennes de hamsters chinois (CHO), glycoforme alfa:

chaîne scFv-TNF (1-410) [*Homo sapiens* VH (IGHV3-23*01 (94.9%)-(IGHD)-(IGHJ4*01 (100%))][8.8.9] (1-116) -12-mer linker (117-128) -*Homo sapiens* V-KAPPA (IGKV3-20*01 (94.8%)-IGKJ1*01 (100%))][7.3.9] (129-236) -17-mer EF(SSSSG)₃ linker (237-253) -*Homo sapiens* TNF (Pr77-233) (254-410)], trimère non-covalent

onfekafusp alfa	<p>inmunoglobulina con la cadena única Fragmento variable (scFv), anti-(dominio ED-B de la fibronectina humana) (1-236), con un ligando GDGSSGGSGGAS (117-128) entre las regiones VH y VL, fusionado, a través de un enlace EF(S₄G)₃ (237-253), con la forma soluble del factor de necrosis tumoral (TNF) humano (254-410), trímero no covalente, producido por las células ováricas de hamsters chinos (CHO), glicofoma alfa:</p> <p>cadena scFv-TNF (1-410) [<i>Homo sapiens</i> VH (IGHV3-23*01 (94.9%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (100%))[8.8.9] (1-116) -12-mer ligando (117-128) -<i>Homo sapiens</i> V-KAPPA (IGKV3-20*01 (94.8%) -IGKJ1*01 (100%))[7.3.9] (129-236) -17-mer EF(SSSSG)₃ ligando (237-253) -<i>Homo sapiens</i> TNF (Pr77-233) (254-410)], trímero no covalente</p> <p>Chain / Chaîne / Cadena scFv-TNF EVQLLESQGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS SFSMSWVRQA PGKGLEWVSS 50 ISGSSGTTY ADSVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED TAVYYCAKPF 100 PYFDYWCQGT LVTVSSGDGS SGGSGGASEI VLTQSPGTLI LSPGERATLS 150 CRASQSVSSS FLAWYQQKPG QAPRLLIYYA SSRATGIPDR FSGSGSSTDF 200 TLTISRLEPE DFAVYQCQQT GRIPPTFGQG TKVEIKFESS SSGSSSSGSS 250 SSGVRSSSRT PSDKPVAVHV ANPQAEGLQ WLNRRANALL ANGVLRDNDQ 300 LVVPSSEGLYL IYSQVLFKQG GCPSTHVLTT HTISRIVAVSY QTKVNLLSAI 350 KSPCQRETPE GAEAKPWYEP IYLGGVFQLE KGDRLSAEIN RPDYLDFAES 400 GVYVFGIIAL 410</p> <p>Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro Intra-H (C23-C104) 22-96 151-217 Intra-TNF 322-354</p> <p>Glycosylation site (O) / Site de glycosylation (O) / Posición de glicosilación (O) Ser-257 CHO-type O-glycans / O-glycans de type CHO / O-glicanos de tipo CHO</p>
onvatilimabum # onvatilimab	<p>immunoglobulin G1-kappa, anti-[<i>Homo sapiens</i> VSIR (V-set immunoregulatory receptor, C10orf54, chromosome 10 orf54, B7H5, B7-H5, PDCD1 homolog, PD-1H, stress induced secreted protein 1, SISP1, V-domain Ig suppressor of T cell activation, VISTA)], human monoclonal antibody;</p> <p>gamma1 heavy chain (1-450) [<i>Homo sapiens</i> VH (IGHV1-69*01 (100.00%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (100%)) [8.8.13] (1-120) -<i>Homo sapiens</i> IGHG1*03v, G1m3>G1m17, nG1m1 (CH1 R120>K (217) (121-218), hinge (219-233), CH2 (234-343), CH3 E12 (359), M14 (361) (344-448), CHS (449-450)) (121-450)], (223-214')-disulfide with kappa light chain (1'-214') [<i>Homo sapiens</i> V-KAPPA (IGKV1-39*01 (92.6%) -IGKJ1*01 (100%)) [6.3.9] (1'-107') -<i>Homo sapiens</i> IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191)(223'-214')]; dimer (229-229":232-232")-bisdisulfide</p>
onvatilimab	<p>immunoglobuline G1-kappa, anti-[<i>Homo sapiens</i> VSIR (récepteur immunorégulateur du V-set, C10orf54, orf54 du chromosome 10, B7H5, B7-H5, homologue du PDCD1, PD-1H, protéine 1 sécrétée induite par le stress, SISP1, suppresseur d'activation de cellule T du V-set Ig, VISTA)], anticorps monoclonal humain;</p>

onvatilimab

chaîne lourde gamma1 (1-450) [*Homo sapiens* VH (IGHV1-69*01 (100.00%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (100%)) [8.8.13] (1-120) -*Homo sapiens* IGHG1*03v, G1m3>G1m17, nG1m1 (CH1 R120>K (217) (121-218), charnière (219-233), CH2 (234-343), CH3 E12 (359), M14 (361) (344-448), CHS (449-450)) (121-450)], (223-214')-disulfure avec la chaîne légère kappa (1'-214') [*Homo sapiens* V-KAPPA (IGKV1-39*01 (92.6%) -IGKJ1*01(100%)) [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191)(223'-214')]; dimère (229-229":232-232")-bisdisulfure

immunoglobulina G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* VSIR (receptor inmunoregulador del V-set, C10orf54, orf54 del cromosoma 10, B7H5, B7-H5, homólogo del PDCD1, PD-1H, proteína 1 secretada inducida por el estrés, SISP1, supresor de la activación de célula T del V-set Ig, VISTA)], anticuerpo monoclonal humano;
cadena pesada gamma1 (1-450) [*Homo sapiens* VH (IGHV1-69*01 (100.00%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (100%)) [8.8.13] (1-120) -*Homo sapiens* IGHG1*03v, G1m3>G1m17, nG1m1 (CH1 R120>K (217) (121-218), bisagra (219-233), CH2 (234-343), CH3 E12 (359), M14 (361) (344-448), CHS (449-450)) (121-450)], (223-214')-disulfuro con la cadena ligera kappa (1'-214') [*Homo sapiens* V-KAPPA (IGKV1-39*01 (92.6%) -IGKJ1*01(100%)) [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191) (223'-214')]; dímero (229-229":232-232")-bisdisulfuro

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada

```

VQVQLVQSGAE VKKPGSSVKV SCKASGGTFS SYAISWVRQA PGQGLEWMGG 50
IIPFIFTANY AQKFGGRVTI TADESTSTAY MELSSLRSED TAVYYCARSS 100
YGWSYEFDYW GQGLTIVTVSS ASTKGPSVFP LAFSSKSTSG GTAALGCLVK 150
DYFPEPVTVS WNSGALTSGV HTFPAVLQSS GLYSLSSVVT VPSSSLGTQT 200
YICNVNPKPS NTKVDKKEVP KSCDKHTCTP PCPAPELLGG PSVFLFPPKP 250
KDTLMISRTPEVTCVVVDVSDHEDPEVKFNWYVDGVEVHNAKTKPREEQYN 300
STYRVVSVLT VHLQDQLNGK EYKCKVSNKA LPAPIERTIS KARGQPREPQ 350
VYTLPPSREE MTKNQVSLTLC LVKGFYPSDI AVEWESNGQF ENNYKRTTPPV 400
LSDSGSFFLY SKLTVDKSRW QGQNVFSCSV MHEALHNHYT QKSLSLSPGK 450

```

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera

```

DIQMTQSPSS LSASVGRVITTCRASQSID TRLNWYQQKPKGAPKLLIYS 50
ASSLQSGVPS RFGSGSGTDFTLTISSLQPEDFATYYCQQSAYNPITFGQ 100
GTKVEIKRTV AAPSFIFFP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFYPREAKVQNKV 150
DNALQSGNSQESVTEQDSKDTSTYLSSTLTLSKADYKHKVYACEVTHQG 200
LSSPVTKSFN RGECC 214

```

Post-translational modifications

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro

Intra-H (C23-C104)	22-96	147-203	264-324	370-428
	22"-96"	147"-203"	264"-324"	370"-428"
Intra-L (C23-C104)	23'-88'	134'-194'		
	23"-88"	134"-194"		
Inter-H-L (h 5-CL 126)	223-214'	223"-214"		
Inter-H-H (h 11, h 14)	229-229"	232-232"		

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación

H CH2 N84 4:

300, 300"

Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantenarijos complejos fucosilados


opigolixum
opigolix

(2*R*)-*N*-{5-[3-(2,5-difluorophenyl)-2-(1,3-dihydro-2*H*-benzimidazol-2-ylidene)-3-oxopropanoyl]-2-fluorobenzene-1-sulfonyl}-2-hydroxypropanimidamide

opigolix (2*R*)-*N*-(5-[3-(2,5-difluorophényl)-2-(1,3-dihydro-2*H*-benzimidazol-2-ylidène)-3-oxopropanoyl]-2-fluorobenzène-1-sulfonyl)-2-hydroxypropanimidamide

opigolix (2*R*)-*N*-(5-[3-(2,5-difluorofenil)-2-(1,3-dihidro-2*H*-benzimidazol-2-ilideno)-3-oxopropanoil]-2-fluorobenceno-1-sulfonyl)-2-hidroxiopropanimidamida

C₂₅H₁₉F₃N₄O₅S



opinerceptum #
opinercept

human tumor necrosis factor receptor-2 extracellular domain (1-235) fused to a fragment of immunoglobulin G1 consisting of the Fc portion and hinge region (236-467), dimer, produced in Chinese hamster ovary (CHO) cells, glycosylated

opinercept

domaine extracellulaire du récepteur 2 du facteur de nécrose tumorale humain (1-235) fusionné à un fragment d'immunoglobuline G1 constitué du fragment Fc et de la région charnière (236-467), dimère, produit par des cellules ovariennes de hamsters chinois (CHO), glycosylé

opinercept

dominio extracelular del receptor 2 del factor de necrosis tumoral humano (1-235) fusionado con un fragmento de inmunoglobulina G1 constituida por el fragmento Fc y la región bisagra (236-467), dímero, producido por las células ováricas de hamsters chinos (CHO), glicosilado

```
LPAQVAFTFY APEPGSTCRL REYYDQTAQM CCSKCSPGQH AKVFCTKTSQ 50
TVCDSCEDST YTQLWNWVPE CLSCGSRCSQ DQVETQACTR EQNRICTRCP 100
GWYCALSKQE GCRLCAFLRK CRPGFGVARP GTETSDVVCK PCAPGTFSTN 150
TSSTDICRPH QICNVVAIFG NASMDAVCTS TSPTRSMAPG AVHLPQPVST 200
RSQHTQPTPE PSTAPSTSLF LPMGSPPAE GSTGDEPKSC DKHTCPCPCP 250
APELLGGPSV FLFPPKFKDT LMSRTPPEVT CVVVDVSHED PEVKFNWYVD 300
GVEVHNAKTK PREEQYNSTY RVVSVLTVLH QDWLNGKEYK CKVSNKALPA 350
PIEKTISKAK GQPREPQVYV LPPSRDELTK NQVSLTCLVK GFYPSDIAVE 400
WESNGQPENN YKTTTPVLDL DGSFFLYSKL TVDKSRWQQG NPFSCVMHE 450
ALHNHYTQKS LSLSPGK 467
```

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro
intra-chain: 18-31 32-45 35-53 56-71 74-88 78-96 98-104 112-121
115-139 142-157 163-178 281-341 387-445
inter-chain: 240-240' 246-246' 249-249'

Glycosylation sites (N) / Sites de glycosylation (N) / Posiciones de glicosilación (N)
Asn-149 Asn-171 Asn-317

Glycosylation sites (O) / Sites de glycosylation (O) / Posiciones de glicosilación (O)
Thr-8 Thr-184 Ser-199 Thr-200 Ser-202 Thr-205 Thr-208 Ser-212
Thr-213 Ser-216 Thr-217 Ser-218 Ser-226 Ser-232 Thr-233 Thr-243

otaplimastatum

otaplimastat


N-[3-(2,4-dioxo-1,4-dihydroquinazolin-3(2*H*)-yl)propyl]-*N*-(4-[[3-(2,4-dioxo-1,4-dihydroquinazolin-3(2*H*)-yl)propyl]amino]butyl)acetamide

otaplimastat

N-[3-(2,4-dioxo-1,4-dihydroquinazolin-3(2*H*)-yl)propyl]-*N*-(4-[[3-(2,4-dioxo-1,4-dihydroquinazolin-3(2*H*)-yl)propyl]amino]butyl)acetamide

otaplimastat

N-[3-(2,4-dioxo-1,4-dihydroquinazolin-3(2*H*)-il)propil]-*N*-(4-[[3-(2,4-dioxo-1,4-dihydroquinazolin-3(2*H*)-il)propil]amino]butil)acetamida

C₂₈H₃₄N₆O₅**parimifasorum**

parimifasor


3-chloro-*N*-[(3-chloro-5-fluoroanilino){[5-(trifluoromethyl)-1*H*-pyrazol-3-yl]amino}methylidene]benzamide

parimifasor

3-chloro-*N*-[(3-chloro-5-fluoroanilino){[5-(trifluorométhyl)-1*H*-pyrazol-3-yl]amino}méthylidène]benzamide

parimifasor

3-cloro-*N*-[(3-cloro-5-fluoroanilino){[5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-3-il]amino}metilideno]benzamida

C₁₈H₁₁Cl₂F₄N₅O**pavinetantum**

pavinetant



3-(methanesulfonamido)-2-phenyl-*N*-[(1*S*)-1-phenylpropyl]quinoline-4-carboxamide

pavinétant

3-(méthanesulfonamido)-2-phényl-*N*-[(1*S*)-1-phénylpropyl]quinoléine-4-carboxamide

pavinetant

3-(metanosulfonamido)-2-fenil-*N*-[(1*S*)-1-fenilpropil]quinoleina-4-carboxamida



pegcetacoplanum
pegcetacoplan


O,O'-bis[(S²,S¹²-cyclo{N-acetyl-L-isoleucyl-L-cysteinyl-L-valyl-1-methyl-L-tryptophyl-L-glutamyl-L-α-aspartyl-L-tryptophylglycyl-L-alanyl-L-histidyl-L-arginyl-L-cysteinyl-L-threonyl-2-[2-(2-aminoethoxy)ethoxy]acetyl-L-lysineamide))-N^{6,15}-carbonyl]polyethylene glycol (n = 800-1100)

pegcétacoplan

O,O'-bis[(S²,S¹²-cyclo{N-acétyl-L-isoleucyl-L-cystéinyl-L-valyl-1-méthyl-L-tryptophyl-L-glutamyl-L-α-aspartyl-L-tryptophylglycyl-L-alanyl-L-histidyl-L-arginyl-L-cystéinyl-L-thréonyl-2-[2-(2-aminoéthoxy)éthoxy]acétyl-L-lysineamide))-N^{6,15}-carbonyl]polyéthylène glycol (n = 800-1100)

pegcetacoplán

O,O'-bis[(S²,S¹²-ciclo{N-acetil-L-isoleucil-L-cisteinil-L-valil-1-metil-L-triptofil-L-glutaminiil-L-α-aspartil-L-triptofilglicil-L-alanil-L-histidil-L-arginil-L-cisteinil-L-treonil-2-[2-(2-aminoetoxi)etoxi]acetyl-L-lysineamida))-N^{6,15}-carbonil]polietileno glicol (n = 800-1100)



pemigatinibum
pemigatinib


3-(2,6-difluoro-3,5-dimethoxyphenyl)-1-ethyl-8-[(morpholin-4-yl)methyl]-1,3,4,7-tetrahydro-2H-pyrrolo[3',2':5,6]pyrido[4,3-d]pyrimidin-2-one

pémigatinib

3-(2,6-difluoro-3,5-diméthoxyphényl)-1-éthyl-8-[(morpholin-4-yl)méthyl]-1,3,4,7-tétrahydro-2H-pyrrolo[3',2':5,6]pyrido[4,3-d]pyrimidin-2-one

pemigatinib

3-(2,6-difluoro-3,5-dimetoxifenil)-1-etil-8-[(morfolin-4-il)metil]-1,3,4,7-tetrahidro-2H-pirrolo[3',2':5,6]pirido[4,3-d]pirimidin-2-ona

C₂₄H₂₇F₂N₅O₄

praconasum #
praconase

L-seryl (1)-[mono-ADP-ribosyltransferase C3 (exoenzyme C3, EC=2.4.2.-) of *Clostridium botulinum* D phage (2-212)] fusion protein with an artificial permeability-conferring C-terminal 19-peptide (213-231), produced in *Escherichia coli*

praconase

L-séryl (1)-[mono-ADP-ribosyltransférase C3 de phage de *Clostridium botulinum* de type D (exoenzyme C3, EC=2.4.2.-)], fusionnée par l'extrémité C-terminale à un peptide conférant une perméabilité artificielle (213-231), produite par *Escherichia coli*

praconasa

L-seril (1)-[mono-ADP-ribosiltransferasa C3 de phage de *Clostridium botulinum* de tipo D (exoenzima C3, EC=2.4.2.-) (2-212)], fusionada con la extremidad C-terminal a un péptido que confiere una permeabilidad artificial (213-231), producido por *Escherichia coli*

```
SAYSNTYQEF TNIDQAKAWG NAQYKKYGLS KSEKEAIVSY TKSASEINGK 50
LRQNKGVING FPSNLIKQVE LLDKSFNKMK TPENIMLFRG DDPAYLGTEF 100
QNTLLNSNGT INKTAFEKAK AKFLNKDRLE YGYISTSMLN VSOQAGRPII 150
TKFKVAKGSK AGYIDPISAF AGQLEMLLPR HSTYHIDDMR LSSDGKQIII 200
TATMMGTAIN PKEFVMNPAN AQRHPTGTR L 231
```

ravagalimabum #
ravagalimab

immunoglobulin G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* CD40 (tumor necrosis factor super family member 5, TNFRSF5)], humanized monoclonal antibody; gamma1 heavy chain (1-446) [humanized VH (*Homo sapiens*IGHV3-48*01 (89.8%) -(IGHD)-IGHJ6*01 (100%)) [8.8.9] (1-116) -*Homo sapiens*IGHG1*03v, G1m3>G1m17, nG1m1 (CH1 R120>K (213) (117-214), hinge (215-229), CH2 L1.3>A (233), L1.2>A (234), T14>Q (249) (230-339), CH3 E12 (355), M14 (357), M107>L (427) (340-444), CHS (445-446)) (117-446)], (219-220')-disulfide with kappa light chain (1'-220') [humanized V-KAPPA (*Homo sapiens*IGKV4-1*01 (89.1%) -IGKJ2*01 (100%)) [12.3.9] (1'-113') -*Homo sapiens*IGKC*01, Km3 A45.1 (159), V101 (197) (114'-220')]; dimer (225-225':228-228'')-bisdisulfide

ravagalimab

immunoglobuline G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* CD40 (membre 5 de la superfamille des récepteurs du TNF, TNFRSF5)], anticorps monoclonal humanisé;

ravagalimab

chaîne lourde gamma1 (1-446) [VH humanisé (*Homo sapiens* IGHV3-48*01 (89.8%) -(IGHD)-IGHJ6*01 (100%)) [8.8.9] (1-116) -*Homo sapiens* IGHG1*03v, G1m3>G1m17, nG1m1 (CH1 R120>K (213) (117-214), charnière (215-229), CH2 L1.3>A (233), L1.2>A (234), T14>Q (249) (230-339), CH3 E12 (355), M14 (357), M107>L (427) (340-444), CHS (445-446)) (117-446)], (219-220')-disulfure avec la chaîne légère kappa (1'-220') [V-KAPPA humanisé (*Homo sapiens* IGKV4-1*01 (89.1%) -IGKJ2*01 (100%)) [12.3.9] (1'-113') -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (159), V101 (197) (114'-220')]; dimère (225-225":228-228")-bisdisulfure

inmunoglobulina G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* CD40 (miembro 5 de la superfamilia de los receptores del TNF, TNFRSF5)], anticuerpo monoclonal humanizado; cadena pesada gamma1 (1-446) [VH humanizado (*Homo sapiens* IGHV3-48*01 (89.8%) -(IGHD)-IGHJ6*01 (100%)) [8.8.9] (1-116) -*Homo sapiens* IGHG1*03v, G1m3>G1m17, nG1m1 (CH1 R120>K (213) (117-214), bisagra (215-229), CH2 L1.3>A (233), L1.2>A (234), T14>Q (249) (230-339), CH3 E12 (355), M14 (357), M107>L (427) (340-444), CHS (445-446)) (117-446)], (219-220')-disulfuro con la cadena ligera kappa (1'-220') [V-KAPPA humanizado (*Homo sapiens* IGKV4-1*01 (89.1%) -IGKJ2*01 (100%)) [12.3.9] (1'-113') -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (159), V101 (197) (114'-220')]; dímero (225-225":228-228")-bisdisulfuro

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada

```

EVQLVESGGG LVKPGGSLRL SCAASGFTFS DYGMNWRQA PGKLEWIAIY 50
ISSGRNIYY ADTVKGRFTI SRDANKNSLY LQMNSLRAED TAVYYCARSW 100
GYFDVWGQGT TVTVSSASTK GPSVFPPLAPS SKSTSGGTAA LGCLVKDYFP 150
EPVTVSWNSG ALTSQVHTFP AVLQSSGLYS LSSVVTVPSS SLGQTYYICN 200
VNHKPSNTKV DKKVEPKSCD KHTCPCPCA PEAAAGGSPVF LFPKPKDQL 250
MISRTPEVTC VVVDVSHEDP EVKFNWVVDG VEVHNAKTKP REEQYNSTYR 300
VVSVLTVLHQ DWLNGKEYKC KVSNKALPAP IEKTISKAKG QPREPQVYTL 350
PPSREEMTKN QVSLTCLVKG FYPSEIAVEW ESNQQPENNY KTTFPVLDS 400
GSFPLYSKLT VDKSRWQQGN VFSCSVLHEA LHNHYTQKSL SLSPGK 446

```

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera

```

DIVMTQSPDS LAVSLGERAT INCKSSQSLN NRGNQKNYLT WFQQKPGQPP 50
KLLIYWASTR ESGVDRFSG SGSQTDFTLT ISSLQAEDVA VYICNDYTY 100
PLTFGQGTKL EIKRTVAAPS VFIFPPSDEQ LKSGTASVVC LLNMFYPREA 150
KVQWKVDNAL QSGNSQESVT EQDSKDSSTYS LSSSTLTLKA DYKHKVYAC 200
EVTHQGLSSP VTKSFNRGEC 220

```

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro

```

Intra-H (C23-C104) 22-96 143-199 260-320 366-424
                22"-96" 143"-199" 260"-320" 366"-424"
Intra-L (C23-C104) 23"-94" 140"-200"
                23"-94" 140"-200"
Inter-H-L (h 5-CL 126) 219-220' 219"-220"
Inter-H-H (h 11, h 14) 225-225" 228-228"

```

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación

H CH2 N84.4:

296, 296"

Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantennarios complejos fucosilados.

rebisufligenum etisparovecum #

rebisufligene etisparovec


a non-replicating, recombinant, self-complementary adeno-associated virus serotype 9 (scAAV9) vector, expressing the human N-sulfoglucosamine sulfohydrolase (hSGSH) cDNA, under the control of a murine small nuclear RNA promoter U1a.

rébisufigène étisparvec	vecteur viral adéno-associé de sérotype 9 non-répliquant, recombinant et autocomplémentaire (scAAV9), contenant l'ADN circulaire de la N-sulfoglucosamine sulfohydrolase humaine (hSGSH), sous le contrôle d'un promoteur U1a de petit ARN nucléaire murin.
rebisufigén etisparvec	un vector de virus adeno-asociado serotipo 9 no-replicativo, recombinante, y auto-complementario, que expresa el cDNA de la N-sulfoglucosamina sulfohidrolasa humana, bajo el control de un promotor U1a de RNA nuclear pequeño murino.
revosimelinum	
revosiméline	ethyl (1 <i>R</i> ,3 <i>r</i> ,5 <i>S</i>)-3-(3-oxo-2,8-diazaspiro[4.5]decan-8-yl)-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate
révosiméline	(1 <i>R</i> ,3 <i>r</i> ,5 <i>S</i>)-3-(3-oxo-2,8-diazaspiro[4.5]décan-8-yl)-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate d'éthyle
revosimelina	(1 <i>R</i> ,3 <i>r</i> ,5 <i>S</i>)-3-(3-oxo-2,8-diazaspiro[4.5]decan-8-il)-8-azabicyclo[3.2.1]octano-8-carboxilato de etilo
	$C_{18}H_{29}N_3O_3$
risdiplamum	
risdiplam	7-(4,7-diazaspiro[2.5]octan-7-yl)-2-(2,8-diméthylimidazo[1,2- <i>b</i>]pyridazin-6-yl)-4 <i>H</i> -pyrido[1,2- <i>a</i>]pyrimidin-4-one
risdiplam	7-(4,7-diazaspiro[2.5]octan-7-yl)-2-(2,8-diméthylimidazo[1,2- <i>b</i>]pyridazin-6-yl)-4 <i>H</i> -pyrido[1,2- <i>a</i>]pyrimidin-4-one
risdiplam	7-(4,7-diazaspiro[2.5]octan-7-il)-2-(2,8-diméthylimidazo[1,2- <i>b</i>]piridazin-6-il)-4 <i>H</i> -pirido[1,2- <i>a</i>]pirimidin-4-ona
	$C_{22}H_{23}N_7O$
roblitinibum	
roblitinib	<i>N</i> -{5-cyano-4-[(2-methoxyethyl)amino]pyridin-2-yl}-7-formyl-6-[[4-méthyl-2-oxopiperazin-1-yl)méthyl]-3,4-dihydro-1,8-naphthyridine-1(2 <i>H</i>)-carboxamide

roblitinib *N*-{5-cyano-4-[(2-méthoxyéthyl)amino]pyridin-2-yl}-7-formyl-6-[(4-méthyl-2-oxopiperazin-1-yl)méthyl]-3,4-dihydro-1,8-naphthyridine-1(2*H*)-carboxamide

roblitinib *N*-{5-ciano-4-[(2-metoxietil)amino]piridin-2-il}-7-formil-6-[(4-metil-2-oxopiperazin-1-il)metil]-3,4-dihidro-1,8-naftiridina-1(2*H*)-carboxamida

C₂₅H₃₀N₈O₄



romilkimabum #
romilkimab

immunoglobulin G4-kappa, anti-[*Homo sapiens* IL13 (interleukin 13, IL-13)] and anti-[*Homo sapiens* IL4 (interleukin 4, IL-4)], chimeric and humanized monoclonal antibody, bispecific, tetravalent; gamma1 heavy chain (1-577) [VH anti-IL13 (*Mus musculus* IGHV2-6-7*01 (83.50%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (93.8%)/*Homo sapiens* IGHV2-26*01 (59.6%) -(IGHD) -IGHJ1*01 (90.9%)) [8.7.12] (1-118) -10-mer linker bis(tetraglycyl-seryl) (119-128) -VH anti-IL4 (*Mus musculus* IGHV1S127*01 (81.6%) -(IGHD) -IGHJ1*01 (87.5%)/*Homo sapiens* IGHV1-46*01 (68.4%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (86.7%)) [8.8.16] (129-251) -*Homo sapiens* IGHG4*01 (CH1 (252-349), hinge 1-12, S10>P (359) (350-361), CH2 L1.2>E (366) (362-471), CH3 (472-576), CHS K>del (577)) (252-577)]; (265-335')-disulfide with kappa light chain (1'-335') [V-KAPPA anti-IL13 (*Mus musculus* IGKV3-10*01 (92.90%) -IGKJ1*01 (100%)/*Homo sapiens* IGKV4-1*01 (71.9%) -IGKJ4*01 (90.9%)) [10.3.9] (1'-111') -10-mer linker bis(tetraglycyl-seryl) (112'-121') -humanized V-KAPPA anti-IL4 (*Homo sapiens* IGKV1-12*01 (76.8%) -IGKJ2*02 (90.9%)) [6.3.9] (122'-228') -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (274), V101 (312) (229'-335')]; dimer (357-357":360-360")-bisdisulfide

romilkimab

immunoglobuline G4-kappa, anti-[*Homo sapiens* IL13 (interleukine 13, IL-13)] et anti-[*Homo sapiens* IL4 (interleukine 4, IL-4)], anticorps monoclonal chimérique et humanisé, bispécifique, tétravalent; chaîne lourde gamma1 (1-577) [VH anti-IL13 (*Mus musculus* IGHV2-6-7*01 (83.50%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (93.8%)/*Homo sapiens* IGHV2-26*01 (59.6%) -(IGHD) -IGHJ1*01 (90.9%)) [8.7.12] (1-118) -10-mer linker bis(tétraglycyl-séryl) (119-128) -VH anti-IL4 (*Mus musculus* IGHV1S127*01 (81.6%) -(IGHD) -IGHJ1*01 (87.5%)/*Homo sapiens* IGHV1-46*01 (68.4%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (86.7%)) [8.8.16] (129-251) -*Homo sapiens* IGHG4*01 (CH1 (252-349), charnière 1-12, S10>P (359) (350-361), CH2 L1.2>E (366) (362-471), CH3 (472-576), CHS K>del (577)) (129-577)]; (265-335')-disulfure avec la chaîne légère kappa (1'-335') [V-KAPPA anti-IL13 (*Mus musculus* IGKV3-10*01 (92.90%) -IGKJ1*01 (100%)/*Homo sapiens* IGKV4-1*01 (71.9%) -IGKJ4*01 (90.9%)) [10.3.9] (1'-111') -10-mer linker bis(tétraglycyl-séryl) (112'-121') -V-KAPPA anti-IL4 humanisé (*Homo sapiens* IGKV1-12*01 (76.8%) -IGKJ2*02 (90.9%)) [6.3.9] (122'-228') -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (274), V101 (312) (229'-335')]; dimère (357-357":360-360")-bisdisulfure

romilkimab

immunoglobulina G4-kappa, anti-[*Homo sapiens* IL13 (interleukina 13, IL-13)] y anti-[*Homo sapiens* IL4 (interleukina 4, IL-4)], anticuerpo monoclonal quimérico y humanizado, biespecífico, tetravalente; cadena pesada gamma1 (1-577) [VH anti-IL13 (*Mus musculus* IGHV2-6-7*01 (83.50%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (93.8%)/*Homo sapiens* IGHV2-26*01 (59.6%) -(IGHD) -IGHJ1*01 (90.9%))] [8.7.12] (1-118) -10-mer ligando bis(tetraglicil-seril) (119-128) -VH anti-IL4 (*Mus musculus* IGHV1S127*01 (81.6%) -(IGHD) -IGHJ1*01 (87.5%)/*Homo sapiens* IGHV1-46*01 (68.4%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (86.7%))] [8.8.16] (129-251) -*Homo sapiens* IGHG4*01 (CH1 (252-349), bisagra 1-12, S10>P (359) (350-361), CH2 L1.2>E (366) (362-471), CH3 (472-576), CHS K>del (577)) (129-577)]; (265-335)-disulfuro con la cadena ligera kappa (1'-335') [V-KAPPA anti-IL13 (*Mus musculus* IGKV3-10*01 (92.90%) -IGKJ1*01 (100%)/*Homo sapiens*) IGKV4-1*01 (71.9%) -IGKJ4*01 (90.9%)] [10.3.9] (1'-111') -10-mer ligando bis(tetraglicil-seril) (112'-121') -V-KAPPA anti-IL4 humanizado (*Homo sapiens* IGKV1-12*01 (76.8%) -IGKJ2*02 (90.9%))] [6.3.9] (122'-228') -*Homo sapiens* IGKC*01,Km3 A45.1 (274), V101 (312) (229'-335')]; dímero (357-357":360-360")-bisdisulfuro

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada

```
EVQLKESGPG LVAPGGSLSI TCTVSGFSLT DSSINWVRQP PGKLEWLG M 50
IWGDGRIDYA DALKSRLSIS KDSSKQVFL EMTSLRTDDT ATYYCARDGY 100
FPYAMDWFQO CTSVTVSSGG GSGCGGGSQV LQOQSGPELV KPGASVKISC 150
KASGYSFTSY WIHWIKQRPQ QGLEWIGMID PSDGETRLM Q RFQGRATLTV 200
DESTSTAYMQ LRSPTSEDSA VYVCTRLKEY GNYDSFYFDV WGAGTLVTVS 250
SASTKGPSVF PLAPCSRSTS ESTAALGCLV KDYFPEPVTV SWNSGALTS G 300
VHTFPAVLQS SGLYSLSSVV TVPSSSLGTK TYTCNVDHKP SNTKVDKRVE 350
SKYGPPCPPC PAPEFEGGGS VLFPPKPKD TLMISRTPEV TCVVVDVSG 400
DPEVQFNWVY DGVEVHNAKT KPREEQFNST YRVVSVLTVL HQDWLNGKEY 450
KCKVSNRGLP SSIERTISKA RGQPREPQVY TLPSPQEMT KNQVSLTCLV 500
KGFYPSDIAV EWESNGQPEN NYKTTPEVLD SDGSFPLYSR LTVDKSRWQE 550
GNVFCSCVMH EALHNHYTQK SLSLSLG 577
```

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera

```
DIVLTQSPAS LAVSLGQRAT ISCRASESVD SYGQSYMHWY QQKAGQPPKL 50
LIYLASNLES GVPARFSGSG SRTDFTLTID PVQAEDAATY YCQQNAEDSR 100
TFGGGTKLEI KGGGGSGGGG SDIQMTQSPA SLSVSVGDTI TLTC HASQNI 150
DVWLSWFPQQK PGNIPKLLIY KASNLHTGVP SRFSGSGSGT GFTLTISLQ 200
PEDIATYYCQ QAHSPYPTFG GGTKLEIKRT VAAPSVFIFP PSDEQLKSGT 250
ASVCLLNNF YPREAKVQWK VDNALQSGNS QESVTEQDSK DSTYSLSSSTL 300
TLSKADYEKH KVVACEVTHQ GLSSPVTRSF NRGE 335
```

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro

```
Intra-H (C23-C104) 22"-95" 150"-224" 278"-334" 392"-452" 498"-556"
                22"-95" 150"-224" 278"-334" 392"-452" 498"-556"
Intra-L (C23-C104) 23"-92" 144"-209" 255"-315"
                23"-92" 144"-209" 255"-315"
Inter-H-L (CH1 10-CL 126) 265-335" 265-335"
Inter-H-H (h 8, h 11) 357-357" 360-360"
```

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación

H CH2 N84 4:

428, 428"

Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantennarios complejos fucosilados

samrotamab #
samrotamab

immunoglobulin G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* LRRC15 (leucine-rich repeat-containing member 15, leucine-rich repeat member induced by beta-amyloid homolog, LIB)], humanized and chimeric monoclonal antibody; gamma1 heavy chain (1-450) [humanized VH (*Homo sapiens* IGHV1-2*02 (77.6%) -(IGHD) -IGHJ5*01 (86.7%))] [8.8.13] (1-120) -*Homo sapiens* IGHG1*01 (CH1 (121-218), hinge (219-233), CH2 (234-343), CH3 (344-448), CHS (449-450)) (121-450)], (223-214')-disulfide with kappa light chain chimeric (1'-214') [*Mus musculus* V-KAPPA (IGKV10-96*01 (85.30%) -IGKJ1*01 (91.7%)/*Homo sapiens* IGKV1-39*01 (84.2%) -IGKJ4*01 (100%))] [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01,Km3 A45.1 (153), V101 (191)(108'-214')]; dimer (229-229":232-232")-bisdisulfide

samrotamab	<p>immunoglobuline G1-kappa, anti-[<i>Homo sapiens</i> LRRC15 (membre 15 contenant des répétitions riches en leucine, membre des répétitions riches en leucine induit par l'homologue bêta-amyloïde, LIB)], anticorps monoclonal humanisé et chimérique;</p> <p>chaîne lourde gamma1 (1-450) [VH humanisé (<i>Homo sapiens</i>IGHV1-2*02 (77.60%) -(IGHD) -IGHJ5*01 (86.7%)) [8.8.13] (1-120) -<i>Homo sapiens</i> IGHG1*01 (CH1 (121-218), charnière (219-233), CH2 (234-343), CH3 (344-448), CHS (449-450)) (121-450)], (223-214')-disulfure avec la chaîne légère kappa chimérique (1'-214') [<i>Mus musculus</i> V-KAPPA (IGKV10-96*01 (85.30%) -IGKJ1*01 (91.7%)/<i>Homo sapiens</i> IGKV1-39*01 (84.2%) -IGKJ4*01 (100%)) [6.3.9] (1'-107') -<i>Homo sapiens</i> IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191)(108'-214')]; dimère (229-229':232-232'')-bisdisulfure</p>
samrotamab	<p>inmunoglobulina G1-kappa, anti-[<i>Homo sapiens</i> LRRC15 (miembro 15 que contiene las repeticiones ricas en leucina, miembro de las repeticiones ricas en leucina inducido por el homólogo beta-amiloide, LIB)], anticuerpo monoclonal humanizado y quimérico;</p> <p>cadena pesada gamma1 (1-450) [VH humanizado (<i>Homo sapiens</i>IGHV1-2*02 (77.60%) -(IGHD) -IGHJ5*01 (86.7%)) [8.8.13] (1-120) -<i>Homo sapiens</i> IGHG1*01 (CH1 (121-218), bisagra (219-233), CH2 (234-343), CH3 (344-448), CHS (449-450)) (121-450)], (223-214')-disulfuro con la cadena ligera kappa quimérica (1'-214') [<i>Mus musculus</i> V-KAPPA (IGKV10-96*01 (85.30%) -IGKJ1*01 (91.7%)/<i>Homo sapiens</i> IGKV1-39*01 (84.2%) -IGKJ4*01 (100%)) [6.3.9] (1'-107') -<i>Homo sapiens</i> IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191)(108'-214')]; dímero (229-229':232-232'')-bisdisulfuro</p>

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada

```

EVQLVQSGAE VKRPGASVKV SCKASGYKFS SYWIEWVKQA PGQGLEWIGE 50
ILPGSDTNY NEKFKDRATF TSDTSINTAY MELSRRLRSD TAVYYCARDR 100
GNYRAWFGYW GQGLTLTVSS ASTKGPSVFP LAPSSKSTSG GTAALGCLVK 150
DYFPEPVTVS WNSGALTSKV HTFPAVLQSS GLYSLSSVVT VPSSSLGTQT 200
YICNVNHKPS NTKVDKKEVP KSCDKHTHCP PCPAPELLGG PSVFLFPPKP 250
KDTLMIKRTV EYTCVVDVVS HEDPEVKFNW YVDGVEVHNA KTKPREEQYN 300
STYRVVSVLT VLHQDWLNGK EYKCKVSNKA LPAPIEKTIS KAKGQPREPQ 350
VYTLPPSREE MTRKQVSLTC LVKGFYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTTTPV 400
LDSGDGFPLY SKLTVDKSRW QQGNVFSCSV MHEALHNNHYT QKSLSLSPGK 450

```

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera

```

DIQMTQSPSS LSASVGRVT ITCRASQDIS NYLNWYQQKP GGAVKFLIYY 50
TSRLHSGVPS RFGSGSGTD YTLTISSLQP EDFATYFCQQ GEALPWFPGG 100
GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNIFY PREAKVQWKV 150
DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYSLSSLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG 200
LQSPVTKSFN RGEK 214

```

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro

```

Intra-H (C23-C104) 22-96 147-203 264-324 370-428
22"-96" 147"-203" 264"-324" 370"-428"
Intra-L (C23-C104) 23"-88" 134"-194"
23"-88" 134"-194"
Inter-H-L (h 5-CL 126) 223-214' 223"-214"
Inter-H-H (h 11, h 14) 229-229" 232-232"

```

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación

H CH2 N84.4:
300,300"
Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires
complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantenaríos complejos fucosilados
GOF, GIF

C-terminal lysine clipping:

H CHS K2: 450, 450"

samrotamabum vedotinum #
samrotamab vedotin

immunoglobulin G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* LRRC15 (leucine-rich repeat-containing protein 15, leucine-rich repeat induced by beta-amyloid homolog, LIB)], humanized and chimeric monoclonal antibody conjugated to auristatin E; gamma1 heavy chain (1-450) [humanized VH (*Homo sapiens* IGHV1-2*02 (77.6%) -(IGHD) -IGHJ5*01 (86.7%)) [8.8.13] (1-120) -*Homo sapiens* IGHG1*01 (CH1 (121-218), hinge (219-233), CH2 (234-343), CH3 (344-448), CHS (449-450)) (121-450)], (223-214')-disulfide with kappa light chain chimeric (1'-214') [*Mus musculus* V-KAPPA (IGKV10-96*01 (85.30%) -IGKJ1*01 (91.7%)/*Homo sapiens* IGKV1-39*01 (84.2%) -IGKJ4*01 (100%)) [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191)(108'-214')]; dimer (229-229":232-232")-bisdisulfide; conjugated, on an average of 2 cysteinyl, to monomethylauristatin E (MMAE), via a cleavable maleimidocaproyl-valyl-citrullinyl-p-aminobenzyloxycarbonyl (mc-val-cit-PABC) type linker
For the *vedotin* part, please refer to the document "*INN for pharmaceutical substances: Names for radicals, groups and others*".

samrotamab védotine

immunoglobuline G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* LRRC15 (protéine 15 contenant des répétitions riches en leucine, répétition riche en leucine induite par l'homologue bêta-amyloïde, LIB)], anticorps monoclonal humanisé et chimérique conjugué à l'auristatine E; chaîne lourde gamma1 (1-450) [VH humanisé (*Homo sapiens* IGHV1-2*02 (77.60%) -(IGHD) -IGHJ5*01 (86.7%)) [8.8.13] (1-120) -*Homo sapiens* IGHG1*01 (CH1 (121-218), charnière (219-233), CH2 (234-343), CH3 (344-448), CHS (449-450)) (121-450)], (223-214')-disulfure avec la chaîne légère kappa chimérique (1'-214') [*Mus musculus* V-KAPPA (IGKV10-96*01 (85.30%) -IGKJ1*01 (91.7%)/*Homo sapiens* IGKV1-39*01 (84.2%) -IGKJ4*01 (100%)) [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191)(108'-214')]; dimère (229-229":232-232")-bisdisulfure; conjugué sur 2 cystéinyl en moyenne, au monométhylauristatine E (MMAE), via un linker clivable de type maléimidocaproyl-valyl-citrullinyl-p-aminobenzyloxycarbonyl (mc-val-cit-PABC)
Pour la partie *védotine*, veuillez-vous référer au document "*INN for pharmaceutical substances: Names for radicals, groups and others*".

samrotamab vedotina

inmunoglobulina G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* LRRC15 (proteína 15 que contiene la repeticiones ricas en leucina, repetición rica en leucina inducida por el homólogo beta-amiloide, LIB)], anticuerpo monoclonal humanizado y quimérico conjugado con la auristatina E; cadena pesada gamma1 (1-450) [VH humanizado (*Homo sapiens* IGHV1-2*02 (77.60%) -(IGHD) -IGHJ5*01 (86.7%)) [8.8.13] (1-120) -*Homo sapiens* IGHG1*01 (CH1 (121-218), bisagra (219-233), CH2 (234-343), CH3 (344-448), CHS (449-450)) (121-450)], (223-214')-disulfuro con la cadena ligera kappa quimérica (1'-214') [*Mus musculus* V-KAPPA (IGKV10-96*01 (85.30%) -IGKJ1*01 (91.7%)/*Homo sapiens* IGKV1-39*01 (84.2%) -IGKJ4*01 (100%)) [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191)(108'-214')]; dímero (229-229":232-232")-bisdisulfuro; conjugado bajo una media de 2 cisteinil, con la monometilauristatina E (MMAE), a través de un enlace escindible del tipo maléimidocaproyl-valil-citrullinil-p-aminobenciloxycarbonil (mc-val-cit-PABC)
Para la fracción *vedotina*, se pueden dirigir al documento "*INN for pharmaceutical substances: Names for radicals, groups and others*".

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada

EVQLVQSGAE VVKPGASVKV SCKASGYKFS SYWIEWVKQA PGQGLEWIGE 50
 ILPGSDITNY NEKFKDRATF TSDTSINTAY MELSRRLRSD TAVYGCARDR 100
 GNYRAWFGYW GQGTLLTVSS ASTKGPSVFP LAPSSKSTSG GTAALGCLVK 150
 DYFPEPVTVS WNSGALTSVG HTFPAVLQSS GLYSLSSVVT VPSSSLGTQT 200
 YICNVNPKPS NTKVDKKEP KSCDKHTCP PCPAPPELLGG PSVFLFPPKP 250
 KDTLMI SRTP EVTCVVVDV HEDPEVKFNW YVDGVEVHNA KTKPREEQYN 300
 STYRVVSVLT VLNQDNLNGK EYKCKVSNKA LPAPIEKTIS KAKGQPREPQ 350
 VYTLPPSREE MTKNQVSLTC LVKGFYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTTPEV 400
 LQSDGTSFELY SKLTVDKSRW QGQNVFSCSV MHEALHNHYT QKSLSLSPGK 450

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera

DIQMTQSPSS LSASVGDRTV ITCRASQDIS NYLNWYQQKQ GGAVKFLIYY 50
 TSRLHSGVPS RFGSGSGSDT YTLTISSLQP EDFATYFCQQ GEALPWTFGG 100
 GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY BREAKVQWKV 150
 DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYSLSSLT LSKADVEKHK VYACEVTHQG 200
 LSSPVTKSFN RGEK 214

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro

Intra-H (C23-C104) 22-96 147-203 264-324 370-428
 22"-96" 147"-203" 264"-324" 370"-428"
 Intra-L (C23-C104) 23"-88" 134"-194"
 23"-88" 134"-194"
 Inter-H-L (h 5-CL 126) * 223-214" 223"-214"
 Inter-H-H (h 11, h 14) * 229-229" 232-232"

*One or two of the inter-chain disulfide bridges are not present, an average of 2 cysteinyl being conjugated each via a thioether bond to a drug linker

*Un ou deux des ponts disulfures inter-chaînes ne sont pas présents, 2 cystéinyl en moyenne étant chacun conjugué via une liaison thioéther à un linker-principe actif

*Faltan uno o dos puentes disulfuro inter-catenarios, una media de 2 cisteinil está conjugada a conectores de principio activo

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación

H CH2 N84 4:
 300, 300"

Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantennarios complejos fucosilados
 G0F, G1F

C-terminal lysine clipping:

H CHS K2: 450, 450"

satoreotidum tetraxetanum

satoreotide tetraxetan


S^2, S^7 -cyclo[4-chloro-*N*-{[4,7,10-tris(carboxymethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecan-1-yl]acetyl}-*L*-phenylalanyl-D-cysteinyl-4-[(4*S*)-2,6-dioxo-1,3-diazinane-4-carboxamido]-*L*-phenylalanyl-4-(carbamoylamino)-D-phenylalanyl-*L*-lysyl-*L*-threonyl-*L*-cysteinyl-D-tyrosinamide]

satoréotide tétraxétan

S^2, S^7 -cyclo[4-chloro-*N*-{[4,7,10-tris(carboxyméthyl)-1,4,7,10-tétraazacyclododécan-1-yl]acétyl}-*L*-phénylalanyl-D-cystéinyl-4-[(4*S*)-2,6-dioxo-1,3-diazinane-4-carboxamido]-*L*-phénylalanyl-4-(carbamoylamino)-D-phénylalanyl-*L*-lysyl-*L*-thréonyl-*L*-cystéinyl-D-tyrosinamide]

satoreotida tetraxetán

S^2, S^7 -ciclo[4-cloro-*N*-{[4,7,10-tris(carboximetil)-1,4,7,10-tetraazaciclododecan-1-il]acetil}-*L*-fenilalanil-D-cisteinil-4-[(4*S*)-2,6-dioxo-1,3-diazinane-4-carboxamido]-*L*-fenilalanil-4-(carbamoilamino)-D-fenilalanil-*L*-lisil-*L*-treonil-*L*-cisteinil-D-tirosinamida]

C₇₄H₉₈ClN₁₉O₂₁S₂

seclidemstatum
seclidemstat


N'-[(1*E*)-1-(5-chloro-2-hydroxyphenyl)ethylidene]-3-(4-methylpiperazine-1-sulfonyl)benzohydrazide

séclidemstat

N'-[(1*E*)-1-(5-chloro-2-hydroxyphényl)éthylidène]-3-(4-méthylpipérazine-1-sulfonyl)benzohydrazide

seclidemstat

N'-[(1*E*)-1-(5-cloro-2-hidroxifenil)etilideno]-3-(4-metilpiperazina-1-sulfonyl)benzohidrazida

C₂₀H₂₃ClN₄O₄S

setafrastat
setafrastat


(5²*S*)-7,7-difluoro-8¹-hydroxy-8³,8³,8⁵,8⁵-tetramethyl-2-oxa-1(3)-pyridina-4(5,3)-[1,2]oxazola-5(2,1)-pyrrolidina-8(1)-cyclohexanaoctaphan-6-one

sétafrastat

(5²*S*)-7,7-difluoro-8¹-hydroxy-8³,8³,8⁵,8⁵-tétraméthyl-2-oxa-1(3)-pyridina-4(5,3)-[1,2]oxazola-5(2,1)-pyrrolidina-8(1)-cyclohexanaoctaphan-6-one

setafrastat

(5²*S*)-7,7-difluoro-8¹-hidroxi-8³,8³,8⁵,8⁵-tetrametil-2-oxa-1(3)-piridina-4(5,3)-[1,2]oxazola-5(2,1)-pirrolidina-8(1)-ciclohexanaoctafan-6-ona

C₂₅H₃₃F₂N₃O₄


surufatinibum

surufatinib *N*-[2-(dimethylamino)ethy]-1-[3-({4-[(2-methyl-1*H*-indol-5-yl)oxy]pyrimidin-2-yl}amino)phény]methanesulfonamide

surufatinib *N*-[2-(diméthylamino)éthyl]-1-[3-({4-[(2-méthyl-1*H*-indol-5-yl)oxy]pyrimidin-2-yl}amino)phény]méthanesulfonamide

surufatinib *N*-[2-(dimetilamino)etil]-1-[3-({4-[(2-metil-1*H*-indol-5-il)oxi]pirimidin-2-il}amino)fenil]metanosulfonamida

$C_{24}H_{28}N_6O_3S$

**sutimlimabum #**

sutimlimab immunoglobulin G4-kappa, anti-[*Homo sapiens* C1S (complement C1s, complement component 1 subcomponent s)], humanized and chimeric monoclonal antibody; gamma4 heavy chain (1-445) [humanized VH (*Homo sapiens* IGHV3-23*03 (89.8%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (100%)) [8.8.11] (1-118) -*Homo sapiens* IGHG4*01 (CH1 (119-216), hinge S10>P (226) (217-228), CH2 L1.2>E (233) (229-338), CH3 (339-443), CHS (444-445)) (118-445)], (132-216')-disulfide with kappa light chain chimeric (1'-216') [V-KAPPA (*Mus musculus* IGKV4-74*01 (82.5%)/*Homo sapiens* IGKV3D-7*01 (78.1%) -*Homo sapiens* IGKJ2*01 (100%)) [7.3.10] (1'-109') -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (155), V101 (193) (110'-216')]; dimer (224-224":227-227")-bisdisulfide

sutimlimab immunoglobuline G4-kappa, anti-[*Homo sapiens* C1S (composant C1s, composant du complément 1 sous-composant s)], anticorps monoclonal humanisé et chimérique; chaîne lourde gamma4 (1-445) [VH humanisé (*Homo sapiens* IGHV3-23*03 (89.8%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (100%)) [8.8.11] (1-118) -*Homo sapiens* IGHG4*01 (CH1 (119-216), charnière S10>P (226) (217-228), CH2 L1.2>E (233) (229-338), CH3 (339-443), CHS (444-445)) (118-445)], (132-216')-disulfure avec la chaîne légère kappa chimérique (1'-216') [V-KAPPA (*Mus musculus* IGKV4-74*01 (82.5%)/*Homo sapiens* IGKV3D-7*01 (78.1%) -*Homo sapiens* IGKJ2*01 (100%)) [7.3.10] (1'-109') -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (155), V101 (193) (110'-216')]; dimère (224-224":227-227")-bisdisulfure

sutimlimab inmunoglobulina G4-kappa, anti-[*Homo sapiens* C1S (componente C1s, componente de complemento 1 subcomponente s)], anticuerpo monoclonal humanizado y quimérico;

cadena pesada gamma4 (1-445) [humanizado VH (*Homo sapiens* IGHV3-23*03 (89.8%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (100%)) [8.8.11] (1-118) -*Homo sapiens* IGHG4*01 (CH1 (119-216), bisagra S10>P (226) (217-228), CH2 L1.2>E (233) (229-338), CH3 (339-443), CHS (444-445)) (118-445)], (132-216')-disulfuro con la cadena ligera kappa quimérica (1'-216') [V-KAPPA (*Mus musculus* IGKV4-74*01 (82.5%)/*Homo sapiens* IGKV3D-7*01 (78.1%) -*Homo sapiens* IGKJ2*01 (100%)) [7.3.10] (1'-109') -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (155), V101 (193) (110'-216')]; dímero (224-224"-227-227")-bisdisulfuro

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada

EVQLVESGGG LVKPGGSLRL SCAASGFTFS NYAMSWVRQA PGKGLEWVAT 50
 ISSGGSTHTY LDSVKGRTI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED TALYYCARLF 100
 TGYAMDYWGQ GTLVTVSSAS TKGPSVFLPA PCSRSTSEST AALGGLVKDY 150
 FPEPVTQSWN SGALTSVHT FPAVLQSSGL YSLSSVTVTP SSSLGKTYT 200
 CNVDHKPSNT KVDKRVESKY GPFCPCPAP EFEGGSPVFL FPKPKDTLM 250
 ISRTPEVTCV VVDVSDPE VQFNWYVDGV EVHNAKTKPR EQFNSTYRV 300
 VSVLTVLHQD WLNKKEYKCK VSNKGLPSSI EKTISKAKGQ PREPQVYITLF 350
 PSQEEMTKNQ VSLTCLVKGF YPSDIAVEWE SNGQFENNYK TTPPVLDSDG 400
 SFLYSLRTV DKSRWQEGNV FSCSVMEAL HNHYTQKSL LSLGK 445

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera

QIVLTQSPAT LSLSPPGERAT MSCTASSSVS SSYLHWYQQK PGKAPKLWIY 50
 STSNLASGVP SRFSGGSGT DYTLTISSLQ PEDFATYYCH QYYRLPPIYF 100
 GGGTKLEIKR TWAAPSVFIF PPSDEQLKSG TASVVCLLNN FYPREAKVQW 150
 KVDNALQSGN SQESVTEQDS KDSTYLSLST LTLKADYEK HKVYACEVTH 200
 QGLSSPVTKS FNRGEC 216

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro

Intra-H (C23-C104) 22-96 145-201 259-319 365-423
 22"-96" 145"-201" 259"-319" 365"-423"
 Intra-L (C23-C104) 23-89 136-196
 23"-89" 136"-196"
 Inter-H-L (CH1 10-CL 126) 132-216' 132"-216"
 Inter-H-H (h 8, h 11) 224-224" 227-227"

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación

HCH2 N84.4:

295, 295"

Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantenaricos complejos fucosilados

tagraxofuspum #
tagraxofusp

methionyl (1)-*Corynebacterium diphtheriae* toxin fragment (catalytic and transmembrane domains) (2-389, Q388R variant)-His390-Met391-human interleukin 3 (392-524, natural P399S variant) fusion protein, produced in *Escherichia coli*

tagraxofusp

méthionyl (1)-fragment de toxine de *Corynebacterium diphtheriae* (domaines catalytique et transmembranaire) (2-389, variant Q388R)-His390-Met391-interleukine 3 humaine (392-524, variant P399S naturel) protéine de fusion, produite par *Escherichia coli*

tagraxofusp

metionil (1)-fragmento de toxina de *Corynebacterium diphtheriae* (dominios catalíticos y transmembranarios) (2-389, variante Q388R)-His390-Met391-interleukina 3 humana (392-524, variante P399S natural) proteína de fusión, producida por *Escherichia coli*

MGADDVVDSS KSFVMENFSS YHGTKPGYVD SIQKGIQKPK SGTQGNVDDD 50
 WKGFEYSTDNK YDAAGYSVDN ENPLSGKAGG VVKVTFPGLT KVLALKVDNA 100
 ETIKKELGLS LPEPLMEQVG TEEPIKRFQD GASRVVLSLP FAEGSSSVVEY 150
 INNWEQAKAL SVELEINFET RGRGQDAMY EYMAQACAGN RVRRSVGSLSL 200
 SCINLDWDVI RDKTKTKIES LKEHGPIKKN MSES PNKTVS EEKAKQYLEE 250
 FHQTALHEPE LSELKTVTGT NPVFAGANYA AWAVNVAQVI DSETADNLEK 300
 TTAALSILPG IGSVMGIADG AVHHNTEEV AQSIALSLSL VAQAIPLVGE 350
 LVDIGFAAYN FVESIINLFQ VVHNSYNRPA YSPGHKTRPH MAPMTQTSL 400
 KTSWVNCNM IDEIITHLKQ PPLPLDFNN LNGEDQDILM ENNLRPNLE 450
 AFNRVAVKSLQ NASAIESILK NLLPCLPLAT AAPTRHPIHI KGDWNEFRR 500
 KLTFYKLTLE NAQAQQTLS LAIF 524

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro
 187-202 407-475

tavokinogenum telseplasmidum #

tavokinogene telseplasmid

a DNA plasmid containing genes coding for the human interleukin 12 (IL-12) p35 and p40 subunits that are separated by an internal ribosomal entry site (IRES) and under the control of a single cytomegalovirus (CMV) promoter

tavokinogène telseplasmide

ADN plasmidique contenant les gènes codant pour les sous-unités p35 et p40 de l'interleukine 12 (IL-12) séparés par un site d'entrée interne du ribosome (IRES) et sous le contrôle d'un promoteur de cytomégalovirus (CMV) unique

tavokinogén telseplásmido

un DNA plasmídico que contiene genes que codifican para las subunidades p35 y p40 de la interleukina 12 (IL-12) que están separados por un sitio de entrada ribosómico interno (IRES) y bajo el control de un único promotor de citomegalovirus (CMV)

tavolimabum #

tavolimab

immunoglobulin G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* TNFRSF4 (tumor necrosis factor receptor (TNFR) superfamily member 4, OX40, CD134)], humanized and chimeric monoclonal antibody;
 gamma1 heavy chain (1-451) [chimeric VH (*Mus musculus*IGHV3-8*02 -(IGHD)-*Homo sapiens*IGHJ4*01) [8.7.15] (1-121) -*Homo sapiens*IGHG1*03, G1m3 (CH1 (122-219), hinge (220-234), CH2 (235-344), CH3 (345-449), CHS (450-451)) (122-451)], (224-214')-disulfide with kappa light chain (1'-214') [humanized V-KAPPA (*Homo sapiens*IGKV1-39*01 (88.40%) -IGKJ1*01) [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens*IGKC*01, Km3 (108'-214')]; dimer (230-230":233-233")-bisdisulfide

tavolimab

immunoglobuline G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* TNFRSF4 (membre 4 de la superfamille des récepteurs du facteur de nécrose tumorale, OX40, CD134)], anticorps monoclonal humanisé et chimérique;
 chaîne lourde gamma1 (1-451) [VH chimérique (*Mus musculus*IGHV3-8*02 -(IGHD)-*Homo sapiens*IGHJ4*01) [8.7.15] (1-121) -*Homo sapiens*IGHG1*03, G1m3 (CH1 (122-219), charnière (220-234), CH2 (235-344), CH3 (345-449), CHS (450-451)) (122-451)], (224-214')-disulfure avec la chaîne légère kappa (1'-214') [V-KAPPA humanisé (*Homo sapiens*IGKV1-39*01 (88.40%) -IGKJ1*01) [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens*IGKC*01, Km3 (108'-214')]; dimère (230-230":233-233")-bisdisulfure

tavolimab

immunoglobulina G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* TNFRSF4 (miembro 4 de la superfamilia de los receptores del factor de necrosis tumoral, OX40, CD134)], anticuerpo monoclonal humanizado y quimérico; cadena pesada gamma1 (1-451) [VH quimérico (*Mus musculus* IGHV3-8*02 -(IGHD)-*Homo sapiens* IGHJ4*01) [8.7.15] (1-121) -*Homo sapiens* IGHG1*03, G1m3 (CH1 (122-219), bisagra (220-234), CH2 (235-344), CH3 (345-449), CHS (450-451)) (122-451)], (224-214')-disulfuro con la cadena ligera kappa (1'-214') [V-KAPPA humanizado (*Homo sapiens* IGKV1-39*01 (88.40%) -IGKJ1*01) [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3 (108'-214')]; dímero (230-230":233-233")-bisdisulfuro

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada

```

QVQLQESGPG LVKPSQTL LSL TCAVYGGSF S SGYWNWIRKH PGKGL EYIGY 50
ISYNGITYHN PSLKSRITIN RDTSKNQYSL QLN SVTPEDT AVYICARYKY 100
DYDGGHAMDY WQGTLVTVS SASTKGPSVF PLAPSSKSTS GGTAALGCLV 150
KDYFPEPFTV SWNSGALTS G VHTFPAVLQS SGLYSLSSVV TVPSSSLGTQ 200
TYICNVNHKP SNTKVDK RVE PKSCDKHTC PPCPAPELLG GPSVFLFPKP 250
PKDTLMISRT PEVTCVVVDV SHEDPEVKFN WYVDGVEVHN AKTKPREEQY 300
NSTYRVVSVL TVLHQDWLNG KEYKCKVSNK ALPAPIEKTI SKAKGQPREP 350
QVYTLPPSRE EMTRNQVSLT CLVKGFPYPSD IAVEWESNGQ PENNYKTTTP 400
VLDSDGSFFL YSKLTVDKSR WQQGNVFC S VMHEALHNNHY TQKSLSLSPG 450
K 451

```

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera

```

DIQMTQSPSS LSASVGD RVT ITCRASQDIS NYLNWYQQKPK GKAPKLLIY 50
TSKLGHSVPS RFGSGSGDT YLTISSLPQ EDFATYVYQQ GSALPWTFGQ 100
GTKVEIKRTV AAPSVP IFFP SDEQLKSGTA SVVCLLNFFY PREAKVQWKV 150
DNALQSGNSQ ESVTEQDSK D STYLSLSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG 200
LSSPVTKSFN R GEC 214

```

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro

Intra-H (C23-C104)	22-95	148-204	265-325	371-429
	22"-95"	148"-204"	265"-325"	371"-429"
Intra-L (C23-C104)	23'-88'	134'-194'		
	23'''-88'''	134'''-194'''		
Inter-H-L (h 5-CL 126)	224-214'	224"-214"		
Inter-H-H (h 11, h 14)	230-230"	233-233"		

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación

H CH2 N84 4:

301, 301"

Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantenarios complejos fucosilados

tebentafuspum #
tebentafusp

soluble engineered human T cell receptor, dimer of alpha and beta chains, fused at the beta chain, via a linker (254-258), to a humanized immunoglobulin single-chain variable fragment anti-(human CD3), produced in *Escherichia coli*: IG-scFv-TR-BETA (1-500) [humanized V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV3-33*01 (87.2%) -IGKJ1*01 (100%))] [6.3.9] (1-107) -24-mer tetra(tetraglycyl-seryl)-triglycylseryl linker (108-131) -humanized VH (*Homo sapiens* IGHV3-66*01 (76.8%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (93.3%)) [8.8.15] (132-253) -5-mer tetraglycyl-seryl linker(254-258) -*Homo sapiens* V-BETA (TRBV19*01 (95.7%) -(TRBD) -TRBJ2-7 (100%)) [5.6.11] (259-370) -*Homo sapiens* C-BETA (TRBC2*01 EX1 1.7-125, EX2 1 (97.7%) S79>C (427), C85.1>A (445), N97>D (459)) (371-500)], disulfide (427-157')with TR-ALPHA chain (1'-195') [*Homo sapiens* V-ALPHA (TRAV17*01 (98.9%) -TRAJ29*01 (100%)) [5.7.9](1'-109') -C-ALPHA (TRAC*01 EX1 1.3-119, N1.2>K (113), T84>C (157) (97.6%)) (110'-195')]

tébentafusp	<p>récepteur des lymphocytes T humain modifié pour être soluble, dimère des chaînes alpha et bêta, fusionné sur la chaîne bêta, via un linker (254-258), au fragment de la chaîne unique variable de l'immunoglobuline humanisée anti-(CD3 humain), produit par <i>Escherichia coli</i>: IG-scFv-TR-BETA (1-500) [V-KAPPA humanisé (<i>Homo sapiens</i> IGKV3-33*01 (87.2%) -IGKJ1*01 (100%)) [6.3.9] (1-107) -24-mer tétra(tétraglycyl-séryl)-triglycylséryl linker (108-131) -VH humanisé (<i>Homo sapiens</i> IGHV3-66*01 (76.8%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (93.3%)) [8.8.15] (132-253) -5-mer tétraglycyl-séryl linker (254-258) -<i>Homo sapiens</i> V-BETA (TRBV19*01 (95.7%) -(TRBD) -TRBJ2-7 (100%)) [5.6.11] (259-370) -<i>Homo sapiens</i> C-BETA (TRBC2*01 EX1 1.7-125, EX2 1 (97.7%) S79>C (427), C85.1>A (445), N97>D (459)) (371-500)], disulfide (427-157') avec la chaîne TR-ALPHA (1'-195') [<i>Homo sapiens</i> V-ALPHA (TRAV17*01 (98.9%) -TRAJ29*01 (100%)) [5.7.9](1'-109') -C-ALPHA (TRAC*01 EX1 1.3-119, N1.2>K (113), T84>C (157) (97.6%)) (110'-195')]</p>
tebentafusp	<p>receptor de linfocitos T humanos modificado por ser soluble, heterodímero de las cadenas alfa y beta, fusionados en la cadena beta, a través de un enlace (254-258), con el fragmento de la cadena única variable de la inmunoglobulina humanizada anti-(CD3 humano), producido por <i>Escherichia coli</i>: IG-scFv-TR-BETA (1-500) [V-KAPPA humanizado (<i>Homo sapiens</i> IGKV3-33*01 (87.2%) -IGKJ1*01 (100%)) [6.3.9] (1-107) -24-mer tetra(tetraglicil-seril)-triglicilseril ligando (108-131) -VH humanizado (<i>Homo sapiens</i> IGHV3-66*01 (76.8%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (93.3%)) [8.8.15] (132-253) -5-mer tetraglicil-seril ligando (254-258) -<i>Homo sapiens</i> V-BETA (TRBV19*01 (95.7%) -(TRBD) -TRBJ2-7 (100%)) [5.6.11] (259-370) -<i>Homo sapiens</i> C-BETA (TRBC2*01 EX1 1.7-125, EX2 1 (97.7%) S79>C (427), C85.1>A (445), N97>D (459)) (371-500)], disulfuro (427-157') con la cadena TR-ALPHA (1'-195') [<i>Homo sapiens</i> V-ALPHA (TRAV17*01 (98.9%) -TRAJ29*01 (100%)) [5.7.9](1'-109') -C-ALPHA (TRAC*01 EX1 1.3-119, N1.2>K (113), T84>C (157) (97.6%)) (110'-195')]</p> <p>TCR alpha chain / Chaîne alpha TCR / Cadena alfa TCR AQQGEEEDPQA LSIQEGENAT MNCSYKTSIN NLQWYRQNSG RGLVHLILIR 50 SNEREKHSGR LRVTLDTSKK SSSLITASR AADTASYFCA TDGSTPMQFG 100 KGTRLSVIAN IQKDPVAVYQ LRDSKSSDKS VCLFTDFDSQ TNVSQSKDSD 150 YYITDKCVLD MRSMDPKSNS AVAWSNKSDP ACANAFNNSI IPEDT 195</p> <p>Anti-CD3 scFv - TCR beta chain fusion / Anti-CD3 scFv - chaîne bêta TCR / Anti-CD3 scFv - cadena beta TCR AIQMTQSPSS LSASVGRVIT ITCRASQDIR NYLNWYQKPK GKAPKLLIYY 50 TSRLESGVPS RPSGGSGTD YLTISSLQP EDFATYYCQQ GNTLPWTFQG 100 GKVEIKGGG GSGGGSGGG GSGGGSGGG SEVQLVESGG GLVQPGGSLR 150 LSCAASGYSF TGYTMNWRVQ APGKGLEWVA LINPYKGVST YNQKPKDRPT 200 ISVDKSRNTA YLQMNSLRAE DTAVYYCARS GYGDSWYF DVWGQTLVT 250 VSSGGGSDG GITQSPKYL RKEGQNTLS CEQNLNHDAM YWYRQDPGGQ 300 LRLIYSSWAQ GDFQKGLIAE GYSVREKKE SFPLVTSQA KNPTAFYLCA 350 SSWGPYEQY FPGGTRLTVT EDLKNVFPPE VAVFEPSEAE ISHTQKATLV 400 CLATGFYFDH VELSNNVNGK EVHSGVCTDP QPLKEQPALN DSRVALSSRL 450 RVSATFWQDP RNHFRCVQVF YGLSENDEWT QDRAPVWTQI VSAEAWGRAD 500</p> <p>Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro Inter-chain: alpha chain C157 - beta chain C427 Intra-chain: TCR alpha chain: 23-89 132-182 scFv-TCR beta chain fusion: 23-88 153-227 281-349 401-466</p> <p>$\alpha 1$-$\alpha 195$ = engineered T cell receptor (TCR) α chain fragment $\beta 1$-$\beta 107$ = κ light chain fragment V-KAPPA (IGKV1-12 IGKJ1*01) $\beta 108$-$\beta 131$ = artificial 24 aa peptide linker (G4S)4(G3S) $\beta 132$-$\beta 253$ = heavy chain fragment VH (IGHV3-71 IGHJ2*01) $\beta 254$-$\beta 258$ = artificial 5 aa peptide linker G4S $\beta 259$-$\beta 500$ = engineered T cell receptor (TCR) β chain fragment</p>

tegavivintum


tegavivint

{2,7-bis[(3*R*,5*S*)-3,5-diméthylpiperidine-1-sulfonyl]anthracène-9,10-diylidène}bis(hydroxylamine)

tégevivint

{2,7-bis[(3*R*,5*S*)-3,5-diméthylpiperidine-1-sulfonyl]anthracène-9,10-diylidène}bis(hydroxylamine)

tegavivint

{2,7-bis[(3*R*,5*S*)-3,5-diméthylpiperidina-1-sulfonyl]antraceno-9,10-diilideno}bis(hidroxilamina) $C_{28}H_{36}N_4O_6S_2$ **telratolimodum**

telratolimod

N-{4-[(4-amino-2-butyl-1*H*-imidazo[4,5-*c*]quinolin-1-yl)oxy]butyl}octadecanamide

telratolimod

N-{4-[(4-amino-2-butyl-1*H*-imidazo[4,5-*c*]quinoléin-1-yl)oxy]butyl}octadécánamide

telratolimod

N-{4-[(4-amino-2-butyl-1*H*-imidazo[4,5-*c*]quinolein-1-il)oxi]butil}octadecanamida $C_{36}H_{59}N_5O_2$ **tengonerminum #**

tengonermin

human tumor necrosis factor (7-163) fused at the N-terminus to a peptide (1-6) ligand of the human CD13 antigen, trimer, produced in *Escherichia coli*;
 L-cystéinyl-L-asparaginylglycyl-L-arginyl-L-cystéinylglycyl (1-6, CNGRCG, ligand of the human CD13 antigen)-human tumor necrosis factor soluble form (7-163), non-covalent trimer, produced in *Escherichia coli*

tengonermine

facteur de nécrose tumorale humain (7-163), fusionné sur la partie N-terminale, à un peptide (1-6), se liant à l'antigène CD13 humain, trimère, produit dans *Escherichia coli*;
 L-cystéinyl-L-asparaginylglycyl-L-arginyl-L-cystéinylglycyl (1-6, CNGRCG, se liant à l'antigène CD13 humain)-forme soluble du facteur de nécrose tumorale humain (7-163), trimère non covalent, produit dans *Escherichia coli*

tengonermina

factor de necrosis tumoral humano (7-163), fusionado en el extremo N-terminal, a un péptido (1-6), unido al antígeno CD13 humano, trímero, producido en *Escherichia coli*;
L-cisteinil-L-asparaginilglicil-L-arginil-L-cisteinilglicil (1-6, CNGRCCG, unido al antígeno CD13 humano)-forma soluble del factor de necrosis tumoral humano (7-163), trímero no covalente, producido en *Escherichia coli*

```
CNGRCGVRSR SRTPSDKPVA HVVANPQAEQ QLQWLNRRAN ALLANGVELR 50
DNQLVVPSEG LYLIYSQVLF KGQGCSTHVL LLTHTISRIA VSYQTKVNLL 100
SAIKSPCQRE TPEGAEAKPW YEPIYLGGVF QLEKGDRLSA EINRPDYLDF 150
AESGQVYFGI IAL                                     163
```

Disulfide bridges locations / Positions des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro
Intra-chain: 1-5 75-107

tepilamidi fumaras
tepilamide fumarate


2-(diethylamino)-2-oxoethyl and methyl (2E)-but-2-enedioate

fumarate de tépilamide

(2E)-but-2-enedioate de 2-(diéthylamino)-2-oxoéthyle et de méthyle

fumarato de tepilamida

(2E)-but-2-enedioato de 2-(diethylamino)-2-oxoetilo y de metilo

C₁₁H₁₇NO₅

tepoditamabum #
tepoditamab

immunoglobulin G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* CLEC12A (C-type lectin domain family 12 member A, dendritic cell-associated lectin 2, DCAL-2, myeloid inhibitory C-type lectin-like receptor, M1CL, CD371) and anti-[*Homo sapiens* CD3 epsilon (CD3E, Leu-4)], human monoclonal antibody, bispecific;
gamma1 heavy chain anti-CLEC12A (1-447) [*Homo sapiens* VH (IGHV1-46*01 (99.0%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (93.3%))] [8.8.11] (1-118) -*Homo sapiens* IGHG1*03, G1m3 nG1m1 (CH1 R120 (215) (119-216), hinge (217-231), CH2 [L1.2>G (236), G1.1>R (237)] (232-341), CH3 E12 (357), M14 (359) [L7>D (352), L24>E (369)] (342-446), CHS K2>del (447)) (119-447)]; (221-214')-disulfide with kappa light chain (1'-214') [*Homo sapiens* V-KAPPA (IGKV1-39*01 (100.00%) -IGKJ1*01 (100%))] [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191)(108'-214');
gamma1 heavy chain anti-CD3E (1''-447'') [*Homo sapiens* VH (IGHV3-33*01 (89.8%) -(IGHD) -IGHJ5*02 (100%))] [8.8.11] (1''-118'') -*Homo sapiens* IGHG1*03, G1m3 nG1m1 (CH1 R120 (215) (119-216), hinge (217-231), CH2 [L1.2>G (236), G1.1>R (237)] (232-341), CH3 [L7>K (352), T22>K (367)] (342-446), CHS K>del (447)) (119''-447''), (221''-214'')-disulfide with kappa light chain (1'''-214''') [*Homo sapiens* V-KAPPA (IGKV1-39*01 (100%) -IGKJ1*01 (100%))] [6.3.9] (1'''-107''') -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191)(108'''-214'''); dimer (227-227''':230-230''')-bisdisulfide

tépoditamab

immunoglobuline G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* CLEC12A (membre A de la famille 12 domaine lectine de type C, lectine 2 associée aux cellules dendritiques, DCAL-2, récepteur lectine-I ke de type C inhibiteur myéloïde, MICL, CD371) et anti-[*Homo sapiens* CD3 epsilon (CD3E, Leu-4)], anticorps monoclonal humain, bispécifique; chaîne lourde gamma1 anti-CLEC12A (1-447) [*Homo sapiens* VH (IGHV1-46*01 (99.0%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (93.3%)) [8.8.11] (1-118) -*Homo sapiens* IGHG1*03, G1m3 nG1m1 (CH1 R120 (215) (119-216), charnière (217-231), CH2 [L1.2>G (236), G1.1>R (237)] (232-341), CH3 E12 (367), M14 (369) [L7>D (352), L24>E (369)] (342-446), CHS K2>del (447)) (119-447)]; (221-214')-disulfure avec la chaîne légère kappa (1'-214') [*Homo sapiens* V-KAPPA (IGKV1-39*01 (100.00%) -IGKJ1*01 (100%)) [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]; chaîne lourde gamma1 anti-CD3E (1"-447") [*Homo sapiens* VH (IGHV3-33*01 (89.8%) -(IGHD) -IGHJ5*02 (100%)) [8.8.11] (1"-118") -*Homo sapiens* IGHG1*03, G1m3 nG1m1 (CH1 R120 (215) (119-216), charnière (217-231), CH2 [L1.2>G (236), G1.1>R (237)] (232-341), CH3 [L7>K (352), T22>K (367)] (342-446), CHS K>del (447)) (119"-447")], (221"-214'")-disulfure avec la chaîne légère kappa (1'"-214'") [*Homo sapiens* V-KAPPA (IGKV1-39*01 (100%) -IGKJ1*01 (100%)) [6.3.9] (1'"-107'") -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191)(108'"-214'")]; dimère (227-227":230-230")-bisdisulfure

tepoditamab

immunoglobulina G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* CLEC12A (miembro A de la familia 12 dominio lectina de tipo C, lectina 2 asociada con las células dendríticas, DCAL-2, semejante al receptor lectina de tipo C inhibidor mielóide, MICL, CD371) y anti-[*Homo sapiens* CD3 épsilon (CD3E, Leu-4)], anticuerpo monoclonal humano, biespecífico; cadena pesada gamma1 anti-CLEC12A (1-447) [*Homo sapiens* VH (IGHV1-46*01 (99.0%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (93.3%)) [8.8.11] (1-118) -*Homo sapiens* IGHG1*03, G1m3 nG1m1 (CH1 R120 (215) (119-216), bisagra (217-231), CH2 [L1.2>G (236), G1.1>R (237)] (232-341), CH3 E12 (367), M14 (369) [L7>D (352), L24>E (369)] (342-446), CHS K2>del (447)) (119-447)]; (221-214')-disulfuro con la cadena ligera kappa (1'-214') [*Homo sapiens* V-KAPPA (IGKV1-39*01 (100.00%) -IGKJ1*01 (100%)) [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]; gamma1 cadena pesada anti-CD3E (1"-447") [*Homo sapiens* VH (IGHV3-33*01 (89.8%) -(IGHD) -IGHJ5*02 (100%)) [8.8.11] (1"-118") -*Homo sapiens* IGHG1*03, G1m3 nG1m1 (CH1 R120 (215) (119-216), hinge (217-231), CH2 [L1.2>G (236), G1.1>R (237)] (232-341), CH3 [L7>K (352), T22>K (367)] (342-446), CHS K>del (447)) (119"-447")], (221"-214'")-disulfuro con la cadena ligera kappa (1'"-214'") [*Homo sapiens* V-KAPPA (IGKV1-39*01 (100%) -IGKJ1*01 (100%)) [6.3.9] (1'"-107'") -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191)(108'"-214'")]; dímero (227-227":230-230")-bisdisulfuro

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada anti-CLEC12A
 QVQLVQSGAE VVKPGASVKV SCKASGYTFT SYMHVWRQA PGQGLEWVMI 50
 INPFGGSTSY AQKFGGRVTM TRDTSTSTVY MELSSLRSED TAVYCAKGT 100
 TGDWFDYWGQ GTLVTVSSAS TKGPSVFPLA PSSKSTSGGT AALGCLVKDY 150
 FPEPVTVSWN SGALTSGVHT FPAVLQSSGL YSLSSVVTVP SSSLTQTYI 200
 CNVNHKPSNT KVDKRVPEKS CDKHTCPPC PAPELGRGSP VLFPPKPKD 250
 TLMISRTPEV TCVVVDVSH E DPEVKFNWYV DGVEVHNAKT KPREEQYNS 300
 YRVVSVLTVL HQDWLNGKEY KCKVSNKALP APIEKTISKA KGQPREPQVY 350
 TDPSPREEMT KNQVSLTCEV KGFYPSDIAV EWESNGQPEN NYKTTPEVLD 400
 SDGSFFLYSK LTVDKSRWQQ GNVFSCSVMH EALHNHYTQK SLSLSPG 447

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada anti-CD3E
 QVQLVQSGGG VVQPGRSRLR SCVASGFTFS SYGMHWRQA PGKLEWVAA 50
 IWYNARKQDY ADSVKGRTI SRDNSKNTLY LQMNLSRAED TAVYCTRGT 100
 GYNWFDYWGQ GTLVTVSSAS TKGPSVFPLA PSSKSTSGGT AALGCLVKDY 150
 FPEPVTVSWN SGALTSGVHT FPAVLQSSGL YSLSSVVTVP SSSLTQTYI 200
 CNVNHKPSNT KVDKRVPEKS CDKHTCPPC PAPELGRGSP VLFPPKPKD 250
 TLMISRTPEV TCVVVDVSH E DPEVKFNWYV DGVEVHNAKT KPREEQYNS 300
 YRVVSVLTVL HQDWLNGKEY KCKVSNKALP APIEKTISKA KGQPREPQVY 350
 TKPSPREEMT KNQVSLKCLV KGFYPSDIAV EWESNGQPEN NYKTTPEVLD 400
 SDGSFFLYSK LTVDKSRWQQ GNVFSCSVMH EALHNHYTQK SLSLSPG 447

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera
 DIQMTQSPSS LSASVGRVIT TCRASQGIS SYLNWYQQK GKAPKLLIYA 50
 ASLQSGVPS RFGSGSGSDT FTLTISSLQP EDFATYYCQQ SYSTPPTFGQ 100
 GKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNIFY PREAKVQWKV 150
 DNALQSGNSQ ESWTEQDSKD STYLSLSTLT LSKADYKHK VYACEVTHQG 200
 LSSPVTKSFN RGEV 214

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro

Intra-H (C23-C104) 22-96 145-201 262-322 368-426
 22"-96" 145"-201" 262"-322" 368"-426"

Intra-L (C23-C104) 23"-88" 134"-194"
 23"-88" 134"-194"

Inter-H-L (h 5-CL 126) 221-214" 221"-214"

Inter-H-H (h 11, h 14) 227-227" 230-230"

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación

HCH2N84.4:

298, 298"

Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantennarios complejos fucosilados

timbetasinum #
 timbetasin

human thymosin beta-4, N-terminal acetylated :
 3,11,25,31,38-pentakis(de-N⁶-acetyl)-1,22,30,33-
 tetrakis(de-O³-phosphono)thymosin β4 (human):
 N-acetyl-L-seryl-L-α-aspartyl-L-lysyl-L-prolyl-L-α-aspartyl-L-
 methionyl-L-alanyl-L-α-glutamyl-L-isoleucyl-L-α-glutamyl-L-
 lysyl-L-phenylalanyl-L-α-aspartyl-L-lysyl-L-seryl-L-lysyl-L-
 leucyl-L-lysyl-L-lysyl-L-threonyl-L-α-glutamyl-L-threonyl-L-
 glutaminyl-L-α-glutamyl-L-lysyl-L-asparaginy-L-prolyl-L-
 leucyl-L-prolyl-L-seryl-L-lysyl-L-α-glutamyl-L-threonyl-L-
 isoleucyl-L-α-glutamyl-L-glutaminyl-L-α-glutamyl-L-lysyl-L-
 glutaminyl-L-alanylglycyl-L-α-glutamyl-L-serine

timbétasine

thymosine beta-4 humaine, acétylée en son extrémité N-
 terminale :
 3,11,25,31,38-pentakis(dé-N⁶-acétyl)-1,22,30,33-
 tétrakis(dé-O³-phosphono)thymosine β4 (humaine):
 N-acétyl-L-séryl-L-α-aspartyl-L-lysyl-L-prolyl-L-α-aspartyl-L-
 méthionyl-L-alanyl-L-α-glutamyl-L-isoleucyl-L-α-glutamyl-L-
 lysyl-L-phénylalanyl-L-α-aspartyl-L-lysyl-L-séryl-L-lysyl-L-
 leucyl-L-lysyl-L-lysyl-L-thréonyl-L-α-glutamyl-L-thréonyl-L-
 glutaminyl-L-α-glutamyl-L-lysyl-L-asparaginy-L-prolyl-L-
 leucyl-L-prolyl-L-séryl-L-lysyl-L-α-glutamyl-L-thréonyl-L-
 isoleucyl-L-α-glutamyl-L-glutaminyl-L-α-glutamyl-L-lysyl-L-
 glutaminyl-L-alanylglycyl-L-α-glutamyl-L-sérine

timbetasina

timosina beta-4 humana, acetilada en su extremidad N-terminal :
 3,11,25,31,38-pentakis(de-*N*⁶-acetil)-1,22,30,33-tetrakis(de-*O*³-fosfono)timosina β4 (humana):
N-acetil-L-seril-L-α-aspartil-L-lisil-L-prolil-L-α-aspartil-L-metionil-L-alanil-L-α-glutamil-L-isoleucil-L-α-glutamil-L-lisil-L-fenilalanil-L-α-aspartil-L-lisil-L-seril-L-lisil-L-leucil-L-lisil-L-lisil-L-treonil-L-α-glutamil-L-treonil-L-glutaminil-L-α-glutamil-L-lisil-L-asparaginil-L-prolil-L-leucil-L-prolil-L-seril-L-lisil-L-α-glutamil-L-treonil-L-isoleucil-L-α-glutamil-L-glutaminil-L-α-glutamil-L-lisil-L-glutaminil-L-alanilglicil-L-α-glutamil-L-serina

C₂₁₂H₃₅₀N₅₆O₇₆S

Sequence / Séquence / Secuencia

SDKPDMAEIE KFDKSKLKKT ETQEKNLPLS KETIEQEKQA GES 43

Modified residue / résidu modifié / resto modificado

Ser-1: *N*-acetyl-L-serine**tomivosertibum**

tomivosertib


6'-[(6-aminopyrimidin-4-yl)amino]-8'-methyl-2'*H*-spiro[cyclohexane-1,3'-imidazo[1,5-*a*]pyridine]-1',5'-dione

tomivosertib

6'-[(6-aminopyrimidin-4-yl)amino]-8'-méthyl-2'*H*-spiro[cyclohexane-1,3'-imidazo[1,5-*a*]pyridine]-1',5'-dione

tomivosertib

6'-[(6-aminopirimidin-4-il)amino]-8'-metil-2'*H*-spiro[ciclohexano-1,3'-imidazo[1,5-*a*]piridina]-1',5'-diona

C₁₇H₂₀N₆O₂**trastuzumabum beta #**

trastuzumab beta

immunoglobulin G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* ERBB2 (epidermal growth factor receptor 2, receptor tyrosine-protein kinase erbB-2, EGFR2, HER2, HER-2, p185c-erbB2, NEU, CD340)], humanized monoclonal antibody; humanized gamma1 heavy chain (1-449) [humanized VH (*Homo sapiens* IGHV3-66*01 (81.6%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (100%)) [8.8.13] (1-120) -*Homo sapiens* IGHG1*03v, G1m3>G1m17, nG1m1 (CH1 R120>K (217) (121-218), hinge (219-233), CH2 (234-343), CH3 E12 (359), M14 (361) (344-448), CHS K>del (449) (121-449)], (223-214')-disulfide with humanized kappa light chain (1'-214') [humanized V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV1-39*01 (86.3%) -IGKJ1*01 (100%)) [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01 Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]; dimer (229-229'':232-232'')-bisdisulfide

trastuzumab bêta	<p>immunoglobuline G1-kappa, anti-[<i>Homo sapiens</i> ERBB2 (récepteur 2 du facteur de croissance épidermique, récepteur tyrosine-protéine kinase erbB-2, EGFR2, HER2, HER-2, p185c-erbB2, NEU, CD340)], anticorps monoclonal humanisé;</p> <p>chaîne lourde gamma1 humanisée (1-449) [VH humanisé (<i>Homo sapiens</i> IGHV3-66*01 (81.6%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (100%)) [8.8.13] (1-120) -<i>Homo sapiens</i> IGHG1*03v, G1m3>G1m17, nG1m1 (CH1 R120>K (217) (121-218), charnière (219-233), CH2 (234-343), CH3 E12 (359), M14 (361) (344-448), CHS K>del (449)) (121-449)], (223-214')-disulfure avec la chaîne légère kappa humanisée (1'-214') [V-KAPPA humanisé (<i>Homo sapiens</i> IGKV1-39*01 (86.3%) -IGKJ1*01 (100%)) [6.3.9] (1'-107') -<i>Homo sapiens</i> IGKC*01 Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]; dimère (229-229":232-232")-bisdisulfure</p>
trastuzumab beta	<p>inmunoglobulina G1-kappa, anti-[<i>Homo sapiens</i> ERBB2 (receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico, receptor tirosina-proteína kinasa erbB-2, EGFR2, HER2, HER-2, p185c-erbB2, NEU, CD340)], anticuerpo monoclonal humanizado;</p> <p>cadena pesada gamma1 humanizada (1-449) [VH humanizado (<i>Homo sapiens</i> IGHV3-66*01 (81.6%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (100%)) [8.8.13] (1-120) -<i>Homo sapiens</i> IGHG1*03v, G1m3>G1m17, nG1m1 (CH1 R120>K (217) (121-218), bisagra (219-233), CH2 (234-343), CH3 E12 (359), M14 (361) (344-448), CHS K>del (449)) (121-449)], (223-214')-disulfuro con la cadena ligera kappa humanizada (1'-214') [V-KAPPA humanizado (<i>Homo sapiens</i> IGKV1-39*01 (86.3%) -IGKJ1*01 (100%)) [6.3.9] (1'-107') -<i>Homo sapiens</i> IGKC*01 Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]; dímero (229-229":232-232")-bisdisulfuro</p>
	<p>Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada</p> <pre> EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFNIK DTYIHWVRQA PGKGLEWVAR 50 IYPTNGYTRY ADSVKGRTI SADTSKNTAY LQMNSLRAED TAVYYCSRWG 100 GDGFYAMDYW QGGLVTVSS ASTRGPSVFP LAPSSKSTSG GTAALGLVK 150 DYFPEPVTVS WNSGALTSGV HTFPAVLQSS GLYSLSSVVT VPSSSLGTQT 200 YICNVNHKFS NTKVDKKEP KSCDKTHTCP PCPAPELLGG PSVFLFPPKP 250 KDTLMSRTP EVTCVVVDVS HEDPEVKFNW YVDGVEVHNA KTKPREEQYN 300 STYRVSVLT VLHQDNLNGK EYKCKVSNKA LPAPIEKTIS KAKGQPREPQ 350 VYTLPPSREE MTKNQVSLTC LVKGFYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTTPEV 400 LDSGDSFFLY SKLTVDKSRW QQGNVFSCSV MHEALHNNHT QKSLSLSPG 449 </pre> <p>Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera</p> <pre> DIQMTQSPSS LSASVGRVIT ITCRASQDWN TAVAWYQQKPK GKAPKLLIYS 50 ASFLYSGVPS RFGSRSGTD FLLTISLQPE EDFATYYCQQ HYTTPPTFGQ 100 GTKVEIKRTV AAPSVEIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNFEY PREAKVQMKV 150 DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSLSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG 200 LSSPVTKSFN RGEK 214 </pre> <p>Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro</p> <p>Intra-H (C23-C104) 22°-96" 147°-203" 264°-324" 370°-428"</p> <p>Intra-L (C23-C104) 23°-88" 134°-194" 23°-88" 134°-194"</p> <p>Inter-H-L (h 5-CL 126) 223°-214" 223°-214"</p> <p>Inter-H-H (h 11, h 14) 229°-229" 232°-232"</p> <p>N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación</p> <p>HCH2N84.4: 300, 300"</p> <p>Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glicanes de type CHO bi-antennaires complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantenarijos complejos fucosilados</p> <p>G0F predominant / prédominant / predominante, A1G0F (0.33±0.05%), A1G1F (0.35±0.10%)</p>

tricaprilinum

tricaprilin


propane-1,2,3-triyl trioctanoate

tricapriline

trioctanoate de propane-1,2,3-triyle

tricaprilina

trioctanoato de propano-1,2,3-triilo

 $C_{27}H_{50}O_6$ **umbralisibum**


umbralis b

2-[(1*S*)-1-{4-amino-3-[3-fluoro-4-(propan-2-yloxy)phény]-1*H*-pirazolo[3,4-*d*]pyrimidin-1-yl}éthyl]-6-fluoro-3-(3-fluorophényl)-4*H*-1-benzopyran-4-one

umbralis b

2-[(1*S*)-1-{4-amino-3-[3-fluoro-4-(propan-2-yloxy)phény]-1*H*-pirazolo[3,4-*d*]pyrimidin-1-yl}éthyl]-6-fluoro-3-(3-fluorophényl)-4*H*-1-benzopyran-4-one

umbralis b

2-[(1*S*)-1-{4-amino-3-[3-fluoro-4-(propan-2-iloxi)fenil]-1*H*-pirazolo[3,4-*d*]pirimidin-1-il}etil]-6-fluoro-3-(3-fluorofenil)-4*H*-1-benzopiran-4-ona $C_{31}H_{24}F_3N_5O_3$ **upacalcetum**


upacalcet

(2*S*)-2-amino-3-[[3-chloro-2-méthyl-5-sulfophényl]carbamoyle]amino]propanoic acid

upacalcet

acide (2*S*)-2-amino-3-[[3-chloro-2-méthyl-5-sulfophényl]carbamoyle]amino]propanoïque

upacalcet

ácido (2*S*)-2-amino-3-[[3-cloro-2-metil-5-sulfofenil]carbamoil]amino]propanoico $C_{11}H_{14}ClN_3O_6S$ 

uproleselanum

uproleselan


(2S)-2-{2-acetamido-2-deoxy-1-O-[(1R,2R,3S,5R)-2-[(6-deoxy- α -L-galactopyranosyl)oxy]-3-ethyl-5-(38-oxo-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35-dodecaoxa-39,42-diazatritetracontan-43-oyl)cyclohexyl]- β -D-galactopyranos-3-O-yl]-3-cyclohexylpropanoic acid

uprolésélan

acide (2S)-2-{2-acétamido-2-désoxy-1-O-[(1R,2R,3S,5R)-2-[(6-désoxy- α -L-galactopyranosil)oxy]-3-éthyl-5-(38-oxo-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35-dodécaoxa-39,42-diazatritétracontan-43-oyl)cyclohexyl]- β -D-galactopyranos-3-O-yl]-3-cyclohexylpropanoïque

uproleselán

ácido (2S)-2-{2-acetamido-2-desoxi-1-O-[(1R,2R,3S,5R)-2-[(6-desoxi- α -L-galactopiranosil)oxil]-3-etil-5-(38-oxo-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35-dodecaoxa-39,42-diazatritetracontan-43-oyl)ciclohexil]- β -D-galactopiranos-3-O-il]-3-ciclohexilpropanoico

C₆₀H₁₀₉N₃O₂₇**valanafuspum alfa #**

valanafusp alfa

anti-(human insulin receptor) immunoglobulin G1 (chimeric human-*Mus musculus*) fused on both heavy chains (1-443, 1"-443") to seryl-seryl (444-445, 444"-445")-human α -L-iduronidase (IUDA) ((1-626) natural variant Gln6 (H452>Q)) (447-1072, 447"-1072"), produced in Chinese hamster ovary (CHO) cells, glycoform alfa: gamma1 heavy chain fused to IDUA (1-1072) [*Mus musculus* VH (IGHV1S56*01 (91.8%) -(IGHD) -IGHJ3*01 (93.3%)) [8.8.6] (1-113) -*Homo sapiens* IGHG1*01, G1m17,1 (CH1 K120 (210) (114-211), hinge (212-226), CH2 (227-336), CH3 D12 (352), L14 (354) (337-441), CHS K2>S (443) (442-443)) (114-443) -2-mer diseryl linker (444-445) -*Homo sapiens* IDUA, catalytic glutamates E182 (601), E299 (718) (446-1072)], (216-214')-disulfide with kappa light chain (1'-214') [*Mus musculus* V-KAPPA (IGKV9-120*01 (94.7%) -IGKJ1*01 (91.7%), L9>M (104)) [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]; dimer (222-222":225-225")-bisdisulfide

- valanafusp alfa immunoglobuline G1 (chimérique humaine-*Mus musculus*) anti-(récepteur à l'insuline humain), fusionnée sur les deux chaînes lourdes (1-443, 1"-443") à séryl-séryl (444-445, 444"-444")-α-L-iduronidase humaine (IDUA) (Gln6 variant naturel (H452Q)), produite dans des cellules ovariennes de hamsters chinois (CHO), glycoforme alfa:
chaîne lourde gamma1 fusionnée à l'IDUA (1-1072) [*Mus musculus* VH (IGHV1S56*01 (91.8%) -(IGHD) -IGHJ3*01 (93.3%)) [8.8.6] (1-113) -*Homo sapiens* IGHG1*01, G1m17,1 (CH1 K120 (210) (114-211), charnière (212-226), CH2 (227-336), CH3 D12 (352), L14 (354) (337-441), CHS K2>S (443) (442-443)) (114-443) -2-mer diséryl linker (444-445) -*Homo sapiens* IDUA, glutamates catalytiques E182 (601), E299 (718) (446-1072)], (216-214')-disulfure avec la chaîne légère kappa (1'-214') [*Mus musculus* V-KAPPA (IGKV9-120*01 (94.7%) -IGKJ1*01 (91.7%), L9>M (104) [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')); dimère (222-222":225-225")-bisdisulfure
- valanafusp alfa inmunoglobulina G1 (quimérica humana-*Mus musculus*) anti-(receptor de la insulina humana), fusionada con las diez cadenas pesadas (1-443, 1"-443") al seril-seril (444-445, 444"-444")-α-L-iduronidasa humana (IDUA) ((1-626) Gln6 variante natural (H452Q)), producida en las células ováricas de hamsters chinos (CHO), glicoforma alfa:
cadena pesada gamma1 fusionada con la IDUA (1-1072) [*Mus musculus* VH (IGHV1S56*01 (91.8%) -(IGHD) -IGHJ3*01 (93.3%)) [8.8.6] (1-113) -*Homo sapiens* IGHG1*01, G1m17,1 (CH1 K120 (210) (114-211), bisagra (212-226), CH2 (227-336), CH3 D12 (352), L14 (354) (337-441), CHS K2>S (443) (442-443)) (114-443) -2-mer ligante diseril (444-445) -*Homo sapiens* IDUA, glutamatos catalíticos E182 (601), E299 (718) (446-1072)], (216-214')-disulfuro con la cadena ligera kappa (1'-214') [*Mus musculus* V-KAPPA (IGKV9-120*01 (94.7%) -IGKJ1*01 (91.7%), L9>M (104) [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')); dímero (222-222":225-225")-bisdisulfuro

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada

QVQLQSGPE LVRKFGALVKI SCKASGYTFT NYDIHWVKQR PGQGLEWIG 50
IYPDGGSTKY NEKFRGKATL TADKSSSTAY MHLSSLTSEK SAVYFCAREW 100
AYWGQGTILVT VSAASTRGPV VFPLAPSSRS TSGGTAALGC LVKDYFFPEPV 150
TFSWNSGALT SGVHTFFAVL QSSGLYSLSS VVTVFSSSLG TQYIICNWNH 200
KFSNFKVQDK VEKSKQKTH TQPCPAFEL LGGSPVLFPP FPKDTLMIS 250
RTEFTTCVIV DUSHEDPEVK FNIWVDSGEV HNAKTKPREE QYNSTYRVMS 300
VLTVLHQDWL NGKEYKCKVS NKALPAPIEK TISKAKGQPR EPQVYTLPPS 350
RDELTKNQVS LTCIVKGFYP SDIAVEWESN GQPENNYKTT PPVLDSDGSF 400
FLYSKLTVDK SRWQQGNVFS CSMVHEALHN HYTKSLSLS PGSSEAPHL 450
VQVDAARALW PLRFRWRSTG FCPPLHSDA DQYVLSWQQ LNLAYVGAVP 500
HRGIKQVRTH WLELVTTRG STGRGLSYNF THLDGYLDL RENQLLPGFE 550
LMGSASGHFT DFEDKQVFE WKDLVSSLAR RYIGRYGLAH VSKWNFETWN 600
EPDHDHFDNV SMTMQGFVNY YDACSEGLRA ASPALRLGGP GDSFHTFPPS 650
PLSGLLRHC HDGTNFTGE AGVRLDYLSL HRKGARSSIS LLEQEKVVAQ 700
QIRQLFKFA DTEIYNDEAD PLVGSWLPDP WRADVTYAM VVKVIAHQON 750
LLLANTTSFA PYALLSNDNA FLSYHPHFA QRTLTARFQV NNTRPHPVQL 800
LRKPVLTAMG LLALLDEEQL WAEVSQAGTV LDSNHTVGVL ASAHRCQGPA 850
DAWRAVLIY ASDTRAHFN RSVAVTLRLR GVPPGGLVY VTRILDNGLC 900
SPDGENRRLG RPVFTAEQF RMRRAAEDEV AAARPLEAG GRILRLPALR 950
LPSILLHVC ARPEKPPQGV TRLRALPLTQ GQVILVWSDR HVGSKGLWY 1000
EIQFSQDKGA YTPVSRKPT FNLVFSPTD GAVSGSYRVR ALDYWARPGP 1050
FSDPVPVLEY PVPRGPPSPG NP 1072

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera

DIQMTQSPSS LSASLGERVS LTCRASQDIG GNLYWLQGGP DGTIKRLIYA 50
TSSLDGVEFK RFGSRRSGSD YSLTISLLES EDFVYDYLQ YSSSPWTFGG 100
GTRMEIKRIV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWQV 150
DNALQSGNSQ ESVTEQDSK STYLSLSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG 200
LSSPVTKSFN RGEV 214

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro

Intra-H (C23-C104) 22-96 140-196 257-317 363-421
22"-96" 140"-196" 257"-317" 363"-421"

Intra-H (IDUA) 472-624 660-900 960-996
472"-624" 660"-900" 960"-996"

Intra-L (C23-C104) 23"-88" 134"-194"
23"-88" 134"-194"

Inter-H-L (h 5-CL 126) 216-214' 216"-214"

Inter-H-H (h 11, h 14) 222-222" 225-225"

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación

HCH2N84.4: 293, 293"
IDUA: 529, 609, 755, 791, 834, 870, 529", 609", 755", 791", 834", 870"

Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycans de type CHO bi-antennaires complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantenarijos complejos fucosilados

valemetostatum

valemetostat


(2*R*)-7-chloro-2-[*trans*-4-(dimethylamino)cyclohexyl]-*N*-[(4,6-dimethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridin-3-yl)methyl]-2,4-dimethyl-1,3-benzodioxole-5-carboxamide

valémétostat

(2*R*)-7-chloro-2-[*trans*-4-(diméthylamino)cyclohexyl]-*N*-[(4,6-diméthyl-2-oxo-1,2-dihydropyridin-3-yl)méthyl]-2,4-diméthyl-1,3-benzodioxole-5-carboxamide

valemetostat

(2*R*)-7-cloro-2-[*trans*-4-(dimetilamino)ciclohexil]-*N*-[(4,6-dimetil-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)meti]-2,4-dimetil-1,3-benzodioxol-5-carboxamida

C₂₆H₃₄ClN₃O₄**viltolarsenum**

viltolarsen


all-P-ambo-[2',3'-azanediyil-*P*,2',3'-trideoxy-*P*-(dimethylamino)-2',3'-seco](2'-*N*→5')(CCTCCGGTTC TGAAGGTGTT C)

viltolarsen

tout-P-ambo-[2',3'-azanediyil-*P*,2',3'-tridésoxy-*P*-(diméthylamino)-2',3'-séco](2'-*N*→5')(CCTCCGGTTC TGAAGGTGTT C)

viltolarsén

todo-P-ambo-[2',3'-azanediiil-*P*,2',3'-tridesoxi-*P*-(dimetilamino)-2',3'-seco](2'-*N*→5')(CCTCCGGTTC TGAAGGTGTT C)

C₂₄₄H₃₈₁N₁₁₃O₈₈P₂₀

CCTCCGGTTC TGAAGGTGTT C

vopratelimabum #

vopratelimab

immunoglobulin G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* ICOS (inductible T-cell costimulatory, activation-inducible lymphocyte immunomediatory molecule, ALLIM, CD278)], humanized monoclonal antibody;

	<p>gamma1 heavy chain (1-447) [humanized VH (IGHV3-74*01 (88.8%) - (IGHD) -IGHJ5*01 (100%)) [8.8.10] (1-117) -<i>Homo sapiens</i> IGHG1*03v, G1m3>G1m17, nG1m1 (CH1 R120>K (214) (118-215), hinge (216-230), CH2 (231-340), CH3 E12 (356), M14 (358) (341-445), CHS (446-447)) (118-447)], (220-218')-disulfide with kappa light chain (1'-218') [humanized V-KAPPA (IGKV4-1*01 (84.2%) -IGKJ3*01 (100%)) [10.3.9] (1'-111') - <i>Homo sapiens</i> IGKC*01, Km3 A45.1 (157), V101 (195) (112'-218')]; dimer (226-226":229-229")-bisdisulfide</p>
vopratélimab	<p>immunoglobuline G1-kappa, anti-[<i>Homo sapiens</i> ICOS (costimulateur inductible du lymphocyte T, molécule immunomédiateur lymphocytaire inductible par activation, AILIM, CD278)], anticorps monoclonal humanisé; chaîne lourde gamma1 (1-447) [VH humanisé (IGHV3-74*01 (88.8%) - (IGHD) -IGHJ5*01 (100%)) [8.8.10] (1-117) -<i>Homo sapiens</i> IGHG1*03v, G1m3>G1m17, nG1m1 (CH1 R120>K (214) (118-215), charnière (216-230), CH2 (231-340), CH3 E12 (356), M14 (358) (341-445), CHS (446-447)) (118-447)], (220-218')-disulfure avec la chaîne légère kappa (1'-218') [V-KAPPA humanisé (IGKV4-1*01 (84.2%) -IGKJ3*01 (100%)) [10.3.9] (1'-111') -<i>Homo sapiens</i> IGKC*01, Km3 A45.1 (157), V101 (195) (112'-218')]; dimère (226-226":229-229")-bisdisulfure</p>
vopratelimab	<p>immunoglobulina G1-kappa, anti-[<i>Homo sapiens</i> ICOS (coestimulador inducible del linfocito T, molécula inmunomediadora linfocitaria inducible por activación, AILIM, CD278)], anticuerpo monoclonal humanizado; cadena pesada gamma1 (1-447) [VH humanizado (IGHV3-74*01 (88.8%) - (IGHD) -IGHJ5*01 (100%)) [8.8.10] (1-117) -<i>Homo sapiens</i> IGHG1*03v, G1m3>G1m17, nG1m1 (CH1 R120>K (214) (118-215), bisagra (216-230), CH2 (231-340), CH3 E12 (356), M14 (358) (341-445), CHS (446-447)) (118-447)], (220-218')-disulfuro con la cadena ligera kappa (1'-218') [V-KAPPA humanizado (IGKV4-1*01 (84.2%) -IGKJ3*01 (100%)) [10.3.9] (1'-111') -<i>Homo sapiens</i> IGKC*01, Km3 A45.1 (157), V101 (195) (112'-218')]; dímero (226-226":229-229")-bisdisulfuro</p>
	<p>Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada</p> <pre> EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS DYWMDWVRQA PGKGLVWVSN 50 IDEDGSITEY SPFVKGRFTI SRDIAKNTLY LQMSLRAED TAVYYCTRNG 100 RFGPDSWGQG TLTVTSVAST KGPSVFLAP SSKSTSGGTA ALGCLVKDYF 150 PEFVTVSWNS GALTSGVHTF PAVLQSSGLY SLSSVVTVPS SSLGTQTYIC 200 NVNHHKPSNTK VDKKVEPKSC DKTHTCPPCP APELLGGPSV FLPPPKKDT 250 LMISRTPEVT CVVVDVSHED PEVKFNWYVD GVEVHNAKTK PREEQYNSTY 300 RVSVLTVLH QDWLNGKEYK CKVSNKALPA PIEKTIKAK QGPPEQVYV 350 LPPSRREMTK NQVSLTCLVK GFYPSDIAVE WESNGQPENN YKTTTPVLD 400 DGSFFLYSKL TVDKSRWQQG NVEPSCSVMHE ALHNYHTQKS LSLSPGK 447 </pre> <p>Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera</p> <pre> DIVMTQSPDS LAVSLGERAT INCKSSQSLG SGSPNYLTWY QPKGPPK 50 LIFYASTRHT GVPDRFSGSG SGTDFLTLS SLQAEDVAVY YCHHHYNAPP 100 TFGPPTKVDI KRTVAAPSVF IFPPSDEQLK SGTASVCLL NNFYPREAKV 150 QWKVDNALQS GNSQESVTEQ DSKDSTYSLS STLTLSKADY EKHKVYACEV 200 THQGLSSPVT KSFNRGEC 218 </pre> <p>Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro</p> <p>Intra-H (C23-C104) 22-96 144-200 261-321 367-425 22"-96" 144"-200" 261"-321" 367"-425"</p> <p>Intra-L (C23-C104) 23'-92' 138'-198' 23"-92" 138"-198"</p> <p>Inter-H-L (h 5-CL 126) 220-218' 220"-218" Inter-H-H (h 11, h 14) 226-226" 229-229"</p> <p>N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación H CH2 N84.4: 297,297"</p> <p>Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantennarios complejos fucosilados C-terminal lysine clipping: HCHS K2: 447, 447"</p>

zilucoplanum

zilucoplan


*N*²-acetyl-L-lysyl-L-valyl-L-α-glutamyl-L-arginyl-L-phenylalanyl-L-α-aspartyl-*N*-methyl-L-α-aspartyl-3-methyl-L-valyl-L-tyrosyl-3-(1*H*-pyrrolo[2,3-*b*]pyridin-3-yl)-L-alanyl-L-α-glutamyl-L-tyrosyl-L-prolyl-(2*S*)-2-cyclohexylglycyl-*N*⁶-(3-{ω-[(*N*-hexadecanoyl-L-γ-glutamyl)amino]tetracosakis(oxyethylene)-α-yl}propanoyl)-L-lysine (6→1⁶)-lactam

zilucoplan

*N*²-acétyl-L-lysyl-L-valyl-L-α-glutamyl-L-arginyl-L-phénylalanyl-L-α-aspartyl-*N*-méthyl-L-α-aspartyl-3-méthyl-L-valyl-L-tyrosyl-3-(1*H*-pyrrolo[2,3-*b*]pyridin-3-yl)-L-alanyl-L-α-glutamyl-L-tyrosyl-L-prolyl-(2*S*)-2-cyclohexylglycyl-*N*⁶-(3-{ω-[(*N*-hexadécanoyl-L-γ-glutamyl)amino]tétracosakis(oxyéthylène)-α-yl}propanoyl)-L-lysine (6→1⁶)-lactam

zilucoplán

*N*²-acetyl-L-lisil-L-valil-L-α-glutamil-L-arginil-L-fenilalanil-L-α-aspartil-*N*-metil-L-α-aspartil-3-metil-L-valil-L-tirosil-3-(1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-3-il)-L-alanil-L-α-glutamil-L-tirosil-L-proliil-(2*S*)-2-ciclohexilglicil-*N*⁶-(3-{ω-[(*N*-hexadecanoil-L-γ-glutamil)amino]tetracosakis(oxietileno)-α-yl}propanoil)-L-lisina (6→1⁶)-lactam

C₁₇₂H₂₇₈N₂₄O₅₅

**AMENDMENTS TO PREVIOUS LISTS
MODIFICATIONS APPORTÉES AUX LISTES ANTÉRIEURES
MODIFICACIONES A LAS LISTAS ANTERIORES**

**Recommended International Nonproprietary Names (Rec. INN): List 66
Dénominations communes internationales proposées (DCI Rec.): Liste 66
Denominaciones Comunes Internacionales Propuestas (DCI Rec.): Lista 66
(WHO Drug Information, Vol. 25, No. 3, 2011)**

- p. 327 **pracinostatium**
pracinostat *replace the chemical name by the following one*
pracinostat *sustitúyase el nombre químico por el siguiente*
- (2E)-3-{2-butyl-1-[2-(diethylamino)ethyl]-1H-benzimidazol-5-yl}-
N-hydroxyprop-2-enamide
- (2E)-3-{2-butil-1-[2-(dietilamino)eti]-1H-benzimidazol-5-il}-
N-hidroxioprop-2-enamida

**Recommended International Nonproprietary Names (Rec. INN): List 70
Dénominations communes internationales proposées (DCI Rec.): Liste 70
Denominaciones Comunes Internacionales Propuestas (DCI Rec.): Lista 70
(WHO Drug Information, Vol. 27, No. 3, 2013)**

- p. 316 **turoctocogum alfa pegolum #**
turoctocog alfa pegol *replace the description by the following one*
turoctocog alfa pégol *remplacer la description par la suivante*
turoctocog alfa pegol *sustitúyase la descripción por la siguiente*
- human coagulation factor VIII-(1-750)-(1638-1648)-peptide
compound with human coagulation factor VIIIa light chain,
glycosylated and pegylated;
- O^{3.750}-[α-methylpoly(oxyethylene) 5-(acetamido)-3,5-dideoxy-D-
glycero-α-D-galacto-non-2-ulopyranosylonate-(2→4)-α-D-
galactopyranosyl-(1→4)-2-(acetamido)-2-deoxy-α-D-
galactopyranosyl]-des-(751-1637)-human coagulation factor VIII-(1-
1648)-peptide containing 92 kDa factor VIIIa heavy chain compound
with human coagulation factor VIIIa light chain glycosylated
(glycoform alfa produced in CHO cells)
- facteur VIII de coagulation humain-(1-750)-(1638-1648)-peptide
associé à la chaîne légère du facteur VIIIa de coagulation humain
glycosylés et pégylés;
- O^{3.750}-[5-(acétamido)-3,5-didésoxy-D-glycero-α-D-galacto-non-2-
ulopyranosylonate de α-méthylpoly(oxyéthylène)-(2→4)-α-D-
galactopyranosyl-(1→4)-2-(acétamido)-2-déoxy-α-D-
galactopyranosyl]-dès-(751-1637)-facteur VIII de coagulation
humain-(1-1648)-peptide contenant la chaîne lourde de 92 kDa du
facteur VIIIa associé à la chaîne légère du facteur VIIIa de coagulation
humain glycosylés (glycoforme alfa produit par des cellules CHO)

factor VIII de coagulación humano-(1-750)-(1638-1648)-péptido asociado a la cadena ligera del factor VIIIa de coagulación humano glicosilados y pegilados;

O^{3.750}-[5-(acetamido)-3,5-didesoxi-D-glicero-β-D-galacto-non-2-ulopiranosilonato de α-metilpoli(oxietileno)-(2→4)-α-D-galactopiranosil-(1→4)-2-(acetamido)-2-desoxi-α-D-galactopiranosil]-des-(751-1637)-factor VIII de coagulación humano-(1-1648)-péptido que contiene la cadena pesada de 92 kDa del factor VIIIa asociado a la cadena ligera del factor VIIIa de coagulación humano glicosilados (glicofoma alfa producido por células CHO)

Recommended International Nonproprietary Names (Rec. INN): List 76
Dénominations communes internationales proposées (DCI Rec.): Liste 76
Denominaciones Comunes Internacionales Propuestas (DCI Rec.): Lista 76
(WHO Drug Information, Vol. 30, No. 3, 2016)

p. 525 **pibrentasvirum**
 pibrentasvir
 pibrentasvir
 pibrentasvir

replace the molecular formula by the following one
remplacer la formule moléculaire brute par la suivante
sustitúyase la fórmula molecular por la siguiente



Electronic structure available on Mednet: <http://mednet.who.int/>
 # Structure électronique disponible sur Mednet: <http://mednet.who.int/>
 # Estructura electrónica disponible en Mednet: <http://mednet.who.int/>
 * <http://www.who.int/medicines/services/inn/publication/en/>

Procedure and Guiding Principles / Procédure et Directives / Procedimientos y principios generales

The text of the *Procedures for the Selection of Recommended International Nonproprietary Names for Pharmaceutical Substances* and *General Principles for Guidance in Devising International Nonproprietary Names for Pharmaceutical Substances* will be reproduced in proposed INN lists only.

Les textes de la *Procédure à suivre en vue du choix de dénominations communes internationales recommandées pour les substances pharmaceutiques* et des *Directives générales pour la formation de dénominations communes internationales applicables aux substances pharmaceutiques* seront publiés seulement dans les listes des DCI proposées.

El texto de los *Procedimientos de selección de denominaciones comunes internacionales recomendadas para las sustancias farmacéuticas* y de los *Principios generales de orientación para formar denominaciones comunes internacionales para sustancias farmacéuticas* aparece solamente en las listas de DCI propuestas.

International Nonproprietary Names for Pharmaceutical Substances (INN)

RECOMMENDED International Nonproprietary Names: List 81

Notice is hereby given that, in accordance with paragraph 7 of the Procedure for the Selection of Recommended International Nonproprietary Names for Pharmaceutical Substances [*Off. Rec. Wld Health Org.*, 1955, **60**, 3 (Resolution EB15.R7); 1969, **173**, 10 (Resolution EB43.R9); Resolution EB115.R4 (EB115/2005/REC/1)], the following names are selected as Recommended International Nonproprietary Names. The inclusion of a name in the lists of Recommended International Nonproprietary Names does not imply any recommendation of the use of the substance in medicine or pharmacy. Lists of Proposed (1–117) and Recommended (1–78) International Nonproprietary Names can be found in *Cumulative List No. 17, 2017* (available in CD-ROM only).

Dénominations communes internationales des Substances pharmaceutiques (DCI)

Dénominations communes internationales RECOMMANDÉES: Liste 81

Il est notifié que, conformément aux dispositions du paragraphe 7 de la Procédure à suivre en vue du choix de Dénominations communes internationales recommandées pour les Substances pharmaceutiques [*Actes off. Org. mond. Santé*, 1955, **60**, 3 (résolution EB15.R7); 1969, **173**, 10 (résolution EB43.R9); résolution EB115.R4 (EB115/2005/REC/1)] les dénominations ci-dessous sont choisies par l'Organisation mondiale de la Santé en tant que dénominations communes internationales recommandées. L'inclusion d'une dénomination dans les listes de DCI recommandées n'implique aucune recommandation en vue de l'utilisation de la substance correspondante en médecine ou en pharmacie. On trouvera d'autres listes de Dénominations communes internationales proposées (1–117) et recommandées (1–78) dans la *Liste récapitulative No. 17, 2017* (disponible sur CD-ROM seulement).

Denominaciones Comunes Internacionales para las Sustancias Farmacéuticas (DCI)

Denominaciones Comunes Internacionales RECOMENDADAS: Lista 81

De conformidad con lo que dispone el párrafo 7 del Procedimiento de Selección de Denominaciones Comunes Internacionales Recomendadas para las Sustancias Farmacéuticas [*Act. Of. Mund. Salud*, 1955, **60**, 3 (Resolución EB15.R7); 1969, **173**, 10 (Resolución EB43.R9); Resolución EB115.R4 (EB115/2005/REC/1) EB115.R4 (EB115/2005/REC/1)], se comunica por el presente anuncio que las denominaciones que a continuación se expresan han sido seleccionadas como Denominaciones Comunes Internacionales Recomendadas. La inclusión de una denominación en las listas de las Denominaciones Comunes Recomendadas no supone recomendación alguna en favor del empleo de la sustancia respectiva en medicina o en farmacia. Las listas de Denominaciones Comunes Internacionales Propuestas (1–117) y Recomendadas (1–78) se encuentran reunidas en *Cumulative List No. 17, 2017* (disponible sólo en CD-ROM).

<p>Latin, English, French, Spanish: <i>Recommended INN</i></p>	<p><i>Chemical name or description; Molecular formula; Graphic formula</i></p>
<p><i>DCI Recommandée</i></p>	<p><i>Nom chimique ou description; Formule brute; Formule développée</i></p>
<p><i>DCI Recomendada</i></p>	<p><i>Nombre químico o descripción; Fórmula molecular; Fórmula desarrollada</i></p>

abelacimabum #

abelacimab

immunoglobulin G1-lambda, anti-[*Homo sapiens* F11 (coagulation factor XI, FXI, plasma thromboplastin antecedent, PTA)], *Homo sapiens* monoclonal antibody; gamma1 heavy chain (1-452) [*Homo sapiens* VH (IGHV3-23*01 (93.9%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (100%)) [8.8.15] (1-122) -*Homo sapiens* IGHG1*03, G1m3, nG1m1 (CH1 R120 (219) (123-220), hinge (221-235), CH2 D27>A (270), P114>A (334) (236-345), CH3 E12 (361), M14 (363) (346-450), CHS (451-452)) (123-452)], (225-215')-disulfide with lambda light chain (1'-216') [*Homo sapiens* V-LAMBDA (IGLV1-44*01 (93.5%) -IGLJ2*01 (100%)) [8.3.11] (1'-110') -*Homo sapiens* IGLC2*01 (111'-216')]; dimer (231-231":234-234")-bisdisulfide

abélacimab

immunoglobuline G1-lambda, anti-[*Homo sapiens* F11 (facteur de coagulation XI, FXI, antécédent de la thromboplastine plasmatique, PTA)], *Homo sapiens* anticorps monoclonal; chaîne lourde gamma1 (1-452) [*Homo sapiens* VH (IGHV3-23*01 (93.9%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (100%)) [8.8.15] (1-122) -*Homo sapiens* IGHG1*03, G1m3, nG1m1 (CH1 R120 (219) (123-220), charnière (221-235), CH2 D27>A (270), P114>A (334) (236-345), CH3 E12 (361), M14 (363) (346-450), CHS (451-452)) (123-452)], (225-215')-disulfure avec la chaîne légère lambda (1'-216') [*Homo sapiens* V-LAMBDA (IGLV1-44*01 (93.5%) -IGLJ2*01 (100%)) [8.3.11] (1'-110') -*Homo sapiens* IGLC2*01 (111'-216')]; dimère (231-231":234-234")-bisdisulfure

abelacimab

immunoglobulina G1-lambda, anti-[*Homo sapiens* F11 (factor de coagulación XI, FXI, antecedente de la tromboplastina plasmática, PTA)], *Homo sapiens* anticuerpo monoclonal; cadena pesada gamma1 (1-452) [*Homo sapiens* VH (IGHV3-23*01 (93.9%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (100%)) [8.8.15] (1-122) -*Homo sapiens* IGHG1*03, G1m3, nG1m1 (CH1 R120 (219) (123-220), bisagra (221-235), CH2 D27>A (270), P114>A (334) (236-345), CH3 E12 (361), M14 (363) (346-450), CHS (451-452)) (123-452)], (225-215')-disulfuro con la cadena ligera lambda (1'-216') [*Homo sapiens* V-LAMBDA (IGLV1-44*01 (93.5%) -IGLJ2*01 (100%)) [8.3.11] (1'-110') -*Homo sapiens* IGLC2*01 (111'-216')]; dímero (231-231":234-234")-bisdisulfuro

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada
 VQQLLESGGG LVQPGGSLRL SCAASGPTFS TAAMSWVRQA PGKGLEWVSG 50
 ISGSGSSTYY ADSVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED TAVYYCAREL 100
 SYLYSGYYFD YWQQTGLVTV SSASTKGPSV FPLAPSSKST SGGTAALGCL 150
 VKDYFPEPVT VSWNSGALTS GVHTFPAVLQ SSGLYLSLSSV VTPVSSSLGT 200
 QTYICNVNHH PSNTKVKDKRV EPKSCDKTHT CPPCPAPELL GGPVFLPFP 250
 KPKDTLMISR TPEVTCVVVA VSHEDPEVKF NWYVDGVEVH NAKTKPREEQ 300
 YNSTYRVVSV LTVLHQDNLN GKEYKCKVSN KALAAPIEKT ISKAKGQPRE 350
 PQVYTLPPSR EEMTKNQVSL TCLVKGFPYS DIAVEWESNG QPENNYKTFP 400
 PVLDSDGSPF LYSKLTVDKS RWQGNVFC SVMHREALNH YTKSLSLSP 450
 GK 452

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera
 QSVLTQPPSA SGTPEGKVTI SCSSSSNIG SNDVSWYQQL PGTAPKLLIY 50
 KYNRNPSPVP DRFSGSKSGT SASLAISGLQ SEDEADYCS AWDQRQFDVV 100
 FGGTKLTVL GQPKAASVT LFPSPSEELQ ANKATLVCLI SDPYPGAVTV 150
 AWKADSSPVK AGVETTTSPK QSNNKYAASS YLSLTPQWK SHRSYSQVTV 200
 HEGSTVEKTV APTECS 216

Post-translational modifications
 Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro
 Intra-H (C23-C104) 22-96 149-205 266-326 372-430
 22"-96" 149"-205" 266"-326" 372"-430"
 Intra-L (C23-C104) 22"-89" 138"-197"
 22"-89" 138"-197"
 Inter-H-L (h 5-CL 126) 225-215' 225"-215"
 Inter-H-H (h 11, h 14) 231-231' 234-234'

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación
 H CH2 N84.4
 302, 302"
 fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires
 complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantennarios complejos fucosilados

N-terminal glutamine cyclization to pyroglutamate (pE, 5-oxoproline)
 H VH Q1 1, 1'
 L VL Q1 1, 1'

C-terminal lysine clipping
 H CHS K2 452, 452'

abivertinibum

abivertinib


N-[3-({2-[3-fluoro-4-(4-methylpiperazin-1-yl)anilino]-7*H*-pyrrolo[2,3-*d*]pyrimidin-4-yl}oxy)phenyl]prop-2-enamide

abivertinib

N-[3-({2-[3-fluoro-4-(4-méthylpipérazin-1-yl)anilino]-7*H*-pyrrolo[2,3-*d*]pyrimidin-4-yl}oxy)phényl]prop-2-énamide

abivertinib

N-[3-({2-[3-fluoro-4-(4-metilpiperazin-1-il)anilino]-7*H*-pirrolo[2,3-*d*]pirimidin-4-il}oxi)fenil]prop-2-enamida

C₂₆H₂₆N₇O₂**adriforantum**


adriforant

N-(cyclopropylmethyl)-6-[(3*R*)-3-(methylamino)pyrrolidin-1-yl]pyrimidine-2,4-diamine

adriforant

N-(cyclopropylméthyl)-6-[(3*R*)-3-(méthylamino)pyrrolidin-1-yl]pyrimidine-2,4-diamine

adriforant

N-(ciclopropilmetil)-6-[(3*R*)-3-(metilamino)pirrolidin-1-il]pirimidina-2,4-diaminaC₁₃H₂₂N₆**alteminostat**


alteminostat

N-[7-(hydroxiamino)-7-oxoheptil]-4-metil-*N*-[4-(1-metil-1*H*-indazol-6-yl)fenil]piperazina-1-carboxamida

altéminostat

N-[7-(hydroxiamino)-7-oxoheptil]-4-méthyl-*N*-[4-(1-méthyl-1*H*-indazol-6-yl)phényl]pipérazina-1-carboxamida

alteminostat

N-[7-(hidroxiamino)-7-oxoheptil]-4-metil-*N*-[4-(1-metil-1*H*-indazol-6-il)fenil]piperazina-1-carboxamidaC₂₇H₃₆N₆O₃**amelparibum**


amelparib

10-ethoxy-8-[(morpholin-4-yl)methyl]-2,3,4,6-tetrahydrobenzo[*h*][1,6]naphthyridin-5(1*H*)-one

amelparib

10-éthoxy-8-[(morpholin-4-yl)méthyl]-2,3,4,6-tétrahydrobenzo[*h*][1,6]naphthyridin-5(1*H*)-one

amelparib

10-etoxi-8-[(morfolin-4-il)metil]-2,3,4,6-tetrahydrobenzo[*h*][1,6]naftiridin-5(1*H*)-onaC₁₉H₂₅N₃O₃

amlivirsenum

amlivirsen

all-P-ambo-2'-O-(2-methoxyethyl)-P-thioguanilyl-(3'→5')-2'-O-(2-methoxyethyl)-5-methyl-P-thiocytidylyl-(3'→5')-2'-O-(2-methoxyethyl)-P-thioadenilyl-(3'→5')-2'-O-(2-methoxyethyl)-P-thioguanilyl-(3'→5')-2'-O-(2-methoxyethyl)-P-thioadenilyl-(3'→5')-2'-deoxy-P-thioguanilyl-(3'→5')-2'-deoxy-P-thioguanilyl-(3'→5')-P-thiothymidylyl-(3'→5')-2'-deoxy-P-thioguanilyl-(3'→5')-2'-deoxy-P-thioadenilyl-(3'→5')-2'-deoxy-P-thioadenilyl-(3'→5')-2'-deoxy-P-thioguanilyl-(3'→5')-2'-deoxy-5-methyl-P-thiocytidylyl-(3'→5')-2'-deoxy-P-thioguanilyl-(3'→5')-2'-deoxy-P-thioadenilyl-(3'→5')-2'-O-(2-methoxyethyl)-P-thioadenilyl-(3'→5')-2'-O-(2-methoxyethyl)-P-thiouridylyl-(3'→5')-2'-O-(2-methoxyethyl)-P-thioguanilyl-(3'→5')-2'-O-(2-methoxyethyl)-5-methylcytidine 5'-[1-[(2-acetamido-2-deoxy-β-D-galactopyranosyl)oxy]-13,13-bis{[3-({6-[(2-acetamido-2-deoxy-β-D-galactopyranosyl)oxy]hexyl)amino]-3-oxopropoxy)methyl}-8,15,19-trioxo-11-oxa-7,14,20-triazahexacosan-26-yl hydrogen phosphate)

amlivirsen

5'-(hydrogénophosphate de 1-[(2-acétamido-2-désoxy-β-D-galactopyranosyl)oxy]-13,13-bis{[3-({6-[(2-acétamido-2-désoxy-β-D-galactopyranosyl)oxy]hexyl)amino]-3-oxopropoxy)méthyl}-8,15,19-trioxo-11-oxa-7,14,20-triazahexacosan-26-yle) de *tout-P-ambo-2'-O-(2-méthoxyéthyl)-P-thioguanilyl-(3'→5')-2'-O-(2-méthoxyéthyl)-5-méthyl-P-thiocytidylyl-(3'→5')-2'-O-(2-méthoxyéthyl)-P-thioadénylyl-(3'→5')-2'-O-(2-méthoxyéthyl)-P-thioguanilyl-(3'→5')-2'-O-(2-méthoxyéthyl)-P-thioadénylyl-(3'→5')-2'-désoxy-P-thioguanilyl-(3'→5')-2'-désoxy-P-thioguanilyl-(3'→5')-2'-désoxy-P-thiothymidylyl-(3'→5')-2'-désoxy-P-thioguanilyl-(3'→5')-2'-désoxy-P-thioadénylyl-(3'→5')-2'-désoxy-P-thioadénylyl-(3'→5')-2'-désoxy-5-méthyl-P-thiocytidylyl-(3'→5')-2'-désoxy-P-thioguanilyl-(3'→5')-2'-désoxy-P-thioadénylyl-(3'→5')-2'-O-(2-méthoxyéthyl)-P-thioadénylyl-(3'→5')-2'-O-(2-méthoxyéthyl)-P-thioguanilyl-(3'→5')-2'-O-(2-méthoxyéthyl)-5-méthyl-P-thiouridylyl-(3'→5')-2'-O-(2-méthoxyéthyl)-P-thioguanilyl-(3'→5')-2'-O-(2-méthoxyéthyl)-5-méthylcytidine*

amlivirsén

5'-(hidrogenofosfato de 1-[(2-acetamido-2-desoxi-β-D-galactopiranosil)oxi]-13,13-bis{[3-({6-[(2-acetamido-2-desoxi-β-D-galactopiranosil)oxi]hexil)amino]-3-oxopropoxi]metil}-8,15,19-trioxo-11-oxa-7,14,20-triazahexacosan-26-ilo) de *todo-P-ambo-2'-O-(2-metoxietil)-P-tioguanilil-(3'→5')-2'-O-(2-metoxietil)-5-metil-P-tiocitidilil-(3'→5')-2'-O-(2-metoxietil)-P-tioadenilil-(3'→5')-2'-O-(2-metoxietil)-P-tioguanilil-(3'→5')-2'-O-(2-metoxietil)-P-tioadenilil-(3'→5')-2'-desoxi-P-tioguanilil-(3'→5')-2'-desoxi-P-tioguanilil-(3'→5')-2'-desoxi-P-tiotimidilil-(3'→5')-2'-desoxi-P-tioguanilil-(3'→5')-2'-desoxi-P-tioadenilil-(3'→5')-2'-desoxi-P-tioadenilil-(3'→5')-2'-desoxi-P-tioguanilil-(3'→5')-2'-desoxi-5-metil-P-tiocitidilil-(3'→5')-2'-desoxi-P-tioguanilil-(3'→5')-2'-desoxi-P-tioadenilil-(3'→5')-2'-O-(2-metoxietil)-P-tioadenilil-(3'→5')-2'-O-(2-metoxietil)-P-tioguanilil-(3'→5')-2'-O-(2-metoxietil)-5-metil-P-tiouridilil-(3'→5')-2'-O-(2-metoxietil)-P-tioguanilil-(3'→5')-2'-O-(2-metoxietil)-5-metilcitidina*



R1-moeG=moeCm=moeA=moeG=moeA=dG=dG=dT=dG=dA=dA=dG=dCm=dG=dA=moeA=moeG=moeUm=moeG=moeCm

Legend :


d as prefix = 2'-deoxy

m as suffix = 5-methyl

moe as prefix =

2'-O-(2-methoxyethyl)

= is for 



amprelozetinum

amprelozetine


ampréloxétine

amprelozetina

4-{2-[(2,4,6-trifluorophenoxy)methyl]phenyl}piperidine

4-{2-[(2,4,6-trifluorophénoxy)méthyl]phényl}pipéridine

4-{2-[(2,4,6-trifluorofenoxi)metil]fenil}piperidina



asalhydromorphonum

asalhydromorphone



asalhydromorphone

asalhidromorfona

17-methyl-4,5 α -epoxy-6,7-didehydromorphan-3,6-diyl bis[2-(acetyloxy)benzoate]

bis[2-(acétyloxy)benzoate] de 17-méthyl-4,5 α -époxy-6,7-didésydromorphinane-3,6-diyle

bis[2-(acetiloxi)benzoato] de 17-metil-4,5 α -epoxi-6,7-dideshidomorfinano-3,6-diilo



aticaprantum

aticaprant

4-(4-[[[(2*S*)-2-(3,5-dimethylphenyl)pyrrolidin-1-yl]methyl]phenoxy]-3-fluorobenzamide


aticaprant

4-(4-[[[(2*S*)-2-(3,5-diméthylphényl)pyrrolidin-1-yl]méthyl]phénoxy]-3-fluorobenzamide

aticaprant

4-(4-[[[(2*S*)-2-(3,5-dimetilfenil)pirrolidin-1-il]metil]fenoksi]-3-fluorobenzamida

C₂₆H₂₇FN₂O₂



avasopasemum manganum

avasopasem manganese

(*PB*BY-7-11-2344'3')-dichlorido[(1¹*S*,1²*S*,7¹*S*,7²*S*)-2,6,8,11-tetraaza-4(2,6)-pyridina-1,7(1,2)-dicyclohexanacycloundecaphane-κ⁵*N*^β,*N*^α,*N*^β,*N*^β,*N*¹]manganese


avasopasem manganèse

(*PB*BY-7-11-2344'3')-dichlorido[(1¹*S*,1²*S*,7¹*S*,7²*S*)-2,6,8,11-tetraaza-4(2,6)-pyridina-1,7(1,2)-dicyclohexanacycloundécaphane-κ⁵*N*^β,*N*^α,*N*^β,*N*^β,*N*¹]manganese

avasopasem manganeso

(*PB*BY-7-11-2344'3')-diclorido[(1¹*S*,1²*S*,7¹*S*,7²*S*)-2,6,8,11-tetraaza-4(2,6)-piridina-1,7(1,2)-dicyclohexanacicloundecafano-κ⁵*N*^β,*N*^α,*N*^β,*N*^β,*N*¹]manganese

C₂₁H₃₅Cl₂MnN₅



avopacelum

avopacel

human culture expanded allogenic adherent mesenchymal-like stromal cells for cell-based therapy. Cells are of fetal origin and derived from isolated placentae of healthy donors following a cesarean section. Cells express cell surface markers CD29, CD73, and CD105 and exhibit immunomodulatory, and pro-angiogenic and muscle regeneration effects.

avopacel
 cellules stromales semblables au mésenchyme, humaines, allogéniques, adhérentes, en culture d'expansion, pour thérapie cellulaire. Les cellules sont d'origine foétale et dérivent du placenta isolé de donneuses en bonne santé, à la suite d'une césarienne. Les cellules expriment les marqueurs de surface CD29, CD73 et CD105 et montrent des effets immunomodulateurs, pro-angiogéniques et de régénération musculaire.

avopacel
 células similares a mesenquimales, estromales, alogénicas, humanas, expandidas en cultivo para terapia celular. Las células son de origen fetal y derivadas de placentas aisladas de donantes sanas tras una cesárea. Las células expresan los marcadores de superficie CD29, CD73 y CD105, y poseen efectos inmunomoduladores, pro-angiogénicos y de regeneración muscular.

azelapragum
 azelaprag


(2*S*,3*R*)-*N*-[4-(2,6-dimethoxyphenyl)-5-(5-methylpyridin-3-yl)-4*H*-1,2,4-triazol-3-yl]-3-(5-methylpyrimidin-2-yl)butane-2-sulfonamide

azélaprag

(2*S*,3*R*)-*N*-[4-(2,6-diméthoxyphényl)-5-(5-méthylpyridin-3-yl)-4*H*-1,2,4-triazol-3-yl]-3-(5-méthylpyrimidin-2-yl)butane-2-sulfonamide

azelaprag

(2*S*,3*R*)-*N*-[4-(2,6-dimetoxifenil)-5-(5-metilpiridin-3-il)-4*H*-1,2,4-triazol-3-il]-3-(5-metilpirimidin-2-il)butano-2-sulfonamida



bamadutidum
 bamadutide

L-histidyl-D-seryl-L-glutaminylglycyl-L-threonyl-L-phenylalanyl-L-threonyl-L-seryl-L-α-aspartyl-L-leucyl-L-seryl-L-lysyl-L-glutaminyL-*N*⁶-(*N*-hexadecanoyl-L-γ-glutamyl)-L-lysyl-L-α-glutamyl-L-seryl-L-lysyl-L-alanyl-L-alanyl-L-glutaminyL-L-α-aspartyl-L-phenylalanyl-L-isoleucyl-L-α-glutamyl-L-tryptophyl-L-leucyl-L-lysyl-L-alanylglycylglycyl-L-prolyl-L-seryl-L-serylglycyl-L-alanyl-L-prolyl-L-prolyl-L-prolyl-L-serinamide

bamadutide

L-histidyl-D-séryl-L-glutaminyglycyl-L-thréonyl-L-phénylalani-L-thréonyl-L-séryl-L-α-aspartyl-L-leucyl-L-séryl-L-lysyl-L-glutaminy-L^{N6}-(N-hexadécanoil-L-γ-glutamyl)-L-lysyl-L-α-glutamyl-L-séryl-L-lysyl-L-alanyl-L-alanyl-L-glutaminy-L-α-aspartyl-L-phénylalani-L-isoleucyl-L-α-glutamyl-L-tryptophyl-L-leucyl-L-lysyl-L-alanylglycylglycyl-L-prolyl-L-séryl-L-sérylglycyl-L-alanyl-L-prolyl-L-prolyl-L-prolyl-L-sérinamide

bamadutida


L-histidil-D-seril-L-glutaminilglicil-L-treonil-L-fenilalanil-L-treonil-L-seril-L-α-aspartil-L-leucil-L-seril-L-lisil-L-glutamini-L^{N6}-(N-hexadecanoil-L-γ-glutamil)-L-lisil-L-α-glutamil-L-seril-L-lisil-L-alanil-L-alanil-L-glutaminil-L-α-aspartil-L-fenilalanil-L-isoleucil-L-α-glutamil-L-triptofil-L-leucil-L-lisil-L-alanilglicilglicil-L-prolil-L-seril-L-serilglicil-L-alanil-L-prolil-L-prolil-L-prolil-L-serinamida



Sequence / Séquence / Secuencia

HSQGTFTSDL SKQKESKAAQ DFIEWLKAGG PSSGAPPPS 39

Modified residues / Résidus modifiés / Restos modificados



bempegaldesleukinum #
bempegaldesleukin


human interleukin-2 variant (Ala¹ removed, C¹²⁵>S) produced in *Escherichia coli*, in which an average of 6 lysine residues are N⁶ substituted with [(2,7-bis[[methylpoly(oxyethylene)]carbamoil]-9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl

bempegaldesleukine

variant de l'interleukine 2 humaine (Ala1 supprimée, C¹²⁵>S), produit par *Escherichia coli*, dans lequel environ 6 lysines sont N⁶ substituées par le radical [(2,7-bis[[méthylpoly(oxyéthylène)]carbamoil]-9H-fluorén-9-yl)méthoxy]carbonyle

bempegaldesleukina

variante de la interleukina 2 humana (Ala1 suprimida, C¹²⁵>S), producida por *Escherichia coli*, en la que una media de 6 lisinas son N⁶ sustituidas por el radical [(2,7-bis[[metilpoli(oxietileno)]carbamoil]-9H-fluoren-9-il)metoxi]carbonilo



Sequence (132 residues) / Séquence (132 résidus) / Secuencia (132 restos)

PTSSSTKKT QLQLEHLLLD LQMLINGINN YKNPKLTRML TFKFYMPKKA 50
 TELKHLQCLE EELKPLEEVL NLAQSKNFHL RPRDLISNIN VIVLELKGSE 100
 TTFMCEYADE TATIVEFLNR WITFSQSIIS TLT 133

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro
 58-105

Pegylated residues / Résidus pégylés / Restos pegilados

#6 K
 N⁶-peg-Lys
 n # 230



bevifimodum #
 bevifimod

staphylococcal protein A (SpA), purified from *Staphylococcus aureus* strain A676 culture medium

bévifimod

protéine A staphylococcique (SpA), purifiée à partir de milieu de culture de la souche A676 de *Staphylococcus aureus*

bevifimod

proteína A estafilocócica (SpA), purificada a partir del medio de cultivo de la cepa A676 de *Staphylococcus aureus*

Sequence / Séquence / Secuencia

AQHDEAQQNA FYQVILNPNL NADQRNGFIQ SLKDDPSQSA NVLGEAQKLN 50
 DSQAPKADAQ QNNFNKDQSS AFYEILNMPN LNEAQRNGFI QSLKDDPSQS 100
 TNVLGEAKKL NESQAPKADN NFNKEQQNAF YEILNMPNLN EEQRNGFIQS 150
 LKDDPSQSAN LLSEAKKLINE SQAPKADNKF NKEQQNAFYE ILHLPNLNEE 200
 QRNGFIQSLK DDPSQSANLL AEAKKLNDQA APKADNKFNK EQQNAFYEIL 250
 HLPNLTEEQR NGFIQSLKDD PSVSKELIAE AKKLNDQAQP KEEDNNKPGK 300
 EDNNKPGKED NNKPGKEDNN KPGKEDGNKP GKEDNKKPGK EDGNKPGKED 350
 NKKPGKEDGN KPGKEDGNKP GKEDGNGVHV VKPGDVTVDI AKANGTTADK 400
 IAADNKLADK NMIKPGQEGS VAK 423

bintrafuspum alfa #
 bintrafuspum alfa

immunoglobulin G1-lambda, anti-[human programmed cell death 1 ligand 1 (PD-L1, programmed death ligand 1, PDCD1 ligand 1, B7 homolog 1, B7-H1, CD274)], human monoclonal antibody, fused at the C-terminus of both heavy chains via a peptidyl linker (450-471), to a fragment of the mature human extracellular domain of human TGF-beta receptor type-2 (TGFR-2, TGFBR2, transforming growth factor-beta receptor type II)TGFβ type II receptor (472-607), dimer, produced in Chinese hamster ovary (CHO) cells, glycoform alfa; gamma1 heavy chain fused to TGFR-2 (1-607) [*Homo sapiens* VH (IGHV3-23*01 -(IGHD) -IGHJ4*01) [CDRKabatH1: SYIMM (31-35); CDRKabatH2: SIYPSGGITFYADTVKG (50-66); CDRKabatH3: IKLGTVTTVDY (99-109)] (1-120) -*Homo sapiens* IGHG1*03, (CH1 (121-218), hinge (219-233), CH2 (234-343), CH3 (344-448), CHS (449-449, K450del)) (121-449)], (223-215')-disulfide with lambda light chain (1'-216') [*Homo sapiens* V-LAMBDA (IGLV2-14*01 - IGLJ1*01) [CDRKabatL1: TGTSSDVGGYNYVS (23-36); CDRKabatL2: DVSNRPS (52-58); CDRKabatL3: SSYTSSSTRV (91-100)] (1'-110') - IGLC1*02 (111'-216')]; dimer (229-229":232-232")-bisdisulfide, produced in Chinese hamster ovary (CHO) cells, glycoform alfa

bintrafusp alfa

immunoglobuline G1-lambda, anti-[ligand 1 de la protéine 1 de mort cellulaire programmée humain (PD-L1, ligand 1 de mort programmée, ligand 1 PDCD1, homologue 1 de B7, B7-H1, CD274)], anticorps monoclonal humain, fusionnée à l'extrémité C-terminale des deux chaînes lourdes via un linker peptidique (450-471), à un fragment du domaine extracellulaire du récepteur de type-2 du TGF- β humain (TGFR-2, TGFBR2, récepteur de type-2 du facteur de croissance transformant- β) (472-607), dimère, produit dans des cellules ovariennes de hamsters chinois (CHO), glycoforme alfa; chaîne lourde gamma1 fusionnée au TGFR-2 (1-607) [*Homo sapiens* VH (IGHV3-23*01)-(IGHD)-(IGHJ4*01) [CDRKabatH1: SYIMM (31-35); CDRKabatH2: SIYPSGGITFYADTVKG (50-66); CDRKabatH3: IKLGTVTTVDY (99-109)] (1-120) -*Homo sapiens* IGHG1*03, (CH1 (121-218), charnière (219-233), CH2 (234-343), CH3 (344-448), CHS (449-449, K450del)) (121-449)], (223-215')-disulfure avec la chaîne légère lambda (1'-216') [*Homo sapiens* V-LAMBDA (IGLV2-14*01)-IGLJ1*01] [CDRKabatL1: TGTSSDVGGYNYVS (23-36); CDRKabatL2: DVSNRPS (52-58); CDRKabatL3: SSYTSSSTRV (91-100)] (1'-110')-IGLC1*02 (111'-216')]; dimère (229-229":232-232")-bisdisulfure, produit dans des cellules ovariennes de hamsters chinois (CHO), glycoforme alfa

bintrafusp alfa

immunoglobulina G1-lambda, anti-[ligando 1 de la proteína 1 de muerte celular programada humana (PD-L1, ligando 1 de muerte programada, ligando 1 PDCD1, homólogo 1 de B7, B7-H1, CD274)], anticuerpo monoclonal humano, fusionado en el extremo C-terminal de las diez cadenas pesadas mediante un conector peptídico (451-471), a un fragmento del dominio mature human extracelular del receptor tipo-2 del TGF- β humano (TGFR-2, TGFBR2, receptor tipo-2 del factor de crecimiento transformante- β) TGF β type II receptor (472-607), dímero, producido en las células ováricas de hamsters chinos (CHO), glicofoma alfa; cadena pesada gamma1 fusionada al TGFR-2 (1-607) [*Homo sapiens* VH (IGHV3-23*01)-(IGHD)-(IGHJ4*01) [CDRKabatH1: SYIMM (31-35); CDRKabatH2: SIYPSGGITFYADTVKG (50-66); CDRKabatH3: IKLGTVTTVDY (99-109)] (1-120) -*Homo sapiens* IGHG1*03, (CH1 (121-218), bisagra (219-233), CH2 (234-343), CH3 (344-448), CHS (449-449, K450del)) (121-449)], (223-215')-disulfuro con la cadena ligera lambda (1'-216') [*Homo sapiens* V-LAMBDA (IGLV2-14*01)-IGLJ1*01] [CDRKabatL1: TGTSSDVGGYNYVS (23-36); CDRKabatL2: DVSNRPS (52-58); CDRKabatL3: SSYTSSSTRV (91-100)] (1'-110')-IGLC1*02 (111'-216')]; dímero (229-229":232-232")-bisdisulfuro, producido en las células ováricas de hamsters chinos (CHO), glicofoma alfa

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada
 EVQLLESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS SYIMMVRQA PGKGLEWVSS 50
 IYPSGGITFY ADTVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED TAVYCARIK 100
 LGTVTTVDVY GQQTIVTVSS ASTKGPSVFP LAPSSKSTSG GTAALGCLVK 150
 DYFPEPVTYV WNSGALTSGV HTFPAVLQSS GLYSLSSVVT VPSSSLGTQT 200
 YICNVNHHKS NTKVDKRVFP KSCDKHTTCTP PCPAPPELLGG PSVFLFPPKPK 250
 KDTLMIERTP EYTCVVVDVS HEDPEVKFNW YVDGVEVHNA KTKPREEQYN 300
 STYRVVSVLT VHLQDMLNGK EYKCKVSNKA LPAPIEKTIIS KAKGQPREPQ 350
 VYTLPPSREE MTKNQVSLTCLVKGFYPSDI AVEVESNGQP ENNYKTTTPV 400
 LQSDGGSFFLY SKLTVDKSRW QQGNVFCSPV MHEALHNHYT QKSLSLSPGA 450
 GGGGSGGGGS GGGGSGGGGS GIPPHVQKSV NNDMIVTDMN GAVKFPQLCK 500
 FCDVRFSTCD NQKSCSMNCS ITSICEKPKQE VCVAVWRKND ENITLETVCH 550
 DPKLPYHDFI LEDAASPKCI MKEKPKPET FFMCSGSSDE CNDNIIFSEE 600
 YNTSNPD 607

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera
 QSALTQPASV SGSPGQSITI SCTGTSSDVG GYNYVSWYQQ HPGKAPKLM 50
 YDVSNRPSGV SNRFGSGKSG NTASLTISGL QAEDADYYC SSYTSSSTRV 100
 FGTGKTVTVL GQPKANPTVT LFPPSSEELQ ANKATLVCLI SDFYPGAVTV 150
 AWKADGSPVK AGVETTKPSK QSNNKYAASS YLSLTPEQWK SHRSYSCQVT 200
 HEGSTVEKTV APTECS 216

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro
 Intra-H 22°-96' 147°-203' 264°-324' 370°-428'
 22°-96" 147°-203" 264°-324" 370°-428"
 Intra-H (TGFR-2) 499°-532' 502°-519' 509°-515' 525°-549' 569°-584' 586°-591'
 499°-532" 502°-519" 509°-515" 525°-549" 569°-584" 586°-591"
 Intra-L 22°-90' 138°-197'
 22°-90" 138°-197"
 Inter-H-L 223°-215' 223°-215"
 Inter-H-H 229°-229' 232°-232"

Glycosylation sites (N) / Sites de glycosylation (N) / Posiciones de glicosilación (N)
 H CH2 Asn-300
 TGFR-2 Asn-518, Asn-542, Asn-602

birtamimabum #
 birtamimab

immunoglobulin G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* serum amyloid A (AA) and immunoglobulin amyloid light chain (AL)], monoclonal antibody;
 gamma1 heavy chain (1-449) [VH (*Mus musculus*IGHV10-1*02 (89.8%)/*Homo sapiens*IGHV3-72*01 (84.0%) -(IGHD) -*Homo sapiens*IGHJ4*01 (92.9%)) [8.10.10] (1-119) -*Homo sapiens*IGHG1*03, G1m3, nG1m1 (CH1 R120 (216) (120-217), hinge (218-232), CH2 (233-342), CH3 E12 (358), M14 (360) (343-447), CH5 (448-449)) (120-449)], (222-219')-disulfide with kappa light chain (1'-219') [V-KAPPA (*Mus musculus*IGKV1-110*01 (91.0%)/*Homo sapiens*IGKV2-30*02 (87.0%) -*Homo sapiens*IGKJ4*01 (91.7%)) [11.3.9] (1'-112') -*Homo sapiens*IGKC*01, Km3A45.1 (158), V101 (196)(113'-219')]; dimer (228-228":231-231")-bisdisulfide

birtamimab

immunoglobuline G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* amyloïde A sérique (AA) et chaîne légère amyloïde (AL) d'immunoglobuline], anticorps monoclonal;
 chaîne lourde gamma1 (1-449) [VH (*Mus musculus*IGHV10-1*02 (89.8%)/*Homo sapiens*IGHV3-72*01 (84.0%) -(IGHD) -*Homo sapiens*IGHJ4*01 (92.9%)) [8.10.10] (1-119) -*Homo sapiens*IGHG1*03, G1m3, nG1m1 (CH1 R120 (216) (120-217), charnière (218-232), CH2 (233-342), CH3 E12 (358), M14 (360) (343-447), CH5 (448-449)) (120-449)], (222-219')-disulfure avec la chaîne légère kappa (1'-219') [V-KAPPA (*Mus musculus*IGKV1-110*01 (91.0%)/*Homo sapiens*IGKV2-30*02 (87.0%) -*Homo sapiens*IGKJ4*01 (91.7%)) [11.3.9] (1'-112') -*Homo sapiens*IGKC*01, Km3A45.1 (158), V101 (196)(113'-219')]; dimère (228-228":231-231")-bisdisulfure

birtamimab

inmunoglobulina G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* amiloide A sérica (AA) y cadena ligera amiloide (AL) de inmunoglobulina], anticuerpo monoclonal; cadena pesada gamma1 (1-449) [VH (*Mus musculus* IGHV10-1*02 (89.8%)/*Homo sapiens* IGHV3-72*01 (84.0%) -(IGHD) -*Homo sapiens* IGHJ4*01 (92.9%)] [8.10.10] (1-119) -*Homo sapiens* IGHG1*03, G1m3, nG1m1 (CH1 R120 (216) (120-217), bisagra (218-232), CH2 (233-342), CH3 E12 (358), M14 (360) (343-447), CH5 (448-449)) (120-449)], (222-219') -disulfuro con la cadena ligera kappa (1'-219') [V-KAPPA (*Mus musculus* IGKV1-110*01 (91.0%)/*Homo sapiens* IGKV2-30*02 (87.0%) -*Homo sapiens* IGKJ4*01 (91.7%)] [11 3.9] (1'-112') -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3A45.1 (158), V101 (196)(113'-219')]; dímero (228-228":231-231")-bisdisulfuro

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada

EVQLVESGGG LVQFGGSLRL SCAASGFTFN TYAMYWIRQA PGKLEWVAR 50
 IRSKSNYAI YYADSVKDRF TISRDDSKNS LYLQMSLKT EDTAVYYCAR 100
 PYSDSFAYWG QGTLVTVSSA STKGPSVFPFL APSKSTSGG TAALGCLVKD 150
 YFPEPVTWSW NSGALTSGVH TFPFVQLQSSG LYSLSVTVV PSSSLGTQTY 200
 ICNVMHKPSN TKVDRKVEPK SCDKTHCTPP CPAPELLGGP SVFLFPPKPK 250
 DTLMI SRTPE VTCVVVDVSH EDPEKFNWY VDGVEVHNAK TKPREEQVNS 300
 TYRVVSVLTV LHQDNLNGKE YKCKVSNKAL PAPIEKTISK AKGQPREPQV 350
 YTLPPSREEM TKNQVSLTCL VKGPFYPSDIA VEWESNGQPE NNYKTTTPVL 400
 DSDGSFFLYS KLTVDKSRWQ QGNVFSCSVN HEALHNHYTQ KSLSLSPGK 449

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera

DVVMTQSPLS LPVTPGEPAS ISCRSSQSLV HSTGNLYLHW YLQKPGQSPQ 50
 LLIYKVSNRF SGVPRDFSGS GSGTDFTLKI SRVEAEDVGV YYCSQSTHVP 100
 FTFGGGTKVE IKRTVAAPSV FIFPPSDEQL KSGTASVIVL LNNFYPREAK 150
 VQMKVDNALQ SGNSQESVTE QDSKDYISL SSTLTLSKAD YEKHKVYACE 200
 VTHQGLSPV TKSFNRGEC 219

Post-translational modifications

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro

Intra-H (C23-C104) 22"-98" 146"-202" 263"-323" 369"-427"
 22"-98" 146"-202" 263"-323" 369"-427"

Intra-L (C23-C104) 23'"-93'" 139'"-199'"
 23'"-93'" 139'"-199'"

Inter-H-L (h 5-CL 126) 222"-219" 222"-219"

Inter-H-H (h 11, h 14) 228"-228" 231-231"

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación

H CH2 N84 4:

299, 299"

Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO biantennaires complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantennarios complejos fucosilados

brilaroxazinum

brilaroxazine


6-{4-[4-(2,3-dichlorophenyl)piperazin-1-yl]butoxy}-2*H*-1,4-benzoxazin-3(4*H*)-one

brilaroxazine

6-{4-[4-(2,3-dichlorophényl)pipérazin-1-yl]butoxy}-2*H*-1,4-benzoxazin-3(4*H*)-one

brilaroxazina

6-{4-[4-(2,3-diclorofenil)piperazin-1-il]butoxi}-2*H*-1,4-benzoxazin-3(4*H*)-ona

C₂₂H₂₅Cl₂N₃O₃

budigalimabum #
budigalimab

immunoglobulin G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* PDCD1 (programmed cell death 1, PD-1, PD1, CD279)], monoclonal antibody;
gamma1 heavy chain (1-448) [VH (*Homo sapiens*IGHV1-46*01 (76.5%) -(IGHD) -IGHJ6*03 (90.9%)) [8.8.11] (1-118) -*Homo sapiens*IGHG1*03v, G1m3>G1m17, nG1m1 (CH1 R120>K (215) (119-216), hinge (217-231), CH2 L1 3>A (235), L1.2>A (236) (232-341), CH3 E12 (357), M14 (359) (342-446), CHS (447-448)) (119-448)], (221-219')-disulfide with kappa light chain (1'-219') [V-KAPPA (*Mus musculus*IGKV1-117*01 (89.0%)/*Homo sapiens*IGKV2-28*01 or IGKV2-29*02 (85.0%) -*Homo sapiens*IGKJ2*01 (100%)) [11.3.9] (1'-112') -*Homo sapiens*IGKC*01, Km3 A45.1 (158), V101 (196) (113'-219')]; dimer (227-227":230-230")-bisdisulfide

budigalimab

immunoglobuline G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* PDCD1 (protéine 1 de mort cellulaire programmée, PD-1, PD1, CD279)], anticorps monoclonal;
chaîne lourde gamma1 (1-448) [VH (*Homo sapiens*IGHV1-46*01 (76.5%) -(IGHD) -IGHJ6*03 (90.9%)) [8.8.11] (1-118) -*Homo sapiens*IGHG1*03v, G1m3>G1m17, nG1m1 (CH1 R120>K (215) (119-216), charnière (217-231), CH2 L1.3>A (235), L1.2>A (236) (232-341), CH3 E12 (357), M14 (359) (342-446), CHS (447-448)) (119-448)], (221-219')-disulfure avec la chaîne légère kappa (1'-219') [V-KAPPA (*Mus musculus*IGKV1-117*01 (89.0%)/*Homo sapiens*IGKV2-28*01 or IGKV2-29*02 (85.0%) -*Homo sapiens*IGKJ2*01 (100%)) [11.3.9] (1'-112') -*Homo sapiens*IGKC*01, Km3 A45.1 (158), V101 (196) (113'-219')]; dimère (227-227":230-230")-bisdisulfure

budigalimab

immunoglobulina G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* PDCD1 (proteína 1 de muerte celular programada, PD-1, PD1, CD279)], anticuerpo monoclonal;
cadena pesada gamma1 (1-448) [VH (*Homo sapiens*IGHV1-46*01 (76.5%) -(IGHD) -IGHJ6*03 (90.9%)) [8.8.11] (1-118) -*Homo sapiens*IGHG1*03v, G1m3>G1m17, nG1m1 (CH1 R120>K (215) (119-216), bisagra (217-231), CH2 L1.3>A (235), L1.2>A (236) (232-341), CH3 E12 (357), M14 (359) (342-446), CHS (447-448)) (119-448)], (221-219')-disulfuro con la cadena ligera kappa (1'-219') [V-KAPPA (*Mus musculus*IGKV1-117*01 (89.0%)/*Homo sapiens*IGKV2-28*01 or IGKV2-29*02 (85.0%) -*Homo sapiens*IGKJ2*01 (100%)) [11.3.9] (1'-112') -*Homo sapiens*IGKC*01, Km3 A45.1 (158), V101 (196) (113'-219')]; dímero (227-227":230-230")-bisdisulfuro

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada			
EIQLVQSGAE	VKFKPGSSVKV	SCKASGYTFT	HYGMNWRQA
VNTYTGEPTY	ADDFKGRLLTF	TLDTSTSTAY	MELSSLSRSED
EGLGFGDWGQ	GTTVTVSSAS	TKGPSVFPLA	PSSKSTSGGT
FPEFVTVSWN	SGALTSVGHVT	FPAVLQSSGL	YLSVSVTVVP
CNVNHKPSNT	KVDKVKVEPKS	CDKTHTCPPC	PAPEAAGGPS
TLMISRTEFV	TCVVVDVSHS	DPEVKFNWYV	DGVEVHNAKT
YRVVSVLTVL	HQDWLNGKEY	KCKVSNKALP	APIEKTISKA
TLPPSREEMT	KNQVSLTCLV	KGFYPSDIAV	EWESNGQPEN
SDGSFFLYSK	LTVDKSRWQQ	GNVFSCSVHM	EALHNHYTQK
			SLSLSPGK
			448
Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera			
DVVMTQSPFLS	LPVTPGEPAS	ISCRSSQSI	HSHGDTYLEW
LLIYKVSNRF	SGVPDFRFGS	GSGETDFTLKI	SRVEAEDVGV
VTFGQGTKLE	IKRTVAAPS	FIFPPSDEQL	KSGTASVCL
VQWKVDNALQ	SGNSQESVTE	QDSKSTYSL	SSTLTLSKAD
VTHQGLSSPV	TKSFNRGEC		
			219
Post-translational modifications			
Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro			
Intra-H (C23-C104)	22-96	145-201	262-322 368-426
	22"-96"	145"-201"	262"-322" 368"-426"
Intra-L (C23-C104)	23"-93"	139"-199"	
	23"-93"	139"-199"	
Inter-H-L (h 5-CL 126)	221-219'	221"-219"	
Inter-H-H (h 11, h 14)	227-227"	230-230'	
N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación			
H CH2 N84 4:			
298, 298"			
Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantennarios complejos fucosilados			

camsirubicinum

camsirubicin



(8*R*,10*S*)-10-[(3-amino-2,3,6-trideoxy- α -L-*lyxo*-hexopyranosyl)oxy]-6,8,11-trihydroxy-8-(2-hydroxyethyl)-12-imino-1-methoxy-7,9,10,12-tetrahydrotetracen-5(8*H*)-one

camsirubicine

(8*R*,10*S*)-10-[(3-amino-2,3,6-tridésoxy- α -L-*lyxo*-hexopyranosyl)oxy]-6,8,11-trihydroxy-8-(2-hydroxyéthyl)-12-imino-1-méthoxy-7,9,10,12-tétrahydrotétracén-5(8*H*)-one

camsirubicina

(8*R*,10*S*)-10-[(3-amino-2,3,6-tridesoxi- α -L-*lixo*-hexopiranosil)oxi]-6,8,11-trihidroxi-8-(2-hidroxietil)-12-imino-1-metoxi-7,9,10,12-tetrahidrotetracen-5(8*H*)-ona



cemiplimabum #

cemiplimab

immunoglobulin G4-kappa, anti-[*Homo sapiens* PDCD1 (programmed cell death 1, PD-1, PD1, CD279)], *Homo sapiens* monoclonal antibody; gamma4 heavy chain (1-444) [*Homo sapiens* VH (IGHV3-23*01 (86.7%) - (IGHD) -IGHJ4*01 (100%))] [8.10] (1-117) -*Homo sapiens* IGHG4*01 (CH1 (118-215), hinge S10>P (225) (216-227), CH2 (228-337), CH3 (338-442), CHS (443-444) (118-444)), (131-214')-disulfide with kappa light chain (1'-214') [*Homo sapiens* V-KAPPA (IGKV1-39*01 (86.3%) -IGKJ3*01 (75.0%))] [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214'); dimer (223-223":226-226")-bisdisulfide

cémiplimab

immunoglobuline G4-kappa, anti-[*Homo sapiens* PDCD1 (protéine 1 de mort cellulaire programmée, PD-1, PD1, CD279)], *Homo sapiens* anticorps monoclonal; chaîne lourde gamma4 (1-444) [*Homo sapiens* VH (IGHV3-23*01 (86.7%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (100%))] [8.8.10] (1-117) -*Homo sapiens* IGHG4*01 (CH1 (118-215), charnière S10>P (225) (216-227), CH2 (228-337), CH3 (338-442), CHS (443-444)) (118-444)], (131-214')-disulfure avec la chaîne légère kappa (1'-214') [*Homo sapiens* V-KAPPA (IGKV1-39*01 (86.3%) -IGKJ3*01 (75.0%))] [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]; dimère (223-223":226-226")-bisdisulfure

cemiplimab

inmunoglobulina G4-kappa, anti-[*Homo sapiens* PDCD1 (proteína 1 de muerte celular programada, PD-1, PD1, CD279)], *Homo sapiens* anticuerpo monoclonal; cadena pesada gamma4 (1-444) [*Homo sapiens* VH (IGHV3-23*01 (86.7%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (100%))] [8.8.10] (1-117) -*Homo sapiens* IGHG4*01 (CH1 (118-215), bisagra S10>P (225) (216-227), CH2 (228-337), CH3 (338-442), CHS (443-444)) (118-444)], (131-214')-disulfuro con la cadena ligera kappa (1'-214') [*Homo sapiens* V-KAPPA (IGKV1-39*01 (86.3%) -IGKJ3*01 (75.0%))] [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]; dímero (223-223":226-226")-bisdisulfuro

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada

```
EVQLLESGGV LVQPGGSLRL SCAASGFTFS NFGMTWVVRQA PCKGLEWVSG 50
ISGGGRDTYF ADSVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLKGED TAVYYCVKNG 100
NIYFDYWGQG TLVTVSSAST KGPSVFPLAP CSRSTSESTA ALGCLVKDYF 150
PEPVTVSWNS GALTSGVHTF PAVLQSSGLY SLSSVVTVPS SSLGKTKYTC 200
NVDHKEGNTK VDKRVEVKYV PFCPCPFAFE FLGGPSVLEF PPKPKDTLMI 250
SRTPPEVTCV VDVQSDEPEV QFNWYVDGVE VHNAKTKERE EQFNSTYRVV 300
SVLTVLHQDW LNKKEYKCKV SNKGLPSSIE KTIISKAKGQP REPQVYTLPP 350
SQEMTKNQV SLTCLVKGYF PSDIAVEWES NGQPENNYKT TTPVLDSDGS 400
FFLYSRLLTV D KSRWQEGNVF SCSVMHEALH NHYTQKSLSL SLGK 444
```

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera

```
DIQMTQSPSS LSASVGDSTI ITCRAASLSIN TFLNWWYQQKPK GKAPNLLIYA 50
ASSLHGGVPS RFGSGSGSDT FTLLTIRLQP EDFATYYCQQ SSNTPTFGP 100
GTVDVDFRRV AAPSVEFIFFP SDEQLKSGTA SVVCLLNIFY PREAKVQWVKV 150
DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSLSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG 200
LSSPVTKSFN RGEK 214
```

Post-translational modifications

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro

Intra-H (C23-C104) 22-96 144-200 258-318 364-422
22"-96" 144"-200" 258"-318" 364"-422"

Intra-L (C23-C104) 23"-88" 134"-194"
23"-88" 134"-194"

Inter-H-L (CH1 10-CL 126) 131-214' 131"-214"

Inter-H-H (h 8, h 11) 223-223" 226-226"

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación

H CH2 N84.4:
294, 294"

C-terminal lysine clipping:
H CHS K2: 444, 444"

Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantennarios complejos fucosilados

cenupatidum

cenupatide



*N*²-acetyl-L-arginyl-2-methylalanyl-L-arginyl- α -methyl-L-phenylalaninamide

cénupatide

*N*²-acétyl-L-arginyl-2-méthylalanyl-L-arginyl- α -méthyl-L-phénylalaninamide

cenupatida

*N*²-acetil-L-arginil-2-metilalanil-L-arginil- α -metil-L-fenilalaninamida

**ceralasertibum**

ceralasertib



(*R*)-imino(méthyl)(1-[6-[(3*R*)-3-méthylmorpholin-4-yl]-2-(1*H*-pyrrolo[2,3-*b*]pyridin-4-yl)pyrimidin-4-yl]cyclopropyl)-λ⁶-sulfanone

céralasertib

(*R*)-imino(méthyl)(1-[6-[(3*R*)-3-méthylmorpholin-4-yl]-2-(1*H*-pyrrolo[2,3-*b*]pyridin-4-yl)pyrimidin-4-yl]cyclopropyl)-λ⁶-sulfanone

ceralasertib

(*R*)-imino(metil)(1-[6-[(3*R*)-3-metilmorfolin-4-il]-2-(1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-4-il)pirimidin-4-il]ciclopropil)-λ⁶-sulfanona

**cimlanodum**

cimlanod


N-hydroxy-5-méthylfuran-2-sulfonamide

cimlanod

N-hydroxy-5-méthylfurane-2-sulfonamide

cimlanod

N-hidroxi-5-metilfurano-2-sulfonamida

**cintirorgonum**

cintirorgon



3-((2*S*)-6-[3-(difluorométhoxy)-5-fluorophényl]-4-[3-(trifluorométhyl)benzène-1-sulfonyl]-3,4-dihydro-2*H*-1,4-benzoxazin-2-yl]-2,2-diméthylpropanoic acid

cintirorgon

acide 3-((2*S*)-6-[3-(difluorométhoxy)-5-fluorophényl]-4-[3-(trifluorométhyl)ben-zène-1-sulfonyl]-3,4-dihydro-2*H*-1,4-benzoxazin-2-yl]-2,2-diméthylpropanoïque

cintirorgón

ácido 3-((2*S*)-6-[3-(difluorometoxi)-5-fluorofenil]-4-[3-(trifluorometil)ben-ceno-1-sulfonil]-3,4-dihidro-2*H*-1,4-benzoxazin-2-il]-2,2-dimetilpropanoico



coblopasvirum

coblopasvir



methyl {(2*S*)-1-[(2*S*)-2-(4-{4-[7-(2-[(2*S*)-1-[(2*S*)-2-[(methoxycarbonyl)amino]-3-methylbutanoyl]pyrrolidin-2-yl]-1*H*-imidazol-4-yl)-2*H*-1,3-benzodioxol-4-yl]phenyl)-1*H*-imidazol-2-yl]pyrrolidin-1-yl]-3-methyl-1-oxobutan-2-yl}carbamate

coblopasvir

{(2*S*)-1-[(2*S*)-2-(4-{4-[7-(2-[(2*S*)-1-[(2*S*)-2-[(méthoxycarbonyl)amino]-3-méthylbutanoyl]pyrrolidin-2-yl]-1*H*-imidazol-4-yl)-2*H*-1,3-benzodioxol-4-yl]phényl)-1*H*-imidazol-2-yl]pyrrolidin-1-yl]-3-méthyl-1-oxobutan-2-yl}carbamate de méthyle

coblopasvir

{(2*S*)-1-[(2*S*)-2-(4-{4-[7-(2-[(2*S*)-1-[(2*S*)-2-[(metoxycarbonil)amino]-3-metilbutanoyl]pirrolidin-2-il]-1*H*-imidazol-4-il)-2*H*-1,3-benzodioxol-4-il]fenil)-1*H*-imidazol-2-il]pirrolidin-1-il]-3-metil-1-oxobutan-2-il}carbamato de metilo



cotadutidum

cotadutide

L-histidyl-L-seryl-L-glutaminylglycyl-L-threonyl-L-phenylalanyl-L-threonyl-L-seryl-L- α -aspartyl-L-(*N*-hexadecanoyl-L- γ -glutamyl)-L-lysyl-L-seryl-L- α -glutamyl-L-tyrosyl-L-leucyl-L- α -aspartyl-L-seryl-L- α -glutamyl-L-arginyl-L-alanyl-L-arginyl-L- α -aspartyl-L-phenylalanyl-L-valyl-L-alanyl-L-tryptophyl-L-leucyl-L- α -glutamyl-L-alanylglycylglycine

cotadutide L-histidyl-L-séryl-L-glutaminyglycyl-L-thréonyl-L-phénylalanyl-L-thréonyl-L-séryl-L- α -aspartyl-*N*⁶-(*N*-hexadécanoïl-L- γ -glutamyl)-L-lysyl-L-séryl-L- α -glutamyl-L-tyrosyl-L-leucyl-L- α -aspartyl-L-séryl-L- α -glutamyl-L-arginyl-L-alanyl-L-arginyl-L- α -aspartyl-L-phénylalanyl-L-valyl-L-alanyl-L-tryptophyl-L-leucyl-L- α -glutamyl-L-alanylglycylglycine


cotadutida L-histidil-L-seril-L-glutaminilglicil-L-treonil-L-fenilalanil-L-treonil-L-seril-L- α -aspartil-*N*⁶-(*N*-hexadécanoïl-L- γ -glutamyl)-L-lisil-L-seril-L- α -glutamyl-L-tirosil-L-leucil-L- α -aspartil-L-seril-L- α -glutamyl-L-arginil-L-alanil-L-arginil-L- α -aspartil-L-fenilalanil-L-valil-L-alanil-L-triptofil-L-leucil-L- α -glutamyl-L-alanilglicilglicina

C₁₆₇H₂₅₂N₄₂O₅₅

Sequence / Séquence / Secuencia

HSQGTFTSDK SEYLDSEERAR DFVAWLEAGG 30

Modified residue / Résidu modifié / Resto modificado



crovalimab #
crovalimab

immunoglobulin G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* C5 (complement 5)], monoclonal antibody;
gamma1 heavy chain (1-451) [VH (*Vicugna pacos*IGHV3S1*01 (70.4%)/*Homo sapiens*IGHV3-66*01 (69.4%) -(IGHD)-*Homo sapiens*IGHJ4*01 (100%)] [9.8.15] (1-123) -*Homo sapiens*IGHG1*03v, G1m3>G1m17, nG1m1 (CH1 R120>K (220) (124-221), hinge (222-236), CH2 L1.2>R (241), G1.1>R (242), S3>K (245), A110>G (333), A115>S (336), P116>S (337) (237-346), CH3 E12 (362), M14 (364), M107>L (434), N114>A (440), Q118>R (444), S120>E (446) (347-451), CHS G1>del, K2>del) (124-451)], (226-217')-disulfide with kappa light chain (1'-217') [V-KAPPA (*Homo sapiens*IGKV1-13*02 or IGKV1D-13*01 (94.3%) -IGKJ4*01 (100%)] [6.3.12] (1'-110') -*Homo sapiens*IGKC*01, Km3 A45.1 (156), V101 (194) (111'-217')]; dimer (232-232":235-235")-bisdisulfide

crovalimab

immunoglobuline G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* C5 (complément 5)], anticorps monoclonal;
chaîne lourde gamma1 (1-451) [VH (*Vicugna pacos*IGHV3S1*01 (70.4%)/*Homo sapiens*IGHV3-66*01 (69.4%) -(IGHD)-*Homo sapiens*IGHJ4*01 (100%)] [9.8.15] (1-123) -*Homo sapiens*IGHG1*03v, G1m3>G1m17, nG1m1 (CH1 R120>K (220) (124-221), charnière (222-236), CH2 L1.2>R (241), G1.1>R (242), S3>K (245), A110>G (333), A115>S (336), P116>S (337) (237-346), CH3 E12 (362), M14 (364), M107>L (434), N114>A (440), Q118>R (444), S120>E (446) (347-451), CHS G1>del, K2>del) (124-451)], (226-217')-disulfure avec la chaîne légère kappa (1'-217') [V-KAPPA (*Homo sapiens*IGKV1-13*02 or IGKV1D-13*01 (94.3%) -IGKJ4*01 (100%)] [6.3.12] (1'-110') -*Homo sapiens*IGKC*01, Km3 A45.1 (156), V101 (194) (111'-217')]; dimère (232-232":235-235")-bisdisulfure

crovalimab

immunoglobulina G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* C5 (complemento 5)], anticuerpo monoclonal; cadena pesada gamma1 (1-451) [VH (*Vicugna pacos* IGHV3S1*01 (70.4%)/*Homo sapiens* IGHV3-66*01 (69.4%) -(IGHD)-*Homo sapiens* IGHJ4*01 (100%)] [9.8.15] (1-123) -*Homo sapiens* IGHG1*03v, G1m3>G1m17, nG1m1 (CH1 R120>K (220) (124-221), bisagra (222-236), CH2 L1.2>R (241), G1.1>R (242), S3>K (245), A110>G (333), A115>S (336), P116>S (337) (237-346), CH3 E12 (362), M14 (364), M107>L (434), N114>A (440), Q118>R (444), S120>E (446) (347-451), CHS G1>del, K2>del) (124-451)], (226-217')-disulfuro con la cadena ligera kappa (1'-217') [V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV1-13*02 or IGKV1D-13*01 (94.3%) -IGKJ4*01 (100%)] [6.3.12] (1'-110') -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (156), V101 (194) (111'-217'); dímero (232-232":235-235")-bisdisulfuro

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada
 QVQLVESGGG LVQFGRSLRL SCAASGFTVH SSSYMAWVRQ APGKGLEWVG 50
 AIFTGSGAEY KAEWAKGRVT ISKDTSKNQV VLTMTNMDPV DTATYICASD 100
 AGYDYPHTAM HYWGQGLTAVT VSSASTKQPS VFPLAPSSKS TSGGTAALGC 150
 LVKDYFPEPV TVSWNSGALT SGVHTFPAVL QSSGLYSLSS VVTVPSSSLG 200
 TQTYICNVNH KPSNTKVDKK VEPKSCDKTH TCPPCPAPEL RRGPKVFLFP 250
 PKPKDTLMIS RTPEVTCVVV DVSHEDEPKV FNWYVDGVEV HNAKTKPREE 300
 QYNSTYRVVVS VLTVLHQDWL NGKEYCKCKV NKGLPSSIEK TISKAKGQPR 350
 EPQVYTLPPS REEMTKNQVS LTCLVKGFPY SDIAVEWESN GQPENNYKTT 400
 PPLVDSGDSF FLYSKLTVDK SRWQQGNVFS CSVLHEALHA HYTRKELSLLS 450
 P 451

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera
 DIQMTQSPSS LSASVGRVIT ITCRASQGIS SSSLAWYQQKPK GKAPKLLIYG 50
 ASETESGVPS RFSGSGSGTD FTLTISSSLQP EDFATYYCQN TKVGSSTYGT 100
 FGGGTKVEIK RTVAAPSVPFI PPSDEQLKS GTASVVCLLN NFYPREAKVQ 150
 WKVDNALQSG NSQESVTEQD SKDSTYSLSS TLTLTKADYE KHKVYACEVT 200
 HQGLSSPVTK SFNRGEC 217

Post-translational modifications
 Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro
 Intra-H (C23-C104) 22-97 150-206 267-327 373-431
 22"-97" 150"-206" 267"-327" 373"-431"
 Intra-L (C23-C104) 23'-88" 137'-197"
 23'"-88'" 137'"-197'"
 Inter-H-L (h 5-CL 126) 226-217" 226"-217"
 Inter-H-H (h 11, h 14) 232-232" 235-235"

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación
 H CH2 N84 4:
 303, 303"
 Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantennarios complejos fucosilados

danicopanum
 danicopan


(2*S*,4*R*)-1-[[3-acetyl-5-(2-methylpyrimidin-5-yl)-1*H*-indazol-1-yl]acetyl]-*N*-(6-bromopyridin-2-yl)-4-fluoropyrrolidine-2-carboxamide

danicopan

(2*S*,4*R*)-1-[[3-acétyl-5-(2-méthylpyrimidin-5-yl)-1*H*-indazol-1-yl]acétyl]-*N*-(6-bromopyridin-2-yl)-4-fluoropyrrolidine-2-carboxamide

danicopán

(2*S*,4*R*)-1-[[3-acetil-5-(2-metilpirimidin-5-il)-1*H*-indazol-1-il]acetil]-*N*-(6-bromopiridin-2-il)-4-fluoropirrolidina-2-carboxamida

**dersimelagonum**

dersimelagon



1-[2-[(3*S*,4*R*)-1-[(3*R*,4*R*)-1-cyclopentyl-3-fluoro-4-(4-methoxyphenyl)pyrrolidine-3-carbonyl]-4-(methoxymethyl)pyrrolidin-3-yl]-5-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine-4-carboxylic acid

dersimélagon

acide 1-[2-[(3*S*,4*R*)-1-[(3*R*,4*R*)-1-cyclopentyl-3-fluoro-4-(4-méthoxyphényl)pyrrolidine-3-carbonyl]-4-(méthoxyméthyl)pyrrolidin-3-yl]-5-(trifluorométhyl)phényl]pipéridine-4-carboxylique

dersimelagón

ácido 1-[2-[(3*S*,4*R*)-1-[(3*R*,4*R*)-1-ciclopentil-3-fluoro-4-(4-metoxifenil)pirrolidina-3-carbonil]-4-(metoximetil)pirrolidin-3-il]-5-(trifluorometil)fenil]piperidina-4-carboxílico

**dilanubicelum**

dilanubichel

Allogeneic umbilical cord CD34⁺ enriched blood cells. The drug substance consists of the total progeny generated from culture of enriched CD34⁺ umbilical cord blood cells that have been cultured *ex vivo* in the presence of immobilised engineered Notch ligand Delta1^{ext-IgG} (DXI) and recombinant cytokines. Cell phenotype distribution: CD3, CD7, CD14, CD15, CD16+CD56+ (both stained together), CD34, CD41, CD45RA, CD56, and CD90. Cells are intended to enhance reconstitution in hematopoietic stem cell transplantation patients with high risk of iatrogenic conditioning-related prolonged pancytopenia.

dilanubichel

cellules du sang de cordon ombilical, allogéniques, enrichies en CD34+. Le principe actif consiste en la totalité de la descendance générée par la culture des cellules de sang de cordon ombilical enrichies en CD34+ mises en culture *ex vivo* en présence de ligand Notch Delta1^{ext-IgG} (DXI) immobile et de cytokines recombinantes. Distribution du phénotype cellulaire: CD3, CD7, CD14, CD15, CD16+CD56+ (les deux teintés ensemble), CD34, CD41, CD45RA, CD56, et CD90. Les cellules sont destinées à accroître la récupération après une transplantation de cellules souches hématopoïétiques, des patients avec un fort risque de pancytopenie prolongée lié à la condition iatrogénique.

dilanubicel

Células de sangre de cordón umbilical, alogénicas, enriquecidas en CD34+. El principio activo consta del total de la progenie generada en el cultivo de células de sangre de cordón umbilical enriquecidas en CD34+ que se han cultivado *ex vivo* en presencia del ligando ingenierizado de Notch Delta1^{ext-IgG} (DXI) inmovilizado y de citoquinas recombinantes. Distribución del fenotipo celular: CD3, CD7, CD14, CD15, CD16+CD56+ (ambos teñidos juntos), CD34, CD41, CD45RA, CD56 y CD90. Las células se pretenden usar para potenciar la reconstitución en pacientes sometidos a trasplante de células troncales hematopoyéticas con alto riesgo de pancitopenia prolongada, relacionada con el acondicionamiento iatrogénico.

dilpacimabum #
dilpacimab

immunoglobulin G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* DLL4 (delta-like 4)] and anti-[*Homo sapiens* VEGFA (vascular endothelial growth factor A, VEGF-A, VEGF)], dual-variable domain humanized monoclonal antibody, bispecific;
dual-variable gamma1 heavy chain (1-577) [humanized VH anti-DLL4 (*Homo sapiens* IGHV3-48*01 (89.8%) -(IGHD)-IGHJ4*01 (92.9%)) [8.8.11] (1-118) -6-mer linker (119-124) -humanized VH anti-VEGFA (*Homo sapiens* IGHV3-23*03 or IGHV3-30*02 (76.8%) -(IGHD)-IGHJ4*01 (93.3%)) [8.8.16] (125-247) -*Homo sapiens*IGHG1*03v, G1m3>G1m17, nG1m1 (CH1 R120>K (344) (248-345), hinge (346-360), CH2 L1 3>A (364), L1.2>A (365) (361-470), CH3 E12 (486), M14 (488) (471-575), CHS (576-577)) (248-577)], (350-334)-disulfide with dual-variable kappa light chain (1'-334') [humanized V-KAPPA anti-DLL4 (*Homo sapiens* IGKV1D-13*01 (88.3%) -IGKJ2*01 (100%)) [6.3.9] (1'-107') -13-mer linker (108-120) -humanized V-KAPPA anti-VEGFA (*Homo sapiens* IGKV1-16*01 (88.4%) -IGKJ1*01 (100%)) [6.3.9] (121-227) -*Homo sapiens*IGKC*01, Km3 A45.1 (273), V101 (311)(228'-334')]; dimer (356-356":359-359")-bisdisulfide

dilpacimab

immunoglobuline G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* DLL4 (delta-like 4)] et anti-[*Homo sapiens* VEGFA (facteur de croissance A de l'endothélium vasculaire, VEGF-A, VEGF)], anticorps monoclonal humanisé double-variable domaine, bispécifique;
chaîne lourde gamma1 avec double-variable (1-577) [VH humanisé anti-DLL4 (*Homo sapiens* IGHV3-48*01 (89.8%) -(IGHD)-IGHJ4*01 (92.9%)) [8.8.11] (1-118) -6-mer linker (119-124) -VH humanisé anti-VEGFA (*Homo sapiens* IGHV3-23*03 ou IGHV3-30*02 (76.8%) -(IGHD)-IGHJ4*01 (93.3%)) [8.8.16] (125-247) -*Homo sapiens*IGHG1*03v, G1m3>G1m17, nG1m1 (CH1 R120>K (344) (248-345), charnière (346-360), CH2 L1 3>A (364), L1 2>A (365) (361-470), CH3 E12 (486), M14 (488) (471-575), CHS (576-577)) (248-577)], (350-334)-disulfure à la chaîne légère kappa avec double-variable (1'-334') [V-KAPPA humanisé anti-DLL4 (*Homo sapiens* IGKV1D-13*01 (88.3%) -IGKJ2*01 (100%)) [6.3.9] (1'-107') -13-mer linker (108-120) -V-KAPPA humanisé anti-VEGFA (*Homo sapiens* IGKV1-16*01 (88.4%) -IGKJ1*01 (100%)) [6.3.9] (121-227) -*Homo sapiens*IGKC*01, Km3 A45.1 (273), V101 (311) (228'-334')]; dimère (356-356":359-359")-bisdisulfure

dilpacimab

inmunoglobulina G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* DLL4 (delta-like 4)] y anti-[*Homo sapiens* VEGFA (factor de crecimiento A del endotelio vascular, VEGF-A, VEGF)], anticuerpo monoclonal humanizado doble-variable dominio, biespecifico; cadena pesada gamma1 con doble-variable (1-577) [VH humanizado anti-DLL4 (*Homo sapiens*IGHV3-48*01 (89.8%) -(IGHD)-IGHJ4*01 (92.9%)) [8.8.11] (1-118) -6-mer espaciador (119-124) -VH humanizado anti-VEGFA (*Homo sapiens* IGHV3-23*03 orIGHV3-30*02 (76.8%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (93.3%)) [8.8.16] (125-247) -*Homo sapiens*IGHG1*03v, G1m3>G1m17, nG1m1 (CH1 R120>K (344) (248-345), bisagra (346-360), CH2 L1.3>A (364), L1.2>A (365) (361-470), CH3 E12 (486), M14 (488) (471-575), CHS (576-577)) (248-577)], (350-334')-disulfuro con la cadena ligera kappa con doble-variable (1'-334') [V-KAPPA humanizado anti-DLL4 (*Homo sapiens*IGKV1D-13*01 (88.3%) -IGKJ2*01 (100%)) [6 3.9] (1'-107') -13-mer espaciador (108-120) -V-KAPPA humanizado anti-VEGFA (*Homo sapiens*IGKV1-16*01 (88.4%) -IGKJ1*01 (100%)) [6.3.9] (121-227) -*Homo sapiens*IGKC*01, Km3 A45.1 (273), V101 (311) (228'-334')]; dímero (356-356":359-359")-bisdisulfuro

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada			
EVQLVDSGGG	LVQPQGSRLR	SCAASGFTFS	NFFMAWVRQA PGKGLEWVAT 50
ISSSDGTTY	RDSVKGRFTI	SRDNAKNSLY	LQMNSLRAED TAVYYCARGY 100
YNSPFAYWGQ	GTLVTVSSAS	TKGPEVQLVE	SGGGLVQPGG SRLRSCAASG 150
YTFNTYGMNW	VRQAPGKGLE	WVGWINTYTG	EPTYAADPKR RFTFSLDTSK 200
STAYLQMNLS	RAEDTAVYYC	AKYPHYVYSS	HWYFDVWGQG TLVTVSSAST 250
KGPSVFLPLA	SSKSTSGGTA	ALGCLVKDYF	PEPVTVSWNS GALTSGVHTF 300
PAVLQSSGLY	SLSSVVTVPS	SSLGTQTYIC	NVNHKPSNTK VDKKVEPKSC 350
DKTHTCPCPC	APEAAGGPSV	FLPPPKPKDT	LMISRTPEVT CVVVDVSHED 400
PEVKFNWYVD	GVEVHNAKTK	PREBEQVNSTY	RVVSVLTVLH QDWLNGKEYK 450
CKVSNKALPA	PIEKTIISKAK	GQPREPQVYV	LPPSREEMTK NQVSLTCLVK 500
GFYPSDIAVE	WESNGQPENN	YKTTTPPVLDS	DGSFFLYSKL TVDKSRWQQG 550
NVDFSCVMHE	ALHNHYTQKS	LSSLSPGK	577

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera			
DIQMTQSPSS	LSASVGDRTV	ITCRASEDIY	SNLAWYQQKP GKAPKLLIYD 50
TNNLADGVPS	RFGSGSGGTD	FTLTISLQP	EDFATYVCQQ YNNYPPFTFGQ 100
GTKLEIKRTV	AAPSVFIAPP	DIQMTQSPSS	LSASVGDRTV ITCSASQDIS 150
NYLNWYQQKP	GKAPKVLIV	TSSLHSGVPS	RFGSGSGGTD FTLTISLQD 200
EDFATYVCQQ	YSTVPWTFQG	GTKVEIKRTV	AAPSVFIAPP SDEQLKSGTA 250
SVVCLLNNFY	PREAKVQWKV	DNALQSGNSQ	ESVTEQDSKD STYLSLSTLT 300
LSKADYEKHK	VYACEVTHQG	LSSPVTKSPFN	RGEC 334

Post-translational modifications			
Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro			
Intra-H (C23-C104)	22-96	146-220	274-330 391-451 497-555
	22"-96"	146"-220"	274"-330" 391"-451" 497"-555"
Intra-L (C23-C104)	23-88'	143'-208'	254'-314'
	23"-88"	143"-208"	254"-314"
Intra-H-L (h 5-CL 126)	350-334'	350"-334"	
Intra-H-H (h 11, h 14)	356-356'	359-359"	

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación
H CH2 N84 4:
427, 427"

Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantenaríos complejos fucosilados

dostarlimabum #
dostarlimab

immunoglobulin G4-kappa, anti-[*Homo sapiens* PDCD1 (programmed cell death 1, PD-1, PD1, CD279)], humanized monoclonal antibody;

gamma4 heavy chain (1-443) [humanized VH (*Homo sapiens*IGHV3-23*01 (93.8%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (92.3%)) [8.8.9] (1-116) - *Homo sapiens*IGHG4*01 (CH1 (117-214), hinge S10>P (224) (215-226), CH2 (227-336), CH3 (337-441), CHS (442-443)) (117-443)], (130-214')-disulfide with kappa light chain (1'-214') [humanized V-KAPPA (*Homo sapiens*IGKV1-9*01 (85.3%) -IGKJ2*02 (100%)) [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens*IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]; dimer (222-222":225-225")-bisdisulfide

dostarlimab

immunoglobuline G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* PDCD1 (protéine 1 de mort cellulaire programmée, PD-1, PD1, CD279)], anticorps monoclonal humanisé;
chaîne lourde gamma4 (1-443) [VH humanisé (*Homo sapiens*IGHV3-23*01 (93.8%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (92.3%)) [8.8.9] (1-116) - *Homo sapiens*IGHG4*01 (CH1 (117-214), charnière S10>P (224) (215-226), CH2 (227-336), CH3 (337-441), CHS (442-443)) (117-443)], (130-214')-disulfure avec la chaîne légère kappa (1'-214') [V-KAPPA humanisé (*Homo sapiens*IGKV1-9*01 (85.3%) -IGKJ2*02 (100%)) [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens*IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]; dimère (222-222":225-225")-bisdisulfure

dostarlimab

inmunoglobulina G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* PDCD1 (proteína 1 de muerte celular programada, PD-1, PD1, CD279)], anticuerpo monoclonal humanizado;
cadena pesada gamma4 (1-443) [VH humanizado (*Homo sapiens*IGHV3-23*01 (93.8%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (92.3%)) [8.8.9] (1-116) - *Homo sapiens*IGHG4*01 (CH1 (117-214), bisagra S10>P (224) (215-226), CH2 (227-336), CH3 (337-441), CHS (442-443)) (117-443)], (130-214')-disulfuro con la cadena ligera kappa (1'-214') [V-KAPPA humanizado (*Homo sapiens*IGKV1-9*01 (85.3%) -IGKJ2*02 (100%)) [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens*IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]; dímero (222-222":225-225")-bisdisulfuro

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada

```
EVQLLESGGG LVQFGGSLRL SCAASGFTFS SYDMSWVRQA PGKLEWVST 50
ISGGGSYITYY QDSVKGRETI SRDMSKNTLY LQMNSLRAED TAVYICASFY 100
YAMDYWGQGT TVTVSSASTK GSFVFFLAPC SRSTSESTAA LGCLVKDYFP 150
EPVTVSWNSG ALTSQVHTFP AVLQSSGLYS LSSVTVFPSS SLGRTKYTCN 200
VDHKPSNTRV DKRVESKYG PCCPCPAPEF LGGSPVFLFP PKFKDTLMLS 250
RTEPVTCVVV DVSQEDFEVQ FMYVVDGVEV HNAKTRPRBE QFNSTYRVVS 300
VLTVLHQDWL NGKEYRCKVS NKGLPSSIEK TISKAKQQR EPQVITLPPS 350
QEEMTKNQVS LTCLVKGFPY SDIAVEWESN GQPENNIKTT PVLDSDGSF 400
FLYSRLTVDK SRWQEGNVFS CSMHEALHN HYTKSLSLS LGK 443
```

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera

```
DIQLTQSPSF LSAIVGDVRT ITCKASQDVG TAVAWYQQKPK GKAPKLLIYW 50
ASTLHTGVPS RFSGSGSGTE FTLTISSLQP EDFATYYCQH YSSYPWTFGQ 100
GTKLEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQMKV 150
DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSLSTLT LSKADYKHKH VYACEVTHQG 200
LSSPVTKSFN RGEK 214
```

Post-translational modifications

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro

Intra-H (C23-C104) 22-96 143-199 257-317 363-421
22"-96" 143"-199" 257"-317" 363"-421"
Intra-L (C23-C104) 23"-88" 134"-194"
23"-88" 134"-194"
Inter-H-L (CH1 10-CL 126) 130-214" 130"-214"
Inter-H-H (h 8, h 11) 222-222" 225-225"

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación

HCH2 N84.4:
293, 293"
Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantennarios complejos fucosilados
C-terminal lysine clipping:
HCHS K2:
443, 443"


durlobactamum

durlobactam (1*R*,2*S*,5*R*)-2-carbamoyl-3-methyl-7-oxo-1,6-diazabicyclo[3.2.1]oct-3-en-6-yl hydrogen sulfate

durlobactam hydrogénosulfate de (1*R*,2*S*,5*R*)-2-carbamoyl-3-méthyl-7-oxo-1,6-diazabicyclo[3.2.1]oct-3-én-6-yle

durlobactam hidrogenosulfato de (1*R*,2*S*,5*R*)-2-carbamoil-3-metil-7-oxo-1,6-diazabiciclo[3.2.1]oct-3-en-6-ile

C₈H₁₁N₃O₆S

**eftozanerminum alfa #**
eftozanermin alfa

Gln¹-human single-chain tumor necrosis factor ligand superfamily member 10 (TNFSF10, tumor necrosis factor-related apoptosis-inducing ligand, TRAIL) receptor binding domain fragment, repeat of three identical chains (2-161, 171-330, 340-499) fused together via glycosylated linkers (162-170 connecting chain I to chain II and 331-339 connecting chain II to chain III), fused via linker (500-511) to an Fc fragment of human immunoglobulin G1 (512-740) [*Homo sapiens*IGHG1*03 (CH2 (524-633 (Asn⁵⁹⁰>Ser)), CH3 (634-738),CHS (739-740))], dimer, produced in Chinese hamster ovary (CHO) cells, glycoform alfa

eftozanermine alfa

Gln¹-chaîne unique du membre 10 de la superfamille des ligands du facteur de nécrose tumorale humaine (TNFSF10, ligand inducteur d'apoptose apparenté au TNF, TRAIL) fragment du domaine se liant au récepteur, répétition de trois chaînes identiques, (2-161, 171-330, 340-499) fusionnées via des linkers glycosylés (162-170 liant la chaîne I à la chaîne II et 331-339 liant la chaîne II à la chaîne III), fusionné via un linker (500-511) au fragment Fc de l'immunoglobuline G1 humaine (512-740) [*Homo sapiens* IGHG1*03 (CH2 (524-633 (Asn⁵⁹⁰>Ser)), CH3 (634-738),CHS (739-740))], dimère, produit par des cellules ovariennes de hamster chinois (CHO), glycoforme alfa

eftozanermina alfa

Gln¹-cadena única del miembro 10 de la superfamilia de los ligandos del factor de necrosis tumoral humano (TNFSF10, ligando inductor de la apoptosis relacionado con el TNF, TRAIL) fragmento del dominio que se une al receptor, repetición de tres cadenas idénticas, (2-161, 171-330, 340-499) fusionadas mediante los conectores glicosilados (162-170 que une la cadena I a la cadena II y 331-339 que une la cadena II a la cadena III), fusionado mediante un enlace (500-511) al fragmento Fc de la inmunoglobulina G1 humana (512-740) [*Homo sapiens* IGHG1*03 (CH2 (524-633 (Asn⁵⁹⁰>Ser)), CH3 (634-738),CHS (739-740))], dímero, producido en las células ováricas de hamster chinos (CHO), glicofoma alfa

Monomer / monomère / monómero			
QRVAAHITGT	RGRSNTLSSP	NSKNEKALGR	KINSWESSRS
50	GHSFSLNLHL		
RNGELVIHEK	GFYIYSQTY	FRFQEEIKEN	TKNDKQMVQY
100	IYKYTSYPDP		
ILLMKSARN	CWSKDAEYGL	YSIYQGGIFE	LKENDRIFVS
150	VTNEHLIDMD		
HEASFFGAPL	VGGSGSNGS	RVAAHITGTR	GRSNTLSSPN
200	SKNEKALGRK		
INSWESSRSG	HSFSLNLHLR	NGELVIHEKG	FYIYSQTYF
250	RFQEEIKENT		
KNDKQMVQYI	YKYTSYPDPI	LLMKSARNSC	WSKDAEYGLY
300	SIYQGGIFEL		
KENDRIFVSV	TNEHLIDMDH	EASFFGAFVL	GSGSGNGSR
350	VAAHITGTRG		
RSNTLSSPNS	KNEKALGRKI	NSWESSRSGH	SFSLNLHLRN
400	GELVIHEKGF		
YYIYSQTYFR	FQEEIKENTK	NDKQMVQYIY	KYTSYDPDIL
450	LMKSARNSCW		
SKDAEYGLYS	IYQGGIFELK	ENDRIFVSVT	NEHLIDMDHE
500	ASFFGAFVLG		
GPSSSSSSSS	GSCDKTHTCP	PCPAPELLGG	PSVFLFPPKP
550	KDTLMIISRTP		
EVTCCVVVDVS	HEDPEVKFNW	YVDGVEVHNA	KTKPREEQYS
600	STYRVVSVLT		
VLHQDWLNGK	EYKCKVSNKA	LPAPIEKTIS	KARGQPREPQ
650	VYTLPPSREE		
MTKNQVSLTC	LVKGFYPSDI	AVEWESNGQP	ENNYKTPPVV
700	LDSDGSSFFLY		
SKLTVDKSRW	QQGNVFCSCV	MHEALHNHYT	QKSLSLSPGK
740			
Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro			
Intra-chain	111-280	554-614	660-718
	111-280'	554'-614'	660'-718'
Inter-chain	513-513'	519-519'	522-522'
Glycosylation sites (N) / Sites de glycosylation (N) / Posiciones de glicosilación (N)			
	Asn-168	Asn-337	

eladocagenum exuparvovecum #

eladocagene exuparvovec

a recombinant non-replicating adeno-associated virus serotype 2 (AAV2) vector comprising a dopa decarboxylase (DDC, AADC) variant 2 cDNA transcript, which encodes human aromatic-L-amino-acid decarboxylase isoform 1, under the control of the cytomegalovirus (CMV) intermediate-early (IE) promoter and SV40 poly A transcription terminator.

éladocagène exuparvovec

vecteur viral adéno-associé de sérotype 2 (AAV2) non-répliquant recombinant contenant une transcription ADnc du variant 2 de la dopa décarboxylase (DDC, AADC) codant pour l'isoforme 1 de l'acide L-aminé aromatique décarboxylase humaine, sous le contrôle d'un promoteur intermédiaire précoce de cytomegalovirus (CMV) et une séquence poly-A de SV40 de terminaison de la transcription

eladocagén exuparvovec

Un vector de virus adenoasociado recombinante no replicativo de serotipo 2 (AAV2) que consta de un transcrito cDNA de la variante 2 de la dopa descarboxilasa, que codifica para la isoforma 1 de la L-aminoácido aromático descarboxilasa humana, bajo el control del promotor intermedio temprano del citomegalovirus y un terminador de la transcripción poli A de SV40.

elopultidum

elopultide

L-isoleucyl-L-prolyl-L-seryl-L-seryl-L-prolyl-L-valyl-L-histidyl-L-leucyl-L-lysyl-L-arginyl-L-leucyl-L-lysyl-L-leucyl-L-leucyl-L-leucyl-L-leucyl-L-leucyl-L-leucyl-L-leucyl-L-isoleucyl-L-leucyl-L-leucyl-L-leucyl-L-isoleucyl-L-leucylglycyl-L-alanyl-L-leucyl-L-leucyl-L-leucylglycyl-L-leucine

élopultide

L-isoleucyl-L-prolyl-L-séryl-L-séryl-L-prolyl-L-valyl-L-histidyl-L-leucyl-L-lysyl-L-arginyl-L-leucyl-L-lysyl-L-leucyl-L-leucyl-L-leucyl-L-leucyl-L-leucyl-L-leucyl-L-isoleucyl-L-leucyl-L-leucyl-L-leucyl-L-isoleucyl-L-leucylglycyl-L-alanyl-L-leucyl-L-leucyl-L-leucylglycyl-L-leucine

ensifentrinum

ensifentrine


N-(2-((2*E*)-9,10-dimethoxy-4-oxo-2-[(2,4,6-trimethylphenyl)imino]-6,7-dihydro-2*H*-pyrimido[6,1-*a*]isoquinolin-3(4*H*)-yl]ethyl)urea

ensifentrine

N-(2-((2*E*)-9,10-diméthoxy-4-oxo-2-[(2,4,6-triméthylphényl)imino]-6,7-dihydro-2*H*-pyrimido[6,1-*a*]isoquinoléin-3(4*H*)-yl]éthyl)urée

ensifentrina

N-(2-((2*E*)-9,10-dimetoxi-4-oxo-2-[(2,4,6-trimetilfenil)imino]-6,7-dihidro-2*H*-pirimido[6,1-*a*]isoquinolein-3(4*H*)-il]etil)urea

C₂₆H₃₁N₅O₄**exicorilantum**

exicorilant


[(4*aR*,8*aS*)-1-(4-fluorophenyl)-6-(2-methyl-2*H*-1,2,3-triazole-4-sulfonyl)-1,4,5,6,7,8,8*a*,9-octahydro-4*aH*-pyrazolo[3,4-*g*]isoquinolin-4*a*-yl][4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]methanone

exicorilant

[(4*aR*,8*aS*)-1-(4-fluorophényl)-6-(2-méthyl-2*H*-1,2,3-triazole-4-sulfonyl)-1,4,5,6,7,8,8*a*,9-octahydro-4*aH*-pyrazolo[3,4-*g*]isoquinoléin-4*a*-yl][4-(trifluorométhyl)pyridin-2-yl]méthanone

exicorilant

[(4*aR*,8*aS*)-1-(4-fluorofenil)-6-(2-metil-2*H*-1,2,3-triazol-4-sulfonyl)-1,4,5,6,7,8,8*a*,9-octahidro-4*aH*-pirazolo[3,4-*g*]isoquinolein-4*a*-il][4-(trifluorometil)piridin-2-il]metanona

C₂₆H₂₃F₄N₇O₃S

fosgemcitabinum palabenamidum

fosgemcitabine palabenamide

benzyl *N*-[(*P*^β*S*)-2'-deoxy-2',2'-difluoro-*O*^β-phenyl-5'-cytidilyl]-L-alaninate


fosgemcitabine palabénamide

N-[(*P*^β*S*)-2'-désoxy-2',2'-difluoro-*O*^β-phényl-5'-cytidilyl]-L-alaninate de benzyle

fosgemcitabina palabenamida

N-[(*P*^β*S*)-2'-desoxi-2',2'-difluoro-*O*^β-fenil-5'-citidilil]-L-alaninato de bencilo

C₂₅H₂₇F₂N₄O₈P



fosifloxuridinum nafalbenamidum

fosifloxuridine nafalbenamide

benzyl *N*-[*P*-*ambo*-2'-deoxy-5-fluoro-*O*^β-(naphthalen-1-yl)-5'-uridylyl]-L-alaninate


fosifloxuridine nafalbénamide

N-[*P*-*ambo*-2'-désoxy-5-fluoro-*O*^β-(naphtalén-1-yl)-5'-uridylyl]-L-alaninate de benzyle

fosifloxuridina nafalbenamida

N-[*P*-*ambo*-2'-desoxi-5-fluoro-*O*^β-(naftalen-1-il)-5'-uridilil]-L-alaninato de bencilo

C₂₉H₂₉FN₃O₉P



foslinanibum

foslinanib

2-(3-fluorophenyl)-6-methoxy-4-oxo-1,4-dihydroquinolin-5-yl dihydrogen phosphate

foslinanib

dihydrogénophosphate de 2-(3-fluorophényl)-6-méthoxy-4-oxo-1,4-dihydroquinoléin-5-yle

foslinanib

dihidrogenofosfato de 2-(3-fluorofenil)-6-metoxi-4-oxo-1,4-dihidroquinolein-5-ilo

frovocimab

chaîne lourde gamma4 (1-451) [VH humanisé (*Homo sapiens*IGHV3-21*01 (88.8%)-(IGHD)-IGHJ4*01 (100%)) [8.8.18] (1-125) -*Homo sapiens*IGHG4*01 (CH1 (126-223), charnière S10>P (233) (224-235), CH2 F1.3>A (239), L1 2>A (240) (236-345), CH3 (346-450), CHS K2>del (451)) (126-451)], (139-219')-disulfure avec la chaîne légère kappa (1'-219') [V-KAPPA humanisé (*Homo sapiens*IGKV2-28*01 (87.00%) -IGKJ1*01 (100%)) [11.3.9] (1'-112') -*Homo sapiens*IGKC*01, Km3 A45.1 (158), V101 (196) (113'-219'))]; dimère (231-231":234-234")-bisdisulfure

inmunoglobulina G4-kappa, anti-[*Homo sapiens* PCSK9 (proteína convertasa subtilisina/kexina tipo 9, convertasa 1 regulada por la apoptosa neuronal, NARC1, NARC-1, proproteína convertasa 9, PC9)], anticuerpo monoclonal humanizado;
 cadena pesada gamma4 (1-451) [VH humanizado (*Homo sapiens*IGHV3-21*01 (88.8%)-(IGHD)-IGHJ4*01 (100%)) [8.8.18] (1-125) -*Homo sapiens*IGHG4*01 (CH1 (126-223), bisagra S10>P (233) (224-235), CH2 F1.3>A (239), L1.2>A (240) (236-345), CH3 (346-450), CHS K2>del (451)) (126-451)], (139-219')-disulfuro con la cadena ligera kappa (1'-219') [V-KAPPA humanizado (*Homo sapiens*IGKV2-28*01 (87.00%) -IGKJ1*01 (100%)) [11.3.9] (1'-112') -*Homo sapiens*IGKC*01, Km3 A45.1 (158), V101 (196) (113'-219'))]; dímero (231-231":234-234")-bisdisulfuro

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada
 EVQLVESGGG LVKPGGSLRL SCAASGFPFS KLGWVWRQA PGKGLEWVST 50
 ISSGGGYTY PDSVKGRFTI SRDNAKNSLY LQMNSLRAED TAVYYCAREG 100
 ISFGGGTYTY VMDYWGQGLT VTVSSASTKG PSVFPFLAPCS RSTSESTAAL 150
 GCLVKDYFPE PVTYSWNSGA LTVSGVHTFPA VLQSSGLYSL SSVVTVPSST 200
 LGTKTYTNCV DHKPSNTKVD KRVESKYGPP CPPCPAPEAA GGPSVFLFPP 250
 KPKDTLMSIR TPEVTCVVDV VSQEDPEVQF NNYVDGVEVH NAKTKPREEQ 300
 FNSTYRNVSV LTVLHQDWLN GKEYCKVSN KGLPSSIEKT ISKAKGQPRE 350
 PQVYTLPPSQ EEMTKNQVSL TCLVKGFYPS DIAVEWESNG QPENNYKTTT 400
 PVLDSGGSFF LYSRLTVDKS RWQEGNVFSC SVMHEALHNN YTKQKSLSLSL 450
 G 451

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera
 DIVMTQSPFLS LPVTPGEPAS ISCRSSKSLL HRNGITYSYW YLQKPGQSPQ 50
 LLIIYQLSNLA SGVPRDFSGS GSGTDFTLKI SRVEAEVGVV YYCYQNLELP 100
 LTFGGGTKVE IKRTVAAPSV FIFPPSDEQL KSGTASVCL LNNFYPREAK 150
 VQHKVDNALQ SGNISQESVTE QDSKSTYSL SSTLTLSKAD YEKHKVYACE 200
 VTHQGLSSPV TKSFNRGEC 219

Post-translational modifications
 Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro
 Intra-H (C23-C104) 22-96 152-208 266-326 372-430
 22"-96" 152"-208" 266"-326" 372"-430"
 Intra-L (C23-C104) 23'-93' 139'-199'
 23"'-93'" 139"'-199'"
 Inter-H-L (CH1 10-CL 126) 139-219' 139"-219"
 Inter-H-H (h 8, h 11) 231-231" 234-234"

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación
 H CH2 N84 4: 302, 302"
 Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantenares complejos fucosilados

futibatiniubum

futibatiniub



1-[(3,5)-3-{4-amino-3-[(3,5-dimethoxyphenyl)ethynyl]-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-1-yl}pyrrolidin-1-yl]prop-2-en-1-one

futibatiniub

1-[(3,5)-3-{4-amino-3-[(3,5-diméthoxyphényl)éthynyl]-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-1-yl}pyrrolidin-1-yl]prop-2-én-1-one

futibatiniub

1-[(3,5)-3-{4-amino-3-[(3,5-dimetoxifenil)etinil]-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-1-il}pirrolidin-1-il]prop-2-en-1-ona

**galicafortum**

galicafort



4-[(2*R*,4*R*)-4-[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-yl)cyclopropane-1-carboxamido]-7-(difluorométhoxy)-3,4-dihydro-2*H*-1-benzopyran-2-yl]benzoïque

galicafort

acide 4-[(2*R*,4*R*)-4-[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-yl)cyclopropane-1-carboxamido]-7-(difluorométhoxy)-3,4-dihydro-2*H*-1-benzopyran-2-yl]benzoïque

galicafort

ácido 4-[(2*R*,4*R*)-4-[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)ciclopropano-1-carboxamido]-7-(difluorometoxi)-3,4-dihidro-2*H*-1-benzopirán-2-il]benzoico

**gancotamabum #**

gancotamab

immunoglobulin scFv, anti-[*Homo sapiens* ERBB2 (epidermal growth factor receptor 2, receptor tyrosine-protein kinase erbB-2, EGFR2, HER2, HER-2, p185c-erbB2, NEU, CD340)], *Homo sapiens* monoclonal antibody single chain; scFv (1-251) [*Homo sapiens* VH (IGHV3-23*04 (94.9%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (100%)) [8.8.12] (1-119) -15-mer tris(tetraglycyl-seryl) linker (120-134) -*Homo sapiens* V-LAMBDA (IGLV1-40*01(97.0%) -IGLJ3*02 (100%)) [9.3.11] (135-245) -6-mer bisglycyl-seryl-bisglycyl-cysteinyl (246-251)]

gancotamab

immunoglobuline scFv, anti-[*Homo sapiens* ERBB2 (récepteur 2 du facteur de croissance épidermique, récepteur tyrosine-protéine kinase erbB-2, EGFR2, HER2, HER-2, p185c-erbB2, NEU, CD340)], *Homo sapiens* anticorps monoclonal à chaîne unique; scFv (1-251) [*Homo sapiens* VH (IGHV3-23*04 (94.9%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (100%)) [8.8.12] (1-119) -15-mer tris(tétraglycyl-séryl) linker (120-134) -*Homo sapiens* V-LAMBDA (IGLV1-40*01(97.0%) -IGLJ3*02 (100%)) [9.3.11] (135-245) -6-mer bisglycyl-séryl-bisglycyl-cystéinyl (246-251)]

gancotamab

immunoglobulina scFv, anti-[*Homo sapiens* ERBB2 (receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico, receptor tirosina-proteína kinasa erbB-2, EGFR2, HER2, HER-2, p185c-erbB2, NEU, CD340)], *Homo sapiens* anticuerpo monoclonal con cadena única; scFv (1-251) [*Homo sapiens* VH (IGHV3-23*04 (94.9%) - (IGHD) -IGHJ4*01 (100%)) [8.8.12] (1-119) -15-mer tris(tetraglicil-seril) conector (120-134) -*Homo sapiens* V-LAMBDA (IGLV1-40*01(97.0%) -IGLJ3*02 (100%)) [9.3.11] (135-245) -6-mer bisglicil-seril-bisglicil-cisteinil (246-251)]

```

VQLVLESGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFR SYAMSWVRQA PGKLEWVSA 50
ISGRGDNTYY ADSVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED TAVYYCAKMT 100
SNAFAPFDYWG QGTLVTVSSG GGGSGGGGSG GGSQSVLTQ PPSVSGAPGQ 150
RVTISCTGSS SNIGAGYGVH WYQQLPGTAP KLLIYGNTNR PSGVPDFRFSG 200
FKSGTSASLA ITGLQAEDEA DYVCQSYDSS LSGWVFGGGT KLTVLGGSGG 250
C
    
```

Post-translational modifications

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro
 Intra-scFv (C23-C104) 22-96 156-224

golexanolonum
 golexanolone

(17*E*)-3α-ethynyl-17-(hydroxyimino)-5α-androstan-3β-ol


golexanolone

(17*E*)-3α-éthynyl-17-(hydroxyimino)-5α-androstan-3β-ol

golexanolona

(17*E*)-3α-etinil-17-(hidroxiimino)-5α-androstan-3β-ol

C₂₁H₃₁NO₂



gosuranemabum #
 gosuranemab

immunoglobulin G4-kappa, anti-[*Homo sapiens* MAPT (microtubule-associated protein tau, tau)], monoclonal antibody; gamma4 heavy chain (1-443)[VH (*Mus musculus* IGHV5-6*01 (85.6%)/*Homo sapiens* IGHV3-11*01 (84.5%) - (IGHD) -*Homo sapiens* IGHJ6*01 (92.9%)) [8.8.10] (1-117) -*Homo sapiens* IGHG4*01 (CH1 (118-215), hinge S10>P (225) (216-227), CH2 (228-337), CH3 (338-442), CHS K2>del (443)) (118-443)], (131-219')-disulfide with kappa light chain (1'-219') [V-KAPPA (*Mus musculus* IGKV1-117*01 (89.0%)/*Homo sapiens* IGKV2-30*02 (84.0%) - *Homo sapiens* IGKJ4*01 (100%)) [11.3.9] (1'-112') -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (158), V101 (196) (113'-219')]; dimer (223-223':226-226'')-bisdisulfide

gosuranémab

immunoglobuline G4-kappa, anti-[*Homo sapiens* MAPT (protéine tau associée aux microtubules, tau)], anticorps monoclonal;
chaîne lourde gamma4 (1-443) [VH (*Mus musculus*IGHV5-6*01 (85.6%)/*Homo sapiens*IGHV3-11*01 (84.5%)-(IGHD) -*Homo sapiens*IGHJ6*01 (92.9%)) [8.8.10] (1-117) -*Homo sapiens*IGHG4*01 (CH1 (118-215), charnière S10>P (225) (216-227), CH2 (228-337), CH3 (338-442), CHS K2>del (443)) (118-443)], (131-219)-disulfure avec la chaîne légère kappa (1'-219') [V-KAPPA (*Mus musculus*IGKV1-117*01 (89.0%)/*Homo sapiens*IGKV2-30*02 (84.0%) -*Homo sapiens*IGKJ4*01 (100%)) [11.3.9] (1'-112') -*Homo sapiens*IGKC*01, Km3 A45.1 (158), V101 (196) (113'-219')]; dimère (223-223":226-226")-bisdisulfure

gosuranemab

immunoglobulina G4-kappa, anti-[*Homo sapiens* MAPT (proteína tau asociada con microtúbulos, tau)], anticuerpo monoclonal;
cadena pesada gamma4 (1-443) [VH (*Mus musculus*IGHV5-6*01 (85.6%)/*Homo sapiens*IGHV3-11*01 (84.5%)-(IGHD) -*Homo sapiens*IGHJ6*01 (92.9%)) [8.8.10] (1-117) -*Homo sapiens*IGHG4*01 (CH1 (118-215), bisagra S10>P (225) (216-227), CH2 (228-337), CH3 (338-442), CHS K2>del (443)) (118-443)], (131-219)-disulfuro con la cadena ligera kappa (1'-219') [V-KAPPA (*Mus musculus*IGKV1-117*01 (89.0%)/*Homo sapiens*IGKV2-30*02 (84.0%) -*Homo sapiens*IGKJ4*01 (100%)) [11.3.9] (1'-112') -*Homo sapiens*IGKC*01, Km3 A45.1 (158), V101 (196) (113'-219')]; dímero (223-223":226-226")-bisdisulfuro

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada

EVHLVESGGA	LVKPFGSLRL	SCAASGFSFS	KYGM5WRQA	PGKLEWVAT	50
ISSSGSRITY	PDSVGRFTI	SRDNAKNTLY	LQMNSLRAED	TAMYXCSISW	100
DGAMDYWGQG	TTVTVSSAST	KGPSVPLAP	CSRSTSESTA	ALGCLVKDYF	150
PEPVTVSWNS	GALTSVGHVF	PAVLQSSGLY	SLSSVTVVPS	SSLGKTKYTC	200
NVDHKPSNTK	VDKRVESKYG	PFCPPCPAPE	FLGGPSVFLF	PPKPKDTLMI	250
SRTPEVTCVV	VDSVQEDPEV	QFNWYVDGVE	VHNAKTKPRE	EQFNSTYRVV	300
SVLTVLHQDW	LNGKEYKCKV	SNKGLPSSIE	KTISKAKGQP	REPQVYTLFP	350
SQEEMTKNQV	SLTCLVKGFY	PSDIAVEWES	NGQPENNYKT	TPPVLDSDGS	400
FFLYSRLTVD	KSRWQEGNVF	SC5VMHEALH	NHYTQKSLSL	SLG	443

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera

DVVMTQSPFLS	LPVTLGQPAS	ISCKSSQ5IV	HSNGNTYLEW	YLQKPGQSPQ	50
LLVYKVSNRF	SGVPRDRFSGS	GSQTDPTLKI	SRVEAEDVGT	YYCFQGS5LPV	100
WAFGGGTKVE	IKRTVAAPSV	FIFPPSDEQL	KSGTASV5CL	LNNFYPREAK	150
VQWKVDNALQ	SGNSQ5ESVTE	QDSKDSY5L	SSTLTLSKAD	YEKHKVYACE	200
VTHQGLSSPV	TKSFNRGEC				219

Post-translational modifications

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro

Intra-H (C23-C104) 22-96 144-200 258-318 364-422
22"-96" 144"-200" 258"-318" 364"-422"

Intra-L (C23-C104) 23"-93" 139"-199"
23"-93" 139"-199"

Inter-H-L (CH1 10-CL 126) 131-219' 131"-219"

Inter-H-H (h 8, h 11) 223-223' 226-226"

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación

H CH2 N84 4:

294, 294"

Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires

complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantenarijos complejos fucosilados

hydromethylthionium


hydromethylthionine

 $N^{\beta}, N^{\beta}, N^{\gamma}, N^{\gamma}$ -tetramethyl-10*H*-phenothiazine-3,7-diamine

hydrométhylthionine

 $N^{\beta}, N^{\beta}, N^{\gamma}, N^{\gamma}$ -tétraméthyl-10*H*-phénothiazine-3,7-diamine

hidrometilitionina

 $N^{\beta}, N^{\beta}, N^{\gamma}, N^{\gamma}$ -tetrametil-10*H*-fenotiazina-3,7-diamina $C_{16}H_{19}N_3S$ **iadademstatum**


iadademstat

trans-N-[(1*R*,2*S*)-2-phenylcyclopropyl]cyclohexane-1,4-diamine

iadademstat

trans-N-[(1*R*,2*S*)-2-phénylcyclopropyl]cyclohexane-1,4-diamine

iadademstat

trans-N-[(1*R*,2*S*)-2-fenilciclopropil]ciclohexano-1,4-diamina $C_{15}H_{22}N_2$ **idecabtagenum vicleucelum #**

idecabtagene vicleucel

human culture expanded genetically modified autologous T cells for cell-based gene therapy. Cells are derived from isolated blood of the patient and are transduced with non-replicative self-inactivating (SIN) human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) based lentiviral vector (LVV) pseudotyped with the vesicular stomatitis virus glycoprotein G (VSV-G) envelope protein, and encoding the C11D5.3 anti-TNF receptor superfamily member 17 (TNFRSF17, BCMA) single chain variable fragment (scFv) CD8/4-1BB/CD3zeta chimeric antigen receptor (CAR) under the transcriptional control of the myeloproliferative sarcoma virus enhancer, negative control region deleted, dl587rev primer-binding site substituted (MND) promoter. Cells exhibit anti-tumoral activity in patients with multiple myeloma.

idécabtagène vicleucel

lymphocytes T humains, autologues, génétiquement modifiés, en culture d'expansion pour thérapie génique avec cellules. Les cellules sont dérivées du sang prélevé chez le patient et sont transduites avec un vecteur lentiviral basé sur le virus de l'immunodéficience humaine de type 1 (VIH-1) non-répliquant auto-inactif, pseudotypé avec la

glycoprotéine G de l'enveloppe de du virus de la stomatite vésiculaire (VSV-G) et codant pour le récepteur de l'antigène chimérique (CAR) consistant en un fragment variable de la chaîne unique de l'anticopr CD11D5.3 anti-membre 17 de la superfamille des récepteurs du TNF (TNFRSF17, BCMA)/CD8/4-1BB/CD3zêta sous le contrôle transcriptionnel d'un promoteur du virus du sarcome myéloprolifératif dont la région de contrôle négatif a été supprimée, et le site de liaison de l'amorce substitué par dl587rev (MND). Les cellules montrent une activité anti-tumorale chez de patients atteints de multiples myélomes.

idecabtagén vicleucel

Linfocitos T autólogos, modificados genéticamente, humanos, expandidos en cultivo para terapia génica con células. Las células se derivan de sangre aislada del paciente y se transducen con un vector lentiviral basado en el virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1 (HIV-1) no replicativo y autoinactivante, seudotipado con la glicoproteína G de la envuelta del virus de la estomatitis vesicular (VSV-G), y que codifica para el receptor de antígeno quimérico (CAR) consistente en un fragmento variable de cadena sencilla (scFv) del anticuerpo CD11D5 3 anti-miembro 17 de la superfamilia de receptores de TNF (TNFRSF17, BCMA)/CD8/4-1BB/CD3zeta bajo el control transcripcional del enhancer del virus del sarcoma mieloproliferativo, y el promotor con la región de control negativo delecionada y el sitio de unión del cebador dl587rev sustituido (MND). Las células poseen actividad antitumoral en pacientes con mieloma múltiple.

ilginatinibum

ilginatinib

N^2 -[(1*S*)-1-(4-fluorophenyl)ethyl]-4-(1-methyl-1*H*-pyrazol-4-yl)- N^6 -(pyrazin-2-yl)pyridine-2,6-diamine


ilginatinib

N^2 -[(1*S*)-1-(4-fluorophényl)éthyl]-4-(1-méthyl-1*H*-pyrazol-4-yl)- N^6 -(pyrazin-2-yl)pyridine-2,6-diamine

ilginatinib

N^2 -[(1*S*)-1-(4-fluorofenil)etil]-4-(1-metil-1*H*-pirazol-4-il)- N^6 -(pirazin-2-il)piridina-2,6-diamina

$C_{21}H_{20}FN_7$



iodinum (¹³¹I) apamistamabum #
 iodine (¹³¹I) apamistamab

immunoglobulin G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* PTPRC (protein tyrosine phosphatase receptor type C, GP180, LCA, T200, CD45)], *Mus musculus* monoclonal antibody, conjugated on six tyrosyl, to iodine (¹³¹I);

gamma1 heavy chain (1-444) [*Mus musculus* VH (IGHV4-1*02 (95.9%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (100%)) [8.8.14] (1-121) -*Mus musculus* IGHG1*02 (CH1 Q100>E (199) (122-218), hinge (219-231), CH2 K81>Q (288), I84.3>F (294) (232-338), CH3 N27>D (369) (339-443), CHS (444-445)) (122-445)], (223-218')-disulfide with kappa light chain (1'-218') [*Mus musculus* V-KAPPA (IGKV3-12*01 (98.0%) -IGKJ4*01 (100%)) [10 3.9] (1'-111') -*Mus musculus* IGKC*01 (100%) (112'-218')]; dimer (225-225'':228-228'':230-230'')-trisulfide; conjugated on 6 tyrosyl (2 per H chain and 1 per L chain), to iodine (¹³¹I)

iodine (¹³¹I) apamistamab

immunoglobuline G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* PTPRC (protéine tyrosine phosphatase de type récepteur C, GP180, LCA, T200, CD45)], *Mus musculus* anticorps monoclonal, conjugué sur 6 tyrosyl, à l'iode (¹³¹I);

chaîne lourde gamma1 (1-444) [*Mus musculus* VH (IGHV4-1*02 (95.9%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (100%)) [8.8.14] (1-121) -*Mus musculus* IGHG1*02 (CH1 Q100>E (199) (122-218), charnière (219-231), CH2 K81>Q (288), I84.3>F (294) (232-338), CH3 N27>D (369) (339-443), CHS (444-445)) (122-445)], (223-218')-disulfure avec la chaîne légère kappa (1'-218') [*Mus musculus* V-KAPPA (IGKV3-12*01 (98.0%) -IGKJ4*01 (100%)) [10.3.9] (1'-111') -*Mus musculus* IGKC*01 (100%) (112'-218')]; dimère (225-225'':228-228'':230-230'')-trisulfure; conjugué sur 6 tyrosyl (2 par chaîne H et 1 par chaîne L) à l'iode (¹³¹I)

iodo (¹³¹I) apamistamab

inmunoglobulina G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* PTPRC (proteína tirosina fosfatasa de tipo receptor C, GP180, LCA, T200, CD45)], *Mus musculus* anticuerpo monoclonal, conjugado con 6 restos tirosil, al iodo (¹³¹I);

cadena pesada gamma1 (1-444) [*Mus musculus* VH (IGHV4-1*02 (95.9%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (100%)) [8.8.14] (1-121) -*Mus musculus* IGHG1*02 (CH1 Q100>E (199) (122-218), bisagra (219-231), CH2 K81>Q (288), I84.3>F (294) (232-338), CH3 N27>D (369) (339-443), CHS (444-445)) (122-445)], (223-218')-disulfuro con la cadena ligera kappa (1'-218') [*Mus musculus* V-KAPPA (IGKV3-12*01 (98.0%) -IGKJ4*01 (100%)) [10 3.9] (1'-111') -*Mus musculus* IGKC*01 (100%) (112'-218')]; dímero (225-225'':228-228'':230-230'')-trisulfuro; conjugado con 6 restos tirosil (2 por cadena H y 1 por cadena L) al iodo (¹³¹I)


Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada
 EVKLLSEGGG LVQPGGSLKI SCAASGFDFS RYMSWVRQA PGKLEWIGE 50
 INPFSSTINF TFSLKDKVFT SRDNAKNTLY LQMSKVRSED TALYICARGN 100
 YRYGDAMDY WQQTSTVTSV SAKTTPPSVY PLAFGSAAGT NSMVTLGCLV 150
 RGYFPEFVTV TWNSGSLSSG VHTFFAVLQS DLYTLSSSVT VFSSTWPFSE 200
 VTCNVAHPAS STRVDKRIYV RDCGGKPCIC TVPEVSSVFI FPFKPKDVLT 250
 ILLFPKVTGV VFDISEDDPR VQSFVFDVIV EVHTAQIQFR EEQFNSTFRS 300
 VSELPIMHQD WLNKKEFKCR VNSAAFPAPI EKTISKTKGR PRAPQVYTIIP 350
 PFKEQMAKDK VSLTCMITDF FPEDITVEWQ WNGQPAENYK NTQPIMDTDG 400
 SYFVYSKLVN QKSNWEAGNT FTCSVLHEGL HNHHTKSLS HSPGK 445

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera
 DIALTQSPAS LAVSLGQRAT TSCRASKSYS TSGYSYLHWY QQKPGQPPKL 50
 LIYLASNLES GVPAREFSGG SGTDFTLNIH PVEEEDAATY YCQHSRELPF 100
 TFGSGTKLEI KRADAAPTYS IFFPSSSEQLT SGGASVVCFL NNFYPKDIHV 150
 KWKIDGSEKQ NGVLNSWTDQ DSKDSTYSMS STLTLTKDEY ERHNSYTCEA 200
 THKTSTSPIV KSFNRNEC 218

Post-translational modifications
 Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro
 Intra-H (C23-C104) 22-96 148-203 259-319 365-423
 22^o-96^o 148^o-203^o 259^o-319^o 365^o-423^o
 Intra-L (C23-C104) 23^o-92^o 138^o-198^o
 23^o-92^o 138^o-198^o
 Inter-H-L (h 5-CL 126) 223-218^o 223^o-218^o
 Inter-H-H (h7, h 10, h 12) 225-225^o 228-228^o 230-230^o

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación
 H CH2 N84.4:
 295, 295^o
Mus musculus hybridoma-type glycans / glycanes de type hybridome de *Mus musculus* /
 glicanos de tipo hibridoma de *Mus musculus*

Iodination sites / Sites d'iodation / Posiciones de yodación
 radiolabeled 3-[¹²⁵I]iodotyrosine
 H VH Y109, Y110: 101 or 102, 101^o or 102^o
 H CH3 Y85.2, Y86: 402 or 405, 402^o or 405^o
 L V-KAPPA Y36, Y38, Y42: 334^o or 36^o or 40^o,
 34^o or 36^o or 40^o



lenzumestrocelum
 lenzumestrocel

human culture expanded autologous mesenchymal stromal cells for cell-based therapy. Cells are derived from isolated bone marrow of the patient. Cells express surface markers CD29, CD44, CD73, CD105 and CD49 and are intended to mediate immunomodulatory and neuroprotective effects

lenzumestrocel

cellules mésenchymales stromales humaines, autologues, expansées pour thérapie cellulaire. Les cellules sont dérivées de la moelle osseuse du patient. Les cellules expriment les marqueurs de surface CD29, CD44, CD73, CD105 et CD49, et sont destinées à avoir des effets immunomodulateurs et neuroprotecteurs.

lenzumestrocel

células mesenquimales estromales, autólogas, humanas, expandidas en cultivo para terapia celular. Las células derivan de médula ósea aislada del paciente. Las células expresan los marcadores de superficie CD29, CD44, CD73, CD105 y CD49, y se pretende que medien en efectos inmunomoduladores y neuroprotectores.

leriglitazonum
 leriglitazone



rac-(5*R*)-5-[[4-(2-{5-[(1*R*S)-1-hydroxyethyl]pyridin-2-yl}ethoxy)phenyl]methyl]-1,3-thiazolidine-2,4-dione

lériglitazone

rac-(5*R*)-5-[[4-(2-{5-[(1*R*S)-1-hydroxyéthyl]pyridin-2-yl}éthoxy)phényl]méthyl]-1,3-thiazolidine-2,4-dione

leriglitazona

rac-(5*R*)-5-[[4-(2-{5-[(1*R*S)-1-hidroxietyl]piridin-2-il}etoxi)fenil]metil]-1,3-tiazolidina-2,4-diona



linrodostatam

linrodostat


(2*R*)-*N*-(4-chlorophenyl)-2-[*cis*-4-(6-fluoroquinolin-4-yl)cyclohexyl]propanamide

linrodostat

(2*R*)-*N*-(4-chlorophényl)-2-[*cis*-4-(6-fluoroquinoléin-4-yl)cyclohexyl]propanamide

linrodostat

(2*R*)-*N*-(4-clorofenil)-2-[*cis*-4-(6-fluoroquinolein-4-il)ciclohexil]propanamida



lisocabtagenum maraleucelum #

lisocabtagene maraleucel

human culture expanded genetically modified autologous T cells for cell-based gene therapy. CD4+ CD8+ T Cells are derived from isolated blood of the patient and are transduced with non-replicative self-inactivating (SIM) lentiviral vector encoding an FMC63 anti-CD19 single chain variable fragment (scFv) IgG4 hinge region/CD28/CD137 (4-1BB)/CD3zeta chimeric antigen receptor (CAR) and a truncated form of the human epidermal growth factor receptor (EGFRt) under the control of the elongation factor 1-alpha (EF1-alpha)/R region from the human T cell leukaemia virus 1 (HTLV-1 R) composite promoter. Cells exhibit anti-tumoral activity in patients with CD19-expressing B cell malignancies.

lisocabtagène maraleucel

lymphocytes T humains autologues en culture d'expansion et génétiquement modifiés pour thérapie génique avec cellules. Les lymphocytes T CD4+ et CD8+ sont dérivés du sang prélevé chez le patient et sont transduits avec un vecteur lentiviral non-répliquant et auto-inactif codant pour un récepteur de l'antigène chimérique (CAR) consistant en un fragment variable de la chaîne unique (scFv) de l'anticorps FMC63 anti-CD-19, une région charnière de IgG4/CD28/CD137 (4-1BB)/CD3zêta et une forme tronquée du récepteur du facteur de croissance épidermique humain (EGFRt) sous le contrôle d'un promoteur composé du facteur d'élongation 1-alpha (EF1-alfa)/région R du virus T-lymphotrope humain (HTLV-1 R). Les cellules montrent une activité anti-tumorale chez les patients atteints de tumeurs malignes des lymphocytes B exprimant le CD-19.

lisocabtagén maraleucel

Linfocitos T autólogos, modificados genéticamente, humanos, expandidos en cultivo para terapia génica con células. Los linfocitos T CD4+ y CD8+ se derivan de sangre aislada del paciente y se transducen con un vector lentiviral no replicativo y autoinactivante que codifica para un receptor de antígeno quimérico (CAR) consistente en un fragmento variable de cadena sencilla (scFv) del anticuerpo FMC63 anti-CD19, una región bisagra de IgG4/CD28/CD137 (4-1BB)/CD3zeta y una forma truncada del receptor del factor de crecimiento epidérmico humano (EGFRt) bajo el control de un promotor compuesto del factor de elongación 1-alfa (EF1-alfa)/región R del virus de la leucemia humana de linfocitos T (HTLV-1 R). Las células poseen actividad anti-tumoral en pacientes con cánceres de linfocitos B que expresan CD19.

lorezivintum

lorezivint

N-(5-{3-[7-(3-fluorophenyl)-1*H*-imidazo[4,5-*c*]pyridin-2-yl]-1*H*-indazol-5-yl}pyridin-3-yl)-3-methylbutanamide


lorécivint

N-(5-{3-[7-(3-fluorophényl)-1*H*-imidazo[4,5-*c*]pyridin-2-yl]-1*H*-indazol-5-yl}pyridin-3-yl)-3-méthylbutanamide

lorezivint

N-(5-{3-[7-(3-fluorophényl)-1*H*-imidazo[4,5-*c*]pyridin-2-yl]-1*H*-indazol-5-yl}pyridin-3-yl)-3-méthylbutanamide

C₂₉H₂₄FN₇O



marstacimabum #

marstacimab

immunoglobulin G1-lambda, anti-[*Homo sapiens* TFPI (tissue factor pathway inhibitor, extrinsic pathway inhibitor, EPI, lipoprotein-associated coagulation inhibitor, LACI)], *Homo sapiens* monoclonal antibody; gamma1 heavy chain (1-449) [*Homo sapiens* VH (IGHV3-23*01 (100%) -(IGHD) -IGHJ3*02 (100%)) [8.8.13] (1-120) -*Homo sapiens* IGHG1*03v, G1m3>G1m17, nG1m1 (CH1 R120>K (217) (121-218), hinge (219-233), CH2 L1.4>A (237), L1.3>A (238), G1>A (240) (234-343), CH3 E12 (359), M14 (361) (344-448), CHS K2>del (449)) (121-449)], (223-217')-disulfide with lambda light chain (1'-218') [*Homo sapiens* V-LAMBDA (IGLV1-40*01 (100%) - IGLJ2*01 (100%)) [9 3.12] (1'-112') -*Homo sapiens* IGLC2*01 (113-218')]; dimer (229-229":232-232")-bisdisulfide

masupirdinum


masupirdine

1-(2-bromobenzene-1-sulfonyl)-5-methoxy-3-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]-1*H*-indole

masupirdine

1-(2-bromobenzène-1-sulfonyl)-5-méthoxy-3-[(4-méthylpipérazin-1-yl)méthyl]-1*H*-indole

masupirdina

1-(2-bromobenceno-1-sulfonil)-5-metoxi-3-[(4-metilpiperazin-1-il)metil]-1*H*-indolC₂₁H₂₄BrN₃O₃S**miricorilantum**


miricorilant

6-(*trans*-4-phenylcyclohexyl)-5-[[3-(trifluoromethyl)phenyl]methyl]pyrimidine-2,4(1*H*,3*H*)-dione

miricorilant

6-(*trans*-4-phénylcyclohexyl)-5-[[3-(trifluorométhyl)phényl]méthyl]pyrimidine-2,4(1*H*,3*H*)-dione

miricorilant

6-(*trans*-4-fenilciclohexil)-5-[[3-(trifluorometil)fenil]metil]pirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-dionaC₂₄H₂₃N₂O₂F₃**mitazalimabum #**

mitazalimab

immunoglobulin G1-lambda, anti-[*Homo sapiens* CD40 (tumor necrosis factor receptor superfamily member 5, TNFRSF5)], humanized monoclonal antibody;
 gamma1 heavy chain (1-449) [humanized VH (IGHV3-48*01 (86.7%) -(IGHD) -IGHJ1*01 (100%)) [8.8.12] (1-119) -*Homo sapiens* IGHG1*01, G1m17,1 (CH1 K120 (216) (120-217), hinge (218-232), CH2 (233-342), CH3 D12 (358), L14 (360) (343-447), CHS (448-449)) (120-449)], (222-216')-disulfide with lambda light chain (1'-217') [humanized V-LAMBDA (*Homo sapiens* IGLV1-47*02 (90.9%) -IGLJ3*02 (100%)) [9.4.11] (1'-111') -*Homo sapiens* IGLC3*04 (112'-217')]; dimer (228-228":231-231")-bisdisulfide

mitazalimab

immunoglobuline G1-lambda, anti-[*Homo sapiens* CD40 (membre 5 de la superfamille des récepteurs du TNF, TNFRSF5)], anticorps monoclonal humanisé; chaîne lourde gamma1 (1-449) [VH humanisé (IGHV3-48*01 (86.7%) -(IGHD) -IGHJ1*01 (100%)) [8.8.12] (1-119) -*Homo sapiens*IGHG1*01, G1m17,1 (CH1 K120 (216) (120-217), charnière (218-232), CH2 (233-342), CH3 D12 (358), L14 (360) (343-447), CHS (448-449)) (120-449)], (222-216')-disulfure avec la chaîne légère lambda (1'-217') [V-LAMBDA humanisé (*Homo sapiens*IGLV1-47*02 (90.9%) -IGLJ3*02 (100%)) [9.4.11] (1'-111') -*Homo sapiens*IGLC3*04 (112'-217')]; dimère (228-228":231-231")-bisdisulfure

mitazalimab

immunoglobulina G1-lambda, anti-[*Homo sapiens* CD40 (miembro 5 de la superfamilia de los receptores del TNF, TNFRSF5)], anticuerpo monoclonal humanizado; cadena pesada gamma1 (1-449) [VH humanizado (IGHV3-48*01 (86.7%) -(IGHD) -IGHJ1*01 (100%)) [8.8.12] (1-119) -*Homo sapiens*IGHG1*01, G1m17,1 (CH1 K120 (216) (120-217), bisagra (218-232), CH2 (233-342), CH3 D12 (358), L14 (360) (343-447), CHS (448-449)) (120-449)], (222-216')-disulfuro con la cadena ligera lambda (1'-217') [V-LAMBDA humanizado (*Homo sapiens*IGLV1-47*02 (90.9%) -IGLJ3*02 (100%)) [9.4.11] (1'-111') -*Homo sapiens*IGLC3*04 (112'-217')]; dímero (228-228":231-231")-bisdisulfuro

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada
 EVQLLESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS TYGMHWVRQA PGKGLEWLSY 50
 ISGGSYIFY ADSVGRFTI SRDENSEALY LQMSLRAD TAVYYCARIL 100
 RGGSGMDLWG QGTLVTVSSA STKGPSVFPFL APSSKSTSGG TAALGCLVKD 150
 YFPEPVTWSW NSGALTSVGVH TFPAPVQLQSSG LYSLSVVTV PSSSLGTQTY 200
 ICNVNHKPSN TKVDKKVEPK SCDKTHCTCP CPAPELLGGP SVFLFPPKPK 250
 DTLMISTRPE VTCVVVDVSH EDPEVKFNWY VDGVEVHNAK TKPREEQVNS 300
 TYRIVSVLTV LHQDNLNGKE YKCKVSNKAL PAPIEKTISK AKGQPREPQV 350
 YTLPPSRDEL TKNQVSLTCL VKGFYPSDIA VEWESNGQPE NNYKTTTPVL 400
 DSDGSFFLYS KLTVDKSRWQ QGNVFSCSVM HEALHNHYTQ KSLSLSPGK 449

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera
 QSVLTQPPSA SGTPEGQRVTI SCTGSSSNIG AGYVNYWYQQ LPGTAPKLLI 50
 YGNINRPSGV PDRFSGSKSG TSASLAISGL RSEDEADYYC AAWDKSISGL 100
 VFGGGTKLTV LGQPKAAPSV TLFPSSSEEL QANKATLVCL ISDFYPGAVT 150
 VAWKADSSPV KAGVETTPPS KQSNNKYAAS SYLSLTPEQW KSHRSYSQCQ 200
 THEGSTVEKT VAPTECS 217

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro
 Intra-H (C23-C104) 22-96 146-202 263-323 369-427
 22"-96" 146"-202" 263"-323" 369"-427"
 Intra-L (C23-C104) 22-90' 139"-198'
 22"-90" 139"-198"
 Inter-H-L (h 5-CL 126) 222-216' 222"-216"
 Inter-H-H (h 11, h 14) 228-228" 231-231"

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación
 H CH2 N84 4:
 299, 299"

Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantennarios complejos fucosilados

mivavotinibum

mivavotinib


6-[[[(1*R*,2*S*)-2-aminocyclohexyl]amino]-7-fluoro-4-(1-méthyl-1*H*-pyrazol-4-yl)-1,2-dihydro-3*H*-pyrrolo[3,4-*c*]pyridin-3-one

mivavotinib

6-[[[(1*R*,2*S*)-2-aminocyclohexyl]amino]-7-fluoro-4-(1-méthyl-1*H*-pyrazol-4-yl)-1,2-dihydro-3*H*-pyrrolo[3,4-*c*]pyridin-3-one

mivavotinib

6-[[[(1*R*,2*S*)-2-aminociclohexit]amino]-7-fluoro-4-(1-metil-1*H*-pirazol-4-il)-1,2-dihidro-3*H*-pirrolo[3,4-*c*]piridin-3-ona

C₁₇H₂₁FN₆O**murlentamabum #**

murlentamab

immunoglobulin G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* AMHR2 (anti-Müllerian hormone (AMH) receptor type 2, Müllerian inhibiting substance type II receptor, MISRII, MISR2)], humanized monoclonal antibody; gamma1 heavy chain (1-445) [humanized VH (*Homo sapiens*IGHV1-3*01 (90.8%) -(IGHD)-IGHJ4*01 (92.9%)) [8.8.8] (1-115) -*Homo sapiens*IGHG1*01, G1m17,1 (CH1 K120 (212) (116-213), hinge (214-228), CH2 (229-338), CH3 D12 (354), M14 (356) (339-443), CHS (444-445)) (116-445)], (218-213')-disulfide with kappa light chain (1'-213') [humanized V-KAPPA (*Homo sapiens*IGKV1-5*01 (86.2%) -IGKJ4*01 (100%)) [5.3.9] (1'-106') -*Homo sapiens*IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191)(107'-213')]; dimer (224-224":227-227")-bisdisulfide

murlentamab

immunoglobuline G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* AMHR2 (récepteur de type 2 de l'hormone anti-müllérienne, récepteur de type II de la substance inhibitrice müllérienne, MISRII, MISR2)], anticorps monoclonal humanisé; chaîne lourde gamma1 (1-445) [VH humanisé (*Homo sapiens*IGHV1-3*01 (90.80%) -(IGHD)-IGHJ4*01 (92.9%)) [8.8.8] (1-115) -*Homo sapiens*IGHG1*01, G1m17,1 (CH1 K120 (212) (116-213), charnière (214-228), CH2 (229-338), CH3 D12 (354), M14 (356) (339-443), CHS (444-445)) (116-445)], (218-213')-disulfure avec la chaîne légère kappa (1'-213') [V-KAPPA humanisé (*Homo sapiens*IGKV1-5*01 (86.2%) -IGKJ4*01 (100%)) [5.3.9] (1'-106') -*Homo sapiens*IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191) (107'-213')]; dimère (224-224":227-227")-bisdisulfure

murlentamab

inmunoglobulina G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* AMHR2 (receptor de tipo 2 de la hormona anti-mülleriana, receptor de tipo II de la sustancia inhibidora mülleriana, MISRII, MISR2)], anticuerpo monoclonal humanizado;

cadena pesada gamma1 (1-445) [VH humanizado (*Homo sapiens*IGHV1-3*01 (90.80%) -(IGHD)-IGHJ4*01 (92.9%)) [8.8] (1-115) -*Homo sapiens*IGHG1*01, G1m17,1 (CH1 K120 (212) (116-213), bisagra (214-228), CH2 (229-338), CH3 D12 (354), M14 (356) (339-443), CH5 (444-445)) (116-445)], (218-213')-disulfuro con la cadena ligera kappa (1'-213') [V-KAPPA humanizado (*Homo sapiens*IGKV1-5*01 (86.2%) -IGKJ4*01 (100%)) [5 3.9] (1'-106') -*Homo sapiens*IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191) (107'-213)]; dímero (224-224":227-227")-bisulfuro

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada			
QVRLVQSGAE	VKKPGASVKV	SCRKASGYTFT	SYIHHWVRQA PGQRLEWGMG 50
IYPGDDSTKY	SQKFGQGRVTI	TRDTSASTAY	MELSSLRSED TAVYYCTRGD 100
RFAYWGGQTL	VTYSSASTRG	PSVFPPLAPSS	KSTSGGTAAL GCLVKDYFPE 150
PVTVSWNSGA	LTSQVHTFPA	VLQSSGLYSL	SSVTVTPSSS LGTQTYICNV 200
NHKPSNTKVD	KKVEPKSCDK	THTCPPCPAP	ELLGGPSVFL FPPKPKDTLM 250
ISRTPEVTCV	VVDVSHEDPE	VKFNWYVDGV	EVHNAKTKPR EEQYNSTYRV 300
VSVLTVLHQD	WLNKGEYKCK	VSNKALPAPI	EKTIISKAKGQ PREPQVYTLF 350
PSRDELTKNQ	VSLTCLVKGF	YPSDIAVEWE	SNGQPENNYK TTPFVLDSDG 400
SFFLYSKLTV	DKSRWQQGNV	FSCVMHEAL	HNHYTQKSLS LSPGK 445
Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera			
DIQMTQSPST	LSASVGRVIT	ITCRASSSVR	YIAWYQQKPG KAPKLLTYPT 50
SSLKSGVPSR	FSGSGSGTEF	TLTISSLQPD	DFATYVCLQW SSYPWTFGGG 100
TKVEIKRTVA	APSVFIFPPS	DEQLKSGTAS	VVCLLNNFYP REAKVQNKVD 150
NALQSGNSQE	SVTEQDSKDS	TYSLSSITLL	SKADYEKHKV YACEVTHQGL 200
SSPVTKSFNR	GEC		213

Post-translational modifications

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro

Intra-H (C23-C104)	22-96	142-198	259-319	365-423
	22"-96"	142"-198"	259"-319"	365"-423"
Intra-L (C23-C104)	23-87	133-193		
	23"-87"	133"-193"		
Inter-H-L (h 5-CL 126)	218-213'	218"-213"		
Inter-H-H (h 11, h 14)	224-224"	227-227'		

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación

H CH2 N84.4 295, 295"

Low fucosylated complex bi-antennary rat myeloma YB2/0-type glycans / glycanes de type myélome de rat YB2/0 bi-antennaires complexes faiblement fucosylés / glicanos de tipo mieloma de rata YB2/0 biantennarios complejos bajo fucosilados

neluxicaponum

neluxicapone


4,5-dihydroxy-2-[(4-methylphenyl)methyl]benzene-1,3-dicarbonitrile

néluxicapone

4,5-dihydroxy-2-[(4-méthylphényl)méthyl]benzène-1,3-dicarbonitrile

neluxicipona

4,5-dihidroxi-2-[(4-metilfenil)metil]benzeno-1,3-dicarbonitrilo

C₁₆H₁₂N₂O₂

nerinetidum

nerinetide


L-tyrosylglycyl-L-arginyl-L-lysyl-L-lysyl-L-arginyl-L-arginyl-L-glutaminy-L-arginyl-L-arginyl-L-arginyl-L-lysyl-L-leucyl-L-seryl-L-seryl-L-isoleucyl-L- α -glutamyl-L-seryl-L- α -aspartyl-L-valine

nérinétide

L-tyrosylglycyl-L-arginyl-L-lysyl-L-lysyl-L-arginyl-L-arginyl-L-glutaminy-L-arginyl-L-arginyl-L-arginyl-L-lysyl-L-leucyl-L-séryl-L-séryl-L-isoleucyl-L- α -glutamyl-L-séryl-L- α -aspartyl-L-valine

nerinetida

L-tirosilglicil-L-arginil-L-lisil-L-lisil-L-arginil-L-arginil-L-glutamini-L-arginil-L-arginil-L-arginil-L-lisil-L-leucil-L-seril-L-seril-L-isoleucil-L- α -glutamil-L-seril-L- α -aspartil-L-valina



nevanimibum

nevanimibe



N-({1-[4-(dimethylamino)phenyl]cyclopentyl)methyl}-*N*-[2,6-di(propan-2-yl)phenyl]urea

névanimibe

N-({1-[4-(diméthylamino)phényl]cyclopentyl)méthyl}-*N*-[2,6-di(propan-2-yl)phényl]urée

nevanimiba

N-({1-[4-(dimetilamino)fenil]ciclopentil}metil)-*N*-[2,6-di(propan-2-il)fenil]urea



nirsevimabum #

nirsevimab

immunoglobulin G1-kappa, anti-[human respiratory virus (RSV) fusion glycoprotein F], monoclonal antibody; gamma1 heavy chain (1-456) [VH (*Homo sapiens*IGHV1-69*01 (82.5%) -IGHD)-IGHJ4*01 (93.3%)] [8.8.19] (1-126) -*Homo sapiens*IGHG1*03, G1m3, nG1m1 (CH1 R120 (223) (127-224), hinge (225-239), CH2 M15.1>Y (261), S16>T (263), T18>E (265) (240-349), CH3 E12 (365), M14 (367) (350-454), CHS (455-456)) (127-456)], (229-214')-disulfide with kappa light chain (1'-214') [V-KAPPA (*Homo sapiens*IGKV1-33*01 (93.7%) -IGKJ4*01 (100%)] [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens*IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214''); dimer (235-235':238-238'')-bisdisulfide

nirsévimab

immunoglobuline G1-kappa, anti-[glycoprotéine de fusion F du virus respiratoire syncytial (VRS) humain], anticorps monoclonal;
chaîne lourde gamma1 (1-456) [VH (*Homo sapiens* IGHV1-69*01 (82.5%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (93.3%)) [8.8.19] (1-126) -*Homo sapiens* IGHG1*03, G1m3, nG1m1 (CH1 R120 (223) (127-224), charnière (225-239), CH2 M15.1>Y (261), S16>T (263), T18>E (265) (240-349), CH3 E12 (365), M14 (367) (350-454), CHS (455-456)) (127-456)], (229-214')-disulfure avec la chaîne légère kappa (1'-214') [V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV1-33*01 (93.7%) - IGKJ4*01 (100%)) [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]; dimère (235-235":238-238")-bisdisulfure

nirsevimab

immunoglobulina G1-kappa, anti-[glicoproteína de fusión F del virus respiratorio sincitial (VRS) humano], anticuerpo monoclonal;
cadena pesada gamma1 (1-456) [VH (*Homo sapiens* IGHV1-69*01 (82.5%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (93.3%)) [8.8.19] (1-126) -*Homo sapiens* IGHG1*03, G1m3, nG1m1 (CH1 R120 (223) (127-224), bisagra (225-239), CH2 M15.1>Y (261), S16>T (263), T18>E (265) (240-349), CH3 E12 (365), M14 (367) (350-454), CHS (455-456)) (127-456)], (229-214')-disulfuro con la cadena ligera kappa (1'-214') [V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV1-33*01 (93.7%) - IGKJ4*01 (100%)) [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]; dímero (235-235":238-238")-bisdisulfuro

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada

QVQLVQSGAE	VKKPGSSVMV	SCQASGELLE	DYIINWVRQA	PGQGPPEWGG	50
IIPVLGTVHY	GPKFQGRVTI	TADESTDTAY	MELSSLRSED	TAMYCATET	100
ALVVSSETYLP	HYFDNWGGQT	LVTVSSASTK	GPSVFLPLAS	SKSTSGGTAA	150
LGCLVKDYFP	EPVTVSNWSG	ALTSGVHTFP	AVLQSSGLYS	LSSVTVVPS	200
SLGQTQYICN	VNHKPSNTVK	DKRVEPKSCD	KTHTCPPEPA	PELLGGPSVF	250
LFPKPKDTL	YITREPEVTC	VVDVSHEDP	EVKFNWYVDG	VEVHNAKTKP	300
REEQYNSTYR	VVSVLTVLHQ	DWLNKGKEYK	KVSNKALPAP	IEKTIISKAKG	350
QPREPQVYTL	PFSREEMTKN	QVSLTCLVKG	FYPSDIAVEW	ESNGQPENNY	400
KTTTPVLDSD	GSFFLYSKLT	VDKSRWQQGN	VFSCSVMHEA	LHNHYTQKSL	450
SLSPGK					456

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera

DIQMTQSPSS	LSAAVGRVTV	ITCQASQDIV	NYLNWYQQK	GKAPKLLIYV	50
ASNLETGVPS	RFSGSGSGTD	FSLTISLSLQ	EDVATYYCQQ	YDNLPLTFGG	100
GTKVEIKRTV	AAPSVPFIFPP	SDEQLKSGTA	SVVCLLNPFY	PREAKVQWKV	150
DNALQSGNSQ	ESVTEQDSKD	STYLSLSTLT	LSKADYEKHK	VYACEVTHQG	200
LSSPVTKSNF	RGEC				214

Post-translational modifications

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro

Intra-H (C23-C104) 22-96 153-209 270-330 376-434
22"-96" 153"-209" 270"-330" 376"-434"

Intra-L (C23-C104) 23"-88" 134"-194"
23"-88" 134"-194"

Inter-H-L (h5-CL 126) 229-214' 229"-214"

Inter-H-H (h 11, h 14) 235-235' 238-238'

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación

H CH2 N84 4:

306, 306"

Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantennarios complejos fucosilados

nomacopanum # nomacopan	complement inhibitor from <i>Ornithodoros moubata</i> (soft tick or Argasid tick), produced in <i>Escherichia coli</i>
nomacopan	inhibiteur du complément de <i>Ornithodoros moubata</i> (tique molle ou Argasidé), produit dans <i>Escherichia coli</i>
nomacopán	inhibidor del complemento de <i>Ornithodoros moubata</i> (garrapata o Argásido), producido en <i>Escherichia coli</i>
	C ₇₂₀ H ₁₁₀₇ N ₁₉₇ O ₂₄₄ S ₁₁
	Sequence / Séquence / Secuencia DSESDCTGSE PVDAFQAFSE GKEAYVLVRS TDFKARDCLK GEPAGEKQDN 50 TLPVMMTFKN GTDWASTDWT FTLDGAKVTA TLGNLTQNRV VVYDSQSHHC 100 HVDKVEKEVP DYEMWMLDAG GLEVEVECCR QKLEELASGR NQMYPHLKDC 150
	Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro 6-128 38-150 100-129
obexelimabum # obexelimab	immunoglobulin G1-kappa, anti-[<i>Homo sapiens</i> CD19 (B lymphocyte surface antigen B4, Leu-12)], monoclonal antibody; gamma1 heavy chain (1-451) [VH (<i>Mus musculus</i> IGHV1-14*01 (77.6%)/ <i>Homo sapiens</i> IGHV1-3*01 (73.5%) - (IGHD)- <i>Homo sapiens</i> IGHJ4*01 (100%)] [8.8.14] (1-121) - <i>Homo sapiens</i> IGHG1*03v, G1m3>G1m17, nG1m1 (CH1 R120>K (218) (122-219), hinge (220-234), CH2 S29>E (271), L113>F (332) (235-344), CH3 E12 (360), M14 (362) (345-449), CHS (450-451)) (122-451)], (224-219')-disulfide with kappa light chain (1'-219') [V-KAPPA (<i>Mus musculus</i> IGKV2-137*01 (75.0%)/ <i>Homo sapiens</i> IGKV3D-11*03 (73.7%) - <i>Homo sapiens</i> IGKJ2*01 (90.9%)] [11.3.9] (1'-112') - <i>Homo sapiens</i> IGKC*01, Km3 A45.1 (158), V101 (196) (113'-219')]; dimer (230-230":233-233")-bisdisulfide
obéxélimab	immunoglobuline G1-kappa, anti-[<i>Homo sapiens</i> CD19 (antigène de surface B4 des lymphocytes B, Leu-12)], anticorps monoclonal; chaîne lourde gamma1 (1-451) [VH (<i>Mus musculus</i> IGHV1-14*01 (77.6%)/ <i>Homo sapiens</i> IGHV1-3*01 (73.5%) - (IGHD)- <i>Homo sapiens</i> IGHJ4*01 (100%)] [8.8.14] (1-121) - <i>Homo sapiens</i> IGHG1*03v, G1m3>G1m17, nG1m1 (CH1 R120>K (218) (122-219), charnière (220-234), CH2 S29>E (271), L113>F (332) (235-344), CH3 E12 (360), M14 (362) (345-449), CHS (450-451)) (122-451)], (224-219')-disulfure avec la chaîne légère kappa (1'-219') [V-KAPPA (<i>Mus musculus</i> IGKV2-137*01 (75.0%)/ <i>Homo sapiens</i> IGKV3D-11*03 (73.7%) - <i>Homo sapiens</i> IGKJ2*01 (90.9%)] [11.3.9] (1'-112') - <i>Homo sapiens</i> IGKC*01, Km3 A45.1 (158), V101 (196) (113'-219')]; dimère (230-230":233-233")-bisdisulfure
obexelimab	inmunoglobulina G1-kappa, anti-[<i>Homo sapiens</i> CD19 (antígeno de superficie B4 de los linfocitos B, Leu-12)], anticuerpo monoclonal;

cadena pesada gamma1 (1-451) [VH (*Mus musculus* IGHV1-14*01 (77.6%)/*Homo sapiens* IGHV1-3*01 (73.5%) -(IGHD)-*Homo sapiens* IGHJ4*01 (100%)] [8.8.14] (1-121) -*Homo sapiens* IGHG1*03v, G1m3>G1m17, nG1m1 (CH1 R120>K (218) (122-219), bisagra (220-234), CH2 S29>E (271), L113>F (332) (235-344), CH3 E12 (360), M14 (362) (345-449), CHS (450-451)) (122-451)], (224-219')-disulfuro con la cadena ligera kappa (1'-219') [V-KAPPA (*Mus musculus* IGKV2-137*01 (75.0%)/*Homo sapiens* IGKV3D-11*03 (73.7%) -*Homo sapiens* IGKJ2*01 (90.9%)] [11.3.9] (1'-112') -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (158), V101 (196) (113'-219)]; dímero (230-230":233-233")-bisdisulfuro

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada

EVQLVESGGG	LVPKGGSLKL	SCAASGYTFT	SYVMHWVRQA	PGKGLEWIGY	50
INPYNDGTKY	NEKFGQRVTI	SSDKSISTAY	MELSSLRSED	TAMYYCARGT	100
YYYGRVFDY	WQQTIVTTS	SASTKGPSVF	PLAPSSKSTS	GCTAALGCLV	150
KDYFPEPFTV	SWNSGALTSG	VHTFPAVLQS	SGLYSLSSVV	TVPSSSLGTQ	200
TYICNVNHKP	SNTKVDKQVE	PKSCDKTHTC	PPCPAPELLG	GPSVFLFPPK	250
PKDTLMISRT	PEVTCVVVDV	EHEDEPEVKFN	WYVDGVEVHN	AKTKPREEQY	300
NSTYRVVSVL	TVLHQDWLNG	KEYKCKVSNK	AFPAPIEKTI	SKAKGQPREP	350
QVYTLPPSRE	EMTKNQVSLT	CLVKGFPYPSD	IAVEWESNGQ	PENNYKTTTP	400
VLDSDGSFFL	YSKLTVDKSR	WQQGNVFSFS	VMHEALHNHY	TQKSLSLSPG	450
K					451

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera

DIVMTQSPAT	LSLSPGERAT	LSCRSSKSLQ	NVNGNTLYYM	FQQKPGQSPQ	50
LLIYRMSNLN	SGVPDFRFSGS	GSGETFTLTI	SSLPEDEFAV	YICMQHLEYP	100
ITFGAGTKLE	IKRTVAAPSV	FIFPPSDEQL	KSGTASVWCL	LNNFYPREAK	150
VQWVKVDNALQ	SGNSQESVTE	QDSKSTYISL	SSTLTLSKAD	YERHKVYACE	200
VTHQGLSSPV	TKSFNRGEC				219

Post-translational modifications

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro

Intra-H (C23-C104) 22"-96 148"-204 265"-325 371"-429
 22"-96" 148"-204" 265"-325" 371"-429"

Intra-L (C23-C104) 23"-93" 139"-199"
 23"-93" 139"-199"

Inter-H-L (h 5-CL 126) 224-219" 224"-219"

Inter-H-H (h 11, h 14) 230-230" 233-233"

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación

H CH2N84.4:
 301, 301"

Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantennarios complejos fucosilados.

odevixibat

odevixibat



(2*S*)-2-[(2*R*)-2-(2-[[3,3-dibutyl-7-(methylsulfanyl)-1,1-dioxo-5-phenyl-2,3,4,5-tetrahydro-1*H*-1λ⁶,2,5-benzothiadiazepin-8-yl]oxy]acetamido)-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido]butanoic acid

odévixibat

acide (2*S*)-2-[(2*R*)-2-(2-[[3,3-dibutyl-7-(méthylsulfanyl)-1,1-dioxo-5-phényl-2,3,4,5-tétrahyd-ro-1*H*-1λ⁶,2,5-benzothiadiazépin-8-yl]oxy]acétamido)-2-(4-hydroxyphényl)acétamido]butanoïque

odevixibat

ácido (2*S*)-2-[(2*R*)-2-(2-[[3,3-dibutyl-7-(metilsulfanil)-1,1-dioxo-5-fenil-2,3,4,5-tetrahid-ro-1*H*-1λ⁶,2,5-benzotiadiazepin-8-il]oxi]acetamido)-2-(4-hidroxifenil)acetamido]butanoico



olacaftorum

olacaftor


N-(benzenesulfonyl)-6-[3-fluoro-5-(2-methylpropoxy)phenyl]-2-[(4*S*)-2,2,4-trimethylpyrrolidin-1-yl]pyridine-3-carboxamide

olacaftor

N-(benzènesulfonyl)-6-[3-fluoro-5-(2-méthylpropoxy)phényl]-2-[(4*S*)-2,2,4-triméthylpyrrolidin-1-yl]pyridine-3-carboxamide

olacaftor

N-(benzenosulfonyl)-6-[3-fluoro-5-(2-metilpropoxi)fenil]-2-[(4*S*)-2,2,4-trimetilpirrolidin-1-il]piridina-3-carboxamida



olenasufligenum relduparvovecum #

olenasufligene relduparvovec

A recombinant non-replicating adeno-associated virus serotype rh.10 (AAVrh.10) vector, comprised of a recombinant genome with the AAV2 Inverted Terminal Repeats (ITR) packaged into an AAVrh.10 capsid, expressing the human N-sulfoglucosamine sulfohydrolase (hSGSH) cDNA, under the control of the CMV immediate early enhancer/chicken β actin (CAG) promoter and a bovine hGH polyA transcription termination site.

olénasufligène relduparvovec

vecteur viral adéno-associé de sérotype rh.10 recombinant non-répliquant (AAVrh.10), comprenant un génome fait de séquences inverses terminales répétées (ITR) de AAV2 empaquetées dans une capside de AAVrh.10, exprimant l'ADNc de la N-sulfoglucosamine sulfohydrolase humaine (hSGSH), sous le contrôle du promoteur du CMV (cytomégalo virus) immédiat précoce / du promoteur de l'actine β du poulet et une séquence poly A de la hGH bovine comme terminaison de la transcription.

olenasufliɡén relduparovec

Un vector de virus adenoasociado recombinante no replicativo de serotipo rh.10 (AAVrh.10), compuesto por un genoma recombinante con las Repeticiones Terminales Invertidas (ITR) empaquetadas en una cápside de AAVrh.10, expresando el cDNA de la N-sulfoglucosamina sulfhidrolasa humana, bajo el control del enhancer inmediato temprano del CMV/promotor de la b actina de pollo y un sitio poli A de la hGH bovina como terminación de la transcripción.

olinvacimabum #
olinvacimab

immunoglobulin G1_V-lambda-C-kappa, anti-[*Homo sapiens* KDR (kinase insert domain receptor, vascular endothelial growth factor receptor 2, VEGFR2, VEGF-R2, FLK1, CD309)], monoclonal antibody; gamma1 heavy chain (1-462) [N-terminal 6-mer (1-6) - VH (*Homo sapiens*IGHV1-3*01 (84.7%) -(IGHD) - IGHJ4*01 (100%)) [8.8.14] (7-127) -5-mer linker (128-132) -*Homo sapiens*IGHG1*03, G1m3, nG1m1 (CH1 R120 (229) (133-230), hinge(231-245), CH2(246-355), CH3E12 (371), M14 (373) (356-460), CHS (461-462)) (133-462)], (235-227')-disulfide with V-lambda-C-kappa light chain (1'-227') [N-terminal 5-mer (1'-5') -V-LAMBDA (*Homo sapiens*IGLV3-21*01 (81.2%) -IGLJ1*01 (100%)) [6.3.10] (6'-112') -8-mer linker(113'-120') -*Homo sapiens*IGKC*01 T1.3>S (122), Km3 A45.1 (166), V101 (204) (121'-227')]; dimer (241-241":244-244")-bisdisulfide

olinvacimab

immunoglobuline G1_V-lambda-C-kappa, anti-[*Homo sapiens* KDR (récepteur à domaine insert kinase, récepteur 2 du facteur de croissance endothélial vasculaire, VEGFR2, VEGF-R2, FLK1, CD309)], anticorps monoclonal; chaîne lourde gamma1 (1-462) [6-mer N-terminal (1-6) - VH (*Homo sapiens*IGHV1-3*01 (84.7%) -(IGHD) - IGHJ4*01 (100%)) [8.8.14] (7-127) -5-mer linker (128-132) -*Homo sapiens*IGHG1*03, G1m3, nG1m1 (CH1 R120 (229) (133-230), charnière (231-245), CH2(246-355), CH3E12 (371), M14 (373) (356-460), CHS (461-462)) (133-462)], (235-227')-disulfure avec la chaîne légère V-lambda-C-kappa (1'-227') [5-mer N-terminal (1'-5') -V-LAMBDA (*Homo sapiens*IGLV3-21*01 (81.2%) -IGLJ1*01 (100%)) [6.3.10] (6'-112') -8-mer linker (113'-120') -*Homo sapiens*IGKC*01 T1.3>S (122), Km3 A45.1 (166), V101 (204) (121'-227')]; dimère (241-241":244-244")-bisdisulfure

olinvacimab

immunoglobulina G1_V-lambda-C-kappa, anti-[*Homo sapiens* KDR (receptor con dominio inserto kinasa, receptor 2 del factor de crecimiento endotelial vascular, VEGFR2, VEGF-R2, FLK1, CD309)], anticuerpo monoclonal;

cadena pesada gamma1 (1-462) [6-mer N-terminal (1-6) -VH (*Homo sapiens*IGHV1-3*01 (84.7%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (100%)) [8.8.14] (7-127) -5-mer ligante (128-132) -*Homo sapiens*IGHG1*03, G1m3, nG1m1 (CH1 R120 (229) (133-230), bisagra(231-245), CH2(246-355), CH3E12 (371), M14 (373) (356-460), CHS (461-462)) (133-462)], (235-227')-disulfuro con la cadena ligera V-lambda-C-kappa (1'-227') [5-mer N-terminal (1'-5') -V-LAMBDA (*Homo sapiens*IGLV3-21*01 (81.2%) -IGLJ1*01 (100%)) [6.3.10] (6'-112') -8-mer ligante (113'-120') -*Homo sapiens*IGKC*01 T1.3>S (122), Km3 A45.1 (166), V101 (204) (121'-227'')]; dímero (241-241''-244-244'')-bisdisulfuro

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada

AQPAMAQMQL VQSGAEVKKP GASVKLSCKA SGYTFSSYWM HWVRQAPGQR 50
LEWMGEINPG NGHTNYNEKF KSRVTITVDK SASTAYMELS SLRSEDATVY 100
YCAKIWGPSTL TSPFDYWGQG TLVTVSSGLG GLASTKGPVS FPLAPSSKST 150
SGGTAALGCL VKDYFPEPVT VSNNSGALTS GVHTFPAVLQ SSGLYLSLSSV 200
VTVPSSSLGT QTYICNVNHK PSNTKVDKRV EPKSCDKTHT CPPCPAPELL 250
GGPSVFLFPP KPKDTLMISR TPEVTCVVVD VSHEDPEVKF NWYVDGVEVH 300
NAKTKPREEQ YNSTYRVVSV LTVLHQDWLN GKEYKCKVSN KALPAPIEKT 350
ISKAKGQPRE PQVYTLPPSR EEMTRKQVSL TCLVKGFPYPS DIAVEWESNG 400
QPENNYKTFP FVLDSGDSFF LYSKLTVDKS RWQQGNVFSC SVMHEALHNH 450
YTQKSLSLSP GK 462

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera

SGVGSNEMLT QPPSVSVSPG KTARITCRGD NLGDVNVHVV QQRPGQAPVL 50
VMYDADRP S GIPERFSGSN SGNATLTI S GVEAGDEADY YCQVWDRTE 100
YVFGTGKVT VLGGSASLVE RSVAAAPSYFI FPPSDEQLKS GTASVVCLLN 150
NFYPREAKVQ WKVDNALQSG NSQESVTEQD SKDSTYSLSS TLTLKADYE 200
KHKVYACEVT HQGLSSPVTK SFNRGEC 227

Post-translational modifications

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro

Intra-H (C23-C104) 28-102 159-215 276-336 382-440
28"-102" 159"-215" 276"-336" 382"-440"

Intra-L (C23-C104) 27"-92" 147"-207"
27"-92" 147"-207"

Inter-H-L (h 5-CL 126) 235-227" 235"-227"

Inter-H-H (h 11, h 14) 241-241" 244-244"

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación

H CH2 N84.4:

312, 312"

Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantennarios complejos fucosilados

olorinabum

olorinab



3-[(4a,5,5a,5)-3-[[[(2,5)-1-hydroxy-3,3-dimethylbutan-2-yl]carbamoyl]-4,4a,5,5a-tetrahydro-1H-cyclopropa[4,5]cyclopenta[1,2-c]pyrazol-1-yl]pyrazine 1-oxide

olorinab

1-oxyde de 3-[(4a,5,5a,5)-3-[[[(2,5)-1-hydroxy-3,3-diméthylbutan-2-yl]carbamoyl]-4,4a,5,5a-tétrahydro-1H-cyclopropa[4,5]cyclopenta[1,2-c]pyrazol-1-yl]pyrazine

olorinab

1-óxido de 3-[(4a,5,5a,5)-3-[[[(2,5)-1-hidroxi-3,3-dimetilbutan-2-il]carbamoil]-4,4a,5,5a-tetrahidro-1H-ciclopropa[4,5]ciclopenta[1,2-c]pirazol-1-il]pirazina



omburtamabum #
omburtamab

immunoglobulin G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* CD276 (B7H3, B7-H3, B7RP-2)], *Mus musculus* monoclonal antibody;
gamma1 heavy chain (1-442) [*Mus musculus* VH (IGHV1-85*01 (88.8%) -(IGHD) -IGHJ3*01 (100%)) [8.8.11] (1-118) -*Mus musculus* IGHG1*02 (CH1 Q100>E (196) (119-215), hinge (216-228), CH2 K81>Q (285), I84.3>F (291) (229-335), CH3 N27>D (366) (336-440), CHS (441-442)) (119-442)], (220-214')-disulfide with kappa light chain (1'-214') [*Mus musculus* V-KAPPA (IGKV5-39*01 (100%) -IGKJ5*01 (100%)) [6.3.9] (1'-107') -*Mus musculus* IGKC*01 (100%) (108'-214')]; dimer (222-222":225-225":227-227")-trisulfide

omburtamab

immunoglobuline G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* CD276 (B7H3, B7-H3, B7RP-2)], *Mus musculus* anticorps monoclonal;
chaîne lourde gamma1 (1-442) [*Mus musculus* VH (IGHV1-85*01 (88.8%) -(IGHD) -IGHJ3*01 (100%)) [8.8.11] (1-118) -*Mus musculus* IGHG1*02 (CH1 Q100>E (196) (119-215), charnière (216-228), CH2 K81>Q (285), I84.3>F (291) (229-335), CH3 N27>D (366) (336-440), CHS (441-442)) (119-442)], (220-214')-disulfure avec la chaîne légère kappa (1'-214') [*Mus musculus* V-KAPPA (IGKV5-39*01 (100%) -IGKJ5*01 (100%)) [6.3.9] (1'-107') -*Mus musculus* IGKC*01 (100%) (108'-214')]; dimère (222-222":225-225":227-227")-trisulfure

omburtamab

inmunoglobulina G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* CD276 (B7H3, B7-H3, B7RP-2)], *Mus musculus* anticuerpo monoclonal;
cadena pesada gamma1 (1-442) [*Mus musculus* VH (IGHV1-85*01 (88.8%) -(IGHD) -IGHJ3*01 (100%)) [8.8.11] (1-118) -*Mus musculus* IGHG1*02 (CH1 Q100>E (196) (119-215), bisagra (216-228), CH2 K81>Q (285), I84.3>F (291) (229-335), CH3 N27>D (366) (336-440), CHS (441-442)) (119-442)], (220-214')-disulfuro con la cadena ligera kappa (1'-214') [*Mus musculus* V-KAPPA (IGKV5-39*01 (100%) -IGKJ5*01 (100%)) [6.3.9] (1'-107') -*Mus musculus* IGKC*01 (100%) (108'-214')]; dímero (222-222":225-225":227-227")-trisulfuro

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada
 QVQLQSGAE LVKPGASVKL SCKASGYTFE NYDINWVRQR PEQGLEWIGW 50
 IFPGDGSTQY NEKFKGKATL TTDTSSTAY MQLSRLTSED SAVYFCARQT 100
 TATWFAYWGQ GTLVTVSAAK TTPPSVYPLA PGSAQAQNSM VTLGCLVKGY 150
 FPEPVTYWN SGLSSGVHT FFAVLQSDLY TLSSSVTVPS STWPSYTVTC 200
 NVAHPASSTK VDKKIVPRDC GCKPCICTVF EVSSVFIFFP KPKDVLITIL 250
 TPKVTCVVD ISKDDPEVQF SWEFDDVEVH TAQTQPREEQ FNSTFRSVSE 300
 LPIHQDWLN GKFKCRVNS AAFPAPLEKT ISKTGGRPKA PQVYTI PPPK 350
 EQMAKDKVSL TCMITDFPE DITVEWQWNG QPAENYKNTQ PIMDTDGSYF 400
 VYSKLNQKS NWEAGNTFTC SVLHEGLHNN HTEKSLSHSP GK 442

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera
 DIVMTQSPAT LSVTFGDRVS LSCRASQSI S DYLHWYQQKS HESPRLLIKY 50
 ASQISGISPS RFGSGSGSD FTLSINSVPE EDVGVVYQCN GHSFPLTFGA 100
 GTKLELKRAD AAPTQVSIFFP SSEQLTSGGA SVVCFNLNFY PKDINVKWKI 150
 DGSERQNGVL NSWTDQDSKD STYSMSSTLT LTKDEYERHN SYTCEATHKT 200
 TSPPIVKSFN RNEC 214

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro

Intra-H (C23-C104) 22°-96' 145°-200' 256°-316' 362°-420'
 22°-96" 145°-200" 256°-316" 362°-420"

Intra-L (C23-C104) 23°-88' 134°-194'
 23°-88" 134°-194"

Inter-H-L (h 5-CL 126) 220°-214' 220°-214"

Inter-H-H (h 7, h 10, h 12) 222°-222' 225°-225" 227°-227"

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación

H CH2 N84.4:

292, 292"

Mus musculus hybridoma-type glycans / glycanes de type hybridome de *Mus musculus* /

glicanos de tipo hibridoma de *Mus musculus*

C-terminal lysine clipping:

H CHS K2:

442, 442"

(14.7% of H chain without the C-terminal lysine)

ontamalimabum #
 ontamalimab

immunoglobulin G2-kappa, anti-[*Homo sapiens* MADCAM1 (mucosal vascular addressin cell adhesion molecule 1, mucosal addressin cell adhesion molecule-1, MADCAM-1, MACAM1)], *Homo sapiens* monoclonal antibody;
 gamma2 heavy chain (1-450) [*Homo sapiens* VH (IGHV1-18*01 (93.9%) -(IGHD) -IGHJ6*01 (100%)) [8.8.17] (1-124) -*Homo sapiens*IGHG2*01, G2m.. (CH1 (125-222), hinge (223-234), CH2 V45.1 (285) (235-343), CH3 (344-448), CHS (449-450)) (125-450)], (138-219')-disulfide with kappa light chain (1'-219') [*Homo sapiens* V-KAPPA (IGKV2D-29*1 (96.0%) -IGKJ1*01 (100%)) [11.3.9] (1'-112') -*Homo sapiens*IGKC*01, Km3 A45.1 (158), V101 (196) (113'-219')]; dimer (226-226":227-227":230-230":233-233")-tetrakisdisulfide

ontamalimab

immunoglobuline G2-kappa, anti-[*Homo sapiens* MADCAM1 (molécule 1 d'adhésion cellulaire adressine de muqueuse vasculaire, molécule-1 d'adhésion cellulaire adressine de muqueuse, MAdCAM-1, MACAM1)], *Homo sapiens* anticorps monoclonal; chaîne lourde gamma2 (1-450) [*Homo sapiens* VH (IGHV1-18*01 (93.9%) -(IGHD) -IGHJ6*01 (100%)) [8.8.17] (1-124) -*Homo sapiens*IGHG2*01, G2m.. (CH1 (125-222), charnière (223-234), CH2 V45.1 (285) (235-343), CH3 (344-448), CHS (449-450)) (125-450)], (138-219')-disulfure avec la chaîne légère kappa (1'-219') [*Homo sapiens* V-KAPPA (IGKV2D-29*1 (96.0%) -IGKJ1*01 (100%)) [11.3.9] (1'-112') -*Homo sapiens*IGKC*01, Km3 A45.1 (158), V101 (196) (113'-219')]; dimère (226-226":227-227":230-230":233-233")-tétrakisdisulfure

ontamalimab

inmunoglobulina G2-kappa, anti-[*Homo sapiens* MADCAM1 (molécula 1 de adhesión celular adresina de mucosa vascular, molécula-1 de adhesión celular adresina de mucosa, MAdCAM-1, MACAM1)], *Homo sapiens* anticuerpo monoclonal; cadena pesada gamma2 (1-450) [*Homo sapiens* VH (IGHV1-18*01 (93.9%) -(IGHD) -IGHJ6*01 (100%)) [8.8.17] (1-124) -*Homo sapiens* IGHG2*01, G2m.. (CH1 (125-222), bisagra (223-234), CH2 V45.1 (285) (235-343), CH3 (344-448), CH5 (449-450)) (125-450)], (138-219')-disulfuro con la cadena ligera kappa (1'-219') [*Homo sapiens* V-KAPPA (IGKV2D-29*1 (96.0%) -IGKJ1*01 (100%)) [11.3.9] (1'-112') -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (158), V101 (196) (113'-219')]; dímero (226-226":227-227":230-230":233-233")-tetrakisdisulfuro

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada

QVQLVQSGAE VKKPGASVKV SCKASGYTFT SYGINWVRQA PGQGLEWMMGW 50
 ISVYSGNTNY AOKVQGRVTM TADTSTSTAY MDLRLSRSD TAVYYCAREG 100
 SSSSGDYIYG MDVWGQGTTV TVSSASTKGP SVFPLAPCSR STSESTAALG 150
 CLVKDYFPEP VTVSWNSGAL TSGVHTFPAV LQSSGLYSL SVVTVPSNF 200
 GTQTYTCNVD HKPSNTKVDK TVERKCCVEK PCPAPPVAG PSVFLFPPKP 250
 KDTLMISRTPEVTCVVVDVSHEDPEVQFNV YVDGVEVHNA KTKPREEQFN 300
 STFRVSVLT VVHQDWLNGK EYKCKVSNKG LPAPIEKTIS KTKGQPREPQ 350
 VYTLPPSREE MTRKNQVSLTC LVKGFYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTPPM 400
 LDSGSGFFLY SKLTVDKSRQ QGNVFSQSV MHEALHNHYT QKSLSLSPGK 450

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera

DIVMTQTPLS LSVTPGQPAS ISCKSSQSL HDGTYTLYW YLQKPGQPPQ 50
 LLIYEVSNRFSGVDFRFSGS GSGTDFTLKI SRVEAEDVGI YYCMQNIQLP 100
 WFGQGTQKVE IKRTVAAPSV FIFPPSDEQL KSGTASVVC LNNFYPREAK 150
 VQMKVDNALQ SGNSQESVTE QDSKDSYSL SSTLTLSKAD YERHKVYACE 200
 VTHQGLSSPV TKSFNRGEC 219

Post-translational modifications

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro
 Intra-H (C23-C104) 22-96 151-207 264-324 370-428
 22"-96" 151"-207" 264"-324" 370"-428"
 Intra-L (C23-C104) 23'-93' 139'-199'
 23"'-93"' 139"'-199"
 Inter-H-L (CH1 10-CL 126) 138-219' 138"-219"
 Inter-H-H (h 4, h 5, h 8, h 11) 226-226" 227-227" 230-230" 233-233"

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación

H CH2 N84.4:
 300, 300"

Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantenarios complejos fucosilados

orilanolimabum #
 orilanolimab

immunoglobulin G4-kappa, anti-[*Homo sapiens* FCGRT (Fc fragment of IgG receptor and transporter, neonatal Fc receptor, FcRn, transmembrane alpha chain of the neonatal receptor)], monoclonal antibody; gamma4 heavy chain (1-444) [VH (*Mus musculus* IGHV1-81*01 (92.9%)/*Homo sapiens* IGHV1-18*01 (77.6%) -(IGHD) -*Homo sapiens* IGHJ3*02 (83.3%)) [8.8.11] (1-118) -*Homo sapiens* IGHG4*01 (CH1 (119-216), hinge S10>P (226) (217-228), CH2 (229-338), CH3 (339-443), CH5 K2>del (444)) (119-444)], (132-214')-disulfide with kappa light chain (1'-214') [V-KAPPA (*Mus musculus* IGKV13-85*01 (88.4%)/*Homo sapiens* IGKV1-NL1*01 (83.2%) -*Homo sapiens* IGKJ4*01 (100%)) [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191)(108'-214')]; dimer (224-224":227-227")-bisdisulfide

orilanolimab

immunoglobuline G4-kappa, anti-[*Homo sapiens* FCGRT (transporteur et récepteur du fragment Fc des IgG, récepteur Fc néonatal, FcRn, chaîne alpha transmembranaire du récepteur néonatal)], anticorps monoclonal;
chaîne lourde gamma4 (1-444) [VH (*Mus musculus* IGHV1-81*01 (92.9%)/*Homo sapiens* IGHV1-18*01 (77.6%) -(IGHD) -*Homo sapiens* IGHJ3*02 (83.3%)) [8.8.11] (1-118) -*Homo sapiens* IGHG4*01 (CH1 (119-216), charnière S10>P (226) (217-228), CH2 (229-338), CH3 (339-443), CHS K2>del (444)) (119-444)], (132-214')-disulfure avec la chaîne légère kappa (1'-214') [V-KAPPA (*Mus musculus* IGKV13-85*01 (88.4%)/*Homo sapiens* IGKV1-NL1*01 (83.2%) -*Homo sapiens* IGKJ4*01 (100%)) [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191)(108'-214')]; dimère (224-224":227-227")-bisdisulfure

orilanolimab

immunoglobulina G4-kappa, anti-[*Homo sapiens* FCGRT (transportador y receptor del fragmento Fc de las IgG, receptor Fc neonatal, FcRn, cadena alfa transmembranaria del receptor neonatal)], anticuerpo monoclonal;
cadena pesada gamma4 (1-444) [VH (*Mus musculus* IGHV1-81*01 (92.9%)/*Homo sapiens* IGHV1-18*01 (77.6%) -(IGHD) -*Homo sapiens* IGHJ3*02 (83.3%)) [8.8.11] (1-118) -*Homo sapiens* IGHG4*01 (CH1 (119-216), bisagra S10>P (226) (217-228), CH2 (229-338), CH3 (339-443), CHS K2>del (444)) (119-444)], (132-214')-disulfuro con la cadena ligera kappa (1'-214') [V-KAPPA (*Mus musculus* IGKV13-85*01 (88.4%)/*Homo sapiens* IGKV1-NL1*01 (83.2%) -*Homo sapiens* IGKJ4*01 (100%)) [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191)(108'-214')]; dímero (224-224":227-227")-bisdisulfuro

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada

QVQLVQSGAE LKKPGASVKL SCKASGYTFT SYGISWVKQA TGGGLEWIGE	50
IYPRSGNTYY NEKFKGRATL TADKSTSTAY MELRSLRSED SAVYFCARST	100
TVRPPGIWGT GTTVTVSSAS TKGPSVFPLA PCSRSTSEST AALGCLVKDY	150
FPEPVTWSWN SGALTSVGHV FPAVLQSSGL YSLSSVVTVP SSSLGKTYT	200
CNVDHKPSNT KVDKRVESKY GPCCPCPAP EFLGGPSVFL FPPKPKDTLM	250
ISRTLPEVTCV VVDVSDQEDPE VQFNWYVDGV EVHNAKTKPR EQQFNSTYRV	300
VSLTIVLHQD WLNKKEYCKV VSNKGLPSSI EKTISKAKGQ PREPQVYTLF	350
PSQEMTKNQ VSLTCLVKGF YPSDIAVEWE SNGQPENNYK TTPPVLDSDG	400
SFFLYSRLTV DKSRWQEGNV FSCSVMHEAL HNHYTQKSLG LSLG	444

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera

DIQMTQSPSS LSASVGDRTV ITCKASDHIN NWLAWYQQKP GQAPRLLISG	50
ATSLETGVPS RFSGSGTGKD YLTISSLQP EDFATYYCQQ YWSTPYTFGG	100
GTKVEIKRTV AAPSVEIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNIFY PREAKVQWKV	150
DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYSLSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG	200
LSSPVTKSFN RGEK	214

Post-translational modifications

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro

Intra-H (C23-C104) 22-96 145-201 259-319 365-423
22"-96" 145"-201" 259"-319" 365"-423"

Intra-L (C23-C104) 23"-88" 134'-194"
23"-88" 134"-194"

Inter-H-L (CH1 10-CL 126) 132-214' 132"-214"

Inter-H-H (h 8, h 11) 224-224" 227-227"

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación

H CH2 N84.4:
295, 295"

Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantennarios complejos fucosilados

osocimabum #

osocimab

immunoglobulin G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* F11 (coagulation factor XI, FXI, plasma thromboplastin antecedent, PTA) activated], *Homo sapiens* monoclonal antibody;
 gamma1 heavy chain (1-449) [*Homo sapiens* VH (IGHV3-23*01 (90.8%) -(IGHD) -IGHJ6*01 (100%)) [8.8.13] (1-120) -*Homo sapiens*IGHG1*01, G1m17,1 (CH1 K120 (217) (121-218), hinge (219-233), CH2 (234-343), CH3 D12 (359), L14 (361) (344-448), CHS K2>del (449)) (120-449)], (223-214')-disulfide with kappa light chain (1'-214') [*Homo sapiens* V-KAPPA (IGKV1-33*01 (96.8%) -IGKJ4*01 (91.7%)) [6 3.9] (1'-107') -*Homo sapiens*IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]; dimer (229-229":232-232")-bisdisulfide

osocimab

immunoglobuline G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* F11 (facteur de coagulation XI, FXI, antécédent de la thromboplastine plasmatique, PTA) activé], *Homo sapiens* anticorps monoclonal;
 chaîne lourde gamma1 (1-449) [*Homo sapiens* VH (IGHV3-23*01 (90.8%) -(IGHD) -IGHJ6*01 (100%)) [8.8.13] (1-120) -*Homo sapiens*IGHG1*01, G1m17,1 (CH1 K120 (217) (121-218), charnière (219-233), CH2 (234-343), CH3 D12 (359), L14 (361) (344-448), CHS K2>del (449)) (120-449)], (223-214')-disulfure avec la chaîne légère kappa (1'-214') [*Homo sapiens* V-KAPPA (IGKV1-33*01 (96.8%) -IGKJ4*01 (91.7%)) [6 3.9] (1'-107') -*Homo sapiens*IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]; dimère (229-229":232-232")-bisdisulfure

osocimab

inmunoglobulina G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* F11 (factor de coagulación XI, FXI, antecedente de la tromboplastina plasmática, PTA) activada], *Homo sapiens* anticuerpo monoclonal;
 cadena pesada gamma1 (1-449) [*Homo sapiens* VH (IGHV3-23*01 (90.8%) -(IGHD) -IGHJ6*01 (100%)) [8.8.13] (1-120) -*Homo sapiens*IGHG1*01, G1m17,1 (CH1 K120 (217) (121-218), bisagra (219-233), CH2 (234-343), CH3 D12 (359), L14 (361) (344-448), CHS K2>del (449)) (120-449)], (223-214')-disulfuro con la cadena ligera kappa (1'-214') [*Homo sapiens* V-KAPPA (IGKV1-33*01 (96.8%) -IGKJ4*01 (91.7%)) [6 3.9] (1'-107') -*Homo sapiens*IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]; dimero (229-229":232-232")-bisdisulfuro

Heavy chain / Chaîne lourde/ Cadena pesada

```
EVQLLESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS QYGMDFVRFQ PGKLEWVSG 50
IGPSSGGSTVY ADSVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNLSRAED TAVYYCTRGG 100
PYYYYGMDWV QGQTTVTVSS ASTKGPSVFP LAPSSKSTSG GTAALGCLVK 150
DYFPEPFTVS WNSGALTSKV HTPFAVLQSS GLYSLSSVVT VPSSSLGTQT 200
YICNVNHKPS NTKVDDKVEP KSCDKHTCP PCPAPPELLGG FSVFLFPPPK 250
KDTLMSRTP EYTCVVVDVSD HEDPEVKEFW YVDGVEVHNA KTKPREEQYN 300
STYRVVSVLT VLHQDMLNGK EYKCKVSNKA LPAFIKTIIS KAKGQPREPK 350
VYTLPPSRDE LTKNQVSLTCL LVKGFYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTTFPV 400
LSDGSGFFLY SKLTVDKSRW QQGNVFCSCV MHEALHNHYT QKSLSLSPG 449
```

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera

```
DIQMTQSPSS LSASVGRVIT ITCQASQDIS NYLNWYQQKPK GKAPKLLIYD 50
ASNLETKGPS RPSGSGSGTD FTFITISLQF EDIATYTCQQ ADSFPVTFGG 100
GTKVEIKRFV APSVFIFFP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY FREAKVQWKV 150
DNALQSNSQ ESVTEQDSKDK STYISLSTLT LSKADYKHKH VYACEVTHQG 200
LSSPVTKSFN RGEK 214
```

Post-translational modifications

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro

Intra-H (C23-C104) 22-96 147-203 264-324 370-428
 22'-96" 147"-203" 264"-324" 370"-428"

Intra-L (C23-C104) 23'-88" 134'-194'

23"-88" 134"-194"

Inter-H-L (h5-CL 126) 223-214' 223"-214"

Inter-H-H (h 11, h 14) 229-229" 232-232"

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación

H CH2N84.4:
 300,300"

Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires
 complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantennarios complejos fucosilados

otilimabum #
otilimab

immunoglobulin G1-lambda, anti-[*Homo sapiens* CSF2 (colony stimulating factor 2 (granulocyte-macrophage), granulocyte-macrophage colony stimulating factor, GM-CSF)], *Homo sapiens* monoclonal antibody; gamma1 heavy chain (1-447) [*Homo sapiens* VH (IGHV3-NL1*01 (88.1%) - (IGHD) -IGHJ1*01 (100%)) [8.10.8] (1-117) -*Homo sapiens* IGHG1*03, G1m3, nG1m1 (CH1 R120 (214) (118-215), hinge (216-230), CH2 (231-340), CH3 E12 (356), M14 (358) (341-445), CHS (446-447)) (118-447)], (220-209')-disulfide with lambda light chain (1'-210') -[*Homo sapiens* V-LAMBDA (IGLV3-1*01 (85.2%) -IGLJ3*02 (100%)) [6.1.9] (1'-104') -*Homo sapiens* IGLC2*01 (105'-210')]; dimer (226-226":229-229")-bisdisulfide

otilimab

immunoglobuline G1-lambda, anti-[*Homo sapiens* CSF2 (facteur 2 stimulant de colonies (granulocyte-macrophage), facteur stimulant des colonies de granulocytes et macrophages, GM-CSF)], *Homo sapiens* anticorps monoclonal; chaîne lourde gamma1 (1-447) [*Homo sapiens* VH (IGHV3-NL1*01 (88.1%) - (IGHD) -IGHJ1*01 (100%)) [8.10.8] (1-117) -*Homo sapiens* IGHG1*03, G1m3, nG1m1 (CH1 R120 (214) (118-215), charnière (216-230), CH2 (231-340), CH3 E12 (356), M14 (358) (341-445), CHS (446-447)) (118-447)], (220-209')-disulfure avec la chaîne légère lambda (1'-210') -[*Homo sapiens* V-LAMBDA (IGLV3-1*01 (85.2%) -IGLJ3*02 (100%)) [6.1.9] (1'-104') -*Homo sapiens* IGLC2*01 (105'-210')]; dimère (226-226":229-229")-bisdisulfure

otilimab

immunoglobulina G1-lambda, anti-[*Homo sapiens* CSF2 (factor 2 estimulante de colonias (granulocito-macrófago), factor estimulante de las colonias de granulocitos y macrófagos, GM-CSF)], *Homo sapiens* anticuerpo monoclonal; cadena pesada gamma1 (1-447) [*Homo sapiens* VH (IGHV3-NL1*01 (88.1%) - (IGHD) -IGHJ1*01 (100%)) [8.10.8] (1-117) -*Homo sapiens* IGHG1*03, G1m3, nG1m1 (CH1 R120 (214) (118-215), bisagra (216-230), CH2 (231-340), CH3 E12 (356), M14 (358) (341-445), CHS (446-447)) (118-447)], (220-209')-disulfuro con la cadena ligera lambda (1'-210') -[*Homo sapiens* V-LAMBDA (IGLV3-1*01 (85.2%) -IGLJ3*02 (100%)) [6.1.9] (1'-104') -*Homo sapiens* IGLC2*01 (105'-210')]; dímero (226-226":229-229")-bisdisulfuro

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada

QVQLVGGSGG	LVQPGGSLRL	SCAASGFTFS	SYWMNWVRQA	PGKGLEWVSG	50
INENKYGAGAT	YYAASVKGRF	TISRDNKNT	LYLQMNLSLR	EDTAVYICAR	100
GFCTDFWGGQ	TLVTVSAST	KGPSVFLAP	SSKSTSGGTA	ALGCLVKDYF	150
PEPVTVSNNS	GALTSGVHTF	PAVLQSSGLY	SLSSVTVVPS	SSLGTQTYIC	200
NVNHKPSNTK	VDRKRVKSC	DKTHTCPCCP	APELLGGPSV	FLFPPPKPDT	250
LMISRTPEVT	CVVDVSHED	PEVFNWYVD	GVEVHNAKTK	PREEQYNSTY	300
RVVSVLTVLH	QDWLNGKEYK	CKVSNKALPA	PIEKTISKAK	GQPREPQVIT	350
LPPSREEMTK	NQVSLTCLVK	GFYPSDLAVE	WESNGQPENN	YKTTTTPVLDS	400
DGSEFLYSLK	TVDKSRWQQG	NVFPSCSVME	ALHNNHYTKS	LSLSPGK	447

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera

DIELTQPPSV	SVAPGQTARI	SCSGDSIGKK	YAYWYQQKPG	QAPFLVIYKK	50
RPSGIPERFS	GNSNGTATL	TISGTQAEDE	ADYYCSAWGD	KGMVFGGGTK	100
LTVLGQPKAA	PSVTLFPPSS	EELQANKATL	VCLISDFYPG	AVTVANKADS	150
SPVKAGVETT	TPSKQSNNKY	AASSYLSLTP	EQWQSHRSYS	CQVTHEGSTV	200
EKTVAPEECS					210

Post-translational modifications

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro

Intra-H (C23-C104) 22°-98' 144°-200' 261°-321' 367°-425'
 22°-98" 144"-200" 261"-321' 367"-425"
 Intra-L (C23-C104) 22°-85' 132°-191'
 22°-85" 132"-191"
 Inter-H-L (h5-CL 126) 220°-209' 220°-209"
 Inter-H-H (h 11, h 14) 226°-226" 229°-229"

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación

H CH2 N84.4
 297, 297"

Fucosylated complex bi-antennary PER.C6-type glycans / glycanes de type PER.C6 bi-antennaires complexes fucosylés / glicanos de tipo PER.C6 biantennarios complejos fucosilados

oxycodogolum
oxycodogol

4,5α-epoxy-6α-[(2,5,8,11,14,17-hexaoxonadecan-19-yl)oxy]-3-methoxy-17-methylmorphinan-14-ol


oxycodégol

4,5α-époxy-6α-[(2,5,8,11,14,17-hexaoxonadécán-19-yl)oxy]-3-méthoxy-17-méthylmorphinan-14-ol

oxicodogol

4,5α-epoxi-6α-[(2,5,8,11,14,17-hexaoxonadecan-19-il)oxi]-3-metoxi-17-metilmorfinan-14-ol

C₃₁H₄₉NO₁₀



prademagenum zamikeracelum #
prademagene zamikeracel

human culture expanded genetically modified autologous keratinocytes for cell-based gene therapy. Cells are isolated from skin of the patient, expanded and transduced with replication incompetent and non-self-inactivating Moloney murine leukemia virus (MMLV) derived retroviral vector encoding the functional collagen type VII alpha 1 chain (COL7A1) under the control of the mouse phosphoglycerol kinase-1 (mPGK-1) promoter.

pradémagène zamikéracel

kératinocytes humains, autologues, en culture d'expansion et génétiquement modifiés pour thérapie génique avec cellules. Les cellules sont isolées à partir de la peau du patient et sont expansées et transduites avec un vecteur rétroviral non-répliquant et auto-inactif dérivé du virus de la leucémie murine de Moloney (MMLV) codant pour la chaîne fonctionnelle alpha 1 du collagène de type VII (COL7A1) sous le contrôle du promoteur de la phosphoglycérol kinase-1 murine (mPGK-1).

prademagén zamikeracel

queratinocitos autólogos, modificados genéticamente, humanos, expandidos en cultivo para terapia génica con células. Las células se aíslan de la piel del paciente, se expanden y transducen con un vector retroviral incompetente para replicación y no autoinactivante derivado del virus de la leucemia murina de Moloney (MMLV), que codifica para la cadena funcional alfa 1 del colágeno tipo VII (COL7A1) bajo el control del promotor de la fosfoglicerol cinasa-1 de ratón (mPGK-1).

prolgolimabum #
prolgolimab

immunoglobulin G1_V-lambda-C-kappa, anti-[*Homo sapiens* PDCD1 (programmed cell death 1, PD-1, PD1, CD279)], monoclonal antibody;

gamma1 heavy chain (1-459) [VH (*Vicugna pacos*IGHV3S1*01 (89.8%)/*Homo sapiens*IGHV3-23*04 or IGHV3-64*04 (85.7%) -(IGHD) -*Homo sapiens*IGHJ1*01 (100%)] [8.8.22] (1-129) -*Homo sapiens*IGHG1*03, G1m3, nG1m1 (CH1 R120 (226) (130-227), hinge (228-242), CH2 L1.3>A (246), L1.2>A (247) (243-352), CH3 E12 (368), M14 (370) (353-457), CHS (458-459)) (130-459)], (232-214')-disulfide with V-lambda-C-kappa light chain (1'-214') [V-LAMBDA (IGLV3-9*01 (100%) - IGLJ1*01 (90.9%)] [6.3.9] (1'-106') -1-mer glutaminyl linker (107') -*Homo sapiens*IGKC1*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]; dimer (238-238":241-241")-bisdisulfide

prolgolimab immunoglobuline G1_V-lambda-C-kappa, anti-[*Homo sapiens*PDCD1 (protéine 1 de mort cellulaire programmée, PD-1, PD1, CD279)], anticorps monoclonal; chaîne lourde gamma1 (1-459) [VH (*Vicugna pacos*IGHV3S1*01 (89.8%)/*Homo sapiens*IGHV3-23*04 or IGHV3-64*04 (85.7%) -(IGHD) -*Homo sapiens*IGHJ1*01 (100%)] [8.8.22] (1-129) -*Homo sapiens*IGHG1*03, G1m3, nG1m1 (CH1 R120 (226) (130-227), charnière (228-242), CH2 L1.3>A (246), L1.2>A (247) (243-352), CH3 E12 (368), M14 (370) (353-457), CHS (458-459)) (130-459)], (232-214')-disulfure avec la chaîne légère V-lambda-C-kappa (1'-214') [V-LAMBDA (IGLV3-9*01 (100%) - IGLJ1*01 (90.9%)] [6.3.9] (1'-106') -1-mer glutaminyl linker (107') -*Homo sapiens*IGKC1*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]; dimère (238-238":241-241")-bisdisulfure

prolgolimab inmunoglobulina G1_V-lambda-C-kappa, anti-[*Homo sapiens*PDCD1 (proteína 1 de muerte celular programada, PD-1, PD1, CD279)], anticuerpo monoclonal; cadena pesada gamma1 (1-459) [VH (*Vicugna pacos*IGHV3S1*01 (89.8%)/*Homo sapiens*IGHV3-23*04 or IGHV3-64*04 (85.7%) -(IGHD) -*Homo sapiens*IGHJ1*01 (100%)] [8.8.22] (1-129) -*Homo sapiens*IGHG1*03, G1m3, nG1m1 (CH1 R120 (226) (130-227), bisagra (228-242), CH2 L1.3>A (246), L1.2>A (247) (243-352), CH3 E12 (368), M14 (370) (353-457), CHS (458-459)) (130-459)], (232-214')-disulfuro con la cadena ligera V-lambda-C-kappa (1'-214') [V-LAMBDA (IGLV3-9*01 (100%) - IGLJ1*01 (90.9%)] [6.3.9] (1'-106') -1-mer glutaminil linker (107') -*Homo sapiens*IGKC1*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]; dímero (238-238":241-241")-bisdisulfuro

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada	
QVQLVQSGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS SYWMYVWRVQ PGKGLEWVSA	50
IDTGGGRTYY ADSVKGRFAI SRVNAKNTMY LQMNSLRAED TAVYYCARDE	100
GGGTGWGVLK DWPYGLDAWG QGTLVTVSSA STKGPSVFPL APSSKSTSGG	150
TAALGCLVKD YFPYPTVTSW NSGALTSTGVH TFPAVLQSSG LYSLSSVVTV	200
PSSSLGTQTY ICNVNHFPSN TKVDRKRVPEK SCPDKTHTCPP CPAPEAAGGP	250
SVFLFPPPKP DTLMSIRTP E VTCVVVDVSH EDPEVKFNWY VDGVEVHNAK	300
TKPREEQYNS TYRVVSVLTV LHQDVLNGKE YKCKVSNKAL PAPIEKTISK	350
AKGQPREPQV YTLPPSREEM TKNQVSLTCL VKGFYPSDIA VEWESNGQPE	400
NNYKTTTPVL DSDGSFFLYS KLTVDKSRWQ QGNVFCSSVM HEALHNHYTQ	450
KSLSLSPGK	459

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera	
QPVLTPQLSV SVALGQTARI TCGGNIGSK NVHWYQQKPG QAPVLIYRD	50
SNRPSGIPER FSGSNSGNTA TLTISRAGAG DEADYYCQVM DSSYAVFTG	100
TKLTLVLQRTV AAPSVPFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNIFY PREAKVQWKV	150
DNALVQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSLSLTL LSKADYERKH VYACEVTHQG	200
LSSPVTKSPN RGE C	214

Post-translational modifications	
Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro	
Intra-H (C23-C104)	22-96 156-212 273-333 379-437
	22"-96" 156"-212" 273"-333" 379"-437"
Intra-L (C23-C104)	22'-87' 134'-194'
	22"-87" 134"-194"
Inter-H-L (h 5-CL 126)	232-214' 232'-214"
Inter-H-H (h 11, h 14)	238-238" 241-241"

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación
H CH2 N84 4:
309, 309"
Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantenaríos complejos fucosilados

redipultidum
redipultide

L-cysteinyl-L-tryptophyl-L-leucyl-L-cysteinyl-L-arginyl-L-alanyl-L-leucyl-L-isoleucyl-L-lysyl-L-arginyl-L-isoleucyl-L-glutamyl-L-alanyl-L-leucyl-L-isoleucyl-L-prolyl-L-lysylglycylglycyl-L-arginyl-L-leucyl-L-leucyl-L-prolyl-L-glutamyl-L-leucyl-L-valyl-L-cysteinyl-L-arginyl-L-leucyl-L-valyl-L-leucyl-L-arginyl-L-cysteinyl-L-serine, cyclic (1-33:4-27)-bisdisulfide

rédipultide

bisdisulfure cyclique (1-33:4-27) de L-cystéinyl-L-tryptophyl-L-leucyl-L-cystéinyl-L-arginyl-L-alanyl-L-leucyl-L-isoleucyl-L-lysyl-L-arginyl-L-isoleucyl-L-glutamyl-L-alanyl-L-leucyl-L-isoleucyl-L-prolyl-L-lysylglycylglycyl-L-arginyl-L-leucyl-L-leucyl-L-prolyl-L-glutamyl-L-leucyl-L-valyl-L-cystéinyl-L-arginyl-L-leucyl-L-valyl-L-leucyl-L-arginyl-L-cystéinyl-L-sérine

redipultida

bisdisulfuro cíclico (1-33:4-27) de L-cisteinil-L-triptofil-L-leucil-L-cisteinil-L-arginil-L-alanil-L-leucil-L-isoleucil-L-lisil-L-arginil-L-isoleucil-L-glutaminil-L-alanil-L-leucil-L-isoleucil-L-prolil-L-lisilglicilglicil-L-arginil-L-leucil-L-leucil-L-prolil-L-glutaminil-L-leucil-L-valil-L-cisteinil-L-arginil-L-leucil-L-valil-L-leucil-L-arginil-L-cisteinil-L-serina

C₁₇₄H₃₀₂N₅₄O₃₈S₄

Sequence / Séquence / Secuencia

CWLCRALIKR IQALIPKGR LLPQLVCLRV LRCS

34

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro
1-33 4-27

relatlimabum #
relatlimab

immunoglobulin G4-kappa, anti-[*Homo sapiens* LAG3 (lymphocyte activating 3, lymphocyte-activation 3, CD223)], *Homo sapiens* monoclonal antibody; gamma4 heavy chain (1-447) [*Homo sapiens* VH (IGHV4-34*01 (92.7%) -(IGHD) -IGHJ5*02 (100%)) [8.7.14] (1-120) -*Homo sapiens* IGHG4*01 (CH1 (121-218), hinge S10>P (228) (219-230), CH2 (231-340), CH3 (341-445), CHS (446-447)) (121-447)], (134-214')-disulfide with kappa light chain (1'-214') [*Homo sapiens* V-KAPPA (IGKV3-11*01 (98.9%) -IGKJ2*01 (90.9%)) [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191)(108'-214')]; dimer (226-226":229-229")-bisdisulfide

rélatlimab

immunoglobuline G4-kappa, anti-[*Homo sapiens* LAG3 (activateur 3 des lymphocytes, lymphocyte-activation 3, CD223)], *Homo sapiens* anticorps monoclonal; chaîne lourde gamma4 (1-447) [*Homo sapiens* VH (IGHV4-34*01 (92.7%) -(IGHD) -IGHJ5*02 (100%)) [8.7.14] (1-120) -*Homo sapiens* IGHG4*01 (CH1 (121-218), charnière S10>P (228) (219-230), CH2 (231-340), CH3 (341-445), CHS (446-447)) (121-447)], (134-214')-disulfure avec la chaîne légère kappa (1'-214') [*Homo sapiens* V-KAPPA (IGKV3-11*01 (98.9%) -IGKJ2*01 (90.9%)) [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]; dimère (226-226":229-229")-bisdisulfure

relatlimab

inmunoglobulina G4-kappa, anti-[*Homo sapiens* LAG3 (activador 3 de los linfocitos, linfocito-activación 3, CD223)], *Homo sapiens* anticuerpo monoclonal; cadena pesada gamma4 (1-447) [*Homo sapiens* VH (IGHV4-34*01 (92.7%) -(IGHD) -IGHJ5*02 (100%)) [8.7.14] (1-120) -*Homo sapiens* IGHG4*01 (CH1 (121-218), bisagra S10>P (228) (219-230), CH2 (231-340), CH3 (341-445), CHS (446-447)) (121-447)], (134-214')-disulfuro con la cadena ligera kappa (1'-214') [*Homo sapiens* V-KAPPA (IGKV3-11*01 (98.9%) -IGKJ2*01 (90.9%)) [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]; dímero (226-226':229-229'')-bisdisulfuro

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada

QVQLQQWGAG LLKPSETLSL TCAVYGGSPS	DYYWNWIRQP	PGKGLEWIGE	50
INHRGSTNSN PSLKSRVTLS LDTSKNQFSL	KLRSVTAADT	AVYYCAFGYS	100
DYEFYWFDFW GQGLVTVVSS ASTKGPSPFP	LAPCSRSTSE	STAALGLVK	150
YTFPEPVTVS WNSGALTSV HTFPAVLQSS	GLYLSSSVVT	VPSSSLGTKT	200
YTCNVDHKPS NTKVDKRVES KYGPPCPFP	APEFLGGPSV	FLFPPKPKDT	250
LMIERTPEVT CVVVDVSDQD PEVQFNMYVD	GVEVHNKATK	PREEQFNSTY	300
RVVSVLTVLH QDWLNGKEYK CKVSNKGLPS	SIEKTIKAK	GQPREPQVYT	350
LPFSQEEMTK NQVSLTCLVK GFYPSDIAVE	WESNGQPENN	YKTTTPVLDL	400
DGSFFLYSRL TVDKSRWQEG NVFSCSVME	ALHNHYTQKS	LSSLGLK	447

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera

EIVLTQSPAT LSLSPGERAT LSCRASQSS	SYLAWYQQKP	GQAPRLLIYD	50
ASNRATGIPA RFGSGSGTDL FTLTISLSE	EDFAVYYCQ	RSNWPLTFGQ	100
GTNLEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGT	SVVCLLNNFY	PREAKVQWKV	150
DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSLSTLT	LSKADYEKHK	VYACEVTHQG	200
LSSPVTKSFN RGE			214

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro

Intra-H (C23-C104)	22°-95'	147°-203'	261°-321"	367°-425"
	22°-95"	147°-203'	261°-321"	367°-425"
Intra-L (C23-C104)	23°-88'	134°-194'		
	23°-88"	134°-194"		
Inter-H-L (CH1 10-CL 126)	134-214'	134°-214"		
Inter-H-H (h 8, h 11)	226-226"	229-229"		

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación

H CH2 N84 4:
297, 297"

Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantennarios complejos fucosilados

reldesemtivum

reldesemtiv

1-[2-({{*trans*-3-fluoro-1-(3-fluoropyridin-2-yl)cyclobutyl}methyl}amino)pyrimidin-5-yl]-1*H*-pyrrole-3-carboxamide

reldésemtiv

1-[2-({{*trans*-3-fluoro-1-(3-fluoropyridin-2-yl)cyclobutyl}méthyl}amino)pyrimidin-5-yl]-1*H*-pyrrole-3-carboxamide

reldesemtiv

1-[2-({{*trans*-3-fluoro-1-(3-fluoropiridin-2-il)ciclobutil}metil}amino)pirimidin-5-il]-1*H*-pirrol-3-carboxamida

C₁₉H₁₈F₂N₆O



reproxalapum

reproxalap


2-(3-amino-6-chloroquinolin-2-yl)propan-2-ol

réproxalap

2-(3-amino-6-chloroquinoléin-2-yl)propan-2-ol

reproxalap

2-(3-amino-6-cloroquinolein-2-il)propan-2-ol

 $C_{12}H_{13}ClN_2O$ **resmetiromum**

resmetirom


2-(3,5-dichloro-4-[[6-oxo-5-(propan-2-yl)-1,6-dihydropyridazin-3-yl]oxy]phenyl)-3,5-dioxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,2,4-triazine-6-carbonitrile

resmétirom

2-(3,5-dichloro-4-[[6-oxo-5-(propan-2-yl)-1,6-dihydropyridazin-3-yl]oxy]phényl)-3,5-dioxo-2,3,4,5-tétrahydro-1,2,4-triazine-6-carbonitrile

resmetirom

2-(3,5-dicloro-4-[[6-oxo-5-(propan-2-il)-1,6-dihidropiridazin-3-il]oxi]fenil)-3,5-dioxo-2,3,4,5-tetrahidro-1,2,4-triazina-6-carbonitrilo

 $C_{17}H_{12}Cl_2N_6O_4$ **ripretinibum**


ripretinib

N-{4-bromo-5-[1-ethyl-7-(methylamino)-2-oxo-1,2-dihydro-1,6-naphthyridin-3-yl]-2-fluorophenyl}-*N*-phenylurea

riprétinib

N-{4-bromo-5-[1-éthyl-7-(méthylamino)-2-oxo-1,2-dihydro-1,6-naphtyridin-3-yl]-2-fluorophényl}-*N*-phénylurée

ripretinib

N-{4-bromo-5-[1-etil-7-(metilamino)-2-oxo-1,2-dihidro-1,6-naftiridin-3-il]-2-fluorofenil}-*N*-fenilurea $C_{24}H_{21}BrFN_5O_2$ 

rocacetrapibum


rocacetrapibum

(4*S*,5*R*)-5-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-({2-[4-fluoro-2-methoxy-5-(propan-2-yl)phenyl]-5,5-dimethylcyclohex-1-en-1-yl}methyl)-4-methyl-1,3-oxazolidin-2-one

rocacétrapib

(4*S*,5*R*)-5-[3,5-bis(trifluorométhyl)phényl]-3-({2-[4-fluoro-2-méthoxy-5-(propan-2-yl)phényl]-5,5-diméthylcyclohex-1-én-1-yl}méthyl)-4-méthyl-1,3-oxazolidin-2-one

rocacetrapibum

(4*S*,5*R*)-5-[3,5-bis(trifluorometil)fenil]-3-({2-[4-fluoro-2-metoxi-5-(propan-2-il)fenil]-5,5-dimetilciclohex-1-en-1-il}metil)-4-metil-1,3-oxazolidin-2-ona $C_{31}H_{34}F_7NO_3$ **rodatristatum**


rodatristat

(3*S*)-8-[2-amino-6-[(1*R*)-1-(5-chloro[1,1'-biphenyl]-2-yl)-2,2,2-trifluoroethoxy]pyrimidin-4-yl]-2,8-diazaspiro[4.5]decane-3-carboxylic acid

rodatristat

acide (3*S*)-8-[2-amino-6-[(1*R*)-1-(5-chloro[1,1'-biphényl]-2-yl)-2,2,2-trifluoroéthoxy]pyrimidin-4-yl]-2,8-diazaspiro[4.5]décane-3-carboxylique

rodatristat

ácido (3*S*)-8-[2-amino-6-[(1*R*)-1-(5-cloro[1,1'-bifenil]-2-il)-2,2,2-trifluoroetoxi]pirimidin-4-il]-2,8-diazaspiro[4.5]decano-3-carboxílico $C_{27}H_{27}ClF_3N_5O_3$ **rolinsatamabum #**

rolinsatamab

immunoglobulin G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* PRLR (prolactin receptor)], monoclonal antibody;

- gamma1 heavy chain (1-450) [VH (*Mus musculus*IGHV1-69*02 (82.70%)/*Homo sapiens*IGHV1-46*01 (79.6%) -(IGHD)-*Homo sapiens*IGHJ6*01 (90.9%)) [8.8.13] (1-120) -*Homo sapiens*IGHG1*03v, G1m3>G1m17, nG1m1 (CH1 R120>K (217) (121-218), hinge (219-233), CH2 S3>C (242) (234-343), CH3 E12 (359), M14 (361) (344-448), CHS (449-450)) (121-450)], (223-214')-disulfide with kappa light chain (1'-214') [V-KAPPA (*Mus musculus*IGKV6-13*01 (82.10%)/*Homo sapiens*IGKV1-12*01 (81.1%) -*Homo sapiens*IGKJ4*01 (100%)) [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens*IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]; dimer (229-229":232-232")-bisdisulfide
- rolinsatamab immunoglobuline G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* PRLR (récepteur de la prolactine)], anticorps monoclonal;
chaîne lourde gamma1 (1-450) [VH (*Mus musculus*IGHV1-69*02 (82.70%)/*Homo sapiens*IGHV1-46*01 (79.6%) -(IGHD)-*Homo sapiens*IGHJ6*01 (90.9%)) [8.8.13] (1-120) -*Homo sapiens*IGHG1*03v, G1m3>G1m17, nG1m1 (CH1 R120>K (217) (121-218), charnière (219-233), CH2 S3>C (242) (234-343), CH3 E12 (359), M14 (361) (344-448), CHS (449-450)) (121-450)], (223-214')-disulfure avec la chaîne légère kappa (1'-214') [V-KAPPA (*Mus musculus*IGKV6-13*01 (82.10%)/*Homo sapiens*IGKV1-12*01 (81.1%) -*Homo sapiens*IGKJ4*01 (100%)) [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens*IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]; dimère (229-229":232-232")-bisdisulfure
- rolinsatamab inmunoglobulina G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* PRLR (receptor de la prolactina)], anticuerpo monoclonal;
cadena pesada gamma1 (1-450) [VH (*Mus musculus*IGHV1-69*02 (82.70%)/*Homo sapiens*IGHV1-46*01 (79.6%) -(IGHD)-*Homo sapiens*IGHJ6*01 (90.9%)) [8.8.13] (1-120) -*Homo sapiens*IGHG1*03v, G1m3>G1m17, nG1m1 (CH1 R120>K (217) (121-218), bisagra (219-233), CH2 S3>C (242) (234-343), CH3 E12 (359), M14 (361) (344-448), CHS (449-450)) (121-450)], (223-214')-disulfuro con la cadena ligera kappa (1'-214') [V-KAPPA (*Mus musculus*IGKV6-13*01 (82.10%)/*Homo sapiens*IGKV1-12*01 (81.1%) -*Homo sapiens*IGKJ4*01 (100%)) [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens*IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]; dímero (229-229":232-232")-bisdisulfuro

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada
 EVQLVQSGAE VKKPGSSVKV SCKASGYTFT TYWMMHWVRA PGQGLEWIGE 50
 IDPSDSYSNY NQKFKDRATL TVDKSTSTAY MELSSLRSED TAVYYCARNG 100
 GLGPAWFSYW GQGTLLTVSS ASTKGPSVFP LAPSSKSTSG GTAALGCLVK 150
 DYFPEPVTVS WNSGALTSGV HTPFAVLQSS GLYSLSSVVT VPSSSLGTQT 200
 YICNVNHKPS NTKVDKVEP KSCDKTHTCP PCPAPELLGG PCVFLFPPPK 250
 KDTLMISRPT EIVTCVVVDVS HEDPEVKFNW YVDGVEVHNA KTKPREBEQYN 300
 STYRVVSVLT VLNQDNLNGK EYRCKVSNKA LPAPIEKTIIS KARGQPREPQ 350
 VYTLPPSREE MTKNQVSLTC LVRGFPYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTTTPV 400
 LDSDGSFFLY SKLTVDKSRW QQGNVFESVCS MHEALHNYT QKSLSLSPGK 450

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera
 DIQMTQSPSS VSASVGDRTV ITCKASQYVG TAVAWYQQPK GKSPKLLIYS 50
 ASNRYTCWPS RFDSDSGSTD FTLLTSSSLQP EDPATYFCQQ YSSYPWTFGG 100
 GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNIFY PREAKVQWVKV 150
 DNALQSGNSQ ESVTEQDSKDK STYSLSSLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG 200
 LSSPVTKSFN RGEK 214

Post-translational modifications
 Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro
 Intra-H (C23-C104) 22-96 147-203 264-324 370-428
 22"-96" 147"-203" 264"-324" 370"-428"
 Intra-L (C23-C104) 23'-88" 134'-194'
 23"'-88"' 134"'-194"
 Inter-H-L (h 5-CL 126) 223-214' 223"-214"
 Inter-H-H (h 11, h 14) 229-229" 232-232"

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación
 H CH2 N84.4:
 300, 300*
 Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantennarios complejos fucosilados.

rolinsatamabum talirinum #

rolinsatamab talirine immunoglobulin G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* PRLR (prolactin receptor)], monoclonal antibody, conjugated to the pyrrolbenzodiazepine (PDB) dimer SGD-1882; gamma1 heavy chain (1-450) [VH (*Mus musculus*IGHV1-69*02 (82.7%)/*Homo sapiens*IGHV1-46*01 (79.6%)-(IGHD)-*Homo sapiens*IGHJ6*01 (90.9%)) [8.8.13] (1-120) -*Homo sapiens*IGHG1*03v, G1m3>G1m17, nG1m1 (CH1 R120>K (217) (121-218), hinge (219-233), CH2 S3>C (242) (234-343), CH3 E12 (359), M14 (361) (344-448), CHS (449-450)) (121-450)], (223-214')-disulfide with kappa light chain (1'-214') [V-KAPPA (*Mus musculus*IGKV6-13*01 (82.10%)/*Homo sapiens*IGKV1-12*01 (81.1%) -*Homo sapiens*IGKJ4*01 (100%)) [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens*IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]; dimer (229-229":232-232")-bisdisulfide; conjugated, on two site-specific drug attachment engineered cysteines (C242, C242"), to a maximum of two pyrrolbenzodiazepine (PDB) dimers SGD-1882, each via a cleavable (valine-alanine dipeptide as cathepsin B cleavage site) maleimidocaproyl type linker

rolinsatamab talirine

immunoglobuline G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* PRLR (récepteur de la prolactine)], anticorps monoclonal, conjugué à deux pyrrolbenzodiazépine (PDB) dimères SGD-1882; chaîne lourde gamma1 (1-450) [VH (*Mus musculus*IGHV1-69*02 (82.7%)/*Homo sapiens*IGHV1-46*01 (79.6%)-(IGHD)-*Homo sapiens*IGHJ6*01 (90.9%)) [8.8.13] (1-120) -*Homo sapiens*IGHG1*03v, G1m3>G1m17, nG1m1 (CH1 R120>K (217) (121-218), charnière (219-233), CH2 S3>C (242) (234-343), CH3 E12 (359), M14 (361) (344-448), CHS (449-450)) (121-450)], (223-214')-disulfure avec la chaîne légère kappa (1'-214') [V-KAPPA (*Mus musculus*IGKV6-13*01 (82.10%)/*Homo sapiens*IGKV1-12*01 (81.1%) -*Homo sapiens*IGKJ4*01 (100%)) [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens*IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]; dimère (229-229":232-232")-bisdisulfure; conjugué, sur deux cystéines sites de fixation spécifique du linker-produit actif (C242, C242"), à un maximum de deux pyrrolbenzodiazépine (PDB) dimères SGD-1882, chacun via un linker clivable (dipeptide valine-alanine clivable par la cathepsine B) de type maléimidocaproyl

rolinsatamab talirina

immunoglobulina G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* PRLR (receptor de la prolactina)], anticuerpo monoclonal, conjugado con diez pirrolobenzodiazepinas (PDB) dímeros SGD-1882; cadena pesada gamma1 (1-450) [VH (*Mus musculus*IGHV1-69*02 (82.7%)/*Homo sapiens*IGHV1-46*01 (79.6%)-(IGHD)-*Homo sapiens*IGHJ6*01 (90.9%)) [8.8.13] (1-120) -*Homo sapiens*IGHG1*03v, G1m3>G1m17, nG1m1 (CH1 R120>K (217) (121-218), bisagra (219-233), CH2 S3>C (242) (234-343), CH3 E12 (359), M14 (361) (344-448), CHS (449-450)) (121-450)], (223-214')-disulfuro con la cadena ligera kappa (1'-214') [V-KAPPA (*Mus musculus*IGKV6-13*01 (82.10%)/*Homo sapiens*IGKV1-12*01 (81.1%) -*Homo sapiens*IGKJ4*01 (100%)) [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens*IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]; dímero (229-229":232-232")-bisdisulfuro; conjugado, en diez cisteinas sitios de fijación específicos del linker-producto activo (C242, C242"), con un máximo de diez dímeros de pirrolobenzodiazepina (PDB) SGD-1882, cada uno mediante un espaciador escindible (dipéptido valina-alanina escindible por la catepsina B) del tipo maléimidocaproyl


Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada			
EVQLVQSGAE	VKRFPGSSVKV	SCKASGYTFT	TYWMHWVRQA PGQGLEWIGE 50
IDPDSYYSNY	NQKFKDRATL	TVDKSTSTAY	MELSSLRSSE TAVYYCARG 100
GLGPAWFSYW	GQGTLVTVSS	ASTKGPSVFP	LAPSSKSTSG GTAALGCLVK 150
DYFPEPVTVS	WNSGALTSGV	HTFPAVLQSS	GLYSLSSVVT VPSSSLGTQT 200
YICNVNHKPS	NTKVDKVKVEP	KSCDKTHTCP	PCPAPELLGG PCVFLFPPKP 250
KDTLMISRTP	EVTQCVVDVDS	HEDPEVKFNW	YVDGVEVHNA KTKPREEQYN 300
STYRVVSVLT	VLHQDWLNGK	EYKCKVSNKA	LPAPIEKTLIS KAKGQPREPQ 350
VYTLPPSREE	MTKNQVSLTC	LVKGFYPSDI	AVEWESNGQP ENNYKTTTPPV 400
LDSDSGFFLY	SKLTVDKSRW	QQGNVFSCSV	MHEALHNHYT QKSLSLSPGK 450

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera			
DIQMTQSPSS	VSAVSGDRV T	ITCKASQVYV	TAVAWYQQKPK GSKPKLLIYS 50
ASNRYTGVPS	RFSDSGSGTD	FTLTISLSQLP	EDFATYFCQQ YSSYPWTFGG 100
GTKVEIKRTR	AAPSVEIFPP	SDEQLKSGTA	SUVCLLNIFY PREAKVQWVK 150
DNALQSGNSQ	ESVTEQDSKD	STYLSLSTLT	LSKADYEKHK VYACEVTHQG 200
LSSPVTKSFN	RGEC		214

Post-translational modifications
 Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro
 Intra-H (C23-C104) 22-96 147-203 264-324 370-428
 22"-96" 147"-203" 264"-324" 370"-428"
 Intra-L (C23-C104) 23"-88" 134"-194"
 23"-88"" 134"-194""
 Inter-H-L (h 5-CL 126) 223-214' 223"-214"
 Inter-H-H (h 11, h 14) 229-229" 232-232"

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación
 H CH2 N84 4:
 300, 300"
 Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantennarios complejos fucosilados

Modified residues / résidus modifiés / restos modificados



roluperidonum

roluperidone

2-({1-[2-(4-fluorophenyl)-2-oxoethyl]piperidin-4-yl)methyl}-2,3-dihydro-1*H*-isoindol-1-one


rolupéridone

2-({1-[2-(4-fluorophényl)-2-oxoéthyl]pipéridin-4-yl)méthyl}-2,3-dihydro-1*H*-isoindol-1-one

roluperidona

2-({1-[2-(4-fluorofenil)-2-oxoetil]piperidin-4-il]metil}-2,3-dihidro-1*H*-isoindol-1-ona

C₂₂H₂₃FN₂O₂





rovafovirum etalafenamidum

rovafovir etalafenamide


ethyl (2*S*)-2-(((*S*)-(((2*R*,5*R*)-5-(6-amino-9*H*-purin-9-yl)-4-fluoro-2,5-dihydrofuran-2-yl)oxy)methyl)phenoxyphosphonyl)amino]propanoate

- rovafovir étalafénamide (2*S*)-2-[[[(*S*)-{[(2*R*,5*R*)-5-(6-amino-9*H*-purin-9-yl)-4-fluoro-2,5-dihydrofuran-2-yl]oxy)méthyl]phénoxyphosphono]amino]propanoate d'éthyle
- rovafovir etalafenamida (2*S*)-2-[[[(*S*)-{[(2*R*,5*R*)-5-(6-amino-9*H*-purin-9-il)-4-fluoro-2,5-dihydrofuran-2-il]oxi]metil]fenoxifosfonoil]amino]propanoato de etilo




ruxotemitidum

- ruxotemitide L-lysyl-L-lysyl-L-tryptophyl-L-tryptophyl-L-lysyl-L-lysyl-L-tryptophyl-β-phenyl-L-phenylalanyl-L-lysineamide
- ruxotémítide L-lysyl-L-lysyl-L-tryptophyl-L-tryptophyl-L-lysyl-L-lysyl-L-tryptophyl-β-phényl-L-phénylalanil-L-lysineamide
- ruxotemitida L-lisil-L-lisil-L-triptopfil-L-triptopfil-L-lisil-L-lisil-L-triptopfil-β-fenil-L-fenilalanil-L-lisinaamida



selatogrelum

- selatogrel [(2*R*)-3-[4-(butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]-2-[6-[(3*S*)-3-methoxy pyrrolidin-1-yl]-2-phenylpyrimidine-4-carboxamido]-3-oxopropyl]phosphonic acid
- sélatogrel acide [(2*R*)-3-[4-(butoxycarbonyl)pipérazin-1-yl]-2-[6-[(3*S*)-3-méthoxy pyrrolidin-1-yl]-2-phénylpyrimidine-4-carboxamido]-3-oxopropyl]phosphonique
- selatogrel ácido [(2*R*)-3-[4-(butoxicarbonil)piperazin-1-il]-2-[6-[(3*S*)-3-metoxipirrolidin-1-il]-2-fenilpirimidina-4-carboxamida]-3-oxopropil]fosfónico

C₂₈H₃₉N₆O₈P

sintilimabum #
sintilimab

immunoglobulin G4-kappa, anti-[*Homo sapiens* PDCD1 (programmed cell death 1, PD-1, PD1, CD279)], *Homo sapiens* monoclonal antibody;
gamma4 heavy chain (1-447) [*Homo sapiens* VH (IGHV1-69*01 (93.9%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (100%)) [8.8.13] (1-120) -*Homo sapiens* IGHG4*01 (CH1 (121-218), hinge S10>P (228) (219-230), CH2 (231-340), CH3 (341-445), CHS (446-447)) (121-447)], (134-214')-disulfide with kappa light chain (1'-214') [*Homo sapiens* V-KAPPA (IGKV1-12*01 (96.8%) -IGKJ4*01 (91.7%)) [6 3.9] (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]; dimer (226-226":229-229")-bisdisulfide

sintilimab

immunoglobuline G4-kappa, anti-[*Homo sapiens* PDCD1 (protéine 1 de mort cellulaire programmée, PD-1, PD1, CD279)], *Homo sapiens* anticorps monoclonal; chaîne lourde gamma4 (1-447) [*Homo sapiens* VH (IGHV1-69*01 (93.9%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (100%)) [8.8.13] (1-120) -*Homo sapiens* IGHG4*01 (CH1 (121-218), charnière S10>P (228) (219-230), CH2 (231-340), CH3 (341-445), CHS (446-447)) (121-447)], (134-214')-disulfure avec la chaîne légère kappa (1'-214') [*Homo sapiens* V-KAPPA (IGKV1-12*01 (96.8%) -IGKJ4*01 (91.7%)) [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]; dimère (226-226":229-229")-bisdisulfure

sintilimab

inmunoglobulina G4-kappa, anti-[*Homo sapiens* PDCD1 (proteína 1 de muerte celular programada, PD-1, PD1, CD279)], *Homo sapiens* anticuerpo monoclonal; cadena pesada gamma4 (1-447) [*Homo sapiens* VH (IGHV1-69*01 (93.9%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (100%)) [8.8.13] (1-120) -*Homo sapiens* IGHG4*01 (CH1 (121-218), bisagra S10>P (228) (219-230), CH2 (231-340), CH3 (341-445), CHS (446-447)) (121-447)], (134-214')-disulfuro con la cadena ligera kappa (1'-214') [*Homo sapiens* V-KAPPA (IGKV1-12*01 (96.8%) -IGKJ4*01 (91.7%)) [6 3.9] (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]; dímero (226-226":229-229")-bisdisulfuro

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada

QVQLVQSGAE YKKFGSSSVKY SCKASGGTFS SYAISWVROA PQGLEWNGL 50
 LIIMFDTAGY AQKFQGRVAI TVDESTSTAY MELSSLRSD TAVYYCARAE 100
 HSSGTGFDYW GQGTLVTVSS ASTKGPSVFP LAPCSRSTSE STAALGCLVK 150
 DYFPEPVTVS WNSGALTSQV HTFPAVLQSS GLYSLGSSVT VPSSSLGTRK 200
 YTCNVDHKPS NTKVDRKRVES KYGPPCPFCPE APEFLGGPSV FLFPPKPKDT 250
 LMISRTEFVT CVVVDVDSQED PEVQFNWYVD GVEVHNAKTK PREEQFNSTY 300
 RVVSVLTVLH QDWLNGKEYK CKVSNKGLPES SIEKTIKSAK GQPPKPVYV 350
 LPFSQEQEMTK NQVSLTCLVH GFYPSDIAVE WESNGQPENN YKTTPEVLDL 400
 DGSFFLYSRL TVDKSRWQEG NVFSCSVWHE ALHNHYTQKS LSLSLGK 447

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera

DIQMTQSPSS VSAASVGDRTV ITCRASQGIS SWLAWYQQKFP GKAPKLLISA 50
 ASSLQSGVPS RFGSGSGSDT FTLTISLQPE EDFATYYCQQ ANHLPTTFGG 100
 GTKVELIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNPFY PREAKVQWKV 150
 DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSLSTLT LSKADYEKHK YVACEVTRQG 200
 LSSPVTKSFN RGECE 214

Post-translational modifications

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro

Intra-H (C23-C104) 22°-96' 147°-203' 261°-321' 367°-425'
 22°-96' 147°-203' 261°-321' 367°-425"

Intra-L (C23-C104) 23°-88' 134°-194"
 23°-88' 134°-194"

Inter-H-L (CH1 10-CL 126) 134°-214' 134°-214"

Inter-H-H (h 8, h 11) 226°-226' 229°-229"

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación
 H CH2 N84.4: 297, 297"

Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires
 complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantenaricos complejos fucosilados

N-terminal glutamine cyclization to pyroglutamate (pE, 5-oxoproline)

HVHQ1:1, 1"

C-terminal lysine clipping

H CHS K2: 447, 447"

siremadlinum

siremadlin

(6*S*)-5-(5-chloro-1-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridin-3-yl)-6-(4-chlorophenyl)-2-(2,4-dimethoxypyrimidin-5-yl)-1-(propan-2-yl)-5,6-dihydropyrrolo[3,4-*d*]imidazol-4(1*H*)-one


sirémadline

(6*S*)-5-(5-chloro-1-méthyl-2-oxo-1,2-dihydropyridin-3-yl)-6-(4-chlorophényl)-2-(2,4-diméthoxypyrimidin-5-yl)-1-(propan-2-yl)-5,6-dihydropyrrolo[3,4-*d*]imidazol-4(1*H*)-one

siremadlina

(6*S*)-5-(5-cloro-1-metil-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)-6-(4-clorofenil)-2-(2,4-dimetoxipirimidin-5-il)-1-(propan-2-il)-5,6-dihidropirrolo[3,4-*d*]imidazol-4(1*H*)-ona

C₂₆H₂₄Cl₂N₆O₄

**soticlestatum**

soticlestat


(4-benzyl-4-hydroxypiperidin-1-yl)[(2,4'-bipyridin)-3-yl]methanone

soticlestat

(4-benzyl-4-hydroxypipéridin-1-yl)[(2,4'-bipiridin)-3-yl]méthanone

soticlestat

(4-bencil-4-hidroxiopiperidin-1-il)[(2,4'-bipiridin)-3-il]metanona

C₂₃H₂₃N₃O₂**spesolimabum #**

spesolimab

immunoglobulin G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* IL1RL2 (interleukin 1 receptor like 2, interleukin 36 receptor, IL1R-rp2, IL1RRP2)], humanized monoclonal antibody; gamma1 heavy chain humanized (1-449) [VH (*Homo sapiens*IGHV1-2*02 (81.20%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (93.3%)) [8.8.12] (1-119) -*Homo sapiens*IGHG1*03, G1m3, nG1m1 (CH1 R120 (216) (120-217), hinge (218-232), CH2 L1.3>A (236), L1.2>A (237) (233-342), CH3 E12 (358), M14 (360) (343-447), CHS (448-449)) (120-449)], (222-215')-disulfide with kappa light chain humanized (1'-215') [V-KAPPA (*Homo sapiens*IGKV3-20*01 (79.2%)-*Homo sapiens*IGKJ2*01 (90.9%)) [7 3.9] (1'-108') -*Homo sapiens*IGKC*01, Km3 A45.1 (154), V101 (192)(109'-215')]; dimer (228-228":231-231")-bisdisulfide

spésolimab

immunoglobuline G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* IL1RL2 (récepteur like 2 de l'interleukine 1, récepteur de l'interleukine 36, IL1R-rp2, IL1RRP2), anticorps monoclonal humanisé; chaîne lourde gamma1 humanisée (1-449) [VH (*Homo sapiens*IGHV1-2*02 (81.20%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (93.3%)) [8.8.12] (1-119) -*Homo sapiens*IGHG1*03, G1m3, nG1m1 (CH1 R120 (216) (120-217), charnière (218-232), CH2 L1.3>A (236), L1.2>A (237) (233-342), CH3 E12 (358), M14 (360) (343-447), CHS (448-449)) (120-449)], (222-215')-disulfure avec la chaîne légère kappa humanisée (1'-215') [V-KAPPA (*Homo sapiens*IGKV3-20*01 (79.2%)-*Homo sapiens*IGKJ2*01 (90.9%)) [7 3.9] (1'-108') -*Homo sapiens*IGKC*01, Km3 A45.1 (154), V101 (192)(109'-215')]; dimère (228-228":231-231")-bisdisulfure

espesolimab

immunoglobulina G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* IL1RL2 (receptor like 2 de la interleukina 1, receptor de la interleukina 36, IL1R-rp2, IL1RRP2), anticuerpo monoclonal humanizado; cadena pesada gamma1 humanizada (1-449) [VH (*Homo sapiens*IGHV1-2*02 (81.20%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (93.3%)) [8.8.12] (1-119) -*Homo sapiens*IGHG1*03, G1m3, nG1m1 (CH1 R120 (216) (120-217), bisagra (218-232), CH2 L1.3>A (236), L1.2>A (237) (233-342), CH3 E12 (358), M14 (360) (343-447), CHS (448-449)) (120-449)], (222-215')-disulfuro con la cadena ligera kappa humanizada (1'-215') [V-KAPPA (*Homo sapiens*IGKV3-20*01 (79.2%)-*Homo sapiens*IGKJ2*01 (90.9%)) [7.3.9] (1'-108') -*Homo sapiens*IGKC*01, Km3 A45.1 (154), V101 (192)(109'-215')]; dímero (228-228":231-231")-bisdisulfuro

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada			
QVQLVQSGAE	VKKFPGASVKV	SCKASGYSFT	SSWIHWKQA PGQGLEWMGE 50
INPQGNVRLTY	NENFRNKVTM	TVDTISLSTAY	MELSLRLSDD TAVYYCTVVF 100
YGEFYPFVWG	QGTLVTVSSA	STKGPSVFPFL	APSSKSTSGG TAALGCLVKD 150
YFPEPVTVSW	NSGALTSQVH	TFFPAVLQSSG	LYSLSSVTVV PSSSLGTQTY 200
ICNVNHKPSN	TKVDKRVPEK	SCDKTHTCTPP	CPAPEAAGGP SVPLFPPKPK 250
DTLMLSRTPK	VTCVVVDVSH	EDPEVKFNWY	VDGVEVHNAK TKPREEQYNS 300
TYRIVSVLTV	LHQDVLNGKE	YKCKVSNKAL	PAPIEKTISK AKGQPREPQV 350
YTLPPSREEM	TKNQVSLTCL	VKGFYPSDIA	VEWESNGQPE NNYKTTPEVL 400
DSDGSEFLYS	KLTVDKSRWQ	QGNVFSCSVM	HEALHNHYTQ KSLSLSPGK 449
Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera			
QIVLTQSPGT	LSLSPGERAT	MTCTASSSVS	SSYFHWYQQK PGQAPRLWIY 50
RTSRLASGVP	DRFSGSGSGT	DFTLTISRLE	PEDAATYICH QFHRSPFTFG 100
AGTKLEIKRT	VAAQSVFIFP	PSDQLKSGT	ASVVCLLNPF YPREAKVQMK 150
VDNALQSGNS	QESVTEQDSK	DSTYLSLSTL	TLSKADYEKH KVAACEVTHQ 200
GLSSPVTKSF	NRGEC		215
Post-translational modifications			
Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro			
Intra-H (C23-C104)	22-96	146-202	263-323 369-427
	22"-96"	146"-202"	263"-323" 369"-427"
Intra-L (C23-C104)	23"-89"	135"-195"	
	23"-89"	135"-195"	
Inter-H-L (h 5-CL 126)	222-215'	222"-215"	
Inter-H-H (h 11, h 14)	228-228"	231-231"	
N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación			
H CH2 N84 4:			
299, 299"			
Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantennarios complejos fucosilados			

tabituximabum #
tabituximab

immunoglobulin G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* FZD10 (frizzled class receptor 10, frizzled family receptor 10, Frizzled-10, CD350)], chimeric monoclonal antibody; gamma1 heavy chain chimeric (1-448) [*Mus musculus* VH (IGHV14-3*02 (99.0%) -(IGHD) -IGHJ3*01 (100%)) [8.8.11] (1-118) -*Homo sapiens* IGHG1*01, G1m17,1 (CH1 K120 (215) (119-216), hinge (217-231), CH2 (232-341), CH3 D12 (357), L14 (359) (342-446), CHS (447-448)) (119-448)], (221-214')-disulfide with kappa light chain chimeric (1'-214') [*Mus musculus* V-KAPPA (IGKV12-46*01 (98.9%) -IGKJ2*01 (100%)) [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]; dimer (227-227":230-230")-bisdisulfide

tabituximab

immunoglobuline G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* FZD10 (récepteur 10 de la classe frizzled, récepteur 10 de la famille frizzled, Frizzled-10, CD350)], anticorps monoclonal chimérique; chaîne lourde gamma1 chimérique (1-448) [*Mus musculus* VH (IGHV14-3*02 (99.0%) -(IGHD) -IGHJ3*01 (100%)) [8.8.11] (1-118) -*Homo sapiens* IGHG1*01, G1m17,1 (CH1 K120 (215) (119-216), charnière (217-231), CH2 (232-341), CH3 D12 (357), L14 (359) (342-446), CHS (447-448)) (119-448)], (221-214')-disulfure avec la chaîne légère kappa chimérique (1'-214') [*Mus musculus* V-KAPPA (IGKV12-46*01 (98.9%) -IGKJ2*01 (100%)) [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]; dimère (227-227":230-230")-bisdisulfure

tabituximab

inmunoglobulina G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* FZD10 (receptor 10 de la clase frizzled, receptor 10 de la familia frizzled, Frizzled-10, CD350)], anticuerpo monoclonal quimérico; cadena pesada gamma1 quimérica (1-448) [*Mus musculus* VH (IGHV14-3*02 (99.0%) -(IGHD) -IGHJ3*01 (100%)) [8.8.11] (1-118) -*Homo sapiens* IGHG1*01, G1m17,1 (CH1 K120 (215) (119-216), bisagra (217-231), CH2 (232-341), CH3 D12 (357), L14 (359) (342-446), CHS (447-448)) (119-448)], (221-214')-disulfuro con la cadena ligera kappa quimérica (1'-214') [*Mus musculus* V-KAPPA (IGKV12-46*01 (98.9%) -IGKJ2*01 (100%)) [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]; dímero (227-227":230-230")-bisdisulfuro

Heavy chain / chaîne lourde / cadena pesada

```
EVQLQQSGAE LVKPGASVKL SCTASGFNIN DTYMHWVKQR PEQGLEWIGR 50
IDPANGNTKY DPKFQGKATI TADTSSNTAY LQLSSLTSED TAVVYCARGA 100
RGRFPAYWGQ GTLVTVSAAS TKGPSVFPFLA PSSKSTSGGT AALGCLVKDY 150
FPPEPVTVSWN SGALTSVHPT FPAVLQSSGL YSLSSVVTVP SSSLGTQTYI 200
CNVNHKFSNT KVDKKVEPKS CDKTHTCPPC PAPELLGGPS VFLFPPKPKD 250
TLMISRTPEV TCVVVVVSHE DPEVTFNMYV DGEVEHNAKT KPREEQYNST 300
YRVVSVLTVL HQDWLNGKEY KCKVSNKALP APIEKTISKK KGPQREPVY 350
TLPSPRDELK KNQVSLTCLV KGFYPSDIAV EWESNGQPEN NYKTTTPVLD 400
SDGSFFLYSK LTVDKSRWQQ GNVFSCSVMH EALHNHYTQK SLSLSPGK 448
```

Light chain / chaîne légère / cadena ligera

```
DIQMTQSPAS LSVSVGETVT ITCRASENIY SNLAWYQQKQ GKSPQLLVYV 50
ATNLADGVPS RFSGSGSGTQ YSLKINSLQS EDPGSYQCQ FWGTPYTPGG 100
GKLEIKRIV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNIFY PREAKVQWKV 150
DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYSLSSLT LSKADYEHKK VYACEVTHQG 200
LSSPVTKSFN RGEK 214
```

Post-translational modifications

Disulfide bridges location / positions des ponts disulfure / posiciones de los puentes disulfuro

Intra-H (C23-C104) 22-96 145-201 262-322 368-426
22"-96" 145"-201" 262"-322" 368"-426"

Intra-L (C23-C104) 23'-88" 134'-194"
23"'-88"' 134"'-194'"

Inter-H-L (h 5-CL 126) 221-214' 221"-214"

Inter-H-H (h 11, h 14) 227-227" 230-230"

N-glycosylation sites / sites de N-glycosylation / posiciones de N-glicosilación
H VH N35:

30, 30"

H CH2 N84 4:

298, 298"

Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans/ glycanes de type CHO bi-antennaires complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantenaricos complejos fucosilados

tabituximabum barzuxetanum #
tabituximab barzuxetan

immunoglobulin G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* FZD10 (frizzled class receptor 10, frizzled family receptor 10, Frizzled-10, CD350)], chimeric monoclonal antibody conjugated to *barzuxetan*, a DPTA chelator derivative; gamma1 heavy chain chimeric (1-448) [*Mus musculus* VH (IGHV14-3*02 (99.0%) -(IGHD) -IGHJ3*01 (100%)) [8.8.11] (1-118) -*Homo sapiens* IGHG1*01, G1m17,1 (CH1 K120 (215) (119-216), hinge (217-231), CH2 (232-341), CH3 D12 (357), L14 (359) (342-446), CHS (447-448)) (119-448)], (221-214')-disulfide with kappa light chain chimeric (1'-214') [*Mus musculus* V-KAPPA (IGKV12-46*01 (98.9%) -IGKJ2*01 (100%)) [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]; dimer (227-227":230-230")-bisdisulfide; conjugated, on an average of 2 to 4 lysyl, to *barzuxetan*, p-SCN-Bn-CHX-A"-DPTA, a DPTA chelator derivative
For the *barzuxetan* part, please refer to the annex « *Names for radicals and groups* ».

tabituximab barzuxétan

immunoglobuline G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* FZD10 (récepteur 10 de la classe frizzled, récepteur 10 de la famille frizzled, Frizzled-10, CD350)], anticorps monoclonal chimérique conjugué au *barzuxétan*, un dérivé du chélateur DPTA; chaîne lourde gamma1 chimérique (1-448) [*Mus musculus* VH (IGHV14-3*02 (99.0%) -(IGHD) -IGHJ3*01 (100%)) [8.8.11] (1-118) - *Homo sapiens*IGHG1*01, G1m17,1 (CH1 K120 (215) (119-216), charnière (217-231), CH2 (232-341), CH3 D12 (357), L14 (359) (342-446), CHS (447-448)) (119-448)], (221-214')-disulfure avec la chaîne légère kappa chimérique (1'-214') [*Mus musculus* V-KAPPA (IGKV12-46*01 (98.9%) -IGKJ2*01 (100%)) [6.3.9] (1'-107') - *Homo sapiens*IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]; dimère (227-227":230-230")-bisdisulfure; conjugué, sur une moyenne de 2 à 4 lysyl, au *barzuxétan*, p-SCN-Bn-CHX-A"-DPTA, un dérivé du chélateur DPTA
Pour la partie *barzuxétan*, veuillez-vous référer à l'annexe « Noms pour radicaux et groupes».

tabituximab barzuxetán

inmunoglobulina G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* FZD10 (receptor 10 de la clase frizzled, receptor 10 de la familia frizzled, Frizzled-10, CD350)], anticuerpo monoclonal quimérico conjugado al *barzuxetán*, un derivado del DPTA; cadena pesada gamma1 quimérica (1-448) [*Mus musculus* VH (IGHV14-3*02 (99.0%) -(IGHD) -IGHJ3*01 (100%)) [8.8.11] (1-118) - *Homo sapiens*IGHG1*01, G1m17,1 (CH1 K120 (215) (119-216), bisagra (217-231), CH2 (232-341), CH3 D12 (357), L14 (359) (342-446), CHS (447-448)) (119-448)], (221-214')-disulfuro con la cadena ligera kappa quimérica (1'-214') [*Mus musculus* V-KAPPA (IGKV12-46*01 (98.9%) -IGKJ2*01 (100%)) [6 3.9] (1'-107') - *Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]; dímero (227-227":230-230")-bisdisulfuro; conjugado, en 2 - 4 restos lisil, por término medio, al *barzuxetán*, p-SCN-Bn-CHX-A"-DPTA, un derivado de un agente quelante DPTA
Por la parte *barzuxetán*, por favor vaya al anexo « Denominaciones para Radicales y Grupos».

Heavy chain / chaîne lourde / cadena pesada

```
EVQLQQSGAE LVKPGASVKL SCTASGFNIN DTYMHWVKQR PEQGLEWIGR 50
IDPANGNTKY DPKFQGGKATI TADTSSNTAY LQLSSLTSED TAVYYCARGA 100
RGRFAYWQQ GTLVTVSAAS TKGPSVFPLA PSSKSTSGGT AALGCLVKDY 150
FPEPVTVEWN SGALTSQVHT FPAVLQSSGL YSLSSVVTVP SSSLGTQTYI 200
CNVNHKPSWT KVDKKEPKS CDKHTTCCPC PAPELLGGPS VFLFPPKPKD 250
TLMISRTPEV TCVVVDVSH EDPYKFNWYV DQVEFNHAKT KPREEQINST 300
YRVVSVLTVL HQDMLNGKEY KCKVSNKALP APEKTIISKA KGGPREPQVY 350
TLPDSRDEL TKNQVSLTCLV KGFYPSDIAV EWESNGQPEN NYKTTTPEVLD 400
SDGSFFLYSK LTVDKSRWQQ GNVFSCSVMH EALHNHYTQK SLSLSPGK 448
```

Light chain / chaîne légère / cadena ligera

```
DIQMTQSPAS LSVSVGETVT ITRASENIY SNLAWYQQKQ GKSPQLLVYV 50
ATNLADGVPS RFGSGSGGTQ YSLKINSLQS EDFGSYYCQH FWGTFPTFGG 100
GTKLEIKRTV AAFSVFIAPP SDEQLASGTA SVVCLLNIFY PREAKVQKRV 150
DNALQSGKQK ESVTEQDSKD STYLSLSTLT LSKADYEKHK VIACEVTHQG 200
LSSPVTKSFN RGECC 214
```

Post-translational modifications

Disulfide bridges location / positions des ponts disulfure / posiciones de los puentes disulfuro

Intra-H (C23-C104) 22-96 145-201 262-322 368-426
22"-96" 145"-201" 262"-322" 368"-426"

Intra-L (C23-C104) 23-88" 134-194"

23"-88" 134"-194"

Intra-H-L (h 5-CL 126) 221-214" 221"-214"

Inter-H-H (h 11, h 14) 227-227" 230-230"

conjugated, on an average of 2 to 4 lysyl, to *barzuxetán* / conjugué, sur une moyenne de 2 à 4

lysyl, au *barzuxétan* / conjugado en 2 - 4 restos lisil, por término medio, al *barzuxetán*

N-glycosylation sites / sites de N-glycosylation / posiciones de N-glicosilación

H VH N35:

30, 30"

H CH2 N84.4:

298, 298"

Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires

complejos fucosilés / glicanos de tipo CHO biantennarios complejos fucosilados

tafasitamabum #
tafasitamab

immunoglobulin G1-G2-kappa, anti-[*Homo sapiens* CD19 (B lymphocyte surface antigen B4, Leu-12)], monoclonal antibody;
gamma1-gamma2 heavy chain (1-451) [VH (*Mus musculus*IGHV1-14*01 (77.6%)/*Homo sapiens*IGHV1-3*01 (73.5%) -(IGHD) -*Homo sapiens*IGHJ4*01 (100%)) [8.8.14] (1-121) -*Homo sapiens*IGHG1*01 (CH1 G1m17, K120 (218) (122-219) -hinge (220-234) -CH2 1.6-1.1 (235-240)) (122-240) -*Homo sapiens*IGHG2*01 (CH2 1-125, S3>D (243), G2m.. V45.1 (286), G110>A (331), I117>E (336) (241-344) -CH3 nG1m1 E12 (360) M14 (362) (345-449) -CHS (450-451)) (241-451)], (224-219')-disulfide with kappa light chain (1'-219') [V-KAPPA (*Mus musculus*IGKV2-137*01 (75.0%)/*Homo sapiens*IGHV3D-11*03 (73.7%) -*Homo sapiens*IGKJ2*01 (90.9%)) [11.3.9] (1'-112') -*Homo sapiens*IGKC*01, Km3 A45.1 (158), V101 (196) (113'-219')]; dimer (230-230":233-233")-bisdisulfide

tafasitamab

immunoglobuline G1-G2-kappa, anti-[*Homo sapiens* CD19 (antigène de surface B4 des lymphocytes B, Leu-12)], anticorps monoclonal;
chaîne lourde gamma1-gamma2 (1-451) [VH (*Mus musculus*IGHV1-14*01 (77.6%)/*Homo sapiens*IGHV1-3*01 (73.5%) -(IGHD) -*Homo sapiens*IGHJ4*01 (100%)) [8.8.14] (1-121) -*Homo sapiens*IGHG1*01 (CH1 G1m17, K120 (218) (122-219) -charnière (220-234) -CH2 1.6-1.1 (235-240)) (122-240) -*Homo sapiens*IGHG2*01 (CH2 1-125, S3>D (243), G2m.. V45.1 (286), G110>A (331), I117>E (336) (241-344) -CH3 nG1m1 E12 (360) M14 (362) (345-449) -CHS (450-451)) (241-451)], (224-219')-disulfure avec la chaîne légère kappa (1'-219') [V-KAPPA (*Mus musculus*IGKV2-137*01 (75.0%)/*Homo sapiens*IGHV3D-11*03 (73.7%) -*Homo sapiens*IGKJ2*01 (90.9%)) [11.3.9] (1'-112') -*Homo sapiens*IGKC*01, Km3 A45.1 (158), V101 (196) (113'-219')]; dimère (230-230":233-233")-bisdisulfure

tafasitamab

inmunoglobulina G1-G2-kappa, anti-[*Homo sapiens* CD19 (antígeno de superficie B4 de los linfocitos B, Leu-12)], anticuerpo monoclonal;
cadena pesada gamma1-gamma2 (1-451) [VH (*Mus musculus*IGHV1-14*01 (77.6%)/*Homo sapiens*IGHV1-3*01 (73.5%) -(IGHD) -*Homo sapiens*IGHJ4*01 (100%)) [8.8.14] (1-121) -*Homo sapiens*IGHG1*01 (CH1 G1m17, K120 (218) (122-219) -bisagra(220-234) -CH2 1.6-1.1 (235-240)) (122-240) -*Homo sapiens*IGHG2*01 (CH2 1-125, S3>D (243), G2m.. V45.1 (286), G110>A (331), I117>E (336) (241-344) -CH3 nG1m1 E12 (360) M14 (362) (345-449) -CHS (450-451)) (241-451)], (224-219')-disulfuro con la cadena ligera kappa (1'-219') [V-KAPPA (*Mus musculus*IGKV2-137*01 (75.0%)/*Homo sapiens*IGHV3D-11*03 (73.7%) -*Homo sapiens*IGKJ2*01 (90.9%)) [11.3.9] (1'-112') -*Homo sapiens*IGKC*01, Km3 A45.1 (158), V101 (196) (113'-219')]; dímero (230-230":233-233")-bisdisulfuro

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada
 EVQLVESGGG LVKPGGSLKL SCAASGYTFT SYVMHWVRQA PGKGLEWIGY 50
 INPYNDGTKY NEKFGQGRVTI SSDKSISTAY MELSSLSRSED TAMYVCARGT 100
 YYFGTRVFDY WQQGTLTVTS SASTKGFPSVF PLAPSSKSTS GGTAALGCLV 150
 KDYFPEPVTY SWNSGALTSG VHTFPAVLQS SGLYLSLSSV TVPSSSLGTQ 200
 TYICNVNHPK SNTKVDKVE PKSCDKTHTC PPCPAPELLG GPDVFLFPPK 250
 PKDTLMISRT PEVTCVVVDV SHEDPEVQFN WYVDGVEVHN AKTKPREEQF 300
 NSTFRVVSVL TVVHQDWLNG KEYKCKVSNK ALPAPEEKTI SKTKGQPREP 350
 QVYTLPPSRE EMTKNQVSLT CLVKGFPYPSD IAVEWESNGQ PENNYKTTTP 400
 MLDSDGSFFL YSKLTVDKSR WQQGNVFCSS VMHEALHNHY TQKSLSLSPG 450
 K 451

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera
 DIVMTQSPAT LSLSPGERAT LSCRSSKSLQ NVNGNTYLYW FQKPGQSPQ 50
 LLIYRMSNLI SGVPDRFSGS GSGTEFTLTI SLEPEDFAV YYCMQHLEYP 100
 ITFGAGTKLE IKRTVAAPSV FIFPPSDEQL KSGTASVWCL LNNFYPREAK 150
 VQWKVDNALQ SGNSQESVTE QDSKDYSTYSL SSSLTTLKAD YEKHKVYACE 200
 VTHQGLSSPV TKSFNRGEC 219

Post-translational modifications

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro

Intra-H (C23-C104) 22"-96" 148"-204" 265"-325" 371"-429"
 22"-96" 148"-204" 265"-325" 371"-429"

Intra-L (C23-C104) 23"-93" 139"-199"
 23"-93" 139"-199"

Inter-H-L (h 5-CL 126) 224"-219" 224"-219"

Inter-H-H (h 11, h 14) 230"-230" 233"-233"

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación

H CH2 N84.4: 301, 301"

Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires

complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantennarios complejos fucosilados.

C-terminal lysine clipping:

H CHS K2: 451, 451"

taniborbactamum

taniborbactam


(3*R*)-3-(2-{*trans*-4-[(2-aminoethyl)amino]cyclohexyl)acetamido)-2-hydroxy-3,4-dihydro-2*H*-1,2-benzoxaborinine-8-carboxylic acid

taniborbactam

acide (3*R*)-3-(2-{*trans*-4-[(2-aminoéthyl)amino]cyclohexyl)acétamido)-2-hydroxy-3,4-dihydro-2*H*-1,2-benzoxaborinine-8-carboxylique

taniborbactam

ácido (3*R*)-3-(2-{*trans*-4-[(2-aminoetil)amino]ciclohexil)acetamido)-2-hidroxi-3,4-dihidro-2*H*-1,2-benzoxaborinina-8-carboxílico

C₁₉H₂₈BN₃O₅**tavapadonum**


tavapadon

(-)-(6*E*)-1,5-dimethyl-6-(2-methyl-4-[[3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy]phenyl)pyrimidine-2,4(1*H*,3*H*)-dione

tavapadon

(-)-(6*E*)-1,5-diméthyl-6-(2-méthyl-4-[[3-(trifluorométhy)pyridin-2-yl]oxy]phényl)pyrimidine-2,4(1*H*,3*H*)-dione

tavapadón

(-)-(6E)-1,5-diméthil-6-(2-méthil-4-[[3-(trifluorométhyl)piridin-2-il]oxi]fénil)pirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-dionaC₁₉H₁₆F₃N₃O₃

telaglenastatum


telaglenastat

N-[6-(4-{5-[2-(pyridin-2-yl)acetamido]-1,3,4-thiadiazol-2-yl]butyl}pyridazin-3-yl)-2-[3-(trifluorométhoxy)phényl]acetamide

télaglénastat

N-[6-(4-{5-[2-(pyridin-2-yl)acétamido]-1,3,4-thiadiazol-2-yl]butyl}pyridazin-3-yl)-2-[3-(trifluorométhoxy)phényl]acetamide

telaglenastat

N-[6-(4-{5-[2-(piridin-2-il)acetamido]-1,3,4-tiadiazol-2-il]butyl}piridazin-3-il)-2-[3-(trifluorometoxi)fénil]acetamidaC₂₆H₂₄F₃N₇O₃S

temelimabum #

temelimab

immunoglobulin G4-kappa, anti-[*Homo sapiens* endogenous retrovirus (HERV) family W multiple sclerosis-associated retrovirus (MRSV) envelope protein], humanized monoclonal antibody; gamma4 heavy chain (1-443) [humanized VH (*Homo sapiens* IGHV1-46*01 (81.2%) -(IGHD)-IGHJ4*01 (92.9%)) [8.8.9] (1-116) -*Homo sapiens* IGHG4*01 (CH1 (117-214), hinge S10>P (224) (215-226), CH2 (227-336), CH3 (337-441), CHS (442-443)) (117-443)], (130-213')-disulfide with kappa light chain (1'-213') [humanized V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV1-39*01 (81.9%) -IGKJ4*01 (100%)) [5.3.9] (1'-106') -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (152), V101 (190) (107'-213')]; dimer (222-222":225-225")-bisdisulfide

témélimab

immunoglobuline G4-kappa, anti-[protéine d'enveloppe du rétrovirus associé à la sclérose en plaques (MRSV) de la famille W des rétrovirus endogènes (HERV) d'*Homo sapiens*], anticorps monoclonal humanisé; chaîne lourde gamma4 (1-443) [VH humanisé (*Homo sapiens* IGHV1-46*01 (81.2%) -(IGHD)-IGHJ4*01 (92.9%)) [8.8.9] (1-116) -*Homo sapiens* IGHG4*01 (CH1 (117-214), charnière S10>P (224) (215-226), CH2 (227-336), CH3 (337-441), CHS (442-443)) (117-443)], (130-213')-disulfure avec la chaîne légère kappa (1'-213') [V-KAPPA humanisé (*Homo sapiens* IGKV1-39*01 (81.9%) -IGKJ4*01 (100%)) [5.3.9] (1'-106') -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (152), V101 (190) (107'-213')]; dimère (222-222":225-225")-bisdisulfure

temelimab

inmunoglobulina G4-kappa, anti-[proteína de la envoltura del retrovirus asociado a la esclerosis en placas (MRSV) de la familia W de los retrovirus endógenos (HERV) d' *Homo sapiens*], anticuerpo monoclonal humanizado;
 cadena pesada gamma4 (1-443) [VH humanizado (*Homo sapiens* IGHV1-46*01 (81.2%) -(IGHD)-IGHJ4*01 (92.9%)) [8.8.9] (1-116) - *Homo sapiens*IGHG4*01 (CH1 (117-214), bisagra S10>P (224) (215-226), CH2 (227-336), CH3 (337-441), CHS (442-443)) (117-443)], (130-213')-disulfuro con la cadena ligera kappa (1'-213') [V-KAPPA humanizado (*Homo sapiens*IGKV1-39*01 (81.9%) -IGKJ4*01 (100%)) [5.3.9] (1'-106') -*Homo sapiens*IGKC*01, Km3 A45.1 (152), V101 (190) (107'-213')]; dímero (222-222":225-225")-bisdisulfuro

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada
 QVQLVQSGAE VKKPGSSVKV SCKASGYTFT DYEMHWVRQA PGQGLEWIGA 50
 VAPETGGTAY NQKFKGRATI TADKSTSTAY MELSSLRSED TAVVYCTSTV 100
 VPFAYWQGT LVTVSSASTK GPSVFLPAPC SRSTSESTAA LGCLVKDYFP 150
 EPVTVSWNSG ALTSGVHTFP AVLQSSGLYS LSSVTVFPSS SLGKTYTCN 200
 VDHPKSNITKV DKRVESKYGP PCPPCPAPEF LGGPSVFLFP PKPKDTYLMIS 250
 RTPPEVTCVVV DVSQEDPEVQ FNVYVDGVEV HNAKTKPRRE QFNSTYRVVS 300
 VLVTLHQDWL NGKEYKCKVS NKGLPSSIEK TISKAKGQPR EPQVYTLFPS 350
 QEEMTKNQVS LTCLVKGFYP SDIAVEWESN GQFENNYKTT PFLDSDGSF 400
 FLYSRLTVDK SRWQEGNVFS CSMVHEALHN HYTKSLSLS LGK 443

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera
 QIQLTQSPSS LSASVGRVIT ITCSASSSVS YMYWYQQKPG KAPKAWIYRT 50
 SNLASGVFPR FSGSGSGTDY TLTISLSQPE DFATYYCQQY QSLPLTFGGG 100
 TKVEIKRTVA APSVFIFFPS DEQLKSGTAS VVCLLNFPY REAKVQWKVD 150
 NALQSGNSQE SVTEQDSKDS TYSLSSTLTL SKADYEKHKV YACEVTHQGL 200
 SSPVTKSFNR GEC 213

Post-translational modifications
 Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro
 Intra-H (C23-C104) 22-96 143-199 257-317 363-421
 22"-96" 143"-199" 257"-317" 363"-421"
 Intra-L (C23-C104) 23"-87" 133"-193"
 23"-87" 133"-193"
 Inter-H-L (CH1 10-CL 126) 130-213" 130"-213"
 Inter-H-H (h 8, h 11) 222-222" 225-225"

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación
 H CH2 N84 4:
 293, 293"
 Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantenarijos complejos fucosilados

teterpaturevum #
 teterpaturev

A conditionally-replicating oncolytic Herpes simplex virus type 1 (HSV-1) strain F that has genetically engineered deletions within both copies of the γ 34.5 gene and within the α 47 gene, and further modified by insertion of an expressible beta-galactosidase (LacZ) gene in the ICP6 locus.

téterpaturev

souche F du virus Herpes simplex type 1 (HSV-1), oncolytique, dont la réplication est conditionnée, avec délétions par génie génétique dans les deux copies du gène γ 34.5 et dans le gène α 47 et avec des modifications par insertion du gène expressible de la bêta-galactosidase (LacZ) dans le locus ICP6

teterpaturev


Un virus Herpes simplex de tipo 1 (VHS-1) de la cepa F oncolítico, con replicación condicionada, que tiene delecciones introducidas por ingeniería genética en ambas copias del gen γ 34 5 y en el gen α 47, y con modificaciones adicionales mediante inserción de un gén expresable de beta-galactosidasa (LacZ) en el locus ICP6.

tildacerfontum

tildacerfont 3-[4-chloro-2-(morpholin-4-yl)-1,3-thiazol-5-yl]-2,5-dimethyl-7-(pentan-3-yl)pyrazolo[1,5-*a*]pyrimidine

tildacerfont 3-[4-chloro-2-(morpholin-4-yl)-1,3-thiazol-5-yl]-2,5-diméthyl-7-(pentan-3-yl)pyrazolo[1,5-*a*]pyrimidine



tildacerfont 3-[4-cloro-2-(morfolin-4-il)-1,3-tiazol-5-il]-2,5-dimetil-7-(pentan-3-il)pirazolo[1,5-*a*]pirimidina

**tirbanibulinum**

tirbanibulin *N*-benzyl-2-(5-{4-[2-(morpholin-4-yl)ethoxy]phenyl}pyridin-2-yl)acetamide

tirbanibuline *N*-benzyl-2-(5-{4-[2-(morpholin-4-yl)éthoxy]phényl}pyridin-2-yl)acetamide

tirbanibulina *N*-bencil-2-(5-{4-[2-(morfolin-4-il)etoxi]fenil}piridin-2-il)acetamida

**tirzepatidum**

tirzepatide L-tyrosyl-2-methylalanyl-L- α -glutamylglycyl-L-threonyl-L-phenylalanyl-L-threonyl-L-seryl-L- α -aspartyl-L-tyrosyl-L-seryl-L-isoleucyl-2-methylalanyl-L-leucyl-L- α -aspartyl-L-lysyl-L-isoleucyl-L-alanyl-L-glutaminyL-*N*⁶-[(2*S*)-22,42-dicarboxy-10,19,24-trioxo-3,6,12,15-tetraoxa-9,18,23-triazadotetracontan-1-oyl]-L-lysyl-L-alanyl-L-phenylalanyl-L-valyl-L-glutaminyL-L-tryptophyl-L-leucyl-L-isoleucyl-L-alanylglycylglycyl-L-prolyl-L-seryl-L-serylglycyl-L-alanyl-L-prolyl-L-prolyl-L-prolyl-L-serinamide

tirzépátide L-tyrosyl-2-méthylalanyl-L- α -glutamylglycyl-L-thréonyl-L-phénylalanyl-L-thréonyl-L-séryl-L- α -aspartyl-L-tyrosyl-L-séryl-L-isoleucyl-2-méthylalanyl-L-leucyl-L- α -aspartyl-L-lysyl-L-isoleucyl-L-alanyl-L-glutaminyL-*N*⁶-[(2*S*)-22,42-dicarboxy-10,19,24-trioxo-3,6,12,15-tétraoxa-9,18,23-triazadotétracontan-1-oyl]-L-lysyl-L-alanyl-L-phénylalanyl-L-valyl-L-glutaminyL-L-tryptophyl-L-leucyl-L-isoleucyl-L-alanylglycylglycyl-L-prolyl-L-séryl-L-sérylglycyl-L-alanyl-L-prolyl-L-prolyl-L-prolyl-L-sérinamide

tirzepatida


L-tirosil-2-metilalanil-L- α -glutamilglicil-L-treonil-L-fenilalanil-L-treonil-L-seril-L- α -aspartil-L-tirosil-L-seril-L-isoleucil-2-metilalanil-L-leucil-L- α -aspartil-L-lisil-L-isoleucil-L-alanil-L-glutaminil-N⁶-[(22S)-22,42-dicarboxi-10,19,24-trioxa-3,6,12,15-tetraoxa-9,18,23-triazadotetracontan-1-oi]-L-lisil-L-alanil-L-fenilalanil-L-valil-L-glutaminil-L-triptofil-L-leucil-L-isoleucil-L-alanilglicilglicil-L-prolil-L-seril-L-serilglicil-L-alanil-L-prolil-L-prolil-L-prolil-L-serinamida




Sequence / Séquence / Secuencia

YXEGTFTSDY SIXLDKIAQK AFVQWLIAGG PSSGAPPPS 39

Modified residues / Résidus modifiés / Restos modificados



K (20) N⁶-{N-(hydrogen icosanedioyl)- γ -Glu-bis[iminobis(ethylenoxy)acetyl]}-Lysine



tofersenum

tofersen


all-P-ambo-2'-O-(2-methoxyethyl)-5-methyl-*P*-thiocytidylyl-(3'→5')-2'-*O*-(2-methoxyethyl)adenylyl-(3'→5')-2'-*O*-(2-methoxyethyl)-*P*-thioguanilyl-(3'→5')-2'-*O*-(2-methoxyethyl)guanylyl-(3'→5')-2'-*O*-(2-methoxyethyl)-*P*-thioadenylyl-(3'→5')-*P*-thiothymidylyl-(3'→5')-2'-deoxy-*P*-thioadenylyl-(3'→5')-2'-deoxy-5-methyl-*P*-thiocytidylyl-(3'→5')-2'-deoxy-*P*-thioadenylyl-(3'→5')-*P*-thiothymidylyl-(3'→5')-*P*-thiothymidylyl-(3'→5')-*P*-thiothymidylyl-(3'→5')-2'-deoxy-5-methyl-*P*-thiocytidylyl-(3'→5')-*P*-thiothymidylyl-(3'→5')-2'-deoxy-*P*-thioadenylyl-(3'→5')-2'-*O*-(2-methoxyethyl)-5-methylcytidylyl-(3'→5')-2'-*O*-(2-methoxyethyl)-*P*-thioadenylyl-(3'→5')-2'-*O*-(2-methoxyethyl)guanylyl-(3'→5')-2'-*O*-(2-methoxyethyl)-5-methyl-*P*-thiocytidylyl-(3'→5')-2'-*O*-(2-methoxyethyl)-5-methyluridine

tofersen

tout-P-ambo-2'-O-(2-méthoxyéthyl)-5-méthyl-*P*-thiocytidylyl-(3'→5')-2'-*O*-(2-méthoxyéthyl)adénylyl-(3'→5')-2'-*O*-(2-méthoxyéthyl)-*P*-thioguanilyl-(3'→5')-2'-*O*-(2-méthoxyéthyl)guanylyl-(3'→5')-2'-*O*-(2-méthoxyéthyl)-*P*-thioadénylyl-(3'→5')-*P*-thiothymidylyl-(3'→5')-2'-désoxy-*P*-thioadénylyl-(3'→5')-2'-désoxy-5-méthyl-*P*-thiocytidylyl-(3'→5')-2'-désoxy-*P*-thioadénylyl-(3'→5')-*P*-thiothymidylyl-(3'→5')-*P*-thiothymidylyl-(3'→5')-2'-désoxy-5-méthyl-*P*-thiocytidylyl-(3'→5')-*P*-thiothymidylyl-(3'→5')-2'-désoxy-*P*-thioadénylyl-(3'→5')-2'-*O*-(2-méthoxyéthyl)-5-méthylcytidylyl-(3'→5')-2'-*O*-(2-méthoxyéthyl)-*P*-thioadénylyl-(3'→5')-2'-*O*-(2-méthoxyéthyl)guanylyl-(3'→5')-2'-*O*-(2-méthoxyéthyl)-5-méthyl-*P*-thiocytidylyl-(3'→5')-2'-*O*-(2-méthoxyéthyl)-5-méthyluridine

tofersén

todo-P-ambo-2'-O-(2-metoxietil)-5-metil-P-tiocitidilil-(3'→5')-2'-O-(2-metoxietil)adenilil-(3'→5')-2'-O-(2-metoxietil)-P-tioguanilil-(3'→5')-2'-O-(2-metoxietil)guanilil-(3'→5')-2'-O-(2-metoxietil)-P-tioadenilil-(3'→5')-P-tiotimidilil-(3'→5')-2'-desoxi-P-tioadenilil-(3'→5')-2'-desoxi-5-metil-P-tiocitidilil-(3'→5')-2'-desoxi-P-tioadenilil-(3'→5')-P-tiotimidilil-(3'→5')-P-tiotimidilil-(3'→5')-P-tiotimidilil-(3'→5')-2'-desoxi-5-metil-P-tiocitidilil-(3'→5')-P-tiotimidilil-(3'→5')-2'-desoxi-P-tioadenilil-(3'→5')-2'-O-(2-metoxietil)-5-metilcitidilil-(3'→5')-2'-O-(2-metoxietil)-P-tioadenilil-(3'→5')-2'-O-(2-metoxietil)guanilil-(3'→5')-2'-O-(2-metoxietil)-5-metil-P-tiocitidilil-(3'→5')-2'-O-(2-metoxietil)-5-metiluridina



toripalimab #
toripalimab

immunoglobulin G4-kappa, anti-[*Homo sapiens* PDCD1 (programmed cell death 1, PD-1, PD1, CD279)], monoclonal antibody;
gamma4 heavy chain (1-452) [VH (*Homo sapiens* IGHV1-46*01 (80.6%) -(IGHD)-IGHJ3*01 (92.9%)) [8.8.18] (1-125) -*Homo sapiens* IGHG4*01 (CH1 (126-223), hinge S10>P (233) (224-235), CH2 (236-345), CH3 (346-450), CHS (451-452)) (126-452)], (139-219)-disulfide with kappa light chain (1'-219') [V-KAPPA (*Mus musculus* IGKV1-117*01 (93.0%)/*Homo sapiens* IGKV2-30*02 (88.0%) -*Homo sapiens* IGKJ2*01 (100%)) [11.3.9] (1'-112') -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (158), V101 (196) (113'-219')]; dimer (231-231":234-234")-bisdisulfide

toripalimab

immunoglobuline G4-kappa, anti-[*Homo sapiens* PDCD1 (protéine 1 de mort cellulaire programmée, PD-1, PD1, CD279)], anticorps monoclonal;
chaîne lourde gamma4 (1-452) [VH (*Homo sapiens* IGHV1-46*01 (80.6%) -(IGHD)-IGHJ3*01 (92.9%)) [8.8.18] (1-125) -*Homo sapiens* IGHG4*01 (CH1 (126-223), charnière S10>P (233) (224-235), CH2 (236-345), CH3 (346-450), CHS (451-452)) (126-452)], (139-219)-disulfure avec la chaîne légère kappa (1'-219') [V-KAPPA (*Mus musculus* IGKV1-117*01 (93.0%)/*Homo sapiens* IGKV2-30*02 (88.0%) -*Homo sapiens* IGKJ2*01 (100%)) [11.3.9] (1'-112') -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (158), V101 (196) (113'-219')]; dimère (231-231":234-234")-bisdisulfure

toripalimab

inmunoglobulina G4-kappa, anti-[*Homo sapiens* PDCD1 (proteína 1 de muerte celular programada, PD-1, PD1, CD279)], anticuerpo monoclonal;

cadena pesada gamma4 (1-452) [VH (*Homo sapiens*IGHV1-46*01 (80.6%) -(IGHD)-IGHJ3*01 (92.9%)) [8.8.18] (1-125) -*Homo sapiens* IGHG4*01 (CH1 (126-223), bisagra S10>P (233) (224-235), CH2 (236-345), CH3 (346-450), CHS (451-452)) (126-452)], (139-219')-disulfuro con la cadena ligera kappa (1'-219') [V-KAPPA (*Mus musculus*IGKV1-117*01 (93.0%)/*Homo sapiens*IGKV2-30*02 (88.0%) -*Homo sapiens*IGKJ2*01 (100%)) [11.3.9] (1'-112') -*Homo sapiens*IGKC*01, Km3 A45.1 (158), V101 (196) (113'-219')]; dímero (231-231":234-234")-bisdisulfuro

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada

QGQLVQSGAE VKKPGASVKV SCKASGYTFT DYEMHWVRQA PIHGLEWIGV 50
 IESETGGTAY NQKFKGRVTI TADKSTSTAY MELSSLRSED TAVYYCAREG 100
 ITTVAITTYW YFDVWGQGIT VIVSASTKGG PSVFPLAPCS RSTSESTAAL 150
 GCLVKDYFPE PVTVSNWSGA LTSGVHTFPA VLQSSGLYSL SSVVTVPSSS 200
 LGKRTYTCNV DHKPSNTKVD KRVEKSYGPP CPPCPAPEFL GGPSVPLFPP 250
 KPKDTLMISR TPEVTCVVVD VSQEDPEVQF NWYVDGVEVH NAKTKPREEQ 300
 FNSTYRVMSR LTVLHQDWLN GKEYKCKVSN KGLPSSIEKT ISKAKGQPRE 350
 PQVTLPPSQ EEMTKNQVSL TCLVKGFYPS DIAVEWESNG QPENNYKTTTP 400
 PVLDSGDSFP LYSRLTVDKS RWQEGNVFSC SVMHEALHNN YTQKSLSLSL 450
 GK 452

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera

DVVMTQSPSL LPVTLGQPAS ISCRSSQSI V HSNNGTYLEW YLQKPGQSPQ 50
 LLIYKVSNR F SGVPRDFSGS GSGTDFTLKI SRVEAEDVGV YYCFQGSHPV 100
 LTFGQGTKLE IKRTVAAPSV FIFPPSDEQL KSGTASVCL LNNFYPREAK 150
 VQWKVDNALQ SGNSQESVTE QDSKDSITYSL SSTLTLSKAD YEKHKVYACE 200
 VTHQGLSSPV TKSFNREGC 219

Post-translational modifications

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro

Intra-H (C23-C104) 22-96 152-208 266-326 372-430
 22"-96" 152"-208" 266"-326" 372"-430"

Intra-L (C23-C104) 23'-93' 139'-199'
 23"'-93"" 139"'-199""

Inter-H-L (CH1 10-CL126) 139-219' 139"-219"
 Inter-H-H (h 8, h 11) 231-231" 234-234"

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación

H CH2 N84 4:
 302, 302"

Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires
 complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantenaríos complejos fucosilados

umibecestatum

umibecestat

N-{6-[(3*R*,6*R*)-5-amino-3,6-dimethyl-6-(trifluoromethyl)-3,6-dihydro-2*H*-1,4-oxazin-3-yl]-5-fluoropyridin-2-yl}-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxamide

umibécestat

N-{6-[(3*R*,6*R*)-5-amino-3,6-diméthyl-6-(trifluorométhyl)-3,6-dihydro-2*H*-1,4-oxazin-3-yl]-5-fluoropyridin-2-yl}-3-chloro-5-(trifluorométhyl)pyridine-2-carboxamide

umibecestat

N-{6-[(3*R*,6*R*)-5-amino-3,6-dimetil-6-(trifluorometil)-3,6-dihidro-2*H*-1,4-oxazin-3-il]-5-fluoropiridin-2-il}-3-cloro-5-(trifluorometil)piridina-2-carboxamida


C₁₉H₁₅ClF₇N₅O₂

vafidemstatum

vafidemstat (4^{1*R*},4^{2*S*})-6-oxa-3-aza-1(2)-[1,3,4]oxadiazola-5(1,4),8(1)-dibenzena-4(1,2)-cyclopropana-octaphan-1⁵-amine

vafidemstat (4^{1*R*},4^{2*S*})-6-oxa-3-aza-1(2)-[1,3,4]oxadiazola-5(1,4),8(1)-dibencéna-4(1,2)-cyclopropana-octaphan-1⁵-amine


vafidemstat (4^{1*R*},4^{2*S*})-6-oxa-3-aza-1(2)-[1,3,4]oxadiazola-5(1,4),8(1)-dibencena-4(1,2)-ciclopropana-octafan-1⁵-amina

**valecobulinum**

valecobulin (2*S*)-2-amino-3-methyl-*N*-{4-[3-(1*H*-1,2,4-triazol-1-yl)-4-(3,4,5-trimethoxybenzoyl)phenyl]-1,3-thiazol-2-yl}butanamide

valécobuline (2*S*)-2-amino-3-méthyl-*N*-{4-[3-(1*H*-1,2,4-triazol-1-yl)-4-(3,4,5-triméthoxybenzoyl)phényl]-1,3-thiazol-2-yl}butanamide

valecobulina (2*S*)-2-amino-3-metil-*N*-{4-[3-(1*H*-1,2,4-triazol-1-il)-4-(3,4,5-trimetoxibenzoil)fenil]-1,3-tiazol-2-il}butanamide

**vutrisiranum**

vutrisiran {{(2*S*,4*R*)-1-[1-[(2-acetamido-2-deoxy-β-D-galactopyranosyl)oxy]-16,16-bis-({3-[(3-{5-[(2-acetamido-2-deoxy-β-D-galactopyranosyl)oxy]pentanamido}propyl)amino]-3-oxopropoxy)methyl)-5,11,18-trioxo-14-oxa-6,10,17-triazanonacosan-29-oyl]-4-hydroxypyrrolidin-2-yl)methyl hydrogen *alt-P*-*ambo*-2'-*O*-methyl-*P*-thiouridylyl-(3'→5')-2'-*O*-methyl-*P*-thioguanilyl-(3'→5')-2'-*O*-methylguanylyl-(3'→5')-2'-*O*-methylguanylyl-(3'→5')-2'-*O*-methyladenylyl-(3'→5')-2'-*O*-methyluridylyl-(3'→5')-2'-deoxy-2'-fluorouridylyl-(3'→5')-2'-*O*-methyluridylyl-(3'→5')-2'-deoxy-2'-fluorocytidylyl-(3'→5')-2'-deoxy-2'-fluoroadenylyl-(3'→5')-2'-deoxy-2'-fluorouridylyl-(3'→5')-2'-*O*-methylguanylyl-(3'→5')-2'-*O*-methyluridylyl-(3'→5')-2'-*O*-methyladenylyl-(3'→5')-2'-*O*-methyladenylyl-(3'→5')-2'-*O*-methylcytidylyl-(3'→5')-2'-*O*-methylcytidylyl-(3'→5')-2'-*O*-methyladenylyl-(3'→5')-2'-*O*-methyladenylyl-(3'→5')-2'-*O*-methylguanylyl-(3'→5')-2'-*O*-methyl-3'-adenylate duplex


with *all-P-ambo-2'-O-methyl-P-thiocytidylyl-(5'→3')-2'-O-methyl-P-thiouridylyl-(5'→3')-2'-O-methyladenylyl-(5'→3')-2'-O-methylcytidylyl-(5'→3')-2'-O-methylcytidylyl-(5'→3')-2'-O-methylcytidylyl-(5'→3')-2'-O-methyluridylyl-(5'→3')-2'-deoxy-2'-fluoroadenylyl-(5'→3')-2'-O-methyladenylyl-(5'→3')-2'-deoxy-2'-fluoroadenylyl-(5'→3')-2'-O-methylguanylyl-(5'→3')-2'-O-methyluridylyl-(5'→3')-2'-O-methyladenylyl-(5'→3')-2'-O-methylcytidylyl-(5'→3')-2'-deoxy-2'-fluoroadenylyl-(5'→3')-2'-O-methyluridylyl-(5'→3')-2'-O-methyluridylyl-(5'→3')-2'-deoxy-2'-fluoroguanilyl-(5'→3')-2'-O-methylguanylyl-(5'→3')-2'-O-methyluridylyl-(5'→3')-2'-O-methyl-P-thiouridylyl-(5'→3')-2'-deoxy-2'-fluoro-P-thiocytidylyl-(5'→3')-2'-O-methyluridine*

vutrisiran


hydrogénó-*tout-P-ambo-2'-O-méthyl-P-thiouridylyl-(3'→5')-2'-O-méthyl-P-thioguanilyl-(3'→5')-2'-O-méthylguanylyl-(3'→5')-2'-O-méthylguanylyl-(3'→5')-2'-O-méthyladenylyl-(3'→5')-2'-O-méthyluridylyl-(3'→5')-2'-désoxy-2'-fluorouridylyl-(3'→5')-2'-O-méthyluridylyl-(3'→5')-2'-désoxy-2'-fluorocytidylyl-(3'→5')-2'-désoxy-2'-fluoroadénylyl-(3'→5')-2'-désoxy-2'-fluorouridylyl-(3'→5')-2'-O-méthylguanylyl-(3'→5')-2'-O-méthyluridylyl-(3'→5')-2'-O-méthyladenylyl-(3'→5')-2'-O-méthyladenylyl-(3'→5')-2'-O-méthylcytidylyl-(3'→5')-2'-O-méthylcytidylyl-(3'→5')-2'-O-méthyladenylyl-(3'→5')-2'-O-méthyladenylyl-(3'→5')-2'-O-méthylguanylyl-(3'→5')-2'-O-méthyl-3'-adénylate de {(2S,4R)-1-[1-[(2-acétamido-2-désoxy-β-D-galactopyranosyl)oxy]-16,16-bis-({3-[3-{5-[(2-acétamido-2-désoxy-β-D-galactopyranosyl)oxy]pentanamido}propyl)amino]-3-oxopropoxy}méthyl)-5,11,18-trioxo-14-oxa-6,10,17-triazanonacosan-29-oyl}-4-hydroxypyrrolidin-2-yl}méthyle duplex avec *tout-P-ambo-2'-O-méthyl-P-thiocytidylyl-(5'→3')-2'-O-méthyl-P-thiouridylyl-(5'→3')-2'-O-méthyladenylyl-(5'→3')-2'-O-méthylcytidylyl-(5'→3')-2'-O-méthylcytidylyl-(5'→3')-2'-O-méthylcytidylyl-(5'→3')-2'-O-méthyluridylyl-(5'→3')-2'-désoxy-2'-fluoroadénylyl-(5'→3')-2'-O-méthyladenylyl-(5'→3')-2'-désoxy-2'-fluoroadénylyl-(5'→3')-2'-O-méthylguanylyl-(5'→3')-2'-O-méthyluridylyl-(5'→3')-2'-O-méthyladenylyl-(5'→3')-2'-O-méthylcytidylyl-(5'→3')-2'-désoxy-2'-fluoroadénylyl-(5'→3')-2'-O-méthyluridylyl-(5'→3')-2'-O-méthyluridylyl-(5'→3')-2'-désoxy-2'-fluoroguanilyl-(5'→3')-2'-O-méthylguanylyl-(5'→3')-2'-O-méthyluridylyl-(5'→3')-2'-O-méthyl-P-thiouridylyl-(5'→3')-2'-désoxy-2'-fluoro-P-thiocytidylyl-(5'→3')-2'-O-méthyluridine**

vutrisirán

hidrógeno-*todo-P-ambo-2'-O-metil-P-tiouridilil-(3'→5')-2'-O-metil-P-tioguanilil-(3'→5')-2'-O-metilguanilil-(3'→5')-2'-O-metilguanilil-(3'→5')-2'-O-metiladenilil-(3'→5')-2'-O-metiluridilil-(3'→5')-2'-desoxi-2'-fluorouridilil-(3'→5')-2'-O-metiluridilil-(3'→5')-2'-desoxi-2'-fluorocitidilil-(3'→5')-2'-desoxi-2'-fluoroadenilil-(3'→5')-2'-desoxi-2'-fluorouridilil-(3'→5')-2'-O-metilguanilil-(3'→5')-2'-O-metiluridilil-(3'→5')-2'-O-metiladenilil-(3'→5')-2'-O-metiladenilil-(3'→5')-2'-O-metiladenilil-(3'→5')-2'-O-metiladenilil-(3'→5')-2'-O-metilcitidilil-(3'→5')-2'-O-metilcitidilil-(3'→5')-2'-O-metiladenilil-(3'→5')-2'-O-metilguanilil-(3'→5')-2'-O-metil-3'-adenilato de {(2S,4R)-1-[1-[(2-acétamido-2-desoxi-β-D-galactopiranosil)oxi]-16,16-bis-({3-[3-{5-[(2-acétamido-2-desoxi-β-D-galactopiranosil)oxi]pentanamido}propil)amino]-3-oxopropoxy}metil)-5,11,18-trioxo-14-oxa-6,10,17-triazanonacosan-29-oyl}-4-hidroxi-pirrolidin-2-il}metilo duplex con *todo-P-ambo-2'-O-metil-P-tiocitidilil-(5'→3')-2'-O-metil-P-tiouridilil-(5'→3')-2'-O-metiladenilil-(5'→3')-2'-O-metilcitidilil-(5'→3')-2'-O-metilcitidilil-(5'→3')-2'-O-metilcitidilil-(5'→3')-2'-O-metilcitidilil-(5'→3')-2'-O-metiluridilil-(5'→3')-2'-desoxi-2'-fluoroadenylyl-(5'→3')-2'-O-metiladenilil-(5'→3')-2'-desoxi-2'-fluoroadenilil-(5'→3')-2'-O-metilguanilil-(5'→3')-2'-O-metiluridilil-(5'→3')-2'-O-metiladenilil-(5'→3')-2'-O-metilcitidilil-(5'→3')-2'-desoxi-2'-fluoroadenilil-(5'→3')-2'-O-metiluridilil-(5'→3')-2'-desoxi-2'-fluoroguanilil-(5'→3')-2'-O-metilguanilil-(5'→3')-2'-O-metiluridilil-(5'→3')-2'-O-metil-P-tiouridilil-(5'→3')-2'-desoxi-2'-fluoro-P-tiocitidilil-(5'→3')-2'-O-metiluridina**



X : 2'-deoxy-2'-fluoro-X / X̄ : 2'-désoxy-2'-fluoro-X
 X : 2'-O-methyl-X / X̄ : 2'-O-méthyl-X



zampilimabum #
 zampilimab

immunoglobulin G4-kappa, anti-[*Homo sapiens* TGM2 (transglutaminase 2, transglutaminase-2 (TG2), protein-glutamine-gamma-glutamyltransferase C polypeptide, TGC)], humanized and chimeric monoclonal antibody; gamma4 heavy chain (1-441) [humanized VH (*Homo sapiens*IGHV3-23*03 (89.8%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (100%)) [8.8.7] (1-114) -*Homo sapiens*IGHG4*01 (CH1 (115-212), hinge S10>P (222) (213-224), CH2 (225-334), CH3 (335-439), CHS (440-441)) (115-441)], (128-214')-disulfide with kappa light chain chimeric (1'-214') [V-KAPPA (*Mus musculus*IGKV14-111*01 (82.1%)/*Homo sapiens*IGKV1-16*01 (78.9%) -*Homo sapiens*IGKJ1*01 (91.7%))] [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens*IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]; dimer (220-220":223-223")-bisdisulfide

zampilimab

immunoglobuline G4-kappa, anti-[*Homo sapiens* TGM2 (transglutaminase 2, transglutaminase-2, TG2, protéine-glutamine-gamma-glutamyltransférase polypeptide C, TGC)], anticorps monoclonal humanisé et chimérique; chaîne lourde gamma4 (1-441) [VH humanisé (*Homo sapiens*IGHV3-23*03 (89.8%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (100%)) [8.8.7] (1-114) -*Homo sapiens*IGHG4*01 (CH1 (115-212), charnière S10>P (222) (213-224), CH2 (225-334), CH3 (335-439), CHS (440-441)) (115-441)], (128-214')-disulfure avec la chaîne légère kappa chimérique (1'-214') [V-KAPPA (*Mus musculus*IGKV14-111*01 (82.1%)/*Homo sapiens*IGKV1-16*01 (78.9%) -*Homo sapiens*IGKJ1*01 (91.7%))] [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens*IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]; dimère (220-220":223-223")-bisdisulfure

zampilimab

immunoglobulina G4-kappa, anti-[*Homo sapiens* TGM2 (transglutaminasa 2, transglutaminasa-2, TG2, proteína-glutamina-gamma-glutamyltransferasa polipéptido C, TGC)], anticuerpo monoclonal humanizado y quimérico;

cadena pesada gamma4 (1-441) [VH humanizado (*Homo sapiens* IGHV3-23*03 (89.8%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (100%)] [8.8.7] (1-114) -*Homo sapiens* IGHG4*01 (CH1 (115-212), bisagra S10>P (222) (213-224), CH2 (225-334), CH3 (335-439), CH5 (440-441)) (115-441)], (128-214')-disulfuro con la cadena ligera kappa quimérica (1'-214') [V-KAPPA (*Mus musculus* IGKV14-111*01 (82.1%)/*Homo sapiens* IGKV1-16*01 (78.9%) -*Homo sapiens* IGKJ1*01 (91.7%)] [6.3.9] (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]; dímero (220-220":223-223")-bisdisulfuro

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada

EVQLLESGGG	LVQFPGSLRL	SCAASGFTLS	THAMSWVRQA	PGKGLEWVAT	50
ISSGGRSTYY	PDSVKGFRFTI	SRDNSKNTLY	LQMNSLRAED	TAVYFCARLI	100
STYWGQGLTV	TVSSASTKGP	SVPFLAPCSR	STSESTAALG	CLVKDYFPEP	150
VTYVWNSGAL	TSGVHTFPAP	LQSSGLYSLS	SVVTPSSSL	GTKTYTCNVD	200
HKPSNTKVDK	RVESKYGPCC	PPCPAPEFLG	GPSVFLFPPK	PKDTLMISRT	250
PEVTQVVDV	SQEDPEVQFN	WYVDGVEVHN	AKTKREEQF	NSTYRVVSVL	300
TVLHQDWLNG	KEYKCKVSNK	GLPSSIEKTI	SKAKGQPREP	QVYTLPPSQE	350
EMTKNQVSLT	CLVKGFYPSD	IAVEWESNGQ	PENNYKTTTP	VLDSGGSFFL	400
YSRLTVDKSR	WQEGNVFSCS	VMHEALHNYH	TQKSLSLSLG	K	441

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera

DITMTQSPSS	LSASVGDRTV	ITCKASQDIN	SYLTWVQQK	GKAPKILIYL	50
VNRLVDGVPS	RFSGSGSGQD	YALTISSLQP	EDFATYYCLQ	YDDFPYTFGQ	100
GTKVBIKRTV	AAPSVFIFPP	SDEQLKSGTA	SVVCLLNPFY	PREAKVQWKV	150
DNALQSGNSQ	ESVTEQDSKD	STYLSLSTLT	LSKADYEKHK	VYACEVTHQG	200
LSSPVTKSFN	RGEC				214

Post-translational modifications

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro

Intra-H (C23-C104)	22-96"	141-197"	255-315"	361-419"
	22"-96"	141"-197"	255"-315"	361"-419"
Intra-L (C23-C104)	23"-88"	134"-194"		
	23"-88"	134"-194"		
Inter-H-L (CH1 10-CL 126)	128-214"	128"-214"		
Inter-H-H (h 8, h 11)	220-220"	223-223"		

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación

H CH2 N84 4:
291, 291"

Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantennarios complejos fucosilados

Electronic structure available on Mednet: <http://mednet.who.int/>

Structure électronique disponible sur Mednet: <http://mednet.who.int/>

Estructura electrónica disponible en Mednet: <http://mednet.who.int/>

* <http://www.who.int/medicines/services/inn/publication/en/>

AMENDMENTS TO PREVIOUS LISTS
 MODIFICATIONS APPORTÉES AUX LISTES ANTÉRIEURES
 MODIFICACIONES A LAS LISTAS ANTERIORES

Recommended International Nonproprietary Names (Rec. INN): List 64
 Dénominations communes internationales recommandées (DCI Rec.): Liste 64
 Denominaciones Comunes internacionales recomendadas (DCI Rec.): Lista 64
 (WHO Drug Information, Vol. 24, No. 3, 2010)

p. 286 **vonicoogum alfa #**

- vonicoogum alfa *replace the description and structure (corrected amino acids (A618 and H709) in bold) by the following ones, delete the molecular formula*
- vonicoogum alfa *remplacer la description et structure (acides aminés corrigés (A618 et H709) en gras) par les suivantes, supprimer la formule moléculaire brute*
- vonicoogum alfa *sustitúyase la descripción y la estructura (ácidos aminos corregidos (A618 y H709) en graso) por las siguientes, suprimáse la fórmula molecular*

[89-arginine]von Willebrand factor *Homo sapiens* (852Q>R variant), produced in Chinese hamster ovary (CHO) cells, glycoform alfa

[89-arginine]facteur de von Willebrand *Homo sapiens* (variant 852Q>R), produit par des cellules ovariennes de hamsters chinois (CHO), glycoforme alfa

[89-arginina]factor de von Willebrand *Homo sapiens* (variante 852Q>R), producido por las células ováricas de hamsters chinos (CHO), glicoforma alfa

SLSCRPPMVK	LVCPADNLRA	EGLECTKTKQ	NYDLECMSMG	CVSGCLCPPG	50
MVRHENRCVA	LERPCPFHQG	KEYAPGETVK	IGCNTCVCRD	RKWNCTDHCV	100
DATCSTIGMA	HYLTFDGLKY	LFPGEQYVL	VQDYCGSNPG	TFRILVGNKG	150
CSHPSVKCK	RVITLVEGGE	IELFDGEVNV	KRPMKDETHF	EVVESGRYII	200
LLLGKALSVV	WDRHLSISVV	LKQTYQEKVC	GLCGNFDGIQ	NNDLTSSNLQ	250
VEEDPVDFGN	SWKVVSSQCAD	TRKVPDLDSSP	ATCHNNIMKQ	TMVDSSCRIL	300
TSVDVFDQCNK	LVDPEPYLDV	CIYDTCSCES	IGDCACFCDT	IAAYAHVCAQ	350
HGKVVWTRTA	TLCPQSCSEER	NLRENGYECE	WRVNSCAPAC	QVTCQHPPEL	400
ACEVQCVBGC	HAHCPGKIL	DELLQTCVDP	EDCPVCEVAG	RRFASGKVT	450
LNPSDPEHCQ	ICHCDVNNLT	CEACQEPGGL	VVPPDAPVS	PTTLVVEDIS	500
EPPLHDFYCS	RLLDLVFLLD	GSSRLEAEF	EVLKAFVDM	MERLRSQKW	550
VRVAVVEYHD	GSWAYIGLKD	RKRPELRRR	ASQVKYAGSQ	VASTSEVLKY	600
TLFQIFSKID	RPEASRIALL	LMASQEPQRM	SRNFVRYVQG	LKKKVIVIP	650
VGPGPHANKL	QIRLIEKQAP	ENKAFVLSV	DELEQQRDEI	VSYLCDLAP	700
APPPTLPPHM	AQVTVGPGLL	GVSTLGPKRN	SMVLDVAFVL	EGSDKIGEAD	750
FNRSKEFMEE	VIQRMDVGDQ	SIHVTVLQYS	YMVTEVYFVS	EAQSKGDLLO	800
VRREIRYQGG	NRTNTGLALR	YLSHDSFLVS	QGDREQANPL	VYMTGNPNSA	850
DEIKRPLGDI	QVVPVIGVGN	ANVQELERIG	WPNAPIIQD	FETLPREAPD	900
LVLQRCCSGE	GLQIPTLSPA	PDCSQPLDVI	LLLDGSSSFP	ASYFDEMKSF	950
AKAFISKANI	GPRLTQVSVL	QYGSITITDV	PWNVVEKAH	LLSLVDVMQR	1000
EGGSPQIGDA	LGFVAVRYLTS	EMHGARGPAS	KAVVILVTDV	SVDSVDAAAD	1050
AARSNRVTVF	PIGIGDRYDA	AQLRILAGPA	GDSNVVKLQR	IEDLPTMWTLL	1100
GNSLFLHKLS	GFVVICMDED	GNEKRPQDVM	TLPDQCHTVT	QCPDQGTLLK	1150
SHRVNCDRGL	RPSCPNSQSP	VKVEETCCCR	WTCPCVCTGS	STRHIIVTFDG	1200
QNEKLTGSCS	YVLFQNKQD	LEVILHNGAC	SPGARQGCCK	SIEVKHSALS	1250
VELHSDMEVT	VNGRLVSVPY	VGGNMEVNVY	GAIMHEVRFN	HLGHIFTFTF	1300
QNNFQLQLS	PKTFASKTYG	LCGICDENG	NDFMRLDGTV	TTDWKTLVQE	1350
WTVQRPFGTC	QPILEEQQLC	PDSHQCQVLL	LPLFAECHKV	LAPATFYAIC	1400
QQDSCHQEQV	CEVIASYAHL	CRNTGVCVDM	RTPDFCAMS	PPSLVYNHCE	1450
HGCPRHCDGN	VSSCGDHPSE	GCFPPDKVM	LEGSVPEEA	CTQCIGEDGV	1500
QHGFLEAWPV	DHQPQCQCTC	LSGRKVNCTT	QPCPTAKAPT	CGLCEVARLR	1550
QNADQCCPEY	ECVCDPVSCD	LPPVPHCERG	LQPTLTPNPE	CRPNFTACAR	1600
KEECKRVSPP	SCPPHRLPTL	RKTQCCDEYE	CACNCVNSTV	SCPLGYLAST	1650
ATNDCCGTTT	TCLPKVVCVH	RSTIYPVGGF	WEBEGCDVCT	TDMEADVMLG	1700
RVAQCSQKPC	EDSCRSGFY	VLHEGECRGR	CLPSACEVVT	GPSRGRDSSQ	1750
WKSQVGSQNAS	PENPCLINEC	VRVKEEVFIQ	QRNVSCPQLE	VPVCPGSGQL	1800
SKTSAACRCS	CR CERMEACM	LNMTVIGPGK	TVMI DVCTCT	RCMVQVGVIS	1850
GFKLECRKTT	CNCPPLGYKE	ENNTGECRGR	CLPTACTIQLE	RGQVIMTLKR	1900
DETLDQGDGT	HFCKVNERGE	YFWEKRVTCG	PPFDEHKCLA	EGGKIMKIPG	1950
TDCQDCEBPE	CNDITARLQY	VKVGSCSKSEV	EVDIHYCQCK	CASKAMYSID	2000
INDVDQDCSC	CSPTREPMQ	VALHCTNGSV	VYHEVLNAME	CKCSPRKCSK	2050

Recommended International Nonproprietary Names (Rec. INN): List 72**Dénominations communes internationales recommandées (DCI Rec.): Liste 72****Denominaciones comunes internacionales recomendadas (DCI Rec.): Lista 72***(WHO Drug Information, Vol. 28, No. 3, 2014)***p. 381 alpelisibum**

alpelisib

alpélisib

alpelisib

*replace the chemical name by the following one
remplacer le nom chimique par le suivant
sustitúyase el nombre químico por el siguiente**(2S)-N'-[4-methyl-5-[2-(1,1,1-trifluoro-2-methylpropan-2-yl)pyridin-4-yl]-1,3-thiazol-2-yl]pyrrolidine-1,2-dicarboxamide**(2S)-N'-[4-méthyl-5-[2-(1,1,1-trifluoro-2-méthylpropan-2-yl)pyridin-4-yl]-1,3-thiazol-2-yl]pyrrolidine-1,2-dicarboxamide**(2S)-N'-[4-metil-5-[2-(1,1,1-trifluoro-2-metilpropan-2-il)piridin-4-il]-1,3-tiazol-2-il]pirrolidina-1,2-dicarboxamida***Recommended International Nonproprietary Names (Rec. INN): List 78****Dénominations communes internationales recommandées (DCI Rec.): Liste 78****Denominaciones comunes internacionales recomendadas (DCI Rec.): Lista 78***(WHO Drug Information, Vol. 31, No. 3, 2017)***p. 517 eltanexorum**

eltanexor

eltanexor

eltanexor

*replace the molecular formula by the following one
remplacer la formule moléculaire brute par la suivante
sustitúyase la fórmula molecular por la siguiente* $C_{17}H_{10}F_6N_6O$ **Recommended International Nonproprietary Names (Rec. INN): List 79****Dénominations communes internationales recommandées (DCI Rec.): Liste 79****Denominaciones comunes internacionales recomendadas (DCI Rec.): Lista 79***(WHO Drug Information, Vol. 32, No. 1, 2018)***p.109 crenigacestatum**

crenigacestat

crénigacestat

crenigacestat

*replace the chemical name by the following one
remplacer le nom chimique par le suivant
sustitúyase el nombre químico por el siguiente**4,4,4-trifluoro-N-[(2S)-1-[[[(7S)-5-(2-hydroxyethyl)-6-oxo-6,7-dihydro-5H-pyrido[3,2-a][3]benzazepin-7-yl]amino]-1-oxopropan-2-yl]butanamide**4,4,4-trifluoro-N-[(2S)-1-[[[(7S)-5-(2-hydroxyéthyl)-6-oxo-6,7-dihydro-5H-pyrido[3,2-a][3]benzazépin-7-yl]amino]-1-oxopropan-2-yl]butanamide**4,4,4-trifluoro-N-[(2S)-1-[[[(7S)-5-(2-hidroxietyl)-6-oxo-6,7-dihidro-5H-pirido[3,2-a][3]benzazepin-7-il]amino]-1-oxopropan-2-il]butanamida*

- p. 119 **estetrolum**
 estetrol *replace the molecular formula by the following one*
 estétrol *remplacer la formule moléculaire brute par la suivante*
 estetrol *sustitúyase la fórmula molecular por la siguiente*
 $C_{18}H_{24}O_4$
- p. 179 **vecabrutinibum**
 vecabrutinib *replace the molecular formula by the following one*
 vécabrutinib *remplacer la formule moléculaire brute par la suivante*
 vecabrutinib *sustitúyase la fórmula molecular por la siguiente*
 $C_{22}H_{24}ClF_4N_7O_2$

Recommended International Nonproprietary Names (Rec. INN): List 80
Dénominations communes internationales recommandées (DCI Rec.): Liste 80
Denominaciones comunes internacionales recomendadas (DCI Rec.): Lista 80
(WHO Drug Information, Vol. 32, No. 3, 2018)



- p. 429 **apraglutidum***
 apraglutide *replace the description and structure by the following ones*
 apraglutide *remplacer les description et structure par les suivantes*
 apraglutida *sustitúyase la descripción y la estructura por las siguientes*
- [Ala²>Gly, Met¹⁰>Ahx, Asn¹¹>D-Phe, Asn¹⁶>Leu]human glucagon-like peptide 2 (1-33)-peptide 33-amide:
 L-histidylglycyl-L-α-aspartylglycyl-L-seryl-L-phenylalanyl-L-seryl-L-α-aspartyl-L-α-glutamyl-L-2-aminohexanoyl-D-phenylalanyl-L-threonyl-L-isoleucyl-L-leucyl-L-α-aspartyl-L-leucyl-L-leucyl-L-alanyl-L-alanyl-L-arginyl-L-α-aspartyl-L-phenylalanyl-L-isoleucyl-L-asparaginyll-tryptophyl-L-leucyl-L-isoleucyl-L-glutaminyll-threonyll-lysyl-L-isoleucyl-L-threonyll-isoasparagine
- [Ala²>Gly, Met¹⁰>Ahx, Asn¹¹>D-Phe, Asn¹⁶>Leu]peptide semblable au glucagon 2 humain (1-33)-peptide 33-amide:
 L-histidylglycyl-L-α-aspartylglycyl-L-séryll-phénylalanyl-L-séryll-α-aspartyl-L-α-glutamyl-L-2-aminohexanoyl-D-phénylalanyl-L-thréonyll-isoleucyl-L-leucyl-L-α-aspartyl-L-leucyl-L-leucyl-L-alanyl-L-alanyl-L-arginyl-L-α-aspartyl-L-phénylalanyl-L-isoleucyl-L-asparaginyll-tryptophyl-L-leucyl-L-isoleucyl-L-glutaminyll-thréonyll-lysyl-L-isoleucyl-L-thréonyll-isoasparagine
- [Ala²>Gly, Met¹⁰>Ahx, Asn¹¹>D-Phe, Asn¹⁶>Leu]péptido similar al glucagón 2 humano (1-33)-péptido 33-amida:
 L-histidilglicil-L-α-aspartilglicil-L-seril-L-fenilalanil-L-seril-L-α-aspartil-L-α-glutamyl-L-2-aminohexanoil-D-fenilalanil-L-treonil-L-isoleucil-L-leucil-L-α-aspartil-L-leucil-L-leucil-L-alanil-L-alanil-L-arginil-L-α-aspartil-L-fenilalanil-L-isoleucil-L-asparaginil-L-triptofil-L-leucil-L-isoleucil-L-glutaminyll-treonil-L-lisil-L-isoleucil-L-treonil-L-isoasparagina

H-His-Gly-Asp-Gly-Ser-Phe-Ser-Asp-Glu-Ahx-D-Phe-Thr-Ile-Leu-Asp-Leu-Leu-Ala-Ala-Arg-Asp-Phe-Ile-Asn-Trp-Leu-Ile-Gln-Thr-Lys-Ile-Thr-Asp-NH₂

目次

1.10 毒薬・劇薬等の指定審査資料のまとめ.....2

1.10 毒薬・劇薬等の指定審査資料のまとめ

化学名・ 別名	<p>ペグセタコプラシは PEG 化ペプチド（分子量：約 43,500）であり，補体 C3 に結合する 2 本の同一の合成ペプチドが，C 末端リシンアミドの ϵ-アミノ基を介してポリエチレングリコール（分子量：約 39,600）の両端にそれぞれ結合している。ペプチド部分は 15 個のアミノ酸残基からなる。化学名は以下の通りである。</p> <p><i>O,O'</i>-ビス[(<i>S</i>²,<i>S</i>¹²-シクロ{<i>N</i>-アセチル-L-イソロイシル-L-システイニル-L-バリル-1-メチル-L-トリプトフィル-L-グルタミニル-L-α-アスパルチル-L-トリプトフィルグリシル-L-アラニル-L-ヒスチジル-L-アルギニル-L-システイニル-L-スレオニル-2-[2-(2-アミノエトキシ)エトキシ]アセチル-L-リシンアミド})]-<i>N</i>⁶¹⁵-カルボニル]ポリエチレングリコール</p> <p>（別名：ペグセタコプラシ）</p>
構造式	 <p style="text-align: center;">R = </p> <p style="text-align: center;">Ac-Ile-Cys-Val-Trp-Gln-Asp-Trp-Gly-Ala-His-Arg-Cys-Thr-NH</p> <p>nは約800~1100である。</p>
効能・効果	発作性夜間ヘモグロビン尿症
用法・用量	<p>通常、成人には、ペグセタコプラシとして 1 回 1080 mg を週 2 回皮下投与する。</p> <p>なお、十分な効果が得られない場合には、1 回 1080 mg を 3 日に 1 回の間隔で皮下投与することができる。</p>
劇薬等の 指定	
市販名及び 有効成分・ 分量	<p>原体：ペグセタコプラシ</p> <p>製剤：エムパベリ皮下注 1080mg</p> <p>（1 バイアル中にペグセタコプラシ 1080 mg を含む）</p>

毒性	急性：					
		動物種	投与経路	投与量 (mg/kg)	最大非致死量 (mg/kg)	
		ウサギ#1	皮下	7、28、140	雌雄：140	
		サル#2	皮下	7、28、140	雌雄：140	
		サル#3	皮下	28、140	雄：140	
		#1 単回投与毒性試験は実施していない。ウサギを用いた28日間毒性試験（13CATX-003）の初回投与後の情報。				
		#2 単回投与毒性試験は実施していない。サルを用いた28日間毒性試験（13CATX-004）の初回投与後の情報。				
		#3 単回投与毒性試験は実施していない。サルを用いた安全性薬理試験（13CATX-005）の本剤投与後の情報。				
		亜急性：				
		動物種	投与経路	投与量 (mg/kg/日)	投与スケジュール	無毒性量 (mg/kg/日)
	ウサギ	皮下	7、28、140	1日1回 28日間	28	腎尿細管変性 (140 mg/kg/日)
	サル	皮下	7、28、140	1日1回 28日間	7	腎尿細管変性 (28 mg/kg/日及び 140 mg/kg/日)
	慢性：					
	動物種	投与経路	投与量 (mg/kg/日)	投与スケジュール	無毒性量 (mg/kg/日)	主な所見
	ウサギ	皮下	1、7、28	1日1回 6ヵ月間	1未満	腎尿細管変性 (全投与量)
	サル	皮下	1、7、28	1日1回 9ヵ月間	7	腎尿細管変性 (28 mg/kg/日)
副作用	国際共同第3相臨床試験（APL2-302試験）において、本剤投与を受けた80例中39例（48.8%）に副作用が認められた。					
	副作用の種類				例数	
	注射部位紅斑				12	
	注射部位硬結				5	
	注射部位そう痒感				5	
	注射部位反応				5	
注射部位腫脹				5		
会社	Swedish Orphan Biovitrum Japan 株式会社 製剤：輸入					

1 第3部（モジュール3）：品質に関する文書

3.2.S 原薬

資料番号	表題	国内/海外	社内資料/公表論文	評価資料/参考資料
3.2.S.1 一般情報				
3.2.S.1.1	Nomenclature	海外	社内資料	評価資料
3.2.S.1.2	Structure	海外	社内資料	評価資料
3.2.S.1.3	General Properties	海外	社内資料	評価資料
3.2.S.2 製造				
3.2.S.2.1	Manufacturer(s)	海外	社内資料	評価資料
3.2.S.2.2	Description of Manufacturing Process and Process Controls	海外	社内資料	評価資料
3.2.S.2.3	Control of Materials	海外	社内資料	評価資料
3.2.S.2.4	Controls of Critical Steps and Intermediates	海外	社内資料	評価資料
3.2.S.2.5	Process Validation and/or Evaluation	海外	社内資料	評価資料
3.2.S.2.6	Manufacturing Process Development	海外	社内資料	評価資料
3.2.S.3 特性				
3.2.S.3.1	Elucidation of Structure and other Characteristics	海外	社内資料	評価資料
3.2.S.3.2	Impurities	海外	社内資料	評価資料
3.2.S.4 原薬の管理				
3.2.S.4.1	Specification	海外	社内資料	評価資料
3.2.S.4.2	Analytical Procedures	海外	社内資料	評価資料
3.2.S.4.3	Validation of Analytical Procedures	海外	社内資料	評価資料
3.2.S.4.4	Batch Analyses	海外	社内資料	評価資料
3.2.S.4.5	Justification of Specification	海外	社内資料	評価資料
3.2.S.5 標準品又は標準物質				
3.2.S.5	Reference Standards or Materials	海外	社内資料	評価資料
3.2.S.6 容器及び施栓系				
3.2.S.6	Container Closure System	海外	社内資料	評価資料
3.2.S.7 安定性				
3.2.S.7.1	Stability Summary and Conclusions	海外	社内資料	評価資料
3.2.S.7.2	Post-approval Stability Protocol and Stability Commitment	海外	社内資料	評価資料
3.2.S.7.3	Stability Data	海外	社内資料	評価資料

1 第3部（モジュール3）：品質に関する文書

3.2.P 製剤

資料番号	表題	国内/海外	社内資料/公表論文	評価資料/参考資料
3.2.P.1 製剤及び処方				
3.2.P.1	Description and Composition of the Drug Product	海外	社内資料	評価資料
3.2.P.2 製剤開発の経緯				
3.2.P.2.1	Components of the Drug Product	海外	社内資料	評価資料
3.2.P.2.2	Drug Product	海外	社内資料	評価資料
3.2.P.2.3	Manufacturing Process Development	海外	社内資料	評価資料
3.2.P.2.4	Container Closure System	海外	社内資料	評価資料
3.2.P.2.5	Microbiological Attributes	海外	社内資料	評価資料
3.2.P.2.6	Compatibility	海外	社内資料	評価資料
3.2.P.3 製造				
3.2.P.3.1	Manufacturers	海外	社内資料	評価資料
3.2.P.3.2	Batch Formula	海外	社内資料	評価資料
3.2.P.3.3	Description of Manufacturing Process and Process Controls	海外	社内資料	評価資料
3.2.P.3.4	Controls of Critical Steps	海外	社内資料	評価資料
3.2.P.3.5	Process Validation and/or Evaluation	海外	社内資料	評価資料
3.2.P.4 添加剤の管理				
3.2.P.4.1	Specifications	海外	社内資料	評価資料
3.2.P.4.2	Analytical Procedures	海外	社内資料	評価資料
3.2.P.4.3	Validation of Analytical Procedures	海外	社内資料	評価資料
3.2.P.4.4	Justification of Specifications	海外	社内資料	評価資料
3.2.P.4.5	Excipients of Human or Animal Origin	海外	社内資料	評価資料
3.2.P.4.6	Novel Excipients	海外	社内資料	評価資料
3.2.P.5 製剤の管理				
3.2.P.5.1	Specification	海外	社内資料	評価資料
3.2.P.5.2	Analytical Procedures	海外	社内資料	評価資料
3.2.P.5.3	Validation of Analytical Procedures	海外	社内資料	評価資料
3.2.P.5.4	Batch Analyses	海外	社内資料	評価資料
3.2.P.5.5	Characterisation of Impurities	海外	社内資料	評価資料
3.2.P.5.6	Justification of Specifications	海外	社内資料	評価資料
3.2.P.6 標準品又は標準物質				
3.2.P.6	Reference Standards or Materials	海外	社内資料	評価資料
3.2.P.7 容器及び施栓系				
3.2.P.7	Container Closure System	海外	社内資料	評価資料

1 第3部 (モジュール3) : 品質に関する文書

3.2.P 製剤

資料番号	表題	国内/海外	社内資料/公表論文	評価資料/参考資料
3.2.P.8 安定性				
3.2.P.8.1	Stability Summary and Conclusion	海外	社内資料	評価資料
3.2.P.8.2	Post-Approval Stability Protocol and Stability Commitment	海外	社内資料	評価資料
3.2.P.8.3	Stability Data	海外	社内資料	評価資料

1 第3部（モジュール3）：品質に関する文書

3.2.A その他

資料番号	表題	国内/海外	社内資料/公表論文	評価資料/参考資料
3.2.A.1	Facilities and Equipment	海外	社内資料	評価資料
3.2.A.2	Adventitious Agents Safety Evaluation	海外	社内資料	評価資料
3.2.A.3	Novel Excipients	海外	社内資料	評価資料

3.2.R 各極の要求資料：該当なし

3.3 参考文献：該当なし

2 第4部（モジュール4）：非臨床試験報告書

4.2.1 薬理試験

資料番号	試験番号	表題	国内/海外	社内資料/公表論文	評価資料/参考資料
4.2.1.1 効力を裏付ける試験					
4.2.1.1-1	18XTPH-001	Isothermal Titration Calorimetry: C3 and C3b	海外	社内資料	評価資料
4.2.1.1-2	19CFPH-001	APL-2 and APL-9 Inhibition of Alternative and Classical Pathway Complement Activation	海外	社内資料	評価資料
4.2.1.2 副次的薬理試験：該当なし					
4.2.1.3 安全性薬理試験					
4.2.1.3-1	13ZTX-001	In Vitro Effect of APL-2 and PEG40 on hERG Current (I_{Kr}) Expressed in Human Embryonic Kidney (HEK) Cells	海外	社内資料	評価資料
4.2.1.3-2	13CATX005	A Cardiovascular and Respiratory Safety Pharmacology Assessment of APL-2 Given by Subcutaneous Injection to Telemetered Cynomolgus Monkeys	海外	社内資料	評価資料
4.2.1.4 薬力学的薬物相互作用試験：該当なし					

2 第4部（モジュール4）：非臨床試験報告書

4.2.2 薬物動態試験

資料番号	試験番号	表題	国内/海外	社内資料/公表論文	評価資料/参考資料
4.2.2.1 分析法及びバリデーション報告書					
4.2.2.1-1	ARAPL2C	Method Validation Report for the Determination of APL-2 in Rabbit Serum Using LC-MS/MS	海外	社内資料	評価資料
4.2.2.1-2	BPAPL2C	BIOANALYTICAL PROCEDURE FOR THE DETERMINATION OF APL-2 IN RABBIT SERUM USING LC-MS/MS	海外	社内資料	参考資料
4.2.2.1-3	BPAPL-2A	BIOANALYTICAL PROCEDURE FOR THE DETERMINATION OF APL-2 IN MONKEY SERUM USING LC-MS/MS	海外	社内資料	参考資料
4.2.2.1-4	ARAPL2D	Method Validation Report for the Determination of APL-2 in Cynomolgus Monkey Serum Using LC-MS/MS	海外	社内資料	評価資料
4.2.2.1-5	BPAPL2D	BIOANALYTICAL PROCEDURE FOR THE DETERMINATION OF APL-2 IN CYNOMOLGUS MONKEY SERUM USING LC-MS/MS	海外	社内資料	参考資料
4.2.2.1-6	8378-758	Determination of APL-2 Concentration in Monkey Milk using LC-MS/MS	海外	社内資料	評価資料
4.2.2.1-7	1944-014-A-02	DETERMINATION OF APL-2 IN 5% DEXTROSE DOSE FORMULATIONS BY HPLC/UV	海外	社内資料	評価資料
4.2.2.1-8	1944-014	VALIDATION OF AN HPLC-UV ASSAY FOR APL-2 IN 5% DEXTROSE	海外	社内資料	評価資料
4.2.2.1-9	1944-033-A-04	DETERMINATION OF APL-2 AT LOW CONCENTRATIONS IN 5% DEXTROSE DOSE FORMULATIONS BY HPLC/UV	海外	社内資料	評価資料
4.2.2.1-10	1944-033	VALIDATION OF AN HPLC-UV ASSAY FOR APL-2 AT LOW CONCENTRATIONS IN 5% DEXTROSE	海外	社内資料	評価資料

2 第4部（モジュール4）：非臨床試験報告書

4.2.2 薬物動態試験

資料番号	試験番号	表題	国内/海外	社内資料/公表論文	評価資料/参考資料
4.2.2.1-11	APL-C0001-GTM0001.01	Reversed-Phase HPLC Method for Determining Identity, Assay, and Purity of APL-2 in Drug Substance and Drug Product	海外	社内資料	評価資料
4.2.2.1-12	APL-C0001-GTM0001.02	Reversed-Phase HPLC Method for Determining Identity, Assay (Concentration), and Purity of APL-2 in Drug Substance and Aqueous Drug Product	海外	社内資料	評価資料
4.2.2.1-13	APL-C0001-GTM0001.04	Reversed-Phase HPLC Method for Determining Identity, Concentration, Content, and Purity of APL-2 in Drug Substance, Drug Product, and Drug Solutions	海外	社内資料	評価資料
4.2.2.1-14	APL-C0001-GTM0001.05	Reversed-Phase HPLC Method for Determining Identity, Content, and Impurities of APL-2 in Drug Substance, Drug Product and Drug Solutions	海外	社内資料	評価資料
4.2.2.1-15	APL-C0001-GTM0001.07	Reversed-Phase HPLC Method for Determining Identity, Content, and Impurities of APL-2 in Drug Substance, Drug Product and Drug Solutions	海外	社内資料	評価資料
4.2.2.1-16	APL-C0001-GMR0001.00	Phase 1 Validation of RP-HPLC Method APL-C0001-GTM0001 for Identity, Concentration, and Purity Analysis of APL-2	海外	社内資料	評価資料
4.2.2.1-17	APL-C0001-GTM0011.00	Reversed-Phase HPLC Method for Determining Identity, Content (Concentration) and %Purity of APL-2 API and APL-2 Drug Product in ABSorb Vehicle	海外	社内資料	評価資料
4.2.2.1-18	APL-C0001-GTM0011.06	Reversed-Phase HPLC Method for Determining Identity, Assay and %Purity of APL-2 API and APL-2 Drug Product in ABSorb Vehicle	海外	社内資料	評価資料
4.2.2.1-19	APL-C0001-GMR0134.00	Phase 1 Validation of RP-HPLC Test Method APL-C0001-GTM0011 for Determining Identity, Content (Concentration), %Purity, and Percentage Individual and Total Impurities of APL-2 in ABSorb Vehicle	海外	社内資料	評価資料
4.2.2.1-20	APL-C0001-GMR0134.01	Validation of RP-HPLC Test Method APL-C0001-GTM0011 for Determining Identity, Content (Concentration), %Purity, and Percentage Individual and Total Impurities of APL-2 in ABSorb Vehicle	海外	社内資料	評価資料

2 第4部 (モジュール4) : 非臨床試験報告書

4.2.2 薬物動態試験

資料番号	試験番号	表題	国内/海外	社内資料/公表論文	評価資料/参考資料
4.2.2.1-21	AL-PMP-0005	N-acylurea Impurity Method Procedure	海外	社内資料	評価資料
4.2.2.1-22	AF62SZ.GTCHEM.BTL	Validation of an APL-2 Analytical Method Using HPLC	海外	社内資料	評価資料
4.2.2.1-23	AF67HP.GTCHEM.BTL	Validation of an API1603 Analytical Method Using HPLC	海外	社内資料	評価資料
4.2.2.2 吸収					
4.2.2.2-1	16CATX-003	Pharmacokinetics and Pharmacodynamics of APL-2 Following Two Intermittent 1-Hour Intravenous Infusions in Female Cynomolgus Monkeys	海外	社内資料	評価資料
4.2.2.2-2	17MTX-001	Pharmacokinetics, Excretion, and Tissue Distribution of Radioactivity in Male Cynomolgus Monkeys Administered a Single Subcutaneous or Intravitreal Dose of [³ H]APL-2	海外	社内資料	評価資料
4.2.2.2-3	19CAPK-001	An assessment of the pharmacokinetics of Apl-2 following a Single Subcutaneous Dose Administration to Male Cynomolgus Monkeys	海外	社内資料	評価資料
4.2.2.2-4	13APK-001	Dosing of APL-2 via Intravenous and Subcutaneous Administration in Female Cynomolgus Monkeys Followed by Serum Sample Collection for Analysis by the Sponsor	海外	社内資料	評価資料
4.2.2.3 分布 : 該当なし					
4.2.2.4 代謝					
4.2.2.4-1	17COTX-003	Evaluation of Inhibitory Potential of APL-2 towards Human Hepatic Microsomal Cytochrome P450 Enzymes	海外	社内資料	評価資料

2 第4部（モジュール4）：非臨床試験報告書

4.2.2 薬物動態試験

資料番号	試験番号	表題	国内/海外	社内資料/公表論文	評価資料/参考資料
4.2.2.4-2	17COTX-001	Evaluation of Cytochrome P450 Induction Following Exposure of Primary Cultures of Human Hepatocytes to APL-2	海外	社内資料	評価資料
4.2.2.4-3	17COTX-002	Evaluation of APL-2 as a Substrate and Inhibitor of a Panel of Human Drug Transporters	海外	社内資料	評価資料
4.2.2.5 排泄：該当なし					
4.2.2.6 薬物動態学的薬物相互作用（非臨床）：該当なし					
4.2.2.7 その他の薬物動態試験：該当なし					

2 第4部（モジュール4）：非臨床試験報告書

4.2.3 毒性試験

資料番号	試験番号	表題	国内/海外	社内資料/公表論文	評価資料/参考資料
4.2.3.1 単回投与毒性試験：該当なし					
4.2.3.2 反復投与毒性試験					
4.2.3.2-1	13CATX001	A 7-day Pilot Repeat Dose Toxicity Study of APL-2 by Subcutaneous Injection in New Zealand White Rabbits	海外	社内資料	参考資料
4.2.3.2-2	13CATX003	A 28-day Repeat Dose Toxicity Study of APL-2 by Subcutaneous Injection in New Zealand White Rabbits with a 28-day Recovery Period	海外	社内資料	評価資料
4.2.3.2-3	14CATX001	A 28-day Repeat Dose Toxicity Study of APL-2 by Subcutaneous or Intravenous Injection in New Zealand White Rabbits	海外	社内資料	評価資料
4.2.3.2-4	15CATX-003	A 6-Month Repeat Dose Toxicity Study of APL-2 by Subcutaneous Injection in New Zealand White Rabbits	海外	社内資料	評価資料
4.2.3.2-5	13CATX002	A 7-Day Pilot Repeat Dose Toxicity Study of APL-2 by Subcutaneous Injection in Cynomolgus Monkeys	海外	社内資料	参考資料
4.2.3.2-6	13CATX004	A 28-day Repeat Dose Toxicity Study of APL-2 by Subcutaneous Injection in Cynomolgus Monkeys with a 28-day Recovery Period	海外	社内資料	評価資料
4.2.3.2-7	14CATX002	A 28-day Repeat Dose Toxicity Study of APL-2 by Subcutaneous or Intravenous Injection in Cynomolgus Monkeys	海外	社内資料	評価資料
4.2.3.2-8	14CATX-005	A 28-day Repeat Dose Safety/Toxicity Study of APL-2 by Subcutaneous Injection in Cynomolgus Monkeys	海外	社内資料	評価資料
4.2.3.2-9	19CATX-003	A 28-Day Subcutaneous Injection Toxicity Study Comparing Heat-Degraded and Non-Degraded Pegcetacoplan Drug Product in the Cynomolgus Monkey	海外	社内資料	評価資料
4.2.3.2-10	15CATX-004	A 9-month Repeat Dose Toxicity Study of APL-2 by Subcutaneous Injection in Cynomolgus Monkeys with a 13-week Interim Necropsy	海外	社内資料	評価資料
4.2.3.3 遺伝毒性試験					

2 第4部（モジュール4）：非臨床試験報告書

4.2.3 毒性試験

資料番号	試験番号	表題	国内/海外	社内資料/公表論文	評価資料/参考資料
4.2.3.3.1 <i>In Vitro</i> 試験					
4.2.3.3.1-1	13BTX-001	<i>In Vitro</i> Bacterial Reverse Mutation Assay on APL-2 and PEG40	海外	社内資料	評価資料
4.2.3.3.1-2	14BTX-001	Bacterial Reverse Mutation Assay	海外	社内資料	評価資料
4.2.3.3.1-3	19BTX-002	Bacterial Reverse Mutation Assay with APL-2 Acetate	海外	社内資料	評価資料
4.2.3.3.1-4	19BTX-001	Bacterial Reverse Mutation Assay with APL-2	海外	社内資料	評価資料
4.2.3.3.1-5	19BTX-003	Bacterial Reverse Mutation Assay with APL-1-AEEAc-Lys-NH ₂ Trifluoroacetate	海外	社内資料	評価資料
4.2.3.3.1-6	13BTX-002	<i>In Vitro</i> Mammalian Cell Micronucleus Assay in TK6 Cells	海外	社内資料	評価資料
4.2.3.3.2 <i>In Vivo</i> 試験					
4.2.3.3.2-1	13BTX-003	<i>In Vivo</i> Micronucleus Assay in Mice with PEG40 and APL-2	海外	社内資料	評価資料
4.2.3.4 がん原性試験：該当なし					
4.2.3.4.1 長期がん原性試験：該当なし					
4.2.3.4.2 短期又は中期がん原性試験：該当なし					
4.2.3.4.3 その他の試験：該当なし					
4.2.3.5 生殖発生毒性試験					
4.2.3.5.1 受胎能及び着床までの初期胚発生に関する試験：該当なし					
4.2.3.5.2 胚・胎児発生に関する試験					
4.2.3.5.2-1	15MTX-001	APL-2: A Pilot Prenatal Developmental Toxicity Study in Rats with a Serum Level Evaluation	海外	社内資料	参考資料

2 第4部（モジュール4）：非臨床試験報告書

4.2.3 毒性試験

資料番号	試験番号	表題	国内/海外	社内資料/公表論文	評価資料/参考資料
4.2.3.5.2-2	15MTX-002	APL-2: A Pilot Prenatal Developmental Toxicity Study in New Zealand White Rabbits with a Serum Level Evaluation	海外	社内資料	参考資料
4.2.3.5.2-3	17CATX-001	A Pilot Embryo-Fetal Development Study of APL-2 by Daily Subcutaneous Injection in Pregnant Cynomolgus Monkeys	海外	社内資料	参考資料
4.2.3.5.3 出生前及び出生後の発生並びに母体の機能に関する試験					
4.2.3.5.3-1	18CATX-001	Enhanced Pre-Postnatal Toxicity of APL-2 Administered by Daily Subcutaneous Injection in Pregnant Cynomolgus Monkeys with 6-Month Postnatal Evaluation	海外	社内資料	評価資料
4.2.3.5.4 新生児を用いた試験：該当なし					
4.2.3.6 局所刺激性試験：該当なし					
4.2.3.7 その他の毒性試験：該当なし					
4.2.3.7.1 抗原性試験：該当なし					
4.2.3.7.2 免疫毒性試験：該当なし					
4.2.3.7.3 毒性発現の機序に関する試験：該当なし					
4.2.3.7.4 依存性試験：該当なし					
4.2.3.7.5 代謝物の毒性試験：該当なし					
4.2.3.7.6 不純物の毒性試験：該当なし					
4.2.3.7.7 その他の試験：該当なし					

2 第4部 (モジュール4) : 非臨床試験報告書

4.3 参考文献

資料番号	表題/著者/掲載誌
4.3-1	Afshar-Khargan V. The role of the complement system in cancer. <i>J. Clin. Invest.</i> 2017, 127(3): 780-789.
4.3-2	Chellman GJ, Makori N, Martin PL et al. Developmental and reproductive toxicity studies in nonhuman primates. <i>Birth Defects Res.(Part B)</i> 2009; 86: 446-462.
4.3-3	CHMP Safety Working Party of the European Medicinal Agency. (2012). EMA's pediatric committee regarding the use of PEGylated drug products in the pediatric population intended for long-term treatment. November 16, 2012. EMA/CHMP/SWP/647258/2012.
4.3-4	Dunkelberger JR, Song. Complement and its role in innate and adaptive immune responses. <i>Cell Res.</i> 2010, 20(1): 34-50.
4.3-5	Hydery T, Coppentrath VA. A Comprehensive Review of Pegvaliase, an Enzyme Substitution Therapy for the Treatment of Phenylketonuria. <i>Drug Target Insights</i> . 2019 Jun 21;13:1-8. doi: 10.1177/1177392819857089.
4.3-6	Ivens IA, Achanta W, Baumann A, et al. PEGylated biopharmaceuticals: current experience and considerations for nonclinical development. <i>Toxicol. Pathol.</i> 2015; 43:959-983.
4.3-7	Janssen BJ, et al. Structure of compstatin in complex with complement component C3c reveals a new mechanism of complement inhibition. <i>J Biol Chem</i> . 2007;282(40):29241-29247.
4.3-8	Kolev M, Le Friec G, Kemper C. Complement--tapping into new sites and effector systems. <i>Nat Rev Immunol.</i> 2014;14(12):811-820. doi: 10.1038/nri3761
4.3-9	Martin PL, Breslin W, Rocca M, et al. Considerations in assessing the developmental and reproductive toxicity of pharmaceuticals. <i>Birth Defects Res. (Part B)</i> 2009; 86: 176-203.
4.3-10	Regal JF, Gilbert JS, Bunwick RM. The complement system and adverse pregnancy outcomes. <i>Mol. Immunol.</i> 2015; 67(1):56-70.
4.3-11	Risitano AM, Notaro R, Marando, L, et al. Complement fraction 3 binding on erythrocytes as additional mechanism of disease in paroxysmal nocturnal hemoglobinuria patients treated by eculizumab. <i>Blood</i> . 2009;113(17):4094-100. doi: 10.1182/blood-2008-11-189944
4.3-12	Rudmann DG, Alston JT, Hanson JC, et al. High molecular weight polyethylene glycol cellular distribution and PEG-associated cytoplasmic vacuolation is molecular-weight dependent and does not require conjugation to proteins. <i>Toxicol Pathol.</i> 2013; 41: 970-983.
4.3-13	Sahu A, Kay BK, Lambris JD. Inhibition of human complement by a C3-binding peptide isolated from a phage-displayed random peptide library. <i>J Immunol</i> . 1996;157:884-891.
4.3-14	Sahu A, et al. Compstatin, a peptide inhibitor of complement, exhibits species-specific binding to complement component C3. <i>Mol Immunol.</i> 2003;10:557-66.
4.3-15	Schellekens H, Hennink WE, Brinks V. The immunogenicity of polyethylene glycol: facts and fiction. <i>Pharm. Res.</i> 2013, 30:1729-1734.
4.3-16	Trouw LA, Daha MR. Role of complement in innate immunity and host defense. <i>Immunol Lett.</i> 2011, 138(1):35-37.
4.3-17	Webster R, Didler E, Harris P, Siegel N, et al. PEGylated proteins: evaluation of their safety in the absence of definitive metabolism studies. <i>Drug Metab. Disp.</i> 2007, 35:9-16.

2 第4部（モジュール4）：非臨床試験報告書

4.3 参考文献

資料番号	表題/著者/掲載誌
4.3-18	Xu H, Chen M.Targeting the complement system for the management of retinal inflammatory and degenerative diseases. <i>Eur J Pharmacol.</i> 2016;787:94-104. doi: 10.1016/j.ejphar.2016.03.001
4.3-19	Zhang R, Liu Q, Li T, et al. Role of the complement system in the tumor microenvironment. <i>Cancer Cell Int.</i> 2019;19:300.

3 第5部（モジュール5）：臨床試験報告書

5.2 臨床試験一覧表

資料番号	表題	国内/海外	社内資料/公表論文	評価資料/参考資料	申請電子データの有無
5.2	臨床試験一覧表	—	社内資料	—	無

3 第5部（モジュール5）：臨床試験報告書

5.3 試験報告書及び関連情報

資料番号	試験番号	表題	国内/海外	社内資料/公表論文	評価資料/ 参考資料	申請電子データの 有無
5.3.1 生物薬剤学試験報告書						
5.3.1.1 バイオアベイラビリティ（BA）試験報告書：該当なし						
5.3.1.2 比較 BA 試験及び生物学的同等性（BE）試験報告書：該当なし						
5.3.1.3 <i>In Vitro-In Vivo</i> の関連を検討した試験報告書：該当なし						
5.3.1.4 生物学的及び理化学的分析法検討報告書						
5.3.1.4.1	VAL075	Validation of an Analytical Method for Determination of APL-2 in Human Serum by LC/MS/MS	海外	社内資料	参考資料	無
5.3.1.4.2	STAB056	Partial Validation of an LA/MA/MA Method for the Determination of APL-2 in Human Serum (Including LTS for UH-SQCDi and H-SQCDi)	海外	社内資料	参考資料	無
5.3.1.4.3-1	BIO.VR.0210-1989 01~03	Validation of an LC-MS/MS Assay for Determination of APL-2 in Human Serum	海外	社内資料	参考資料	無
5.3.1.4.3-2	BIO.VR.0210-1989.04	Validation of an LC-MS/MS Assay for Determination of APL-2 in Human Serum: Validation Report Amendment	海外	社内資料	参考資料	無
5.3.1.4.3-3	BIO.VR.0210-1989.05	Validation of an LC-MS/MS Assay for Determination of APL-2 in Human Serum: Validation Report Amendment	海外	社内資料	参考資料	無
5.3.1.4.4-1	ARAPL2F_MV Report (31222)-QCV04- QAV01	Method Validation Report for the Determination of APL-2 in Human Serum Using LC-MS/MS	海外	社内資料	参考資料	無
5.3.1.4.4-2	ARAPL2F_A1_MV Report (32131)- QCV03-QAV01	Method Validation Report for the Determination of APL-2 in Human Serum Using LC-MS/MS	海外	社内資料	参考資料	無
5.3.1.4.4-3	ARAPL2F.A2_MV Report (34636)- QCV03-QAV01	Method Validation Report for the Determination of APL-2 in Human Serum Using LC-MS/MS	海外	社内資料	参考資料	無
5.3.1.4.5-1	ARAPL2K_MV Report (32411)-QCV03- QAV01	Method Validation Report for the Determination of APL-2 In Human Serum (High Range) Using LC-MS/MS	海外	社内資料	参考資料	無
5.3.1.4.5-2	ARAPL2K.A1 MV Report (32411)- QCV02-QAV01	Method Validation Report for the Determination of APL-2 In Human Serum (High Range) Using LC-MS/MS	海外	社内資料	参考資料	無

3 第5部（モジュール5）：臨床試験報告書

5.3 試験報告書及び関連情報

資料番号	試験番号	表題	国内/海外	社内資料/公表論文	評価資料/ 参考資料	申請電子データの 有無
5.3.1.4.6	AV21-190 (AV20-APL2-02)	HPLC/MS/MS Assay Validation for the Determination of APL-2 from Human Serum High Range	海外	社内資料	参考資料	無
5.3.1.4.7-1	BIO.VR.0210-2629.01	Cross-Validation of LC-MS/MS Assays for the Determination of APL-2 in Human Serum	海外	社内資料	参考資料	無
5.3.1.4.7-2	BIO.VR.0210-2629.02	Cross-Validation of LC-MS/MS Assays for the Determination of APL-2 in Human Serum	海外	社内資料	参考資料	無
5.3.1.4.8	AR5556	Qualitative Determination of Antibodies to APL-2 in Human Serum Using a Direct Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)	海外	社内資料	参考資料	無
5.3.1.4.9-1	BAL-17-143-048-REP	Validation of a Direct Binding Electrochemiluminescent Assay for the Detection of Antibodies Against APL-2 in Human Serum	海外	社内資料	参考資料	無
5.3.1.4.9-2	BAL-17-143-048.01-REP	Addendum: Validation of a Direct Binding Electrochemiluminescent Assay for the Detection of Antibodies Against APL-2 in Human Serum	海外	社内資料	参考資料	無
5.3.1.4.9-3	BAL-17-143-048.02-REP	Addendum: Validation of a Direct Binding Electrochemiluminescent Assay for the Detection of Antibodies Against APL-2 in Human Serum	海外	社内資料	参考資料	無
5.3.1.4.9-4	BAL-17-143-048.03-REP	Addendum: Validation of a Direct Binding Electrochemiluminescent Assay for the Detection of Antibodies Against APL-2 in Human Serum	海外	社内資料	参考資料	無
5.3.1.4.9-5	BAL-17-143-048.04-REP	Addendum: Validation of a Direct Binding Electrochemiluminescent Assay for the Detection of Antibodies Against APL-2 in Human Serum	海外	社内資料	参考資料	無
5.3.1.4.10	190339VMES_APWM	Validation of an Electrochemiluminescence Method for the Detection of anti-APL-2 Antibodies in Human Serum	海外	社内資料	参考資料	無
5.3.1.4.11	BAL-21-143-121	Development and Optimization of an Electrochemiluminescent Assay for the Detection of Antibodies Against the Pegcetacoplan Peptide in Human Serum	海外	社内資料	参考資料	無
5.3.1.4.12-1	BAL-17-143-050-REP	Validation of a Direct Binding ELISA for the Detection of Antibodies Against PEG in Human Serum	海外	社内資料	参考資料	無

3 第5部（モジュール5）：臨床試験報告書

5.3 試験報告書及び関連情報

資料番号	試験番号	表題	国内/海外	社内資料/公表論文	評価資料/ 参考資料	申請電子データの 有無
5.3.1.4.12-2	BAL-17-143-050.01-REP	Validation of a Direct Binding ELISA for the Detection of Antibodies Against PEG in Human Serum	海外	社内資料	参考資料	無
5.3.1.4.13	181686VRDW_APWM_R1	Validation of a Bead-Based Sandwich ELISA for the Detection of anti-PEG Antibodies in Human Serum	海外	社内資料	参考資料	無
5.3.1.4.14	BAL-17-143-027-REP	Validation of a Competitive Ligand Binding Assay that Employs Electrochemiluminescence to Detect Neutralizing Antibodies against APL-2 in Human Serum	海外	社内資料	参考資料	無
5.3.1.4.15	BAL-21-143-122	Development and Optimization of a Pegcetacoplan Peptide Neutralizing Antibody Assay in Human Serum	海外	社内資料	参考資料	無
5.3.1.4.16-1	c3-validation-rpt-dec-20	Validation Report for the BNII Complement C3 Assay	海外	社内資料	参考資料	無
5.3.1.4.16-2	c3-validation-rpt-dec-20	Complement C3 in Plasma by Nephelometry on Siemens BNII	海外	社内資料	参考資料	無
5.3.1.4.16-3	c3-amended-validation-rpt-jul-20	Complement C3 in Serum and Plasma by Nephelometry on Siemens BNII	海外	社内資料	参考資料	無
5.3.1.4.16-4	GL-LA-08-SA	Complement C3 in Serum and Plasma by Nephelometry on Siemens BNII	海外	社内資料	参考資料	無
5.3.1.4.17	CL-VAL.002.001	SPAplus Verification Report	海外	社内資料	参考資料	無
5.3.1.4.18	CVL062708	Report of Validation of the CH50 Hemolytic Assay	海外	社内資料	参考資料	無
5.3.1.4.19	CVL071009	Report of Validation of the AH50, Alternative Hemolytic Function Assay	海外	社内資料	参考資料	無
5.3.1.4.20	MLM-VAL-1619	Validation of the Quantitative Analysis of Complement CH50 in Serum using the MicroVue Complement CH50 EIA Enzyme Immunoassay from Quidel	海外	社内資料	参考資料	無

3 第5部（モジュール5）：臨床試験報告書

5.3 試験報告書及び関連情報

資料番号	試験番号	表題	国内/海外	社内資料/公表論文	評価資料/ 参考資料	申請電子データの 有無
5.3.1.4.21	MLM-VAL-1805	Validation of the Quantitative Analysis of Complement Factor C3c in Human Serum using Cobas 6000	海外	社内資料	参考資料	無
5.3.1.4.22	VAL080	Fit-for-Purpose Validation of an Assay to determine complement Alternative Pathway (AH50) in Human Plasma and Serum	海外	社内資料	参考資料	無
5.3.1.4.23	573697	PNH Panel-2 (CD59, CD235a, C3d)	海外	社内資料	参考資料	無
5.3.1.4.24	573702	PNH Panel-3 (CD14, CD15, CD24, CD45, CD64, FLAER)	海外	社内資料	参考資料	無
5.3.1.4.25	960854	Client-1470 PNH Panel-3 (CD14, CD15, CD24, CD45, CD64, FLAER)	海外	社内資料	参考資料	無
5.3.1.4.26	apl2-cp0713-1-ba-pk-rpt	Analytical Phase Report: A RANDOMIZED, DOUBLE-BLIND, PLACEBO-CONTROLLED, SINGLE ASCENDING DOSE STUDY TO ASSESS THE SAFETY, TOLERABILITY, PHARMACOKINETICS AND PHARMACODYNAMICS OF SUBCUTANEOUS APL-2 IN HEALTHY ADULT SUBJECTS APL-CP0713-1	海外	社内資料	参考資料	無
5.3.1.4.27	apl2-cp1014-bioanalytical-pk-report (DAG)	Analysis Phase Report: A PHASE 1, DOUBLE-BLIND, RANDOMIZED, MULTIPLE ASCENDING APL-2 DOSE STUDY IN HEALTHY VOLUNTEERS APL-CP1014	海外	社内資料	参考資料	無
5.3.1.4.28	apl2-cp-hv-401-ba-pk-rpt (EAS)	Analytical Phase PK Report: PHASE 1, DOUBLE-BLIND, RANDOMIZED, PLACEBO-CONTROLLED, SINGLE ASCENDING DOSE STUDY OF INTRAVENOUS APL-2 IN HEALTHY VOLUNTEERS APL2-CP-HV-401	海外	社内資料	参考資料	無
5.3.1.4.29	apl2-101-fbe	LCMS Bioanalytical PK Report: PHASE I, DOUBLE BLIND, RANDOMIZED STUDY OF DAILY, TWICE-WEEKLY AND ONCE-WEEKLY APL-2 IN HEALTHY VOLUNTEERS APL2-101	海外	社内資料	参考資料	無
5.3.1.4.30	apl2-cp-pv-205-ba-pk-rpt	LCMS Bioanalytical Phase PK Report: A PHASE I, SINGLE DOSE, OPEN-LABEL STUDY TO EVALUATE THE EFFECT OF RENAL IMPAIRMENT ON THE PHARMACOKINETICS OF APL-2 APL2-CP-PV-205	海外	社内資料	参考資料	無
5.3.1.4.31	apl2-202-analyt-rpt (GAL)	Analytical Report: A PHASE IIA, OPEN LABEL, MULTIPLE DOSE STUDY TO ASSESS THE SAFETY, EFFICACY AND PHARMACOKINETICS OF SUBCUTANEOUSLY ADMINISTERED APL-2 IN SUBJECTS WITH PAROXYSMAL NOCTURNAL HEMOGLOBINURIA (PNH) APL2-202	海外	社内資料	参考資料	無

3 第5部（モジュール5）：臨床試験報告書

5.3 試験報告書及び関連情報

資料番号	試験番号	表題	国内/海外	社内資料/公表論文	評価資料/ 参考資料	申請電子データの 有無
5.3.1.4.32	apl2-cp-pnh-204-analyt- rpt (DBY)	Analytical Report: A PHASE IB, OPEN LABEL, MULTIPLE ASCENDING DOSE, PILOT STUDY TO ASSESS THE SAFETY, PRELIMINARY EFFICACY AND PHARMACOKINETICS OF SUBCUTANEOUSLY ADMINISTERED APL-2 IN SUBJECTS WITH PAROXYSMAL NOCTURNAL HEMOGLOBINURIA (PNH) - PADDOCK-APL2-CP-PNH-204	海外	社内資料	参考資料	無
5.3.1.4.33-1	SAC-20-037 (QCV05-QAV01)	Bioanalytical Report for the Analysis of APL-2 in Human Serum APL-CP0514	海外	社内資料	参考資料	無
5.3.1.4.33-2	SAC-20-037	Chromatogram Report for the Analysis of APL-2 in Human Serum APL-CP0514	海外	社内資料	参考資料	無
5.3.1.4.34-1	SAC-20-016 (QCV04-QAV01)	Bioanalytical Report for the Analysis of APL-2 in Human Serum APL2-102	海外	社内資料	参考資料	無
5.3.1.4.34-2	SAC-20-016	Chromatogram Report for the Analysis of APL-2 in Human Serum APL2-102	海外	社内資料	参考資料	無
5.3.1.4.35-1	BIO.SR.0277-2221.01 (Interim Report)	Determination of APL-2 in Human Serum by LC-MS/MS Interim Sample Analysis Report APL2-302	海外	社内資料	参考資料	無
5.3.1.4.36	APL2-308 - AD21- 1248 - 20	Bioanalytical Sample Analysis for the Determination of APL-2 in Human Serum by HPLC/MS/MS	海外	社内資料	参考資料	無
5.3.1.4.37	6322	Qualitative Determination of Antibodies to APL-2 in Human Serum Using a Direct Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA) APL-CP1014	海外	社内資料	参考資料	無
5.3.1.4.38	6637	Qualitative Determination of Antibodies to APL-2 in Human Serum Using a Direct Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA) APL2-CP-HV-401	海外	社内資料	参考資料	無
5.3.1.4.39	5810	Qualitative Determination of Antibodies to APL-2 in Human Serum Using a Direct Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA) APL-CP0713-1	海外	社内資料	参考資料	無
5.3.1.4.40-1	BAL-19-143-073-REP	Detection of Anti-APL-2 Antibodies in Human Serum Samples from Clinical Trial APL2-101 Using a Validated Electrochemiluminescent Assay	海外	社内資料	参考資料	無

3 第5部（モジュール5）：臨床試験報告書

5.3 試験報告書及び関連情報

資料番号	試験番号	表題	国内/海外	社内資料/公表論文	評価資料/ 参考資料	申請電子データの 有無
5.3.1.4.40-2	BAL-19-143-073.01- REP	Amendment for the Detection of Anti-APL-2 Antibodies in Human Serum Samples from Clinical Trial APL2-101 Using a Validated Electrochemiluminescent Assay	海外	社内資料	参考資料	無
5.3.1.4.41	AR-5805	Qualitative Determination of Antibodies to APL-2 In Human Serum Using a Direct Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA) APL-CP0514	海外	社内資料	参考資料	無
5.3.1.4.42	BAL-17-143-033-REP	Detection of Anti-APL-2 Antibodies in Human Serum Samples from Clinical Trial APL2-CP-PV- 205 Using a Validated Electrochemiluminescent Assay	海外	社内資料	参考資料	無
5.3.1.4.43-1	BAL-17-143-031-REP	Detection of Anti-APL-2 Antibodies in Human Serum Samples from Clinical Trial APL2-102 Using a Validated Electrochemiluminescent Assay	海外	社内資料	参考資料	無
5.3.1.4.43-2	BAL-17-143-031.01- REP	Detection of Anti-APL-2 Antibodies in Human Serum Samples from Clinical Trial APL2-102 Using a Validated Electrochemiluminescent Assay Amendment	海外	社内資料	参考資料	無
5.3.1.4.44	BAL-18-503-006-REP	Detection of Anti-APL-2 Antibodies in Human Serum Samples Using a Validated Electrochemiluminescent Assay APL2-302	海外	社内資料	参考資料	無
5.3.1.4.45	190703AMES_APWM	Immunogenicity Sample Analysis for the Detection of Anti-APL-2 Antibodies in Human Serum for Study APL2-202	海外	社内資料	参考資料	無
5.3.1.4.46	AR-6338	Qualitative Determination of Antibodies to APL-2 In Human Serum Using a Direct Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA) APL2-CP-PNH-204	海外	社内資料	参考資料	無
5.3.1.4.47	190697AMES_APWM	Immunogenicity Sample Analysis for the Detection of Anti-APL-2 Antibodies in Human Serum for Study APL2-CP-PNH-204	海外	社内資料	参考資料	無
5.3.1.4.48	BAL-19-143-074-REP	A Direct Binding ELISA for the Detection of Antibodies Against PEG in Human Serum APL2-101	海外	社内資料	参考資料	無
5.3.1.4.49	BAL-17-143-034-REP	A Direct Binding ELISA for the Detection of Antibodies Against PEG in Human Serum APL2-CP-PV-205	海外	社内資料	参考資料	無
5.3.1.4.50	BAL-17-143-032-REP	A Direct Binding ELISA for the Detection of Antibodies Against PEG in Human Serum APL2-102	海外	社内資料	参考資料	無

3 第5部（モジュール5）：臨床試験報告書

5.3 試験報告書及び関連情報

資料番号	試験番号	表題	国内/海外	社内資料/公表論文	評価資料/ 参考資料	申請電子データの 有無
5.3.1.4.51	BAL-18-503-010	A Direct Binding ELISA for the Detection of Antibodies Against PEG in Human Serum APL2-302	海外	社内資料	参考資料	無
5.3.1.4.52	190704AMES_APWM	Immunogenicity Sample Analysis for the Detection of Anti-PEG Antibodies in Human Serum for Study APL2-202	海外	社内資料	参考資料	無
5.3.1.4.53	190706AMES_APWM	Immunogenicity Sample Analysis for the Detection of Anti-PEG Antibodies in Human Serum for Study APL2-CP-PNH-204	海外	社内資料	参考資料	無
5.3.1.4.54	BAL-19-143-075-REP	An Electrochemiluminescent Assay for the Detection of Anti-APL-2 Neutralizing Antibodies in Human Serum Samples in Support of Apellis Study APL2-101.	海外	社内資料	参考資料	無
5.3.1.4.55	BAL-20-503-011-REP	An Electrochemiluminescent Assay for the Detection of Anti-APL-2 Neutralizing Antibodies in Human Serum Samples APL2-302	海外	社内資料	参考資料	無
5.3.1.4.56	BAL-20-503-011.01-REP	An Electrochemiluminescent Assay for the Detection of Anti-APL-2 Neutralizing Antibodies in Human Serum Samples Amendment APL2-302	海外	社内資料	参考資料	無
5.3.1.4.57	BAL-20-143-093-REP	An Electrochemiluminescent Assay for the Detection of Anti-APL-2 Neutralizing Antibodies in Human Serum Samples APL2-CP-PNH-204	海外	社内資料	参考資料	無
5.3.1.4.58	apl2-cp1014-dar-analy-phase-re	Analytical Phase Report: PHASE 1, DOUBLE-BLIND, RANDOMIZED, MULTIPLE ASCENDING APL-2 DOSE STUDY IN HEALTHY VOLUNTEERS	海外	社内資料	参考資料	無
5.3.1.4.59	apl2-cp-hv-401-comple-report	REPORT OF COMPLEMENT TESTS OF SPECIMENS FROM APELLIS PHARMACEUTICALS, INC STUDY NO. APL2-CP-HV-401	海外	社内資料	参考資料	無
5.3.1.4.60	apl2-cp0713-1-cba-analyti-phase-rpt	Analytical Phase Report: A RANDOMIZED, DOUBLE-BLIND, PLACEBO-CONTROLLED, SINGLE ASCENDING DOSE STUDY TO ASSESS THE SAFETY, TOLERABILITY, PHARMACOKINETICS AND PHARMACODYNAMICS OF SUBCUTANEOUS APL-2 IN HEALTHY ADULT SUBJECTS APL-CP0713-1	海外	社内資料	参考資料	無
5.3.1.4.61	apl2-101-comp-rpt	REPORT OF COMPLEMENT TESTS ON SPECIMENS FROM APELLIS PHARMACEUTICALS, INC. PROTOCOL NO. APL2-101	海外	社内資料	参考資料	無

3 第5部（モジュール5）：臨床試験報告書

5.3 試験報告書及び関連情報

資料番号	試験番号	表題	国内/海外	社内資料/公表論文	評価資料/ 参考資料	申請電子データの 有無
5.3.1.4.62	apl2-102-comp-rpt	REPORT OF COMPLEMENT TESTS OF SPECIMENS FROM APELLIS PHARMACEUTICALS, INC STUDY NO. APL2-102	海外	社内資料	参考資料	無
5.3.1.4.63	GL-LA-23-SA	Complement C3 APL2-302	海外	社内資料	参考資料	無
5.3.1.4.64	2017-004268-36	Exsera Biolabs: A Phase III, Randomized, Multi-Center, Open-Label, Active-Comparator Controlled Study to Evaluate the Efficacy and Safety of APL-2 in Patients with Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria (PNH) APL2-302	海外	社内資料	参考資料	無
5.3.1.4.65	MLM-APL-APL202	Analysis of PD Samples from the Study APL2-202	海外	社内資料	参考資料	無
5.3.1.4.66	apl2-202-gak-ba-rpt	Analytical Report: A PHASE IIA, OPEN LABEL, MULTIPLE DOSE STUDY TO ASSESS THE SAFETY, EFFICACY AND PHARMACOKINETICS OF SUBCUTANEOUSLY ADMINISTERED APL-2 IN SUBJECTS WITH PAROXYSMAL NOCTURNAL HEMOGLOBINURIA (PNH) APL2-202	海外	社内資料	参考資料	無
5.3.1.4.67	apl2-cp-pnh-204-dcp-bioanaly-re	Analytical Report: A PHASE 18, OPEN LABEL, MULTIPLE ASCENDING DOSE, PILOT STUDY TO ASSESS THE SAFETY, PRELIMINARY EFFICACY AND PHARMACOKINETICS OF SUBCUTANEOUSLY ADMINISTERED APL-2 IN SUBJECTS WITH PAROXYSMAL NOCTURNAL HEMOGLOBINURIA (PNH). - PADDOCK APL2-CP-PNH-204	海外	社内資料	参考資料	無
5.3.1.4.68	9B5-6-25-7	Certificate of Analysis: Polyethylene Glycol (PEG) Monoclonal Clone 985-6-25-7	海外	社内資料	参考資料	無
5.3.1.4.69	CJ.OO4	Certificate of Analysis: APi1514 (APL-2) Reference Standard	海外	社内資料	参考資料	無
5.3.1.4.70	coa-1509253-ap4	Certificate of Analysis: Affinity Purified Polyclonal Antibody	海外	社内資料	参考資料	無
5.3.1.4.71	MPEG-40k	Certificate of Analysis: Methoxy Polyethylene Glycol, MW 40,000	海外	社内資料	参考資料	無
5.3.1.4.72	PG1-BN-40k	Certificate of Analysis: Methoxyl polyethylene glycol biotin, mPEG-Biotin, MW 40000	海外	社内資料	参考資料	無

3 第5部（モジュール5）：臨床試験報告書

5.3 試験報告書及び関連情報

資料番号	試験番号	表題	国内/海外	社内資料/公表論文	評価資料/ 参考資料	申請電子データの 有無
5.3.1.4.73	PBSA-00	Certificate of Analysis: Multi-PEGylated BSA (PEGylated with 20kDa mPEG-SVA)	海外	社内資料	参考資料	無
5.3.2 ヒト生体試料を用いた薬物動態関連の試験報告書：該当なし						
5.3.2.1 血漿蛋白結合試験報告書：該当なし						
5.3.2.2 肝代謝及び薬物相互作用試験報告書：該当なし						
5.3.2.3 他のヒト生体試料を用いた試験報告書：該当なし						
5.3.3 臨床薬物動態（PK）試験報告書						
5.3.3.1 健康被験者における PK 及び初期忍容性試験報告書						
5.3.3.1.1	APL-CP1014	Phase I, Double-Blind, Randomized, Multiple Ascending Pegcetacoplan Dose Study in Healthy Volunteers	海外	社内資料	評価資料	有
5.3.3.1.2	APL2-CP-HV-401	Phase 1, Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled, Single Ascending Dose Study of Intravenous Pegcetacoplan in Healthy Volunteers	海外	社内資料	評価資料	有
5.3.3.1.3	APL-CP0713-1	A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Single Ascending Dose Study to Assess the Safety, Tolerability, Pharmacokinetics and Pharmacodynamics of Subcutaneous Pegcetacoplan in Healthy Adult Subjects	海外	社内資料	評価資料	有
5.3.3.1.4	APL2-101	Phase 1, Double-Blind, Randomized Study of Daily, Twice-Weekly, and Once-Weekly Pegcetacoplan in Healthy Volunteers	海外	社内資料	評価資料	有
5.3.3.2 患者における PK 及び初期忍容性試験報告書						
5.3.3.2.1	APL-CP0514	An Open Label, Single and Multiple Ascending Dose Study to Assess the Safety, Tolerability, Pharmacokinetics and Pharmacodynamics of APL-2 as an Add-On to Standard of Care in Subjects with Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria (PNH)	海外	社内資料	評価資料	有
5.3.3.3 内因性要因を検討した PK 試験報告書						
5.3.3.3.1	APL2-CP-PV-205	A Phase I, Single-Dose, Open-Label Study to Evaluate the Effect of Renal Impairment on the Pharmacokinetics of Pegcetacoplan	海外	社内資料	評価資料	有
5.3.3.3.2	APL2-102	Phase I, Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled, Single Ascending Dose Study of APL-2 in Healthy Japanese Volunteers	海外	社内資料	評価資料	有
5.3.3.4 外因性要因を検討した PK 試験報告書：該当なし						
5.3.3.5 ポピュレーション PK 試験報告書						
5.3.3.5.1	APL-EX20-CP-002	DEVELOPMENT OF A POPULATION PHARMACOKINETIC MODEL FOR PEGCETACOPLAN (APL-2) IN PHASE 1, 2, AND 3 STUDIES IN HEALTHY SUBJECTS AND PATIENTS WITH PAROXYSMAL NOCTURNAL HEMOGLOBINURIA	海外	社内資料	評価資料	有
5.3.4 臨床薬力学（PD）試験報告書：該当なし						

3 第5部（モジュール5）：臨床試験報告書

5.3 試験報告書及び関連情報

資料番号	試験番号	表題	国内/海外	社内資料/公表論文	評価資料/ 参考資料	申請電子データの有無
5.3.4.1 健康被験者における PD 試験及び PK/PD 試験報告書：該当なし						
5.3.4.2 患者における PD 試験及び PK/PD 試験報告書：該当なし						
5.3.5 有効性及び安全性試験報告書						
5.3.5.1 申請する適応症に関する比較対照試験報告書						
5.3.5.1.1-1	APL2-302	A Phase 3, Randomized, Multicenter, Open-label, Active-comparator Controlled Study to Evaluate the Efficacy and Safety of Pegcetacoplan in Patients with Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria (PNH) -Week 16 Analysis-	海外	社内資料	評価資料	有
5.3.5.1.1-2	APL2-302	A Phase 3, Randomized, Multicenter, Open-label, Active-comparator Controlled Study to Evaluate the Efficacy and Safety of Pegcetacoplan in Patients with Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria (PNH) -Week 48 Analysis-	海外	社内資料	評価資料	有
5.3.5.1.1-3	APL2-302	A Phase 3, Randomized, Multicenter, Open-label, Active-comparator Controlled Study to Evaluate the Efficacy and Safety of Pegcetacoplan in Patients with Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria (PNH) -Japanese Subpopulation Report up to Week 48-	海外	社内資料	評価資料	無
5.3.5.2 非対照試験報告書						
5.3.5.2.1	APL2-202	A Phase 2a, Open-Label, Multiple Dose Study to Assess the Safety, Efficacy, and Pharmacokinetics of Subcutaneously Administered APL-2 in Subjects with Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria (PNH)	海外	社内資料	評価資料	有
5.3.5.2.2	APL2-CP-PNH-204	A Phase 1b, Open-label, Multiple Ascending Dose, Pilot Study to Assess the Safety, Preliminary Efficacy, and Pharmacokinetics of Subcutaneously Administered Pegcetacoplan in Subjects with Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria (PNH)	海外	社内資料	評価資料	有
5.3.5.3 複数の試験成績を併せて解析した報告書						
5.3.5.3.1	APL-EX20-CP-004	QT/QTc Evaluation for Pegcetacoplan (APL-2): A Phase III, Randomized, Multi-Center, Open-Label, Active-Comparator Controlled Study to Evaluate the Efficacy and Safety of Pegcetacoplan (APL-2) in Patients with Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria (PNH) Protocol No: APL2-302 Phase I, Double-Blind, Randomized Study of Daily, Twice-Weekly and Once-Weekly Pegcetacoplan (APL-2) in Healthy Volunteers Protocol No: APL2-101	—	社内資料	評価資料	無
5.3.5.3.2	APL-EX20-CP-003	POPULATION MODELING ANALYSIS REPORT DEVELOPMENT OF EXPOSURE-RESPONSE MODELS FOR HEMOGLOBIN AND LACTATE DEHYDROGENASE IN PATIENTS WITH PAROXYSMAL NOCTURNAL HEMOGLOBINURIA TREATED WITH PEGCETACOPLAN (APL-2)	海外	社内資料	評価資料	有
5.3.5.4 その他の臨床試験報告書						
5.3.5.4.1	APL2-308	A Phase 3, Randomized, Multicenter, Open-Label, Controlled Study to Evaluate the Efficacy and Safety of Pegcetacoplan in Patients with Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria (PNH) (Short Title: PRINCE)	海外	社内資料	参考資料	無

3 第5部（モジュール5）：臨床試験報告書

5.3 試験報告書及び関連情報

資料番号	試験番号	表題	国内/海外	社内資料/公表論文	評価資料/ 参考資料	申請電子データの 有無
5.3.5.4.2	APL2-307	An Open-label, Nonrandomized, Multicenter Extension Study to Evaluate the Long-term Safety and Efficacy of Pegcetacoplan in the Treatment of Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria (PNH)	海外	社内資料	参考資料	無
5.3.6 市販後の使用経験に関する報告書：該当なし						
5.3.7 患者データ一覧表及び症例記録						
5.3.7.2	—	副作用一覧表	—	社内資料	—	—
5.3.7.3	—	重篤な有害事象一覧表	—	社内資料	—	—
5.3.7.4	—	臨床検査値異常変動一覧表	—	社内資料	—	—

3 第5部（モジュール5）：臨床試験報告書

5.4 参考文献

資料番号	表題/著者/掲載誌
5.4-1	Baumann A, Tuerck D, Prabhu S, Dickmann L, Sims J. Pharmacokinetics, metabolism and distribution of PEGs and PEGylated proteins: quo vadis? Drug Discov Today. 2014;19(10):1623-31. doi: 10.1016/j.drudis.2014.06.002
5.4-2	Carone FA, Peterson DR, Oparil S, Pullman TN. Renal tubular transport and catabolism of proteins and peptides. Kidney Int. 1979;16(3):271-8. doi: 10.1038/ki.1979.129.
5.4-3	Cella D, Eton DT, Lai J-S, Peterman AH, Merkel DE. Combining anchor and distribution-based methods to derive minimal clinically important differences on the Functional Assessment of Cancer Therapy (FACT) Anemia and fatigue scales. J Pain Symptom Manage. 2002;24(6):547-561. doi: 10.1016/S0885-3924(02)00529-8.
5.4-4	Cocks K, King MT, Velikova G, Fayers PM, Brown JM. Quality, interpretation and presentation of European Organisation for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire Core 30 data in randomised controlled trials. Eur J Cancer. 2008;44(13): 1793-8. doi: 10.1016/j.ejca.2008.05.008
5.4-5	DeZern AE, Dorr D, Brodsky RA. Predictors of hemoglobin response to eculizumab therapy in paroxysmal nocturnal hemoglobinuria. Eur J Haematol. 2013;90(1):16-24. doi: 10.1111/ejh.12021
5.4-6	Escalante CP, Chisolm S, Song J, Richardson M, Salkeld E, Aoki E, Garcia-Manero G. Fatigue, symptom burden, and health-related quality of life in patients with myelodysplastic syndrome, aplastic anemia, and paroxysmal nocturnal hemoglobinuria. Cancer Medicine. 2019;8:543-553.
5.4-7	Highlights of prescribing information for Soliris (eculizumab) injection, for intravenous use. Drugs@FDA. Revised November 2020.
5.4-8	Highlights of prescribing information for Ultomiris (ravulizumab-cwvz) injection, for intravenous use. Revised January 2022.
5.4-9	Hill A, DeZern AE, Kinoshita T, Brodsky RA. Paroxysmal nocturnal haemoglobinuria. Nat Rev Dis Primers. 2017;3:17028. doi: 10.1038/nrdp.2017.28
5.4-10	Hillmen P, Lewis SM, Bessler M, Luzzatto L, Dacie JV. Natural history of paroxysmal nocturnal hemoglobinuria. N Engl J Med. 1995;333(19):1253-1258. doi: 10.1056/NEJM199511093331904
5.4-11	Hillmen P, Young NS, Schubert J, et al. The complement inhibitor eculizumab in paroxysmal nocturnal hemoglobinuria. N Engl J Med. 2006;355(12):1233-1243. doi: 10.1056/NEJMoa061648
5.4-12	Hillmen P, Szer J, Weitz I, et al. Pegcetacoplan versus eculizumab in paroxysmal nocturnal hemoglobinuria. N Engl J Med. 2021;384(11):1028-1037. doi: 10.1056/NEJMoa2029073. PMID: 33730455.
5.4-13	Hydery T, Coppenrath VA. A Comprehensive Review of Pegvaliase, an Enzyme Substitution Therapy for the Treatment of Phenylketonuria. Drug Target Insights. 2019;13:1-8. doi: 10.1177/1177392819857089.
5.4-14	Ivens IA, Achanzar W, Baumann A, et al. PEGylated Biopharmaceuticals: Current Experience and Considerations for Nonclinical Development. Toxicol Pathol. 2015;43(7):959-983.
5.4-15	Kulasekararaj AG, Hill A, Rottinghaus ST, et al. Ravulizumab (ALXN1210) vs eculizumab in C5 inhibitor-experienced adult patients with PNH: the 302 study. Blood. 2019;133(6):540-549. doi: 10.1182/blood-2018-09-876805
5.4-16	Lee JW, de Fontbrune FS, Lee LWL, et al. Ravulizumab (ALXN1210) vs eculizumab in adult patients with PNH naive to complement inhibitors: the 301 study. Blood. 2019;133(6):530-539. doi: 10.1182/blood-2018-09-876136
5.4-17	Lewis LA, Ram S. Meningococcal disease and the complement system. Virulence. 2014;5(1):98-126. doi: 10.4161/viru.26515.

3 第5部（モジュール5）：臨床試験報告書

5.4 参考文献

資料番号	表題/著者/掲載誌
5.4-18	Mallinckrodt CH, Lane, PW, Schnell D, Peng Y, Mancuso JP. Recommendations for the primary analysis of continuous endpoints in longitudinal clinical trials. <i>Drug Inf J</i> . 2008;42(4):303-319. doi: 10.1177/009286150804200402
5.4-19	Mastellos DC, Reis ES, Yancopoulou D, Risitano AM, Lambris JD. Expanding complement therapeutics for the treatment of paroxysmal nocturnal hemoglobinuria. <i>Semin Hematol</i> . 2018;55(3):167-175. doi: 10.1053/j.seminhematol.2018.02.002
5.4-20	McKinley C, Richards S, Munir T, et al. Extravascular hemolysis due to C3-loading in patients with PNH treated with eculizumab: defining the clinical syndrome. <i>Blood</i> . 2017;130(suppl 1):3471. doi: 10.1182/blood.V130.Suppl_1.3471.3471
5.4-21	McNamara LA, Topaz N, Wang X, Hariri S, Fox L, MacNeil JR. High risk for invasive meningococcal disease among patients receiving eculizumab (Soliris) despite receipt of meningococcal vaccine. <i>MMWR Morb Mortal Wkly Rep</i> . 2017;66(27):734-737. doi: 10.15585/mmwr.mm6627e1
5.4-22	Parker C, Omine M, Richards S, et al. Diagnosis and management of paroxysmal nocturnal hemoglobinuria. <i>Blood</i> . 2005;106(12):3699-3709. doi: 10.1182/blood-2005-04-1717
5.4-23	Peffault de Latour R, Schrezenmeier H, Bacigalupo A, et al. Allogeneic stem cell transplantation in paroxysmal nocturnal hemoglobinuria. <i>Haematologica</i> . 2012;97(11):1666-1673. doi: 10.3324/haematol.2012.062828
5.4-24	Regal JF, Gilbert JS, Burwick RM. The complement system and adverse pregnancy outcomes. <i>Mol Immunol</i> . 2015;67(1):56-70. doi: 10.1016/j.molimm.2015.02.030
5.4-25	Risitano AM, Notaro R, Marando L, et al. Complement fraction 3 binding on erythrocytes as additional mechanism of disease in paroxysmal nocturnal hemoglobinuria patients treated by eculizumab. <i>Blood</i> . 2009;113(17):4094-4100. doi: 10.1182/blood-2008-11-189944
5.4-26	Risitano AM, Marotta S, Ricci P, et al. Anti-complement treatment for paroxysmal nocturnal hemoglobinuria: time for proximal complement inhibition? A position paper from the SAAWP of the EBMT. <i>Front Immunol</i> . 2019;10:1157. doi: 10.3389/fimmu.2019.01157
5.4-27	Schrezenmeier H, Muus P, Socié G, et al. Baseline characteristics and disease burden in patients in the International Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria Registry. <i>Haematologica</i> . 2014;99(5):922-929. doi: 10.3324/haematol.2013.093161
5.4-28	Schrezenmeier H, Röth A, Araten DJ, et al. Baseline clinical characteristics and disease burden in patients with paroxysmal nocturnal hemoglobinuria (PNH): updated analysis from the International PNH Registry. <i>Ann Hematol</i> . 2020;99(7):1505-1514. doi: 10.1007/s00277-020-04052-z
5.4-29	Socié G, Caby-Tosi MP, Marantz JL, et al. Eculizumab in paroxysmal nocturnal haemoglobinuria and atypical haemolytic uraemic syndrome: 10-year pharmacovigilance analysis. <i>Br J Haematol</i> . 2019;185(2):297-310. doi: 10.1111/bjh.15790
5.4-30	Soliris. Summary of Product Characteristics (SmPC). 2021
5.4-31	Stern RM, Connell NT. Ravulizumab: a novel C5 inhibitor for the treatment of paroxysmal nocturnal hemoglobinuria. <i>Ther Adv Hematol</i> . 2019;10:2040620719874728. doi: 10.1177/2040620719874728
5.4-32	Tibbitts J, Canter D, Graff R, Smith A, Khawli LA. Key Factors Influencing ADME Properties of Therapeutic Proteins: A Need for ADME Characterization in Drug Discovery and Development. <i>MAbs</i> . 2016;8(2):229-245. doi: 10.1080/19420862.2015.1115937
5.4-33	Turecek PL, Siekmann J. PEG-protein conjugates: nonclinical and clinical toxicity considerations. <i>Polymer-Protein Conjugates</i> . 2020: 61-101. doi: 10.1016/B978-0-444-64081-9.00004-8.
5.4-34	Ultomiris. Summary of Product Characteristics (SmPC). 2021

3 第5部（モジュール5）：臨床試験報告書

5.4 参考文献

資料番号	表題/著者/掲載誌
5.4-35	US Food and Drug Administration. Briefing information for the November 18, 2014 meeting of the Drug Safety and Risk Management Advisory Committee (DSaRM). Updated November 14, 2014. Accessed June 30, 2020.
5.4-36	Walport MJ. Complement. First of two parts. N Engl J Med. 2001;344(14):1058-1066. doi: 10.1056/NEJM200104053441406
5.4-37	Walport MJ. Complement. Second of two parts. N Engl J Med. 2001;344(15):1140-1144. doi: 10.1056/NEJM200104123441506
5.4-38	Xue L, Clements-Egan A, Amaravadi L, et al. Recommendations for the assessment and management of pre-existing drug-reactive antibodies during biotherapeutic development. AAPS J. 2017;19(6):1576-1586. doi: 10.1208/s12248-017-0153-x
5.4-39	Yang Q, Lai SK. Anti-PEG immunity: emergence, characteristics, and unaddressed questions. Wiley Interdiscip Rev Nanomed Nanobiotechnol. 2015;7(5):655-677. doi: 10.1002/wnan.1339
5.4-40	ソリリス点滴静注300mg 添付文書、2022年1月改訂（第3版）
5.4-41	ユルトミリス点滴静注300mg、ユルトミリスHI点滴静注300mg/3mL、ユルトミリスHI点滴静注1100mg/11mL 添付文書、2022年1月改訂（第5版）
5.4-42	国立感染症研究所厚生労働省健康局結核感染症課、侵襲性髄膜炎菌感染症 2013年4月～2017年10月、In:病原微生物検出情報、2018年1月発行、Vol.39 No.1 (No. 455), p.1-9.
5.4-43	発作性夜間ヘモグロビン尿症診療の参照ガイド 令和1年改訂版：特発性造血障害に関する調査研究班、改訂版作成のためのワーキンググループ、2020年3月発行