

表1：マイコンチップ搭載医療用具チェックリスト

企業名	一般的名称	優	製品名	問題点	現在の対応状況	使用について	使用者の把握	対応窓口	危機管理計画
「あ」									
(株)アーレイ・ファクトリー					全品目について問題なし				
アームエレクトロニクス(株)					全品目について問題なし				
(株)アール・エー・システムズ	抵抗式血球計数装置		自動血球計数装置 F-800		45 作業中	使用可	否		
アールテック(株)					全品目について問題なし				
(株)アーンスト・ハンセン商会					全品目について問題なし				
アイ・エム・アイ(株)	呼気ガス分析装置	P	オスカー CO2/SaO2		4 情報提供完了	使用可			
	血液ガス分析装置		GEM-プレミア		2 作業中	使用不可			
	血液ガス分析装置		GEM-プレミアPLUS		2 作業中	使用不可			
(株)アイカ					廃業(原則として使用しない)				
アイシン精機(株)					全品目について問題なし				
愛知電機(株)					全品目について問題なし			×	×
(株)アイビー					廃業(原則として使用しない)				
(株)暁電機製作所					全品目について問題なし			×	×
アキュソンニッポン(株)	汎用超音波画像診断装置		アキュソン 128 シリーズ		6 作業中	使用可			
	汎用超音波画像診断装置		アキュソン セコイアテクノロジーシステム		4 作業中	使用可			
	汎用超音波画像診断装置		アキュソン アспен ウルトラサウンド システム		4 作業中	使用可			
アコマ医科工業(株)	オキシメータ		パルスオキシメーター S-100e		5 情報提供対応	使用可			
(有)浅香製作所					廃業(原則として使用しない)				
旭光学工業(株)					全品目について問題なし				
旭テクネイオン(株)					全品目について問題なし				
朝日ライフサイエンス(株)	浸透圧分析装置		浸透圧計		5 情報提供完了	使用可			
朝日レントゲン工業(株)					全品目について問題なし			×	
(株)アズウェル					全品目について問題なし				
(株)アスカメディカル					全品目について問題なし				
東谷(株)					全品目について問題なし				
(株)アタゴ					全品目について問題なし				
足立鋼板工業(株)					所在不明(原則として使用しない)				
アトー(株)					全品目について問題なし				
(株)アドバンス					全品目について問題なし				
アトムメディカル(株)	分娩監視装置	P	115 胎児監視装置		5 情報提供対応	使用可	否		
	集中患者監視装置	P	胎児集中監視システム AFD-16		6 情報提供対応	使用可			
	経皮血中ガス分圧モニタ	P	マイクロガス7640		5 情報提供対応	使用可	否		
	経皮血中ガス分圧モニタ	P	マイクロガス7650		5 情報提供対応	使用可	否		
アニマ(株)					全品目について問題なし				×
(株)アパールデータ					全品目について問題なし				
(株)アペレ	尿検査機器		ウローメセル2120		5 作業中	使用可			
アポロ電気(株)					全品目について問題なし				×
アマノ(株)					全品目について問題なし				
(株)アムコ	その他の多用途測定記録装置及び関連機器(ベッドサイドモニタ)	P	ホライゾンXL		45 情報提供完了	使用可			
	その他の多用途測定記録装置及び関連機器(尿水力学的検査装置)		JANUS SYSTEM		45 作業中	使用可			
アラガン(株)					全品目について問題なし				
アラコ(株)					全品目について問題なし				
アルプ(株)					全品目について問題なし				
アレイ(株)					全品目について問題なし				
アロウジャパン(株)	補助循環装置	P	K2000		5 情報提供対応				
アロカ(株)	汎用超音波画像診断装置		SSD-500		6 情報提供対応	使用可			
	汎用超音波画像診断装置		SSD-620		6 作業中	使用可			
	汎用超音波画像診断装置		SSD-630		6 作業中	使用可			

表1：マイコンチップ搭載医療用具チェックリスト

企業名	一般的名称	優	製品名	問題点	現在の対応状況	使用について	使用者の把握	対応窓口	危機管理計画
	汎用超音波画像診断装置		SSD - 650		6 情報提供対応	使用可			
	汎用超音波画像診断装置		SSD - 650CL		6 作業中	使用可			
	汎用超音波画像診断装置		SSD - 670		6 情報提供対応	使用可			
	汎用超音波画像診断装置		SSD - 680		6 作業中	使用可			
	汎用超音波画像診断装置		SSD - 680EX		6 作業中	使用可			
	汎用超音波画像診断装置		SSD - 680STD		6 作業中	使用可			
	汎用超音波画像診断装置		SSD - 1000		6 作業中	使用可			
	汎用超音波画像診断装置		SSD - 1100		4 情報提供対応	使用可			
	汎用超音波画像診断装置		SSD - 1200		6 情報提供対応	使用可			
	汎用超音波画像診断装置		SSD - 1700		4 情報提供対応	使用可			
	汎用超音波画像診断装置		SSD - 2000		6 作業中	使用可			
	汎用超音波画像診断装置		SSD - 2200		6 作業中	使用可			
	汎用超音波画像診断装置		SSD - 3000		6 情報提供対応	使用可			
	汎用超音波画像診断装置		SSD - 9000		6 情報提供対応	使用可			
	ラジオイムノアッセイ用装置		ARC - 380CL		4 情報提供完了	使用可			
	ラジオイムノアッセイ用装置		ARC - 380M		4 情報提供完了	使用可			
	脳磁計		Neuro SQUID100		4 情報提供完了	使用可			
	シンチレーションカメラ		ビジョンカメラ		4 情報提供完了	使用可			
	シンチレーションカメラ		ガンマカメラ 500		4 情報提供完了	使用可			
	シンチレーションカメラ		ガンマカメラ 410		4 情報提供完了	使用可			
	シンチレーションカメラ		ガンマカメラ 410S		4 情報提供完了	使用可			
	シンチレーションカメラ		ガンマカメラ 420		4 情報提供完了	使用可			
	シンチレーションカメラ		ガンマカメラ 438		4 情報提供完了	使用可			
	シンチレーションカメラ		ガンマダイアグノスト		4 情報提供完了	使用可			
	その他の免疫反応測定装置		プラト1300		5 情報提供完了	使用可			
	その他の免疫反応測定装置		プラト3300		5 情報提供完了	使用可			
	その他の免疫反応測定装置		AMR - 250M		4 情報提供完了	使用可			
安西メディカル(株)					全品目について問題なし				
「い」									
(株)イーオス					全品目について問題なし				×
五十嵐医科工業株式会社	パルスオキシメータ	P	パルスオキシメータ PWA - 300		所在不明(原則として使用しない)				
(株)医器研	自動式エチレンオキサイド(E.O.)滅菌器		ゼンメル601MDX、ベンツ4000、ジェーエフ940、ジェーエムシーMDX、イーオー、イーオー38MX、イーオー1000MX、イーオー3800MX、イーオー5	5	作業中	使用可	否		
(株)石川製作所	他に分類されない超音波画像診断装置		超音波骨量測定装置「ピーナス」	45	作業中	使用可			
(株)泉精器製作所					全品目について問題なし				×
一丸エンジニアリング(株)					所在不明(原則として使用しない)				
(株)五橋研究所	その他の診断用X線画像処理装置		CDRデジタルデンタルX線システム		5 情報提供対応	使用可			
イビデンエンジニアリング(株)					全品目について問題なし				
(株)イマトロンジャパン					全品目について問題なし				
(株)岩城器材					全品目について問題なし				
インターメディクスジャパン(株)(旧:スルザーインターメディクスジャパン)					全品目について問題なし				
(株)インターメドジャパン					全品目について問題なし				
「う」									
(株)ヴァリダックス					廃業(原則として使用しない)				
(株)ウイン・インターナショナル	心電計		ベースビュー(マイクロメディカルプリンタ)	45	作業中	使用可			
	心電計		パイオログ300(マイクロメディカルプリン)	45	作業中	使用可			
ウエダアヴァンセ(株)	集中患者監視装置及び関連機器	P	テレパス	6	情報提供対応	注意			
	ベッドサイドモニタ	P	UV - 101DS(S/No85608290以前の機器に限る)	45	情報提供対応	使用可			

表1：マイコンチップ搭載医療用具チェックリスト

企業名	一般的名称	優	製品名	問題点	現在の対応状況	使用について	使用者の把握	対応窓口	危機管理計画
	電子非観血圧計		USM-700G(S/No73808333以前の機器に限る)	45	情報提供対応	使用可			
	電子非観血圧計		UV-101DX(S/No88612935以前の機器に限る)	45	情報提供対応	使用可			
	電子非観血圧計		UV-101EX(S/No84702119以前の機器に限る)	45	情報提供対応	使用可			
	電子非観血圧計		UDEX-(Type-1:S/No91809319以前の機器に限る。Type-2:S/No93707453以前の機器に限る)	45	情報提供対応	使用可			
ウエルチ・アレン・ジャパン(株)					全品目について問題なし			x	
(株)ウドノ医機					全品目について問題なし				
「え」									
(株)エー・アンド・ディ	多用途テレメータ	P	TM-2110	45	情報提供対応	使用可	否		
	多用途テレメータ	P	FB-510	45	情報提供対応	使用可			
	電子非観血圧計		TM2711	4	情報提供対応	使用可	否		
	電子非観血圧計		TM2712	4	情報提供対応	使用可	否		
	電子非観血圧計		TM4010	5	情報提供対応	使用可	否		
(株)エーピーイー					全品目について問題なし			x	x
(株)エイアンドティー	電解質分析装置		EA01	4	情報提供完了	使用可			
	電解質分析装置		EA02	4	情報提供完了	使用可			
	電解質分析装置		EA04	4	情報提供完了	使用可			
	血糖分析装置		Glucoroder-Mk	4	情報提供完了	使用可			
	免疫分析装置		501X	4	情報提供完了	使用可			
	臨床検査情報システム		CLINILAN	5	作業中	使用可			
(株)エイヴィエル	オキシメータ		AVL912	45	作業中				
	血液ガス分析装置		AVL945	45	作業中				
	血液ガス分析装置		AVL990	45	作業中				
	血液ガス分析装置		AVL995	45	作業中				
	血液ガス分析装置		AVL995Hb	45	作業中				
	電極式電解質分析装置		AVL983	45	作業中				
	電極式電解質分析装置		AVL984	45	作業中				
	血液ガス分析装置		AVL OPTI 1	45	作業中				
エスエスアールエンジニアリング(株)					全品目について問題なし				
エダップテクノメド(株)	電極放電式結石破碎装置		ソノリス プラクティス	4	情報提供対応	使用可			
	その他の温熱療法用器機及び関連機器		プロスタロン プラクティス	45	情報提供対応	使用可			
	その他の温熱療法用器機及び関連機器		プロスタロン	45	情報提供対応	使用可			
	レーザー結石破碎装置		パルソリス	45	情報提供対応	使用可			
	電極放電式結石破碎装置		ソノリス3000	45	情報提供対応	使用可			
	電極放電式結石破碎装置		ソノリス2000B	45	情報提供対応	使用可			
	圧電方式結石破碎装置		エダップLT-01	45	情報提供対応	使用可			
	圧電方式結石破碎装置		エダップLT-02	45	情報提供対応	使用可			
	圧電方式結石破碎装置		エダップLT-02X	45	情報提供対応	使用可			
	他に分類されない生体物理現象検査用機器		エリプス	45	情報提供対応	使用可			
(株)エナ					全品目について問題なし				
エヌイーシー・メディカルシステムズ(株)	ベッドサイドモニタ	P	バイタルサインモニタVSM2	5	情報提供対応	使用可			
	長時間心電図記録解析装置		メディログ4000	6	情報提供完了	使用可			
	長時間心電図記録解析装置		メディログエクセル EC2100	6	作業中	使用可			
	長時間心電図記録解析装置		メディログオブティマシリーズ	6	作業中	使用可			
	他に分類されない生体電気現象検査用機器(長時間生体現象記録再生装置)		メディログ9200	45	作業中	使用可			

表1：マイコンチップ搭載医療用具チェックリスト

企業名	一般的名称	優	製品名	問題点	現在の対応状況	使用について	使用者の把握	対応窓口	危機管理計画
	除細動器		ライフバック7		5 作業中	使用可			
	電子非観血血圧計		ライフスタート200		5 情報提供対応	使用可			
榎本工業(株)					全品目について問題なし				
(株)エフ・アイ・ティー					全品目について問題なし				
(株)エム・イー・リサーチ					全品目について問題なし				
エムエス機器(株)	他に分類されない生体物理現象検査用機器		ウロダイナミックシステム UD-2000		4 作業中				
	他に分類されない生体物理現象検査用機器		24時間携帯型ウロダイナミックシステム UPS-2020		4 作業中				
エム・シー・メディカル(株)	専用液体クロマトグラフ		ニューロケム		45 情報提供対応	使用可			
	専用液体クロマトグラフ		多次元電気化学検出モジュール		45 情報提供対応	使用可			
	血液凝固分析装置		全自動血液凝固測定装置AMAX		6 情報提供対応	使用可			
	免疫発光測定装置		イムライズ		45 情報提供完了	使用可			
(株)エムディアイ ジャパン					全品目について問題なし				
(株)エム・ディ・ヨシダ					全品目について問題なし				
エムピージャパン(株)	腰部の運動機能検査用機器		バックモーションアナライザー		5 作業中	使用可			×
エレクタ(株)	放射線同位元素遠隔照射式治療装置	P	・レクセルガンマユニット・レクセルガンマナイフ		1 作業中	使用不可			
	焼灼器		レクセル定位脳手術装置		45 情報提供対応	使用可			
	その他の放射線治療用関連装置(放射線治療計画装置)		レンダープラン3D		45 情報提供対応	使用可			
エレックス(株)					全品目について問題なし				
「お」									
(株)オーイーエムシステム					全品目について問題なし				
オージー技研(株)					全品目について問題なし				
オーソ・クリニカル・ダイアグノスティクス(株)	免疫吸光測定装置		カイロン RIBA プロセッサー		4 作業中	注意			
	血液型判定装置		オーソ オートビュー		4 作業中	注意			
	血液型判定装置		カセット リーダー		4 作業中	注意			
	乾式臨床化学自動分析装置		ビトロス250ケミストリーシステム		4 作業中	注意			
	乾式臨床化学自動分析装置		ビトロス250ATケミストリーシステム		4 作業中	注意			
	乾式臨床化学自動分析装置		ビトロス950ケミストリーシステム		4 作業中	注意			
	乾式臨床化学自動分析装置		ビトロス950ATケミストリーシステム		4 作業中	注意			
	乾式臨床化学自動分析装置		ビトロス500ケミストリーシステム		4 作業中	注意			
	乾式臨床化学自動分析装置		ビトロス700ケミストリーシステム		4 情報提供完了	注意			
	免疫発光測定装置		アマライトアナライザー		4 情報提供完了	注意			
オータックス(株)					全品目について問題なし				
(株)オートニクス					全品目について問題なし				
オーム電機(株)					全品目について問題なし			×	×
大垣産業(株)					全品目について問題なし			×	×
大塚電子(株)					全品目について問題なし				
(株)大平製作所					全品目について問題なし				
岡谷富士光機(株)					全品目について問題なし				
長田電機工業(株)					全品目について問題なし				
(有)オサチ					全品目について問題なし			×	×
(株)オノックスエムエフジー					全品目について問題なし			×	×
小野測機(株)					全品目について問題なし				
小野電機(株)					全品目について問題なし				
(株)オムコ・オーエムシー					全品目について問題なし				
オムロン(株)					全品目について問題なし				
オムロン松阪(株)					全品目について問題なし				

表1：マイコンチップ搭載医療用具チェックリスト

企業名	一般的名称	優	製品名	問題点	現在の対応状況	使用について	使用者の把握	対応窓口	危機管理計画
オリンパス光学工業（株）	他に分類されない画像診断システム（気管支用蛍光観察装置）		気管支内視鏡用蛍光観察装置 Xillix LIFE-Lung System	4	作業中	使用可			
	その他の医用内視鏡（内視鏡用超音波観測装置）		超音波内視鏡 EU-M30セット	6	作業中	使用可	否		
	医用分光光度計		カード用リーダー ID-Reader M	4	情報提供完了	使用可			
オリンパス光電子（株）					全品目について問題なし				
オルガノンテクニカ（株）	血液凝固分析装置		コアグ-A-メイト・X2	4	情報提供対応	使用可			
	血液凝固分析装置		コアグ-A-メイト・XCプラス	4	情報提供対応	使用可			
	血液凝固分析装置		コアグ-A-メイト XM	4	情報提供対応	使用可			
	血液凝固分析装置		コアグ-A-メイト RA4	4	情報提供対応	使用可			
	血液凝固分析装置		MDA-180 ヘモスタシス システム	45	作業中	使用可			
	血液凝固分析装置		コアグ-A-メイト MTX	45	作業中	使用可			
	免疫吸光測定装置		OT リーダー 530	4	情報提供対応	使用可			
	その他の微生物検査装置（微生物存否検査装置）		バクテアラート 120 微生物検査システム	45	作業中	使用可			
	その他の微生物検査装置（微生物存否検査装置）		バクテアラート 240 微生物検査システム	45	作業中	使用可			
	その他の微生物検査装置（微生物存否検査装置）		バクテアラートMB 120 抗酸菌検査システム	45	作業中	使用可			
その他の微生物検査装置（微生物存否検査装置）		バクテアラートMB 240 抗酸菌検査システム	45	作業中	使用可				
その他の医用検体前処理装置（遺伝子抽出分離装置）		ニュークリセンス エクストラクタ	45	情報提供完了	使用可				
その他の臨床化学検査機器		ニュークリセンス リーダー	45	作業中	使用可				
「か」									
カールツァイス（株）	視野計		ハンフリーフィールドアナライザーHFA62	5	情報提供完了	使用可			
	視野計		ハンフリーフィールドアナライザーHFA63	5	情報提供完了	使用可			
	視野計		ハンフリーフィールドアナライザーHFA64	5	情報提供完了	使用可			
	その他の専用超音波画像診断装置（眼科用超音波画像診断装置）		ハンフリー-A/BスキャンシステムHAB835	5	情報提供完了	使用可			
	その他の専用超音波画像診断装置（眼科用超音波画像診断装置）		ハンフリー-A/BスキャンシステムHAB837	5	情報提供完了	使用可			
その他の専用超音波画像診断装置（眼科用超音波画像診断装置）		ハンフリー超音波バイオマイクロスコープUBM840	5	情報提供完了	使用可				
カシオ計算機（株）					全品目について問題なし				
（株）カテックス	循環器用超音波画像診断装置		ピンゴメド CFM800	45	作業中	使用可			
	その他の放射線治療用関連装置		放射線治療計画装置	2	作業中	注意			
兼松（株）	脳波計		デジタル脳波計及び関連装置	4	情報提供対応	使用可			
	その他の放射線治療用関連装置		モジュールシステムM2500	2	作業中	使用可			
兼松メディカルシステム（株）	脳波計		シーグラフ	2	作業中	使用可			
	歯科用顎運動測定器		シロソアナライザー3	4	情報提供対応				
刈谷木材工業（株）					全品目について問題なし				
（株）川俣製作所					全品目について問題なし				
河口湖精密（株）					全品目について問題なし				
川崎エンジニアリング（株）					全品目について問題なし				
川根 忠雄					全品目について問題なし				
神田通信工業（株）					全品目について問題なし				
ガンプロ（株）	透析用監視装置	P	AK90/AK90Sコンピューター集中監視装置（CAM90システム）	6	情報提供完了	使用可			
ガンプロ清水製薬（株）					全品目について問題なし				
「き」									
木村医科器械（株）					全品目について問題なし				

表1：マイコンチップ搭載医療用具チェックリスト

企業名	一般的名称	優	製品名	問題点	現在の対応状況	使用について	使用者の把握	対応窓口	危機管理計画
(株)キャットアイ					全品目について問題なし				
キャノン(株)					全品目について問題なし				
キャノン販売(株)					全品目について問題なし				
キャンデラ(株)					全品目について問題なし				
九州日立マクセル(株)					全品目について問題なし				
九州松下電器(株)					全品目について問題なし				
京セラ(株)	マイクロ波ハイパーサーミア装置		ルンドブッフラ-ハイパーサーミアシステム4010		2 作業中	要確認			
(株)京都第一化学					全品目について問題なし				
京都電測(株)					全品目について問題なし				
共和電子(株)					所在不明(原則として使用しない)				
協立電波(株)	その他の臨床化学検査機器		臨床化学自動分析装置SUPER Z818		5 情報提供対応	使用可			
協和メデックス(株)	免疫比濁測定装置		全自動免疫化学分析装置 EL-1000		4 情報提供対応	使用可			
			全自動免疫化学分析装置 EL-1200		4 情報提供対応	使用可			
			全自動免疫化学分析装置 EL-1060		4 情報提供対応	使用可			
旭光物産(株)	呼気ガス分析装置		携帯用呼気代謝モニター メータマックス		5 作業中	使用可			
「く」									
(株)草野科学器械製作所					全品目について問題なし				
(株)グッドマン	多用途測定記録装置		消化管内圧測定記録装置、食道内圧・直腸肛門内圧測定記録装置		45 情報提供対応	使用可			
	長時間心電図記録解析装置		クイックページスキャナーシステム 1610		45 情報提供対応	使用可			
	長時間心電図記録解析装置		ザイメドスキャナー1410		45 情報提供対応	使用可			
	長時間心電図記録解析装置		ザイメド スキャナー システム2010ブラ		45 情報提供対応	使用可			
	超音波血流計		超音波ドップラー血流速度監視装置、フロマップ		45 情報提供対応	使用可			
	電子観血血圧計		ウェーブマッププレッシャーガイドワイヤーシステム		4 情報提供対応	使用可			
	熱希釈心拍出量計		デュアルサーモ心拍出量計		45 情報提供対応	使用可			
	他に分類されない生体現象監視用機器(尿道路機能測定解析装置システム)		GR800 患者測定解析システム		45 情報提供対応	使用可			
	他に分類されない生体現象監視用機器(カテーテル式pHモニター)		PH100 食道pHレコーダー/ペーハーエレクトロード		45 情報提供対応	使用可			
(株)久保田製作所					全品目について問題なし				
倉敷紡績(株)					全品目について問題なし				
グラム(株)					全品目について問題なし				
(株)クラレ					全品目について問題なし				
(有)クリエイション・ジャパン					全品目について問題なし				
(株)クリニカル・サプライ					全品目について問題なし				
グンゼ産業(株)					全品目について問題なし				
(株)群馬コイケ					全品目について問題なし			×	×
群馬日本電気(株)	ベッドサイドモニタ	P	バイオビュー1000シリーズ		6 作業中	使用可			
	ベッドサイドモニタ	P	バイオビュー1000APB1711		6 作業中	使用可			
	ベッドサイドモニタ	P	バイオビュー2000シリーズ PB2100		6 作業中	使用可			
	ベッドサイドモニタ	P	バイオビュー3000シリーズ PB3100		6 作業中	使用可			
	ベッドサイドモニタ	P	バイオビュー4000シリーズ PB4100		6 作業中	使用可			
	新生児モニタ	P	バイオビュー-K 2K16シリーズ		4 情報提供対応	使用可			
	その他の脳波計及び関連機器(脳波ファイリングシステム)		脳波ファイリングシステムEF1000システム		6 作業中	使用可			
	脳波計		デジタル多用途脳波計 サイナフィット EE2500シリーズ		6 作業中	使用可			
	脳波計		ファイリング付き多用途脳波計 サイナフィット EE3000シリーズ		6 作業中	使用可			

表1：マイコンチップ搭載医療用具チェックリスト

企業名	一般的名称	優	製品名	問題点	現在の対応状況	使用について	使用者の把握	対応窓口	危機管理計画
	脳波計		デジタル多用途脳波計 サイナフィット EE5000シリーズ	6	作業中	使用可			
	多用途測定記録装置		ポリグラフ EP1102	6	作業中	使用可			
「け」									
(株)啓愛義肢材料					全品目について問題なし			x	
(株)ゲッツ ブラザーズ					全品目について問題なし				
「こ」									
(株)コーケン工業					全品目について問題なし				
コーケンメディカル(株)					全品目について問題なし				
(株)コーナン					全品目について問題なし				
(株)コーナン・メディカル					全品目について問題なし				
コープ・ラボラトリーズ(株)	人工心肺ポンプ	P	コープパーフィージョンコントロールシステム	4	情報提供対応	使用可			
	人工心肺ポンプ	P	コープセンチリパーフィージョンコントロールシステム	4	情報提供対応	使用可			
	血液成分分離装置		自己血回収システム(コープブラッド2)	4	情報提供対応	使用可			
(株)小池メディカル					全品目について問題なし				
小泉コンピューター(株)					全品目について問題なし				
(株)高研					全品目について問題なし				
(有)幸田電子					全品目について問題なし			x	x
高電工業(株)					全品目について問題なし				
(株)光電製作所					全品目について問題なし				
甲本理研(株)					廃業(原則として使用しない)				
興和(株)	眼圧計		TM-2000	4	情報提供対応	使用可			
	眼圧計		KT-500	4	情報提供対応	使用可			
	他覚式屈折視力検査機器		C-SCAN	4	情報提供対応	使用可			
国際式薬(株)					全品目について問題なし				
(株)コクサン					全品目について問題なし			x	x
コスモテック(株)					全品目について問題なし				
五大エンボディ(株)					全品目について問題なし				
コダック(株)	画像診断用イメージャー		コダック エクタスキャン2180レーザープリンター	45	作業中	使用可			
	コンピューテッドラジオグラフ		コダック デジタル サイェンス コンピューテッド ラジオグラフ システム400	45	作業中	使用可			
コニカ(株)	レーザーイメージャ		コニカ Li-62P	2	作業中	使用可			
	レーザーイメージャ		コニカ Li-810 D	2	作業中	使用可			
(株)コニカシステム機器	画像診断用イメージャ		コニカレーザーイメージャ Li-62P	2	作業中	使用可			
コヒレント・ジャパン(株)					全品目について問題なし				
コフロック(株)					全品目について問題なし				x
コロナ工業(株)					全品目について問題なし				
コロナ電気(株)					全品目について問題なし				
「さ」									
サーモバイオアナリシスジャパン(株)	医用分光光度計		マルチスキャンマルチソフト	5	情報提供対応	使用可	否		
	医用分光光度計		マルチスキャンマイクロマティック	5	情報提供対応	使用可	否		
(株)斉藤電器製作所					全品目について問題なし				x
(株)サイトー					全品目について問題なし				
酒井医療(株)	展伸・屈伸回轉運動装置		バイオデックスシステム2	5	情報提供対応	使用可			
(株)サカエ					全品目について問題なし				
(株)鷺宮製作所					全品目について問題なし				
サクラ精機(株)	高圧蒸気滅菌器		サクラ高圧蒸気滅菌装置(シリーズ)	45	作業中	使用可			
	高圧蒸気滅菌器		サクラ洗浄滅菌装置(WV)	45	作業中	使用可			
	ガス滅菌器		サクラ酸化エチレンガス滅菌装置(シリーズ)	45	作業中	使用可			

表1：マイコンチップ搭載医療用具チェックリスト

企業名	一般的名称	優	製品名	問題点	現在の対応状況	使用について	使用者の把握	対応窓口	危機管理計画
(株)佐世保玉屋	耳穴型補聴器		ミレニアFC	6	情報提供対応	使用可			
	耳穴型補聴器		ミレニアCC	6	情報提供対応	使用可			
(株)佐多商会	輸液ポンプ	P	PC-2TX、PC-4	4	作業中	使用可			
	血液ガス分析装置		IL1300シリーズ	6	作業中	使用可			
	血液ガス分析装置		IL1610	6	情報提供対応	使用可			
	心電計		カーディオパーフェクト	4	情報提供完了	使用可			
	心電図自動解析装置		ダートスキャン、アキュプラス、ストラタス	4	情報提供完了	使用可			
	負荷心電図装置		フォーミュラー運動負荷システム	4	情報提供完了	使用可			
	基礎代謝測定装置		運動負荷時心肺機能測定システム	4	情報提供完了	使用可			
サニタ商事(株)	その他の呼吸機能検査装置		AutolinkExercise Test	45	情報提供対応	使用可			
佐野富士光機(株)					全品目について問題なし				
狭山精密工業(株)					全品目について問題なし				x
(株)三協					全品目について問題なし				
(株)三共電気					全品目について問題なし				
(株)三幸製作所					全品目について問題なし				
(株)サンテック					全品目について問題なし			x	x
参天製薬(株)					全品目について問題なし				
(有)サンデンタルオリジナル					廃業(原則として使用しない)				
サンニクス(株)					全品目について問題なし			x	
(株)サンニスカ					全品目について問題なし			x	x
三洋電機(株)					全品目について問題なし				
三陽メディカル(株)					全品目について問題なし				
「し」									
(株)シーアイ・エス					全品目について問題なし				
シーアイエスダイアグノスティック	アフターローディング式治療装置		ガンマメッド12I-W	2	作業中	注意			
	免疫蛍光測定装置		クリプターシステム	2	作業中	使用可			
	ラジオイムノアッセイ用装置		ストラテックSR-300	2	作業中	使用可			
GE横河メディカルシステム(株)	超伝導式磁気共鳴画像診断装置(MR)		Signa Advantage 5X、Signa Advantage RP、Signa Horizon(HiSpeed、EchoSpeed、4.0 Tesla)	45	作業中	使用可			
	超伝導式磁気共鳴画像診断装置(MR)		Signa Horizon LX(HiSpeed、EchoSpeed、Signa MR/I、Grem77)、V8.2、SIGN	45	作業中	使用可			
	超伝導式磁気共鳴画像診断装置(MR)		Signa Horizon LX(HiSpeed、EchoSpeed、Signa MR/I、Grem77)、V8.2、SIGN	45	作業中	使用可			
	全身用X線CT装置(CT)		CT9800HILight(HLD)	45	作業中	使用可			
	全身用X線CT装置(CT)		CT9800Q、CT9801S	45	作業中	使用可			
	電子管出力読取り式デジタルラジオグラフィ(X-ray)		Advantx DLX	45	作業中	使用可			
	循環器用X線装置(X-ray)		Advantx DX or DX HiLi	45	作業中	使用可			
	他に分類されない画像診断システム(医用画像データの処理・管理・転送システム(11s))		Advantage Workstation V2.0(AW 2.0)	45	作業中	使用可			
	ポジトロンCT装置(PET)		Advance PET Scanner	45	作業中	使用可			
	シンチレーションカメラ(核医学)		Genie Workstation(HP)	45	作業中	使用可			
	シンチレーションカメラ(核医学)		Genie Workstation(Solaris PC-based)	4	作業中	使用可			
ジーエーシー(株)					全品目について問題なし				
(株)シー・エム・アイジャパン	その他の多用途測定記録装置及び潤滑連機器		EP Amp システム	245	作業中	使用可			
シーメンス旭メディテック(株)	放射線治療計画用X線装置	P	メパプラン	2	作業中				
	全身用X線CT装置		ゾマトム AR	2	作業中				
	超伝導式磁気共鳴画像診断装置		マグネトム ビジョン	2	作業中				

表1：マイコンチップ搭載医療用具チェックリスト

企業名	一般的名称	優	製品名	問題点	現在の対応状況	使用について	使用者の把握	対応窓口	危機管理計画
	超電導式磁気共鳴画像診断装置		マグネトム インパクト		2 作業中				
	常電導式磁気共鳴画像診断装置		マグネトム オープン		2 作業中				
	永久磁石式磁気共鳴画像診断装置		マグネトム P8		2 作業中				
	その他の診断用X線画像処理装置（画像診断用ワークステーション）		マジックビュー		2 作業中				
	その他の診断用X線画像処理装置（画像記録・再生及び処理装置）		エイコム		45 作業中				
	電子管出力読取り式デジタルラジオグラフ		デジトロン		45 作業中				
(株)ジェイ・エム・エス	自動加減電流装置	P	JMS自動加減電流装置 PD-02		4 情報提供対応	使用可			
	人工腎臓装置の付属品		クリットラインモニター		4 情報提供対応	使用可			
(株)シェンベクス					全品目について問題なし			×	×
塩野義製薬(株)					全品目について問題なし				
滋賀小林精工(株)					全品目について問題なし				
システム・インスツルメンツ(株)	免疫吸光測定装置		イムノミニ NJ-23DD		45 情報提供対応	使用可			
シスメックス(株)	抵抗式血球計数装置		多項目自動血球分析装置 SE-9000		6 作業中	使用可			
	抵抗式血球計数装置		多項目自動血球分析装置 SF-3000		6 作業中	使用可			
	その他の血球計数装置（光学式血球計数装置）		自動網赤血球測定装置 R-2000		6 作業中	使用可			
	その他の血球計数装置（光学式血球計数装置）		自動網赤血球測定装置 R-3000		6 作業中	使用可			
	抵抗式血球計数装置		多項目自動血球分析装置 K-2000		6 作業中	使用可			
	抵抗式血球計数装置		自動血球計数装置 F-800		6 作業中	使用可			
	その他の尿検査装置（尿中有形成成分分析装置）		全自動尿中有形成成分分析装置 UF-100		5 作業中	使用可			
	その他の免疫反応測定装置（免疫凝集測定装置）		免疫凝集測定装置 PAMIA-50		6 作業中	使用可			
	血液凝固分析装置		全自動血液凝固測定装置CA-6000		6 作業中	使用可			
	その他の尿検査装置（尿沈渣分析装置）		自動尿沈渣分析装置 UA-2000		6 作業中	使用可			
	血液凝固分析装置		ベーリング コアグレーション システム		6 作業中	使用可			
	血液凝固分析装置		ベーリング コアグレーション タイマ		6 作業中	使用可			
	血液凝固分析装置		ベーリング フィブリンタイマ		6 作業中	使用可			
	その他の臨床化学検査機器（血液ガス及び臨床化学分析装置）		AVL OMNI モジュラーシステム		45 作業中	使用可			
(株)シチズン電子					全品目について問題なし				
しなの大同ほくさん(株)					全品目について問題なし				
(株)柴崎製作所					全品目について問題なし				
澁谷工業(株)	多人数用透析液供給装置	P	多人数用透析液供給装置 NCS-100		4 情報提供対応	使用可			
	多人数用透析液供給装置	P	多人数用透析液供給装置 NCS-101		4 情報提供対応	使用可			
	多人数用透析液供給装置	P	多人数用透析液供給装置 NCS-200		4 情報提供対応	使用可			
	多人数用透析液供給装置	P	多人数用透析液供給装置 NCS-201		4 情報提供対応	使用可			
	多人数用透析液供給装置	P	多人数用透析液供給装置 NCS-300		4 情報提供対応	使用可			
	多人数用透析液供給装置	P	多人数用透析液供給装置 NCS-301		4 情報提供対応	使用可			
	多人数用透析液供給装置	P	多人数用透析液供給装置 NCS-400		4 情報提供対応	使用可			
	多人数用透析液供給装置	P	多人数用透析液供給装置 NCS-401		4 情報提供対応	使用可			
(株)島津製作所	放射線治療計画用X線CT装置	P	CTS-10		3 作業中	使用可			
	放射線治療計画用X線CT装置	P	CTS-20シリーズ		45 作業中	使用可			
	電子管出力読取り式デジタルラジオグラフ		DAR-1200		4 作業中	使用可			
	電子管出力読取り式デジタルラジオグラフ		DAR-2400		4 作業中	使用可			
	電子管出力読取り式デジタルラジオグラフ		IDR-1000		4 作業中	使用可			
	頭部用X線CT装置		SCT-10N		3 作業中	使用可			
	頭部用X線CT装置		SCT-100N		3 作業中	使用可			
	全身用X線CT装置		SCT-2000T		3 作業中	使用可			

表1：マイコンチップ搭載医療用具チェックリスト

企業名	一般的名称	優	製品名	問題点	現在の対応状況	使用について	使用者の把握	対応窓口	危機管理計画
	全身用X線CT装置		SCT - 2200T		3 作業中	使用可			
	全身用X線CT装置		SCT - 2500T		3 作業中	使用可			
	全身用X線CT装置		SCT - 3000T		3 作業中	使用可			
	全身用X線CT装置		SCT - 4000T		3 作業中	使用可			
	超電導式磁気共鳴画像診断装置		SMT - 50		3 作業中	使用可			
	超電導式磁気共鳴画像診断装置		SMT - 100		3 作業中	使用可			
	超電導式磁気共鳴画像診断装置		SMT - 150		3 作業中	使用可			
	超電導式磁気共鳴画像診断装置		SMT - 50Xシリーズ		3 作業中	使用可			
	超電導式磁気共鳴画像診断装置		SMT - 100Xシリーズ		3 作業中	使用可			
	超電導式磁気共鳴画像診断装置		SMT - 150Xシリーズ		3 作業中	使用可			
	汎用超音波画像診断装置		SDL - 300		6 作業中	使用可	否		
	汎用超音波画像診断装置		SDL - 310		6 作業中	使用可	否		
	汎用超音波画像診断装置		SDU - 350		6 作業中	使用可	否		
	シンチレーションカメラ		PRISM - 1000 / - 2000		4 作業中	使用可			
	シンチレーションカメラ		PRISM - 3000		4 作業中	使用可			
	シンチレーションカメラ		PRISM - 1000XP / - 2000XP		56 作業中	使用可			
	シンチレーションカメラ		PRISM - 3000XP		56 作業中	使用可			
	シンチレーションカメラ		SNC - 500R		5 作業中	使用可			
	シンチレーションカメラ		SNC - 510R		5 作業中	使用可			
	シンチレーションカメラ		SNC - 5100R		5 作業中	使用可			
	核医学データ処理装置		シンチパック - 2400		3 作業中	使用可			
	核医学データ処理装置		シンチパック - 700		5 作業中	使用可			
	核医学データ処理装置		シンチパック - 7000		5 作業中	使用可			
	核医学データ処理装置		シンチパック - 24000		5 作業中	使用可			
	エミッションCT装置		ECT装置SETシリーズ		3 作業中	使用可			
	エミッションCT装置		SET - 050		5 作業中	使用可			
	エミッションCT装置		SET - 070		5 作業中	使用可			
	エミッションCT装置		SET - 080		5 作業中	使用可			
	ポジトロンCT装置		SET - Wシリーズ		3 作業中	使用可			
	ディスクリット式臨床化学自動分析装置		島津自動生化学分析装置 CL - 7000		4 作業中	使用可			
	ディスクリット式臨床化学自動分析装置		島津自動生化学分析装置 CL - 7100		4 作業中	使用可			
	ディスクリット式臨床化学自動分析装置		島津自動生化学分析装置 CL - 7200		4 作業中	使用可			
	ディスクリット式臨床化学自動分析装置		島津自動生化学分析装置 CL - 7300		4 作業中	使用可			
	電子管出力読取り式デジタルラジオグラフ		view (DAR - 2400のオプション)		4 作業中	使用可			
	全身用X線CT装置		SCT - 4500T		4 作業中	使用可			
	全身用X線CT装置		SCT - 4800T		4 作業中	使用可			
	全身用X線CT装置		SCT - 6800T		4 作業中	使用可			
	全身用X線CT装置		SCT - 7000T		4 作業中	使用可			
	全身用X線CT装置		CT - view (SCT - 6800T, SCT - 7000Tのオプション)		4 作業中	使用可			
	汎用超音波画像診断装置		SDU - 400		6 作業中	使用可	否		
	全身用X線CT装置		SCT - 5000T		4 作業中	使用可			
	シンチレーションカメラ		PRISM XPV - 30 / 20システム		6 作業中	使用可			
	ディスクリット方式臨床化学自動分析装置		島津自動生化学分析装置 CL - 8000		6 作業中	使用可			
	マイクロフロー分光光度計		島津マイクロフロー分光光度計 CL - 750		6 情報提供対応	使用可	否		
シモレックス(株)					全品目について問題なし				x
ジャパンフォーカス(株)	超音波診断装置		スキャン、スキャンコンパクト		45 作業中	使用可			
	その他のレーザー(エキシマレーザー手術装置)		VIS Xエキシマレーザーシステム		45 作業中	使用可			
(株)常光	デンシトメータ		デンシトロン マイコン - 20		5 情報提供対応	使用可	否		
	デンシトメータ		デンシトロン PAN - FV		5 情報提供対応	使用可			

表1：マイコンチップ搭載医療用具チェックリスト

企業名	一般的名称	優	製品名	問題点	現在の対応状況	使用について	使用者の把握	対応窓口	危機管理計画
	デンストメータ		デンストロン CR-20	5	情報提供対応	使用可			
	蛋白分画電気泳動装置		全自動電気泳動装置 CTE-150N	4	情報提供対応	使用可			
	蛋白分画電気泳動装置		全自動電気泳動装置 CTE-5000	5	情報提供対応	使用可			
	赤血球沈降速度測定装置		全自動赤沈測定装置 JOS-60	5	情報提供対応	使用可			
(株)城崎歯科商会					全品目について問題なし			x	x
(株)松風					全品目について問題なし				
ジョンソン・エンド・ジョンソンメディカル(株)					全品目について問題なし				
白河オリンパス(株)					全品目について問題なし				
進栄医科工業(株)					廃業(原則として使用しない)				
(株)伸真製作所					全品目について問題なし				
新明和工業(株)					全品目について問題なし				
(株)伸和					全品目について問題なし				
「す」									
スーガン(株)					全品目について問題なし				
スカラ(株)					全品目について問題なし				x
(株)スギノマシン					全品目について問題なし				
(株)スズケン	ホルタ心電計		長時間心電図記録再生システム Kenz-Cardiorec	45	情報提供対応	使用可			
	電子式非観血式血圧計		血圧計 Kenz-BPM OS-21A	45	情報提供対応	使用可			
	長時間心電図記録解析装置		長時間心電図記録解析装置 Kenz-Car	45	作業中				
	電子非観血血圧計		自動血圧計 Kenz-BPM OS-21	45	作業中				
スターメディカル(株)					全品目について問題なし				
スターリング・イメージング(株)	他に分類されない診断用X線関連装置		アクイジション イメージマネージャー	5	作業中	使用可			
ステリスジャパン(株)					全品目について問題なし				
住友金属工業(株)	脳磁計		マグネティックソースイメージャー	2	情報提供完了	要確認			
	エミッションCT装置		エイダック パーテックス	2	作業中	要確認			
住友重機械工業(株)					全品目について問題なし				
住友電工ハイテックス(株)					全品目について問題なし				
住金物産(株)					全品目について問題なし				
すみれ医療(株)	電磁誘導方式結石破碎装置 その他の専用超音波画像診断装置		モデュリス ブラッターマネージャ	4	情報提供対応 4 情報提供対応	使用可			
スリーエムヘルスケア(株)					全品目について問題なし				
スルザーインターメディクスジャパン(株)(現在:インターメディクスジャパン(株))					インターメディクスジャパン(株)の欄を参照				
「せ」									
セイコーエプソン(株)					全品目について問題なし				
セイコープレシジョン(株)					全品目について問題なし				
星友商事(有)					全品目について問題なし			x	
セキスイ電子(株)					全品目について問題なし				
(株)ゼクセル					全品目について問題なし				
セコム工業(株)					全品目について問題なし				
セノー(株)					全品目について問題なし				
セファテクノロジー(株)					全品目について問題なし			x	x
(株)セムコ					全品目について問題なし				
(株)セルクス					全品目について問題なし			x	x
セルコム(株)	誘発反応測定装置		クオラム84	45	情報提供対応	使用可			
	誘発反応測定装置		シエラ	45	情報提供完了	使用可			
	誘発反応測定装置		エクセル	45	情報提供完了	使用可			
泉工医科工業(株)					全品目について問題なし				
センチュリーメディカル(株)					全品目について問題なし				
(株)セントラル科学貿易	グルコース分析装置 ラジオイムノアッセイ装置		アベック グルコース アナライザー オートマティックガンマカウンター 10/600	4	情報提供対応 4 情報提供対応	使用可 使用可	否 否		

表1：マイコンチップ搭載医療用具チェックリスト

企業名	一般的名称	優	製品名	問題点	現在の対応状況	使用について	使用者の把握	対応窓口	危機管理計画
	ラジオイムノアッセイ装置		MSI 4/200 ガンマーカウンター	4	情報提供対応	使用可	否		
	免疫吸光測定装置		マイクロプレート アナライザー ELx80	4	情報提供対応	使用可	否		
	免疫吸光測定装置		ELx808 カイネティック マイクロプレートリーダー	4	情報提供対応	使用可	否		
	免疫吸光測定装置		EL340I UV カイネティック リー	4	情報提供対応	使用可	否		
	その他の臨床化学検査機器（簡易血糖測定器）		小型血糖測定器 Sencimac	4	情報提供対応	使用可	否		
「そ」									
ソーリン（株）					全品目について問題なし				
（株）ソキア					全品目について問題なし				
「た」									
第一化学薬品（株）	その他の臨床化学検査機器		ルミノメータシステム QS-1000	4	情報提供完了	使用可			
（株）ダイアマトロン	免疫比濁測定装置		全自動免疫血清検査システム LPIA-20		所在不明（原則として使用しない）				
	免疫比濁測定装置		全自動免疫血清検査システム LPIA-S500		所在不明（原則として使用しない）				
	免疫比濁測定装置		全自動免疫血清検査システム LPIA-A700		所在不明（原則として使用しない）				
タイガー医療器（株）					全品目について問題なし			x	x
ダイキン工業（株）					全品目について問題なし				
大研医器（株）					全品目について問題なし				
大正医科器械（株）					全品目について問題なし				
タイセン（株）					廃業（原則として使用しない）				
（株）大忠電子					全品目について問題なし				
大同ほくさん（株）					全品目について問題なし				
ダイナボット（株）	医薬品注入器、オキシメーター	P	オキシメトリックス3	24	情報提供完了	使用可			
	輸液ポンプ	P	ライフケアポンプPCA4200	4	情報提供完了	使用可			
	免疫蛍光測定装置		TDXアナライザー	5	作業中	使用可			
	免疫蛍光測定装置		TDX/FLXアナライザー	5	作業中	使用可			
	血液像自動分析装置		セルダイン 3000	5	作業中	使用可			
	血液像自動分析装置		セルダイン 1700	5	作業中	使用可			
	血液像自動分析装置		セルダイン 3500	5	作業中	使用可			
	血液像自動分析装置		セルダイン 4000	5	作業中	使用可			
	血糖値測定用器具		プレジジョンG	5	作業中	使用可			
	血糖値測定用器具		センサーリンク	5	作業中	使用可			
（株）大日本精機					全品目について問題なし				
大日本製薬（株）					全品目について問題なし				
太陽誘電（株）					全品目について問題なし				
ダイレックス・ジャパン（株）	移動式X線撮影装置		デジスコブ RX2型	45	情報提供完了	使用可			
	ヤグレーザ手術装置及びレーザコアグレータ		レーザレックス	45	情報提供完了	使用可			
	その他の温泉熱治療用機器及び関連機器（前立腺用熱治療装置）		サーメックス シリーズ	45	情報提供完了	使用可			
タカイ医科工業（株）	超音波治療器		ソナプレート 200	4	作業中	使用可			
	その他の機能検査用器械器具及び装置		リジスキャン陰径周径及び硬度測定装置	5	作業中	使用可			
高木産業（株）					全品目について問題なし				
高橋金属（株）					全品目について問題なし			x	x
宝通商（株）	その他の呼吸機能検査機器及び関連機器（ピークフローメーター）		バイタログラフ 2110	45	作業中	注意			
	電子スパイロメータ		バイタログラフ 2120	45	作業中	注意			
タカラメディカル（株）					全品目について問題なし				
ダコ・ジャパン（株）					全品目について問題なし				
竜野松下電工（株）					全品目について問題なし				

表1：マイコンチップ搭載医療用具チェックリスト

企業名	一般的名称	優	製品名	問題点	現在の対応状況	使用について	使用者の把握	対応窓口	危機管理計画
(株)ダナジャパン	他覚的聴力検査装置		聴性脳幹反応測定システム DANAC - 10	4	情報提供対応	使用可			
	オージオメータ		マルチファンクショナルオージオメータ DANAC - 22	4	情報提供対応	使用可			
	オージオメータ		2チャンネルクリニカルオージオメータ ORBITER 922	4	情報提供対応	使用可			
	他覚的聴力検査装置		インピーダンスメータ ZODIAC - 901	4	情報提供対応	使用可			
	オージオメータ		耳鳴検査器 DANAC - 110	45	情報提供対応	使用可			
	他覚的聴力検査装置		インピーダンスメータ ZODIAC - 901	4	情報提供対応	使用可			
タニカ電器(株)					全品目について問題なし			×	×
タバイエスペック(株)					全品目について問題なし				
有限会社多摩精機					全品目について問題なし				
(株)タマノ					全品目について問題なし				
(株)タムラ製作所					全品目について問題なし				
「ち」									
チェスト(株)	呼吸機能検査装置		C65	4	情報提供対応	使用可			
	その他の呼吸機能検査機器及びその関連機器(体プレチスモグラフ)		CS-828-FC	4	情報提供対応	使用可			
	呼吸流量計		ピークマン8	4	情報提供対応	使用可	否		
	呼吸機能検査装置		C-11 Cyber	4	作業中	使用可			
	呼吸機能検査装置		C-33(パックカードベル)	4	作業中	使用可			
	呼吸機能検査装置		C-33(NEW)	4	作業中	使用可			
	呼吸機能検査装置		C-55V2	4	作業中	使用可			
	電子スパイロメータ		D21-FX2	4	作業中	使用可	否		
	呼吸機能検査装置		センサーメディックス2400	4	作業中	使用可			
	呼気ガス分析装置		センサーメディックス2900	4	作業中	使用可			
	呼吸機能検査装置		C-2000(データ収集ソフト)	4	作業中	使用可			
	呼吸機能検査装置		C-2001(データ収集ソフト)	4	作業中	使用可			
	呼吸機能検査装置		CDRS(旧富士通FMRを用いているもの)	4	作業中	使用可			
中央産業貿易(株)					全品目について問題なし				
中央電子(株)					全品目について問題なし				
(株)チュウオー					全品目について問題なし				
中外診療科学(株)					全品目について問題なし				
(株)中日電子	その他の心電計及び関連機器		マッピングシステムHPM-7100	4	情報提供対応	使用可	否		×
(株)千代田製作所					全品目について問題なし				
(株)千代田テクノ	位置決め用X線装置	P	シミュリックスシリーズ	45	作業中	要確認			
	アフターローディング式治療装置		マイクロセレクトロン HDR	2	作業中	注意			
	汎用循環器X線診断装置		インテグラルプラキセラピユニット	345	作業中	要確認			
千代田電機工業(株)					全品目について問題なし				
「つ」									
「て」									
帝人(株)					全品目について問題なし				
デイドベリング(株)	その他の微生物検査装置		マイクロスキャンWalkAwayタイプ96	45	作業中	使用可			
	その他の微生物検査装置		マイクロスキャンWalkAwayタイプ40	45	作業中	使用可			
	バック式臨床化学自動分析装置		イー・シー・エスター	45	作業中	使用可			
	ディスクリット方式臨床化学自動分析装置		ディメンションR×L	45	作業中	使用可			
	ディスクリット方式臨床化学自動分析装置		ディメンションAR	45	作業中	使用可			
	ディスクリット方式臨床化学自動分析装置		ディメンション380	45	作業中	使用可			
	ディスクリット方式臨床化学自動分析装置		ディメンションES	45	作業中	使用可			

表1：マイコンチップ搭載医療用具チェックリスト

企業名	一般的名称	優	製品名	問題点	現在の対応状況	使用について	使用者の把握	対応窓口	危機管理計画
	免疫蛍光測定装置		オープスアナライザ	45	作業中	使用可			
	免疫比濁測定装置		ベアリングネフェロメータ	45	作業中	使用可			
	免疫比濁測定装置		ベアリングネフェロメータアナライザー	45	作業中	使用可			
	免疫比濁測定装置		ベアリングネフェロメータ100	45	作業中	使用可			
	免疫吸光測定装置		ベアリングELISAプロセッサ	45	作業中	使用可			
	尿検査又は糞便検査用器具		RAPIMAT / T	45	情報提供対応	使用可			
デーテックス・オメガ(株)									
テカンジャパン(株)									
(株) テクトロン									
テクナ電子工業(株)	その他の呼吸機能検査機器及び関連機器 (携帯型夜睡眠ポリグラフィ)		携帯型SUSモニタリングシステム TN100 解析ソフト	5	情報提供完了	使用可			
テクノエクス(株)									
(株) テクノメディカ	血液ガス分析装置		血液ガス分析装置 GASTAT - 1	6	情報提供完了	使用可			
	電極式電解質分析装置		電解質分析装置 STAX - 1	6	情報提供完了	使用可			
	血液ガス分析装置		血液ガス分析装置 GASTAT - 2	5	情報提供完了	使用可			
	血液ガス分析装置		血液ガス分析装置 GASTAT - 3	5	情報提供完了	使用可			
	電極式電解質分析装置		電解質分析装置 STAX - 2	4	情報提供完了	使用可			
	その他の尿検査装置		尿量測定装置UN - 240	5	情報提供対応	使用可			
テスコム電機(株)									
寺崎電気産業(株)									
(株) 寺西電機製作所									
テラメックス(株)									
テルモ(株)	分娩監視装置	P	テルモ分娩監視装置 FHM - 605	5	情報提供完了	使用可			
	深部体温計		コアテンプ CTM - 205	5	作業中	使用可			
	電子非観血圧計		ナースネットターミナル HM - 020	6	作業中	使用可			
(株) テロスジャパン									
電研計装(株)									
デンツプライジャパン(株)									
デンツプライジャパンリミテッドエルエルシー									
「と」									
トイツイ(株)	集中患者監視装置及び関連機器	P	セントラルステーションモニタ	4	情報提供完了	使用可			
	汎用超音波画像診断装置		トイツイニアスキャン GU - 700	4	情報提供完了	使用可	否		
(株) トーコー									
(株) トーメー									
東亜電子光学(株)									
東亜電波工業(株)									
(株) 東海理化電機製作所									
東京光電(株)	血液凝固分析装置		MCMヘマトレーサー 801	45	作業中	使用可			
	血液凝固分析装置		MCMヘマトレーサー 601	5	作業中	使用可			
東光電気(株)									
(株) 東芝	電子管出力読取りデジタルラジオグラフ		東芝デジタルフルオログラフィ装置 DFP - 1000A形	3	作業中	注意			
	電子管出力読取りデジタルラジオグラフ		東芝デジタルフルオログラフィ装置 DFP - 2000A形	3	作業中	注意			
	電子管出力読取りデジタルラジオグラフ		東芝デジタルフルオログラフィ装置 DDX - 1000A形	6	作業中	注意			
	電子管出力読取りデジタルラジオグラフ		東芝コンピューテッドラジオグラフィ装置 CR - 201型	6	作業中	注意			
	電子管出力読取りデジタルラジオグラフ		東芝コンピューテッドラジオグラフィ装置 TCR - 3030A形	6	作業中	注意			
	その他の放射線治療用関連装置(多分割原体絞)		多分割原体絞り装置 MLCシリーズ	6	作業中	注意			

表1：マイコンチップ搭載医療用具チェックリスト

企業名	一般的名称	優	製品名	問題点	現在の対応状況	使用について	使用者の把握	対応窓口	危機管理計画
	全身用X線CT装置		東芝スカナ Xvision TSX-00	3	作業中	注意			
	全身用X線CT装置		東芝スカナ Xpeed TSX-001A	3	作業中	注意			
	全身用X線CT装置		東芝スカナ Xforce TSX-011	3	作業中	注意			
	全身用X線CT装置		東芝スカナ TCT-300	6	作業中	注意			
	全身用X線CT装置		東芝スカナ TCT-500S	6	作業中	注意			
	全身用X線CT装置		東芝スカナ TCT-700S	6	作業中	注意			
	全身用X線CT装置		東芝スカナ TCT-900S型	6	作業中	注意			
	頭部用X線CT装置		頭頸椎用東芝スカナ TCT-20A型	6	作業中	注意			
	全身用X線CT装置		東芝スカナ TCT-60A型	6	作業中	注意			
	全身用X線CT装置		全身用東芝スカナ TCT-80A型	6	作業中	注意			
	全身用X線CT装置		東芝スカナ TCT-70A型	6	作業中	注意			
	シンチレーションカメラ		デジタルガンマカメラ GCA-7000シ	6	作業中	注意			
	シングルホトンECT装置		デジタルガンマカメラ GCA-9300A形	6	作業中	注意			
	核医学データ処理装置		医用画像処理装置 GMS-5500A形	6	作業中	注意			
	核医学データ処理装置		医用画像処理装置 GMS-550U形	6	作業中	注意			
	シンチレーションカメラ		デジタルガンマカメラ GCA-602A形	6	作業中	注意			
	シンチレーションカメラ		デジタルガンマカメラ GCA-901A形	6	作業中	注意			
	核医学データ処理装置		核医学データ処理装置 (GMS-55A型)	6	作業中	注意			
	核医学データ処理装置		医用画像処理装置 GMS-55U型	6	作業中	注意			
	シンチレーションカメラ		ガンマカメラ (GCA-501S型)	6	作業中	注意			
	シンチレーションカメラ		汎用デジタルガンマカメラ GCA-601E	6	作業中	注意			
	シンチレーションカメラ		ガンマカメラ (GCA-90A)	6	作業中	注意			
	シンチレーションカメラ		スーパージャンボ デジタルガンマカメラ GCA-90B型	6	作業中	注意			
	汎用超音波画像診断装置		リニア電子走査型 超音波診断装置 SAL-50A型	6	作業中	注意			
	汎用超音波画像診断装置		リニア電子走査形 超音波診断装置 SAL-35A型	6	作業中	注意			
	汎用超音波画像診断装置		リニア電子走査形超音波診断装置 SAL-38Aシリーズ	6	作業中	注意			
	汎用超音波画像診断装置		複合操作形超音波画像診断装置 SAL-38B形	6	作業中	注意			
	汎用超音波画像診断装置		超音波診断装置 SAL-38D形	6	作業中	注意			
	腹部用超音波画像診断装置		リニア電子走査型超音波診断装置 SAL-55Aシリーズ	6	作業中	注意			
	汎用超音波画像診断装置		リニア電子走査形超音波診断装置 SAL-70Aシリーズ	6	作業中	注意			
	汎用超音波画像診断装置		リニア電子走査形超音波診断装置 SAL-77B型	6	作業中	注意			
	汎用超音波画像診断装置		複合操作形超音波画像診断装置 SSA-90A型	6	作業中	注意			
	汎用超音波画像診断装置		複合操作形超音波画像診断装置 SSA-100A型	6	作業中	注意			
	汎用超音波画像診断装置		超音波診断装置 SSA-220A形	6	作業中	注意			
	汎用超音波画像診断装置		超音波診断装置 SSA-240A形	6	作業中	注意			
	汎用超音波画像診断装置		超音波診断装置 SSA-250A形	6	作業中	注意			
	汎用超音波画像診断装置		超音波診断装置 SSA-260A形	6	作業中	注意			
	汎用超音波画像診断装置		超音波診断装置 SSA-270A形	6	作業中	注意			
	汎用超音波画像診断装置		超音波診断装置 SSA-340A形	6	作業中	注意			
	汎用超音波画像診断装置		超音波診断装置 SSH-160A形	6	作業中	注意			
	汎用超音波画像診断装置		超音波診断装置 SSH-140A形	6	作業中	注意			
	超電導式磁気共鳴画像診断装置		東芝MRI MRT-200形	6	作業中	注意			

表1：マイコンチップ搭載医療用具チェックリスト

企業名	一般的名称	優	製品名	問題点	現在の対応状況	使用について	使用者の把握	対応窓口	危機管理計画
	超電導式磁気共鳴画像診断装置		東芝MRI FLEXART MRT-50G		6 作業中	注意			
	ディスクリット方式臨床化学自動分析装置		多項目自動化学分析装置 TBA-30/40シリーズ		6 作業中	注意			
	ディスクリット方式臨床化学自動分析装置		多項目自動化学分析装置 TBA-50M		6 作業中	注意			
	ディスクリット方式臨床化学自動分析装置		多項目自動化学分析装置 TBA-Mシリーズ		6 作業中	注意			
	ディスクリット方式臨床化学自動分析装置		多項目自動化学分析装置 TBA-20シリーズ		6 作業中	注意			
	ディスクリット方式臨床化学自動分析装置		多項目自動化学分析装置 TBA-20R形		6 作業中	注意			
	ディスクリット方式臨床化学自動分析装置		多項目自動化学分析装置 TBA-30R形		6 作業中	注意			
	ディスクリット方式臨床化学自動分析装置		自動化学分析装置 TBA-50S型		6 作業中	注意			
	ディスクリット方式臨床化学自動分析装置		自動化学分析装置 TBA-60S型		3 作業中	注意			
	ディスクリット方式臨床化学自動分析装置		自動化学分析装置 (TBA-80S型)		3 作業中	注意			
東芝メディカル(株)	ディスクリット方式臨床化学自動分析装置		自動分析装置TBA-60R		4 作業中	使用可			
東芝メディカル製造(株)					全品目について問題なし				
東ソー・ハイテック(株)	専用液体クロマトグラフ		全自動グリコヘモグロビン分析計HLC-723GHb		45 情報提供対応	使用可			
	専用液体クロマトグラフ		全自動グリコヘモグロビン分析計HLC-723GHb		456 作業中	使用可			
	専用液体クロマトグラフ		全自動グリコヘモグロビン分析計HLC-723GHb s		456 作業中	使用可			
	専用液体クロマトグラフ		全自動グリコヘモグロビン分析計HLC-723GHb A1c2.2		456 作業中	使用可			
	免疫蛍光測定装置		全自動エンザイムイムノアッセイ装置AIA-1200		6 作業中	使用可			
	免疫蛍光測定装置		全自動エンザイムイムノアッセイ装置AIA-1200i		6 作業中	使用可			
	免疫蛍光測定装置		全自動エンザイムイムノアッセイ装置AIA-1200DX		6 作業中	使用可			
	免疫蛍光測定装置		全自動エンザイムイムノアッセイ装置AIA-1200XL		6 作業中	使用可			
	グルコース分析装置		東ソー全自動1,5AG分析計HLC-727		456 作業中	使用可			
	専用液体クロマトグラフ		全自動カテコールアミン分析計HLC-725CA		45 情報提供対応	使用可			
東陶機器(株)					全品目について問題なし				
(株)東邦製作所					全品目について問題なし				
(株)東北ライト製作所					全品目について問題なし				
東北リオン(株)	オージオメータ		オージオメータ AA-46		4 情報提供対応	使用可			
東洋紡績(株)	超音波ドプラ血流計		ラボドップディービー100(DP-100)		4 情報提供対応	使用可			
東洋メディック(株)	X線骨密度測定装置		QDR-1000plus型X線骨密度測定装置		6 情報提供対応	使用可			
	X線骨密度測定装置		QDR-1500型X線骨密度測定装置		6 情報提供対応	使用可			
	X線骨密度測定装置		QDR-2000型X線骨密度測定装置		6 情報提供対応	使用可			
	X線骨密度測定装置		QDR-4500型X線骨密度測定装置		6 作業中	使用可			
	X線骨密度測定装置		DTX-100型X線骨密度測定装置		45 情報提供対応	使用可			

表1：マイコンチップ搭載医療用具チェックリスト

企業名	一般的名称	優	製品名	問題点	現在の対応状況	使用について	使用者の把握	対応窓口	危機管理計画
	X線骨密度測定装置		DTX - 200型オキシオメータX線骨密度測定装置	45	作業中	使用可			
	RI動態機能検査装置		RAMTEC9200型甲状腺摂取率測定装置	6	作業中	使用可			
	RI動態機能検査装置		ND62TR型甲状腺摂取率測定装置	45	情報提供対応	使用可			
	X線骨密度測定装置		QDR - 1000型X線骨密度測定装置	6	情報提供対応	使用可			
	X線骨密度測定装置		QDR - 1000W型X線骨密度測定装置	6	情報提供対応	使用可			
東レエンジニアリング(株)					全品目について問題なし				
東レ機器(株)					全品目について問題なし				
(株)トキメック	マイクロ波ハイパーサーミア装置		マイクロ波加温装置HTS - 100	6	情報提供対応	使用可			
	汎用超音波画像診断装置		REAL - TIME ULTRASOUND SCANNER	6	情報提供対応	使用可	否		
	汎用超音波画像診断装置		REAL - TIME ULTRASOUND SCANNER SonoScope 20	6	情報提供対応	使用可	否		
有限会社トステック					全品目について問題なし				
鳥取三洋電機(株)					全品目について問題なし				
鳥取電気製造(株)					全品目について問題なし				
(株)トップ					全品目について問題なし				
トネックス(株)					全品目について問題なし				
トノクラ医科工業(株)					全品目について問題なし				
(株)トプコン	視野計		トプコン自動視野計	6	作業中	使用可			
(株)トプコン山形					全品目について問題なし				
トミー工業(株)					全品目について問題なし				
(株)トム・ヨシダコーポレーション					全品目について問題なし				
(株)トライテック	血液凝固分析装置		アクタライク	4	作業中	使用可			
ドルニエメディカルシステムズ(株)	体外式衝撃波結石破碎装置：電極放電式結石破碎装置(類別：器12)		MPL9000	45	作業中				
	体外式衝撃波結石破碎装置：電極放電式結石破碎装置(類別：器12)		MFL5000	45	作業中				
	X線装置(類別：器9)		FVP	45	作業中				
	超音波画像診断装置(類別：器10)		超音波システム AI3200	45	作業中				
	超音波画像診断装置(類別：器11)		超音波システム AI5200	45	作業中				
	マイクロ波ハイパーサーミア装置(類別：器12)		UroWave	45	作業中				
(株)十和田技研					全品目について問題なし				
「な」									
那珂インストルメンツ(株)					全品目について問題なし				
永島医科器械(株)	オージオメータ		診断用I形 オージオメータ AD - S100	5	情報提供完了	使用可			
長瀬産業(株)	乾式臨床化学自動分析装置		エクタクム700N	4	作業中	使用可			
	乾式臨床化学自動分析装置		エクタクム250	4	作業中	使用可			
	乾式臨床化学自動分析装置		エクタクム950	4	作業中	使用可			
(株)中村鐵工所	1人用高気圧酸素治療装置		NHC - 230型	4	情報提供対応	使用可			
	多人数用高気圧酸素治療装置		NHC - 303 - A型	4	情報提供対応	使用可			
	多人数用高気圧酸素治療装置		NHC - 403 - A型	4	情報提供対応	使用可			
	多人数用高気圧酸素治療装置		NHC - 404 - AS型	4	情報提供対応	使用可			
	多人数用高気圧酸素治療装置		NHC - 406 - A型	4	情報提供対応	使用可			
	多人数用高気圧酸素治療装置		NHC - 407 - AS型	4	情報提供対応	使用可			
	多人数用高気圧酸素治療装置		NHC - 408 - A型	4	情報提供対応	使用可			
	多人数用高気圧酸素治療装置		NHC - 410 - A型	4	情報提供対応	使用可			
(株)中村電気製作所					全品目について問題なし				
名古屋松下電工(株)					全品目について問題なし				
(株)ナ・デックス					全品目について問題なし				
「に」									

表1：マイコンチップ搭載医療用具チェックリスト

企業名	一般的名称	優	製品名	問題点	現在の対応状況	使用について	使用者の把握	対応窓口	危機管理計画
ニコレー・バイオメディカル・ジャパン(株)	誘発反応測定装置		誘発反応解析システムニコレー・パスファインダーメガ	45	情報提供対応	使用可			
	誘発反応測定装置		コンパクト4(C-4)	45	情報提供対応	使用可			
	筋電計		ニコレー・バイキング	6	情報提供対応	使用可			
	脳波データ処理装置		脳波データ及び睡眠脳波解析処理システムビーム / スリープ	45	情報提供対応	使用可			
	眼筋計 筋電計		ナイスタープラス ニコレー・バイキングシリーズ	45 6	情報提供対応 情報提供対応	使用可 使用可			
(株)ニコン	検眼用器具		ニコンオートレフラクトメータ NR-500	4	情報提供完了	使用可			
	検眼用器具		ニコンオートオプテスター OT-7A	5	情報提供完了	使用可			
	検眼用器具		ニコンオートオプテスター OT-8A	5	情報提供完了	使用可			
	検眼用器具		イメージチェンバー	45	情報提供完了	使用可			
(株)ニコン特機事業部				全品目について問題なし					
(株)ニシトモ(玉城)				全品目について問題なし					
西本産業(株)	X線骨密度測定装置		pDXA	45	作業中	使用可			
	X線骨密度測定装置		XCT-960	45	作業中	使用可			
	X線骨密度測定装置		XR-26S	45	作業中	使用可			
	X線骨密度測定装置		XR-26	45	作業中	使用可			
	X線骨密度測定装置		XR-30	45	作業中	使用可			
日海エヌエス(株)				全品目について問題なし					
日機装(株)	人工臓腑	P	人工臓腑 STG-22	5	情報提供対応	使用可			x
	個人用透析装置	P	単身用三液混合透析装置 DBB-62システム	6	情報提供対応	使用可			
	ヤグレーザ手術装置及びレーザーコアキュレータ		経尿道的超音波ガイド下レーザー前立腺切除装置 TULIP システム	4	情報提供対応	使用可			
日機装ワイエスアイ(株)			全品目について問題なし						
日光精器(株)				全品目について問題なし					
日商岩井(株)	ベッドサイドモニタ	P	PCセントラルモニタ	45	作業中	使用可			
	ベッドサイドモニタ	P	PCベッドサイドモニタ	45	情報提供対応	使用可	否		
	ベッドサイドモニタ	P	PC2ベッドサイドモニタ	45	作業中	使用可			
	ベッドサイドモニタ	P	PCエクスプレス	45	作業中	使用可	否		
	ベッドサイドモニタ	P	ポータブル外科用ベッドサイドモニタ	45	情報提供対応	使用可	否		
	X線骨密度測定装置		デュアルX線骨密度測定装置	45	作業中	使用可			
	X線骨密度測定装置		デュアルX線骨密度測定装置XRシリーズ	45	作業中	使用可			
	X線骨密度測定装置		pQCT骨密度測定装置 XCT-960	45	作業中	使用可			
	X線骨密度測定装置		pDXA骨密度測定装置	45	作業中	使用可			
(株)ニッショー			全品目について問題なし						
日水製薬(株)			全品目について問題なし						
日製産業(株)			全品目について問題なし						
ニッタ(株)			全品目について問題なし						
ニッポン・ディーピーシー・コーポレーション			全品目について問題なし						
(株)ニデック	他覚式屈折視力検査機器		アコモドメーター AA-2000	45	作業中	使用可			
日本アグファ・ゲバルト(株)	画像診断用イメージャ		ドライスター2000	4	作業中				
	その他の撮影用具		キューリックスIDカメラ	4	作業中				
日本アピオニクス(株)	医用サーモグラフィ装置		TVS-4300ME	4	情報提供完了	使用可	否		
	医用サーモグラフィ装置		TVS-3300ME	4	情報提供完了	使用可	否		
日本アルコン(株)			全品目について問題なし						
日本エア・リキード(株)			全品目について問題なし						
日本エラ・メディカル(株)			全品目について問題なし						
日本ガイドント(株)	その他の心臓ペースメーカー(ペースメーカー / ICD用プログラマ)	P	PRM 2901	45	情報提供対応	使用可			

表1：マイコンチップ搭載医療用具チェックリスト

企業名	一般的名称	優	製品名	問題点	現在の対応状況	使用について	使用者の把握	対応窓口	危機管理計画
	その他の心臓ペースメーカ（ペースメーカ / ICD用プログラマ）	P	PRM 2950	45	情報提供対応	使用可			
	その他の心臓ペースメーカ（ソフトウェアモジュール）	P	ソフトウェアモジュール（ペースメーカプログラマー用）2052	45	情報提供対応	使用可			
	その他の心臓ペースメーカ（ソフトウェアモジュール）	P	ソフトウェアモジュール（ペースメーカプログラマー用）2057	45	情報提供対応	使用可			
日本ケミファ（株）					全品目について問題なし				
（株）日本コアテック	ディスクリット方式臨床化学自動分析装置		ミラクルエース	4	情報提供対応	使用可	否		
	血液検査装置の付属品		塗抹標本作製装置	4	情報提供対応	使用可	否		
日本光電工業（株）	その他の一人用生体情報モニタ及び関連機器		ハートモニタライフスコープ6	5	作業中	使用可			
	新生児モニタ	P	新生児モニタ OEC - 6120	5	作業中	使用可			
	パルスオキシメータ	P	パルスオキシメータ OLV - 1200	4	作業中	使用可			
	分娩監視装置	P	パルトコーダ OMF - 8100	5	作業中	使用可			
	分娩監視装置	P	パルトコーダ OMF - 8300	5	作業中	使用可			
	心電図自動解析装置		アリスミアワークステーション CWS - 82	6	作業中	使用可			
	呼気ガス分析装置		呼吸代謝測定装置 2900	6	作業中	使用可			
	呼気ガス分析装置		呼吸代謝測定装置 2900C	6	作業中	使用可			
	除細動器		除細動器 TEC - 8110 / 8250 / 82	4	作業中	使用可			
	その他の脳波計及び関連機器		てんかん脳波モニタリングシステム MAE - 2100	4	作業中	使用可			
	その他の脳波計関連機器		脳波データワークステーション DAE - 2100 / 2110	6	作業中	使用可			
	血球計数装置		自動血球計数器セルタック MEK - 4500	5	作業中	使用可			
	心電計		心電計 カルジオファックス ECG - 610	4	作業中	使用可			
	心電計		心電計 カルジオファックス ECG - 620	4	作業中	使用可			
	心電計		心電計 カルジオファックス ECG - 641	4	作業中	使用可			
	心電計		心電計 カルジオファックス ECG - 650	4	作業中	使用可			
	脳波計		脳波計 EEG - 4312 / 4314 / 4317 / 4321	4	作業中	使用可			
	その他の脳波計及び関連機器		EEG - マッピングシステム MCE - 5100 / 5200	4	作業中	使用可			
	脳波計		脳波計 EEG - 5214 : / 5310 / 53	4	作業中	使用可			
	その他の脳波計及び関連機器		脳波ファイリングシステム DAE - 4100	4	作業中	使用可			
	その他の脳波計及び関連機器		脳波編集システム DAE - 4210	4	作業中	使用可			
	除細動器		デフィブリレータ WEC - 2621 / 262	4	作業中	使用可			
	負荷心電図装置		運動負荷試験システム CASE16	4	作業中	使用可			
	心電計		心電計 MAC8	4	作業中	使用可			
	脳波計		脳波計 EEG - 2100 / 2110	6	作業中	使用可			
	脳波計		脳波計 EEG - 3114 / 3118 / 312	4	作業中	使用可			
	平衡機能計		平衡機能測定装置 MPS - 1101 / 1102 / 3101	5	作業中	使用可			
	長時間心電図記録解析装置		長時間心電図解析装置 FT - 1000 / 2000 / 3000	5	作業中	使用可			
	血球計数装置		自動血球計数器セルタック MEK - 4300 / 4400	5	作業中	使用可			
	心電計		心電計 カルジオファックス ECG - 640	4	作業中	使用可			
	その他の一人用生体情報モニタ及び関連機器		不整脈モニタ OCC - 7101 / 7102 + QD - 800R	6	作業中	使用可			
	心電計		小型心電図自動解析装置 MACPC	4	作業中	使用可			
	負荷心電図装置		負荷心電図装置 ケース15	4	作業中	使用可			

表1：マイコンチップ搭載医療用具チェックリスト

企業名	一般的名称	優	製品名	問題点	現在の対応状況	使用について	使用者の把握	対応窓口	危機管理計画
	心電計		インテリジェント心電計 MACVU	4	作業中	使用可			
	その他の心電計及び関連機器		心電図記録・解析用ワークステーション セントラ	4	作業中	使用可			
	心電計		心電図自動解析装置 MAC	4	作業中	使用可			
	負荷心電図装置		負荷心電図装置 ケース	4	作業中	使用可			
日本コーリン(株)	ベッドサイドモニタ(手術用モニタ)	P	患者監視装置 BP-308	45	情報提供対応	使用可			
	ベッドサイドモニタ(手術用モニタ)	P	患者監視装置 CBM	4	情報提供対応	使用可			
	電子非観血圧計(血圧計)		血圧連続監視装置 BP-103N	4	情報提供対応	使用可			
	電子非観血圧計(血圧計)		血圧監視装置 THE BP	4	情報提供対応	使用可			
	電子非観血圧計(血圧計)		携帯型血圧連続監視装置 ABPM-630	6	情報提供対応	使用可			
(株)日本コクレア	その他の感覚機能補助器(人工内耳)		コクレアインプラントミニシステム22	4	情報提供対応	使用可			
日本ゴム工業(株)					廃業(原則として使用しない)				
日本コンピュータ工業(株)	負荷心電図装置		運動負荷心電図測定装置 STS-1100	4	情報提供対応	使用可	否		
日本酸素(株)					全品目について問題なし				
日本システムハウス(株)	分娩監視装置	P	分娩監視装置(FHM-605)	45	作業中	注意	否		
	電子スパイロメータ		呼吸機能自動解析装置 スパイロアナライザー ST-200	45	情報提供対応	使用可	否		
	電子スパイロメータ		肺機能自動解析装置 SPIROSHIFT3	45	情報提供対応	使用可	否		
	電子スパイロメータ		スパイロシフトSP-5000	45	情報提供対応	使用可	否		
日本シャーウッド(株)					全品目について問題なし				
日本ストライカー(株)(旧:(株)松本医科器械)	X線骨密度測定装置		オステオアナライザー SXA 1000	2	作業中	使用可			
	X線骨密度測定装置		オステオアナライザー SXA 2000	2	作業中	使用可			
	視野計		オクトパス123	2	情報提供完了	要確認	否		
	視野計		オクトパス101	2	作業中	要確認			
	視野計		オクトパス(ペリデータ)	2	情報提供完了	使用不可			
	視野計		オクトパス(オクトソフト)	2	情報提供完了	使用不可	否		
	体外式衝撃波結石破碎装置		メドストーンSTS	45	作業中	使用可			
	専用超音波画像診断装置		イメージ2000	4	情報提供対応	使用可	否		
	専用超音波画像診断装置		プロスキャン	4	情報提供対応	使用可	否		
	尿量モニター		カムシス6300	45	作業中	使用可			
	その他の視覚機能検査用機器		フルオロトロン マスター	5	作業中	使用可			
	専用超音波画像診断装置		A/Bスキャン3	4	情報提供対応	使用可	否		
	専用超音波画像診断装置		Aスキャン3	4	情報提供対応	使用可	否		
	専用超音波画像診断装置		オフソニックBスキャン3	4	情報提供対応	使用可	否		
	専用超音波画像診断装置		オフソニックA/Bスキャン3	4	情報提供対応	使用可	否		
	専用超音波画像診断装置		オフソニックBスキャン3プラス	4	情報提供対応	使用可	否		
(株)日本製鋼所	放射性医薬品合成装置		無機RIガス生成装置ARIS-GI	4	情報提供対応	使用可			
日本精密測器(株)					全品目について問題なし				
日本ゼオン(株)	補助循環装置	P	ゼメックスIABPコンソール907	4	作業中	使用可			x
日本赤外線工業(株)	炭酸ガスレーザー手術装置及びレーザーコアグレータ		NIICレーザー MODEL IR204、ニーク15	5	情報提供対応	使用可			
	ヤグレーザ手術装置及びレーザーコアグレータ		NIICレーザー MODEL IS101S、ニーク100Y	5	情報提供対応	使用可			
	ヤグレーザ手術装置及びレーザーコアグレータ		NIICレーザー MODEL IS102S、ニーク50Y	5	情報提供対応	使用可			
	ヤグレーザ手術装置及びレーザーコアグレータ		NIICレーザー MODEL IS104、ニーク70Y	5	情報提供対応	使用可			
	ヤグレーザ手術装置及びレーザーコアグレータ		NIICレーザー MODEL IS301、ニークPL10Y	5	情報提供対応	使用可			

表1：マイコンチップ搭載医療用具チェックリスト

企業名	一般的名称	優	製品名	問題点	現在の対応状況	使用について	使用者の把握	対応窓口	危機管理計画
	その他のレーザー治療器及びレーザーコアグレータ		Q-SW YAGレーザー-MODEL IS201、Q-SW YAGレーザースキムビーム、ターミックスレーザーQL10Y	5	情報提供対応	使用可			
	その他のレーザー治療器及びレーザーコアグレータ		Q-SW ルビーレーザー MODEL IB101、Q-SWルビーレーザーサインパルスQL10R、ダブルパルスルビーレーザー	5	情報提供対応	使用可			
	その他のレーザー治療器及び手術用機器（色素レーザー治療器）		NIICレーザー MODEL DO101	5	情報提供対応	使用可			
(株)日本点眼薬研究所					全品目について問題なし				
日本テクトロン(株)					廃業（原則として使用しない）				
日本電子(株)	ディスクリート方式臨床化学自動分析装置		JCA-RSシリーズ	4	情報提供完了	使用可			
	ディスクリート方式臨床化学自動分析装置		JCA-HRシリーズ	45	情報提供完了	使用可			
	その他の免疫反応測定装置		JIA-FS150	4	情報提供完了	使用可			
	専用液体クロマトグラフ		JLC-500/V	4	情報提供完了	使用可			
	ディスクリート方式臨床化学自動分析装置		JCA-VX1000	4	情報提供対応	使用可			
	ディスクリート方式臨床化学自動分析装置		JCA-RXシリーズ	4	情報提供対応	使用可			
	専用液体クロマトグラフ		JLC-300	4	情報提供対応	使用可			
日本電子クリエイティブ(株)	医用サーモグラフ		サーモビュア JTG-5310	4	情報提供対応	使用可			
	医用サーモグラフ		サーモビュア JTG-5370	4	情報提供対応	使用可			
日本電子工業(株)					全品目について問題なし				x
日本電子データム(株)	X線骨密度測定装置		X線骨密度測定装置 モデル DPX	45	作業中	使用可			
	X線骨密度測定装置		X線骨密度測定装置 モデル DPX-L	45	作業中	使用可			
	X線骨密度測定装置		X線骨密度測定装置DPX-ALPHAシリーズ	45	作業中	使用可			
	他に分類されない超音波画像診断装置（超音波骨密度測定装置）		超音波踵骨測定装置 モデル A-1000	45	作業中	使用可			
	免疫吸光測定装置		マイクロプレートルミノメータMRX	5	情報提供対応	使用可			
	免疫吸光測定装置		マイクロプレートルミノメータMRX-HD	5	情報提供対応	使用可			
	免疫吸光測定装置		マイクロプレートルミノメータML3000	5	情報提供対応	使用可			
(株)日本電子理研					全品目について問題なし			x	x
日本電熱(株)					全品目について問題なし				
日本特殊陶業(株)					全品目について問題なし				
日本ドレーゲル(株)	その他の人工呼吸器（小児成人兼用）		エビタEVT-1000	4	情報提供対応	使用可			
	閉鎖循環式麻酔器		ナルコムド4 オプションORDM	45	情報提供対応	使用可			
	脳波データ処理装置		pEEGモニター	6	作業中	使用可			
日本バイオ・ラッドラボラトリーズ	専用臨床科学分析装置		全自動薬物検査システム REMEDI-HS	3	作業中	使用可			
	視覚計		バイオ・ラッドモデル750型自動視覚計	5	情報提供完了	使用可			
日本ビーエックスアイ(株)					全品目について問題なし				
日本バイオメリュー(株)	微生物培養装置		バイタル	5	作業中				
	微生物分類同定装置		バイテック 32	5	作業中				
	微生物分類同定装置		バイテック 60	5	作業中				
	微生物分類同定装置		バイテック 120	5	作業中				
	微生物分類同定装置		バイテック 240	5	作業中				
	微生物分類同定装置		バイテック 480	5	作業中				
	微生物分類同定装置		自動細菌検査装置 ATB Expressi	5	作業中				
	微生物分類同定装置		ミニアピ	5	作業中				
日本ビクター(株)					全品目について問題なし				
日本ビタロン(株)					全品目について問題なし				
日本ヒューレット・パッカード(株)	ベットサイドモニタ	P	コンポネントモニタリングシステム(CMS)	5	作業中				

表1：マイコンチップ搭載医療用具チェックリスト

企業名	一般的名称	優	製品名	問題点	現在の対応状況	使用について	使用者の把握	対応窓口	危機管理計画
	分娩監視装置	P	OBMS (8 0 2 2 5 A / 8 0 2 3 5 A)	2	作業中				
	分娩監視装置	P	ODIS (M 1 3 7 0 A)	4	情報提供対応				
	集中患者監視装置及び関連機器	P	不整脈監視装置 (H P - 7 8 7 2 0 A / A C)	2	情報提供完了				
	ベッドサイドモニタ	P	M 1 0 2 5 A / B	4	情報提供対応				
	集中患者監視装置及び関連機器	P	クリニカルイベントレビュー (C E R)	2	作業中				
	循環器用超音波画像診断装置		SONOS 5 0 0 / 1 0 0 0 / 1 5 0 0	45	作業中				
	循環器用超音波画像診断装置		SONOS 2 0 0 0 / 2 5 0 0	45	作業中				
	循環器用超音波画像診断装置		SONOS 5 5 0 0	5	作業中				
	集中患者監視装置及び関連機器	P	アリスミアインフォメーションマネジメントシステム (A I M)	2	情報提供完了				
日本フェンオール(株)					全品目について問題なし				
(株)日本プライダルセンター					全品目について問題なし				
日本分光(株)					全品目について問題なし				
日本ベクトン・ディッキンソン(株)	全自動血液培養検査装置		NR - 7 3 0	45	情報提供完了				
	全自動血液培養検査装置		NR - 6 6 0	45	作業中				
	全自動血液培養検査装置		B A C T E C 9 1 2 0	45	作業中				
	全自動血液培養検査装置		B A C T E C 9 2 4 0	45	作業中				
	細菌薬剤感受性 / 同定試験システム		S C E P T E R system	45	作業中				
日本禰器販売(株)					全品目について問題なし				
日本ボルメトリックス(株)					全品目について問題なし				
日本メジフィジックス(株)					全品目について問題なし				
日本メディコ(株)	輸液ポンプ	P	グレスビー3500	4	情報提供対応	使用可			
	輸液ポンプ	P	グレスビー9000シリーズ	4	情報提供対応	使用可			
	輸液ポンプ	P	グレスビー3000輸液ポンプ	4	情報提供対応	使用可	否		
	除細動器		カーディオエイドDMS750 ベースメカ付除細動器	5	情報提供対応	使用可			
	除細動器		カーディオエイドDMS730 除細動器	5	情報提供対応	使用可			
日本メドトロニック(株)					全品目について問題なし				
日本メドラッド(株)					全品目について問題なし				
日本モレキュラーデバイス(株)					全品目について問題なし				
日本ユーロテック(株)	他に分類されない生体物理現象検査用機器 (長時間胃食道内pH測定装置)		長時間胃食道内pH測定装置	45	作業中	使用可			
	他に分類されない生体物理現象検査用機器 (長時間胃食道内pH測定装置)		24時間胃食道内pHモニターMK-	45	作業中	使用可			
	他に分類されない生体物理現象検査用機器 (胃電計)		デジトラッパーEGG	45	作業中	使用可			
	多用途測定記録装置及び関連機器		マルチモニター	45	作業中	使用可			
	多用途測定記録装置及び関連機器		24hrsマルチモニター	45	作業中	使用可			
	多用途測定記録装置及び関連機器		PCポリグラフ	45	作業中	使用可			
	その他の呼吸機能検査機器及び関連機器 (睡眠時無呼吸監視装置)		マイクロスリープ	45	作業中	使用可			
	その他の呼吸機能検査機器及び関連機器 (睡眠時無呼吸監視装置)		マイクロスリープ 97	45	作業中	使用可			
日本ライフライン(株)					全品目について問題なし				
日本ランビック(株)					全品目について問題なし				
(株)日本理工医学研究所					全品目について問題なし				
日本ルフト(株)					全品目について問題なし			x	x
日本ワイスレダリー(株)	その他の超音波診断装置(眼科用超音波診断装置)		アルファ	45	作業中	使用可			
「ね」									
(株)根本杏林堂					全品目について問題なし				
「は」									

表1：マイコンチップ搭載医療用具チェックリスト

企業名	一般的名称	優	製品名	問題点	現在の対応状況	使用について	使用者の把握	対応窓口	危機管理計画
パーダル(株)					廃業(原則として使用しない)				
バイエル メディカル(株)	その他の臨床化学検査機器(血液ガス・電解質・グルコース・ラクテート・ヘモグロビン分析装置)		バイエル800シリーズ血液ガスシステム(840)(旧カイロン(株)の「840型血液ガス分析装置」を含む)	4	作業中	使用可			
	その他の臨床化学検査機器(血液ガス・電解質・グルコース・ラクテート・ヘモグロビン分析装置)		バイエル800シリーズ血液ガスシステム(850)(旧カイロン(株)の「850型血液ガス電解質分析装置」を含む)	4	作業中	使用可			
	その他の臨床化学検査機器(血液ガス・電解質・グルコース・ラクテート・ヘモグロビン分析装置)		バイエル800シリーズ血液ガスシステム(860)(旧カイロン(株)の「850型血液ガス電解質グルコースラクテート分析装置」を含む)	4	作業中	使用可			
	その他の血液検査機器(ヘモグロビン分析装置)		バイエル270(旧1カイロン(株)の「270型COオキシメーター」を含む)	4	作業中	使用可			
	血液像自動分析装置		H*1/UIW付き	6	作業中	使用可			
	血液像自動分析装置		H*2/UIW付き	6	作業中	使用可			
	血液像自動分析装置		H*3/UIW付き	6	作業中	使用可			
	その他の専用臨床化学分析装置(免疫反応自動分析装置)		Bayer Immuno 1/UIW付き	6	作業中	使用可			
	ディスクリット方式臨床化学自動分析装置		自動化学分析装置OPERA/UIW付き	6	作業中	使用可			
	その他の専用臨床化学分析装置(光電比色計)		DCA2000 システム	6	作業中	使用可			
バイオケム イムノシステムズ ジャパン(株)					廃業(原則として使用しない)				
(株)ハイメック					全品目について問題なし				
萩原電気(株)					全品目について問題なし				
白水貿易(株)					全品目について問題なし				
バクスター(株)	PAC-Xサイクラー オキシメーター/心拍出量測定装置	P	PAC-X(Version2.21) SAT-2	4 5	情報提供完了 情報提供対応	使用可 使用可			
パシフィック メディコ(株)					全品目について問題なし				
パッカードジャパン(株)					全品目について問題なし				
(株)羽生田鉄工	多人数用高気圧酸素治療装置		多人数用高気圧酸素治療装置(P-1000S型)	6	情報提供完了	使用可			
	多人数用高気圧酸素治療装置		多人数用高気圧酸素治療装置(P-2000型)	6	情報提供完了	使用可			
	多人数用高気圧酸素治療装置		多人数用高気圧酸素治療装置(P-2000S型)	6	情報提供完了	使用可			
浜医科工業(株)					全品目について問題なし				
浜松ホトニクス(株)	その他の視覚機能検査用機器		イリスコーダC2514	6	情報提供対応	使用可			
(株)林寺メディノール					全品目について問題なし				
林電気(株)					全品目について問題なし				
パラメディック(株)	心臓・ペースメーカーの部品及び付属品	P	プログラマスタ220(付属パソコン)	45	作業中	使用可			
パリアン・ジャパン(株)					廃業(原則として使用しない)				
(株)パリアンメディカルシステムズ	医用リニアアクセレータ		CLINAC600C	45	作業中	使用可			
	医用リニアアクセレータ		CLINAC2100C	45	作業中	使用可			
	医用リニアアクセレータ		CLINAC2100CD、CLINAC23	45	作業中	使用可			
	X線透視撮影装置		ジマトロンCX、ジマトロンCV	45	作業中	使用可			
	アフターローディング式治療装置		バリソース	45	作業中	使用可			
(有)パルザーコーポレーション					全品目について問題なし				
(株)阪神補聴器センター「ひ」					全品目について問題なし				
ピーエム工業(株)					全品目について問題なし				
ピーブラウンジャパン(株)					全品目について問題なし				

表1：マイコンチップ搭載医療用具チェックリスト

企業名	一般的名称	優	製品名	問題点	現在の対応状況	使用について	使用者の把握	対応窓口	危機管理計画
日立工機（株）	その他の医用遠心機		C S 1 5 0 G X形日立分離用小形遠心機	4	情報提供完了	使用可			
	その他の医用遠心機		C S 1 2 0 G X形日立分離用小形遠心機	4	情報提供完了	使用可			
	その他の医用遠心機		C S 1 0 0 G X形日立分離用小形遠心機	4	情報提供完了	使用可			
(株)日立サイエンスシステムズ					全品目について問題なし				
(株)日立製作所	ディスクリット方式臨床化学自動分析装置		7 1 7 0形 / 7 1 7 0 S形 日立自動分析装置	6	作業中				
	ディスクリット方式臨床化学自動分析装置		7 0 7 0形 日立自動分析装置	6	作業中				
	ディスクリット方式臨床化学分析装置		7 0 6 0形 日立自動分析装置	6	作業中				
	血液像自動分類装置		8 2 0 0形 日立血液像自動分類前処理装置	3	作業中				
日立電子（株）					全品目について問題なし				
(株)日立メディコ	その他の放射線治療用関連装置		ポータブルイメーシングシステム（医用リニアアクセラレータのオプション）（輸入品）	45	作業中	使用可			
	医用リニアアクセラレータ		HL / S L Iシリーズ医用リニアアクセラレータシステム（輸入品）	5	作業中	使用可			
	電子管出力読取り式デジタルラジオグラフ		リアルタイムデジタルラジオグラフィ装置DR - 2 0 0 0 A D	45	作業中	使用可			
	電子管出力読取り式デジタルラジオグラフ		リアルタイムデジタルラジオグラフィ装置DR - 2 0 0 0 H / M C	45	作業中	使用可			
	電子管出力読取り式デジタルラジオグラフ		リアルタイムデジタルラジオグラフィ装置DR - 1 0 0 0	45	作業中	使用可			
	電子管出力読取り式デジタルラジオグラフ		リアルタイムデジタルラジオグラフィ装置DR - 1 0 0 0 A D	45	作業中	使用可			
	電子管出力読取り式デジタルラジオグラフ		デジタルラジオグラフィ装置DFA - 2シリーズ	45	作業中	使用可			
	電子管出力読取り式デジタルラジオグラフ		デジタルラジオグラフィ装置DFA - 3シリーズ	45	作業中	使用可			
	電子管出力読取り式デジタルラジオグラフ		DSA装置 DFA - 1 0 0 / 1 0 0 E X シ	45	作業中	使用可			
	電子管出力読取り式デジタルラジオグラフ		I V R対応画像処理装置 DRS - 1 0 0 0 X（輸入品）	45	作業中	使用可			
	乳房用X線診断装置		乳房用X線装置M - （輸入品）	45	作業中	使用可			
	核医学データ処理装置		核医学データ処理装置 RP - 1 0 0 / 2 0 0	3	作業中	使用可			
	シンチレーションカメラ		多検出器形シンチレーションカメラ S P E C T 2 0 0 0 Hシリーズ	3	作業中	使用可			
	シンチレーションカメラ		GAMMA VIEW - Dシリーズ RC - 1 3 5 D / 1 5 0 D T	3	作業中	使用可			
	シンチレーションカメラ		GAMMA VIEW - Eシリーズ RC - 1 3 5 E / 1 5 0 E	3	作業中	使用可			
	シンチレーションカメラ		GAMMA - Iシリーズ RC - 1 5 0 0 I /	6	作業中	使用可			
	ポジトロンCT装置		全身用ポジトロンCT装置 PCT - 3 6 0 0 Wシリーズ	3	作業中	使用可			
	全身用X線CT装置		全身用X線コンピュータ断層装置 CT - W4 0 0シリーズ	6	作業中	使用可			
	全身用X線CT装置		全身用X線コンピュータ断層装置 CT - W4 5 0 / E X Aシリーズ	6	作業中	使用可			
	全身用X線CT装置		全身用X線コンピュータ断層装置 CT - W5 5 0	6	作業中	使用可			
	全身用X線CT装置		全身用X線コンピュータ断層装置 CT - W5 0 0 / 6 0 0 / 7 0 0 / 8 0 0	6	作業中	使用可			
	全身用X線CT装置		全身用X線コンピュータ断層装置 CT - W1 0 0 0シリーズ	6	作業中	使用可			
	全身用X線CT装置		全身用X線コンピュータ断層装置 CT - W9 5 0	6	作業中	使用可			

表1：マイコンチップ搭載医療用具チェックリスト

企業名	一般的名称	優	製品名	問題点	現在の対応状況	使用について	使用者の把握	対応窓口	危機管理計画
	全身用X線CT装置		全身用X線コンピュータ断層装置 CT-W9 50SRシリーズ	6	作業中	使用可			
	全身用X線CT装置		全身用X線コンピュータ断層装置 CT-W1 050SR	6	作業中	使用可			
	全身用X線CT装置		全身用X線コンピュータ断層装置 CT-W2 000シリーズ	6	作業中	使用可			
	全身用X線CT装置		全身用X線コンピュータ断層装置 CT-W2 000RADI X	6	作業中	使用可			
	全身用X線CT装置		全身用X線コンピュータ断層装置 CT-W3 000	6	作業中	使用可			
	全身用X線CT装置		全身用X線コンピュータ断層装置 CT-W3 000AD	6	作業中	使用可			
	永久磁石式磁気共鳴画像診断装置		MRイメージング装置 MRP-12	3	作業中	使用可			
	永久磁石式磁気共鳴画像診断装置		MRイメージング装置 MRP-20シリーズ	3	作業中	使用可			
	永久磁石式磁気共鳴画像診断装置		MRイメージング装置 MRP-20EXシ	3	作業中	使用可			
	永久磁石式磁気共鳴画像診断装置		MRイメージング装置 MRP-5000AD	45	作業中	使用可			
	永久磁石式磁気共鳴画像診断装置		MRイメージング装置 MRP-7000シ	45	作業中	使用可			
	永久磁石式磁気共鳴画像診断装置		MRイメージング装置 AIRIS	45	作業中	使用可			
	汎用超音波画像診断装置		デジタル超音波診断装置 HDIシリーズ HDI3000(輸入品)	2	作業中	使用可			
	汎用超音波画像診断装置		アニュアルレイ走査形超音波断層装置 SIM7000(輸入品)	45	情報提供対応	使用可			
	他に分類されない画像診断システム		画像ワークステーション HIPACS-IW S/ODLC/CONV	45	作業中				
	健診データ処理装置		日立総合健診システム	45	作業中	使用可			
平沼産業(株)					全品目について問題なし				
(株)平山製作所					全品目について問題なし				
ヒロセ電機(株)					全品目について問題なし				×
「ふ」									
有限会社 ファクト					全品目について問題なし				
ファミリー(株)					全品目について問題なし				
ファルマシア・アップジョン(株)					全品目について問題なし				
フィリップスメディカルシステムズ	遠隔式X線透視撮像装置		ダイアグノスト 97 DXTV	45	作業中	使用可			
	胸部集検用X線装置		胸部用デジタル撮影装置ソラビジョン	45	作業中	使用可			
	心血管用X線断層装置		インテグリスHシリーズ	6	作業中	使用可			
	汎用循環器X線断層装置		インテグリスシリーズ	6	作業中	使用可			
	汎用循環器X線断層装置		インテグリス BV/BNシリーズ	6	作業中	使用可			
	心血管用X線断層装置		インテグリス BH3000	6	作業中	使用可			
	超電導式磁気共鳴画像診断装置		ジャイロスキャン T5 シリーズ	6	作業中	使用可			
	超電導式磁気共鳴画像診断装置		ジャイロスキャン ACS-NT	6	作業中	使用可			
	超電導式磁気共鳴画像診断装置		ジャイロスキャン T10-NT	6	作業中	使用可			
	超電導式磁気共鳴画像診断装置		ジャイロスキャン ACSシリーズ	6	作業中	使用可			
(株)フクイオプティク					廃業(原則として使用しない)				
福岡放射線(株)					全品目について問題なし				
福島アビオニクス(株)					全品目について問題なし				
フクダインターベンションシステムズ(株)	筋電計		サファイアブリメーラ	4	作業中	使用可			
	筋電計		筋電計 MS60	2	作業中	使用可			
フクダ エム・イー工業(株)	心電計		カーディサニー 610シリーズ	6	作業中	使用可			
	心電計		カーディサニー 630シリーズ	6	作業中	使用可			
	心電図自動解析装置		カーディサニー 610AX	6	作業中	使用可			
	心電図自動解析装置		カーディサニー 610BX	6	作業中	使用可			

表1：マイコンチップ搭載医療用具チェックリスト

企業名	一般的名称	優	製品名	問題点	現在の対応状況	使用について	使用者の把握	対応窓口	危機管理計画
	他に分類されない生体現象計測・監視システム(多機能心電図自動解析装置)		カーディサニー 630BX	6	作業中	使用可			
	他に分類されない生体現象計測・監視システム(多機能心電図自動解析装置)		カーディサニー 5000BX	6	作業中	使用可			
(株)フクダ産業				全品目について問題なし					
フクダ電子(株)	生体情報モニタ	P	ダイナスコープ 2200システム	6	作業中	使用可			
	生体情報モニタ	P	ダイナスコープ 3200システム	6	作業中	使用可			
	生体情報モニタ	P	ダイナスコープ 3000システム	6	作業中	使用可			
	生体情報モニタ	P	ダイナスコープ 3400システム	6	作業中	使用可			
	生体情報モニタ	P	ダイナスコープ 3500システム	6	作業中	使用可			
	生体情報モニタ	P	患者監視装置ジレカストシステム	4	作業中	使用可			
	生体情報モニタ	P	ジレカスト(960/961)	4	作業中	使用可			
	パルスオキシメータ	P	モデル505(ノバメトリクス社製)	4	情報提供対応	使用可			
	パルスオキシメータ	P	モデル515(ノバメトリクス社製)	4	情報提供対応	使用可			
	生体情報モニタ	P	ダイナスコープ 2100システム(DS-2150/DS-2151)	6	作業中	使用可			
	生体情報モニタ	P	ダイナスコープ DS-503	7	作業中		否		
	生体情報モニタ	P	センタシステム MG-143	7	作業中		否		
	除細動機		監視除細動装置(FC-1400/FC-16)	46	作業中	使用可			
	その他の心臓ペースメーカ(プログラマ)		プログラマ700	45	作業中	使用可			
	その他の心臓ペースメーカ(アナライ)		ペーシングシステムアナライザ 3100	45	作業中	使用可			
	その他の心電計(心電図解析収録器)		ガーデライトESP-100	4	作業中	使用可			
	その他の心電計(体表面心臓電位分布計)		マルチカーディナVCM-3000	4	作業中	使用可			
	心電図解析装置システム		FCP-800システム	4	作業中	使用可			
	多用途測定記録装置		MCS7000ポリグラフシステム	6	作業中	使用可			
	その他の医用データ処理装置		データ管理システムDMW-3000M	45	作業中	使用可			
	その他の心電計(多機能心電計)		カーディオベースECP4600シリーズ	6	作業中	使用可			
	その他の心電計(解析付心電計)		カーディオベースFCP-4700シリーズ	6	作業中	使用可			
	その他の心電計(解析付心電計)		カーディオベースFCP-4800シリーズ	6	作業中	使用可			
	その他の心電計(多機能心電計)		カーディオマルチFDX-4500シリーズ	6	作業中	使用可			
	多要素心電計		マイコン心電計FCP-3255	6	作業中	使用可			
	多要素心電計		マイコン心電計FCP-4266シリーズ	6	作業中	使用可			
	多要素心電計		マイコン心電計FCP-4355	6	作業中	使用可			
	多要素心電計		多要素心電計FX-4211L	6	作業中	使用可			
	汎用超音波画像診断装置		FFソニック UF-3500	6	作業中	使用可			
	汎用超音波画像診断装置		FFソニック UF-4000	6	作業中	使用可			
	汎用超音波画像診断装置		FFソニック UF-4500	6	作業中	使用可			
	汎用超音波画像診断装置		FFソニック UF-5000	6	作業中	使用可			
	汎用超音波画像診断装置		FFソニック UF-5500	6	作業中	使用可			
	汎用超音波画像診断装置		FFソニック UF-5600	6	作業中	使用可			
	汎用超音波画像診断装置		FFソニック UF-5800A	6	作業中	使用可			
	汎用超音波画像診断装置		超音波診断装置UF-7500	6	作業中	使用可			
	その他の心臓ペースメーカ(プログラマ)		プログラマAPSμ3250	45	作業中	使用可			
	多用途測定記録装置		心臓カテーテル検査データ処理システム CA THCOR(カテコア)	45	作業中	使用可			
	多用途測定記録装置		RECOR(レーカー)	45	作業中	使用可			
	多用途測定記録装置		MICOR(ミーカー)	45	作業中	使用可			
	X線画像処理装置		心造影解析装置 ANCOR	45	作業中	使用可			
	電子非観血式血圧計		ジレカスト888R	45	作業中	使用可			
	その他の医用データ処理装置		データ管理システムDMW-3000M2	45	作業中	使用可			
	多用途測定記録装置		ポリグラフ MIC-9800	4	作業中	使用可			

表1：マイコンチップ搭載医療用具チェックリスト

企業名	一般的名称	優	製品名	問題点	現在の対応状況	使用について	使用者の把握	対応窓口	危機管理計画
	長時間心電図記録解析装置		SCM-2000システム	4	作業中	使用可			
	心電図解析装置		オートカーディナ FCP-11	45	作業中	使用可			
	心電図解析装置		オートカーディナ FCP-11B	45	作業中	使用可			
	心電図解析装置		オートカーディナ FCP-14	4	作業中	使用可			
	心電図解析装置		オートカーディナ FCP-130	4	作業中	使用可			
	心電図解析装置		オートカーディナ FCP-140	5	作業中	使用可			
	心電図解析装置		オートカーディナ FCP-145シリーズ	5	作業中	使用可			
	心電図解析装置		オートカーディナ FCP-230シリーズ	4	作業中	使用可			
	心電計		カーディマックス FK-66	7	作業中		否		
	心音心電図自動解析装置システム		EPC-50B	7	作業中		否		
	心音心電計		SDC-46	7	作業中		否		
	心電図解析装置		オートカーディナ FCP-13	7	作業中		否		
	心電図解析装置		オートカーディナ FCP-100	7	作業中		否		
	心電図解析装置		オートカーディナ FCP-110	7	作業中		否		
	心電図解析装置		オートカーディナ FCP-120A	7	作業中		否		
	心電図解析装置		オートカーディナ FCP-160	7	作業中		否		
	心電図解析装置		オートカーディナ FCP-210	7	作業中		否		
	心電図解析装置		オートカーディナ FCP-220	7	作業中		否		
	心電図解析装置		オートカーディナ FCP-221	7	作業中		否		
	心電図解析装置		オートカーディナ FCP-310	7	作業中		否		
	心電図解析装置		オートカーディナ FCP-131B	7	作業中		否		
	心電図解析装置		オートカーディナ FCP-780	7	作業中		否		
	運動負荷心電図装置		ストレステストシステム ML-600	7	作業中		否		
フジ・アールシー(株)					全品目について問題なし				
(株)藤井電器製作所					全品目について問題なし			×	×
(株)不二越					全品目について問題なし				
富士機器工業(株)					全品目について問題なし				
富士工業(株)(東京都)					全品目について問題なし				
藤沢薬品工業(株)					全品目について問題なし				
富士写真光機(株)					全品目について問題なし				
富士写真フィルム(株)	デジタルラジオグラフィ装置		FCR9000/C(富士機器工業(株)の型式名:CR-IR317)	45	作業中	使用可			
	デジタルラジオグラフィ装置		FCR9000HQ(富士機器工業(株)の型式名:CR-IR319)	45	作業中	使用可			
	コンピューテッドラジオグラフィ		FCR3000(富士機器工業(株)の型式名:CR-IR335)	45	作業中	使用可			
	コンピューテッドラジオグラフィ		FCR3000HQ(富士機器工業(株)の型式名:CR-IR336)	45	作業中	使用可			
	デジタルラジオグラフィ装置		FCRAC-3(富士機器工業(株)の型式名:CR-IR318)	45	作業中	使用可			
	デジタルラジオグラフィ装置		FCRAC-3HQ(富士機器工業(株)の型式名:CR-IR320)	45	作業中	使用可			
	デジタルラジオグラフィ装置		FCRAC-3CS(富士機器工業(株)の型式名:CR-IR331)	45	作業中	使用可			
	デジタルラジオグラフィ装置		FCRAC-3CS HQ(富士機器工業(株)の型式名:CR-IR334)	45	作業中	使用可			
	デジタルラジオグラフィ装置		FCR9501(富士機器工業(株)の型式名:CR-IR325)	45	作業中	使用可			
	デジタルラジオグラフィ装置		FCR9501HQ(富士機器工業(株)の型式名:CR-IR327)	45	作業中	使用可			
	デジタルラジオグラフィ装置		FCR9501ES(富士機器工業(株)の型式名:CR-IR328)	45	作業中	使用可			

表1：マイコンチップ搭載医療用具チェックリスト

企業名	一般的名称	優	製品名	問題点	現在の対応状況	使用について	使用者の把握	対応窓口	危機管理計画
	デジタルラジオグラフィ装置		FCR9501車載(富士機器工業(株)の型式名:CR-IR330)	45	作業中	使用可			
	コンピューテッドラジオグラフィ		FCR9501ES車載(富士機器工業(株)の型式名:CR-IR337)	45	作業中	使用可			
	デジタルラジオグラフィ装置		FCR9502(富士機器工業(株)の型式名:CR-IR326)	45	作業中	使用可			
	デジタルラジオグラフィ装置		FCR9502HQ(富士機器工業(株)の型式名:CR-IR329)	45	作業中	使用可			
	デジタルラジオグラフィ装置		FCR7000(富士機器工業(株)の型式名:CR-IR313)	45	作業中	使用可			
	デジタルラジオグラフィ装置		FCR7000M(富士機器工業(株)の型式名:CR-IR315)	45	作業中	使用可			
	デジタルラジオグラフィ装置		FCR7000D(富士機器工業(株)の型式名:CR-IR316)	45	作業中	使用可			
	デジタルラジオグラフィ装置		FCR7501(富士機器工業(株)の型式名:CR-IR323)	45	作業中	使用可			
	デジタルラジオグラフィ装置		FCR7501S(富士機器工業(株)の型式名:CR-IR324)	45	作業中	使用可			
	デジタルラジオグラフィ装置		FCR501(富士機器工業(株)の型式名:FUJICR-501)	45	情報提供完了	使用可			
	デジタルラジオグラフィ装置		FCR502(富士機器工業(株)の型式名:FUJICR-502)	45	情報提供完了	使用可			
	デジタルラジオグラフィ装置		FCR901(富士機器工業(株)の型式名:CR-901)	45	情報提供完了	使用可			
	デジタルラジオグラフィ装置		FCR201(富士機器工業(株)の型式名:CR-201)	45	情報提供完了	使用可			
	その他の画像診断用装置		FCR-DX-A(富士機器工業(株)の型式名:DX-A)	45	情報提供完了	使用可			
	乾式臨床化学自動分析装置		富士ドライケム3000、富士ドライケム3030(富士機器工業(株)の型式名:富士ドライケム3000、富士ドライケム3030)	4	作業中	使用可			
	乾式臨床化学自動分析装置		富士ドライケム5000(富士機器工業(株)の型式名:富士ドライケム5000)	4	作業中	使用可			
	乾式臨床化学自動分析装置		富士ドライケム5500(富士機器工業(株)の型式名:富士ドライケム5500)	4	作業中	使用可			
富士通(株)	循環器用超音波画像診断装置		ME120UM-6	45	情報提供対応	使用可			
	循環器用超音波画像診断装置		ME125UM-7	45	情報提供対応	使用可			
	循環器用超音波画像診断装置		ME135、UF6500	45	情報提供対応	使用可			
	汎用超音波画像診断装置		ME180、UF7500	45	情報提供対応	使用可			
(株)富士通ゼネラル					全品目について問題なし				x
(株)フジテック					全品目について問題なし				
富士電機(株)					全品目について問題なし				
富士電機エフテック(株)					全品目について問題なし				
藤本写真工業(株)					全品目について問題なし				x
富士レビオ(株)	免疫希釈判定装置		パターンリーダーFASTEC-901	5	情報提供対応	使用可			
扶桑薬品工業(株)					全品目について問題なし				
フタミ・エム・イー工業(株)					全品目について問題なし				
(株)フューチャー・ウエイブ					全品目について問題なし				
ブラザー工業(株)					全品目について問題なし				
フランスベッド(株)					全品目について問題なし				
フランスベッドメディカルサービス	その他の患者監視装置	P	アリス3	45	作業中	使用可			
プリストル・マイヤーズ スクイブ(株)					全品目について問題なし				

表1：マイコンチップ搭載医療用具チェックリスト

企業名	一般的名称	優	製品名	問題点	現在の対応状況	使用について	使用者の把握	対応窓口	危機管理計画
古野電気(株)					全品目について問題なし				
フレゼニウス メディカルケア ジャパン(株)					全品目について問題なし				
「へ」									
平和物産(株)					全品目について問題なし				
ベックマン・コールター(株)	臨床化学自動分析装置		Synchron CX Series 3/		45 作業中	使用可			
	免疫比濁測定装置		ARRAY 360 Series		45 作業中	使用可			
	血球計数装置		GENS System Instrumem		45 作業中	使用可			
	血球計数装置		ONYX Analyzer		45 作業中	使用可			
	血球計数装置		JT、JT2、JT3 Analyzer		45 作業中	使用可			
	血球計数装置		MD Analyzer		45 作業中	使用可			
	血球計数装置		MD Analyzer		45 作業中	使用可			
	血球計数装置		Data Terminal Hematol		45 作業中	使用可			
	血球計数装置		MAXM Analyzer		45 作業中	使用可			
	血球計数装置		STKS Analyzer		45 作業中	使用可			
	血球計数装置		JR、JS Analyzer		45 作業中	使用可			
	血球計数装置		STKR Analyzer		45 作業中	使用可			
	血球計数装置		VCS System		45 情報提供対応	使用可			
	血球計数装置		S PLUS Series Analyze		45 作業中	使用可			
	セル アナライザー		Epics Elite / Elite E		45 作業中	使用可			
	セル アナライザー		Epics XL / XL-MCL		45 作業中	使用可			
	セル アナライザー		Epics C / CS		45 情報提供対応	使用可			
	セル アナライザー		Epics Profile/Profile		45 作業中	使用可			
	セル アナライザー		Epics MDADS System		45 作業中	使用可			
	血液凝固分析装置		ACL "00"."000"Series		45 作業中	使用可			
	血液凝固分析装置		ACL FUTURA		45 作業中	使用可			
ベネックスエイド					廃業(原則として使用しない)				
ヘモネティクスジャパン(株)					全品目について問題なし				
(株)ベルテック・ジャパン					全品目について問題なし				
(株)ヘレナ研究所					全品目について問題なし				
ペンタナ・メディカル・システムズ・ジャパン(株)					全品目について問題なし				
ヘンリージャパン(株)					全品目について問題なし				
「ほ」									
(株)ホーマーイオン研究所					全品目について問題なし				
(株)ホーメット					全品目について問題なし				
HOYA(株)					全品目について問題なし				
ホーヤ・コンテニューム(株)					全品目について問題なし				
ホーヤ・ヘルスケア(株)					全品目について問題なし				
北部通信工業(株)					全品目について問題なし				
ボストン・サイエンティフィックジャパン(株)	汎用超音波画像診断装置		超音波イメージングシステム		4 情報提供対応	使用可			
	IVUS超音波 イメージングシステム		Clear View Ultra システム		4 情報提供対応	使用可			
	焼灼器		EPT カーディアックアブレーションシステム		4 情報提供対応	使用可			
	圧縮派結石破碎装置		リトクラスト		4 情報提供対応	使用可			
ホテイ(株)					所在不明(原則として使用しない)				
(株)堀場製作所	COBAS MICROS CT		COBAS MICROS CT		45 作業中				
	COBAS MICROS OT		COBAS MICROS OT		45 作業中				
	COBAS ARGOS		COBAS ARGOS		45 作業中				
本多電子(株)	汎用超音波画像診断装置		超音波診断装置U-1000		6 情報提供対応	使用可	否		
	汎用超音波画像診断装置		超音波診断装置U-2000		6 情報提供対応	使用可	否		
	汎用超音波画像診断装置		超音波画像診断装置HS-310		6 情報提供完了	使用可	否		
	汎用超音波画像診断装置		超音波画像診断装置CS-2020		6 情報提供完了	使用可	否		
	汎用超音波画像診断装置		超音波画像診断装置SONOSCOPE-20		6 情報提供完了	使用可	否		

表1：マイコンチップ搭載医療用具チェックリスト

企業名	一般的名称	優	製品名	問題点	現在の対応状況	使用について	使用者の把握	対応窓口	危機管理計画
ボン電機(株)					全品目について問題なし				
「ま」									
マイクロニクス(株)					全品目について問題なし				
有限会社マクターエンジニアリング	その他の熱療法用機器及び関連機器 多用途測定器録装置		インブレイス - ビムス		4 情報提供完了 4 情報提供完了	使用可 使用可			
松下寿電子工業(株)					全品目について問題なし				
松下産業機器(株)	X線骨密度測定装置		骨塩定量測定装置ヒールスキャン DX - 2000		45 情報提供完了	使用可			
松下通信工業(株)	汎用超音波画像診断装置 汎用超音波画像診断装置		ソノビスター-SLC MODEL MEU - 1 ソノビスター-SL MODEL MEU - 15		6 情報提供対応 6 情報提供対応	使用可 使用可			
松下電器産業(株)					全品目について問題なし				
松下電工(株)					全品目について問題なし				
松本医科器械(株)(現在:(株)日本ストライカー)					(株)日本ストライカーの欄を参照				
(株)的場電機製作所					全品目について問題なし				×
マリンクロットジャパン(株)	成人人工呼吸器	P	アダルトスター		45 情報提供対応				
	成人人工呼吸器	P	アダルトスター 1500		45 情報提供対応				
	成人人工呼吸器	P	アダルトスター 2000		45 情報提供対応				
	成人人工呼吸器	P	ハイフリケンシージェットベンチレーター10		45 情報提供対応				
	その他の人工呼吸器(成人・小児人工呼吸器)	P	7200aマイクロプロセッサベンチレーター		45 情報提供対応				
	その他の呼吸機能検査機器及び関連機器		イーデントレース		45 情報提供対応				
	その他の呼吸機能検査機器及び関連機器		イーデントレース プラス		45 情報提供対応				
丸紅(株)					全品目について問題なし				
(株)マンソン	その他の内圧計(膀胱内圧計)		ダンテックメニューエット		45 情報提供対応	使用可			
	その他の内圧計(膀胱内圧計)		メニューエット Mk2		45 情報提供対応	使用可			
	筋電計		ダンテックキーポイントシステム		45 情報提供対応	使用可			
	その他の内圧計(膀胱内圧計)		メニューエットコンパクト		45 情報提供対応	使用可			
「み」									
三浦工業(株)					全品目について問題なし				
マイクロメディカル					全品目について問題なし				
三島オリンパス(株)					全品目について問題なし				
水野覚眼鏡(株)					廃業(原則として使用しない)				
瑞穂医科工業(株)	その他の手術用電気機器及び関連装置		ニューロナビゲータ		5 情報提供対応	使用可			
瑞穂医科電機(株)					全品目について問題なし			×	×
三鷹光器(株)	その他の手術用電気機器及び関連装置		スーパーオーバーヘッドポジションスタンドOHシリーズ		4 情報提供対応	使用可			
	その他の手術用電気機器及び関連装置		スーパーオーバーヘッドポジションスタンド		4 情報提供対応	使用可			
	その他の手術用電気機器及び関連装置		スペースポインターシグナス		4 情報提供対応	使用可			
	その他の手術用電気機器及び関連装置		ニューロサット		4 情報提供対応	使用可			
	その他の手術用電気機器及び関連装置		ブレインポインター		4 情報提供対応	使用可			
三井製薬工業(株)					全品目について問題なし				×
三井物産(株)	心臓カテーテル装置		マイダスシステム		4 作業中	使用可			
	その他の心電計		レートポテンシャル解析装置 プレディクター		4 情報提供対応	使用可			
	他に分類されない画像診断システム(手術支援システム)		ビューイングワンド		4 情報提供対応	使用可			
	電極放電式結石破碎装置		ドルニエ		4 作業中	使用可			
三菱電機(株)	医用リニアアクセラレーター		三菱医療用ライナック(ML - 3M)		5 情報提供完了	使用可			
	医用リニアアクセラレーター		三菱医療用ライナック(ML - 6M)		5 情報提供完了	使用可			
	医用リニアアクセラレーター		三菱医療用ライナック(ML - 20M)		5 情報提供完了	使用可			
	医用リニアアクセラレーター		三菱医療用ライナック(ML - 15MDX)		5 情報提供完了	使用可			

表1：マイコンチップ搭載医療用具チェックリスト

企業名	一般的名称	優	製品名	問題点	現在の対応状況	使用について	使用者の把握	対応窓口	危機管理計画
	医用リニアアクセラレーター		三菱医療用ライナック (ML - 15MV)	5	情報提供完了	使用可			
	医用リニアアクセラレーター		三菱医療用ライナック (ML - 20MDX)	5	情報提供完了	使用可			
	医用リニアアクセラレーター		三菱医療用ライナック (ML - 20MTX)	5	情報提供完了	使用可			
三菱電機エンジニアリング (株)					全品目について問題なし				
三菱電機ホーム機器 (株)					全品目について問題なし				
ミナト医科学 (株)					全品目について問題なし				
ミノルタ (株)					全品目について問題なし				
明星電気 (株)					全品目について問題なし				
「む」									
(株) ムサシエンジニアリング	心電図自動解析装置		AT - 10	6	作業中	使用可			
	心電図自動解析装置		CS - 100	6	作業中	使用可			
	心電図自動解析装置		CS - 6 / 12	6	作業中	使用可			
	心電図自動解析装置		AT - 3C	6	作業中	使用可			
	心電図自動解析装置		AT - 6C	6	作業中	使用可			
武蔵理工設計工業 (株)					全品目について問題なし				
村中医療器 (株)	その他の放射線治療計画用 X 線装置		ブレインスキャンラジオサージェリシステム	4	作業中	使用可			
「め」									
(株) メイト					全品目について問題なし				
(株) メック					全品目について問題なし				
(株) メディエート					廃業 (原則として使用しない)				
メディカテック (株)					全品目について問題なし				
(株) メディコン					全品目について問題なし				
(株) メディソン アコマ					全品目について問題なし				
(株) メディソン・ジャパン					全品目について問題なし			x	
メディテック (株)	医用リニア・アクセラレーター	P	サイバーナイフ	4	作業中	使用可			
(株) メテク					全品目について問題なし				
(株) メトラン					全品目について問題なし				
「も」									
持田製薬 (株)					全品目について問題なし				
(株) モリタ					全品目について問題なし				
(株) モリタ製作所	その他のデジタルラジオグラフ		ディクセル	45	情報提供完了	使用可			
(株) 森田電器工業所					全品目について問題なし			x	x
(株) モリタ東京製作所					全品目について問題なし				
(株) モルテンメディカル					全品目について問題なし				
「や」									
(株) ヤトロン					全品目について問題なし				
(株) ヤナコ機器開発研究所					全品目について問題なし				
ヤマトラボテック (株)					全品目について問題なし				
(株) 山本製作所					全品目について問題なし				
山本ビニター (株)					全品目について問題なし				
「ゆ」									
ユーロメディテック (株)					全品目について問題なし				
(株) ヨタカ精工					全品目について問題なし				
「よ」									
横河エー・ディー・エス (株)	赤血球沈降速度測定装置		自動赤沈計 Model FA - 3	6	情報提供対応	使用可			
横河電機 (株)					全品目について問題なし				
(株) ヨシダ	歯科用下顎運動測定器		バイオバック	6	情報提供完了	使用可			
	歯科用下顎運動測定器		バイオバック for Windows	6	情報提供完了	使用可			
ヨストラジャパン (株)					全品目について問題なし				
「ら」									
ライカマイクロシステムズ (株) (旧: ライカ (株))	手術用顕微鏡		ビュースコープ、サージスコープ	2	作業中	使用可			

表1：マイコンチップ搭載医療用具チェックリスト

企業名	一般的名称	優	製品名	問題点	現在の対応状況	使用について	使用者の把握	対応窓口	危機管理計画
ライン精機(株)				全品目について問題なし					
(株)ラウンド				全品目について問題なし					
ラジオメーター(株)				全品目について問題なし					
「り」									
リオン(株)	誘発反応測定装置		誘発反応検査装置 トラベラーLT	45	情報提供対応	使用可	否		
	誘発反応測定装置		誘発反応検査装置 ナビゲータ	45	情報提供対応	使用可	否		
	誘発反応測定装置		誘発反応検査装置 トラベラーエクスプレス	45	情報提供対応	使用可	否		
	オージオメータ		自動オージオメータ AA-46	45	情報提供対応	使用可	否		
	他覚的聴力検査装置		耳音響放射検査装置ILO292	45	情報提供対応	使用可	否		
利康商事(株)				全品目について問題なし					
隆祥産業(株)	他覚式屈折視力検査機器		GR-21, SR-7000	5	情報提供完了	使用可	否		
	他覚式屈折視力検査機器		GRK-1, ARK-700	5	情報提供完了	使用可	否		
	他覚式屈折視力検査機器		SRK-9000	5	情報提供完了	使用可	否		
	他覚式屈折視力検査機器		GR-M3, GR-M3S	5	情報提供完了	使用可	否		
	他覚式屈折視力検査機器		WV-500, SRW-5000	5	情報提供完了	使用可	否		
「る」									
(株)ルフト				全品目について問題なし					x
「れ」									
(有)レーザーメンテナンス				所在不明(原則として使用しない)					
レールダール メディカル ジャパン	除細動器		レールダール・ハートスタート3000	4	作業中	使用可	否		
嶺光音電機(株)				全品目について問題なし					x
「ろ」									
(株)ロコジン				全品目について問題なし					
ロシュ・ダイアグノスティックス(株)	血液凝固分析装置		コア システム	45	情報提供対応				
	血液凝固分析装置		コア データ 1000	45	情報提供対応				
	血液凝固分析装置		全自動血液凝固線溶測定装置 STA-R	4	情報提供対応				
	尿化学分析装置		ウロトロン RL9	4	情報提供対応				
	免疫吸光測定装置		ES システム ES300	4	作業中				
	免疫吸光測定装置		ES システム ES300 AL	4	作業中				
	免疫吸光測定装置		ES システム ES600	4	作業中				
	免疫吸光測定装置		コバス コア	3	作業中				
	免疫吸光測定装置		コバス コア ジェイ	3	作業中				
	ディスクリート方式臨床化学自動分析装置		コバス インテグラ	3	作業中				
	ディスクリート方式臨床化学自動分析装置		コバス インテグラ 400	4	作業中				
	化学発光検出装置		ルミ イメージャー	4	作業中				
	高速伝子増幅解析装置		ライトサイクラー	4	作業中				
「わ」									
ワイエスアイジャパン(株)				全品目について問題なし					
和光純薬工業(株)	その他の臨床化学検査機器		トキシノメーター MT-358	45	作業中	使用可			