

フルボキサミンマレイン酸塩錠

1

2 **確認試験の項を次のように改める。**

3 **確認試験** 本品を粉末とし、表示量に従い「フルボキサミンマレイン酸塩」0.1 g に対応する量を取り、水 50 mL を
4 加えて振り混ぜ、放置した後、上澄液を孔径 0.45 μm 以下のメンブランフィルターでろ過する。ろ液 0.5 mL に水 50 mL
5 を加えた液につき、紫外可視吸光度測定法 2.24 により吸収スペクトルを測定するとき、波長 243 ~ 247 nm に吸
6 収の極大を示す。

7