

薬食監麻発0911第5号  
平成26年9月11日

各都道府県衛生主管部(局)長 殿

厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長  
( 公 印 省 略 )

### 医療機器及び体外診断用医薬品の製品群の該当性について

「薬事法等の一部を改正する法律」(平成25年法律第84号。以下「改正法」という。)による改正後の「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(昭和35年法律第145号。以下「新法」という。)における医療機器及び体外診断用医薬品(以下「医療機器等」という。)の製造管理及び品質管理の基準への適合性に係る調査(以下「QMS調査」という。)については、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の2の5第7項第1号に規定する医療機器又は体外診断用医薬品の区分を定める省令」(平成26年厚生労働省令第95号。以下「製品群省令」という。)別表第1及び別表第2に定める区分(以下「製品群区分」という。)に該当する製品にあつては、製品群区分ごとに実施することとされたところですが、医療機器等の製品群省令別表第1及び別表第2への該当性について、下記のとおり取り扱うこととしましたので、貴管内の製造販売業者に対して周知徹底を図るとともに、適切な指導を行い、円滑な運用を図られますようお願いいたします。

なお、本通知の写しを各地方厚生局長、独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長、一般社団法人日本医療機器産業連合会会長、米国医療機器・IVD工業会会長、欧州ビジネス協会医療機器委員会委員長及び薬事法登録認証機関協議会代表幹事宛て送付することとしていることを申し添えます。

### 記

#### 1. 医療機器の製品群への該当性について

(1) 医療機器(医療機器プログラムを除く。以下同じ。)に係る品目がいずれの製品群に該当するかについては、これらの一般的名称の製品群への該当性によって判断するものとしたこと。

具体的には、特定高度管理医療機器の一般的名称ごとの製品群省令別表第1の製品群への該当性については別紙1に、その他管理医療機器及び高度管理医療機器の一般的名称ごとの製品群省令別表第2の製品群への該当性は別紙2によるこ

ととしたこと。

別紙1及び別紙2において、いずれの製品群にも該当しない旨記載されたものについては、製品群省令第2条第3項第1号の規定に基づく一般的名称ごとに調査を受けるべき製品（以下「製品群非該当一般的名称調査品目」という。）であること。

(2) 医療機器プログラムは、一般的名称にかかわらず、原則として全ての品目について、製品群省令別表第2 一般の能動な医療機器の項第14号 プログラムに該当するものとする。

## 2. 体外診断用医薬品の製品群への該当性について

体外診断用医薬品は、一般的名称にかかわらず、原則として全ての品目について、製品群省令別表第2 体外診断用医薬品の項第1号 体外診断用医薬品に該当するものとする。

## 3. 新たな一般的名称を付与する医療機器等の製品群への該当性の取扱いについて

### (1) 医療機器

医療機器に新たな一般的名称が付与されたときは、当該医療機器の特性等を踏まえ検討を行い、製品群に含めることが適当な場合は、別紙1又は別紙2を改正するものとし、それまでの間は、特定の製品群に該当するとは認めないこと。

### (2) 医療機器プログラム及び体外診断用医薬品

医療機器プログラム及び体外診断用医薬品については、承認審査又は承認時のQMS調査において製造管理及び品質管理に特に注意を要すると認められる場合においては、それぞれの製品群に含めないものとして別途通知することとし、それ以外の場合あっては、1.(2)又は2.のとおり取り扱うものとする。

## 4. 製品群区分とその特例について

### (1) 医療機器

各製品群に分類された医療機器(製品群非該当一般的名称調査品目を含む。)は、その特性に応じ、次のイからニまでの区分に細分されるものであり、QMS調査申請に際して、申請者は調査対象品目の特性に応じて適切な区分を選択し、申請書に記載するものとする。当該申請により交付される基準適合証については、イの区分に係る基準適合証はロからニまでの区分、ロ又はハの区分に係る基準適合証はニの区分に係る基準適合証(区分以外の記載が同じもの)として利用できるものであること。

(医療機器に係る区分)

イ 生物由来製品たる滅菌医療機器

- ロ 滅菌医療機器（イに該当するものを除く。）
- ハ 生物由来製品たる非滅菌医療機器
- ニ 非滅菌医療機器（ハに該当するものを除く。）

## （２）体外診断用医薬品

体外診断用医薬品は、次のとおり放射性医薬品たる体外診断用医薬品の区分とそれ以外の体外診断用医薬品の区分に細分され、イの放射性医薬品たる体外診断用医薬品の基準適合証は、ロの区分の体外診断用医薬品の基準適合証（区分以外の記載が同じもの）として利用できるものであること。

（体外診断用医薬品に係る区分）

- イ 放射性医薬品たる体外診断用医薬品
- ロ 体外診断用医薬品（イに該当するものを除く。）

## （３）経過措置対象品目

### ① 経過措置対象品目の区分について

製品群省令附則第２条第１項に規定する経過措置対象品目（以下「経過措置対象品目」という。）は、「医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令第４条第１項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医療機器」（平成17年厚生労働省告示第84号）に定める医療機器以外の医療機器に係る製品で、従前、設計開発の管理に係る規定が適用されなかった品目であり、引き続き、改正法による改正後の「医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令」（平成16年厚生労働省令第169号。以下「新QMS省令」という。）第30条から第36条に規定する設計開発の管理を行う必要がない品目である。

経過措置対象品目並びに「薬事法等の一部を改正する法律及び薬事法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令」（平成26年厚生労働省令第87号。以下「整備省令」という。）附則第10条に規定する設計開発の管理ができる医療機器として厚生労働大臣が認めるもの及び設計開発の管理ができる体外診断用医薬品として厚生労働大臣が認めるものの製品群区分は、製品群省令により定める製品群区分を次のとおり細分した区分とするものとする。

なお、②に掲げるQMS調査申請の結果交付されるロの区分に係る基準適合証については、イの区分の基準適合証（経過措置対象品目に係る区分以外の記載が同じもの）として利用できるものであること。

（経過措置対象品目の区分）

- イ 経過措置対象品目
- ロ 一般品目（経過措置対象品目以外の品目をいう。）

② 経過措置対象品目の取扱いについて

経過措置対象品目については、申請者が設計開発の管理に係る規定を適用しないこととしてQMS調査の申請を行い、その結果が適合である場合には、①のイの区分の基準適合証が交付されること。

ただし、申請者は、当該経過措置対象品目について新QMS省令第30条から第36条に規定する設計開発の管理を適用することができるものとしてQMS調査の申請を行うことが可能であることとし、その場合には①のロの区分を申請書に記載して申請すること。また、当該調査の結果が適合だった場合には①のロの区分の基準適合証が交付されること。

5. 複数の製品群に該当する一般的名称の取扱いについて

製品群省令別表第1又は別表第2において、一の一般的名称が複数の製品群に該当するとされているものについては、申請者は、QMS調査申請に際して、医療機器の特性、製造工程等を勘案し、いずれかの製品群区分を選択して申請書に記載すること。この場合において、複数の製品群区分に該当すると判断できる合理的な理由がある場合は、一の品目について複数の製品群区分を申請できるものとする。

なお、調査申請に先立ち、調査実施者と十分に調整を行うことが望ましい。

調査実施者は、申請書を受理するに当たり選択された製品群区分の妥当性について確認するとともに、QMS調査の結果、基準適合証を交付するときは、妥当と認める製品群区分に係る基準適合証を申請者に交付するものとする。なお、申請者が選択した製品群区分と調査実施者が妥当と認める製品群区分が異なるときは、調査実施者は申請者に対し、製品群区分が異なると認めた理由を説明し、申請書の差換え又は一部取下げを求めるものとする。

別表第1	別表第2	クラス分類	一般的名称	該当製品群	備考欄番号
1	-	IV	中枢神経・中心循環系手術向け超音波診断用プローブ	能動機能を有するカテーテル	1-21
				非能動機能を有するカテーテル	1-22
				カテーテル	1-23
2	-	IV	心臓カテーテル付検査装置	区分なし(一般的名称単位とする)	1-00
3	-	IV	心臓カテーテル付管径測定装置	能動機能を有するカテーテル	1-21
				非能動機能を有するカテーテル	1-22
				カテーテル	1-23
4	-	IV	心臓カテーテル付管温測定装置	能動機能を有するカテーテル	1-21
				非能動機能を有するカテーテル	1-22
				カテーテル	1-23
5	-	IV	皮質電極	電気刺激装置用リード	1-13
				電気刺激装置	1-15
6	-	IV	心臓・中枢神経刺激用プローブ	能動機能を有するカテーテル	1-21
				非能動機能を有するカテーテル	1-22
				カテーテル	1-23
7	-	IV	軟性血管鏡	軟性内視鏡	1-17
8	-	IV	軟性動脈鏡	軟性内視鏡	1-17
9	-	IV	軟性神経内視鏡	軟性内視鏡	1-17
10	-	IV	軟性脊髄鏡	軟性内視鏡	1-17
11	-	IV	軟性腰椎鏡	軟性内視鏡	1-17
12	-	IV	軟性脊椎鏡	軟性内視鏡	1-17
13	-	IV	ビデオ軟性脊髄鏡	軟性内視鏡	1-17
14	-	IV	ビデオ軟性腰椎鏡	軟性内視鏡	1-17
15	-	IV	ビデオ軟性脊椎鏡	軟性内視鏡	1-17
16	-	IV	ビデオ軟性血管鏡	軟性内視鏡	1-17
17	-	IV	ビデオ軟性神経内視鏡	軟性内視鏡	1-17
18	-	IV	ビデオ軟性動脈鏡	軟性内視鏡	1-17
19	-	IV	硬性脊髄鏡	硬性内視鏡	1-16
20	-	IV	硬性腰椎鏡	硬性内視鏡	1-16
21	-	IV	硬性神経内視鏡	硬性内視鏡	1-16
22	-	IV	単回使用硬性神経内視鏡	硬性内視鏡	1-16
23	-	IV	硬性脊椎鏡	硬性内視鏡	1-16
24	-	IV	経中隔用針	注射器具及び穿刺器具	1-20
25	-	IV	再使用可能な心臓吸引用針	注射器具及び穿刺器具	1-20
26	-	IV	単回使用心臓吸引用針	注射器具及び穿刺器具	1-20
27	-	IV	中心静脈用カテーテル	非能動機能を有するカテーテル	1-22
				カテーテル	1-23
28	-	IV	抗菌作用中心静脈用カテーテル	非能動機能を有するカテーテル	1-22
				カテーテル	1-23
29	-	IV	ヘパリン使用中心静脈用カテーテル	非能動機能を有するカテーテル	1-22
				カテーテル	1-23
30	-	IV	ウロキナーゼ使用中心静脈用カテーテル	非能動機能を有するカテーテル	1-22
				カテーテル	1-23
31	-	IV	中心静脈用カテーテルイントロデューサキット	非能動機能を有するカテーテル	1-22
				カテーテル	1-23
32	-	IV	ヘパリン使用中心静脈用カテーテルイントロデューサキット	非能動機能を有するカテーテル	1-22
				カテーテル	1-23
33	-	IV	ウロキナーゼ使用中心静脈用カテーテルイントロデューサキット	非能動機能を有するカテーテル	1-22
				カテーテル	1-23
34	-	IV	抗菌作用中心静脈用カテーテルイントロデューサキット	非能動機能を有するカテーテル	1-22
				カテーテル	1-23
35	-	IV	末梢静脈挿入式中心静脈用カテーテル	非能動機能を有するカテーテル	1-22
				カテーテル	1-23
36	-	IV	ヘパリン使用末梢静脈挿入式中心静脈用カテーテル	非能動機能を有するカテーテル	1-22
				カテーテル	1-23
37	-	IV	末梢静脈挿入式中心静脈用カテーテルイントロデューサキット	非能動機能を有するカテーテル	1-22
				カテーテル	1-23

別表第1	別表第2	クラス分類	一般的名称	該当製品群	備考欄番号
38	-	IV	血管向け灌流用カテーテル	非能動機能を有するカテーテル	1-22
				カテーテル	1-23
39	-	IV	ヘパリン使用血管向け灌流用カテーテル	非能動機能を有するカテーテル	1-22
				カテーテル	1-23
40	-	IV	冠動脈カニューレ	体外循環装置	1-07
				カテーテル	1-23
41	-	IV	ヘパリン使用冠動脈カニューレ	体外循環装置	1-07
				カテーテル	1-23
42	-	IV	大静脈カニューレ	体外循環装置	1-07
				カテーテル	1-23
43	-	IV	ヘパリン使用大静脈カニューレ	体外循環装置	1-07
				カテーテル	1-23
44	-	IV	冠動脈灌流用カテーテル	非能動機能を有するカテーテル	1-22
				カテーテル	1-23
45	-	IV	ヘパリン使用冠動脈灌流用カテーテル	非能動機能を有するカテーテル	1-22
				カテーテル	1-23
46	-	IV	大動脈カニューレ	体外循環装置	1-07
				カテーテル	1-23
47	-	IV	ヘパリン使用大動脈カニューレ	体外循環装置	1-07
				カテーテル	1-23
48	-	IV	心室カニューレ	体外循環装置	1-07
				カテーテル	1-23
49	-	IV	ヘパリン使用心室カニューレ	体外循環装置	1-07
				カテーテル	1-23
50	-	IV	冠状静脈洞カニューレ	体外循環装置	1-07
				カテーテル	1-23
51	-	IV	ヘパリン使用冠状静脈洞カニューレ	体外循環装置	1-07
				カテーテル	1-23
52	-	IV	心臓用カテーテル型電極	能動機能を有するカテーテル	1-21
				非能動機能を有するカテーテル	1-22
				カテーテル	1-23
53	-	IV	ヘパリン使用心臓用カテーテル型電極	能動機能を有するカテーテル	1-21
				非能動機能を有するカテーテル	1-22
				カテーテル	1-23
54	-	IV	心室向け心臓用カテーテル	非能動機能を有するカテーテル	1-22
				カテーテル	1-23
55	-	IV	サーモダイリユーション用カテーテル	能動機能を有するカテーテル	1-21
				非能動機能を有するカテーテル	1-22
				カテーテル	1-23
56	-	IV	ヘパリン使用サーモダイリユーション用カテーテル	能動機能を有するカテーテル	1-21
				非能動機能を有するカテーテル	1-22
				カテーテル	1-23
57	-	IV	ペースング向け循環器用カテーテル	能動機能を有するカテーテル	1-21
				非能動機能を有するカテーテル	1-22
				カテーテル	1-23
58	-	IV	バルーン付ペースング向け循環器用カテーテル	能動機能を有するカテーテル	1-21
				非能動機能を有するカテーテル	1-22
				カテーテル	1-23
59	-	IV	ヘパリン使用バルーン付ペースング向け循環器用カテーテル	能動機能を有するカテーテル	1-21
				非能動機能を有するカテーテル	1-22
				カテーテル	1-23
60	-	IV	中心循環系血管造影用カテーテル	非能動機能を有するカテーテル	1-22
				カテーテル	1-23
61	-	IV	中心循環系動脈用カテーテル	非能動機能を有するカテーテル	1-22
				カテーテル	1-23
62	-	IV	ヘパリン使用中心循環系動脈用カテーテル	非能動機能を有するカテーテル	1-22
				カテーテル	1-23

別表第1	別表第2	クラス分類	一般的名称	該当製品群	備考欄番号
63	-	IV	中心循環系動脈マイクロフロー用カテーテル	非能動機能を有するカテーテル	1-22
				カテーテル	1-23
64	-	IV	中心循環系先端トランスデューサ付カテーテル	能動機能を有するカテーテル	1-21
				非能動機能を有するカテーテル	1-22
				カテーテル	1-23
65	-	IV	ヘパリン使用中心循環系先端トランスデューサ付カテーテル	能動機能を有するカテーテル	1-21
				非能動機能を有するカテーテル	1-22
				カテーテル	1-23
66	-	IV	中心循環系ガイディング用血管内カテーテル	非能動機能を有するカテーテル	1-22
				カテーテル	1-23
67	-	IV	ヘパリン使用中心循環系ガイディング用血管内カテーテル	非能動機能を有するカテーテル	1-22
				カテーテル	1-23
68	-	IV	中枢神経系先端トランスデューサ付カテーテル	能動機能を有するカテーテル	1-21
				非能動機能を有するカテーテル	1-22
				カテーテル	1-23
69	-	IV	脊椎接触圧カモニタリング用キット	非能動機能を有するカテーテル	1-22
				カテーテル	1-23
70	-	IV	中心循環系心拍出量測定用キット	能動機能を有するカテーテル	1-21
				非能動機能を有するカテーテル	1-22
				カテーテル	1-23
71	-	IV	肺動脈用カテーテル	非能動機能を有するカテーテル	1-22
				カテーテル	1-23
72	-	IV	血管内光断層撮影用カテーテル	能動機能を有するカテーテル	1-21
				非能動機能を有するカテーテル	1-22
				カテーテル	1-23
73	-	IV	弁拡張向けカテーテル用ガイドワイヤ及びスタイレット	カテーテルガイドワイヤ	1-24
74	-	IV	冠状静脈洞内血液採取用カテーテル	非能動機能を有するカテーテル	1-22
				カテーテル	1-23
75	-	IV	心臓用カテーテルイントロデューサキット	非能動機能を有するカテーテル	1-22
				カテーテル	1-23
76	-	IV	中心循環系血栓除去用カテーテル	非能動機能を有するカテーテル	1-22
				カテーテル	1-23
77	-	IV	中心循環系血栓破砕用バイブレーションカテーテル	能動機能を有するカテーテル	1-21
				非能動機能を有するカテーテル	1-22
				カテーテル	1-23
78	-	IV	脳血栓破砕用バイブレーションカテーテル	能動機能を有するカテーテル	1-21
				非能動機能を有するカテーテル	1-22
				カテーテル	1-23
79	-	IV	中隔開口用カテーテル	非能動機能を有するカテーテル	1-22
				カテーテル	1-23
80	-	IV	バルーン拡張式血管形成術用カテーテル	非能動機能を有するカテーテル	1-22
				カテーテル	1-23
81	-	IV	冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル	非能動機能を有するカテーテル	1-22
				カテーテル	1-23
82	-	IV	バルーン拡張式脳血管形成術用カテーテル	非能動機能を有するカテーテル	1-22
				カテーテル	1-23
83	-	IV	レーザ式血管形成術用カテーテル	能動機能を有するカテーテル	1-21
				非能動機能を有するカテーテル	1-22
				カテーテル	1-23
84	-	IV	バルーン拡張式弁形成術用カテーテル	非能動機能を有するカテーテル	1-22
				カテーテル	1-23
85	-	IV	アテローム切除型血管形成術用カテーテル	能動機能を有するカテーテル	1-21
				非能動機能を有するカテーテル	1-22
				カテーテル	1-23
86	-	IV	バルーン拡張式冠動脈灌流型血管形成術用カテーテル	非能動機能を有するカテーテル	1-22
				カテーテル	1-23
87	-	IV	心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ	カテーテルガイドワイヤ	1-24

別表第1	別表第2	クラス分類	一般的名称	該当製品群	備考欄番号
88	-	IV	ヘパリン使用心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ	カテーテルガイドワイヤ	1-24
89	-	IV	中枢神経系用カテーテルガイドワイヤ	カテーテルガイドワイヤ	1-24
90	-	IV	中心循環系血管内塞栓促進用補綴材	区分なし(一般的名称単位とする)	1-00
91	-	IV	心臓用カテーテル先端型流量式トランスデューサ	能動機能を有するカテーテル	1-21
				非能動機能を有するカテーテル	1-22
				カテーテル	1-23
92	-	IV	ヘパリン使用心臓用カテーテル先端型流量式トランスデューサ	能動機能を有するカテーテル	1-21
				非能動機能を有するカテーテル	1-22
				カテーテル	1-23
93	-	IV	アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテル	能動機能を有するカテーテル	1-21
				非能動機能を有するカテーテル	1-22
				カテーテル	1-23
94	-	IV	心血管用カテーテルガイドワイヤ	カテーテルガイドワイヤ	1-24
95	-	IV	中心循環系血管処置用チューブ及びカテーテル	非能動機能を有するカテーテル	1-22
				カテーテル	1-23
96	-	IV	中心循環系血管内超音波カテーテル	能動機能を有するカテーテル	1-21
				非能動機能を有するカテーテル	1-22
				カテーテル	1-23
97	-	IV	心臓血管縫合補助具	クリップ及び吻合連結器	1-19
98	-	IV	ヘパリン使用心臓血管縫合補助具	クリップ及び吻合連結器	1-19
99	-	IV	冠動脈オクルーダ	体内固定器具	1-29
100	-	IV	リトラクトバルーン	体内固定器具	1-29
101	-	IV	冠動脈貫通用カテーテル	非能動機能を有するカテーテル	1-22
				カテーテル	1-23
102	-	IV	中心循環系マイクロカテーテル	非能動機能を有するカテーテル	1-22
				カテーテル	1-23
103	-	IV	光ファイバオキシメトリー用カテーテル	能動機能を有するカテーテル	1-21
				非能動機能を有するカテーテル	1-22
				カテーテル	1-23
104	-	IV	ヘパリン使用光ファイバオキシメトリー用カテーテル	能動機能を有するカテーテル	1-21
				非能動機能を有するカテーテル	1-22
				カテーテル	1-23
105	-	IV	ヘパリン使用サーミスター付光ファイバオキシメトリー用カテーテル	能動機能を有するカテーテル	1-21
				非能動機能を有するカテーテル	1-22
				カテーテル	1-23
106	-	IV	中心循環系閉塞術用血管内カテーテル	非能動機能を有するカテーテル	1-22
				カテーテル	1-23
107	-	IV	バルーン拡張式加熱型血管形成術用カテーテル	能動機能を有するカテーテル	1-21
				非能動機能を有するカテーテル	1-22
				カテーテル	1-23
108	-	IV	バルーンポンピング用カテーテル	能動機能を有するカテーテル	1-21
				非能動機能を有するカテーテル	1-22
				カテーテル	1-23
109	-	IV	アブレーション向け循環器用カテーテル	能動機能を有するカテーテル	1-21
				非能動機能を有するカテーテル	1-22
				カテーテル	1-23
110	-	IV	オキシメトリー用バルーン付カテーテル	能動機能を有するカテーテル	1-21
				非能動機能を有するカテーテル	1-22
				カテーテル	1-23
111	-	IV	ヘパリン使用オキシメトリー用バルーン付カテーテル	能動機能を有するカテーテル	1-21
				非能動機能を有するカテーテル	1-22
				カテーテル	1-23
112	-	IV	高周波式加温型血管形成術用カテーテル	能動機能を有するカテーテル	1-21
				非能動機能を有するカテーテル	1-22
				カテーテル	1-23
113	-	IV	冠動脈向け注入用カテーテル	非能動機能を有するカテーテル	1-22
				カテーテル	1-23



別表第1	別表第2	クラス分類	一般的名称	該当製品群	備考欄番号
114	-	IV	酸素飽和度モニタ付サーモダイリユーシオン用カテーテル	能動機能を有するカテーテル	1-21
				非能動機能を有するカテーテル	1-22
				カテーテル	1-23
115	-	IV	ヘパリン使用酸素飽和度モニタ付サーモダイリユーシオン用カテーテル	能動機能を有するカテーテル	1-21
				非能動機能を有するカテーテル	1-22
				カテーテル	1-23
116	-	IV	脳内灌流用カテーテル	カテーテル	1-23
117	-	IV	中枢神経用マルチルーメンカテーテル	カテーテル	1-23
118	-	IV	中心循環系マルチルーメンカテーテル	カテーテル	1-23
119	-	IV	脳脊髄用カテーテル	ドレナージ用器具及びシヤント用器具	1-25
				カテーテル	1-23
120	-	IV	植込み型脳脊髄液リザーバ	ドレナージ用器具及びシヤント用器具	1-25
121	-	IV	脳脊髄液用カテーテル	ドレナージ用器具及びシヤント用器具	1-25
				カテーテル	1-23
122	-	IV	水頭症治療用シヤント	ドレナージ用器具及びシヤント用器具	1-25
123	-	IV	脳室向け脳神経外科用カテーテル	ドレナージ用器具及びシヤント用器具	1-25
				カテーテル	1-23
124	-	IV	植込み型脳室用カテーテル	ドレナージ用器具及びシヤント用器具	1-25
				カテーテル	1-23
125	-	IV	頭蓋内圧測定用トランスデューサ付カテーテル	能動機能を有するカテーテル	1-21
				非能動機能を有するカテーテル	1-22
				カテーテル	1-23
126	-	IV	脳脊髄用ドレーンチューブ	ドレナージ用器具及びシヤント用器具	1-25
127	-	IV	脳用カテーテル	ドレナージ用器具及びシヤント用器具	1-25
128	-	IV	開頭術用ドレナージキット	ドレナージ用器具及びシヤント用器具	1-25
129	-	IV	脳室用ドレナージキット	ドレナージ用器具及びシヤント用器具	1-25
130	-	IV	水頭症シヤント用脳脊髄液過剰流出防止補助弁	ドレナージ用器具及びシヤント用器具	1-25
131	-	IV	水頭症シヤント用コネクタ	ドレナージ用器具及びシヤント用器具	1-25
132	-	IV	水頭症シヤント用ホルダ	ドレナージ用器具及びシヤント用器具	1-25
133	-	IV	腹腔静脈シヤント	ドレナージ用器具及びシヤント用器具	1-25
134	-	IV	腹腔静脈シヤント用静脈側交換カテーテル	ドレナージ用器具及びシヤント用器具	1-25
135	-	IV	腹腔静脈シヤントバルブキット	ドレナージ用器具及びシヤント用器具	1-25
136	-	IV	下大静脈フィルタ	非能動機能を有するカテーテル	1-22
				カテーテル	1-23
137	-	IV	髄腔内カテーテル	能動機能を有するカテーテル	1-21
				非能動機能を有するカテーテル	1-22
				カテーテル	1-23
138	-	IV	脊髄空洞症用シヤントチューブ	ドレナージ用器具及びシヤント用器具	1-25
139	-	IV	プログラム式植込み型輸液ポンプ	区分なし(一般的名称単位とする)	1-00
140	-	IV	長期的使用注入用植込みポート	非能動機能を有するカテーテル	1-22
				カテーテル	1-23
141	-	IV	ヘパリン使用長期的使用注入用植込みポート	非能動機能を有するカテーテル	1-22
				カテーテル	1-23
142	-	IV	体内植込み用カテーテル	非能動機能を有するカテーテル	1-22
				カテーテル	1-23
143	-	IV	ヘパリン使用体内植込み用カテーテル	非能動機能を有するカテーテル	1-22
				カテーテル	1-23
144	-	IV	ウロキナーゼ使用体内植込み用カテーテル	非能動機能を有するカテーテル	1-22
				カテーテル	1-23
145	-	IV	吸収性縫合糸	縫合糸	1-26
146	-	IV	腸線縫合糸	告示指定品目(品目ごと単位とする)	1-99
147	-	IV	ポリグリコール酸縫合糸	縫合糸	1-26
148	-	IV	ポリジオキサノン縫合糸	縫合糸	1-26
149	-	IV	ポリグリコネート縫合糸	縫合糸	1-26
150	-	IV	ポリグラクチン縫合糸	縫合糸	1-26
151	-	IV	ポリグリカロン縫合糸	縫合糸	1-26
152	-	IV	ポリグリコマー縫合糸	縫合糸	1-26

別表第1	別表第2	クラス分類	一般的名称	該当製品群	備考欄番号
153	-	IV	合成吸収性縫合糸	縫合糸	1-26
154	-	IV	ポリエチレン・ポリジオキサノン縫合糸	縫合糸	1-26
155	-	IV	コラーゲン縫合糸	縫合糸	1-26
156	-	IV	体内用サージカルテープ	体内固定器具	1-29
157	-	IV	ブラキセラピー線源用スペーサ	放射性同位元素治療装置及び密封線源	1-12
158	-	IV	吸収性消化器用吻合連結器	クリップ及び吻合連結器	1-19
159	-	IV	吸収性血管用吻合連結器	クリップ及び吻合連結器	1-19
160	-	IV	大静脈クリップ	クリップ及び吻合連結器 金属製のクリップ及び吻合連結器	1-19 1-18
161	-	IV	脳動脈瘤手術用クリップ	金属製のクリップ及び吻合連結器	1-18
162	-	IV	脳動静脈奇形手術用クリップ	金属製のクリップ及び吻合連結器	1-18
163	-	IV	脳血流遮断用クリップ	金属製のクリップ及び吻合連結器	1-18
164	-	IV	脳動脈損傷修復用シート	血管用パッチ	1-05
165	-	IV	吸収性縫合用クリップ	クリップ及び吻合連結器	1-19
166	-	IV	吸収性体内用結さつクリップ	クリップ及び吻合連結器	1-19
167	-	IV	体内用動脈瘤クリップ	金属製のクリップ及び吻合連結器	1-18
168	-	IV	吸収性体内固定用組織ステープル	体内固定器具	1-29
169	-	IV	吸収性縫合糸セット	縫合糸	1-26
170	-	IV	手術用吸収性メッシュ	整形外科用器具	1-28
171	-	IV	吸収性人工靭帯	整形外科用器具	1-28
172	-	IV	吸収性バンド型胃形成術用補綴材	体内固定器具	1-29
173	-	IV	吸収性ヘルニア・胸壁・腹壁用補綴材	体内固定器具	1-29
174	-	IV	吸収性組織補強材	体内固定器具	1-29
175	-	IV	吸収性局所止血材	止血材	1-37
176	-	IV	コラーゲン使用吸収性局所止血材	止血材	1-37
177	-	IV	ゼラチン使用吸収性局所止血材	止血材	1-37
178	-	IV	アルブミン使用接着剤	軟組織接合用接着材	1-36
179	-	IV	動脈瘤形成術用組織接着剤	軟組織接合用接着材	1-36
180	-	IV	軟組織接合用接着剤	軟組織接合用接着材	1-36
181	-	IV	コラーゲン使用軟組織接合用接着剤	軟組織接合用接着材	1-36
182	-	IV	中枢神経用カフ	カフ 外科用手術の用に供するカフ	1-31 1-30
183	-	IV	癒着防止吸収性バリア	整形外科用器具	1-28
184	-	IV	中心循環系血管用カフ	カフ 外科用手術の用に供するカフ	1-31 1-30
185	-	IV	吸収性歯周組織再生用材料	歯科治療用材料	1-38
186	-	IV	吸収性骨再生用材料	人工骨	1-27
187	-	IV	歯科用コラーゲン使用骨再生材料	歯科治療用材料	1-38
188	-	IV	ブタ歯胚組織使用歯周組織再生用材料	告示指定品目(品目ごと単位とする)	1-99
189	-	IV	コラーゲン使用軟組織注入材	軟組織注入材	1-35
190	-	IV	ヒアルロン酸使用軟組織注入材	軟組織注入材	1-35
191	-	IV	単回使用クラスIV処置キット	区分なし(一般的名称単位とする)	1-00
192	-	IV	ヒト他家移植組織	告示指定品目(品目ごと単位とする)	1-99
193	-	IV	ヒト自家移植組織	告示指定品目(品目ごと単位とする)	1-99
194	-	IV	機械式人工心臓弁	人工弁輪及び機械弁	1-06
195	-	IV	人工血管付機械式人工心臓弁	人工弁輪及び機械弁 人工血管	1-06 1-04
196	-	IV	ウシ心のう膜弁	告示指定品目(品目ごと単位とする)	1-99
197	-	IV	ブタ心臓弁	告示指定品目(品目ごと単位とする)	1-99
198	-	IV	人工血管付ブタ心臓弁	告示指定品目(品目ごと単位とする)	1-99
199	-	IV	弁形成リング	人工弁輪及び機械弁	1-06
200	-	IV	植込み型心臓ペースメーカー	植込み型の心臓ペースメーカー及び除細動器	1-09
201	-	IV	心筋形成術電気刺激装置	電気刺激装置	1-15
202	-	IV	植込み型両心室同期ペースメーカー	植込み型の心臓ペースメーカー及び除細動器	1-09
203	-	IV	心外膜植込み型ペースメーカーリード	ペースメーカーリード	1-08
204	-	IV	心内膜植込み型ペースメーカーリード	ペースメーカーリード	1-08
205	-	IV	経食道ペースメーカーリード	ペースメーカーリード	1-08

別表第1	別表第2	クラス分類	一般的名称	該当製品群	備考欄番号
206	-	IV	植込み型ペースメーカーアダプタ	ペースメーカーリード	1-08
207	-	IV	植込み型除細動器・ペースメーカーリード	ペースメーカーリード	1-08
208	-	IV	心臓内用電極	ペースメーカーリード	1-08
209	-	IV	体外式ペースメーカー用心臓電極	能動機能を有するカテーテル	1-21
				非能動機能を有するカテーテル	1-22
				カテーテル	1-23
210	-	IV	ヘパリン使用体外式ペースメーカー用心臓電極	能動機能を有するカテーテル	1-21
				非能動機能を有するカテーテル	1-22
				カテーテル	1-23
211	-	IV	コラーゲン使用心筋パッチ	血管用パッチ	1-05
212	-	IV	中心循環系人工血管	人工血管	1-04
213	-	IV	中心循環系心血管用パッチ	血管用パッチ	1-05
214	-	IV	コラーゲン使用心血管用パッチ	血管用パッチ	1-05
215	-	IV	ゼラチン使用人工血管	人工血管	1-04
216	-	IV	コラーゲン使用人工血管	人工血管	1-04
217	-	IV	アルブミン使用人工血管	人工血管	1-04
218	-	IV	ヘパリン使用人工血管	人工血管	1-04
219	-	IV	肺動脈用シャント	ドレナージ用器具及びシャント用器具	1-25
220	-	IV	大動脈用ステントグラフト	ステントグラフト	1-03
221	-	IV	冠動脈用ステントグラフト	ステントグラフト	1-03
222	-	IV	合成心筋パッチ	血管用パッチ	1-05
223	-	IV	ウマ心膜パッチ	告示指定品目(品目ごと単位とする)	1-99
224	-	IV	腸骨動脈用ステント	金属製のステント	1-01
				ステント	1-02
225	-	IV	心血管用ステント	金属製のステント	1-01
				ステント	1-02
226	-	IV	冠動脈ステント	金属製のステント	1-01
				ステント	1-02
227	-	IV	脳動脈ステント	金属製のステント	1-01
				ステント	1-02
228	-	IV	吸収性体内固定用ボルト	体内固定器具	1-29
229	-	IV	吸収性体内固定用ネジ	体内固定器具	1-29
230	-	IV	吸収性体内固定用ステーブル	体内固定器具	1-29
231	-	IV	吸収性体内固定用ナット	体内固定器具	1-29
232	-	IV	吸収性体内固定用ピン	体内固定器具	1-29
233	-	IV	吸収性体内固定用ボタン	体内固定器具	1-29
234	-	IV	吸収性人工椎体	体内固定器具	1-29
235	-	IV	吸収性体内固定用プレート	体内固定器具	1-29
236	-	IV	吸収性体内固定用タック	体内固定器具	1-29
237	-	IV	吸収性体内埋植用シート	整形外科用器具	1-28
238	-	IV	吸収性体内固定システム	体内固定器具	1-29
239	-	IV	吸収性体内固定用ワイヤ	体内固定器具	1-29
240	-	IV	吸収性靭帯固定具	体内固定器具	1-29
241	-	IV	吸収性体内固定用ワッシャ	体内固定器具	1-29
242	-	IV	吸収性脊椎内固定器具	体内固定器具	1-29
243	-	IV	吸収性脊椎ケージ	体内固定器具	1-29
244	-	IV	吸収性骨固定バンド	体内固定器具	1-29
245	-	IV	吸収性体内固定用ケーブル	体内固定器具	1-29
246	-	IV	ヒト骨移植片	告示指定品目(品目ごと単位とする)	1-99
247	-	IV	コラーゲン使用人工骨	人工骨	1-27
248	-	IV	吸収性人工腱	整形外科用器具	1-28
249	-	IV	吸収性骨スペーサ	整形外科用器具	1-28
250	-	IV	吸収性骨プラグ	整形外科用器具	1-28
251	-	IV	吸収性腱鞘スペーサ	整形外科用器具	1-28
252	-	IV	医薬品組合せ携骨頭用補綴材	区分なし(一般的名称単位とする)	1-00
253	-	IV	強膜バックリング用器具	体内固定器具	1-29
254	-	IV	植込み型迷走神経刺激電極及びリード	電気刺激装置用リード	1-13

別表第1	別表第2	クラス分類	一般的名称	該当製品群	備考欄番号
255	-	IV	植込み型心筋補助用刺激電極及びリード	電気刺激装置用リード	1-13
256	-	IV	人工皮膚	組織代用皮膚	1-34
257	-	IV	コラーゲン使用人工皮膚	組織代用皮膚	1-34
258	-	IV	心臓内パッチ	血管用パッチ	1-05
259	-	IV	人工耳・鼻・喉用吸収性補綴材	整形外科用器具	1-28
260	-	IV	体内用吸収性合成・炭素繊維補綴材	体内固定器具	1-29
261	-	IV	髄膜用補綴材	体内固定器具	1-29
262	-	IV	人工髄鞘	整形外科用器具	1-28
263	-	IV	乳頭用補綴材	整形外科用器具	1-28
264	-	IV	医薬品投与用植込み型避妊具	区分なし(一般的名称単位とする)	1-00
265	-	IV	ヒト硬膜移植片	告示指定品目(品目ごと単位とする)	1-99
266	-	IV	人工心膜用補綴材	体内固定器具	1-29
267	-	IV	人工乳房	人工乳房	1-32
268	-	IV	ゲル充填人工乳房	人工乳房	1-32
269	-	IV	異種移植片グラフト	告示指定品目(品目ごと単位とする)	1-99
270	-	IV	ヒト合成人工硬膜	人工硬膜	1-33
271	-	IV	合成人工硬膜	人工硬膜	1-33
272	-	IV	除細動機能付植込み型両心室ペースングパルスジェネレータ	植込み型の心臓ペースメーカー及び除細動器	1-09
273	-	IV	除細動機能なし植込み型両心室ペースングパルスジェネレータ	植込み型の心臓ペースメーカー及び除細動器	1-09
274	-	IV	補助循環装置用遠心ポンプ	補助人工心臓	1-11
275	-	IV	ヘパリン使用補助循環装置用遠心ポンプ	補助人工心臓	1-11
276	-	IV	補助循環装置用スパイラルポンプ	植込み型の補助人工心臓	1-10
				補助人工心臓	1-11
277	-	IV	補助循環装置用手動クランクポンプ	補助人工心臓	1-11
278	-	IV	単回使用遠心ポンプ	体外循環装置	1-07
279	-	IV	ヘパリン使用単回使用遠心ポンプ	体外循環装置	1-07
280	-	IV	体外設置式補助人工心臓ポンプ	補助人工心臓	1-11
281	-	IV	血管内膜型人工肺	区分なし(一般的名称単位とする)	1-00
282	-	IV	補助人工心臓駆動装置	補助人工心臓	1-11
283	-	IV	単回使用体外設置式補助人工心臓ポンプ	補助人工心臓	1-11
284	-	IV	自動植込み型除細動器	植込み型の心臓ペースメーカー及び除細動器	1-09
285	-	IV	デュアルチャンバ自動植込み型除細動器	植込み型の心臓ペースメーカー及び除細動器	1-09
286	-	IV	細動誘発器	電気刺激装置	1-15
287	-	IV	体内用除細動電極	電気刺激装置	1-15
288	-	IV	人工膵臓	区分なし(一般的名称単位とする)	1-00
289	-	IV	植込み型補助人工心臓システム	植込み型の補助人工心臓	1-10
290	-	IV	植込み型補助人工心臓ポンプ	植込み型の補助人工心臓	1-10
291	-	IV	植込み型補助人工心臓用電源供給ユニット	植込み型の補助人工心臓	1-10
292	-	IV	血圧頸動脈洞枝電気刺激装置	植込み型の電気刺激装置	1-14
				電気刺激装置	1-15
293	-	IV	発作防止用脳電気刺激装置	植込み型の電気刺激装置	1-14
				電気刺激装置	1-15
294	-	IV	昏睡覚醒用迷走神経電気刺激装置	電気刺激装置	1-15
295	-	IV	精神療法用迷走神経電気刺激装置	電気刺激装置	1-15
296	-	IV	植込み型歩行用神経筋電気刺激装置	植込み型の電気刺激装置	1-14
297	-	IV	腹膜カテーテル用吸収性カフ	外科用手術の用に供するカフ	1-30
				カフ	1-31
298	-	IV	コラーゲン使用腹膜カテーテル用吸収性カフ	外科用手術の用に供するカフ	1-30
				カフ	1-31
299	-	IV	抗発作用迷走神経電気刺激装置	電気刺激装置	1-15
300	-	IV	排尿・排便用神経筋電気刺激装置	電気刺激装置	1-15
301	-	IV	除痛用電気刺激装置	電気刺激装置	1-15
302	-	IV	植込み型失禁用神経筋電気刺激装置	植込み型の電気刺激装置	1-14
303	-	IV	振せん用脳電気刺激装置	植込み型の電気刺激装置	1-14
				電気刺激装置	1-15
304	-	IV	植込み型排尿・排便機能制御用スティミュレータ	植込み型の電気刺激装置	1-14
305	-	IV	植込み型疼痛緩和用スティミュレータ	植込み型の電気刺激装置	1-14

別表第1	別表第2	クラス分類	一般的名称	該当製品群	備考欄番号
306	-	IV	ベースメカ・除細動器リード抜きキット	区分なし(一般的名称単位とする)	1-00
307	-	IV	中心循環系アフターローディング式ブラキセラピー装置	放射性同位元素治療装置及び密封線源	1-12
308	-	IV	中心循環系手動式放射線ブラキセラピー装置	放射性同位元素治療装置及び密封線源	1-12
309	-	IV	中心循環系アフターローディング式ブラキセラピー装置用放射線源	放射性同位元素治療装置及び密封線源	1-12
310	-	IV	中心循環系永久刺入向け手動式ブラキセラピー装置用放射線源	放射性同位元素治療装置及び密封線源	1-12
311	-	IV	中心循環系一時留置向け手動式ブラキセラピー装置用放射線源	放射性同位元素治療装置及び密封線源	1-12
312	-	IV	脳用手動式ブラキセラピー装置アプリケーション	放射性同位元素治療装置及び密封線源	1-12
313	-	IV	脳用アフターローディング式ブラキセラピー装置アプリケーション	放射性同位元素治療装置及び密封線源	1-12
314	-	IV	血管用手動式ブラキセラピー装置アプリケーション	放射性同位元素治療装置及び密封線源	1-12
315	-	IV	血管用アフターローディング式ブラキセラピー装置アプリケーション	放射性同位元素治療装置及び密封線源	1-12
316	-	IV	中心循環系汎用手動式ブラキセラピー装置アプリケーション	放射性同位元素治療装置及び密封線源	1-12
317	-	IV	中心循環系汎用アフターローディング式ブラキセラピー装置アプリケーション	放射性同位元素治療装置及び密封線源	1-12
318	-	IV	脳無痛法用電気刺激装置	電気刺激装置	1-15
319	-	IV	植込み型骨電気刺激癒合推進装置	植込み型の電気刺激装置	1-14
320	-	IV	横隔神経電気刺激装置	電気刺激装置	1-15
321	-	IV	植込み型末梢神経無痛法用電気刺激装置	植込み型の電気刺激装置	1-14
322	-	IV	開頭手術用ドリル	整形外科用器具	1-28
323	-	IV	開頭手術用ドリルアタッチメント	整形外科用器具	1-28
324	-	IV	吸収性歯科用骨再建インプラント材	歯科治療用材料	1-38
325	-	IV	心内膜心筋用生検鉗子	非能動機能を有するカテーテル カテーテル	1-22 1-23
326	-	IV	脊椎手術用注入器	区分なし(一般的名称単位とする)	1-00
1066	-	IV	頸動脈用ステント	金属製のステント ステント	1-01 1-02
1067	-	IV	中心循環系塞栓捕捉用カテーテル	非能動機能を有するカテーテル カテーテル	1-22 1-23
1069	-	IV	植込み型心電用データレコーダ	植込み型の心臓ベースメカ及び除細動器	1-09
1072	-	IV	血管狭窄部貫通用カテーテル	非能動機能を有するカテーテル カテーテル	1-22 1-23
1079	-	IV	振動式末梢血管貫通用カテーテルシステム	能動機能を有するカテーテル 非能動機能を有するカテーテル カテーテル	1-21 1-22 1-23
1083	-	IV	ウシ心膜パッチ	告示指定品目(品目ごと単位とする)	1-99
1086	-	IV	中心循環系非吸収性局所止血材	止血材	1-37
1087	-	IV	吸収性頭蓋骨固定用クランプ	体内固定器具	1-29
1088	-	IV	薬剤溶出型大腿動脈用ステント	金属製のステント ステント	1-01 1-02
1089	-	IV	中心静脈留置型経皮的体温調節装置システム	能動機能を有するカテーテル 非能動機能を有するカテーテル カテーテル	1-21 1-22 1-23
1090	-	IV	神経内視鏡用バルーンカテーテル	非能動機能を有するカテーテル カテーテル	1-22 1-23
1093	-	IV	ウシ由来弁付人工血管	告示指定品目(品目ごと単位とする)	1-99
1094	-	IV	冠動脈カテーテル交換用カテーテル	非能動機能を有するカテーテル 能動機能を有するカテーテル カテーテル	1-22 1-21 1-23
1095	-	IV	中心循環系動静脈カニューレ	体外循環装置 カテーテル	1-07 1-23
1098	-	IV	コラーゲン使用吸収性神経再生誘導材	区分なし(一般的名称単位とする)	1-00
1099	-	IV	経カテーテルウシ心の膜弁	告示指定品目(品目ごと単位とする)	1-99
1101	-	IV	ヘパリン使用中心循環系動静脈カニューレ	体外循環装置 カテーテル	1-07 1-23
1102	-	IV	ヒトロンピン含有ゼラチン使用吸収性局所止血材	止血材	1-37
1103	-	IV	ウマ心の膜弁	告示指定品目(品目ごと単位とする)	1-99

別表第1	別表第2	クラス分類	一般の名称	該当製品群	備考欄番号
-	1	II	移動型アナログ式汎用X線診断装置	電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-01
-	2	II	移動型アナログ式汎用一体型X線診断装置	電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-01
-	3	II	ポータブルアナログ式汎用X線診断装置	電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-01
-	4	II	ポータブルアナログ式汎用一体型X線診断装置	電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-01
-	5	II	ポータブルデジタル式汎用X線診断装置	電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-01
-	6	II	ポータブルデジタル式汎用一体型X線診断装置	電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-01
-	7	II	据置型アナログ式汎用X線診断装置	電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-01
-	8	II	据置型アナログ式汎用一体型X線診断装置	電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-01
-	9	II	据置型デジタル式汎用X線診断装置	電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-01
-	10	II	据置型デジタル式汎用一体型X線診断装置	電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-01
-	11	II	移動型デジタル式汎用X線診断装置	電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-01
-	12	II	移動型デジタル式汎用一体型X線診断装置	電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-01
-	13	II	乳房撮影組合せ型X線診断装置	電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-01
-	14	II	据置型アナログ式汎用X線透視診断装置	電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-01
-	15	II	据置型アナログ式汎用一体型X線透視診断装置	電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-01
-	16	II	移動型アナログ式汎用X線透視診断装置	電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-01
-	17	II	移動型アナログ式汎用一体型X線透視診断装置	電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-01
-	18	II	ポータブルアナログ式汎用X線透視診断装置	電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-01
-	19	II	ポータブルアナログ式汎用一体型X線透視診断装置	電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-01
-	20	II	移動型デジタル式汎用X線透視診断装置	電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-01
-	21	II	移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置	電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-01
-	22	II	ポータブルデジタル式汎用X線透視診断装置	電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-01
-	23	II	ポータブルデジタル式汎用一体型X線透視診断装置	電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-01
-	24	II	据置型デジタル式汎用X線透視診断装置	電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-01
-	25	II	据置型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置	電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-01
-	26	II	診断用直線X線断層撮影装置	電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-01
-	27	II	診断用多方向X線断層撮影装置	電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-01
-	28	II	移動型デジタル式循環器用X線透視診断装置	電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-01
-	29	II	移動型アナログ式循環器用X線透視診断装置	電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-01
-	30	II	据置型アナログ式循環器用X線透視診断装置	電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-01
-	31	II	据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置	電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-01
-	32	II	据置型アナログ式乳房用X線診断装置	電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-01
-	33	II	ポータブルアナログ式乳房用X線診断装置	電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-01
-	34	II	移動型アナログ式乳房用X線診断装置	電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-01
-	35	II	据置型デジタル式乳房用X線診断装置	電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-01
-	36	II	移動型デジタル式乳房用X線診断装置	電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-01
-	37	II	ポータブルデジタル式乳房用X線診断装置	電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-01
-	38	II	移動型デジタル式泌尿器・婦人科用X線透視診断装置	電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-01
-	39	II	移動型アナログ式泌尿器・婦人科用X線透視診断装置	電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-01
-	40	II	据置型デジタル式泌尿器・婦人科用X線透視診断装置	電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-01
-	41	II	据置型アナログ式泌尿器・婦人科用X線透視診断装置	電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-01
-	42	II	気脳造影用X線診断装置	電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-01
-	43	II	腹部集団検診用X線診断装置	電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-01
-	44	II	腹部集団検診用一体型X線診断装置	電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-01
-	45	II	胸部集団検診用X線診断装置	電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-01
-	46	II	胸部集団検診用一体型X線診断装置	電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-01
-	47	II	胸・腹部集団検診用X線診断装置	電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-01
-	48	II	胸・腹部集団検診用一体型X線診断装置	電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-01
-	49	II	歯科集団検診用パノラマX線撮影装置	電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-01
-	50	II	単一エネルギー骨X線吸収測定装置	電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-01
-	51	II	単一エネルギー骨X線吸収測定一体型装置	電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-01
-	52	II	二重エネルギー骨X線吸収測定装置	電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-01
-	53	II	二重エネルギー骨X線吸収測定一体型装置	電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-01
-	54	II	X線CT組合せ型循環器用X線診断装置	電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-01
-	55	II	デジタル式口内汎用歯科X線診断装置	電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-01
-	56	II	アナログ式口内汎用歯科X線診断装置	電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-01
-	57	II	アナログ式口外汎用歯科X線診断装置	電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-01
-	58	II	デジタル式口外汎用歯科X線診断装置	電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-01
-	59	II	アナログ式歯科用パノラマX線診断装置	電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-01
-	60	II	デジタル式歯科用パノラマX線診断装置	電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-01
-	61	II	アナログ式歯科用パノラマ・断層撮影X線診断装置	電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-01
-	62	II	デジタル式歯科用パノラマ・断層撮影X線診断装置	電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-01
-	63	II	頭蓋計測用X線診断装置	電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-01
-	64	II	頭蓋計測用一体型X線診断装置	電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-01
-	65	II	歯科用デジタル式X線撮影センサ	電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-01
-	66	II	パノラマ用デジタル式X線センサ	電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-01
-	67	II	頭蓋計測用デジタル式X線センサ	電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-01
-	68	II	部位限定X線CT診断装置	電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-01
-	69	II	全身用X線CT診断装置	電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-01
-	70	II	人体回転型全身用X線CT診断装置	電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-01
-	71	II	全身用エレクトロンビームX線CT診断装置	電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-01
-	72	II	アーム型X線CT診断装置	電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-01
-	73	II	核医学診断用据置型ガンマカメラ	電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-01
-	74	II	核医学診断用移動型ガンマカメラ	電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-01
-	75	II	核医学診断用検出器回転型SPECT装置	電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-01
-	76	II	核医学診断用リング型SPECT装置	電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-01
-	77	II	核医学診断用ボルトロンCT装置	電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-01
-	78	II	核医学データ処理装置	電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-01
-	79	II	骨放射線吸収測定装置	電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-01
-	80	II	R動態機能検査装置	電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-01
-	81	II	核医学診断用直線型スキャナ	電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-01
-	82	II	核医学装置用手持型検出器	電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-01
-	83	II	甲状腺摂取率測定用核医学装置	電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-01

別表第1	別表第2	クラス分類	一般的名称	該当製品群	備考欄番号
-	84	II	核医学装置ワークステーション	電離放射線を利用する能動な画像医療機器 その他能動な画像医療機器(厚生労働大臣が認めるものに限る。)	2-F-01 2-F-03
-	85	II	X線CT組合せ型ボジトロンCT装置	電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-01
-	86	II	X線CT組合せ型SPECT装置	電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-01
-	87	II	ボジトロンCT組合せ型SPECT装置	電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-01
-	88	II	診断用核医学装置及び関連装置吸収補正向け密封線源	電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-01
-	89	II	肺換気機能検査用テクネチウム発生装置	呼吸器用の能動な医療機器(酸素療法用の高圧チャンパー及び吸入麻酔用の機器を含む。)	2-E-02
-	90	II	移動型超音波画像診断装置	非電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-02
-	91	II	汎用超音波画像診断装置	非電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-02
-	92	II	超音波装置用コンピュータ	非電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-02
-	93	II	超音波装置オペレータ用コンソール	非電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-02
-	94	II	超音波頭部用画像診断装置	非電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-02
-	95	II	産婦人科用超音波画像診断装置	非電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-02
-	96	II	乳房用超音波画像診断装置	非電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-02
-	97	II	循環器用超音波画像診断装置	非電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-02
-	98	II	膀胱用超音波画像診断装置	非電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-02
-	99	II	眼科用超音波画像診断装置	眼科の用に供する能動な医療機器	2-E-05
-	100	II	超音波式角膜厚さ計	眼科の用に供する能動な医療機器	2-E-05
-	101	II	超音波増幅器	非電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-02
-	102	II	超音波眼軸長測定装置	眼科の用に供する能動な医療機器	2-E-05
-	103	II	眼科用超音波画像診断・眼軸長測定装置	眼科の用に供する能動な医療機器	2-E-05
-	104	II	超音波式角膜厚さ・眼軸長測定装置	眼科の用に供する能動な医療機器	2-E-05
-	105	II	食道向け超音波診断用プローブ	非電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-02
-	106	II	鼻腔向け超音波診断用プローブ	非電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-02
-	107	II	据付型体外式超音波診断用プローブ	非電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-02
-	108	II	手持型体外式超音波診断用プローブ	非電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-02
-	109	II	非血管系手術向け超音波診断用プローブ	非電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-02
-	110	II	腔向け超音波診断用プローブ	非電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-02
-	111	II	直腸向け超音波診断用プローブ	非電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-02
-	112	II	人体開口部用超音波プローブカバー	非能動な器具	2-A-06
-	113	II	術中用超音波プローブカバー	非能動な器具	2-A-06
-	114	II	超音波プローブ穿刺用キット	非能動な器具	2-A-06
-	115	II	体腔向け超音波診断用プローブ	非電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-02
-	116	II	膀胱向け超音波診断用プローブ	非電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-02
-	117	II	据付型体外式水槽タイプ超音波診断用プローブ	非電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-02
-	118	II	超音波装置用シンクロナイザ	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	119	II	超音波骨密度測定装置	非電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-02
-	120	II	超音波プローブポジショニングユニット	非電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-02
-	121	II	常電導磁石式乳房用MR装置	非電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-02
-	122	II	常電導磁石式全身用MR装置	非電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-02
-	123	II	常電導磁石式頭部・四肢用MR装置	非電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-02
-	124	II	常電導磁石式循環器用MR装置	非電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-02
-	125	II	超電導磁石式乳房用MR装置	非電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-02
-	126	II	超電導磁石式全身用MR装置	非電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-02
-	127	II	超電導磁石式頭部・四肢用MR装置	非電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-02
-	128	II	超電導磁石式循環器用MR装置	非電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-02
-	129	II	永久磁石式頭部・四肢用MR装置	非電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-02
-	130	II	永久磁石式全身用MR装置	非電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-02
-	131	II	永久磁石式乳房用MR装置	非電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-02
-	132	II	永久磁石式循環器用MR装置	非電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-02
-	133	II	MR装置用高周波コイル	非電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-02
-	134	II	MR装置ワークステーション	電離放射線を利用する能動な画像医療機器 その他能動な画像医療機器(厚生労働大臣が認めるものに限る。)	2-F-02 2-F-03
-	135	II	コンピュータドグラジオグラフィ	電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-01
-	136	II	フィルム読取式デジタルラジオグラフィ	電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-01
-	137	II	電子管出力読取式デジタルラジオグラフィ	電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-01
-	138	II	X線平面検出器出力読取式デジタルラジオグラフィ	電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-01
-	139	II	X線管装置	電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-01
-	140	II	据置型診断用X線発生装置	電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-01
-	141	II	据置型診断用一体型X線発生装置	電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-01
-	142	II	移動型診断用X線発生装置	電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-01
-	143	II	移動型診断用一体型X線発生装置	電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-01
-	144	II	ポータブル診断用X線発生装置	電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-01
-	145	II	ポータブル診断用一体型X線発生装置	電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-01
-	146	II	赤外線サーモグラフィ装置	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	147	II	サーモグラフィ装置オペレータ用コンソール	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	148	II	電動式液晶サーモグラフィ装置	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	149	II	マイクロ波サーモグラフィ装置	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	150	II	X線画像診断装置ワークステーション	電離放射線を利用する能動な画像医療機器 その他能動な画像医療機器(厚生労働大臣が認めるものに限る。)	2-F-01 2-F-03
-	151	II	超音波装置ワークステーション	その他能動な画像医療機器(厚生労働大臣が認めるものに限る。)	2-F-03
-	152	II	電気インピーダンススケヤナ	生体信号に関わらない生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-01
-	153	II	汎用画像診断装置ワークステーション	その他能動な画像医療機器(厚生労働大臣が認めるものに限る。)	2-F-03
-	154	II	OCT画像診断装置	非電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-02
-	155	II	手動式造影剤注入装置	注射・点滴・輸血及び透析の用に供する非能動な非理療医療機器	2-A-02
-	156	II	多相電動式造影剤注入装置	体外循環・点滴又は血液フェレシスの用に供する能動な医療機器	2-E-01
-	157	II	単相電動式造影剤注入装置	体外循環・点滴又は血液フェレシスの用に供する能動な医療機器	2-E-01
-	158	II	バリウム注腸用造影剤注入・排泄キット	体外循環・点滴又は血液フェレシスの用に供する能動な医療機器	2-E-01
-	159	II	放射線薬剤投与装置	体外循環・点滴又は血液フェレシスの用に供する能動な医療機器	2-E-01
-	160	II	電子体温計	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	161	II	連続測定電子体温計	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	162	II	熱流補償式体温計	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	163	II	耳赤外線体温計	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02

別表第1	別表第2	クラス分類	一般の名称	該当製品群	備考欄番号
-	164	II	皮膚赤外線体温計	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	165	II	りん光・光ファイバ体温計	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	166	II	再使用可能な能動型機器接続体温計プローブ	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	167	II	自動電子血圧計	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	168	II	医用電子血圧計	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	169	II	手動式電子血圧計	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	170	II	容積補償式血圧計	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	171	II	中心・末梢静脈血圧モニタ	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	172	II	長時間血圧記録用データレコーダ	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	173	II	眼底血圧計	眼科の用に供する能動な医療機器	2-E-05
-	174	II	血圧脈波検査装置	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	175	II	単回使用静脈ライン用マノメータセット	測定機能を有する非能動な非埋植医療機器	2-A-04
-	176	II	電子聴診器	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	177	II	超音波聴診器	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	178	II	心磁計	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	179	II	脳磁計	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	180	II	筋磁計	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	181	II	熱希釈心拍出量計	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	182	II	サーマルコイル付熱希釈心拍出量計	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	183	II	色素希釈心拍出量計	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	184	II	インピーダンス心拍出量計	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	185	II	心弾動同位体心拍出量計	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	186	II	フィック法心拍出量計	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	187	II	熱希釈心拍出量計用注排ポンプ	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	188	II	放射性同位体心拍出量計	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	189	II	超音波心拍出量計	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	190	II	動脈圧心拍出量計	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	191	II	バルスカンター心拍出量計	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	192	II	多用途測定記録装置	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	193	II	睡眠評価装置	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	194	II	非中心循環系アンギオ検査装置	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	195	II	電磁血流量計	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	196	II	超音波血流量計	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	197	II	超音波ドブラ血流量測定装置	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	198	II	レーザ血流量計	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	199	II	磁気共鳴血流量計	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	200	II	非留置型血流量トランスデューサ	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	201	II	髄液圧力モニタ	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	202	II	電子式髄液圧力モニタ	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	203	II	子宮内圧力モニタ	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	204	II	食道内圧力モニタ	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	205	II	単回使用圧トランスデューサ	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	206	II	再使用可能な圧トランスデューサ	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	207	II	再使用可能な圧トランスデューサ用ドーム	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	208	II	単回使用圧トランスデューサ用ドーム	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	209	II	筋膜内圧力モニタ	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-01
-	210	II	パロスタット	生体信号に関わらない生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-01
-	211	II	インフュージョンポンプ	体外循環、点滴又は血液フェレシスの用に供する能動な医療機器	2-E-01
-	212	II	眼圧計	眼科の用に供する能動な医療機器	2-E-05
-	213	II	トノグラフ	眼科の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-05
-	214	II	単回使用圧平眼圧計用プリズム	眼科の用に供する能動な医療機器	2-E-05
-	215	II	汎用心音計	眼科の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-05
-	216	II	胎児心音計	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	217	II	胎児超音波心音計	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	218	II	心拍数モニタ	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	219	II	脈拍数計	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	220	II	心音トランスデューサ	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	221	II	人体開口部単回使用体温計プローブ	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	222	II	電気音響トランスデューサ	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	223	II	膀胱検査用超音波プローブ	生体信号に関わらない生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-01
-	224	II	膀胱計	生体信号に関わらない生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-01
-	225	II	局所ボディプレティスモグラフ	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	226	II	尿動態測定システム	生体信号に関わらない生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-01
-	227	II	ポータブル勃起データレコーダ	生体信号に関わらない生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-01
-	228	II	全身プレティスモグラフ	生体信号に関わらない生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-01
-	229	II	コンパートメント圧力モニタ	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	230	II	圧力増幅器	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	231	II	心音・脈波ユニット	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	232	II	汎用心電計	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	233	II	長時間心電用データレコーダ	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	234	II	リアルタイム解析型心電図記録計	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	235	II	ホルタ解析装置	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	236	II	心電図解析用コンピュータ	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	237	II	心臓運動負荷モニタリングシステム	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	238	II	心電図電話伝送装置	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	239	II	心尖拍動図	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02



別表第1	別表第2	クラス分類	一般的名称	該当製品群	備考欄番号
-	240	II	ヒス束検出器	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	241	II	インピーダンスカディオグラフ	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	242	II	ベクトル心電計	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	243	II	心臓キモグラフ	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	244	II	虚血モニタリングシステムモジュール	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	245	II	運動負荷試験用コンピュータ	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	246	II	心電図増幅器	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	247	II	多機能心電計	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	248	II	心電・血圧ホルタ記録器	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	249	II	発作時心臓活動記録装置	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	250	II	超音波診断装置付心電計	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	251	II	脳波計	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	252	II	視覚誘発反応刺激装置	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器 生体信号に関与しない生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器 刺激又は抑制の用に供する能動な医療機器	2-G-02 2-G-01 2-E-03
-	253	II	聴覚誘発反応刺激装置	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器 生体信号に関与しない生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器 刺激又は抑制の用に供する能動な医療機器	2-G-02 2-G-01 2-E-03
-	254	II	胎児聴覚誘発反応刺激装置	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器 生体信号に関与しない生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器 刺激又は抑制の用に供する能動な医療機器	2-G-02 2-G-01 2-E-03
-	255	II	脳波スペクトル分析装置	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器 生体信号に関与しない生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02 2-G-01
-	256	II	マップ脳波計	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	257	II	磁気刺激装置	刺激又は抑制の用に供する能動な医療機器	2-E-03
-	258	II	頭皮内脳波用電極	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	259	II	長時間脳波用データレコーダ	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	260	II	てんかんアラーム	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	261	II	脳波用増幅器	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	262	II	長時間脳波解析装置	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	263	II	筋電計	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	264	II	筋電計電極	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	265	II	電気誘発反応刺激装置	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器 刺激又は抑制の用に供する能動な医療機器	2-G-02 2-E-03
-	266	II	顔面神経刺激装置	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	267	II	体性感覚誘発神経電気刺激装置	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	268	II	診断用神経筋電気刺激装置	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	269	II	診断用心臓電気刺激装置	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	270	II	電気刺激装置用針電極	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	271	II	皮下刺激用プローブ	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	272	II	筋電用増幅器	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	273	II	生体信号調整装置	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	274	II	聴覚誘発反応測定装置	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器 生体信号に関与しない生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02 2-G-01
-	275	II	誘発反応測定装置	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器 生体信号に関与しない生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02 2-G-01
-	276	II	産科用周産期生理学的データ分析装置	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	277	II	産科用出産前期生理学的データ分析装置	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	278	II	膀胱用電極	生体信号に関与しない生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-01
-	279	II	エレクトログロブグラフ	生体信号に関与しない生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-01
-	280	II	心臓画像処理装置	非電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-02
-	281	II	眼振計	生体信号に関与しない生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-01
-	282	II	網膜電位計	眼科の用に供する能動な医療機器	2-E-05
-	283	II	食道電極	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	284	II	胎児頭皮用電極	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	285	II	視覚誘発反応測定装置	生体信号に関与しない生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-01
-	286	II	眼電位計	眼科の用に供する能動な医療機器	2-E-05
-	287	II	生体信号増幅器	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	288	II	ブロックモータ用末梢神経電気刺激装置	刺激又は抑制の用に供する能動な医療機器	2-E-03
-	289	II	患者モニタシステム	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	290	II	セントラルモニタ	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	291	II	呼吸数モニタ	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	292	II	換気モニタ	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	293	II	非観血血圧モニタ	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	294	II	血圧アラーム	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	295	II	観血血圧モニタ	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	296	II	多項目モニタ	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	297	II	心電図エスティ部モニタ	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	298	II	呼吸モニタ	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	299	II	心電図モニタ	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	300	II	脳波モニタ	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	301	II	心電モジュール	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	302	II	呼吸モジュール	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	303	II	観血血圧モジュール	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	304	II	非観血血圧モジュール	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	305	II	二酸化炭素モジュール	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	306	II	多機能モジュール	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	307	II	パルスオキシメータモジュール	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	308	II	心拍出量モジュール	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	309	II	体温モジュール	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	310	II	可搬型多項目モニタ	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	311	II	マルチガスモジュール	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	312	II	心臓内オキシメータモジュール	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02

別表第1	別表第2	クラス分類	一般の名称	該当製品群	備考欄番号
-	313	II	長時間心電記録モジュール	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	314	II	筋電計モジュール	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	315	II	位置決定用神経探知モジュール	生体信号に関わらない生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-01
-	316	II	脳波モジュール	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	317	II	心臓内オキシメータ	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	318	II	パルスオキシメータ	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	319	II	パルスオキシ・カブノメータ	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	320	II	経皮血中ガス分析装置・パルスオキシメータ組合せ生体現象監視用機器	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	321	II	経皮血液ガスセンサ・パルスオキシメータプローブ組合せ生体現象監視用機器	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	322	II	新生児モニタ	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	323	II	胎児心臓モニタ	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	324	II	子宮収縮モニタ	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	325	II	分娩監視装置	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	326	II	テレメトリー式心拍痛計	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	327	II	テレメトリー式心拍痛計受信機	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	328	II	テレメトリー式心拍痛計送信機	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	329	II	経皮血中ガス分析装置	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	330	II	経皮血液ガスモジュール	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	331	II	経皮血液ガスセンサ	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	332	II	皮下血中ガス分析装置	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	333	II	気道内圧モニタ	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	334	II	胃腸・食道運動モニタ	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	335	II	胎児脳波モニタ	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	336	II	呼吸低下アラーム	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	337	II	テレメトリー式心電計	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	338	II	テレメトリー式筋電受信機	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	339	II	テレメトリー式脳波計	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	340	II	テレメトリー式パルスオキシメータ	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	341	II	テレメトリー式心電受信機	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	342	II	テレメトリー式脳波送信機	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	343	II	テレメトリー式心電送信機	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	344	II	テレメトリー式脳波受信機	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	345	II	テレメトリー式パルスオキシメータ送信機	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	346	II	テレメトリー式筋電計	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	347	II	テレメトリー式筋電送信機	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	348	II	テレメトリー式パルスオキシメータ受信機	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	349	II	テレメトリー式生体信号測定装置	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	350	II	テレメトリー式心電受信モジュール	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	351	II	テレメトリー式データ送信機	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	352	II	長時間呼吸肺機能データレコーダ	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	353	II	長時間体温データレコーダ	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	354	II	呼吸曲線図データレコーダ	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	355	II	呼吸流量図データレコーダ	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	356	II	神経モニタ	生体信号に関わらない生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-01
-	357	II	長時間身体活動データレコーダ	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	358	II	長時間原動態データレコーダ	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	359	II	ペーハーセンサ付食道用力テール	区分なし(一般の名称単位とする)	2-X-00
-	360	II	黄疸計	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	361	II	小児用肺機能分析装置	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	362	II	ピークフローセンサ・バイロメータ	生体信号に関わらない生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-01
-	363	II	呼吸流量計	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	364	II	呼吸抵抗計	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	365	II	電子式診断用バイロメータ	生体信号に関わらない生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-01
-	366	II	オキシヘモグロビン分析装置	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	367	II	機能検査オキシメータ	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	368	II	基礎代謝測定装置	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	369	II	窒素ガス分析装置	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	370	II	炭酸ガス分析装置	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	371	II	水素ガス分析装置	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	372	II	二酸化窒素ガス分析装置	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	373	II	カブノメータ	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	374	II	炭酸ガス酸素同位体比分析装置	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	375	II	成人用肺機能分析装置	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	376	II	呼吸機能測定装置	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	377	II	鼻腔抵抗計測定装置	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	378	II	水蒸気ガス分析装置	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	379	II	ガス差圧トランスデューサ	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	380	II	長期モニタリングバイロメータ	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	381	II	一酸化炭素ガス分析装置	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	382	II	肺運動負荷モニタリングシステム	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	383	II	診断用気道陽圧ユニット	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	384	II	一酸化窒素ガス分析装置	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	385	II	X線CT診断装置キセンガス管理システム	電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-01
-	386	II	核医学診断用キセンガス管理システム	電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-01
-	387	II	単回使用核医学診断用キセンガス吸入用セット	非能動な器具	2-A-06
-	388	II	マルチガスモニタ	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	389	II	肺機能検査用フィルタ	非能動な器具	2-A-06
-	390	II	呼吸循環検査装置	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	391	II	自動視野・眼撮影装置	眼科の用に供する能動な医療機器	2-E-05
-	392	II	レフラクト・ケラトトノメータ	眼科の用に供する能動な医療機器	2-E-05
-	393	II	眼科用干渉縞視力測定器	眼科の用に供する能動な医療機器	2-E-05
-	394	II	房水・フラセリアアナライザ	眼科の用に供する能動な医療機器	2-E-05
-	395	II	眼球運動検査装置	眼科の用に供する能動な医療機器	2-E-05

別表第1	別表第2	クラス分類	一般的名称	該当製品群	備考欄番号
-	396	II	光学式眼内寸法測定装置	眼科の用に供する能動な医療機器	2-E-05
-	397	II	振せん描画器	生体信号に関わらない生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-01
-	398	II	神経疾患診断用定量的感覚検査器	生体信号に関わらない生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-01
-	399	II	雑音発生オージオメータ	生体信号に関わらない生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-01
-	400	II	視覚強化オージオメータ	生体信号に関わらない生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-01
-	401	II	純音オージオメータ	生体信号に関わらない生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-01
-	402	II	手動式オージオメータ	生体信号に関わらない生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-01
-	403	II	自動記録オージオメータ	生体信号に関わらない生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-01
-	404	II	コンピュータ制御オージオメータ	生体信号に関わらない生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-01
-	405	II	語音用オージオメータ	生体信号に関わらない生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-01
-	406	II	インピーダンスオージオメータ	生体信号に関わらない生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-01
-	407	II	純音聴力検査及び語音聴覚検査機能付インピーダンスオージオメータ	生体信号に関わらない生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-01
-	408	II	他覚式聴力検査装置	生体信号に関わらない生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-01
-	409	II	耳音響放射装置	生体信号に関わらない生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-01
-	410	II	耳音響放射装置	生体信号に関わらない生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-01
-	411	II	耳音響放射測定機能付聴覚誘発反応測定装置	生体信号に関わらない生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-01
-	412	II	回転・振子・直線加速度刺激装置	生体信号に関わらない生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-01
-	413	II	平衡機能検査システム	生体信号に関わらない生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	414	II	定量的感覚検査用嗅覚計	生体信号に関わらない生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	415	II	トノスコプ	生体信号に関わらない生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	416	II	前庭機能熱刺激装置	生体信号に関わらない生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	417	II	触覚用定量的感覚検査器	生体信号に関わらない生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-01
-	418	II	電磁刺激装置	生体信号に関わらない生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-01
-	419	II	位置決定用神経探知刺激装置	生体信号に関わらない生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-01
-	420	II	局所麻酔用神経刺激装置	生体信号に関わらない生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	421	II	定量的感覚検査用温度分析装置	生体信号に関わらない生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	422	II	温度覚用定量的感覚検査器	生体信号に関わらない生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	423	II	単回使用神経ロケータ	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	424	II	電気味覚計	生体信号に関わらない生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-01
-	425	II	眼球運動刺激装置	生体信号に関わらない生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-01
-	426	II	電動式皮膚痛覚計	生体信号に関わらない生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-01
-	427	II	生理学的神経筋機能分析装置	生体信号に関わらない生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-01
-	428	II	ミオグラフ	生体信号に関わらない生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	429	II	会陰圧測定器	生体信号に関わらない生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-01
-	430	II	脊柱湾曲モニタ	生体信号に関わらない生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-01
-	431	II	定量的感覚検査用バルボメータ	生体信号に関わらない生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-01
-	432	II	十字韌帯機能検査機器	リハビリテーションの用に供する能動な医療機器	2-E-08
-	433	II	眼底カメラ	眼科の用に供する能動な医療機器	2-E-05
-	434	II	眼撮影装置	眼科の用に供する能動な医療機器	2-E-05
-	435	II	喉頭ストロボスコプ装置	生体信号に関わらない生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-01
-	436	II	脂肪・除脂肪量分析装置	生体信号に関わらない生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-01
-	437	II	体成分分析装置	生体信号に関わらない生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-01
-	438	II	発声機能検査装置	生体信号に関わらない生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-01
-	439	II	舌圧測定器	測定機能を有する非能動な非理植医療機器	2-A-04
-	440	II	内視鏡用テレスコープ	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	441	II	軟性十二指腸鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	442	II	軟性胃十二指腸鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	443	II	軟性胃内視鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	444	II	軟性食道鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	445	II	軟性S字結腸鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	446	II	軟性大腸鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	447	II	軟性膀胱鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	448	II	軟性尿道鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	449	II	軟性鼻咽頭鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	450	II	軟性気管支鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	451	II	軟性腎盂鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	452	II	軟性膀胱鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	453	II	軟性小腸鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	454	II	軟性クルドスコプ	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	455	II	軟性膀胱尿道鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	456	II	軟性胸腔鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	457	II	軟性尿管鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	458	II	軟性喉頭鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	459	II	軟性挿管用喉頭鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	460	II	軟性咽頭鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	461	II	軟性尿管腎盂鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	462	II	軟性子宮鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	463	II	軟性腹腔鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	464	II	軟性口腔鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	465	II	軟性上顎洞鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	466	II	軟性涙道鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	467	II	軟性乳管鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	468	II	軟性形成外科用内視鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	469	II	軟性耳内視鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	470	II	軟性卵管鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	471	II	軟性関節鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	472	II	軟性縦隔鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	473	II	軟性尿道鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	474	II	軟性鼻腔鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	475	II	軟性副鼻腔鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	476	II	軟性鼻咽頭鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	477	II	ビデオ軟性気管支鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	478	II	ビデオ軟性胃内視鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04

別表第1	別表第2	クラス分類	一般的名称	該当製品群	備考欄番号
-	479	II	ビデオ軟性S字結腸鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	480	II	ビデオ軟性膀胱尿道鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	481	II	ビデオ軟性喉頭鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	482	II	内視鏡ビデオ画像システム	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	483	II	ビデオ軟性十二指腸鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	484	II	ビデオ軟性大腸鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	485	II	ビデオ軟性腹腔鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	486	II	ビデオ硬性腹腔鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	487	II	ビデオ軟性小腸鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	488	II	ビデオ軟性胆道鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	489	II	ビデオ軟性腎盂鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	490	II	ビデオ軟性食道鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	491	II	ビデオ軟性尿管鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	492	II	ビデオ軟性咽喉頭鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	493	II	ビデオ軟性尿管腎盂鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	494	II	ビデオ軟性胃十二指腸鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	495	II	ビデオ軟性挿管用喉頭鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	496	II	ビデオ硬性挿管用喉頭鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	497	II	ビデオ軟性口腔鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	498	II	ビデオ軟性上顎洞鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	499	II	ビデオ軟性涙道鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	500	II	ビデオ軟性乳管鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	501	II	ビデオ軟性形成外科用内視鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	502	II	ビデオ軟性耳内視鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	503	II	ビデオ軟性卵管鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	504	II	ビデオ軟性関節鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	505	II	ビデオ軟性縦隔鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	506	II	ビデオ軟性尿道鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	507	II	ビデオ軟性鼻咽喉鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	508	II	ビデオ軟性鼻鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	509	II	ビデオ軟性副鼻腔鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	510	II	ビデオ軟性胸腔鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	511	II	ビデオ軟性子宮鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	512	II	ビデオ軟性経管鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	513	II	ビデオ軟性鼻咽喉頭鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	514	II	ビデオ軟性膀胱鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	515	II	ビデオ軟性クルドスコープ	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	516	II	硬性腎盂鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	517	II	硬性膀胱鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	518	II	腎盂鏡検査キット	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	519	II	硬性レゼクトスコープ	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	520	II	硬性尿道鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	521	II	硬性膀胱尿道鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	522	II	硬性尿管鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	523	II	硬性尿管腎盂鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	524	II	硬性ウレシトーム	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	525	II	硬性肛門鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	526	II	硬性胃内視鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	527	II	硬性腹腔鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	528	II	硬性S字結腸鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	529	II	硬性気管支鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	530	II	硬性挿管用喉頭鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	531	II	硬性喉頭鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	532	II	肛門括約筋鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	533	II	腹腔鏡キット	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	534	II	経膈硬性羊水鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	535	II	経腹硬性羊水鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	536	II	硬性関節鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	537	II	硬性クルドスコープ	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	538	II	硬性直達鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	539	II	硬性縦隔鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	540	II	硬性鼻咽喉鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	541	II	硬性骨盤鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	542	II	硬性直腸鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	543	II	硬性鼻腔鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	544	II	硬性胸腔鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	545	II	硬性手術用ランバースコープ	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	546	II	硬性子宮鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	547	II	硬性鼻咽喉鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	548	II	硬性上顎洞鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	549	II	硬性食道鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	550	II	硬性咽喉鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	551	II	硬性鼓膜鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	552	II	硬性アデノスコープ	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	553	II	硬性副鼻腔鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	554	II	手術用直腸鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	555	II	筋膜下切除術用内視鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	556	II	硬性涙道鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	557	II	硬性乳管鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	558	II	硬性形成外科用内視鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	559	II	硬性耳内視鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	560	II	硬性卵管鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	561	II	硬性口腔鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04

別表第1	別表第2	クラス分類	一般的名称	該当製品群	備考欄番号
-	562	II	眼科用内視鏡	眼科の用に供する能動な医療機器	2-E-05
-	563	II	超音波軟性胃十二指腸鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	564	II	超音波硬性腹腔鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	565	II	超音波軟性十二指腸鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	566	II	超音波軟性大腸鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	567	II	超音波軟性腹腔鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	568	II	超音波軟性気管支鏡	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	569	II	超音波内視鏡観測システム	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	570	II	送気送水機能付内視鏡用光源・プロセス装置	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	571	II	送気送水機能付外部電源式内視鏡用光源装置	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	572	II	送気送水機能付バッテリー式内視鏡用光源装置	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	573	II	子宮鏡用ガス拡張装置	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	574	II	双極内視鏡用コアグレータ	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	575	II	単極内視鏡用コアグレータ	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	576	II	内視鏡用電気手術器	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	577	II	関節鏡用液体拡張装置	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	578	II	内視鏡用灌流・吸引装置	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	579	II	子宮鏡用液体拡張装置	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	580	II	内視鏡用モニター・シールド付電気手術器	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	581	II	関節鏡用ガス拡張装置	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	582	II	内視鏡用送気ポンプ	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	583	II	内視鏡用送水装置	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	584	II	内視鏡用送気送水装置	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	585	II	内視鏡挿入形状検出装置	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	586	II	内視鏡用灌流・吸引向けプローブ	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	587	II	再使用可能な電気手術向け内視鏡用スネア	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	588	II	内視鏡用ワーキングエレメント	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	589	II	再使用可能な内視鏡用能動処置具	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	590	II	単回使用内視鏡用能動処置具	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	591	II	単回使用電気手術向け内視鏡用スネア	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	592	II	再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	593	II	単回使用高周波処置用内視鏡能動器具	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	594	II	電気手術向け内視鏡用熱ダイオード	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	595	II	内視鏡用能動切除器具	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	596	II	人工開口向け単回使用内視鏡用カニューレ	非能動な器具	2-A-06
-	597	II	人工開口向け単回使用内視鏡用拡張器	非能動な器具	2-A-06
-	598	II	胎児血液サンブラ	非能動な器具	2-A-06
-	599	II	人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具	非能動な器具	2-A-06
-	600	II	人工開口向け単回使用内視鏡用感染防止シース	非能動な器具	2-A-06
-	601	II	気管支鏡用換気シース	非能動な器具	2-A-06
-	602	II	喉頭ストロボスコープ	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	603	II	腹腔鏡用病変部吊り上げ具	非能動な器具	2-A-06
-	604	II	人工開口向け内視鏡用くもり止め	非能動な器具	2-A-06
-	605	II	健康検診システム	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	606	II	バイオフィードバックシステム	リハビリテーションの用に供する能動な医療機器	2-E-08
-	607	II	物超トランスデューサ	生体信号に関わらない生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-01
-	608	II	胃ペーパー用長時間データレコーダ	生体信号に関わらない生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-01
-	609	II	歯科診断用口腔内カメラ	歯科の用に供する能動な医療機器	2-E-06
-	610	II	骨盤検査キット	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	611	II	単回使用組織生検用針	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	612	II	吸引式組織生検用針キット	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	613	II	単回使用胆管造影用針	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	614	II	単回使用皮下注射用針	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	615	II	単回使用動脈注射用針	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	616	II	単回使用尖叉試験用針	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	617	II	尖叉試験・ワクチン用針	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	618	II	単回使用フィルタ針	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	619	II	単回使用皮下注射ポート用針	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	620	II	単回使用注射用針	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	621	II	単回使用フィステル用針	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	622	II	単回使用眼科用カニューレ	眼科の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-05
-	623	II	単回使用眼科手術用チューブ付カニューレ	眼科の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-05
-	624	II	単回使用眼科手術用カニューレ	眼科の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-05
-	625	II	単回使用採血用針	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	626	II	単回使用先丸針	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	627	II	単回使用吸引用針	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	628	II	単回使用手動式ランセット	非能動な器具	2-A-06
-	629	II	導入針	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	630	II	プレフィル式シリンジ用両刃針	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	631	II	単回使用骨内注入用針	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	632	II	単回使用注排用針	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	633	II	眼科用針	眼科の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-05
-	634	II	歯科用注射針	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-				歯科の用に供する非能動な器具	2-D-01
-	635	II	医薬品・ワクチン注入用針	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	636	II	単回使用内視鏡下硬化療法用注射針	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	637	II	単回使用内視鏡用注射針	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	638	II	経皮エタノール注入用針	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	639	II	造影剤注入用針	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	640	II	汎用針付注射筒	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	641	II	血液ガス検体採取用注射筒	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	642	II	能動型機器接続麻酔用注射筒	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01

別表第1	別表第2	クラス分類	一般的名称	該当製品群	備考欄番号
-	643	II	カートリッジ型針なし皮下注射用注射筒	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	644	II	カートリッジ型非露出針付皮下注射用注射筒	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	645	II	医薬品・ワクチン注入用注射筒	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	646	II	硬膜外位置確認ロスオブレジスタンス用注射筒	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
-	647	II	一時的使用麻酔用穿刺針	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
-	648	II	ポート付穿刺針	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	649	II	プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	650	II	プラスチックカニューレ型腰部用穿刺針	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	651	II	透析用留置針	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	652	II	画像誘引生検キット	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	653	II	薬液注入用針	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	654	II	神経探索用セット	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	655	II	マーカ挿入用セット	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	656	II	レーザー照射療法用セット	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	657	II	レーザー照射療法用キット	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	658	II	経腔薬液注入針	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	659	II	ブラキセラビー穿刺セット	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	660	II	電磁波凝固療法用針	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	661	II	電磁波凝固療法用キット	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	662	II	温熱療法用針	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	663	II	温熱療法用キット	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	664	II	単回使用関節造影キット	整形外科又はリハビリテーションの用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-03
-	665	II	骨髄生検キット	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	666	II	腎臓生検キット	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	667	II	子宮内組織採取キット	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	668	II	軟組織生検キット	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	669	II	電動式軟組織生検キット	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	670	II	単回使用骨髄採取・移送セット	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	671	II	肺生検キット	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	672	II	脳生検キット	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	673	II	単回使用腰椎穿刺キット	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	674	II	単回使用腰椎穿刺用針	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	675	II	単回使用胸膜腹膜用針	非能動な器具	2-A-06
-	676	II	単回使用自動ランセット	非能動な器具	2-A-06
-	677	II	再使用可能な手動式ランセット	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	678	II	食道静脈瘤硬化療法用針	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	679	II	胸部用トコカール	非能動な器具	2-A-06
-	680	II	腹部用トコカール	非能動な器具	2-A-06
-	681	II	羊膜用トコカール	非能動な器具	2-A-06
-	682	II	胆嚢用トコカール	非能動な器具	2-A-06
-	683	II	消化器・泌尿器科用トコカール	非能動な器具	2-A-06
-	684	II	胃瘻造設用トコカール	非能動な器具	2-A-06
-	685	II	単回使用羊水穿刺針	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	686	II	単回使用羊水穿刺キット	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	687	II	単回使用トコカールスリーブ	非能動な器具	2-A-06
-	688	II	侵襲式単回使用トコカールスリーブ固定具	非能動な器具	2-A-06
-	689	II	単回使用トコカールガイドロッド	非能動な器具	2-A-06
-	690	II	単回使用トコカールスリーブ拡張器	非能動な器具	2-A-06
-	691	II	単回使用皮下導通トンネル	非能動な器具	2-A-06
-	692	II	泌尿器用ニードルガイド	非能動な器具	2-A-06
-	693	II	短期的使用空腸瘻用カテーテル	非能動な器具	2-A-06
-	694	II	短期的使用経腸栄養キット	非能動な器具	2-A-06
-	695	II	食道経由経腸栄養用チューブ	非能動な器具	2-A-06
-	696	II	短期的使用腸瘻栄養用チューブ	非能動な器具	2-A-06
-	697	II	短期的使用胃瘻栄養用チューブ	非能動な器具	2-A-06
-	698	II	空腸瘻栄養用チューブ	非能動な器具	2-A-06
-	699	II	短期的使用胃瘻用ポタン	非能動な器具	2-A-06
-	700	II	消化管用チューブ	非能動な器具	2-A-06
-	701	II	短期的使用経鼻胃チューブ	非能動な器具	2-A-06
-	702	II	短期的使用経鼻・経口胃チューブ	非能動な器具	2-A-06
-	703	II	胃内排泄用チューブ	非能動な器具	2-A-06
-	704	II	胃内食欲抑制用バルーン	非能動な器具	2-A-06
-	705	II	水銀バルーン用シングルルーメンチューブ	非能動な器具	2-A-06
-	706	II	短期的使用食道用チューブ	非能動な器具	2-A-06
-	707	II	短期的使用胃食道用滅菌済みチューブ及びカテーテル	非能動な器具	2-A-06
-	708	II	食道静脈瘤硬化療法向け内視鏡固定用バルーン	非能動な器具	2-A-06
-	709	II	食道静脈瘤硬化療法用止血バルーン	非能動な器具	2-A-06
-	710	II	スーチャーアンカ	非能動な器具	2-A-06
-	711	II	直腸用チューブ	非能動な器具	2-A-06
-	712	II	バリウム用洗腸キット	非能動な器具	2-A-06
-	713	II	腸管減圧用チューブ	非能動な器具	2-A-06
-	714	II	短期的使用乳児用経腸栄養キット	非能動な器具	2-A-06
-	715	II	消化管用ガイドワイヤ	非能動な器具	2-A-06
-	716	II	腸管用バルーンカテーテル	非能動な器具	2-A-06
-	717	II	腸管用チューブ	非能動な器具	2-A-06
-	718	II	短期的使用胆管・膵管用カテーテル	非能動な器具	2-A-06
-	719	II	短期的使用胆管用カテーテル	非能動な器具	2-A-06
-	720	II	胆汁ドレーン	非能動な器具	2-A-06
-	721	II	胆管造影用カテーテル	非能動な器具	2-A-06
-	722	II	胆管向け圧測定用カテーテル	非能動な器具	2-A-06
-	723	II	胆管用ステントイントロデューサ	非能動な器具	2-A-06
-	724	II	単回使用内視鏡用結石摘出鉗子	非能動な器具	2-A-06
-	725	II	胆管拡張用カテーテル	非能動な器具	2-A-06

別表第1	別表第2	クラス分類	一般的名称	該当製品群	備考欄番号
-	726	II	胆道結石除去用カテーテルセット	非能動な器具	2-A-06
-	727	II	結石抽出用バルーンカテーテル	非能動な器具	2-A-06
-	728	II	結石破砕用鉗子	非能動な器具	2-A-06
-	729	II	バリウム注腸向け直腸用カテーテル	非能動な器具	2-A-06
-	730	II	胃減圧チューブ	非能動な器具	2-A-06
-	731	II	オーバチューブ	非能動な器具	2-A-06
-	732	II	胆道用カテーテル	非能動な器具	2-A-06
-	733	II	内視鏡下拡張用カテーテル	非能動な器具	2-A-06
-	734	II	気管吸引カテーテル	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
-	735	II	吸引キット	非能動な器具	2-A-06
-	736	II	気管支吸引カテーテル	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
-	737	II	薬物気管支注入用カテーテル	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
-	738	II	短期的使用気管内チューブ用カフ	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
-	739	II	換気用気管チューブ向けカフ	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
-	740	II	短期的使用換気用気管チューブ	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
-	741	II	コイル形換気用気管チューブ	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
-	742	II	非コイル形換気用気管チューブ	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
-	743	II	短期的使用ジェット換気術用気管チューブ	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
-	744	II	短期的使用換気用レーザ耐性気管チューブ	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
-	745	II	換気用補強型気管チューブ	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
-	746	II	短期的使用鼻咽喉気管内チューブ	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
-	747	II	短期的使用口腔咽喉気管内チューブ	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
-	748	II	吸引用滅菌済みチューブ及びカテーテル	非能動な器具	2-A-06
-	749	II	短期的使用食道・気管用二腔チューブ	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
-	750	II	短期的使用口腔咽喉チューブ	非能動な器具	2-A-06
-	751	II	唾液吸引チューブ	非能動な器具	2-A-06
-	752	II	新生児用口腔咽喉内吸引カテーテル	非能動な器具	2-A-06
-	753	II	気管・気管支用イントロデュサ	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
-	754	II	気管切開カニューレ	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
-	755	II	気管切開チューブ用カフ	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
-	756	II	上気道用気管切開キット	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
-	757	II	輪状甲状膜切開キット	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
-	758	II	気管切開キット	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
-	759	II	単回使用気管切開チューブ	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
-	760	II	成人用気管切開チューブ	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
-	761	II	小児用気管切開チューブ	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
-	762	II	換気用補強型気管切開チューブ	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
-	763	II	気管切開チューブ用内筒	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
-	764	II	喉頭切除術用チューブ	非能動な器具	2-A-06
-	765	II	喉頭切開術後用チューブ	非能動な器具	2-A-06
-	766	II	鼻咽喉用カテーテル	非能動な器具	2-A-06
-	767	II	気管支バルーンカテーテル	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
-	768	II	換気用気管支チューブ	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
-	769	II	エアゾル注入チューブ	非能動な器具	2-A-06
-	770	II	鼻腔カテーテル	非能動な器具	2-A-06
-	771	II	鼻腔用洗浄カテーテル	非能動な器具	2-A-06
-	772	II	酸素供給経気管カテーテル	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
-	773	II	酸素供給二酸化炭素収集経鼻カテーテル	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
-	774	II	単回使用気道食道栓塞子	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
-	775	II	食道閉鎖式エアウェイ	非能動な器具	2-A-06
-	776	II	咽喉口腔チューブ	非能動な器具	2-A-06
-	777	II	換気用気管支閉塞カテーテル	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
-	778	II	再使用可能なマウスピースコネクタ	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
-	779	II	単回使用マウスピースコネクタ	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
-	780	II	人体開口部向け閉塞用バルーンカテーテル	非能動な器具	2-A-06
-	781	II	ネラトシカテーテル	非能動な器具	2-A-06
-	782	II	泌尿器用カテーテル挿入・採尿キット	非能動な器具	2-A-06
-	783	II	間欠泌尿器用カテーテルイントロデュサキット	非能動な器具	2-A-06
-	784	II	クテー泌尿器用カテーテル	非能動な器具	2-A-06
-	785	II	泌尿器用カテーテルイントロデュサキット	非能動な器具	2-A-06
-	786	II	尿管向け泌尿器用カテーテル	非能動な器具	2-A-06
-	787	II	短期使用尿管用チューブステント	非能動な器具	2-A-06
-	788	II	間欠泌尿器用カテーテル	非能動な器具	2-A-06
-	789	II	泌尿器用洗浄キット	非能動な器具	2-A-06
-	790	II	連続洗浄向け泌尿器用カテーテル	非能動な器具	2-A-06
-	791	II	短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル	非能動な器具	2-A-06
-	792	II	洗浄向け泌尿器用カテーテル	非能動な器具	2-A-06
-	793	II	経皮洗浄向け泌尿器用カテーテル	非能動な器具	2-A-06
-	794	II	短期的使用腎臓用カテーテル	非能動な器具	2-A-06
-	795	II	短期的使用腎臓用チューブ	非能動な器具	2-A-06
-	796	II	短期的使用瘻排泄向け泌尿器用カテーテル	非能動な器具	2-A-06
-	797	II	男性尿道造影向け泌尿器用カテーテル	非能動な器具	2-A-06
-	798	II	短期的使用恥骨上泌尿器用カテーテル	非能動な器具	2-A-06
-	799	II	尿管結石除去用チューブ及びカテーテル	非能動な器具	2-A-06
-	800	II	先端オリブ型カテーテル	非能動な器具	2-A-06
-	801	II	追跡型泌尿器用糸状カテーテル	非能動な器具	2-A-06
-	802	II	単回使用尿管照明用カテーテル	非能動な器具	2-A-06
-	803	II	経皮泌尿器用カテーテル	非能動な器具	2-A-06
-	804	II	尿管ロケータ	非能動な器具	2-A-06
-	805	II	泌尿器科用除去器具	非能動な器具	2-A-06
-	806	II	中心静脈用カテーテル補修チューブ	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	807	II	動脈カニューレ	非能動な器具	2-A-06
-	808	II	大腿動脈カニューレ	非能動な器具	2-A-06

別表第1	別表第2	クラス分類	一般的名称	該当製品群	備考欄番号
-	809	II	静脈カニューレ	非能動な器具	2-A-06
-	810	II	血管造影用カテーテル	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	811	II	造影用耐圧チューブ	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	812	II	非中心循環系動脈用カテーテル	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	813	II	非中心循環系動脈マイクロフロー用カテーテル	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	814	II	非中心循環系先端トランスデューサ付カテーテル	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	815	II	血管造影キット	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	816	II	圧測定用バルーン型カテーテル	非能動な器具	2-A-06
-	817	II	ガイディング用血管内カテーテル	非能動な器具	2-A-06
-	818	II	圧モニタリング用チューブセット	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	819	II	圧モニタリング用ダンピングデバイス	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	820	II	非中心循環系血管内カテーテル	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	821	II	唾液腺造影用カテーテル	非能動な器具	2-A-06
-	822	II	塞栓形成インプラント挿入器	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	823	II	カテーテルイントロデューサ	非能動な器具	2-A-06
-	824	II	止血弁	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	825	II	非中心循環系塞栓除去用カテーテル	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	826	II	静脈用カテーテルイントロデューサキット	非能動な器具	2-A-06
-	827	II	イントロデューサ	非能動な器具	2-A-06
-	828	II	イントロデューサ針	非能動な器具	2-A-06
-	829	II	非中心循環系バルーン拡張式血管形成術用カテーテル	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	830	II	スネア用カテーテル	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	831	II	アスピレート用カテーテル	非能動な器具	2-A-06
-	832	II	一時的な使用カテーテルガイドワイヤ	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	833	II	非血管用ガイドワイヤ	非能動な器具	2-A-06
-	834	II	腹腔灌流用カテーテルガイドワイヤ	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	835	II	カテーテル先端型流量式トランスデューサ	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
-	836	II	血管縫合用内腔維持カテーテル	非能動な器具	2-A-06
-	837	II	伏在静脈拡張システム	非能動な器具	2-A-06
-	838	II	メジャーガイド	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	839	II	自己輸血装置用チューブ	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	840	II	非中心循環系閉塞術用血管内カテーテル	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	841	II	バルトリン腺用カテーテル	非能動な器具	2-A-06
-	842	II	心臓排液用カテーテル	非能動な器具	2-A-06
-	843	II	創用ドレーン	非能動な器具	2-A-06
-	844	II	単回使用マルチルーメンカテーテル	非能動な器具	2-A-06
-	845	II	汎用吸引用カテーテル	非能動な器具	2-A-06
-	846	II	脳脊髄液リザーバ	非能動な器具	2-A-06
-	847	II	シャントバルブプログラマ	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	848	II	デベゼカテーテル	非能動な器具	2-A-06
-	849	II	耳管用カテーテル	非能動な器具	2-A-06
-	850	II	直腸用カテーテル	非能動な器具	2-A-06
-	851	II	回腸瘻用直腸カテーテル	非能動な器具	2-A-06
-	852	II	胸部排液用チューブ	非能動な器具	2-A-06
-	853	II	排液用チューブ	非能動な器具	2-A-06
-	854	II	サンブドレーン	非能動な器具	2-A-06
-	855	II	水頭症シャント用フィルタ	非能動な器具	2-A-06
-	856	II	リンパシャント	非能動な器具	2-A-06
-	857	II	胸膜腔排液用シャント	非能動な器具	2-A-06
-	858	II	経血用収集器	非能動な器具	2-A-06
-	859	II	創部用ドレナージキット	非能動な器具	2-A-06
-	860	II	滅菌済み体内留置排液用チューブ及びカテーテル	非能動な器具	2-A-06
-	861	II	創部用吸引留置カテーテル	非能動な器具	2-A-06
-	862	II	灌流用カテーテル	非能動な器具	2-A-06
-	863	II	短期的使用アンブレラカテーテル	非能動な器具	2-A-06
-	864	II	注入用カテーテル	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	865	II	腹腔灌流用カテーテル孔ポタン	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	866	II	腹腔腔控用カテーテルイントロデューサキット	非能動な器具	2-A-06
-	867	II	マッシュルームカテーテル	非能動な器具	2-A-06
-	868	II	歯科用吸引管	歯科の用に供する非能動な器具	2-D-01
-	869	II	外シャント用コネクタ	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	870	II	シャント内血栓吸引セット	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	871	II	単回使用透析用針	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	872	II	血液透析用シングルニードル付カテーテル	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	873	II	緊急時ブラッドアクセス留置用カテーテル補修チューブ	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
-	874	II	カテーテル用針	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	875	II	静脈用カテーテルアダプタ	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	876	II	脳外科用イントロデューサ	非能動な器具	2-A-06
-	877	II	X線用子宮カテーテル	非能動な器具	2-A-06
-	878	II	注射針スタイレット	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	879	II	短期的使用カテーテルバルーン補修キット	非能動な器具	2-A-06
-	880	II	尿管カテーテル用アダプタ	非能動な器具	2-A-06
-	881	II	血管造影用活栓	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	882	II	汎用血液流路用ストップコック	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	883	II	連続流式カテーテルフラッシュ用バルブ	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	884	II	止血弁付カテーテルイントロデューサ	非能動な器具	2-A-06
-	885	II	バルーン拡張式血管形成術向けカテーテル用コネクタ	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	886	II	オブチュレータ	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	887	II	バルーン膨張圧ゲージ	非能動な器具	2-A-06
-	888	II	輸液ポンプ用ストップコック	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	889	II	経腸栄養ポンプ用消化器用ストップコック	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
-	890	II	輸血・カテーテル用ストップコック	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	891	II	圧モニタリング用ストップコック	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02



別表第1	別表第2	クラス分類	一般的名称	該当製品群	備考欄番号
-	892	II	輸液・カテーテル用アクセサリセット	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	893	II	輸血・カテーテル用アクセサリセット	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	894	II	消化器用カテーテルイントロデュサ	非能動な器具	2-A-06
-	895	II	カテーテルポジショナ	非能動な器具	2-A-06
-	896	II	子宮用バルーン	非能動な器具	2-A-06
-	897	II	単回使用関節鏡カテーテル	非能動な器具	2-A-06
-	898	II	子宮用カテーテル	非能動な器具	2-A-06
-	899	II	直腸括約筋バルーン	非能動な器具	2-A-06
-	900	II	吸引・通気用カテーテル	非能動な器具	2-A-06
-	901	II	頸動脈用シャント	非能動な器具	2-A-06
-	902	II	絨毛採取用カテーテル	非能動な器具	2-A-06
-	903	II	マニピュレーション・インジェクション子宮カテーテル	非能動な器具	2-A-06
-	904	II	子宮マニピュレーションセット	非能動な器具	2-A-06
-	905	II	卵管造影用カテーテル	非能動な器具	2-A-06
-	906	II	ファローピウス管内子宮カテーテル	非能動な器具	2-A-06
-	907	II	早期破水用カテーテル	非能動な器具	2-A-06
-	908	II	止血カテーテル	非能動な器具	2-A-06
-	909	II	関節鏡排液用カテーテル	非能動な器具	2-A-06
-	910	II	気管支カテーテル	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
-	911	II	恥骨上カテーテル	非能動な器具	2-A-06
-	912	II	単回使用汎用吸引チップ	非能動な器具	2-A-06
-	913	II	短期的使用胸腔カテーテル	非能動な器具	2-A-06
-	914	II	経皮排液向け腹膜用カテーテル	非能動な器具	2-A-06
-	915	II	再使用可能な気管支閉鎖チューブ	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
-	916	II	再使用可能な尿管照明用カテーテル	非能動な器具	2-A-06
-	917	II	再使用可能な気道食道栓塞子	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
-	918	II	再使用可能な口腔咽頭気管内チューブ	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
-	919	II	採血バッグ付胸腔排液用装置	非能動な器具	2-A-06
-	920	II	採血バッグ付整形外科用排液セット	非能動な器具	2-A-06
-	921	II	延長チューブ	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	922	II	輸血・カテーテル用延長チューブ	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	923	II	血液回路補助用延長チューブ	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	924	II	静脈ライン延長キット	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	925	II	ポンプ用経腸栄養延長チューブ	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
-	927	II	輸血セット用延長チューブ	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	928	II	針なし造影剤輸液セット	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	929	II	針なし造影剤輸液セット用延長チューブ	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	928	II	保護用オーバーチューブ	非能動な器具	2-A-06
-	930	II	卵巣内容液排出用セット	非能動な器具	2-A-06
-	931	II	再使用可能な気管支カニューレ	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
-	932	II	涙液・涙道シリコンチューブ	眼科の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-05
-	933	II	卵管疎通検査用カテーテル	非能動な器具	2-A-06
-	934	II	透析用補液洗浄セット	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	935	II	気管支用未滅菌チューブ	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
-	936	II	人工授精用カテーテル	体外受精又は補助生殖医療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-09
-	937	II	胚移植用カテーテル	体外受精又は補助生殖医療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-09
-	938	II	電磁波温熱療法用セット	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	939	II	尿路内圧測定用カテーテル	非能動な器具	2-A-06
-	940	II	女性尿道造影向け泌尿器用カテーテル	非能動な器具	2-A-06
-	941	II	密封小線源留置用カテーテル	非能動な器具	2-A-06
-	942	II	卵管形成術用カテーテル	非能動な器具	2-A-06
-	943	II	トロカール装着用カフ	非能動な器具	2-A-06
-	944	II	血液成分分離バッグ	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	945	II	フローズバッグ	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	946	II	採血セット	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	947	II	交換輸血用輸血セット	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	948	II	輸血セット	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	949	II	動脈採血キット	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	950	II	採血ポート付採血キット	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	951	II	胎児用頭皮採血キット	非能動な器具	2-A-06
-	952	II	シングルバッグ採血セット	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	953	II	ダブルバッグ採血セット	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	954	II	トリプルバッグ採血セット	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	955	II	血液バッグ用陰圧型採血器	体外循環、点滴又は血液フェレーシスの用に供する能動な医療機器	2-E-01
-	956	II	血液比重検査キット	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	957	II	開放型採血用チューブ	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	958	II	検査用真空密封型採血管	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	959	II	真空密封型採血管	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	960	II	血液フィルタ	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	961	II	血液・薬液用加温器	体外循環、点滴又は血液フェレーシスの用に供する能動な医療機器	2-E-01
-	962	II	血液・薬液用ハイフロー加温器	体外循環、点滴又は血液フェレーシスの用に供する能動な医療機器	2-E-01
-	963	II	動脈切開キット	非能動な器具	2-A-06
-	964	II	ポータブル血液採集用ポンプ	体外循環、点滴又は血液フェレーシスの用に供する能動な医療機器	2-E-01
-	965	II	血液・薬液用加温コイル	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	966	II	点滴開始キット	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	967	II	ノンアリングニードル付静脈内投与セット	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	968	II	頭皮静脈用静脈内投与セット	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	969	II	輸液ポンプ用輸液セット	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	970	II	インスリンポンプ用輸液セット	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	971	II	輸液セット用コントローラ	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	972	II	熱交換機能付静脈内投与セット	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	973	II	自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	974	II	静脈圧測定機能付輸液セット	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02

別表第1	別表第2	クラス分類	一般的名称	該当製品群	備考欄番号
-	975	II	造影剤用輸液セット	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	976	II	輸液ポンプ用延長チューブ	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	977	II	ポンプ用経腸栄養注入セット	非能動な器具	2-A-06
-	978	II	注射筒用フィルタ	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器 眼科の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02 2-A-05
-	979	II	静脈ライン用フィルタ	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	980	II	単回使用一般静脈用翼付針	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	981	II	単回使用頭皮静脈用翼付針	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	982	II	単回使用血液保存用逆流防止バルブ	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	983	II	再使用可能な能動型機器接続用逆流防止バルブ	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	984	II	再使用可能な静脈内投与用輸液セット	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	985	II	連続流式フラッシュデバイス	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	986	II	針付プレフィル用シリンジ	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	987	II	医薬品ベン型注入器	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	988	II	単回使用眼科用医薬品注入器	眼科の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-05
-	989	II	医薬品・ワクチン用注入器	体外循環、点滴又は血液フェレーシスの用に供する能動な医療機器	2-E-01
-	990	II	機械式針なし医薬品・ワクチン用注入器	体外循環、点滴又は血液フェレーシスの用に供する能動な医療機器	2-E-01
-	991	II	ガス式針なし医薬品・ワクチン用注入器	体外循環、点滴又は血液フェレーシスの用に供する能動な医療機器	2-E-01
-	992	II	非静注インフュージョンポンプ	体外循環、点滴又は血液フェレーシスの用に供する能動な医療機器 外科の用に供する能動な医療機器	2-E-01 2-E-04
-	993	II	単回使用色素注入器	体外循環、点滴又は血液フェレーシスの用に供する能動な医療機器	2-E-01
-	994	II	単回使用指示薬注入器	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	995	II	産科用麻酔キット	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	996	II	腕神経麻酔キット	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	997	II	仙骨麻酔キット	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	998	II	硬膜外麻酔キット	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
-	999	II	舌咽神経麻酔キット	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	1000	II	陰部神経麻酔キット	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	1001	II	サドルブロック麻酔キット	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	1002	II	喉頭気管麻酔キット	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	1003	II	子宮頸管傍麻酔キット	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	1004	II	血液体液・経腸栄養用注入セット	非能動な器具	2-A-06
-	1005	II	槽込みポート用医薬品注入器具	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	1006	II	歯科麻酔用電動注射筒	歯科の用に供する能動な医療機器	2-E-06
-	1007	II	単回使用手動式バリウム注腸用造影剤注入・排泄キット	非能動な器具	2-A-06
-	1008	II	輸血用連結管	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	1009	II	単回使用止血用クリップアプライヤ	縫合材料又は鉗子	2-C-02
-	1010	II	臍帯用テープ	縫合材料又は鉗子	2-C-02
-	1011	II	単回使用縫合針	縫合材料又は鉗子	2-C-02
-	1012	II	単回使用自動縫合器	縫合材料又は鉗子	2-C-02
-	1013	II	単回使用関節鏡用縫合器	縫合材料又は鉗子	2-C-02
-	1014	II	非吸収性消化器用吻合連結器	縫合材料又は鉗子	2-C-02
-	1015	II	血管用吻合連結器	心臓又は血管の機能に関わる非能動な埋植医療機器	2-B-01
-	1016	II	手術用ステープラ	縫合材料又は鉗子	2-C-02
-	1017	II	単回使用手術用ステープラ	縫合材料又は鉗子	2-C-02
-	1018	II	単回使用ワイヤ・結さつ糸パサ	縫合材料又は鉗子	2-C-02
-	1019	II	体内用止血クリップ	非能動な器具	2-A-06
-	1020	II	外科手術用血管クランプ	縫合材料又は鉗子	2-C-02
-	1021	II	取外し可能な皮膚ステープル	縫合材料又は鉗子	2-C-02
-	1022	II	単回使用縫合糸パサ	縫合材料又は鉗子	2-C-02
-	1023	II	単回使用ステープルリムーバ	縫合材料又は鉗子	2-C-02
-	1024	II	臍帯閉鎖用クリップ	縫合材料又は鉗子	2-C-02
-	1025	II	単回使用手術用臍帯クランプ	縫合材料又は鉗子	2-C-02
-	1026	II	外科手術用大動脈クランプ	縫合材料又は鉗子	2-C-02
-	1027	II	外科手術用汎用動脈クランプ	縫合材料又は鉗子	2-C-02
-	1028	II	外科手術用腸管クランプ	縫合材料又は鉗子	2-C-02
-	1029	II	外科手術用直腸クランプ	縫合材料又は鉗子	2-C-02
-	1030	II	外科手術用頭動脈クランプ	縫合材料又は鉗子	2-C-02
-	1031	II	内視鏡用食道静脈瘤結さつセット	非能動な器具	2-A-06
-	1032	II	結さつ用テープ	縫合材料又は鉗子 非能動な器具	2-C-02 2-A-06
-	1033	II	再使用可能な頭皮クリップ	縫合材料又は鉗子	2-C-02
-	1034	II	単回使用皮膚クリップ	縫合材料又は鉗子	2-C-02
-	1035	II	内視鏡用ループ結さつ器	非能動な器具	2-A-06
-	1036	II	手術用クリップ	縫合材料又は鉗子	2-C-02
-	1037	II	単回使用頭皮クリップ	非能動な器具	2-A-06
-	1038	II	単回使用手術用バンチ	非能動な器具	2-A-06
-	1039	II	大動脈手術用バンチ	非能動な器具	2-A-06
-	1040	II	単回使用尿失禁拳上針	非能動な器具	2-A-06
-	1041	II	尿失禁防止用具	非能動な器具	2-A-06
-	1042	II	粘着性透明創傷被覆・保護材	創傷被覆又は保護材	2-C-01
-	1043	II	非固着性創傷被覆・保護材	創傷被覆又は保護材	2-C-01
-	1044	II	局所管理ハイドロゲル創傷被覆・保護材	創傷被覆又は保護材	2-C-01
-	1045	II	局所管理生理食塩液含有創傷被覆・保護材	創傷被覆又は保護材	2-C-01
-	1046	II	局所管理親水性ゲル化創傷被覆・保護材	創傷被覆又は保護材	2-C-01
-	1047	II	熱傷キット	創傷被覆又は保護材	2-C-01
-	1048	II	局所管理フォーム状創傷被覆・保護材	創傷被覆又は保護材	2-C-01
-	1049	II	手術用パッキング	非能動な器具	2-A-06
-	1050	II	創傷保護リング	創傷被覆又は保護材	2-C-01
-	1051	II	薬剤なし単回使用救急キット	非能動な器具	2-A-06
-	1052	II	ボンワックス	整形外科の用に供する非能動な埋植医療機器	2-B-02
-	1053	II	切開・ドレナージキット	非能動な器具	2-A-06
-	1054	II	子宮操作作用セット	非能動な器具	2-A-06

別表第1	別表第2	クラス分類	一般的名称	該当製品群	備考欄番号
-	1055	Ⅱ	腹部減圧チャンバ	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	1056	Ⅱ	産科用減圧ポンプ	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	1057	Ⅱ	腹腔鏡用ガス気腹装置	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	1058	Ⅱ	眼科用コンフォーマ	眼科の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-05
-	1059	Ⅱ	アナフィラキシー用救急キット	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
-	1060	Ⅱ	透析開始・終了セット	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	1061	Ⅱ	手術用タンブ	非能動な器具	2-A-06
-	1062	Ⅱ	単回使用クラスⅡ処置キット	区分なし(一般的名称単位とする)	2-X-00
-	1063	Ⅱ	単回使用環状切除キット	非能動な器具	2-A-06
-	1064	Ⅱ	心肺救急蘇生用救急キット	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
-	1065	Ⅱ	汎用救急蘇生用救急キット	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
-	1066	Ⅱ	眼内空気置換装置	眼科の用に供する能動な医療機器	2-E-05
-	1067	Ⅱ	再使用可能な外科処置キット	非能動な器具	2-A-06
-	1068	Ⅱ	超音波プローブ用穿刺針装着器具	非能動な器具	2-A-06
-	1069	Ⅱ	植皮用皮膚剥離器	非能動な器具	2-A-06
-	1070	Ⅱ	自家植皮拡張器	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	1071	Ⅱ	自家植皮拡張器	非能動な器具	2-A-06
-	1071	Ⅱ	麻酔用フィルタ	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
-	1072	Ⅱ	酸素吸入加温加湿装置用水	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
-	1073	Ⅱ	汎用手術用灌流・吸引装置	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	1074	Ⅱ	眼科用灌流・吸引ユニット	眼科の用に供する能動な医療機器	2-E-05
-	1075	Ⅱ	電動式吸引器	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	1076	Ⅱ	脂肪吸引器	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	1077	Ⅱ	血栓吸引器	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	1078	Ⅱ	血栓除去用装置	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	1079	Ⅱ	鼻用灌流・吸引装置	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	1080	Ⅱ	歯科用骨粉収集器	歯科の用に供する非能動な器具	2-D-01
-	1081	Ⅱ	胸腔吸引器	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	1082	Ⅱ	電動式胸腔吸引器	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	1083	Ⅱ	低圧吸引器	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	1084	Ⅱ	電動式低圧吸引器	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	1085	Ⅱ	手動式可搬型吸引器	非能動な器具	2-A-06
-	1086	Ⅱ	加圧ガス式可搬型吸引器	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	1087	Ⅱ	電動式可搬型吸引器	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	1088	Ⅱ	電動式吸引用ポンプ	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	1089	Ⅱ	電動式採卵用吸引器	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	1090	Ⅱ	分焼用吸引器	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	1091	Ⅱ	手動式分焼用吸引器	非能動な器具	2-A-06
-	1092	Ⅱ	妊娠中絶用吸引器	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	1093	Ⅱ	吸引式組織生検用針向け装置	非能動な器具	2-A-06
-	1094	Ⅱ	吸引用子宮カテーテル	非能動な器具	2-A-06
-	1095	Ⅱ	電気手術用吸引器チップ	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	1096	Ⅱ	再使用可能な照明付光ファイバ吸引チップ	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	1097	Ⅱ	手術用吸引器レギュレータ	非能動な器具	2-A-06
-	1098	Ⅱ	胸腔吸引器レギュレータ	非能動な器具	2-A-06
-	1099	Ⅱ	気管吸引器レギュレータ	非能動な器具	2-A-06
-	1100	Ⅱ	単回使用照明付光ファイバ吸引チップ	非能動な器具	2-A-06
-	1101	Ⅱ	整形外科用セメント吸引システム	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	1102	Ⅱ	気道粘液除去装置	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	1103	Ⅱ	脂肪吸引用カテーテル	非能動な器具	2-A-06
-	1104	Ⅱ	単回使用吸引キット	非能動な器具	2-A-06
-	1105	Ⅱ	可搬型吸引器	非能動な器具	2-A-06
-	1106	Ⅱ	導尿用カテーテル吸引器	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	1107	Ⅱ	再使用可能な吸引キット	非能動な器具	2-A-06
-	1108	Ⅱ	縮吸引チューブ	非能動な器具	2-A-06
-	1109	Ⅱ	人工心肺用除圧コントローラ	体外循環、点滴又は血液フェレーシスの用に供する能動な医療機器	2-E-01
-	1110	Ⅱ	短期的使用膀胱洗浄キット	殺菌、洗浄又はすすぎの用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-08
-	1111	Ⅱ	能動型機器接続歯科用シンジ	歯科の用に供する非能動な器具	2-D-01
-	1112	Ⅱ	単回使用歯科用シンジ	歯科の用に供する非能動な器具	2-D-01
-	1113	Ⅱ	歯科用洗浄プローブ	歯科の用に供する非能動な器具	2-D-01
-	1114	Ⅱ	歯周ポケット洗浄プローブ	歯科の用に供する非能動な器具	2-D-01
-	1115	Ⅱ	子宮洗浄ユニット	殺菌、洗浄又はすすぎの用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-08
-	1116	Ⅱ	手術用噴霧器	非能動な器具	2-A-06
-	1117	Ⅱ	胃・結腸洗浄ユニット	殺菌、洗浄又はすすぎの用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-08
-	1118	Ⅱ	整形外科用洗浄器	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	1119	Ⅱ	短期的使用洗浄キット	殺菌、洗浄又はすすぎの用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-08
-	1120	Ⅱ	耳鼻咽喉科用治療ユニット	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	1121	Ⅱ	空気流動ベッド	患者の整位又は輸送の用に供する能動な医療機器	2-E-09
-	1122	Ⅱ	エアマット	患者の整位又は輸送の用に供する能動な医療機器	2-E-09
-	1123	Ⅱ	除染・滅菌用洗浄器	殺菌又は滅菌の用に供する能動な医療機器	2-E-07
-	1124	Ⅱ	寒天滅菌器	殺菌又は滅菌の用に供する能動な医療機器	2-E-07
-	1125	Ⅱ	包装品用高圧蒸気滅菌器	殺菌又は滅菌の用に供する能動な医療機器	2-E-07
-	1126	Ⅱ	未包装品用高圧蒸気滅菌器	殺菌又は滅菌の用に供する能動な医療機器	2-E-07
-	1127	Ⅱ	液体用高圧蒸気滅菌器	殺菌又は滅菌の用に供する能動な医療機器	2-E-07
-	1128	Ⅱ	小型寒天滅菌器	殺菌又は滅菌の用に供する能動な医療機器	2-E-07
-	1129	Ⅱ	小型包装品用高圧蒸気滅菌器	殺菌又は滅菌の用に供する能動な医療機器	2-E-07
-	1130	Ⅱ	小型未包装品用高圧蒸気滅菌器	殺菌又は滅菌の用に供する能動な医療機器	2-E-07
-	1131	Ⅱ	小型液体用高圧蒸気滅菌器	殺菌又は滅菌の用に供する能動な医療機器	2-E-07
-	1132	Ⅱ	乾熱滅菌器	殺菌又は滅菌の用に供する能動な医療機器	2-E-07
-	1133	Ⅱ	エチレンオキサイドガス滅菌器	殺菌又は滅菌の用に供する能動な医療機器	2-E-07
-	1134	Ⅱ	ホルムアルデヒドガス消毒器	殺菌又は滅菌の用に供する能動な医療機器	2-E-07
-	1135	Ⅱ	二酸化塩素ガス消毒器	殺菌又は滅菌の用に供する能動な医療機器	2-E-07
-	1136	Ⅱ	コンタクトレンズ消毒器	殺菌又は滅菌の用に供する能動な医療機器	2-E-07

別表第1	別表第2	クラス分類	一般的名称	該当製品群	備考欄番号
-	1137	II	煮沸滅菌器	殺菌又は滅菌の用に供する能動な医療機器	2-E-07
-	1138	II	軟性内視鏡用洗浄消毒器	殺菌又は滅菌の用に供する能動な医療機器	2-E-07
-	1139	II	硬性内視鏡用洗浄消毒器	殺菌又は滅菌の用に供する能動な医療機器	2-E-07
-	1140	II	冷液滅菌器	殺菌又は滅菌の用に供する能動な医療機器	2-E-07
-	1141	II	ホルムアルデヒドガス滅菌器	殺菌又は滅菌の用に供する能動な医療機器	2-E-07
-	1142	II	紫外線浄水装置	殺菌又は滅菌の用に供する能動な医療機器	2-E-07
-	1143	II	殺菌水製造装置	殺菌又は滅菌の用に供する能動な医療機器	2-E-07
-	1144	II	プラズマガス滅菌器	殺菌又は滅菌の用に供する能動な医療機器	2-E-07
-	1145	II	未包装品用マイクロ波滅菌器	殺菌又は滅菌の用に供する能動な医療機器	2-E-07
-	1146	II	包装品用マイクロ波滅菌器	殺菌又は滅菌の用に供する能動な医療機器	2-E-07
-	1147	II	液体用マイクロ波滅菌器	殺菌又は滅菌の用に供する能動な医療機器	2-E-07
-	1148	II	過酸化水素ガス滅菌器	殺菌又は滅菌の用に供する能動な医療機器	2-E-07
-	1149	II	二酸化塩素ガス滅菌器	殺菌又は滅菌の用に供する能動な医療機器	2-E-07
-	1150	II	加温型骨消毒器	殺菌又は滅菌の用に供する能動な医療機器	2-E-07
-	1151	II	強酸性電解水生成装置	殺菌又は滅菌の用に供する能動な医療機器	2-E-07
-	1152	II	血液用冷蔵庫	体外循環、点滴又は血液フレージスの用に供する能動な医療機器	2-E-01
-	1153	II	献血用血液ロッカ	体外循環、点滴又は血液フレージスの用に供する能動な医療機器	2-E-01
-	1154	II	心臓保存・搬送装置	非能動な器具	2-A-06
-	1155	II	腎臓保存・搬送装置	非能動な器具	2-A-06
-	1156	II	肝臓保存・搬送装置	非能動な器具	2-A-06
-	1157	II	膈管用バッグ	非能動な器具	2-A-06
-	1158	II	連続ポータブル腹膜灌流液用加温器	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	1159	II	組織培養用容器	非能動な器具	2-A-06
-	1160	II	人工弁ローテータ	非能動な器具	2-A-06
-	1161	II	経皮ペースメーカー電極除去器具	非能動な器具	2-A-06
-	1162	II	経食道体外型心臓ペースメーカー用電極	刺激又は抑制の用に供する能動な医療機器	2-E-03
-	1163	II	ステアラルスタイレット	非能動な器具	2-A-06
-	1164	II	泌尿器用ステント位置補正カテーテル	非能動な器具	2-A-06
-	1165	II	整形外科用ローテータ	整形外科又はリハビリテーションの用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-03
-	1166	II	ポジショニングセンサ	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	1167	II	気管切開用スピーチバルブ	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
-	1168	II	挿込み用注射筒	非能動な器具	2-A-06
-	1169	II	短期的使用輸精管用補綴材	体外受精又は補助生殖医療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-09
-	1170	II	透析器接続具	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	1171	II	体外循環用ヘマトクリットモニタ測定セル	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	1172	II	人工心肺用熱交換器	非能動な器具	2-A-06
-	1173	II	人工心肺用貯血槽	非能動な器具	2-A-06
-	1174	II	人工心肺用除泡器	非能動な器具	2-A-06
-	1175	II	人工心肺回路用血液フィルタ	非能動な器具	2-A-06
-	1176	II	心筋保護液用フィルタ	非能動な器具	2-A-06
-	1177	II	単回使用人工心肺用除泡器	非能動な器具	2-A-06
-	1178	II	単回使用人工心肺用熱交換器	非能動な器具	2-A-06
-	1179	II	透析用血液回路セット	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	1180	II	左心室ライン吸引コントロール用バルブ	非能動な器具	2-A-06
-	1181	II	血液回路用チューブ接続用コネクタ	非能動な器具	2-A-06
-	1182	II	血漿分離用血液回路	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	1183	II	トランスデューサ保護フィルタ	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	1184	II	持続経絡式血液濾過用血液回路	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	1185	II	腹水濾過濃縮用血液回路	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	1186	II	血球細胞除去用血液回路	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	1187	II	血液濾過用血液回路	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	1188	II	吸着型血液浄化用血液回路	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	1189	II	エンドトキシン除去向け吸着型血液浄化用血液回路	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	1190	II	遠心型血液成分分離装置用血液回路	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	1191	II	遠心型血液浄化装置用回路	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	1192	II	遠心型血液成分採取装置用血液回路	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	1193	II	多用途血液処理用血液回路	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	1194	II	人工心肺用プライミング溶液フィルタ	非能動な器具	2-A-06
-	1195	II	血液回路用モニタリングセット	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	1196	II	呼吸回路除菌用フィルタ	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
-	1197	II	ガスラインフィルタ	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
-	1198	II	吸引装置用除菌フィルタ	非能動な器具	2-A-06
-	1199	II	加温加湿器	呼吸器用の能動な医療機器（酸素療法用の高圧チャンバー及び吸入麻酔用の機器を含む。）	2-E-02
-	1200	II	閉気強制換気補助人工呼吸器呼吸回路	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
-	1201	II	再使用可能な閉気強制換気補助人工呼吸器呼吸回路	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
-	1202	II	単回使用呼吸回路用コネクタ	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
-	1203	II	再使用可能な呼吸回路用コネクタ	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
-	1204	II	気管内チューブアダプタ	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
-	1205	II	再使用可能な人工呼吸器呼吸回路	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
-	1206	II	単回使用人工呼吸器呼吸回路	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
-	1207	II	呼吸回路セット	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
-	1208	II	麻酔回路セット	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
-	1209	II	非麻酔用呼吸回路/バッグ	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
-	1210	II	呼吸回路用ガス供給用チューブ	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
-	1211	II	エアロゾル非再呼吸式マスク	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
-	1212	II	空気・酸素非再呼吸式マスク	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
-	1213	II	部分再呼吸式マスク	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
-	1214	II	ベンチリマスク	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
-	1215	II	救急蘇生マスク	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
-	1216	II	加熱式加湿器	呼吸器用の能動な医療機器（酸素療法用の高圧チャンバー及び吸入麻酔用の機器を含む。）	2-E-02
-	1217	II	単回使用熱・水分交換式加湿器	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
-	1218	II	人工鼻	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
-	1219	II	気管切開患者用人工鼻	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01

別表第1	別表第2	クラス分類	一般的名称	該当製品群	備考欄番号
-	1220	II	単回使用人工鼻用フィルタ	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
-	1221	II	再使用可能な熱・水分交換式加湿器	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
-	1222	II	単回使用麻酔用呼吸回路	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
-	1223	II	スカベンジ麻酔用マスク	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
-	1224	II	往復吸収式麻酔用呼吸回路	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
-	1225	II	単回使用麻酔用呼吸回路バッグ	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
-	1226	II	麻酔用マスク	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
-	1227	II	ハロゲン化炭素吸収器	呼吸器用の能動な医療機器(酸素療法用の高圧チャンバー及び吸入麻酔用の機器を含む。)	2-E-02
-	1228	II	ハロタン用麻酔薬化器	呼吸器用の能動な医療機器(酸素療法用の高圧チャンバー及び吸入麻酔用の機器を含む。)	2-E-02
-	1229	II	メトキシフルラン用麻酔薬化器	呼吸器用の能動な医療機器(酸素療法用の高圧チャンバー及び吸入麻酔用の機器を含む。)	2-E-02
-	1230	II	再使用可能な二酸化炭素吸収器	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
-	1231	II	再使用可能な麻酔用呼吸回路バッグ	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
-	1232	II	単回使用二酸化炭素吸収器	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
-	1233	II	再使用可能な麻酔用呼吸回路	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
-	1234	II	鼓膜麻酔器	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	1235	II	イオン浸透式鼓膜麻酔器	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	1236	II	酸素供給用経鼻カニューレ	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
-	1237	II	持続的気道陽圧酸素供給用経鼻カニューレ	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
-	1238	II	経鼻用酸素供給カニューレ	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
-	1239	II	空気・酸素マスク	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
-	1240	II	空気・酸素気管切開用マスク	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
-	1241	II	エアロゾル気管切開用マスク	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
-	1242	II	酸素投与キット	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
-	1243	II	酸素治療ローモータ	非能動な器具	2-A-06
-	1244	II	呼吸用調式レギュレータ	呼吸器用の能動な医療機器(酸素療法用の高圧チャンバー及び吸入麻酔用の機器を含む。)	2-E-02
-	1245	II	酸素コントローラ	呼吸器用の能動な医療機器(酸素療法用の高圧チャンバー及び吸入麻酔用の機器を含む。)	2-E-02
-	1246	II	OPAPキット	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
-	1247	II	呼吸用調式レギュレータセット	呼吸器用の能動な医療機器(酸素療法用の高圧チャンバー及び吸入麻酔用の機器を含む。)	2-E-02
-	1248	II	単回使用酸素発生式供給器	呼吸器用の能動な医療機器(酸素療法用の高圧チャンバー及び吸入麻酔用の機器を含む。)	2-E-02
-	1249	II	酸素濃縮装置	呼吸器用の能動な医療機器(酸素療法用の高圧チャンバー及び吸入麻酔用の機器を含む。)	2-E-02
-	1250	II	液体酸素気化式供給装置セット	呼吸器用の能動な医療機器(酸素療法用の高圧チャンバー及び吸入麻酔用の機器を含む。)	2-E-02
-	1251	II	液体酸素気化式供給装置	呼吸器用の能動な医療機器(酸素療法用の高圧チャンバー及び吸入麻酔用の機器を含む。)	2-E-02
-	1252	II	開放式保育器	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
-	1253	II	定型乳児用放射加熱器	温熱治療又は低体温法の用に供する能動な医療機器	2-H-03
-	1254	II	乳児局所加熱装置	温熱治療又は低体温法の用に供する能動な医療機器	2-H-03
-	1255	II	腹膜灌流用紫外線照射器	体外循環、点滴又は血液フェレシスの用に供する能動な医療機器	2-E-01
-	1256	II	局所灌流用熱交換器	体外循環、点滴又は血液フェレシスの用に供する能動な医療機器	2-E-01
-	1257	II	腹膜灌流液フィルタ	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	1258	II	自己血回収装置	体外循環、点滴又は血液フェレシスの用に供する能動な医療機器	2-E-01
-	1259	II	単回使用自己血回収キット	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	1260	II	歩行神経筋電気刺激装置	刺激又は抑制の用に供する能動な医療機器	2-E-03
-	1261	II	脊柱側弯症用神経筋電気刺激装置	刺激又は抑制の用に供する能動な医療機器	2-E-03
-	1262	II	汎用機械式筋肉電気刺激装置	刺激又は抑制の用に供する能動な医療機器	2-E-03
-	1263	II	呼吸回路ガスセンサ	呼吸器用の能動な医療機器(酸素療法用の高圧チャンバー及び吸入麻酔用の機器を含む。)	2-E-02
-	1264	II	赤外線治療器	温熱治療又は低体温法の用に供する能動な医療機器	2-H-03
-	1265	II	紫外線治療器	放射線治療又は温熱治療の用に供する非電離放射線を利用する能動な医療機器	2-H-02
-	1266	II	炭素弧光線治療器	放射線治療又は温熱治療の用に供する非電離放射線を利用する能動な医療機器	2-H-02
-	1267	II	新生児黄疸光線治療器	放射線治療又は温熱治療の用に供する非電離放射線を利用する能動な医療機器	2-H-02
-	1268	II	季節性情動障害用光線療法装置	放射線治療又は温熱治療の用に供する非電離放射線を利用する能動な医療機器	2-H-02
-	1269	II	キセン光線治療器	温熱治療又は低体温法の用に供する能動な医療機器	2-H-03
-	1270	II	低周波治療器	刺激又は抑制の用に供する能動な医療機器	2-E-03
-	1271	II	干渉電流型低周波治療器	刺激又は抑制の用に供する能動な医療機器	2-E-03
-	1272	II	低周波治療器端子	刺激又は抑制の用に供する能動な医療機器	2-E-03
-	1273	II	強さ期間測定低周波治療器	刺激又は抑制の用に供する能動な医療機器	2-E-03
-	1274	II	マイクロ波治療器	放射線治療又は温熱治療の用に供する非電離放射線を利用する能動な医療機器	2-H-02
-	1275	II	超短波治療器	放射線治療又は温熱治療の用に供する非電離放射線を利用する能動な医療機器	2-H-02
-	1276	II	超音波治療器	刺激又は抑制の用に供する能動な医療機器	2-E-03
-	1277	II	超音波骨折治療器	刺激又は抑制の用に供する能動な医療機器	2-E-03
-	1278	II	天蓋加熱装置	温熱治療又は低体温法の用に供する能動な医療機器	2-H-03
-	1279	II	天蓋加熱装置コントロールユニット	温熱治療又は低体温法の用に供する能動な医療機器	2-H-03
-	1280	II	天蓋加熱装置システム	温熱治療又は低体温法の用に供する能動な医療機器	2-H-03
-	1281	II	水治療法用圧注装置	温熱治療又は低体温法の用に供する能動な医療機器	2-H-03
-	1282	II	上肢向け温治療法用装置	温熱治療又は低体温法の用に供する能動な医療機器	2-H-03
-	1283	II	下肢向け温治療法用装置	温熱治療又は低体温法の用に供する能動な医療機器	2-H-03
-	1284	II	足向け温治療法用装置	温熱治療又は低体温法の用に供する能動な医療機器	2-H-03
-	1285	II	全身向け温治療法用装置	温熱治療又は低体温法の用に供する能動な医療機器	2-H-03
-	1286	II	ウォーターバッド加熱装置コントロールユニット	温熱治療又は低体温法の用に供する能動な医療機器	2-H-03
-	1287	II	ウォーターバッド特定加熱装置コントロールユニット	温熱治療又は低体温法の用に供する能動な医療機器	2-H-03
-	1288	II	乾式ホットバック装置	温熱治療又は低体温法の用に供する能動な医療機器	2-H-03
-	1289	II	ウォーターバッド加熱装置システム	温熱治療又は低体温法の用に供する能動な医療機器	2-H-03
-	1290	II	ウォーターバッド特定加熱装置システム	温熱治療又は低体温法の用に供する能動な医療機器	2-H-03
-	1291	II	パラフィン浴装置	温熱治療又は低体温法の用に供する能動な医療機器	2-H-03
-	1292	II	冷却療法用器具及び装置	温熱治療又は低体温法の用に供する能動な医療機器	2-H-03
-	1293	II	低温無痛法ユニット	温熱治療又は低体温法の用に供する能動な医療機器	2-H-03
-	1294	II	電気バッド加熱装置	温熱治療又は低体温法の用に供する能動な医療機器	2-H-03
-	1295	II	会陰加熱装置	温熱治療又は低体温法の用に供する能動な医療機器	2-H-03
-	1296	II	ウォーターバッド加熱装置	温熱治療又は低体温法の用に供する能動な医療機器	2-H-03
-	1297	II	ウォーターバッド非特定加熱装置	温熱治療又は低体温法の用に供する能動な医療機器	2-H-03
-	1298	II	エアバッド加熱装置	温熱治療又は低体温法の用に供する能動な医療機器	2-H-03
-	1299	II	エアバッド加熱装置コントロールユニット	温熱治療又は低体温法の用に供する能動な医療機器	2-H-03
-	1300	II	エアバッド特定加熱装置コントロールユニット	温熱治療又は低体温法の用に供する能動な医療機器	2-H-03
-	1301	II	電気バッド加熱装置コントロールユニット	温熱治療又は低体温法の用に供する能動な医療機器	2-H-03
-	1302	II	断熱バッド加熱装置	温熱治療又は低体温法の用に供する能動な医療機器	2-H-03

別表第1	別表第2	クラス分類	一般的名称	該当製品群	備考欄番号
-	1303	II	エアパッド加温装置システム	温熱治療又は低体温法の用に供する能動な医療機器	2-H-03
-	1304	II	エアパッド特定加温装置システム	温熱治療又は低体温法の用に供する能動な医療機器	2-H-03
-	1305	II	磁気加振式温熱治療器	温熱治療又は低体温法の用に供する能動な医療機器	2-H-03
-	1306	II	ベッド型マッサージ器	マッサージ器、電気治療器、磁気治療器その他の理学診療の用に供する能動な医療機器	2-E-13
-	1307	II	間欠型空気圧式マッサージ器	マッサージ器、電気治療器、磁気治療器その他の理学診療の用に供する能動な医療機器	2-E-13
-	1308	II	逐次型空気圧式マッサージ器	マッサージ器、電気治療器、磁気治療器その他の理学診療の用に供する能動な医療機器	2-E-13
-	1309	II	加圧型空気圧式マッサージ器	マッサージ器、電気治療器、磁気治療器その他の理学診療の用に供する能動な医療機器	2-E-13
-	1310	II	振動ヘッド付空気圧式マッサージ器	マッサージ器、電気治療器、磁気治療器その他の理学診療の用に供する能動な医療機器	2-E-13
-	1311	II	ブランジャ式関節マニピュレータ	整形外科又はリハビリテーションの用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-03
-	1312	II	物理療法用マッサージ器	マッサージ器、電気治療器、磁気治療器その他の理学診療の用に供する能動な医療機器	2-E-13
-	1313	II	関節・脊椎マニピュレータ	整形外科又はリハビリテーションの用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-03
-	1314	II	振動ヘッド付電動式マッサージ器	マッサージ器、電気治療器、磁気治療器その他の理学診療の用に供する能動な医療機器	2-E-13
-	1315	II	鼓膜按摩器	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	1316	II	能動型屈伸・屈伸回転運動装置	リハビリテーションの用に供する能動な医療機器	2-E-08
-	1317	II	能動型自動牽引装置	リハビリテーションの用に供する能動な医療機器	2-E-08
-	1318	II	能動型自動間欠牽引装置	リハビリテーションの用に供する能動な医療機器	2-E-08
-	1319	II	能動型簡易型牽引装置	リハビリテーションの用に供する能動な医療機器	2-E-08
-	1320	II	能動型手動他動運動訓練装置	リハビリテーションの用に供する能動な医療機器	2-E-08
-	1321	II	能動型下肢用他動運動訓練装置	リハビリテーションの用に供する能動な医療機器	2-E-08
-	1322	II	能動型上肢用他動運動訓練装置	リハビリテーションの用に供する能動な医療機器	2-E-08
-	1323	II	能動型呼吸運動訓練装置	リハビリテーションの用に供する能動な医療機器	2-E-08
-	1324	II	単回使用電鍼	整形外科又はリハビリテーションの用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-03
-	1325	II	滅菌済み鍼	整形外科又はリハビリテーションの用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-03
-	1326	II	接鍼鍼	刺激又は抑制の用に供する能動な医療機器	2-E-03
-	1327	II	鍼電極低周波治療器	刺激又は抑制の用に供する能動な医療機器	2-E-03
-	1328	II	治療点検索測定器	刺激又は抑制の用に供する能動な医療機器	2-E-03
-	1329	II	鍼用器具キット	整形外科又はリハビリテーションの用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-03
-	1330	II	電気ショック用電極	刺激又は抑制の用に供する能動な医療機器	2-E-03
-	1331	II	射精神経筋電気刺激装置	刺激又は抑制の用に供する能動な医療機器	2-E-03
-	1332	II	終皮末梢神経電気刺激用電極	刺激又は抑制の用に供する能動な医療機器	2-E-03
-	1333	II	電位治療器	刺激又は抑制の用に供する能動な医療機器	2-E-03
-	1334	II	軟組織電気刺激装置	刺激又は抑制の用に供する能動な医療機器	2-E-03
-	1335	II	電気骨折治療器	刺激又は抑制の用に供する能動な医療機器	2-E-03
-	1336	II	卵管疎通検査用通気器	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	1337	II	卵管疎通診断処置用器具	非能動な器具	2-A-06
-	1338	II	行動療法用電気刺激装置	刺激又は抑制の用に供する能動な医療機器	2-E-03
-	1339	II	手足治療ユニット	マッサージ器、電気治療器、磁気治療器その他の理学診療の用に供する能動な医療機器	2-E-13
-	1340	II	組合せ理学療法機器	マッサージ器、電気治療器、磁気治療器その他の理学診療の用に供する能動な医療機器	2-E-13
-	1341	II	定電流治療器	刺激又は抑制の用に供する能動な医療機器	2-E-03
-	1342	II	低周波治療器・干渉電流型低周波治療器組合せ理学療法機器	刺激又は抑制の用に供する能動な医療機器	2-E-03
-	1343	II	低周波治療器・治療点検索測定器組合せ理学療法機器	刺激又は抑制の用に供する能動な医療機器	2-E-03
-	1344	II	低周波治療器・鍼電極低周波治療器・治療点検索測定器組合せ理学療法機器	刺激又は抑制の用に供する能動な医療機器	2-E-03
-	1345	II	低周波治療器・超音波治療器組合せ理学療法機器	刺激又は抑制の用に供する能動な医療機器	2-E-03
-	1346	II	低周波治療器・干渉電流型低周波治療器・超音波治療器組合せ理学療法機器	刺激又は抑制の用に供する能動な医療機器	2-E-03
-	1347	II	電位治療器・赤外線治療器組合せ理学療法機器	マッサージ器、電気治療器、磁気治療器その他の理学診療の用に供する能動な医療機器	2-E-13
-	1348	II	紫外線治療器・赤外線治療器組合せ理学療法機器	マッサージ器、電気治療器、磁気治療器その他の理学診療の用に供する能動な医療機器	2-E-13
-	1349	II	低周波治療器・乾式ホットパック装置組合せ理学療法機器	マッサージ器、電気治療器、磁気治療器その他の理学診療の用に供する能動な医療機器	2-E-13
-	1350	II	低周波治療器・キセノン光線治療器組合せ理学療法機器	マッサージ器、電気治療器、磁気治療器その他の理学診療の用に供する能動な医療機器	2-E-13
-	1351	II	ウォーターパッド加温装置システム・エアパッド加温装置システム組合せ理学療法機器	温熱治療又は低体温法の用に供する能動な医療機器	2-H-03
-	1352	II	処置用対極板	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	1353	II	一般的電気手術器	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	1354	II	電動式植皮刀	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	1355	II	トレンバシステムコントロールユニット	眼科の用に供する能動な医療機器	2-E-05
-	1356	II	ガス式トレンバ	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	1357	II	電池式トレンバ	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	1358	II	電動式トレンバ	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	1359	II	電動式角膜トレンバ	眼科の用に供する能動な医療機器	2-E-05
-	1360	II	硝子体切除ユニット	眼科の用に供する能動な医療機器	2-E-05
-	1361	II	硝子体切除ユニットカットハンドピース	眼科の用に供する能動な医療機器	2-E-05
-	1362	II	バイポーラ電極	外科の用に供する能動な医療機器 眼科の用に供する能動な医療機器	2-E-04 2-E-05
-	1363	II	自動経皮椎間板切除システム	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	1364	II	止血ナイフ	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	1365	II	脱毛器用ピンセット電極	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	1366	II	再使用可能な脱毛器用針電極	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	1367	II	高周波処置用能動器具	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	1368	II	単回使用直腸前立腺肥大症用ハイパサーミア装置カテーテル	温熱治療又は低体温法の用に供する能動な医療機器	2-H-03
-	1369	II	再使用可能なマイクロ波尿道前立腺肥大症用ハイパサーミア装置カテーテル	温熱治療又は低体温法の用に供する能動な医療機器	2-H-03
-	1370	II	単回使用マイクロ波尿道前立腺肥大症用ハイパサーミア装置カテーテル	温熱治療又は低体温法の用に供する能動な医療機器	2-H-03
-	1371	II	単回使用高周波・ラジオ波尿道前立腺肥大症用ハイパサーミア装置カテーテル	温熱治療又は低体温法の用に供する能動な医療機器	2-H-03
-	1372	II	手術用ナビゲーションユニット	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	1373	II	単回使用歯科用根管リマ	歯科の用に供する非能動な器具	2-D-01
-	1374	II	電動式歯科用根管リマ	歯科の用に供する非能動な器具	2-D-01
-	1375	II	単回使用歯科用ファイル	歯科の用に供する非能動な器具	2-D-01
-	1376	II	電動式歯科用ファイル	歯科の用に供する非能動な器具	2-D-01
-	1377	II	歯科用電動式ドリル	歯科の用に供する非能動な器具	2-D-01
-	1378	II	歯科用電動式ドリルシステム	歯科の用に供する能動な医療機器	2-E-06
-	1379	II	歯科用根管口拡大ドリル	歯科の用に供する非能動な器具	2-D-01
-	1380	II	電動式歯科用螺旋状除去器	歯科の用に供する非能動な器具	2-D-01
-	1381	II	歯科用空気回転駆動装置	歯科の用に供する能動な医療機器	2-E-06
-	1382	II	歯科用電気回転駆動装置	歯科の用に供する能動な医療機器	2-E-06
-	1383	II	歯科用噴射式切削器	歯科の用に供する能動な医療機器	2-E-06
-	1384	II	歯科用ガス圧式ハンドピース	歯科の用に供する能動な医療機器	2-E-06

別表第1	別表第2	クラス分類	一般的名称	該当製品群	備考欄番号
-	1385	II	歯科用電動式ハンドピース	歯科の用に供する能動な医療機器	2-E-06
-	1386	II	ストレート・ギアードアングルハンドピース	歯科の用に供する能動な医療機器	2-E-06
-	1387	II	歯科診療用電気エンジン及びエンジン用器具	歯科の用に供する能動な医療機器	2-E-06
-	1388	II	電動式歯科用歯内ペーストキャリア	歯科の用に供する非能動な器具	2-D-01
-	1389	II	歯科多目的治療用モータ	歯科の用に供する能動な医療機器	2-E-06
-	1390	II	電気式歯髄診断器	歯科の用に供する能動な医療機器	2-E-06
-	1391	II	歯科用根管長測定器	歯科の用に供する能動な医療機器	2-E-06
-	1392	II	歯科用咬合音測定器	歯科の用に供する能動な医療機器	2-E-06
-	1393	II	歯周ポケット測定器	歯科の用に供する能動な医療機器	2-E-06
-	1394	II	歯科用下顎運動測定器	歯科の用に供する能動な医療機器	2-E-06
-	1395	II	光学的歯石歯垢検出器	歯科の用に供する能動な医療機器	2-E-06
-	1396	II	光学式う蝕検出装置	歯科の用に供する能動な医療機器	2-E-06
-	1397	II	電気式う蝕検出装置	歯科の用に供する能動な医療機器	2-E-06
-	1398	II	歯牙動揺測定器	歯科の用に供する能動な医療機器	2-E-06
-	1399	II	歯科用イオン導入装置	歯科の用に供する能動な医療機器	2-E-06
-	1400	II	回転式歯周用スケーラ	歯科の用に供する能動な医療機器	2-E-06
-	1401	II	超音波歯周用スケーラ	歯科の用に供する能動な医療機器	2-E-06
-	1402	II	歯科用エアスケーラ	歯科の用に供する能動な医療機器	2-E-06
-	1403	II	電動式歯科根管拡大装置	歯科の用に供する非能動な器具	2-D-01
-	1404	II	超音波歯科根管拡大装置	歯科の用に供する能動な医療機器	2-E-06
-	1405	II	歯科用根管拡大装置	歯科の用に供する能動な医療機器	2-E-06
-	1406	II	歯科用両側性筋電気刺激装置	歯科の用に供する能動な医療機器	2-E-06
-	1407	II	電動式歯面清掃用装置	歯科の用に供する能動な医療機器	2-E-06
-	1408	II	能動型機器接続歯面清掃用器具	歯科の用に供する能動な医療機器	2-E-06
-	1409	II	歯科用歯面清掃補助材	歯科用材料	2-D-02
-	1410	II	歯科用根管洗浄器	歯科の用に供する能動な医療機器	2-E-06
-	1411	II	歯科根管洗浄吸引乾燥装置	歯科の用に供する非能動な器具	2-D-01
-	1412	II	歯科根管材料電気加熱注入器	歯科の用に供する能動な医療機器	2-E-06
-	1413	II	能動型機器向け歯科根管内清掃器具	歯科の用に供する非能動な器具	2-D-01
-	1414	II	電熱式根管プラグ	歯科の用に供する非能動な器具	2-E-06
-	1415	II	歯面漂白用活性化装置	歯科の用に供する能動な医療機器	2-E-06
-	1416	II	チェアサイド型歯科用コンピュータ支援設計・製造ユニット	歯科の用に供する能動な医療機器	2-E-06
-	1417	II	歯科用多目的超音波治療器	歯科の用に供する能動な医療機器	2-E-06
-	1418	II	歯科用ユニット	歯科の用に供する能動な医療機器	2-E-06
-	1419	II	歯科用オプション追加型ユニット	歯科の用に供する能動な医療機器	2-E-06
-	1420	II	歯科矯正用ユニット	歯科の用に供する能動な医療機器	2-E-06
-	1421	II	歯科小児用ユニット	歯科の用に供する能動な医療機器	2-E-06
-	1422	II	予防歯科用ユニット	歯科の用に供する能動な医療機器	2-E-06
-	1423	II	可搬式歯科用ユニット	歯科の用に供する能動な医療機器	2-E-06
-	1424	II	可搬式歯科用オプション追加型ユニット	歯科の用に供する能動な医療機器	2-E-06
-	1425	II	歯科用吸引装置	歯科の用に供する能動な医療機器	2-E-06
-	1426	II	歯科用吸引装置ポンプ	歯科の用に供する能動な医療機器	2-E-06
-	1427	II	歯科ホライン用フィルタ	歯科の用に供する非能動な器具	2-D-01
-	1428	II	歯列矯正用ワイヤ	歯科の用に供する非能動な器具	2-D-01
-	1429	II	歯列矯正用チューブ	歯科の用に供する非能動な器具	2-D-01
-	1430	II	歯列矯正用スプリング	歯科の用に供する非能動な器具	2-D-01
-	1431	II	歯列矯正用磁石	歯科の用に供する非能動な器具	2-D-01
-	1432	II	歯列矯正用帯環	歯科の用に供する非能動な器具	2-D-01
-	1433	II	歯列矯正用ロック	歯科の用に供する非能動な器具	2-D-01
-	1434	II	歯列矯正用アタッチメント	歯科の用に供する非能動な器具	2-D-01
-	1435	II	歯列矯正用クラスプ	歯科の用に供する非能動な器具	2-D-01
-	1436	II	歯列矯正用弧線	歯科の用に供する非能動な器具	2-D-01
-	1437	II	歯科矯正用材料キット	歯科の用に供する非能動な器具	2-D-01
-	1438	II	歯列矯正用歯牙維持装置	歯科の用に供する非能動な器具	2-D-01
-	1439	II	歯科矯正用レジン材料	歯科用材料	2-D-02
-	1440	II	歯列矯正用エラストック器材	歯科の用に供する非能動な器具	2-D-01
-	1441	II	歯科矯正装置用弾性材料	歯科用材料	2-D-02
-	1442	II	歯列矯正用顎弓	歯科の用に供する非能動な器具	2-D-01
-	1443	II	歯列矯正用結さつ材	歯科の用に供する非能動な器具	2-D-01
-	1444	II	歯列矯正用咬合誘導装置	歯科の用に供する非能動な器具	2-D-01
-	1445	II	歯科用リップハンパ	歯科の用に供する非能動な器具	2-D-01
-	1446	II	歯科矯正用長期粘膜炎保護材	歯科の用に供する非能動な器具	2-D-01
-	1447	II	歯科用メッキ装置キット	歯科の用に供する能動な医療機器	2-E-06
-	1448	II	歯科用貴金属箔	歯科用材料	2-D-02
-	1449	II	歯科用直接金充填材	歯科用材料	2-D-02
-	1450	II	歯科用金地金	歯科用材料	2-D-02
-	1451	II	歯科用銀地金	歯科用材料	2-D-02
-	1452	II	歯科用白金地金	歯科用材料	2-D-02
-	1453	II	歯科用パラジウム地金	歯科用材料	2-D-02
-	1454	II	歯科鑄造用合金	歯科用材料	2-D-02
-	1455	II	歯科鑄造用低カーラット合金	歯科用材料	2-D-02
-	1456	II	歯科鑄造用14カーラット合金	歯科用材料	2-D-02
-	1457	II	歯科メタルセラミック修復用貴金属材料	歯科用材料	2-D-02
-	1458	II	歯科非鑄造用合金	歯科用材料	2-D-02
-	1459	II	歯科非鑄造用低カーラット合金	歯科用材料	2-D-02
-	1460	II	歯科用金ろう	歯科用材料	2-D-02
-	1461	II	歯科鑄造用金銀パラジウム合金	歯科用材料	2-D-02
-	1462	II	歯科非鑄造用金銀パラジウム合金	歯科用材料	2-D-02
-	1463	II	歯科用金銀パラジウム合金ろう	歯科用材料	2-D-02

別表第1	別表第2	クラス分類	一般の名称	該当製品群	備考欄番号
-	1464	II	歯科鑄造用銀合金第1種	歯科用材料	2-D-02
-	1465	II	歯科鑄造用銀合金第2種	歯科用材料	2-D-02
-	1466	II	歯科用銀ろう	歯科用材料	2-D-02
-	1467	II	歯科鑄造用14カラット金合金向けプラスチック	歯科用材料	2-D-02
-	1468	II	歯科鑄造用金合金向けプラスチック	歯科用材料	2-D-02
-	1469	II	歯科用銀パラジウム合金ろう	歯科用材料	2-D-02
-	1470	II	歯科鑄造用ニッケル・クロム合金	歯科用材料	2-D-02
-	1471	II	歯科用ニッケル・クロム合金線	歯科用材料	2-D-02
-	1472	II	歯科用ニッケル・クロム合金板	歯科用材料	2-D-02
-	1473	II	歯科非鑄造用ニッケル・クロム合金	歯科用材料	2-D-02
-	1474	II	歯科用ニッケル・クロム系合金ろう	歯科用材料	2-D-02
-	1475	II	歯科鑄造用コバルト・クロム合金	歯科用材料	2-D-02
-	1476	II	歯科用コバルト・クロム合金線	歯科用材料	2-D-02
-	1477	II	歯科非鑄造用コバルト・クロム合金	歯科用材料	2-D-02
-	1478	II	歯科用コバルト・クロム系合金ろう	歯科用材料	2-D-02
-	1479	II	歯科用ステンレス鋼線	歯科用材料	2-D-02
-	1480	II	歯科用ステンレス合金	歯科用材料	2-D-02
-	1481	II	歯科鑄造用チタン合金	歯科用材料	2-D-02
-	1482	II	歯科非鑄造用チタン合金	歯科用材料	2-D-02
-	1483	II	歯科アマルガム用合金	歯科用材料	2-D-02
-	1484	II	歯科用水銀	歯科用材料	2-D-02
-	1485	II	歯科用ガリウム合金充填材	歯科用材料	2-D-02
-	1486	II	歯科メタルセラミック修復用金属材料	歯科用材料	2-D-02
-	1487	II	歯科非鑄造用合金	歯科用材料	2-D-02
-	1488	II	歯科鑄造用合金	歯科用材料	2-D-02
-	1489	II	歯科用合金ろう	歯科用材料	2-D-02
-	1490	II	歯科用ろう付材料	歯科用材料	2-D-02
-	1491	II	陶歯	歯科用材料	2-D-02
-	1492	II	歯科用陶材	歯科用材料	2-D-02
-	1493	II	歯科メタルセラミック修復用陶材	歯科用材料	2-D-02
-	1494	II	歯科鑄造用セラミックス	歯科用材料	2-D-02
-	1495	II	歯科射出成型用セラミックス	歯科用材料	2-D-02
-	1496	II	歯科切削加工用セラミックス	歯科用材料	2-D-02
-	1497	II	歯科用セラミックスキット	歯科用材料	2-D-02
-	1498	II	歯科加圧成形用セラミックス	歯科用材料	2-D-02
-	1499	II	アクリル系レジン歯	歯科用材料	2-D-02
-	1500	II	硬質レジン歯	歯科用材料	2-D-02
-	1501	II	歯科用暫間被覆冠成形品	歯科用材料	2-D-02
-	1502	II	熱可塑性レジン歯	歯科用材料	2-D-02
-	1503	II	メタルブレード臼歯	歯科用材料	2-D-02
-	1504	II	分割型レジン臼歯	歯科用材料	2-D-02
-	1505	II	アクリル系歯冠用レジン	歯科用材料	2-D-02
-	1506	II	歯冠用硬質レジン	歯科用材料	2-D-02
-	1507	II	歯科用高分子製暫間クラウン及びブリッジ	歯科用材料	2-D-02
-	1508	II	歯冠用熱可塑性レジン	歯科用材料	2-D-02
-	1509	II	歯科用人工咬頭	歯科用材料	2-D-02
-	1510	II	歯冠用硬質レジン関連器材	歯科用材料	2-D-02
-	1511	II	歯冠用硬質レジンキット	歯科用材料	2-D-02
-	1512	II	高分子系歯冠用着色材料	歯科用材料	2-D-02
-	1513	II	歯科セラミックス用接着材料	歯科用材料	2-D-02
-	1514	II	歯科レジン用接着材料	歯科用材料	2-D-02
-	1515	II	歯牙固定用補強材	歯科用材料	2-D-02
-	1516	II	歯冠修復物補修用キット	歯科用材料	2-D-02
-	1517	II	歯科インプラント用上部構造材	歯科用材料	2-D-02
-	1518	II	歯科用インレーキット	歯科の用に供する非能動的器具	2-D-01
-	1519	II	歯科切削加工用レジン材料	歯科用材料	2-D-02
-	1520	II	歯科用被覆冠成形品	歯科用材料	2-D-02
-	1521	II	歯科セラミックス用着色材料	歯科用材料	2-D-02
-	1522	II	義歯床用アクリル系レジン	歯科用材料	2-D-02
-	1523	II	義歯床用熱可塑性レジン	歯科用材料	2-D-02
-	1524	II	義歯床用短期弾性裹装材	歯科用材料	2-D-02
-	1525	II	義歯床用長期弾性裹装材	歯科用材料	2-D-02
-	1526	II	歯科レジン系補綴物表面滑沢硬化材	歯科用材料	2-D-02
-	1527	II	義歯床用軟質裹装材	歯科用材料	2-D-02
-	1528	II	義歯床用レジン関連材料	歯科用材料	2-D-02
-	1529	II	暫間義歯床用レジン	歯科用材料	2-D-02
-	1530	II	義歯床用裹装材キット	歯科用材料	2-D-02
-	1531	II	義歯床用軟性レジン	歯科用材料	2-D-02
-	1532	II	義歯補修キット	歯科用材料	2-D-02
-	1533	II	義歯床用硬質裹装材	歯科用材料	2-D-02
-	1534	II	義歯床補修用レジン	歯科用材料	2-D-02
-	1535	II	義歯床用接着材料	歯科用材料	2-D-02
-	1536	II	歯科用りん酸亜鉛セメント	歯科用材料	2-D-02
-	1537	II	歯科用けいりん酸セメント	歯科用材料	2-D-02
-	1538	II	歯科用ポリカルボキシレートセメント	歯科用材料	2-D-02
-	1539	II	歯科接着用レジンセメント	歯科用材料	2-D-02
-	1540	II	歯科用コンポジットレジンセメント	歯科用材料	2-D-02
-	1541	II	歯科用酸化亜鉛ユーゾールセメント	歯科用材料	2-D-02
-	1542	II	歯科用酸化亜鉛非ユーゾールセメント	歯科用材料	2-D-02
-	1543	II	歯科合着用ガラスポリアルケノエートセメント	歯科用材料	2-D-02
-	1544	II	歯科用エトキシ安息香酸セメント	歯科用材料	2-D-02
-	1545	II	歯科用硫酸亜鉛セメント	歯科用材料	2-D-02



別表第1	別表第2	クラス分類	一般の名称	該当製品群	備考欄番号
-	1546	II	歯科用アルミン酸セメント	歯科用材料	2-D-02
-	1547	II	歯科合着用グラスポリアルケノエート系レジンセメント	歯科用材料	2-D-02
-	1548	II	歯科用セメントキット	歯科用材料	2-D-02
-	1549	II	歯科用シアノアクリレート系セメント	歯科用材料	2-D-02
-	1550	II	歯科用色調試験材料	歯科用材料	2-D-02
-	1551	II	歯科用色調適合確認材料	歯科用材料	2-D-02
-	1552	II	歯科動揺歯固定用接着材料	歯科用材料	2-D-02
-	1553	II	歯科充填修復用コンポジットレジン材料キット	歯科用材料	2-D-02
-	1554	II	歯科充填用コンポジットレジン	歯科用材料	2-D-02
-	1555	II	高分子系ブラケット接着材及び歯面調整材	歯科用材料	2-D-02
-	1556	II	歯科高分子系接着材	歯科用材料	2-D-02
-	1557	II	歯科用エッチング材	歯科用材料	2-D-02
-	1558	II	歯科用象牙質接着材	歯科用材料	2-D-02
-	1559	II	歯科充填用グラスポリアルケノエートセメント	歯科用材料	2-D-02
-	1560	II	歯科支台築造用グラスポリアルケノエートセメント	歯科用材料	2-D-02
-	1561	II	歯科支台築造用グラスポリアルケノエート系レジンセメント	歯科用材料	2-D-02
-	1562	II	歯科裏層用グラスポリアルケノエートセメント	歯科用材料	2-D-02
-	1563	II	歯科用けい酸塩セメント	歯科用材料	2-D-02
-	1564	II	高分子系歯科小窩裂溝封鎖材	歯科用材料	2-D-02
-	1565	II	歯科小窩裂溝封鎖用グラスポリアルケノエート系セメント	歯科用材料	2-D-02
-	1566	II	歯科小窩裂溝封鎖用グラスポリアルケノエート系レジンセメント	歯科用材料	2-D-02
-	1567	II	歯科表面滑沢硬化材	歯科用材料	2-D-02
-	1568	II	歯科用セラミック補修キット	歯科用材料	2-D-02
-	1569	II	歯科用覆髄材料	歯科用材料	2-D-02
-	1570	II	歯科用支台築造材料	歯科用材料	2-D-02
-	1571	II	歯科用充填材料キット	歯科用材料	2-D-02
-	1572	II	歯科充填用グラスポリアルケノエート系レジンセメント	歯科用材料	2-D-02
-	1573	II	歯科間接修復用コンポジットレジン	歯科用材料	2-D-02
-	1574	II	歯科充填用アクリル系レジン	歯科用材料	2-D-02
-	1575	II	歯科充填用色調調整材	歯科用材料	2-D-02
-	1576	II	歯科接着・充填材料用表面硬化保護材	歯科用材料	2-D-02
-	1577	II	歯面処理材	歯科用材料	2-D-02
-	1578	II	歯科用シーリング・コーティング材	歯科用材料	2-D-02
-	1579	II	歯面コーティング材	歯科用材料	2-D-02
-	1580	II	歯科裏層用高分子系材料	歯科用材料	2-D-02
-	1581	II	歯科間接修復用コンポジットレジンキット	歯科用材料	2-D-02
-	1582	II	歯科用支台築造材料キット	歯科用材料	2-D-02
-	1583	II	歯科用象牙質接着材キット	歯科用材料	2-D-02
-	1584	II	歯科用テンポラリーストッピング	歯科用材料	2-D-02
-	1585	II	歯科用酸化亜鉛ユーージノール仮封向け材料	歯科用材料	2-D-02
-	1586	II	歯科用仮封材料キット	歯科用材料	2-D-02
-	1587	II	歯科用高分子系仮封材料	歯科用材料	2-D-02
-	1588	II	歯科用仮封材	歯科用材料	2-D-02
-	1589	II	歯科用歯周保護材料	歯科用材料	2-D-02
-	1590	II	歯科用根管充填ガッタバーチャポイント	歯科用材料	2-D-02
-	1591	II	歯科用根管充填ポイント	歯科用材料	2-D-02
-	1592	II	歯科用根管充填固状材料	歯科用材料	2-D-02
-	1593	II	歯科用根管充填シーラ	歯科用材料	2-D-02
-	1594	II	根管充填材用軟化材	歯科用材料	2-D-02
-	1595	II	歯科用救急キット	歯科用材料	2-D-02
-				歯科の用に供する非能動な器具	2-D-01
-	1596	II	歯科用キャビティパーニッシュ	歯科用材料	2-D-02
-	1597	II	歯科用多目的グラスポリアルケノエートセメント	歯科用材料	2-D-02
-	1598	II	歯科用暫間修復向けグラスポリアルケノエート系レジンセメント	歯科用材料	2-D-02
-	1599	II	歯科用アルギン酸塩印象材	歯科用材料	2-D-02
-	1600	II	歯科用ポリエーテル印象材	歯科用材料	2-D-02
-	1601	II	歯科用ポリサルファイド印象材	歯科用材料	2-D-02
-	1602	II	歯科用シリコン印象材	歯科用材料	2-D-02
-	1603	II	歯科用素天印象材	歯科用材料	2-D-02
-	1604	II	歯科用インプレッションコンパウンド	歯科用材料	2-D-02
-	1605	II	歯科用酸化亜鉛ユーージノール系印象材	歯科用材料	2-D-02
-	1606	II	歯科用印象材キット	歯科用材料	2-D-02
-	1607	II	歯科用光学印象採得補助材料	歯科用材料	2-D-02
-	1608	II	歯科用レジン系印象材	歯科用材料	2-D-02
-	1609	II	義歯床安定用糊材	歯科用材料	2-D-02
-	1610	II	粘着型義歯床安定用糊材	歯科用材料	2-D-02
-	1611	II	密着型義歯床安定用糊材	歯科用材料	2-D-02
-	1612	II	歯科用保持ピン	歯科用材料	2-D-02
-	1613	II	歯科用精密ボールアタッチメント	歯科用材料	2-D-02
-	1614	II	歯科用精密パーアタッチメント	歯科用材料	2-D-02
-	1615	II	歯科用精密磁性アタッチメント	歯科用材料	2-D-02
-	1616	II	歯科用精密スライドアタッチメント	歯科用材料	2-D-02
-	1617	II	歯科用精密弾性アタッチメント	歯科用材料	2-D-02
-	1618	II	歯科用根管用ポスト成形品	歯科用材料	2-D-02
-	1619	II	歯科用汎用アクリル系レジン	歯科用材料	2-D-02
-	1620	II	歯科用汎用アクリル系レジンキット	歯科用材料	2-D-02
-	1621	II	歯科技工用金属表面処理材料	歯科用材料	2-D-02
-	1622	II	歯科技工用色調改善向け金属表面処理材料	歯科用材料	2-D-02
-	1623	II	歯科用色調遮蔽材料	歯科用材料	2-D-02
-	1624	II	歯科用接着材料キット	歯科用材料	2-D-02
-				歯科の用に供する非能動な器具	2-D-01
-	1625	II	歯科技工用接着材料	歯科用材料	2-D-02
-	1626	II	歯科金属用接着材料	歯科用材料	2-D-02

別表第1	別表第2	クラス分類	一般的名称	該当製品群	備考欄番号
-	1627	II	歯科金属接着用キット	歯科用材料 歯科の用に供する非能動な器具	2-D-02 2-D-01
-	1628	II	歯科根管ポスト成形品キット	歯科用材料 歯科の用に供する非能動な器具	2-D-02 2-D-01
-	1629	II	歯科用知覚過敏抑制剤材料	歯科用材料	2-D-02
-	1630	II	歯科用長期的使用咬合スプリント向け材料	歯科用材料	2-D-02
-	1631	II	歯科用長期的使用咬合スプリント	歯科用材料	2-D-02
-	1632	II	歯科用長期的使用高分子鈎成形品	歯科用材料	2-D-02
-	1633	II	歯科用長期的使用金属鈎成形品	歯科用材料	2-D-02
-	1634	II	歯科用潤滑材	歯科用材料	2-D-02
-	1635	II	電動式ケラトーム	眼科の用に供する能動な医療機器	2-E-05
-	1636	II	電動式ケラトーム用替刃	眼科の用に供する能動な医療機器	2-E-05
-	1637	II	水噴射式ケラトーム	眼科の用に供する能動な医療機器	2-E-05
-	1638	II	骨カッタ	非能動な器具	2-A-06
-	1639	II	単回使用強膜刀	眼科の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-05
-	1640	II	単回使用手動式角膜トレンパン	眼科の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-05
-	1641	II	単回使用眼科用ナイフ	眼科の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-05
-	1642	II	単回使用メス	非能動な器具	2-A-06
-	1643	II	単回使用メス用刃	非能動な器具	2-A-06
-	1644	II	単回使用アデノトーム用刃	非能動な器具	2-A-06
-	1645	II	単回使用はさみ	非能動な器具	2-A-06
-	1646	II	単回使用眼科用せん刀	眼科の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-05
-	1647	II	単回使用手術用のこぎり	整形外科又はリハビリテーションの用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-03
-	1648	II	電動式手術用のこぎり	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	1649	II	単回使用のこぎり	整形外科又はリハビリテーションの用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-03
-	1650	II	単回使用やすり	眼科の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-05
-	1651	II	単回使用眼科用スネア	眼科の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-05
-	1652	II	単回使用頭蓋骨用パー	整形外科又はリハビリテーションの用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-03
-	1653	II	気道確保用針	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
-	1654	II	単回使用穿孔器	非能動な器具	2-A-06
-	1655	II	単回使用髄核切除吸引抽出器	非能動な器具	2-A-06
-	1656	II	電動式角膜パー	眼科の用に供する能動な医療機器	2-E-05
-	1657	II	単回使用デルマトーム用刃	非能動な器具	2-A-06
-	1658	II	単回使用血管手術用ストリッパ	非能動な器具	2-A-06
-	1659	II	単回使用眼科用ピンセット	眼科の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-05
-	1660	II	単回使用ピンセット	非能動な器具 眼科の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-06 2-A-05
-	1661	II	単回使用鉗子	非能動な器具 眼科の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-06 2-A-05
-	1662	II	単回使用手術用消息子	非能動な器具	2-A-06
-	1663	II	単回使用開眼器	眼科の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-05
-	1664	II	単回使用眼内レンズ挿入器	眼科の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-05
-	1665	II	単回使用舌コケ剥離器	非能動な器具	2-A-06
-	1666	II	単回使用眼科用鋭ひ	眼科の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-05
-	1667	II	単回使用水晶体手術用スプーン	眼科の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-05
-	1668	II	単回使用スプーン型鋭ひ及び鈍ひ	非能動な器具	2-A-06
-	1669	II	単回使用眼科用鉤	眼科の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-05
-	1670	II	単回使用眼球固定鉤	眼科の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-05
-	1671	II	心臓断熱バンド	非能動な器具	2-A-06
-	1672	II	単回使用強膜プラグ	眼科の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-05
-	1673	II	単回使用開創器	非能動な器具	2-A-06
-	1674	II	単回使用臓器固定用圧子	非能動な器具	2-A-06
-	1675	II	単回使用眼科手術用スパーテル	眼科の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-05
-	1676	II	外科手術用中空ドリル	整形外科又はリハビリテーションの用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-03
-	1677	II	生検用ドリル	整形外科又はリハビリテーションの用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-03
-	1678	II	電動式整形外科用リーマ	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	1679	II	手動式整形外科用注入器	整形外科又はリハビリテーションの用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-03
-	1680	II	単回使用骨接合用器械	整形外科又はリハビリテーションの用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-03
-	1681	II	電動式整形外科用セメントディスペンサ	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	1682	II	電池電源式手術用ドリル	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	1683	II	電動式手術用ドリル	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	1684	II	電動式手術用ドリルモータ	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	1685	II	電動式骨手術器械	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	1686	II	電池電源式骨手術用器械	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	1687	II	単回使用髓管ブラシ	整形外科又はリハビリテーションの用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-03
-	1688	II	単回使用整形外科用やすり	整形外科又はリハビリテーションの用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-03
-	1689	II	単回使用手動式手術用ドリル	非能動な器具 整形外科又はリハビリテーションの用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-06 2-A-03
-	1690	II	単回使用整形外科用パー	整形外科又はリハビリテーションの用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-03
-	1691	II	単回使用手術用ドリルアタッチメント	非能動な器具 整形外科又はリハビリテーションの用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-06 2-A-03
-	1692	II	単回使用手術用クラウンドリルビット	非能動な器具 整形外科又はリハビリテーションの用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-06 2-A-03
-	1693	II	単回使用骨手術用器械	整形外科又はリハビリテーションの用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-03
-	1694	II	単回使用脊椎手術用器械	整形外科又はリハビリテーションの用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-03
-	1695	II	電池電源式脊椎手術用器械	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	1696	II	単回使用関節手術用器械	整形外科又はリハビリテーションの用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-03
-	1697	II	電池電源式関節手術用器械	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	1698	II	電動式歯科用インプラント手術器具	歯科の用に供する非能動な器具	2-D-01
-	1699	II	単回使用韧带・腱手術用器械	整形外科又はリハビリテーションの用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-03
-	1700	II	電動器具トルクコントロール装置	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	1701	II	整形外科器具挿入器	整形外科又はリハビリテーションの用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-03

別表第1	別表第2	クラス分類	一般的名称	該当製品群	備考欄番号
-	1702	II	電動式整形外科用セメント除去器具	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	1703	II	カテーテル拡張器	非能動な器具	2-A-06
-	1704	II	単回使用医療用拡張器	非能動な器具	2-A-06
-	1705	II	眼科手術用レーザーレンズ	眼科の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-05
-	1706	II	検査用コンタクトレンズ	眼科の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-05
-	1707	II	単回使用検査用コンタクトレンズ	眼科の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-05
-	1708	II	網膜電位計用角膜電極	眼科の用に供する能動な医療機器	2-E-05
-	1709	II	隅角鏡	眼科の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-05
-	1710	II	眼圧減圧器	眼科の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-05
-	1711	II	角膜炎覚計	眼科の用に供する能動な医療機器	2-E-05
-	1712	II	避妊用ベッサリー	避妊の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-07
-	1713	II	避妊用子宮頸キャップ	避妊の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-07
-	1714	II	避妊用スポンジ	避妊の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-07
-	1715	II	天然ゴム製手術用手袋	非能動な器具	2-A-06
-	1716	II	非天然ゴム製手術用手袋	非能動な器具	2-A-06
-	1717	II	分焼時処置用具セット	非能動な器具	2-A-06
-	1718	II	家庭用電気マッサージ器	マッサージ器、電気治療器、磁気治療器その他の理学療法の用に供する能動な医療機器	2-E-13
-	1719	II	家庭用エアマッサージ器	マッサージ器、電気治療器、磁気治療器その他の理学療法の用に供する能動な医療機器	2-E-13
-	1720	II	家庭用吸引マッサージ器	マッサージ器、電気治療器、磁気治療器その他の理学療法の用に供する能動な医療機器	2-E-13
-	1721	II	針付パイプレータ	マッサージ器、電気治療器、磁気治療器その他の理学療法の用に供する能動な医療機器	2-E-13
-	1722	II	家庭用温熱式指圧代用器	マッサージ器、電気治療器、磁気治療器その他の理学療法の用に供する能動な医療機器	2-E-13
-	1723	II	家庭用ローラー式指圧代用器	マッサージ器、電気治療器、磁気治療器その他の理学療法の用に供する能動な医療機器	2-E-13
-	1724	II	家庭用エア式指圧代用器	マッサージ器、電気治療器、磁気治療器その他の理学療法の用に供する能動な医療機器	2-E-13
-	1725	II	家庭用超音波気泡浴装置	温熱治療又は低体温法の用に供する能動な医療機器	2-H-03
-	1726	II	家庭用気泡浴装置	温熱治療又は低体温法の用に供する能動な医療機器	2-H-03
-	1727	II	家庭用過流浴装置	温熱治療又は低体温法の用に供する能動な医療機器	2-H-03
-	1728	II	家庭用水中マッサージ療法向け浴槽	温熱治療又は低体温法の用に供する能動な医療機器	2-H-03
-	1729	II	家庭用低周波治療器	刺激又は抑制の用に供する能動な医療機器	2-E-03
-	1730	II	家庭用電位治療器	刺激又は抑制の用に供する能動な医療機器	2-E-03
-	1731	II	家庭用短波シアルテミー装置	放射線治療又は温熱治療の用に供する非電離放射線を利用する能動な医療機器	2-H-02
-	1732	II	家庭用超短波治療器	放射線治療又は温熱治療の用に供する非電離放射線を利用する能動な医療機器	2-H-02
-	1733	II	家庭用高周波治療器	放射線治療又は温熱治療の用に供する非電離放射線を利用する能動な医療機器	2-H-02
-	1734	II	組合せ家庭用電気治療器	マッサージ器、電気治療器、磁気治療器その他の理学療法の用に供する能動な医療機器	2-E-13
-	1735	II	電位・温熱・電気マッサージ組合せ家庭用医療機器	マッサージ器、電気治療器、磁気治療器その他の理学療法の用に供する能動な医療機器	2-E-13
-	1736	II	低周波・電位・超短波組合せ家庭用医療機器	マッサージ器、電気治療器、磁気治療器その他の理学療法の用に供する能動な医療機器	2-E-13
-	1737	II	低周波・電位・温熱組合せ家庭用医療機器	マッサージ器、電気治療器、磁気治療器その他の理学療法の用に供する能動な医療機器	2-E-13
-	1738	II	低周波・温熱・電気マッサージ組合せ家庭用医療機器	マッサージ器、電気治療器、磁気治療器その他の理学療法の用に供する能動な医療機器	2-E-13
-	1739	II	低周波・電位組合せ家庭用医療機器	刺激又は抑制の用に供する能動な医療機器	2-E-03
-	1740	II	低周波・超短波組合せ家庭用医療機器	マッサージ器、電気治療器、磁気治療器その他の理学療法の用に供する能動な医療機器	2-E-13
-	1741	II	低周波・電気マッサージ組合せ家庭用医療機器	マッサージ器、電気治療器、磁気治療器その他の理学療法の用に供する能動な医療機器	2-E-13
-	1742	II	低周波・温熱組合せ家庭用医療機器	マッサージ器、電気治療器、磁気治療器その他の理学療法の用に供する能動な医療機器	2-E-13
-	1743	II	低周波・温灸組合せ家庭用医療機器	マッサージ器、電気治療器、磁気治療器その他の理学療法の用に供する能動な医療機器	2-E-13
-	1744	II	電位・超短波組合せ家庭用医療機器	マッサージ器、電気治療器、磁気治療器その他の理学療法の用に供する能動な医療機器	2-E-13
-	1745	II	電位・温熱組合せ家庭用医療機器	マッサージ器、電気治療器、磁気治療器その他の理学療法の用に供する能動な医療機器	2-E-13
-	1746	II	電位・温灸組合せ家庭用医療機器	マッサージ器、電気治療器、磁気治療器その他の理学療法の用に供する能動な医療機器	2-E-13
-	1747	II	電位・電気マッサージ組合せ家庭用医療機器	マッサージ器、電気治療器、磁気治療器その他の理学療法の用に供する能動な医療機器	2-E-13
-	1748	II	電位・エアマッサージ組合せ家庭用医療機器	マッサージ器、電気治療器、磁気治療器その他の理学療法の用に供する能動な医療機器	2-E-13
-	1749	II	温熱・温灸組合せ家庭用医療機器	温熱治療又は低体温法の用に供する能動な医療機器	2-H-03
-	1750	II	温熱・電気マッサージ組合せ家庭用医療機器	マッサージ器、電気治療器、磁気治療器その他の理学療法の用に供する能動な医療機器	2-E-13
-	1751	II	温灸・電気マッサージ組合せ家庭用医療機器	マッサージ器、電気治療器、磁気治療器その他の理学療法の用に供する能動な医療機器	2-E-13
-	1752	II	電気睡眠導入器	刺激又は抑制の用に供する能動な医療機器	2-E-03
-	1753	II	家庭用電子針	マッサージ器、電気治療器、磁気治療器その他の理学療法の用に供する能動な医療機器	2-E-13
-	1754	II	家庭用赤外線治療器	温熱治療又は低体温法の用に供する能動な医療機器	2-H-03
-	1755	II	家庭用紫外線治療器	放射線治療又は温熱治療の用に供する非電離放射線を利用する能動な医療機器	2-H-02
-	1756	II	家庭用炭素弧光灯治療器	放射線治療又は温熱治療の用に供する非電離放射線を利用する能動な医療機器	2-H-02
-	1757	II	家庭用電気磁気治療器	刺激又は抑制の用に供する能動な医療機器	2-E-03
-	1758	II	家庭用永久磁石磁気治療器	マッサージ器、電気治療器、磁気治療器その他の理学療法の用に供する能動な医療機器	2-E-13
-	1759	II	家庭用温熱治療器	温熱治療又は低体温法の用に供する能動な医療機器	2-H-03
-	1760	II	温灸器	温熱治療又は低体温法の用に供する能動な医療機器	2-H-03
-	1761	II	家庭用超音波吸入器	呼吸器用の能動な医療機器(酸素療法用の高圧チャンバー及び吸入麻酔用の機器を含む。)	2-E-02
-	1762	II	家庭用電動式吸入器	呼吸器用の能動な医療機器(酸素療法用の高圧チャンバー及び吸入麻酔用の機器を含む。)	2-E-02
-	1763	II	家庭用電熱式吸入器	呼吸器用の能動な医療機器(酸素療法用の高圧チャンバー及び吸入麻酔用の機器を含む。)	2-E-02
-	1764	II	貯槽式電解水生成器	その他一般の能動な医療機器(厚生労働大臣が認めるものに限る。)	2-E-15
-	1765	II	連続式電解水生成器	その他一般の能動な医療機器(厚生労働大臣が認めるものに限る。)	2-E-15
-	1766	II	ポケット型補聴器	補聴器	2-E-12
-	1767	II	耳かけ型補聴器	補聴器	2-E-12
-	1768	II	フェイスプレート式補聴器	補聴器	2-E-12
-	1769	II	耳あな型補聴器	補聴器	2-E-12
-	1770	II	モジュラ式耳あな型補聴器	補聴器	2-E-12
-	1771	II	オーダーメイド式耳あな型補聴器	補聴器	2-E-12
-	1772	II	カナル型補聴器	補聴器	2-E-12
-	1773	II	完全耳内式耳あな型補聴器	補聴器	2-E-12
-	1774	II	メガネ型補聴器	補聴器	2-E-12
-	1775	II	プログラム式補聴器	補聴器	2-E-12
-	1776	II	耳鳴マスク	補聴器	2-E-12
-	1777	II	骨導式補聴器	補聴器	2-E-12
-	1778	II	デジタル式補聴器	補聴器	2-E-12
-	1779	II	ヘッドバンド型補聴器	補聴器	2-E-12
-	1780	II	家庭用創傷パッド	創傷被覆又は保護材	2-C-01
-	1781	II	家庭向け滅菌器具	整形外科又はリハビリテーションの用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-03
-	1782	II	陰洗浄器	殺菌、洗浄又はすすぎの用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-08
-	1783	II	避妊用ミクロコンドーム	避妊の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-07
-	1784	II	女性向け避妊用コンドーム	避妊の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-07

別表第1	別表第2	クラス分類	一般的名称	該当製品群	備考欄番号
-	1785	Ⅱ	男性向け避妊用コンドーム	避妊の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-07
-	1786	Ⅱ	カプセル型撮像及び追跡装置	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	1787	Ⅱ	単回使用椎体用矯正器具	整形外科又はリハビリテーションの用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-03
-	1788	Ⅱ	歯科用空気駆動式ハンドピース	歯科の用に供する能動な医療機器	2-E-06
-	1789	Ⅱ	イオン浸透式経皮的局所麻酔器	刺激又は抑制の用に供する能動な医療機器	2-E-03
-	1790	Ⅱ	血液成分分離用装置	体外循環、点滴又は血液フレージスの用に供する能動な医療機器	2-E-01
-	1791	Ⅱ	患者適合型単回使用関節手術用器械	整形外科又はリハビリテーションの用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-03
-	1792	Ⅱ	バルーン小腸内視鏡システム	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	1793	Ⅱ	心臓マッピングシステムワークステーション	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
-	1794	Ⅱ	単回使用注排用先丸針	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
-	1795	Ⅱ	電子尿糖計	自己検査の用に供する能動な医療機器	2-E-11
-	1796	Ⅱ	自己検査用尿化学分析器	自己検査の用に供する能動な医療機器	2-E-11
-	1797	Ⅱ	自己検査用尿糖計	自己検査の用に供する能動な医療機器	2-E-11
-	1798	Ⅱ	尿失禁治療用磁気刺激装置	刺激又は抑制の用に供する能動な医療機器	2-E-03
-	1799	Ⅱ	患者適合型単回使用骨手術用器械	整形外科又はリハビリテーションの用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-03
-	1800	Ⅱ	MR組合せ型ボジトロンCT装置	電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-01
-	1801	Ⅱ	体温調節装置システム	温熱治療又は低体温法の用に供する能動な医療機器	2-H-03
-	1802	Ⅱ	超音波診断用プローブ用洗浄消毒器	殺菌又は滅菌の用に供する能動な医療機器	2-E-07
-	1803	Ⅱ	デジタル印象採得装置	歯科の用に供する能動な医療機器	2-E-06
327	-	Ⅲ	骨放射線吸収測定装置用放射線源	電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-01
328	-	Ⅲ	放射性医薬品合成設備	電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-01
329	-	Ⅲ	血管内超音波診断用プローブ	非電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-02
330	-	Ⅲ	血管系手術向け超音波診断用プローブ	非電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-02
331	-	Ⅲ	中枢神経向け一時使用超音波診断用プローブ	非電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-02
332	-	Ⅲ	病原体不活化・減少システム	放射線治療又は温熱治療の用に供する非電離放射線を利用する能動な医療機器	2-H-02
333	-	Ⅲ	血液照射装置	放射線治療又は温熱治療の用に供する電離放射線を利用する能動な医療機器	2-H-01
334	-	Ⅲ	心臓カテーテル用検査装置	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
335	-	Ⅲ	頭蓋内圧力計	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
336	-	Ⅲ	麻酔深度モニタ	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
337	-	Ⅲ	ヘパリン使用体表電気刺激装置用電極	刺激又は抑制の用に供する能動な医療機器	2-E-03
338	-	Ⅲ	筋肉内刺激用プローブ	刺激又は抑制の用に供する能動な医療機器	2-E-03
339	-	Ⅲ	解析機能付きセントラルモニタ	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
340	-	Ⅲ	不整脈モニタリングシステム	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
341	-	Ⅲ	重要パラメータ付き多項目モニタ	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
342	-	Ⅲ	無呼吸モニタ	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
343	-	Ⅲ	無呼吸アラーム	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
344	-	Ⅲ	不整脈解析機能付心電モジュール	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
345	-	Ⅲ	心電・呼吸モジュール	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
346	-	Ⅲ	神経探知モジュール	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
347	-	Ⅲ	オキシメトリ用カテーテル	生体信号に関わらない生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-01
348	-	Ⅲ	脳オキシメータ	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
349	-	Ⅲ	頭蓋内圧モニタ	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
350	-	Ⅲ	頭蓋内圧モジュール	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
351	-	Ⅲ	神経探知刺激装置	生体信号に関わる生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-02
352	-	Ⅲ	自己検査用グルコース測定器	自己検査の用に供する能動な医療機器	2-E-11
353	-	Ⅲ	ヘパリン使用動脈注射用針	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
354	-	Ⅲ	インスリン皮下投与用注射筒	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
355	-	Ⅲ	インスリン皮下投与用針付注射筒	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
356	-	Ⅲ	麻酔脊髄用針	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
357	-	Ⅲ	硬膜外投与用針	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
358	-	Ⅲ	脊髄くも膜下・硬膜外針	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
359	-	Ⅲ	麻酔用滅菌済み脊髄針	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
360	-	Ⅲ	ヘパリン使用心血管・胸部用トロカール	非能動な器具	2-A-06
361	-	Ⅲ	長期的使用空腸瘻用カテーテル	非能動な器具	2-A-06
362	-	Ⅲ	長期的使用経腸栄養キット	非能動な器具	2-A-06
363	-	Ⅲ	長期的使用腸瘻栄養用チューブ	非能動な器具	2-A-06
364	-	Ⅲ	長期的使用胃瘻栄養用チューブ	非能動な器具	2-A-06
365	-	Ⅲ	長期的使用胃瘻栄養用ボタン	非能動な器具	2-A-06
366	-	Ⅲ	長期的使用経鼻胃チューブ	非能動な器具	2-A-06
367	-	Ⅲ	長期的使用食道用チューブ	非能動な器具	2-A-06
368	-	Ⅲ	長期的使用乳児用経腸栄養キット	非能動な器具	2-A-06
369	-	Ⅲ	長期的使用胆管用カテーテル	非能動な器具	2-A-06
370	-	Ⅲ	胆管用チューブ	非能動な器具	2-A-06
371	-	Ⅲ	長期的使用気管内チューブ用カフ	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
372	-	Ⅲ	長期的使用換気用気管チューブ	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
373	-	Ⅲ	長期的使用ジェット換気術用気管チューブ	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
374	-	Ⅲ	長期的使用換気用レーザ耐性気管チューブ	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
375	-	Ⅲ	長期的使用鼻咽喉頭気管内チューブ	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
376	-	Ⅲ	長期的使用口腔咽喉頭気管内チューブ	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
377	-	Ⅲ	長期的使用食道・気管用二腔チューブ	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
378	-	Ⅲ	長期使用尿管用チューブ	非能動な器具	2-A-06
379	-	Ⅲ	抗菌尿管用カテーテル	非能動な器具	2-A-06
380	-	Ⅲ	長期使用尿管用カテーテル	非能動な器具	2-A-06
381	-	Ⅲ	長期使用尿管用カテーテル	非能動な器具	2-A-06
382	-	Ⅲ	長期使用尿管用カテーテル	非能動な器具	2-A-06
383	-	Ⅲ	長期使用尿管用カテーテル	非能動な器具	2-A-06
384	-	Ⅲ	長期使用尿管用カテーテル	非能動な器具	2-A-06
385	-	Ⅲ	長期使用尿管用カテーテル	非能動な器具	2-A-06
386	-	Ⅲ	長期使用尿管用カテーテル	非能動な器具	2-A-06
387	-	Ⅲ	長期使用尿管用カテーテル	非能動な器具	2-A-06
388	-	Ⅲ	長期使用尿管用カテーテル	非能動な器具	2-A-06
389	-	Ⅲ	長期使用尿管用カテーテル	非能動な器具	2-A-06
390	-	Ⅲ	長期使用尿管用カテーテル	非能動な器具	2-A-06
391	-	Ⅲ	長期使用尿管用カテーテル	非能動な器具	2-A-06
392	-	Ⅲ	長期使用尿管用カテーテル	非能動な器具	2-A-06

別表第1	別表第2	クラス分類	一般的名称	該当製品群	備考欄番号
393	-	Ⅲ	医薬品投与血管造影キット	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
394	-	Ⅲ	ヘパリン使用ガイディング用血管内カテーテル	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
395	-	Ⅲ	ヘパリン使用血管留置用センサ	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
396	-	Ⅲ	ヘパリン使用カテーテルイントロデューサ	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
397	-	Ⅲ	イントロデューサカテーテル	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
398	-	Ⅲ	非中心循環系血栓溶解用バイブレーションカテーテル	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
399	-	Ⅲ	経頸静脈肝内門脈アクセスセット	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
400	-	Ⅲ	ヘパリン使用静脈用カテーテルイントロデューサキット	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
401	-	Ⅲ	汎用血管カテーテル用カフ	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
402	-	Ⅲ	血管用カテーテルガイドワイヤ	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
403	-	Ⅲ	ヘパリン使用血管用カテーテルガイドワイヤ	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
404	-	Ⅲ	血管内塞栓促進用補綴材	心臓又は血管の機能に関わる非能動な埋植医療機器	2-B-01
405	-	Ⅲ	非中心循環系血管内超音波カテーテル	非電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-02
406	-	Ⅲ	マイクロカテーテル	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
407	-	Ⅲ	眼科用マイクロカテーテル	眼科の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-05
408	-	Ⅲ	マイクロダイアリスカテーテル	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
409	-	Ⅲ	末梢血管用血管内カテーテル	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
410	-	Ⅲ	リンパ管造影キット	非能動な器具	2-A-06
411	-	Ⅲ	脊髓造影キット	非能動な器具	2-A-06
412	-	Ⅲ	ウロキナーゼ使用心臓排水用カテーテル	非能動な器具	2-A-06
413	-	Ⅲ	医薬品投与マルチルーメンカテーテル	非能動な器具	2-A-06
414	-	Ⅲ	ヘパリン使用汎用吸引用カテーテル	非能動な器具	2-A-06
415	-	Ⅲ	ウロキナーゼ使用汎用吸引用カテーテル	非能動な器具	2-A-06
416	-	Ⅲ	ヘパリン使用胸部排液用チューブ	非能動な器具	2-A-06
417	-	Ⅲ	ウロキナーゼ使用胸部排液用チューブ	非能動な器具	2-A-06
418	-	Ⅲ	ヘパリン使用排液用チューブ	非能動な器具	2-A-06
419	-	Ⅲ	ウロキナーゼ使用排液用チューブ	非能動な器具	2-A-06
420	-	Ⅲ	ヘパリン使用創部用ドレナージキット	非能動な器具	2-A-06
421	-	Ⅲ	腹腔静脈シャント用腹腔側交換カテーテル	非能動な器具	2-A-06
422	-	Ⅲ	胸水シャント用腹腔側交換カテーテル	非能動な器具	2-A-06
423	-	Ⅲ	胸水シャント用胸腔側交換カテーテル	非能動な器具	2-A-06
424	-	Ⅲ	胸水シャントバルブ	非能動な器具	2-A-06
425	-	Ⅲ	水頭症用バルブ補綴材	非能動な器具	2-A-06
426	-	Ⅲ	動静脈シャント	心臓又は血管の機能に関わる非能動な埋植医療機器	2-B-01
427	-	Ⅲ	動静脈シャントカテーテル	心臓又は血管の機能に関わる非能動な埋植医療機器	2-B-01
428	-	Ⅲ	血液透析用コアキシャルフロー型カテーテルイントロデューサキット	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
429	-	Ⅲ	ウロキナーゼ使用血液透析用コアキシャルフロー型カテーテルイントロデューサキット	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
430	-	Ⅲ	挿込み型血液透析用カテーテル	心臓又は血管の機能に関わる非能動な埋植医療機器	2-B-01
431	-	Ⅲ	閉鎖型血液透析用カテーテル	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
432	-	Ⅲ	ヘパリン使用緊急時ブラッドアクセス留置用カテーテル	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
433	-	Ⅲ	ウロキナーゼ使用緊急時ブラッドアクセス留置用カテーテル	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
434	-	Ⅲ	緊急時ブラッドアクセス留置用カテーテル	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
435	-	Ⅲ	抗菌作用緊急時ブラッドアクセス留置用カテーテル	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
436	-	Ⅲ	長期的使用カテーテルバルーン補修キット	非能動な器具	2-A-06
437	-	Ⅲ	ウロキナーゼ使用オペチュレータ	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
438	-	Ⅲ	腹膜用カテーテル	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
439	-	Ⅲ	硬膜外カテーテル	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
440	-	Ⅲ	伝達麻酔用カテーテル	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
441	-	Ⅲ	ヘパリン使用単回使用汎用吸引チップ	非能動な器具	2-A-06
442	-	Ⅲ	長期的使用胸腔カテーテル	非能動な器具	2-A-06
443	-	Ⅲ	ヘパリン使用涙液・涙道シリコーンチューブ	眼科の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-05
444	-	Ⅲ	フィルタ付血液成分分離バッグ	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
445	-	Ⅲ	白血球除去用血液フィルタ	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
446	-	Ⅲ	カリウム吸着除去用血液フィルタ	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
447	-	Ⅲ	麻酔用輸液セット	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
448	-	Ⅲ	圧注入調節装置	体外循環、点滴又は血液フェレーシスの用に供する能動な医療機器	2-E-01
449	-	Ⅲ	経腸栄養用輸液ポンプ	体外循環、点滴又は血液フェレーシスの用に供する能動な医療機器	2-E-01
450	-	Ⅲ	汎用輸液ポンプ	体外循環、点滴又は血液フェレーシスの用に供する能動な医療機器	2-E-01
451	-	Ⅲ	注射筒輸液ポンプ	体外循環、点滴又は血液フェレーシスの用に供する能動な医療機器	2-E-01
452	-	Ⅲ	オキシシリン注射筒輸液ポンプ	体外循環、点滴又は血液フェレーシスの用に供する能動な医療機器	2-E-01
453	-	Ⅲ	マルチチャンネル輸液ポンプ	体外循環、点滴又は血液フェレーシスの用に供する能動な医療機器	2-E-01
454	-	Ⅲ	加温ハイフロー輸液ポンプ	体外循環、点滴又は血液フェレーシスの用に供する能動な医療機器	2-E-01
455	-	Ⅲ	非プログラム式挿込み型輸液ポンプ	体外循環、点滴又は血液フェレーシスの用に供する能動な医療機器	2-E-01
456	-	Ⅲ	患者管理無痛法用輸液ポンプ	体外循環、点滴又は血液フェレーシスの用に供する能動な医療機器	2-E-01
457	-	Ⅲ	ポータブルインスリン用輸液ポンプ	体外循環、点滴又は血液フェレーシスの用に供する能動な医療機器	2-E-01
458	-	Ⅲ	注射筒輸液ポンプコントロールユニット	体外循環、点滴又は血液フェレーシスの用に供する能動な医療機器	2-E-01
459	-	Ⅲ	ハイフロー輸血ポンプ	体外循環、点滴又は血液フェレーシスの用に供する能動な医療機器	2-E-01
460	-	Ⅲ	能動式圧注入調節装置	体外循環、点滴又は血液フェレーシスの用に供する能動な医療機器	2-E-01
461	-	Ⅲ	医薬品注入コントローラ	体外循環、点滴又は血液フェレーシスの用に供する能動な医療機器	2-E-01
462	-	Ⅲ	カテーテル医薬品注入ポート	心臓又は血管の機能に関わる非能動な埋植医療機器	2-B-01
463	-	Ⅲ	皮下用ポート及びカテーテル	心臓又は血管の機能に関わる非能動な埋植医療機器	2-B-01
464	-	Ⅲ	ヘパリン使用皮下用ポート及びカテーテル	心臓又は血管の機能に関わる非能動な埋植医療機器	2-B-01
465	-	Ⅲ	短期的使用注入用挿込みポート	心臓又は血管の機能に関わる非能動な埋植医療機器	2-B-01
466	-	Ⅲ	薬液注入用ノズル	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
467	-	Ⅲ	インスリンペン型注入器	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
468	-	Ⅲ	ポータブル持続麻酔用ユニット	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
469	-	Ⅲ	加圧式医薬品注入器	体外循環、点滴又は血液フェレーシスの用に供する能動な医療機器	2-E-01
470	-	Ⅲ	脊髄くも膜下・硬膜外麻酔キット	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
471	-	Ⅲ	脊髄麻酔キット	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
472	-	Ⅲ	輸液ポンプマネジメントユニット	体外循環、点滴又は血液フェレーシスの用に供する能動な医療機器	2-E-01
473	-	Ⅲ	可搬型輸液ポンプマネジメントユニット	体外循環、点滴又は血液フェレーシスの用に供する能動な医療機器	2-E-01
474	-	Ⅲ	止血剤注入キット	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
475	-	Ⅲ	硬膜外麻酔用カテーテル	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01

別表第1	別表第2	クラス分類	一般的名称	該当製品群	備考欄番号
476	-	Ⅲ	ヘパリン使用成分採血セット	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
477	-	Ⅲ	結さつ線	整形外科の用に供する非能動な埋植医療機器	2-B-02
478	-	Ⅲ	体内用結さつクリップ	心臓又は血管の機能に関わる非能動な埋植医療機器	2-B-01
479	-	Ⅲ	未滅菌絹製縫合糸	縫合材料又は鉗子	2-C-02
480	-	Ⅲ	滅菌済み絹製縫合糸	縫合材料又は鉗子	2-C-02
481	-	Ⅲ	ポリエステル縫合糸	縫合材料又は鉗子	2-C-02
482	-	Ⅲ	ポリエチレン縫合糸	縫合材料又は鉗子	2-C-02
483	-	Ⅲ	ポリプロピレン縫合糸	縫合材料又は鉗子	2-C-02
484	-	Ⅲ	ポリブチレン縫合糸	縫合材料又は鉗子	2-C-02
485	-	Ⅲ	ポリテトラフルオロエチレン縫合糸	縫合材料又は鉗子	2-C-02
486	-	Ⅲ	プラスチック製縫合糸	縫合材料又は鉗子	2-C-02
487	-	Ⅲ	ポリアミド縫合糸	縫合材料又は鉗子	2-C-02
488	-	Ⅲ	ポリビニルピロリドンオリブ縫合糸	縫合材料又は鉗子	2-C-02
489	-	Ⅲ	ポリウレタン縫合糸	縫合材料又は鉗子	2-C-02
490	-	Ⅲ	ビニルピロリドンオリブ・ヘキサフルオロプロピレン共重合体縫合糸	縫合材料又は鉗子	2-C-02
491	-	Ⅲ	ステンレス製縫合糸	縫合材料又は鉗子	2-C-02
492	-	Ⅲ	尿失禁治療テープ	軟組織の機能を代替する非能動な埋植医療機器	2-B-04
493	-	Ⅲ	チタン製縫合糸	縫合材料又は鉗子	2-C-02
494	-	Ⅲ	注射針型縫合器	縫合材料又は鉗子	2-C-02
495	-	Ⅲ	非吸収性血管吻合連結器	心臓又は血管の機能に関わる非能動な埋植医療機器	2-B-01
496	-	Ⅲ	体内用血管クリップ	心臓又は血管の機能に関わる非能動な埋植医療機器	2-B-01
497	-	Ⅲ	避妊用卵管結さつクリップ及びバンド	縫合材料又は鉗子	2-C-02
498	-	Ⅲ	精管用避妊クリップ及びバンド	縫合材料又は鉗子	2-C-02
499	-	Ⅲ	体内固定用組織ステーブル	縫合材料又は鉗子	2-C-02
500	-	Ⅲ	非吸収性縫合糸セット	縫合材料又は鉗子	2-C-02
501	-	Ⅲ	植込み型縫合糸固定用具	整形外科の用に供する非能動な埋植医療機器	2-B-02
502	-	Ⅲ	二次治療ハイドロゲル創傷被覆・保護材	創傷被覆又は保護材	2-C-01
503	-	Ⅲ	二次治療生理食塩液含有創傷被覆・保護材	創傷被覆又は保護材	2-C-01
504	-	Ⅲ	二次治療親水性ゲル創傷被覆・保護材	創傷被覆又は保護材	2-C-01
505	-	Ⅲ	抗菌性創傷被覆・保護材	創傷被覆又は保護材	2-C-01
506	-	Ⅲ	穿刺部保護パッチ	創傷被覆又は保護材	2-C-01
507	-	Ⅲ	吸収性ガーゼ	軟組織の機能を代替する非能動な埋植医療機器	2-B-04
508	-	Ⅲ	吸収性創傷被覆・保護材	創傷被覆又は保護材	2-C-01
509	-	Ⅲ	コラーゲン使用吸収性創傷被覆・保護材	創傷被覆又は保護材	2-C-01
510	-	Ⅲ	二次治療フォーム状創傷被覆・保護材	創傷被覆又は保護材	2-C-01
511	-	Ⅲ	植皮部・探皮部創傷被覆・保護材	創傷被覆又は保護材	2-C-01
512	-	Ⅲ	創傷被覆・保護材キット	創傷被覆又は保護材	2-C-01
513	-	Ⅲ	相互作用性創傷被覆・保護材	創傷被覆又は保護材	2-C-01
514	-	Ⅲ	深部体腔創傷被覆・保護材	創傷被覆又は保護材	2-C-01
515	-	Ⅲ	加温・密封性創傷被覆・保護材	創傷被覆又は保護材	2-C-01
516	-	Ⅲ	手術用メッシュ	整形外科の用に供する非能動な埋植医療機器	2-B-02
517	-	Ⅲ	非吸収性人工靭帯	整形外科の用に供する非能動な埋植医療機器	2-B-02
518	-	Ⅲ	非吸収性バンド型胃形成術用補綴材	軟組織の機能を代替する非能動な埋植医療機器	2-B-04
519	-	Ⅲ	非吸収性ヘルニア・胸壁・腹壁用補綴材	軟組織の機能を代替する非能動な埋植医療機器	2-B-04
520	-	Ⅲ	非吸収性抗菌ヘルニア・胸壁・腹壁用補綴材	軟組織の機能を代替する非能動な埋植医療機器	2-B-04
521	-	Ⅲ	非吸収性ステーブルライン補綴材料	軟組織の機能を代替する非能動な埋植医療機器	2-B-04
522	-	Ⅲ	眼科用囊内リング	身体機能を代替する非能動な埋植医療機器	2-B-03
523	-	Ⅲ	コラーゲン使用熱傷被覆・保護材	創傷被覆又は保護材	2-C-01
524	-	Ⅲ	眼球遮着防止リング	眼科の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-05
525	-	Ⅲ	眼科手術用クリップ	身体機能を代替する非能動な埋植医療機器	2-B-03
526	-	Ⅲ	神経用カフ	軟組織の機能を代替する非能動な埋植医療機器	2-B-04
527	-	Ⅲ	体内用血管カフ	心臓又は血管の機能に関わる非能動な埋植医療機器	2-B-01
528	-	Ⅲ	眼筋スリブ	非能動な器具	2-A-06
529	-	Ⅲ	涙点プラグ	眼科の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-05
530	-	Ⅲ	コラーゲン使用涙点プラグ	眼科の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-05
531	-	Ⅲ	非吸収性歯周組織再生用材料	歯科の用に供する非能動な埋植医療機器	2-D-03
532	-	Ⅲ	非吸収性骨再生用材料	整形外科の用に供する非能動な埋植医療機器	2-B-02
533	-	Ⅲ	外眼窩インプラント	身体機能を代替する非能動な埋植医療機器	2-B-03
534	-	Ⅲ	皮膚拡張器	非能動な器具	2-A-06
535	-	Ⅲ	親水性ビーズ	軟組織の機能を代替する非能動な埋植医療機器 創傷被覆又は保護材	2-B-04 2-C-01
536	-	Ⅲ	胃形成術用バンド	非能動な器具	2-A-06
537	-	Ⅲ	単回使用クラスⅢ処置キット	区分なし(一般的名称単位とする)	2-X-00
538	-	Ⅲ	腹膜洗浄キット	殺菌、洗浄又はすすぎの用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-08
539	-	Ⅲ	侵襲式体外型心臓ペースメーカ	刺激又は抑制の用に供する能動な医療機器	2-E-03
540	-	Ⅲ	非侵襲式体外型心臓ペースメーカ	刺激又は抑制の用に供する能動な医療機器	2-E-03
541	-	Ⅲ	経食道体外型心臓ペースメーカ	刺激又は抑制の用に供する能動な医療機器	2-E-03
542	-	Ⅲ	ペースメーカプログラマ	刺激又は抑制の用に供する能動な医療機器	2-E-03
543	-	Ⅲ	植込み型ペースメーカバッグ	刺激又は抑制の用に供する能動な医療機器	2-E-03
544	-	Ⅲ	ペースメーカ電極アライザ	刺激又は抑制の用に供する能動な医療機器	2-E-03
545	-	Ⅲ	ペースメーカ充電器	刺激又は抑制の用に供する能動な医療機器	2-E-03
546	-	Ⅲ	非中心循環系人工血管	心臓又は血管の機能に関わる非能動な埋植医療機器	2-B-01
547	-	Ⅲ	非中心循環系心血管用パッチ	心臓又は血管の機能に関わる非能動な埋植医療機器	2-B-01
548	-	Ⅲ	コラーゲン使用非中心循環系心血管用パッチ	心臓又は血管の機能に関わる非能動な埋植医療機器	2-B-01
549	-	Ⅲ	ヘパリン使用一時留置型人工血管	心臓又は血管の機能に関わる非能動な埋植医療機器	2-B-01
550	-	Ⅲ	ゼラチン使用非中心循環系人工血管	心臓又は血管の機能に関わる非能動な埋植医療機器	2-B-01
551	-	Ⅲ	コラーゲン使用非中心循環系人工血管	心臓又は血管の機能に関わる非能動な埋植医療機器	2-B-01
552	-	Ⅲ	アルブミン使用非中心循環系人工血管	心臓又は血管の機能に関わる非能動な埋植医療機器	2-B-01
553	-	Ⅲ	ヘパリン使用非中心循環系人工血管	心臓又は血管の機能に関わる非能動な埋植医療機器	2-B-01
554	-	Ⅲ	血管用ステントグラフト	心臓又は血管の機能に関わる非能動な埋植医療機器	2-B-01
555	-	Ⅲ	胆管用ステント	非能動な器具	2-A-06
556	-	Ⅲ	気管支用ステント	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
557	-	Ⅲ	腱シース	整形外科の用に供する非能動な埋植医療機器	2-B-02

別表第1	別表第2	クラス分類	一般的名称	該当製品群	備考欄番号
558	-	Ⅲ	尿管用ステント	非能動な器具	2-A-06
559	-	Ⅲ	嚔用ステント	非能動な器具	2-A-06
560	-	Ⅲ	気管用ステント	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
561	-	Ⅲ	血管用ステント	心臓又は血管の機能に関わる非能動な埋植医療機器	2-B-01
562	-	Ⅲ	辞職用ステント	非能動な器具	2-A-06
563	-	Ⅲ	尿道用ステント	非能動な器具	2-A-06
564	-	Ⅲ	食道用ステント	非能動な器具	2-A-06
565	-	Ⅲ	大腸用ステント	非能動な器具	2-A-06
566	-	Ⅲ	胃十二指腸用ステント	非能動な器具	2-A-06
567	-	Ⅲ	人工骨頭	整形外科の用に供する非能動な埋植医療機器	2-B-02
568	-	Ⅲ	表面置換型人工股関節	整形外科の用に供する非能動な埋植医療機器	2-B-02
569	-	Ⅲ	人工股関節寛骨臼コンポーネント	整形外科の用に供する非能動な埋植医療機器	2-B-02
570	-	Ⅲ	人工股関節大腿骨コンポーネント	整形外科の用に供する非能動な埋植医療機器	2-B-02
571	-	Ⅲ	全人工股関節	整形外科の用に供する非能動な埋植医療機器	2-B-02
572	-	Ⅲ	片側型人工膝関節	整形外科の用に供する非能動な埋植医療機器	2-B-02
573	-	Ⅲ	片側置換型脛骨用人工膝関節	整形外科の用に供する非能動な埋植医療機器	2-B-02
574	-	Ⅲ	全人工膝関節	整形外科の用に供する非能動な埋植医療機器	2-B-02
575	-	Ⅲ	人工膝関節大腿骨コンポーネント	整形外科の用に供する非能動な埋植医療機器	2-B-02
576	-	Ⅲ	人工膝関節脛骨コンポーネント	整形外科の用に供する非能動な埋植医療機器	2-B-02
577	-	Ⅲ	人工膝関節膝蓋骨コンポーネント	整形外科の用に供する非能動な埋植医療機器	2-B-02
578	-	Ⅲ	人工肩関節上腕骨コンポーネント	整形外科の用に供する非能動な埋植医療機器	2-B-02
579	-	Ⅲ	全人工肩関節	整形外科の用に供する非能動な埋植医療機器	2-B-02
580	-	Ⅲ	人工肩関節関節窩コンポーネント	整形外科の用に供する非能動な埋植医療機器	2-B-02
581	-	Ⅲ	人工肘関節橈骨コンポーネント	整形外科の用に供する非能動な埋植医療機器	2-B-02
582	-	Ⅲ	人工肘関節上腕骨コンポーネント	整形外科の用に供する非能動な埋植医療機器	2-B-02
583	-	Ⅲ	人工肘関節尺骨コンポーネント	整形外科の用に供する非能動な埋植医療機器	2-B-02
584	-	Ⅲ	全人工肘関節	整形外科の用に供する非能動な埋植医療機器	2-B-02
585	-	Ⅲ	人工骨インプラント	整形外科の用に供する非能動な埋植医療機器	2-B-02
586	-	Ⅲ	体内固定用ボルト	整形外科の用に供する非能動な埋植医療機器	2-B-02
587	-	Ⅲ	体内固定用ネジ	整形外科の用に供する非能動な埋植医療機器	2-B-02
588	-	Ⅲ	体内固定用ステープル	整形外科の用に供する非能動な埋植医療機器	2-B-02
589	-	Ⅲ	体内固定用ナット	整形外科の用に供する非能動な埋植医療機器	2-B-02
590	-	Ⅲ	体内固定用ピン	整形外科の用に供する非能動な埋植医療機器	2-B-02
591	-	Ⅲ	体内固定用大腿骨髄内釘	整形外科の用に供する非能動な埋植医療機器	2-B-02
592	-	Ⅲ	体内固定用コンプレッションヒッププレート	整形外科の用に供する非能動な埋植医療機器	2-B-02
593	-	Ⅲ	人工椎間板	整形外科の用に供する非能動な埋植医療機器	2-B-02
594	-	Ⅲ	人工椎体	整形外科の用に供する非能動な埋植医療機器	2-B-02
595	-	Ⅲ	人工肋骨	整形外科の用に供する非能動な埋植医療機器	2-B-02
596	-	Ⅲ	体内固定用プレート	整形外科の用に供する非能動な埋植医療機器	2-B-02
597	-	Ⅲ	体内固定システム	整形外科の用に供する非能動な埋植医療機器	2-B-02
598	-	Ⅲ	頭蓋骨固定用クランプ	整形外科の用に供する非能動な埋植医療機器	2-B-02
599	-	Ⅲ	体外固定システム	整形外科の用に供する非能動な埋植医療機器	2-B-02
600	-	Ⅲ	体内固定用ワイヤ	整形外科の用に供する非能動な埋植医療機器	2-B-02
601	-	Ⅲ	人工顎関節	整形外科の用に供する非能動な埋植医療機器	2-B-02
602	-	Ⅲ	靱帯固定具	整形外科の用に供する非能動な埋植医療機器	2-B-02
603	-	Ⅲ	体内固定用ワッシャ	整形外科の用に供する非能動な埋植医療機器	2-B-02
604	-	Ⅲ	脊椎内固定器具	整形外科の用に供する非能動な埋植医療機器	2-B-02
605	-	Ⅲ	体内固定用脛骨髄内釘	整形外科の用に供する非能動な埋植医療機器	2-B-02
606	-	Ⅲ	体内固定用上肢髄内釘	整形外科の用に供する非能動な埋植医療機器	2-B-02
607	-	Ⅲ	体内固定器具セット	整形外科の用に供する非能動な埋植医療機器	2-B-02
608	-	Ⅲ	脊椎ケージ	整形外科の用に供する非能動な埋植医療機器	2-B-02
609	-	Ⅲ	骨固定バンド	整形外科の用に供する非能動な埋植医療機器	2-B-02
610	-	Ⅲ	頭部プロテーゼ固定用材料	整形外科の用に供する非能動な埋植医療機器	2-B-02
611	-	Ⅲ	体内固定用ケーブル	整形外科の用に供する非能動な埋植医療機器	2-B-02
612	-	Ⅲ	仙骨止血ピン	整形外科の用に供する非能動な埋植医療機器	2-B-02
613	-	Ⅲ	頭蓋用レジン様化合物	整形外科の用に供する非能動な埋植医療機器	2-B-02
614	-	Ⅲ	整形外科用骨セメント	整形外科の用に供する非能動な埋植医療機器	2-B-02
615	-	Ⅲ	関節置換術用セメントスぺーサ	整形外科の用に供する非能動な埋植医療機器	2-B-02
616	-	Ⅲ	人工骨キャップ	整形外科の用に供する非能動な埋植医療機器	2-B-02
617	-	Ⅲ	全人工足関節	整形外科の用に供する非能動な埋植医療機器	2-B-02
618	-	Ⅲ	非吸収性人工腱	整形外科の用に供する非能動な埋植医療機器	2-B-02
619	-	Ⅲ	人工上顎骨	整形外科の用に供する非能動な埋植医療機器	2-B-02
620	-	Ⅲ	人工股関節寛骨臼サポートコンポーネント	整形外科の用に供する非能動な埋植医療機器	2-B-02
621	-	Ⅲ	人工股関節骨セメントレトリクタ	整形外科の用に供する非能動な埋植医療機器	2-B-02
622	-	Ⅲ	全人工手関節	整形外科の用に供する非能動な埋植医療機器	2-B-02
623	-	Ⅲ	骨スぺーサ	整形外科の用に供する非能動な埋植医療機器	2-B-02
624	-	Ⅲ	骨プラグ	整形外科の用に供する非能動な埋植医療機器	2-B-02
625	-	Ⅲ	人工足関節距骨コンポーネント	整形外科の用に供する非能動な埋植医療機器	2-B-02
626	-	Ⅲ	人工下顎骨	整形外科の用に供する非能動な埋植医療機器	2-B-02
627	-	Ⅲ	人工足関節脛骨コンポーネント	整形外科の用に供する非能動な埋植医療機器	2-B-02
628	-	Ⅲ	人工手関節手根骨コンポーネント	整形外科の用に供する非能動な埋植医療機器	2-B-02
629	-	Ⅲ	趾輪スぺーサ	整形外科の用に供する非能動な埋植医療機器	2-B-02
630	-	Ⅲ	人工全耳小骨	整形外科の用に供する非能動な埋植医療機器	2-B-02
631	-	Ⅲ	人工眼窩縁	整形外科の用に供する非能動な埋植医療機器 身体機能を代替する非能動な埋植医療機器	2-B-03
632	-	Ⅲ	人工頬骨	整形外科の用に供する非能動な埋植医療機器	2-B-02
633	-	Ⅲ	局所人工耳小骨	整形外科の用に供する非能動な埋植医療機器	2-B-02
634	-	Ⅲ	人工機骨手根関節機骨・尺骨コンポーネント	整形外科の用に供する非能動な埋植医療機器	2-B-02
635	-	Ⅲ	機骨頭用補綴材	整形外科の用に供する非能動な埋植医療機器	2-B-02
636	-	Ⅲ	全人工側頭下顎関節	整形外科の用に供する非能動な埋植医療機器	2-B-02
637	-	Ⅲ	人工側頭下顎関節内板	整形外科の用に供する非能動な埋植医療機器	2-B-02
638	-	Ⅲ	人工指関節	整形外科の用に供する非能動な埋植医療機器	2-B-02
639	-	Ⅲ	人工関節セット	整形外科の用に供する非能動な埋植医療機器	2-B-02

別表第1	別表第2	クラス分類	一般的名称	該当製品群	備考欄番号
640	-	Ⅲ	下肢再建用人工材料	整形外科の用に供する非能動な埋植医療機器	2-B-02
641	-	Ⅲ	上肢再建用人工材料	整形外科の用に供する非能動な埋植医療機器	2-B-02
642	-	Ⅲ	前房レンズ	身体の機能を代替する非能動な埋植医療機器	2-B-03
643	-	Ⅲ	後房レンズ	身体の機能を代替する非能動な埋植医療機器	2-B-03
644	-	Ⅲ	ヘパリン使用後房レンズ	身体の機能を代替する非能動な埋植医療機器	2-B-03
645	-	Ⅲ	多焦点後房レンズ	身体の機能を代替する非能動な埋植医療機器	2-B-03
646	-	Ⅲ	挿入器付後房レンズ	身体の機能を代替する非能動な埋植医療機器	2-B-03
647	-	Ⅲ	中耳腔換気用チューブ	非能動な器具	2-A-06
648	-	Ⅲ	人工鼓膜	身体の機能を代替する非能動な埋植医療機器	2-B-03
649	-	Ⅲ	人工内耳	補聴器	2-E-12
650	-	Ⅲ	気管食道用スピーチバルブ	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
651	-	Ⅲ	液状組織再生材料	軟組織の機能を代替する非能動な埋植医療機器	2-B-04
652	-	Ⅲ	中耳腔換気用半透膜チューブ	非能動な器具	2-A-06
653	-	Ⅲ	植込み型神経刺激電極及びリード	刺激又は抑制の用に供する能動な医療機器	2-E-03
654	-	Ⅲ	植込み型失禁用刺激電極及びリード	刺激又は抑制の用に供する能動な医療機器	2-E-03
655	-	Ⅲ	植込み型眼鏡ウェイト	身体の機能を代替する非能動な埋植医療機器	2-B-03
656	-	Ⅲ	鼻用補綴材	軟組織の機能を代替する非能動な埋植医療機器	2-B-04
657	-	Ⅲ	リンパ管用チューブ補綴材	軟組織の機能を代替する非能動な埋植医療機器	2-B-04
658	-	Ⅲ	中耳用植込みモールド	軟組織の機能を代替する非能動な埋植医療機器	2-B-04
659	-	Ⅲ	機械式・水圧式植込み失禁器具	区分なし(一般的名称単位とする)	2-X-00
660	-	Ⅲ	輸精管用補綴材	軟組織の機能を代替する非能動な埋植医療機器	2-B-04
661	-	Ⅲ	尿管膀胱用補綴材	軟組織の機能を代替する非能動な埋植医療機器	2-B-04
662	-	Ⅲ	人工耳・鼻・喉用補綴材	軟組織の機能を代替する非能動な埋植医療機器	2-B-04
663	-	Ⅲ	体内用合成・炭素繊維補綴材	整形外科の用に供する非能動な埋植医療機器	2-B-02
664	-	Ⅲ	腸管スプリングチューブ補綴材	軟組織の機能を代替する非能動な埋植医療機器	2-B-04
665	-	Ⅲ	眼強膜補綴材	身体の機能を代替する非能動な埋植医療機器	2-B-03
666	-	Ⅲ	人工肛門括約筋補綴材	身体の機能を代替する非能動な埋植医療機器	2-B-03
667	-	Ⅲ	体内用失禁補綴材	軟組織の機能を代替する非能動な埋植医療機器	2-B-04
668	-	Ⅲ	コラーゲン使用体内用失禁補綴材	軟組織の機能を代替する非能動な埋植医療機器	2-B-04
669	-	Ⅲ	胆管用補綴材	軟組織の機能を代替する非能動な埋植医療機器	2-B-04
670	-	Ⅲ	膀胱用メッシュ補綴材	軟組織の機能を代替する非能動な埋植医療機器	2-B-04
671	-	Ⅲ	子宮頸管縫縮用補綴材	軟組織の機能を代替する非能動な埋植医療機器	2-B-04
672	-	Ⅲ	耳用補綴材	整形外科の用に供する非能動な埋植医療機器	2-B-02
673	-	Ⅲ	人工食道用補綴材	軟組織の機能を代替する非能動な埋植医療機器	2-B-04
674	-	Ⅲ	卵管用チューブ補綴材	軟組織の機能を代替する非能動な埋植医療機器	2-B-04
675	-	Ⅲ	喉頭用補綴材	軟組織の機能を代替する非能動な埋植医療機器	2-B-04
676	-	Ⅲ	筋肉用補綴材	身体の機能を代替する非能動な埋植医療機器	2-B-03
677	-	Ⅲ	人工精巣	整形外科の用に供する非能動な埋植医療機器	2-B-02
678	-	Ⅲ	気管支用補綴材	軟組織の機能を代替する非能動な埋植医療機器	2-B-04
679	-	Ⅲ	尿道用チューブ補綴材	軟組織の機能を代替する非能動な埋植医療機器	2-B-04
680	-	Ⅲ	尿道括約筋用補綴材	身体の機能を代替する非能動な埋植医療機器	2-B-03
681	-	Ⅲ	気管用補綴材	軟組織の機能を代替する非能動な埋植医療機器	2-B-04
682	-	Ⅲ	耳管用チューブ補綴材	軟組織の機能を代替する非能動な埋植医療機器	2-B-04
683	-	Ⅲ	消化管逆流防止補綴材	身体の機能を代替する非能動な埋植医療機器	2-B-03
684	-	Ⅲ	眼内ドレーン	身体の機能を代替する非能動な埋植医療機器	2-B-03
685	-	Ⅲ	人工陰茎	軟組織の機能を代替する非能動な埋植医療機器	2-B-04
686	-	Ⅲ	ロッド型人工陰茎	軟組織の機能を代替する非能動な埋植医療機器	2-B-04
687	-	Ⅲ	角膜内リング	身体の機能を代替する非能動な埋植医療機器	2-B-03
688	-	Ⅲ	人工角膜	身体の機能を代替する非能動な埋植医療機器	2-B-03
689	-	Ⅲ	眼弁補綴材	身体の機能を代替する非能動な埋植医療機器	2-B-03
690	-	Ⅲ	植込み型病変識別マーカ	軟組織の機能を代替する非能動な埋植医療機器	2-B-04
691	-	Ⅲ	非中心循環系血栓形成インプラントキット	心臓又は血管の機能に関わる非能動な埋植医療機器	2-B-01
692	-	Ⅲ	網膜换位用人工補綴材	身体の機能を代替する非能動な埋植医療機器	2-B-03
693	-	Ⅲ	人工腎臓装置	体外循環、点滴又は血液フェレシスの用に供する能動な医療機器	2-E-01
694	-	Ⅲ	透析用監視装置	体外循環、点滴又は血液フェレシスの用に供する能動な医療機器	2-E-01
695	-	Ⅲ	多人数用透析液供給装置	体外循環、点滴又は血液フェレシスの用に供する能動な医療機器	2-E-01
696	-	Ⅲ	個人用透析装置	体外循環、点滴又は血液フェレシスの用に供する能動な医療機器	2-E-01
697	-	Ⅲ	多用途透析装置	体外循環、点滴又は血液フェレシスの用に供する能動な医療機器	2-E-01
698	-	Ⅲ	透析装置用透析液流量計	体外循環、点滴又は血液フェレシスの用に供する能動な医療機器	2-E-01
699	-	Ⅲ	透析装置用透析液量検知器	体外循環、点滴又は血液フェレシスの用に供する能動な医療機器	2-E-01
700	-	Ⅲ	透析装置用血液量検知器	体外循環、点滴又は血液フェレシスの用に供する能動な医療機器	2-E-01
701	-	Ⅲ	透析装置用血液漏出検知器	体外循環、点滴又は血液フェレシスの用に供する能動な医療機器	2-E-01
702	-	Ⅲ	透析装置用透析液温度モニタ	体外循環、点滴又は血液フェレシスの用に供する能動な医療機器	2-E-01
703	-	Ⅲ	血液透析装置用圧力アラーム	体外循環、点滴又は血液フェレシスの用に供する能動な医療機器	2-E-01
704	-	Ⅲ	透析液導電率測定装置	体外循環、点滴又は血液フェレシスの用に供する能動な医療機器	2-E-01
705	-	Ⅲ	透析用血液ラインクランプユニット	体外循環、点滴又は血液フェレシスの用に供する能動な医療機器	2-E-01
706	-	Ⅲ	透析用血液循環ユニット	体外循環、点滴又は血液フェレシスの用に供する能動な医療機器	2-E-01
707	-	Ⅲ	透析用気泡防止ユニット	体外循環、点滴又は血液フェレシスの用に供する能動な医療機器	2-E-01
708	-	Ⅲ	補液ポンプ	体外循環、点滴又は血液フェレシスの用に供する能動な医療機器	2-E-01
709	-	Ⅲ	体外循環用ヘマトクリットモニタ	生体信号に関わらない生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器	2-G-01
710	-	Ⅲ	血液透析濾過用装置	体外循環、点滴又は血液フェレシスの用に供する能動な医療機器	2-E-01
711	-	Ⅲ	中空糸型透析器	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
712	-	Ⅲ	積層型透析器	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
713	-	Ⅲ	人工心肺用システム	体外循環、点滴又は血液フェレシスの用に供する能動な医療機器	2-E-01
714	-	Ⅲ	人工心肺用ローポンプ	体外循環、点滴又は血液フェレシスの用に供する能動な医療機器	2-E-01
715	-	Ⅲ	人工心肺用コンソール	体外循環、点滴又は血液フェレシスの用に供する能動な医療機器	2-E-01
716	-	Ⅲ	体外循環装置用遠心ポンプ駆動装置	体外循環、点滴又は血液フェレシスの用に供する能動な医療機器	2-E-01
717	-	Ⅲ	ヘパリン使用人工心肺用熱交換器	非能動な器具	2-A-06
718	-	Ⅲ	ヘパリン使用人工心肺用貯血槽	非能動な器具	2-A-06
719	-	Ⅲ	ヘパリン使用人工心肺用除泡器	非能動な器具	2-A-06
720	-	Ⅲ	人工心肺用ガスコントロールユニット	体外循環、点滴又は血液フェレシスの用に供する能動な医療機器	2-E-01
721	-	Ⅲ	ヘパリン使用人工心肺回路用血液フィルタ	非能動な器具	2-A-06
722	-	Ⅲ	人工心肺用血液濃縮フィルタ	非能動な器具	2-A-06



別表第1	別表第2	クラス分類	一般的名称	該当製品群	備考欄番号
723	-	Ⅲ	人工心肺用圧力計	体外循環、点滴又は血液フェレーシスの用に供する能動な医療機器	2-E-01
724	-	Ⅲ	人工心肺用温度コントロールユニット	体外循環、点滴又は血液フェレーシスの用に供する能動な医療機器	2-E-01
725	-	Ⅲ	人工心肺用回路システム	非能動な器具 体外循環装置(特定高度管理医療機器に該当する構成部品を含み、クラスⅣ医療機器として承認申請されたものに限る。)	2-A-06 1-07
726	-	Ⅲ	ヘパリン使用人工心肺用回路システム	非能動な器具 体外循環装置(特定高度管理医療機器に該当する構成部品を含み、クラスⅣ医療機器として承認申請されたものに限る。)	2-A-06 1-07
727	-	Ⅲ	ヘパリン使用単回使用人工心肺用除泡器	非能動な器具	2-A-06
728	-	Ⅲ	ヘパリン使用単回使用人工心肺用熱交換器	非能動な器具	2-A-06
729	-	Ⅲ	人工心肺用ライン内血液ガスモニタ	体外循環、点滴又は血液フェレーシスの用に供する能動な医療機器	2-E-01
730	-	Ⅲ	ヘパリン使用人工心肺用ライン内血液ガスモニタ	体外循環、点滴又は血液フェレーシスの用に供する能動な医療機器	2-E-01
731	-	Ⅲ	人工心肺用ライン内血液ガスセンサ	体外循環、点滴又は血液フェレーシスの用に供する能動な医療機器	2-E-01
732	-	Ⅲ	ヘパリン使用人工心肺用ライン内血液ガスセンサ	体外循環、点滴又は血液フェレーシスの用に供する能動な医療機器	2-E-01
733	-	Ⅲ	人工心肺用拍動圧ジェネレータ	体外循環、点滴又は血液フェレーシスの用に供する能動な医療機器	2-E-01
734	-	Ⅲ	人工心肺用空気、液体レベル検出器	体外循環、点滴又は血液フェレーシスの用に供する能動な医療機器	2-E-01
735	-	Ⅲ	体外循環用血液学的パラメータモニタ	体外循環、点滴又は血液フェレーシスの用に供する能動な医療機器	2-E-01
736	-	Ⅲ	体外循環用血液学的パラメータモニタ測定セル	非能動な器具	2-A-06
737	-	Ⅲ	ヘパリン使用体外循環用血液学的パラメータモニタ向け測定セル	非能動な器具	2-A-06
738	-	Ⅲ	体外気泡型人工肺	非能動な器具	2-A-06
739	-	Ⅲ	体外式膜型人工肺	非能動な器具	2-A-06
740	-	Ⅲ	ヘパリン使用体外式膜型人工肺	非能動な器具	2-A-06
741	-	Ⅲ	血液濾過器	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
742	-	Ⅲ	吸着型血液浄化器	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
743	-	Ⅲ	膜型血漿分離器	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
744	-	Ⅲ	膜型血漿成分分離器	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
745	-	Ⅲ	吸着型血漿浄化器	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
746	-	Ⅲ	血液濃縮器	非能動な器具	2-A-06
747	-	Ⅲ	血球洗浄バッグ	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
748	-	Ⅲ	自己血球洗浄セット	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
749	-	Ⅲ	血液成分分離用フィルタ	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
750	-	Ⅲ	選択式血漿成分吸着器	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
751	-	Ⅲ	持続経徐式血液濾過器	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
752	-	Ⅲ	エンドトキシン除去向け吸着型血液浄化用浄化器	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
753	-	Ⅲ	血液透析濾過器	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
754	-	Ⅲ	血球細胞除去用浄化器	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
755	-	Ⅲ	血液濾過用装置	体外循環、点滴又は血液フェレーシスの用に供する能動な医療機器	2-E-01
756	-	Ⅲ	吸着型血液浄化用装置	体外循環、点滴又は血液フェレーシスの用に供する能動な医療機器	2-E-01
757	-	Ⅲ	エンドトキシン除去向け吸着型血液浄化用装置	体外循環、点滴又は血液フェレーシスの用に供する能動な医療機器	2-E-01
758	-	Ⅲ	膜型血漿分離用装置	体外循環、点滴又は血液フェレーシスの用に供する能動な医療機器	2-E-01
759	-	Ⅲ	アルブミン使用細胞分離ユニット	体外循環、点滴又は血液フェレーシスの用に供する能動な医療機器	2-E-01
760	-	Ⅲ	遠心型血液成分分離装置	体外循環、点滴又は血液フェレーシスの用に供する能動な医療機器	2-E-01
761	-	Ⅲ	遠心型血液浄化装置	体外循環、点滴又は血液フェレーシスの用に供する能動な医療機器	2-E-01
762	-	Ⅲ	遠心型血液成分採取装置	体外循環、点滴又は血液フェレーシスの用に供する能動な医療機器	2-E-01
763	-	Ⅲ	持続経徐式血液濾過用装置	体外循環、点滴又は血液フェレーシスの用に供する能動な医療機器	2-E-01
764	-	Ⅲ	血球細胞除去用装置	体外循環、点滴又は血液フェレーシスの用に供する能動な医療機器	2-E-01
765	-	Ⅲ	腹水濾過濃縮用装置	体外循環、点滴又は血液フェレーシスの用に供する能動な医療機器	2-E-01
766	-	Ⅲ	多用途血液処理用装置	体外循環、点滴又は血液フェレーシスの用に供する能動な医療機器	2-E-01
767	-	Ⅲ	ヘパリン使用透析用血液回路セット	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
768	-	Ⅲ	ヘパリン使用チューブ接続用コネクタ	非能動な器具	2-A-06
769	-	Ⅲ	補助循環用バルーンポンプ駆動装置	体外循環、点滴又は血液フェレーシスの用に供する能動な医療機器	2-E-01
770	-	Ⅲ	透析用血液成分分離ユニット	体外循環、点滴又は血液フェレーシスの用に供する能動な医療機器	2-E-01
771	-	Ⅲ	ガス式肺人工蘇生器	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
772	-	Ⅲ	汎用人工呼吸器	呼吸器用の能動な医療機器(酸素療法用の高圧チャンバー及び吸入麻酔用の機器を含む。)	2-E-02
773	-	Ⅲ	高頻度人工呼吸器	呼吸器用の能動な医療機器(酸素療法用の高圧チャンバー及び吸入麻酔用の機器を含む。)	2-E-02
774	-	Ⅲ	手動式ジェット人工呼吸器	呼吸器用の能動な医療機器(酸素療法用の高圧チャンバー及び吸入麻酔用の機器を含む。)	2-E-02
775	-	Ⅲ	陰圧人工呼吸器	呼吸器用の能動な医療機器(酸素療法用の高圧チャンバー及び吸入麻酔用の機器を含む。)	2-E-02
776	-	Ⅲ	成人用人工呼吸器	呼吸器用の能動な医療機器(酸素療法用の高圧チャンバー及び吸入麻酔用の機器を含む。)	2-E-02
777	-	Ⅲ	再使用可能な手動式肺人工蘇生器	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
778	-	Ⅲ	手動式心臓ポンプ人工蘇生器	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
779	-	Ⅲ	単回使用手動式肺人工蘇生器	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
780	-	Ⅲ	再使用可能な能動型機器接続呼吸回路用コネクタ	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
781	-	Ⅲ	新生児・小児用人工呼吸器	呼吸器用の能動な医療機器(酸素療法用の高圧チャンバー及び吸入麻酔用の機器を含む。)	2-E-02
782	-	Ⅲ	呼吸器人工蘇生器	呼吸器用の能動な医療機器(酸素療法用の高圧チャンバー及び吸入麻酔用の機器を含む。)	2-E-02
783	-	Ⅲ	麻酔用人工呼吸器	呼吸器用の能動な医療機器(酸素療法用の高圧チャンバー及び吸入麻酔用の機器を含む。)	2-E-02
784	-	Ⅲ	可搬型人工呼吸器	呼吸器用の能動な医療機器(酸素療法用の高圧チャンバー及び吸入麻酔用の機器を含む。)	2-E-02
785	-	Ⅲ	持続的気道陽圧ユニット	呼吸器用の能動な医療機器(酸素療法用の高圧チャンバー及び吸入麻酔用の機器を含む。)	2-E-02
786	-	Ⅲ	家庭治療用人工呼吸器	呼吸器用の能動な医療機器(酸素療法用の高圧チャンバー及び吸入麻酔用の機器を含む。)	2-E-02
787	-	Ⅲ	二相式気道陽圧ユニット	呼吸器用の能動な医療機器(酸素療法用の高圧チャンバー及び吸入麻酔用の機器を含む。)	2-E-02
788	-	Ⅲ	人工呼吸器用コンバータ	呼吸器用の能動な医療機器(酸素療法用の高圧チャンバー及び吸入麻酔用の機器を含む。)	2-E-02
789	-	Ⅲ	持続的自動気道陽圧ユニット	呼吸器用の能動な医療機器(酸素療法用の高圧チャンバー及び吸入麻酔用の機器を含む。)	2-E-02
790	-	Ⅲ	麻酔システム	呼吸器用の能動な医療機器(酸素療法用の高圧チャンバー及び吸入麻酔用の機器を含む。)	2-E-02
791	-	Ⅲ	閉鎖循環式麻酔システム	呼吸器用の能動な医療機器(酸素療法用の高圧チャンバー及び吸入麻酔用の機器を含む。)	2-E-02
792	-	Ⅲ	麻酔システム用人工呼吸器	呼吸器用の能動な医療機器(酸素療法用の高圧チャンバー及び吸入麻酔用の機器を含む。)	2-E-02
793	-	Ⅲ	歯科用麻酔ガス送入ユニット	呼吸器用の能動な医療機器(酸素療法用の高圧チャンバー及び吸入麻酔用の機器を含む。)	2-E-02
794	-	Ⅲ	混合ガス麻酔器	呼吸器用の能動な医療機器(酸素療法用の高圧チャンバー及び吸入麻酔用の機器を含む。)	2-E-02
795	-	Ⅲ	医用ガス調整器	呼吸器用の能動な医療機器(酸素療法用の高圧チャンバー及び吸入麻酔用の機器を含む。)	2-E-02
796	-	Ⅲ	エトラン用麻酔薬気化器	呼吸器用の能動な医療機器(酸素療法用の高圧チャンバー及び吸入麻酔用の機器を含む。)	2-E-02
797	-	Ⅲ	イソフルラン用麻酔薬気化器	呼吸器用の能動な医療機器(酸素療法用の高圧チャンバー及び吸入麻酔用の機器を含む。)	2-E-02
798	-	Ⅲ	エーテル用麻酔薬気化器	呼吸器用の能動な医療機器(酸素療法用の高圧チャンバー及び吸入麻酔用の機器を含む。)	2-E-02
799	-	Ⅲ	デスフルラン用麻酔薬気化器	呼吸器用の能動な医療機器(酸素療法用の高圧チャンバー及び吸入麻酔用の機器を含む。)	2-E-02
800	-	Ⅲ	セボフルラン用麻酔薬気化器	呼吸器用の能動な医療機器(酸素療法用の高圧チャンバー及び吸入麻酔用の機器を含む。)	2-E-02
801	-	Ⅲ	ボータブル麻酔ガス送入ユニット	呼吸器用の能動な医療機器(酸素療法用の高圧チャンバー及び吸入麻酔用の機器を含む。)	2-E-02
802	-	Ⅲ	吸入無痛法ユニット	呼吸器用の能動な医療機器(酸素療法用の高圧チャンバー及び吸入麻酔用の機器を含む。)	2-E-02
803	-	Ⅲ	電気麻酔用刺激装置	刺激又は抑制の用に供する能動な医療機器	2-E-03

別表第1	別表第2	クラス分類	一般的名称	該当製品群	備考欄番号
804	-	Ⅲ	麻酔ガス送入ユニット	呼吸器用の能動な医療機器(酸素療法用の高圧チャンバー及び吸入麻酔用の機器を含む。)	2-E-02
805	-	Ⅲ	高圧酸素患者治療装置	呼吸器用の能動な医療機器(酸素療法用の高圧チャンバー及び吸入麻酔用の機器を含む。)	2-E-02
806	-	Ⅲ	低圧酸素患者治療装置	呼吸器用の能動な医療機器(酸素療法用の高圧チャンバー及び吸入麻酔用の機器を含む。)	2-E-02
807	-	Ⅲ	酸素治療アクチベータ	呼吸器用の能動な医療機器(酸素療法用の高圧チャンバー及び吸入麻酔用の機器を含む。)	2-E-02
808	-	Ⅲ	一酸化窒素ガス管理システム	呼吸器用の能動な医療機器(酸素療法用の高圧チャンバー及び吸入麻酔用の機器を含む。)	2-E-02
809	-	Ⅲ	酸素治療送入システム	呼吸器用の能動な医療機器(酸素療法用の高圧チャンバー及び吸入麻酔用の機器を含む。)	2-E-02
810	-	Ⅲ	能動型機器接続用酸素濃縮器	呼吸器用の能動な医療機器(酸素療法用の高圧チャンバー及び吸入麻酔用の機器を含む。)	2-E-02
811	-	Ⅲ	定置型保育器	温熱治療又は低体温法の用に供する能動な医療機器	2-H-03
812	-	Ⅲ	移動型乳児用放射加温器	温熱治療又は低体温法の用に供する能動な医療機器	2-H-03
813	-	Ⅲ	運搬用保育器	患者の整位又は輸送の用に供する能動な医療機器	2-E-09
814	-	Ⅲ	一時的使用ベising機能付除細動器	刺激又は抑制の用に供する能動な医療機器	2-E-03
815	-	Ⅲ	全自動除細動器	刺激又は抑制の用に供する能動な医療機器	2-E-03
816	-	Ⅲ	半自動除細動器	刺激又は抑制の用に供する能動な医療機器	2-E-03
817	-	Ⅲ	手動式除細動器	刺激又は抑制の用に供する能動な医療機器	2-E-03
818	-	Ⅲ	非医療従事者向け自動除細動器	刺激又は抑制の用に供する能動な医療機器	2-E-03
819	-	Ⅲ	電話操作除細動器	刺激又は抑制の用に供する能動な医療機器	2-E-03
820	-	Ⅲ	保護型補込み型除細動器システムアナライザ	刺激又は抑制の用に供する能動な医療機器	2-E-03
821	-	Ⅲ	補込み能動型機器用プログラマ	刺激又は抑制の用に供する能動な医療機器	2-E-03
822	-	Ⅲ	自動腹膜灌流用装置	体外循環、点滴又は血液フェレーシスの用に供する能動な医療機器	2-E-01
823	-	Ⅲ	腹膜透析用カテーテル	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
824	-	Ⅲ	チタニウムアダプタ	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
825	-	Ⅲ	腹膜灌流用カテーテルイントロデュサキット	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
826	-	Ⅲ	腹膜灌流用チューブセット	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
827	-	Ⅲ	腹膜灌流用カテーテルアダプタ	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
828	-	Ⅲ	連続ポータル腹膜灌流用運搬セット	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
829	-	Ⅲ	自動腹膜灌流装置用回路及び関連用具セット	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
830	-	Ⅲ	腹膜灌流液注排用チューブ及び関連用具セット	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
831	-	Ⅲ	腹膜灌流用回路及び関連用具セット	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
832	-	Ⅲ	電動式心臓人工器	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
833	-	Ⅲ	手動式心臓ポンプ	麻酔、急救及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-01
834	-	Ⅲ	機械式心臓人工器	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
835	-	Ⅲ	腹水濾過濃縮器セット	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
836	-	Ⅲ	腹水濾過器	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
837	-	Ⅲ	腹水濃縮器	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器	2-A-02
838	-	Ⅲ	自己血回収再注入用装置	体外循環、点滴又は血液フェレーシスの用に供する能動な医療機器	2-E-01
839	-	Ⅲ	自己血輸血ユニット	体外循環、点滴又は血液フェレーシスの用に供する能動な医療機器	2-E-01
840	-	Ⅲ	失禁用神経筋電気刺激装置	刺激又は抑制の用に供する能動な医療機器	2-E-03
841	-	Ⅲ	人工中耳	補聴器	2-E-12
842	-	Ⅲ	遠隔照射式治療用放射性核種システム向け輪郭探知器	その他放射線治療又は温熱治療の用に供する医療機器(厚生労働大臣が認めるものに限る。)	2-H-05
843	-	Ⅲ	遠隔照射式治療用放射性核種システム	その他放射線治療又は温熱治療の用に供する医療機器(厚生労働大臣が認めるものに限る。)	2-H-05
844	-	Ⅲ	非中心循環系アフターローディング式ブラキセラビー装置	その他放射線治療又は温熱治療の用に供する医療機器(厚生労働大臣が認めるものに限る。)	2-H-05
845	-	Ⅲ	非中心循環系手動式放射線ブラキセラビー装置	その他放射線治療又は温熱治療の用に供する医療機器(厚生労働大臣が認めるものに限る。)	2-H-05
846	-	Ⅲ	遠隔照射式治療用放射線源	その他放射線治療又は温熱治療の用に供する医療機器(厚生労働大臣が認めるものに限る。)	2-H-05
847	-	Ⅲ	非中心循環系アフターローディング式ブラキセラビー装置用放射線源	その他放射線治療又は温熱治療の用に供する医療機器(厚生労働大臣が認めるものに限る。)	2-H-05
848	-	Ⅲ	非中心循環系永久刺入向け手動式ブラキセラビー装置用放射線源	その他放射線治療又は温熱治療の用に供する医療機器(厚生労働大臣が認めるものに限る。)	2-H-05
849	-	Ⅲ	非中心循環系一時留置向け手動式ブラキセラビー装置用放射線源	その他放射線治療又は温熱治療の用に供する医療機器(厚生労働大臣が認めるものに限る。)	2-H-05
850	-	Ⅲ	定位放射線治療用放射性核種システム	その他放射線治療又は温熱治療の用に供する医療機器(厚生労働大臣が認めるものに限る。)	2-H-05
851	-	Ⅲ	定位放射線手術向け治療用放射線源	その他放射線治療又は温熱治療の用に供する医療機器(厚生労働大臣が認めるものに限る。)	2-H-05
852	-	Ⅲ	腫用手動式ブラキセラビー装置アプリケーション	その他放射線治療又は温熱治療の用に供する医療機器(厚生労働大臣が認めるものに限る。)	2-H-05
853	-	Ⅲ	腫用アフターローディング式ブラキセラビー装置アプリケーション	その他放射線治療又は温熱治療の用に供する医療機器(厚生労働大臣が認めるものに限る。)	2-H-05
854	-	Ⅲ	子宮頸管・内膜用手動式ブラキセラビー装置アプリケーション	その他放射線治療又は温熱治療の用に供する医療機器(厚生労働大臣が認めるものに限る。)	2-H-05
855	-	Ⅲ	子宮頸管・内膜用アフターローディング式ブラキセラビー装置アプリケーション	その他放射線治療又は温熱治療の用に供する医療機器(厚生労働大臣が認めるものに限る。)	2-H-05
856	-	Ⅲ	気管支用手動式ブラキセラビー装置アプリケーション	その他放射線治療又は温熱治療の用に供する医療機器(厚生労働大臣が認めるものに限る。)	2-H-05
857	-	Ⅲ	気管支用アフターローディング式ブラキセラビー装置アプリケーション	その他放射線治療又は温熱治療の用に供する医療機器(厚生労働大臣が認めるものに限る。)	2-H-05
858	-	Ⅲ	鼻咽頭用手動式ブラキセラビー装置アプリケーション	その他放射線治療又は温熱治療の用に供する医療機器(厚生労働大臣が認めるものに限る。)	2-H-05
859	-	Ⅲ	鼻咽頭用アフターローディング式ブラキセラビー装置アプリケーション	その他放射線治療又は温熱治療の用に供する医療機器(厚生労働大臣が認めるものに限る。)	2-H-05
860	-	Ⅲ	舌用手動式ブラキセラビー装置アプリケーション	その他放射線治療又は温熱治療の用に供する医療機器(厚生労働大臣が認めるものに限る。)	2-H-05
861	-	Ⅲ	舌用アフターローディング式ブラキセラビー装置アプリケーション	その他放射線治療又は温熱治療の用に供する医療機器(厚生労働大臣が認めるものに限る。)	2-H-05
862	-	Ⅲ	頸部用手動式ブラキセラビー装置アプリケーション	その他放射線治療又は温熱治療の用に供する医療機器(厚生労働大臣が認めるものに限る。)	2-H-05
863	-	Ⅲ	頸部用アフターローディング式ブラキセラビー装置アプリケーション	その他放射線治療又は温熱治療の用に供する医療機器(厚生労働大臣が認めるものに限る。)	2-H-05
864	-	Ⅲ	食道用手動式ブラキセラビー装置アプリケーション	その他放射線治療又は温熱治療の用に供する医療機器(厚生労働大臣が認めるものに限る。)	2-H-05
865	-	Ⅲ	食道用アフターローディング式ブラキセラビー装置アプリケーション	その他放射線治療又は温熱治療の用に供する医療機器(厚生労働大臣が認めるものに限る。)	2-H-05
866	-	Ⅲ	胆管用手動式ブラキセラビー装置アプリケーション	その他放射線治療又は温熱治療の用に供する医療機器(厚生労働大臣が認めるものに限る。)	2-H-05
867	-	Ⅲ	胆管用アフターローディング式ブラキセラビー装置アプリケーション	その他放射線治療又は温熱治療の用に供する医療機器(厚生労働大臣が認めるものに限る。)	2-H-05
868	-	Ⅲ	膵臓用手動式ブラキセラビー装置アプリケーション	その他放射線治療又は温熱治療の用に供する医療機器(厚生労働大臣が認めるものに限る。)	2-H-05
869	-	Ⅲ	膵臓用アフターローディング式ブラキセラビー装置アプリケーション	その他放射線治療又は温熱治療の用に供する医療機器(厚生労働大臣が認めるものに限る。)	2-H-05
870	-	Ⅲ	前立腺用手動式ブラキセラビー装置アプリケーション	その他放射線治療又は温熱治療の用に供する医療機器(厚生労働大臣が認めるものに限る。)	2-H-05
871	-	Ⅲ	前立腺用アフターローディング式ブラキセラビー装置アプリケーション	その他放射線治療又は温熱治療の用に供する医療機器(厚生労働大臣が認めるものに限る。)	2-H-05
872	-	Ⅲ	膀胱用手動式ブラキセラビー装置アプリケーション	その他放射線治療又は温熱治療の用に供する医療機器(厚生労働大臣が認めるものに限る。)	2-H-05
873	-	Ⅲ	膀胱用アフターローディング式ブラキセラビー装置アプリケーション	その他放射線治療又は温熱治療の用に供する医療機器(厚生労働大臣が認めるものに限る。)	2-H-05
874	-	Ⅲ	直腸・肛門用手動式ブラキセラビー装置アプリケーション	その他放射線治療又は温熱治療の用に供する医療機器(厚生労働大臣が認めるものに限る。)	2-H-05
875	-	Ⅲ	直腸・肛門用アフターローディング式ブラキセラビー装置アプリケーション	その他放射線治療又は温熱治療の用に供する医療機器(厚生労働大臣が認めるものに限る。)	2-H-05
876	-	Ⅲ	眼用手動式ブラキセラビー装置アプリケーション	その他放射線治療又は温熱治療の用に供する医療機器(厚生労働大臣が認めるものに限る。)	2-H-05
877	-	Ⅲ	非中心循環系汎用手動式ブラキセラビー装置アプリケーション	その他放射線治療又は温熱治療の用に供する医療機器(厚生労働大臣が認めるものに限る。)	2-H-05
878	-	Ⅲ	非中心循環系汎用アフターローディング式ブラキセラビー装置アプリケーション	その他放射線治療又は温熱治療の用に供する医療機器(厚生労働大臣が認めるものに限る。)	2-H-05
879	-	Ⅲ	定位放射線治療用加速器システム	放射線治療又は温熱治療の用に供する電離放射線を利用する能動な医療機器	2-H-01
880	-	Ⅲ	線形加速器システム	放射線治療又は温熱治療の用に供する電離放射線を利用する能動な医療機器	2-H-01
881	-	Ⅲ	X線CT組合せ型線形加速器システム	放射線治療又は温熱治療の用に供する電離放射線を利用する能動な医療機器	2-H-01
882	-	Ⅲ	非線形加速器システム	放射線治療又は温熱治療の用に供する電離放射線を利用する能動な医療機器	2-H-01
883	-	Ⅲ	粒子線治療装置	放射線治療又は温熱治療の用に供する電離放射線を利用する能動な医療機器	2-H-01
884	-	Ⅲ	生体組織内X線治療装置	放射線治療又は温熱治療の用に供する電離放射線を利用する能動な医療機器	2-H-01
885	-	Ⅲ	X線CT組合せ型粒子線治療装置	放射線治療又は温熱治療の用に供する電離放射線を利用する能動な医療機器	2-H-01
886	-	Ⅲ	放射線治療シミュレータ	電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-01

別表第1	別表第2	クラス分類	一般的名称	該当製品群	備考欄番号
887	-	Ⅲ	放射線治療計画用X線CT装置	電離放射線を利用する能動な画像医療機器	2-F-01
888	-	Ⅲ	モータ付自動絞り加速装置用コリメータ	放射線治療又は温熱治療の用に供する電離放射線を利用する能動な医療機器	2-H-01
889	-	Ⅲ	心理療法用脳向け電気刺激装置	刺激又は抑制の用に供する能動な医療機器	2-E-03
890	-	Ⅲ	痙攣療法用脳向け電気刺激装置	刺激又は抑制の用に供する能動な医療機器	2-E-03
891	-	Ⅲ	ヘリウム・ネオンレーザー	放射線治療又は温熱治療の用に供する非電離放射線を利用する能動な医療機器	2-H-02
892	-	Ⅲ	ヘリウム・ネオンレーザー治療器	放射線治療又は温熱治療の用に供する非電離放射線を利用する能動な医療機器	2-H-02
893	-	Ⅲ	半導体レーザー治療器	放射線治療又は温熱治療の用に供する非電離放射線を利用する能動な医療機器	2-H-02
894	-	Ⅲ	PDTエキシマレーザー	放射線治療又は温熱治療の用に供する非電離放射線を利用する能動な医療機器 外科の用に供する能動な医療機器	2-H-02 2-E-04
895	-	Ⅲ	アレキサンドライトレーザー	放射線治療又は温熱治療の用に供する非電離放射線を利用する能動な医療機器 外科の用に供する能動な医療機器	2-H-02 2-E-04
896	-	Ⅲ	PDT半導体レーザー	放射線治療又は温熱治療の用に供する非電離放射線を利用する能動な医療機器 外科の用に供する能動な医療機器	2-H-02 2-E-04
897	-	Ⅲ	炭酸ガスレーザー	放射線治療又は温熱治療の用に供する非電離放射線を利用する能動な医療機器 外科の用に供する能動な医療機器	2-H-02 2-E-04
898	-	Ⅲ	ネオジミウム・ヤグレーザ	放射線治療又は温熱治療の用に供する非電離放射線を利用する能動な医療機器 外科の用に供する能動な医療機器	2-H-02 2-E-04
899	-	Ⅲ	ネオジミウム・ヤグ倍周波数レーザー	放射線治療又は温熱治療の用に供する非電離放射線を利用する能動な医療機器 外科の用に供する能動な医療機器	2-H-02 2-E-04
900	-	Ⅲ	エルビウム・ヤグレーザ	放射線治療又は温熱治療の用に供する非電離放射線を利用する能動な医療機器 外科の用に供する能動な医療機器	2-H-02 2-E-04
901	-	Ⅲ	ホルミウム・ヤグレーザ	放射線治療又は温熱治療の用に供する非電離放射線を利用する能動な医療機器 外科の用に供する能動な医療機器	2-H-02 2-E-04
902	-	Ⅲ	パルスホルミウム・ヤグレーザ	放射線治療又は温熱治療の用に供する非電離放射線を利用する能動な医療機器 外科の用に供する能動な医療機器	2-H-02 2-E-04
903	-	Ⅲ	アルゴンレーザー	放射線治療又は温熱治療の用に供する非電離放射線を利用する能動な医療機器 外科の用に供する能動な医療機器	2-H-02 2-E-04
904	-	Ⅲ	ダイオードレーザー	放射線治療又は温熱治療の用に供する非電離放射線を利用する能動な医療機器 外科の用に供する能動な医療機器	2-H-02 2-E-04
905	-	Ⅲ	単回使用レーザーガイド用プローブ	放射線治療又は温熱治療の用に供する非電離放射線を利用する能動な医療機器 外科の用に供する能動な医療機器	2-H-02 2-E-04
906	-	Ⅲ	エキシマレーザー	放射線治療又は温熱治療の用に供する非電離放射線を利用する能動な医療機器 外科の用に供する能動な医療機器	2-H-02 2-E-04
907	-	Ⅲ	色素レーザー	放射線治療又は温熱治療の用に供する非電離放射線を利用する能動な医療機器 外科の用に供する能動な医療機器	2-H-02 2-E-04
908	-	Ⅲ	一酸化炭素レーザー	放射線治療又は温熱治療の用に供する非電離放射線を利用する能動な医療機器 外科の用に供する能動な医療機器	2-H-02 2-E-04
909	-	Ⅲ	アルゴン・クリプトンレーザー	放射線治療又は温熱治療の用に供する非電離放射線を利用する能動な医療機器 外科の用に供する能動な医療機器	2-H-02 2-E-04
910	-	Ⅲ	ルビーレーザー	放射線治療又は温熱治療の用に供する非電離放射線を利用する能動な医療機器 外科の用に供する能動な医療機器	2-H-02 2-E-04
911	-	Ⅲ	レーザー供給装置用導波管	放射線治療又は温熱治療の用に供する非電離放射線を利用する能動な医療機器 外科の用に供する能動な医療機器	2-H-02 2-E-04
912	-	Ⅲ	銅蒸気レーザー	放射線治療又は温熱治療の用に供する非電離放射線を利用する能動な医療機器 外科の用に供する能動な医療機器	2-H-02 2-E-04
913	-	Ⅲ	内視鏡用レーザーガイド	放射線治療又は温熱治療の用に供する非電離放射線を利用する能動な医療機器 外科の用に供する能動な医療機器	2-H-02 2-E-04
914	-	Ⅲ	色素・アレキサンドライトレーザー	放射線治療又は温熱治療の用に供する非電離放射線を利用する能動な医療機器 外科の用に供する能動な医療機器	2-H-02 2-E-04
915	-	Ⅲ	クリプトンレーザー	放射線治療又は温熱治療の用に供する非電離放射線を利用する能動な医療機器 外科の用に供する能動な医療機器	2-H-02 2-E-04
916	-	Ⅲ	ヘリウム・カドミウムレーザー	放射線治療又は温熱治療の用に供する非電離放射線を利用する能動な医療機器 外科の用に供する能動な医療機器	2-H-02 2-E-04
917	-	Ⅲ	KTPレーザー	放射線治療又は温熱治療の用に供する非電離放射線を利用する能動な医療機器 外科の用に供する能動な医療機器	2-H-02 2-E-04
918	-	Ⅲ	眼科用PDTレーザー装置	眼科の用に供する能動な医療機器	2-E-05
919	-	Ⅲ	眼科用レーザー光凝固装置	眼科の用に供する能動な医療機器	2-E-05
920	-	Ⅲ	眼科用パルスレーザー手術装置	眼科の用に供する能動な医療機器	2-E-05
921	-	Ⅲ	眼科用レーザー光凝固・パルスレーザー手術装置	眼科の用に供する能動な医療機器	2-E-05
922	-	Ⅲ	エキシマレーザー血管形成器	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
923	-	Ⅲ	眼科用レーザー角膜手術装置	眼科の用に供する能動な医療機器	2-E-05
924	-	Ⅲ	眼科用レーザー光凝固装置プローブ	眼科の用に供する能動な医療機器	2-E-05
925	-	Ⅲ	眼科用レーザー光凝固装置減菌済みプローブ	眼科の用に供する能動な医療機器	2-E-05
926	-	Ⅲ	レーザー供給装置用光ファイバ	放射線治療又は温熱治療の用に供する非電離放射線を利用する能動な医療機器 外科の用に供する能動な医療機器	2-H-02 2-E-04
927	-	Ⅲ	皮膚レーザーキャナ	放射線治療又は温熱治療の用に供する非電離放射線を利用する能動な医療機器 外科の用に供する能動な医療機器	2-H-02 2-E-04
928	-	Ⅲ	レーザー供給装置用ホルダ	放射線治療又は温熱治療の用に供する非電離放射線を利用する能動な医療機器 外科の用に供する能動な医療機器	2-H-02 2-E-04
929	-	Ⅲ	罹患象牙質除去機能付レーザー	放射線治療又は温熱治療の用に供する非電離放射線を利用する能動な医療機器 歯科の用に供する能動な医療機器	2-H-02 2-E-06
930	-	Ⅲ	レーザー用コンタクトチップ	放射線治療又は温熱治療の用に供する非電離放射線を利用する能動な医療機器 外科の用に供する能動な医療機器	2-H-02 2-E-04
931	-	Ⅲ	レーザー供給装置用ハンドピース	放射線治療又は温熱治療の用に供する非電離放射線を利用する能動な医療機器 外科の用に供する能動な医療機器	2-H-02 2-E-04
932	-	Ⅲ	汎用電気手術ユニット	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
933	-	Ⅲ	リターンアラーム付対極板	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
934	-	Ⅲ	治療用対極板	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
935	-	Ⅲ	対極板断線アラーム付電気手術器	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
936	-	Ⅲ	アルゴンガス供給電気手術器	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
937	-	Ⅲ	アルゴン強化電気手術器	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
938	-	Ⅲ	機械振動電気手術器	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
939	-	Ⅲ	ラジオ波焼灼システム	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04

別表第1	別表第2	クラス分類	一般的名称	該当製品群	備考欄番号
940	-	Ⅲ	経皮心筋焼灼術用電気手術ユニット	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
941	-	Ⅲ	焼灼術用電気手術ユニット	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
942	-	Ⅲ	焼灼術用プローブ	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
944	-	Ⅲ	物質併用電気手術器	眼科の用に供する能動な医療機器	2-E-05
945	-	Ⅲ	電池電源式焼灼器	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
946	-	Ⅲ	ライン電源式焼灼器	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
947	-	Ⅲ	眼科用電気手術器	眼科の用に供する能動な医療機器	2-E-05
948	-	Ⅲ	水晶体乳化術白内障摘出ユニット	眼科の用に供する能動な医療機器	2-E-05
949	-	Ⅲ	マイクロ波メス	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
950	-	Ⅲ	超音波ナイフハンドピース	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
951	-	Ⅲ	超音波ナイフ	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
952	-	Ⅲ	超音波吸引器	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
953	-	Ⅲ	超音波手術器	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
954	-	Ⅲ	白内障・硝子体手術装置	眼科の用に供する能動な医療機器	2-E-05
955	-	Ⅲ	汎用冷凍手術ユニット	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
956	-	Ⅲ	眼科用冷凍手術ユニット	眼科の用に供する能動な医療機器	2-E-05
957	-	Ⅲ	単回使用ハンドコントロール式電気手術器用アクティブ電極	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
958	-	Ⅲ	単回使用フットコントロール式電気手術器用アクティブ電極	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
959	-	Ⅲ	再使用可能なハンドコントロール式電気手術器用アクティブ電極	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
960	-	Ⅲ	再使用可能なフットコントロール式電気手術器用アクティブ電極	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
961	-	Ⅲ	アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテル駆動装置	眼科の用に供する能動な医療機器	2-E-05
962	-	Ⅲ	毛根電気分解器	眼科の用に供する能動な医療機器	2-E-05
963	-	Ⅲ	ジアルミーユニット	眼科の用に供する能動な医療機器	2-E-05
964	-	Ⅲ	レーザー処置用能動器具	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
965	-	Ⅲ	超音波処置用能動器具	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
966	-	Ⅲ	非目視下非鏡視下処置用能動器具	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
967	-	Ⅲ	治療用能動器具	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
968	-	Ⅲ	複数エネルギー処置用能動器具	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
969	-	Ⅲ	物質併用処置用能動器具	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
970	-	Ⅲ	自動機能付き高周波処置用能動器具	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
971	-	Ⅲ	自動機能付き電気手術器	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
972	-	Ⅲ	治療用電気手術器	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
973	-	Ⅲ	高周波病変プローブ	温熱治療又は低体温法の用に供する能動な医療機器	2-H-03
974	-	Ⅲ	高周波病変ジェネレータ	温熱治療又は低体温法の用に供する能動な医療機器	2-H-03
975	-	Ⅲ	マイクロ波ハイパサーミアシステム	温熱治療又は低体温法の用に供する能動な医療機器	2-H-03
976	-	Ⅲ	高周波式ハイパサーミアシステム	温熱治療又は低体温法の用に供する能動な医療機器	2-H-03
977	-	Ⅲ	超音波式ハイパサーミアシステム	温熱治療又は低体温法の用に供する能動な医療機器	2-H-03
978	-	Ⅲ	液体加温ハイパサーミアシステム	温熱治療又は低体温法の用に供する能動な医療機器	2-H-03
979	-	Ⅲ	レーザーハイパサーミアシステム	温熱治療又は低体温法の用に供する能動な医療機器	2-H-03
980	-	Ⅲ	コンビネーション型ハイパサーミアシステム	温熱治療又は低体温法の用に供する能動な医療機器	2-H-03
981	-	Ⅲ	体内式衝撃波結石破砕装置	体外からの衝撃波療法(砕石術を含む。)の用に供する能動な医療機器	2-H-04
982	-	Ⅲ	体内挿入式レーザー結石破砕装置	体外からの衝撃波療法(砕石術を含む。)の用に供する能動な医療機器	2-H-04
983	-	Ⅲ	体内挿入式超音波結石破砕装置	体外からの衝撃波療法(砕石術を含む。)の用に供する能動な医療機器	2-H-04
984	-	Ⅲ	体内挿入式電気水圧衝撃波結石破砕装置	体外からの衝撃波療法(砕石術を含む。)の用に供する能動な医療機器	2-H-04
985	-	Ⅲ	圧縮波結石破砕装置	体外からの衝撃波療法(砕石術を含む。)の用に供する能動な医療機器	2-H-04
986	-	Ⅲ	微小火薬挿入式結石破砕装置	体外からの衝撃波療法(砕石術を含む。)の用に供する能動な医療機器	2-H-04
987	-	Ⅲ	体内式結石破砕治療用単回使用超音波トランスデューサアセンブリ	体外からの衝撃波療法(砕石術を含む。)の用に供する能動な医療機器	2-H-04
988	-	Ⅲ	腎臓ウォータージェットカテーテルシステム	区分なし(一般的名称単位とする)	2-X-00
989	-	Ⅲ	体内挿入式結石穿孔破砕装置	体外からの衝撃波療法(砕石術を含む。)の用に供する能動な医療機器	2-H-04
990	-	Ⅲ	X線透視型体内挿入式結石機械破砕装置	体外からの衝撃波療法(砕石術を含む。)の用に供する能動な医療機器	2-H-04
991	-	Ⅲ	体外式結石破砕装置	体外からの衝撃波療法(砕石術を含む。)の用に供する能動な医療機器	2-H-04
992	-	Ⅲ	蒸気焼灼器	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
993	-	Ⅲ	水圧式ナイフ	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
994	-	Ⅲ	水圧式ナイフハンドピース	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
995	-	Ⅲ	手術用ロボット手術ユニット	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
996	-	Ⅲ	手術用ロボットナビゲーションユニット	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
997	-	Ⅲ	脳神経外科手術用ナビゲーションユニット	外科の用に供する能動な医療機器	2-E-04
998	-	Ⅲ	医薬品含有歯科用歯面清掃補助材	歯科用材料	2-D-02
999	-	Ⅲ	歯科用多目的超音波治療・汎用電気手術組合せ機器	歯科の用に供する能動な医療機器	2-E-06
1000	-	Ⅲ	医薬品含有歯科用リン酸亜鉛セメント	歯科用材料	2-D-02
1001	-	Ⅲ	医薬品含有歯科用ポリカルボキシレートセメント	歯科用材料	2-D-02
1002	-	Ⅲ	医薬品含有歯科接着用レジンセメント	歯科用材料	2-D-02
1003	-	Ⅲ	医薬品含有歯科用コンポジットレジンセメント	歯科用材料	2-D-02
1004	-	Ⅲ	医薬品含有歯科用酸化亜鉛ユージーノールセメント	歯科用材料	2-D-02
1005	-	Ⅲ	医薬品含有歯科用酸化亜鉛非ユージーノールセメント	歯科用材料	2-D-02
1006	-	Ⅲ	医薬品含有歯科合着用ガラスポリアルケノエートセメント	歯科用材料	2-D-02
1007	-	Ⅲ	医薬品含有歯科合着用ガラスポリアルケノエート系レジンセメント	歯科用材料	2-D-02
1008	-	Ⅲ	医薬品含有歯科充填用コンポジットレジン	歯科用材料	2-D-02
1009	-	Ⅲ	医薬品含有高分子系ブラケット接着材及び歯面調整材	歯科用材料	2-D-02
1010	-	Ⅲ	医薬品含有歯科用象牙質接着材	歯科用材料	2-D-02
1011	-	Ⅲ	医薬品含有歯科充填用ガラスポリアルケノエートセメント	歯科用材料	2-D-02
1012	-	Ⅲ	医薬品含有歯科支台築造用ガラスポリアルケノエートセメント	歯科用材料	2-D-02
1013	-	Ⅲ	医薬品含有歯科支台築造用ガラスポリアルケノエート系レジンセメント	歯科用材料	2-D-02
1014	-	Ⅲ	医薬品含有歯科裏層用ガラスポリアルケノエートセメント	歯科用材料	2-D-02
1015	-	Ⅲ	医薬品含有高分子系歯科小窩裂溝封鎖材	歯科用材料	2-D-02
1016	-	Ⅲ	医薬品含有歯科小窩裂溝封鎖用ガラスポリアルケノエート系セメント	歯科用材料	2-D-02
1017	-	Ⅲ	医薬品含有歯科小窩裂溝封鎖用ガラスポリアルケノエート系レジンセメント	歯科用材料	2-D-02
1018	-	Ⅲ	水酸化カルシウム系高洞裏装材	歯科用材料	2-D-02
1019	-	Ⅲ	医薬品含有歯科用覆髄材料	歯科用材料	2-D-02
1020	-	Ⅲ	医薬品含有歯科用充填材料キット	歯科用材料	2-D-02
1021	-	Ⅲ	医薬品含有歯科充填用ガラスポリアルケノエート系レジンセメント	歯科用材料	2-D-02

別表第1	別表第2	クラス分類	一般的名称	該当製品群	備考欄番号
1022	-	Ⅲ	医薬品含有歯科間接修復用コンポジットレジン	歯科用材料	2-D-02
1023	-	Ⅲ	医薬品含有歯面コーティング材	歯科用材料	2-D-02
1024	-	Ⅲ	医薬品含有歯面処理材	歯科用材料	2-D-02
1025	-	Ⅲ	医薬品含有歯科表層用高分子系材料	歯科用材料	2-D-02
1026	-	Ⅲ	医薬品含有歯科間接修復用コンポジットレジンキット	歯科用材料	2-D-02
1027	-	Ⅲ	医薬品含有歯科用支台築造材料キット	歯科用材料	2-D-02
1028	-	Ⅲ	医薬品含有歯科用象牙質接着材キット	歯科用材料	2-D-02
1029	-	Ⅲ	医薬品含有歯科用高分子系仮封材	歯科用材料	2-D-02
1030	-	Ⅲ	医薬品含有歯科用仮封材	歯科用材料	2-D-02
1031	-	Ⅲ	医薬品含有歯科用歯周保護材料	歯科用材料	2-D-02
1032	-	Ⅲ	医薬品含有歯科用根管充填シーラ	歯科用材料	2-D-02
1033	-	Ⅲ	水酸化カルシウム系歯科根管充填材料	歯科用材料	2-D-02
1034	-	Ⅲ	ヨードホルム系歯科根管充填材料	歯科用材料	2-D-02
1035	-	Ⅲ	医薬品含有歯科用多目的グラスポリアルケノエートセメント	歯科用材料	2-D-02
1036	-	Ⅲ	医薬品含有歯肉圧排糸	歯科用材料	2-D-02
1037	-	Ⅲ	医薬品含有歯肉圧排材料	歯科用材料	2-D-02
1038	-	Ⅲ	医薬品含有歯面研磨材	歯科用材料	2-D-02
1039	-	Ⅲ	歯科用骨再建インプラント材	歯科の用に供する非能動的な埋植医療機器	2-D-03
1040	-	Ⅲ	非吸収性歯科用骨再建インプラント材	歯科の用に供する非能動的な埋植医療機器	2-D-03
1041	-	Ⅲ	歯科用骨内インプラント材	歯科の用に供する非能動的な埋植医療機器	2-D-03
1042	-	Ⅲ	歯科用インプラントフィクスチャ	歯科の用に供する非能動的な埋植医療機器	2-D-03
1043	-	Ⅲ	歯科用粘膜下埋植型インプラント材	歯科の用に供する非能動的な埋植医療機器	2-D-03
1044	-	Ⅲ	歯科用粘膜内インプラント材	歯科の用に供する非能動的な埋植医療機器	2-D-03
1045	-	Ⅲ	歯科用骨膜下インプラント材	歯科の用に供する非能動的な埋植医療機器	2-D-03
1046	-	Ⅲ	歯科用経根管及び経歯根インプラント材	歯科の用に供する非能動的な埋植医療機器	2-D-03
1047	-	Ⅲ	歯科用経歯肉インプラント材	歯科の用に供する非能動的な埋植医療機器	2-D-03
1048	-	Ⅲ	歯科用インプラントシステム	歯科の用に供する非能動的な埋植医療機器	2-D-03
1049	-	Ⅲ	歯科用インプラントアパトメント	歯科の用に供する非能動的な埋植医療機器	2-D-03
1050	-	Ⅲ	歯科用う蝕除去液	歯科用材料	2-D-02
1051	-	Ⅲ	歯科用漂白材	歯科用材料	2-D-02
1052	-	Ⅲ	医薬品含有歯科用知覚過敏抑制材料	歯科用材料	2-D-02
1053	-	Ⅲ	医薬品含有歯科用接着材料キット	歯科用材料 歯科の用に供する非能動的な器具	2-D-02 2-D-01
1054	-	Ⅲ	医薬品含有歯科根管切削補助材	歯科用材料	2-D-02
1055	-	Ⅲ	整形外科用脊椎外固定システム	整形外科の用に供する非能動的な埋植医療機器	2-B-02
1056	-	Ⅲ	再使用可能な視力矯正用色付コンタクトレンズ	眼科の用に供する非能動的な非埋植医療機器	2-A-05
1057	-	Ⅲ	再使用可能な視力矯正用コンタクトレンズ	眼科の用に供する非能動的な非埋植医療機器	2-A-05
1058	-	Ⅲ	単回使用視力矯正用コンタクトレンズ	眼科の用に供する非能動的な非埋植医療機器	2-A-05
1059	-	Ⅲ	単回使用視力矯正用色付コンタクトレンズ	眼科の用に供する非能動的な非埋植医療機器	2-A-05
1060	-	Ⅲ	治療用コンタクトレンズ	眼科の用に供する非能動的な非埋植医療機器	2-A-05
1061	-	Ⅲ	コーゲン使用眼防護具	眼科の用に供する非能動的な非埋植医療機器	2-A-05
1062	-	Ⅲ	子宮内避妊用具	避妊の用に供する非能動的な非埋植医療機器	2-A-07
1063	-	Ⅲ	避妊用卵管閉鎖インサート	避妊の用に供する非能動的な非埋植医療機器	2-A-07
1064	-	Ⅲ	骨固定型補聴器	補聴器	2-E-12
1065	-	Ⅲ	内視鏡用粘膜下注入材	軟組織の機能を代替する非能動的な埋植医療機器	2-B-04
1068	-	Ⅲ	体外衝撃波疼痛治療装置	体外からの衝撃波療法(砕石術を含む。)の用に供する能動的な医療機器	2-H-04
1070	-	Ⅲ	角膜矯正用コンタクトレンズ	眼科の用に供する非能動的な非埋植医療機器	2-A-05
1071	-	Ⅲ	放射線治療装置用シンクロナイザ	放射線治療又は温熱治療の用に供する電離放射線を利用する能動的な医療機器	2-H-01
1073	-	Ⅲ	グルコースモニタシステム	区分なし(一般的名称単位とする)	2-X-00
1074	-	Ⅲ	陰圧創傷治療システム	その他創傷手当の用に供する医療機器	2-C-03
1075	-	Ⅲ	再使用可能な非視力矯正用色付コンタクトレンズ	眼科の用に供する非能動的な非埋植医療機器	2-A-05
1076	-	Ⅲ	単回使用非視力矯正用色付コンタクトレンズ	眼科の用に供する非能動的な非埋植医療機器	2-A-05
1077	-	Ⅲ	膀胱尿管逆流症治療用注入材	軟組織の機能を代替する非能動的な埋植医療機器	2-B-04
1078	-	Ⅲ	有水晶体後房レンズ	身体の機能を代替する非能動的な埋植医療機器	2-B-03
1080	-	Ⅲ	抗菌性カテーテル被覆・保護材	創傷被覆又は保護材	2-C-01
1081	-	Ⅲ	抗菌性換気用気管チューブ	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動的な非埋植医療機器	2-A-01
1082	-	Ⅲ	単回使用棘間留置器具	整形外科の用に供する非能動的な埋植医療機器	2-B-02
1084	-	Ⅲ	血液成分分離キット	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動的な非埋植医療機器	2-A-02
1085	-	Ⅲ	胎児胸水排出用シャント	非能動的な器具	2-A-06
1091	-	Ⅲ	自己検査用血液凝固分析器	自己検査の用に供する能動的な医療機器	2-E-11
1092	-	Ⅲ	歯科矯正用アンカースクリュー	歯科の用に供する非能動的な埋植医療機器	2-D-03
1096	-	Ⅲ	単回使用陰圧創傷治療システム	その他創傷手当の用に供する医療機器	2-C-03
1097	-	Ⅲ	気管支用充填材	整形外科の用に供する非能動的な埋植医療機器	2-B-02
1100	-	Ⅲ	着型型自動除細動器	刺激又は抑制の用に供する能動的な医療機器	2-E-03
1104	-	Ⅲ	患者適合型体内固定用プレート	整形外科の用に供する非能動的な埋植医療機器	2-B-02

(参考表 別紙1及び別紙2の各製品群(備考欄番号)と製品群省令の別表、項及び号番号との対比表)

備考欄番号	別表	項及び号番号	製品群
1-00		(製品群省令第2条第3項に規定する該当する区分がない医療機器)	区分なし(製品群非該当一般的名称調査医療機器)
1-01	別表第1	第1号	金属製のステント
1-02	別表第1	第2号	ステント(前号に該当するものを除く。)
1-03	別表第1	第3号	ステントグラフト
1-04	別表第1	第4号	人工血管
1-05	別表第1	第5号	血管用パッチ
1-06	別表第1	第6号	人工弁輪及び機械弁
1-07	別表第1	第7号	体外循環装置
1-08	別表第1	第8号	ペースメーカーリード
1-09	別表第1	第9号	植込み型の心臓ペースメーカ及び除細動器
1-10	別表第1	第10号	植込み型の補助人工心臓
1-11	別表第1	第11号	補助人工心臓(前号に該当するものを除く。)
1-12	別表第1	第12号	放射性同位元素治療装置及び密封線源
1-13	別表第1	第13号	電気刺激装置用リード
1-14	別表第1	第14号	植込み型の電気刺激装置
1-15	別表第1	第15号	電気刺激装置(前号に該当するものを除く。)
1-16	別表第1	第16号	硬性内視鏡
1-17	別表第1	第17号	軟性内視鏡
1-18	別表第1	第18号	金属製のクリップ及び吻合連結器
1-19	別表第1	第19号	クリップ及び吻合連結器
1-20	別表第1	第20号	注射器具及び穿刺器具
1-21	別表第1	第21号	能動機能を有するカテーテル
1-22	別表第1	第22号	非能動機能を有するカテーテル
1-23	別表第1	第23号	カテーテル(前2号に該当するものを除く。)
1-24	別表第1	第24号	カテーテルガイドワイヤ
1-25	別表第1	第25号	ドレナージ用器具及びシャント用器具
1-26	別表第1	第26号	縫合糸
1-27	別表第1	第27号	人工骨
1-28	別表第1	第28号	整形外科用器具
1-29	別表第1	第29号	体内固定器具
1-30	別表第1	第30号	外科用手術の用に供するカフ
1-31	別表第1	第31号	カフ(前号に該当するものを除く。)
1-32	別表第1	第32号	人工乳房

1-33	別表第1	第33号	人工硬膜
1-34	別表第1	第34号	組織代用皮膚
1-35	別表第1	第35号	軟組織注入材
1-36	別表第1	第36号	軟組織接合用接着材
1-37	別表第1	第37号	止血材
1-38	別表第1	第38号	歯科治療用材料
1-99	(平成26年厚生労働省告示第317号に規定する医療機器)		品目調査医療機器等
2-X-00	(製品群省令第2条第3項に規定する該当する区分がない医療機器)		区分なし(製品群非該当一般的名称調査医療機器)
2-A-01	別表第2	一般の非能動な非埋植医療機器の項 第1号	麻酔、救急及び集中治療の用に供する非能動な非埋植医療機器
2-A-02	別表第2	一般の非能動な非埋植医療機器の項 第2号	注射、点滴、輸血及び透析の用に供する非能動な非埋植医療機器
2-A-03	別表第2	一般の非能動な非埋植医療機器の項 第3号	整形外科又はリハビリテーションの用に供する非能動な非埋植医療機器
2-A-04	別表第2	一般の非能動な非埋植医療機器の項 第4号	測定機能を有する非能動な非埋植医療機器
2-A-05	別表第2	一般の非能動な非埋植医療機器の項 第5号	眼科の用に供する非能動な非埋植医療機器
2-A-06	別表第2	一般の非能動な非埋植医療機器の項 第6号	非能動な器具
2-A-07	別表第2	一般の非能動な非埋植医療機器の項 第7号	避妊の用に供する非能動な非埋植医療機器
2-A-08	別表第2	一般の非能動な非埋植医療機器の項 第8号	殺菌、洗浄又はすすぎの用に供する非能動な非埋植医療機器
2-A-09	別表第2	一般の非能動な非埋植医療機器の項 第9号	体外受精又は補助生殖医療の用に供する非能動な非埋植医療機器
2-A-10	別表第2	一般の非能動な非埋植医療機器の項 第10号	その他一般の非能動な非埋植医療機器(厚生労働大臣が認めるものに限る。)
2-B-01	別表第2	非能動な埋植医療機器の項 第1号	心臓又は血管の機能に関わる非能動な埋植医療機器
2-B-02	別表第2	非能動な埋植医療機器の項 第2号	整形外科の用に供する非能動な埋植医療機器
2-B-03	別表第2	非能動な埋植医療機器の項 第3号	身体の機能を代替する非能動な埋植医療機器
2-B-04	別表第2	非能動な埋植医療機器の項 第4号	軟組織の機能を代替する非能動な埋植医療機器
2-B-05	別表第2	非能動な埋植医療機器の項 第5号	その他非能動な埋植医療機器(厚生労働大臣が認めるものに限る。)
2-C-01	別表第2	創傷手当の用に供する医療機器の項 第1号	創傷被覆又は保護材
2-C-02	別表第2	創傷手当の用に供する医療機器の項 第2号	縫合材料又は鉗子
2-C-03	別表第2	創傷手当の用に供する医療機器の項 第3号	その他創傷手当の用に供する医療機器
2-D-01	別表第2	専ら歯科の用に供する非能動な医療機器の項 第1号	歯科の用に供する非能動な器具
2-D-02	別表第2	専ら歯科の用に供する非能動な医療機器の項 第2号	歯科用材料
2-D-03	別表第2	専ら歯科の用に供する非能動な医療機器の項 第3号	歯科の用に供する非能動な埋植医療機器
2-D-04	別表第2	専ら歯科の用に供する非能動な医療機器の項 第4号	その他歯科の用に供する非能動な非埋植医療機器(厚生労働大臣が認めるものに限る。)
2-E-01	別表第2	一般の能動な医療機器の項 第1号	体外循環、点滴又は血液フェレーシスの用に供する能動な医療機器
2-E-02	別表第2	一般の能動な医療機器の項 第2号	呼吸器用の能動な医療機器(酸素療法用の高圧チャンバー及び吸入麻酔用の機器を含む。)
2-E-03	別表第2	一般の能動な医療機器の項 第3号	刺激又は抑制の用に供する能動な医療機器
2-E-04	別表第2	一般の能動な医療機器の項 第4号	外科の用に供する能動な医療機器
2-E-05	別表第2	一般の能動な医療機器の項 第5号	眼科の用に供する能動な医療機器
2-E-06	別表第2	一般の能動な医療機器の項 第6号	歯科の用に供する能動な医療機器

2-E-07	別表第2	一般の能動な医療機器の項 第7号	殺菌又は滅菌の用に供する能動な医療機器
2-E-08	別表第2	一般の能動な医療機器の項 第8号	リハビリテーションの用に供する能動な医療機器
2-E-09	別表第2	一般の能動な医療機器の項 第9号	患者の整位又は輸送の用に供する能動な医療機器
2-E-10	別表第2	一般の能動な医療機器の項 第10号	体外受精又は補助生殖医療の用に供する能動な医療機器
2-E-11	別表第2	一般の能動な医療機器の項 第11号	自己検査の用に供する能動な医療機器
2-E-12	別表第2	一般の能動な医療機器の項 第12号	補聴器
2-E-13	別表第2	一般の能動な医療機器の項 第13号	マッサージ器、電気治療器、磁気治療器その他の理学診療の用に供する能動な医療機器
2-E-14	別表第2	一般の能動な医療機器の項 第14号	プログラム
2-E-15	別表第2	一般の能動な医療機器の項 第15号	その他一般の能動な医療機器（厚生労働大臣が認めるものに限る。）
2-F-01	別表第2	能動な画像医療機器の項 第1号	電離放射線を利用する能動な画像医療機器
2-F-02	別表第2	能動な画像医療機器の項 第2号	非電離放射線を利用する能動な画像医療機器
2-F-03	別表第2	能動な画像医療機器の項 第3号	その他能動な画像医療機器（厚生労働大臣が認めるものに限る。）
2-G-01	別表第2	モニタリング医療機器の項 第1号	生体信号に関与しない生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器
2-G-02	別表第2	モニタリング医療機器の項 第2号	生体信号に関与する生理学的指標に係る能動なモニタリング医療機器
2-H-01	別表第2	放射線治療又は温熱治療の用に供する医療機器の項 第1号	放射線治療又は温熱治療の用に供する電離放射線を利用する能動な医療機器
2-H-02	別表第2	放射線治療又は温熱治療の用に供する医療機器の項 第2号	放射線治療又は温熱治療の用に供する非電離放射線を利用する能動な医療機器
2-H-03	別表第2	放射線治療又は温熱治療の用に供する医療機器の項 第3号	温熱治療又は低体温法の用に供する能動な医療機器
2-H-04	別表第2	放射線治療又は温熱治療の用に供する医療機器の項 第4号	体外からの衝撃波療法（砕石術を含む。）の用に供する能動な医療機器
2-H-05	別表第2	放射線治療又は温熱治療の用に供する医療機器の項 第5号	その他放射線治療又は温熱治療の用に供する医療機器（厚生労働大臣が認めるものに限る。）