

1 9.41 試薬・試液

2 **以下の試薬・試液を次のように改める。**

3 マイクロプレート 複数のウェルを有するプレート。通例、
4 96個以上のウェルを有し、約128 mm×約85 mm×約14
5 mmのサイズである。試験に適した材質、表面処理等を選択
6 して使用する。

7

8

9 **以下の試薬・試液を削除する。**

10 抗ウサギ抗体結合ウェル

11 抗原抗体反応試験用マイクロプレート

12 固相化プレート

13 抗大腸菌由来タンパク質抗体原液

14 抗体フラグメント (Fab')

15 ペルオキシダーゼ標識抗体原液

16