

治験機器不具合等報告受付時間

受付時間は

9時30分 から
17時00分 までです。

※ただし、12時～13時を除く。

やむを得ず17時以降に提出される場合は、ご来訪前に電話連絡してください。

なお事前連絡があった場合でも17時45分以降に提出された書類は翌営業日の受付となります。

治験機器不具合等報告の受付処理のため、報告にあたっては受付終了間際にならないように願います。特に、一度に複数症例を報告される企業・施設におかれましては、ご協力の程よろしくお願いいたします。

提出方法に関してご不明な点がある場合、安全性情報企画・管理部窓口に相談せず、審査マネジメント部審査企画課に直接連絡してください。

内線：【3422】又は【3424】(外線：03-3506-9438)