

1 精製セラック

2 **純度試験(4)の項を次のように改める。**

3 純度試験

4 (4) ロジン 本品2.0 gにエタノール(99.5) 10 mLを加え、
5 よく振り混ぜて溶かし、振り混ぜながらヘキサン50 mLを
6 徐々に加える。この液を分液漏斗に入れ、水50 mLずつで2
7 回洗い、上層液をとり、ろ過し、ろ液を水浴上で蒸発乾固す
8 る。残留物に無水酢酸5 mLを加え、必要ならば水浴上で加
9 熱して溶かす。この液をネスラー管に入れ、硫酸1滴を加え
10 るとき、液の色は赤紫色から紫色を経て帯赤黄色への変化を
11 呈しない。
12