

1 9.41 試薬・試液等

2 以下の試薬・試液を次のように改める。

- 3 **p**-ナフトールベンゼイン $C_{27}H_{18}O_2$ [K 8693, 特級, ただ
4 し, 次の試験に適合するもの]
- 5 **純度試験** 溶状 本品0.10 gをエタノール(95) 100 mLに溶
6 かすとき, 液は暗赤色で澄明である。
- 7 **鋭敏度** 本品のエタノール(95)溶液(1→1000) 0.2 mLに新た
8 に煮沸して冷却した水100 mLを加え, 0.1 mol/L水酸化ナト
9 リウム液0.1 mLを加えるとき, 淡青色を呈し, 更に0.1
10 mol/L塩酸0.2 mLを加えるとき, 液は黄赤色に変わる。
- 11 **p**-ナフトールベンゼイン試液 **p**-ナフトールベンゼイン0.2
12 gを酢酸(100)に溶かし, 100 mLとする。
- 13