

(別表第二)

(令和7年3月27日現在)

1次に掲げる成分を含有する製剤（体外診断用医薬品を除く。）

1	インターフェロンベータ-1b（遺伝子組換え）
2	オクトコグアルファ（遺伝子組換え）
3	解凍人赤血球液
4	活性化プロトロンビン複合体
5	加熱人血漿（しょう）たん白（主成分として使用されているものに限る。）
6	乾燥イオン交換樹脂処理人免疫グロブリン
7	乾燥抗HBs人免疫グロブリン
8	乾燥抗D（Rho）人免疫グロブリン
9	乾燥抗破傷風人免疫グロブリン
10	乾燥スルホ化人免疫グロブリン
11	乾燥濃縮人 $\alpha$ 1-プロテイナーゼインヒビター
12	乾燥濃縮人アンチトロンビンIII
13	乾燥濃縮人活性化プロテインC
14	乾燥濃縮人血液凝固第VIII因子
15	乾燥濃縮人血液凝固第IX因子
16	乾燥濃縮人血液凝固第X因子加活性化第VII因子
17	乾燥濃縮人血液凝固第XIII因子
18	乾燥濃縮人C1-インアクチベーター
19	乾燥濃縮人プロテインC
20	乾燥濃縮人プロトロンビン複合体
21	乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体
22	乾燥人血液凝固第IX因子複合体
23	乾燥人フィブリノゲン
24	乾燥pH4処理人免疫グロブリン
25	乾燥ペプシン処理人免疫グロブリン
26	乾燥ポリエチレングリコール処理抗HBs人免疫グロブリン
27	乾燥ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン
28	乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン
29	抗HBs人免疫グロブリン
30	合成血
31	抗破傷風人免疫グロブリン
32	絨（じゅう）毛組織加水分解物（人に由来するものに限る。）
33	新鮮凍結人血漿（しょう）
34	セベリパーゼ アルファ（遺伝子組換え）（人血清アルブミンを含有するものに限る。）

35	洗浄人赤血球液
36	胎盤加水分解物（人に由来するものに限る。）
37	胎盤絨（じゅう）毛分解物（人に由来するものに限る。）
38	凍結人赤血球
39	トロンビン（人に由来するものに限る。）
40	パクリタキセル(人血清アルブミンを含有するものに限る。)
41	ヒスタミン加人免疫グロブリン（乾燥）
42	人血小板濃厚液
43	ヒト血漿（しょう）由来乾燥血液凝固第XIII因子
44	人血清アルブミン（主成分として使用されているものに限る。）
45	人赤血球液
46	人全血液
47	ヒト胎盤抽出物
48	人ハプトグロビン
49	人免疫グロブリン
50	フィブリノゲン加第XIII因子
51	フィブリノゲン配合剤
52	プラセンタエキス（人に由来するものに限る。）
53	pH4処理酸性人免疫グロブリン
54	pH4処理酸性人免疫グロブリン（皮下注射）
55	ポリエチレングリコール処理抗HBs人免疫グロブリン
56	ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン
57	ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン
58	ルリオクトコグアルファ（遺伝子組換え）（人血清アルブミンを含有するものに限る。）

2次に掲げる成分を含有する医療機器(検査のための採血に用いる医療機器を除く。)

1	ヒト脱灰骨基質
2	ヒトトロンビン
3	ヒト羊膜又は絨（じゅう）毛膜