

1 コムギデンプン

2 確認試験(1)の項を次のように改める.

3 確認試験

4 (1) 本品は、水／グリセリン混液(1：1)を加え、光学顕微
5 鏡を用いて鏡検〈5.01〉するとき、大小の粒、非常にまれに
6 中程度の大きさの粒を認める。通例、直径10 ～ 60 μm の大
7 きな粒の上面は円盤状、極めてまれに腎臓形であり、中心性
8 のへそ及び層紋は明らかでないかほとんど明らかでなく、
9 時々粒のへりに裂け目を認める。側面は長円形又は紡錘形で
10 あり、へそは長軸方向に沿った裂け目として観察される。直
11 径2 ～ 10 μm の小さな粒は丸みを帯びた形又は多面体であ
12 る。直角に交叉した偏光板又は偏光プリズム間では、本品は
13 へそで交叉する明瞭な黒い十字を示す。
14