

令和 7 年度事務用消耗品等の購入 仕様書

令和 7 年 1 月

独立行政法人医薬品医療機器総合機構

1. 契約期間

令和7年4月1日～令和8年3月31日まで

2. 納品期限及び納品場所

(1) 納品期限

1月あたり原則1回（最大3回）の発注とし、各回の納品期限は独立行政法人医薬品医療機器総合機構（以下、「機構」という。）が発注時に指定する日とする。原則午前10時から12時または午後1時から午後5時のいずれかの時間帯に納品すること。

(2) 納品場所

東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル19F
独立行政法人医薬品医療機器総合機構 財務管理部契約課

3. 基本仕様及び予定数量

別紙のとおり

※仕様・規格及び参考商品として例示したものと同等若しくはそれ以上の品質の良品を納品すること。

4. 納品方法

- ・納品にあたっては、機構及び建物管理者の指示に従うこと。また、必要十分な注意を払い、手押し車（台車）等で納品すること。（パレットでの納品は禁止とする）
- ・納品時間については、機構の指定する時間とする。
- ・納品にあたってエレベーターを使用する際は、荷物用エレベーターを使用すること。
- ・新霞が関ビル駐車場を利用する場合の条件としては以下のとおり。

①大型自動車で出搬入する場合

新霞が関ビル1階（高速側（六本木通り側））の大型車駐車スペースに止めることが可能。その際には、新霞が関ビル管理事務所の許可が必要となるので、事前（数日前）に行先部署名、日時、車両番号、車高、使用者名等をメールもしくはファクシミリで連絡すること。

②それ以外の自動車で納品する場合

車の高さの制限 2. 5mを超えない高さの自動車に限る。

荷下ろし 地下1階駐車場の開いたスペースに車を止め、荷下ろしすること。

料金：荷下ろしに係る料金について、機構は負担しない。

5. 契約金額・請求について

購入する消耗品の各品目の1単位ごとの単価契約とする。各契約単価は税抜額とし、1円未満の端数は切捨とする。1ヶ月ごとの購入数を取りまとめ、合計額（税込）を請求することとする。

6. その他

- ・納品後、当該納品物が仕様書で定める内容に適合していないことが判明した際には、直ちに良品と交換すること。
- ・納品物の数量および規格が発注内容と異なる場合は、直ちに発注内容と同様物を再納品すること。
- ・その他、明記のない事項についても、グリーン購入法の基準を満たす仕様であること。（ただし、特定調達品目対象外となるものは除く）
- ・本仕様書に記載のない事項及び疑義が生じた場合には、落札事業者は機構と十分協議の上その指示に従うこととする。

7. 窓口連絡先

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 財務管理部契約課 川満 拓

電話：03-3506-9428

FAX：03-3506-9417

E-mail：keiyaku-ka●pmda.go.jp

※迷惑メール防止対策をしているため●を半角のアットマークに変えてください。

番号	品目	メーカー	品番	単位	数量
1	マルチカード	エーワン	51034	袋 (100シート)	120
2	シャープペンシル	ゼブラ	KRM-100-BK	本	153
3	シャープペンシル替え芯 HB	ぺんてる	C285-HB	個	60
4	ボールペン 黒	ぺんてる	BK127-A	本	444
5	ボールペン 赤	ぺんてる	BK127-B	本	153
6	ボールペン 青	ぺんてる	BK127-C	本	120
7	油性ボールペン替芯 黒	ぺんてる	BKL7-A	本	71
8	油性ボールペン替芯 赤	ぺんてる	BKL7-B	本	56
9	油性ボールペン替芯 青	ぺんてる	BKL7-C	本	33
10	水性ツインペン 黒	三菱鉛筆	PM120T-24	本	66
11	水性ツインペン 赤	三菱鉛筆	PM120T-15	本	63
12	水性ツインペン 青	三菱鉛筆	PM120T-33	本	26
13	油性ツインペン(細・黒)	ゼブラ	YYTS5-BK	本	107
14	油性ツインペン(細・赤)	ゼブラ	YYTS5-R	本	38
15	油性ツインペン詰替用カートリッジ(細・黒)	ゼブラ	RYYTS5-BK	個	5
16	油性ツインペン詰替用カートリッジ(細・赤)	ゼブラ	RYYTS5-R	個	3
17	蛍光ペン 桃	トンボ鉛筆	WA-TC90	本	98
18	蛍光ペン 黄色	トンボ鉛筆	WA-TC91	本	113
19	蛍光ペン 黄緑	トンボ鉛筆	WA-TC92	本	80
20	蛍光ペン 橙	トンボ鉛筆	WA-TC93	本	66
21	蛍光ペン補充液 桃	トンボ鉛筆	WA-RI90	個	3
22	蛍光ペン補充液 黄色	トンボ鉛筆	WA-RI91	個	9
23	蛍光ペン補充液 黄緑	トンボ鉛筆	WA-RI92	個	3
24	蛍光ペン補充液 橙	トンボ鉛筆	WA-RI93	個	2
25	朱肉	シヤチハタ	MQN-40	個	3
26	朱肉用インキ	シヤチハタ	OQN-28	個	3
27	直線定規15cm	コクヨ	GY-GBA110B	本	5
28	直線定規30cm	コクヨ	GY-GBA111B	本	2
29	消しゴム	トンボ鉛筆	MONOPE-01A	個	171
30	粘着テープ(再生紙クラフトテープ)	コクヨ	TG-71N	個	60
31	粘着テープ (布粘着)	ニチバン	150-50	個	183
32	はさみ	コクヨ	ハサ-151B	本	15
33	カッターナイフ	コクヨ	HA-7NB	本	14
34	カッターナイフ替刃	コクヨ	HA-100SN	パック (10枚入)	2
35	スティックのり	トンボ鉛筆	PT-NCR	本	137
36	スティックのり詰替用リフィル	トンボ鉛筆	PR-NCR	本	109
37	テープのり(カートリッジ)	コクヨ	タ-D400-08	個	318
38	フラットファイル 緑 (A4縦 15mmとじ)	コクヨ	フ-V10G	冊	131
39	フラットファイル コバルトブルー (A4縦 15mmとじ)	コクヨ	フ-V10CB	冊	120
40	フラットファイル 黄色 (A4縦 15mmとじ)	コクヨ	フ-V10Y	冊	98

41	フラットファイル ピンク (A4縦 15mmとじ)	コクヨ	フ-V10P	冊	107
42	ごみ袋(シュレッダー用)	ジャパックス	DKB93	箱 (30枚入り)	69
43	伸縮型ファイル(A4縦) 青	コクヨ	フ-VT90NB	冊	3
44	綴込表紙	コクヨ	ツ-7	パック (2枚入)	3
45	ファイルボックス 幅94mm ライトグレー	コクヨ	フ-E450M	冊	77
46	A4リフィル(1ポケット)	コクヨ	K2ラ-RF30H60-100	パック (100枚入)	11
47	ひも・マチ付き封筒	菅公工業	ホ078	パック (100枚入)	3
48	ノート 1号	コクヨS&T	ノ-E203AN	冊	68
49	ノート 3号	コクヨS&T	ノ-E103AN	冊	134
50	ノート 6号	コクヨS&T	ノ-E3AN	冊	740
51	タックインデックス 小赤A4	ニチバン	ML131RR-A4	袋	3
52	タックインデックス 小青A4	ニチバン	ML131BR-A4	袋	3
53	タックインデックス 中赤A4	ニチバン	ML132RR-A4	袋	2
54	タックインデックス 中青A4	ニチバン	ML132BR-A4	袋	3
55	タックインデックス 大赤A4	ニチバン	ML133RR-A4	袋	2
56	タックインデックス 大青A4	ニチバン	ML133BR-A4	袋	3
57	付箋紙(混色) 1	3M	7002-K	箱	17
58	付箋紙(混色) 2	3M	5002-K	箱	38
59	付箋紙(混色) 3	3M	6541-K	箱	170
60	付箋紙(イエロー・罫線入り)	3M	660RP-50Y	冊	171
61	電話メモ	ニチバン	PB-1	箱	17
62	付箋フィルム(混色) 細	3M	6801MS	箱	18
63	付箋フィルム(混色)	3M	6831NE	箱	27
64	付箋フィルム(レッド)	3M	682-1-RE	冊	29
65	付箋フィルム(青)	3M	682-1-B	冊	21
66	記憶メディア(CD) 20枚	三菱化学メディア	SR80SP20V1	パック	17
67	記憶メディア(CD) 50枚	三菱化学メディア	SR80SP50V1	パック	60
68	記憶メディア(DVD) 10枚	Verbatim	DHR47JDP10V1	パック	12
69	記憶メディア(DVD) 50枚	Verbatim	DHR47JDP50V3	パック	21
70	乾電池 単4	パナソニック	LR03EJ/8SW	パック (8本入)	39
71	乾電池 単3	パナソニック	LR6EJ/8SW	パック (8本入)	47
72	電卓	シャープ	EL-N732K	式	20
73	セロハンテープ	ニチバン	CT405AP-15	パック	14
74	スコッチメンディングテープ°エコパック	スコッチ	MP-18	パック	8
75	テブラテープ 9mm	KING JIM	SS9K	個	26
76	テブラテープ 12mm	KING JIM	SS12K	個	17
77	テブラテープ 18mm	KING JIM	SS18K	個	14
78	ステープラー針	マックス	MS91187	パック	183
79	ゴムバンド	共和	No.465 GP-156	箱	9
80	レンジャーパック	クルーズ	PG-450	パック (10枚入)	143
					5,632