製造販売届出番号：13B3X00138000048

医療用品　04　整形用品
一般医療機器　薬剤なし再使用可能な救急キット　43000000

救急救護キット担架付 WALK

【形状・構造及び原理等】

本品は別紙「構成品一覧」または同等品のうち、
2つ以上の製品を組み合わせた医療機器である。

前面



後面



展開



サイズ：高さ 57.1cm x 幅 42cm x 奥行 29cm
重　さ：約 13.6kg

【使用目的・効能又は効果】

非常時の損傷の初期段階での応急処置、傷病者の搬送に使用する。

【操作方法又は使用方法等】

各構成品の添付文書に従い使用すること。

【使用上の注意】

・各構成品の添付文書の使用上の注意に従うこと。
・再使用可能な構成品は、適切に洗浄し使用すること。
・使用した医療機器・消耗品は補充し再使用すること。

【貯蔵・保管方法及び有効期間等】

・直射日光および高温多湿を避け、水漏れに注意し室温にて保管
・有効期限：パッケージおよび各構成品に表示

【包装】

単位：セット

【主要文献及び文献請求先】

アコードインターナショナル株式会社

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：アコードインターナショナル株式会社
〒151-0072　東京都渋谷区幡ヶ谷1-9-4
TEL:03-3299-6751 FAX:03-3299-6752

製 造 業 者：ノースアメリカンレスキュー社
NORTH AMERICAN RESCUE, LLC
（アメリカ・サウスカロライナ州）

別紙　構成品一覧

医療機器	一般的名称	販売名	製造販売届出番号	製造販売業者名
	救急絆創膏	NAR チェストシール スタンダード	13B3X00138000039	自社
	救急絆創膏	SAM チェストシール スタンダード	13B3X00138000022	自社
	成形型副木	サムスプリント	13B3X00138000005	自社
	胸腔排液用装置	NAR ニードルキット	13B3X00138000041	自社
	胸腔排液用装置	TYK ニードルキット	13B3X00138000027	自社
	医療ガーゼ	NAR ロールガーゼ	13B3X00138000015	自社
	医療ガーゼ	NAR Z 折ガーゼ	13B3X00138000042	自社
	医療ガーゼ	TYK イージーガーゼ	13B3X00138000026	自社
	短期的使用鼻咽頭エアウェイ	NAR 鼻咽頭エアウェイ	13B3X00138000043	自社
雑品		販売名	備考	
		NAR 救急救護キットバッグ	色：DUC/OdGreen/Coyote/Black	
		NAR タロンⅡ90C パーフェクト担架	八つ折り担架	
		NAR 担架リテンションストラップ		
		NAR ターニケット CAT		
		エマージェンシーバンデージ	6 インチ	
		NAR 救急外傷包帯	6 インチ	
		TYK 救急外傷包帯	6 インチ	
		NAR 救急外傷包帯腹部		
		TYK 救急外傷包帯腹部		
		NAR グローブ		
		NAR はさみ		
		NAR アイシールド		
		NAR 低体温防止ライナーキット		
		NAR カジュアリティバッグ		
		TYK 万能ラージバッグ		
		NAR サージカルテープ		
		NAR グリップテープ		
		NAR カジュアルティカード		
		NAR カジュアルティリファレンスカード		
		NAR エビエーションパネル		